


Etac Prio

Notendahandbók

etac®

75440D 2022-11-16

Gildir um Etac Prio 3A með raðnúmer
sem hefst með 38D



Innihald

Takk fyrir að velja hjólastól frá Etac. Lesið leiðbeiningarnar vandlega til að koma í veg fyrir skemmdir við meðferð og notkun vörunnar.

Í handbókinni er Notandinn sá sem situr í stólnum. Umönnunaraðilinn er sá sem hjálpar notandanum.

Upplýsingar um hvernig fólk með skerta sjón getur nálgast handbókina er að finna í forsöluhandbók okkar á www.etac.com.

Etac bætir stöðugt vörur sínar. Við áskiljum okkur því rétt til að breyta vörunum án fyrirvara. Málin sem gefin eru á teikningum eða öðru efni eru eingöngu til leiðbeiningar.

Afbrigði geta verið á útbúnaði í mismunandi löndum.

Við berum ekki ábyrgð á prentvillum eða úrfellingum.



Þetta tákn birtist í handbókinni ásamt texta. Það undirstrikar aðgerðir þar sem hægt er að setja hjólastólinn, notandann eða öryggi umönnunaraðilans í hættu.



Þetta tákn birtist í handbókinni ásamt texta. Hér getur þú fundið ráð og ábendingar sem eru þess virði að íhuga.

1. Almennt

| | |
|-----------------------------|---|
| Vörulýsing | 3 |
| Tilætluð notkun | 3 |
| Tilætlaður notandi | 3 |
| Prófun, líftími og ábyrgðir | 3 |

2. Öryggi

| | |
|-----------------------|---|
| Tákn og viðvaranir | 3 |
| Flutningur í ökutæki | 4 |
| Samgöngur í flugvélum | 4 |

3. Viðhald og umhirða

| | |
|-----------------------------------|---|
| Hreinsun, sótthreinsun og viðhald | 5 |
| Bilanaleitareyðublað | 5 |

4. Tæknilegar upplýsingar

| | |
|--|-----|
| | 6-7 |
|--|-----|

5. Lýsing

| | |
|--|---|
| | 8 |
|--|---|

6. Valkostir stóla

| | |
|--|------|
| | 9-10 |
|--|------|

7. Fylgihlutir

| | |
|--|-------|
| | 11-12 |
|--|-------|

8. Uppsetning við afhendingu

| | |
|-----------------------|----|
| Bakstoðir | 13 |
| Handfang/Bogahandfang | 14 |
| Krossspelka | 14 |
| Höfuðstoð | 14 |

9. Hleðsla

| | |
|--|----|
| | 15 |
|--|----|

10. Notkunarleiðbeiningar

| | |
|--|-------|
| | 16-19 |
|--|-------|

11. Þægindastillingar sætis

| | |
|--|-------|
| | 20-22 |
|--|-------|

12. Aksturstækni, notkun

| | |
|--|-------|
| | 23-25 |
|--|-------|

13. Fjarlæging á áklæði

| | |
|--|----|
| | 26 |
|--|----|

14. Ítarlegar stillingar, breytingar

| | |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Sætishæð, sætishæðartafla | 27 |
| Að skipta um stöðu afturhjól | 28 |
| Hæðarstilling fram | 29 |
| Hæðarstilling á gaffalhúsi að framan | 29 |
| Taka í sundur/setja saman hjól | 29 |
| Taka í sundur/setja saman fremri gaffal | 29 |
| Stilling sætishæðar þegar stóllinn er búinn aukabremsu | 30 |
| Hæðarstilling bakstoða | 31 |
| Sætadýpt - framhlið | 32 |
| Sætadýpt - að aftan, handvirkur halli | 33-35 |
| Festing gasstimpils | 36 |
| Sætadýpt - undirlag að aftan, raftenging | 37-40 |
| Aðlögun að þægindalás | 41 |

15. Aðlögun

| | |
|--------------------------------------------------|----|
| Armstoð | 42 |
| Afturhjól með hraðri losun | 43 |
| Bremsa, stilling | 43 |
| Stilling bremsuhandfangs | 43 |
| Bremsa, uppsetning og stilling bremsumillistykki | 44 |
| Jafnvægispunktur/jafnvægisstillingar | 45 |
| Aflmunarstoð | 45 |
| Upphækkandi fótstoð með kálfastoð | 46 |
| Veltivörn | 46 |

16. Aukabúnaður - stillingar, meðhöndlun

| | |
|---------------------|----|
| Staðsetning á beltí | 47 |
| Bakstoðavíkkun | 48 |

1. Almennit

Vörulýsing

Etac Prio (hér eftir einnig nefnt varan) er handvirkur hjólastóll með sætis- og bakstöðum með vinnuvistfræðilegum eiginleikum. Sætis- og bakstöð með vinnuvistfræðilegum eiginleikum er fánleg með bæði handvirkri eða rafknúnni stýringu.

Fyrirhuguð notkun:

Varan er ætluð til notkunar fyrir hreyfanleika með því að bjóða upp á hjólastól með möguleika til að halla. Varan er ætluð til að bæta upp fyrir meiðsli og fötlun.

Varan hefur mikla aðlögunarhæfni með mörgum aðlögunarlegum og stillanlegum hlutum.

Fyrirhugaðir notendur:

Varan er ætluð notendum með skerta hreyfigetu og líkama í fullorðinsstærð. Hún er ætluð fyrir líkamshæð frá 140 cm og hentar fyrir notendur sem hafa gengið í gegnum aflímun.

Hægt er að nota vöruna án aðstoðarmanns ef notandinn skilur virkni hennar og getur beitt, bremsað og notað hallamöguleikann sjálfstætt. Varan er hand- og/eða fótknúin.

Hámarksþyngdargeta er tilgreind í notendahandbókinni fyrir neðan tæknilegar upplýsingar, mál og þyngd á vefsvæði Etac. Fyrirhuguð notkun hjólastólsins takmarkast ekki við sérstaka greiningu.

Tilætlað notandaumhverfi:

Varan er hönnuð til notkunar innandyra og utanhúss. Varan hefur festipunkta fyrir flutning í vélknúnum ökutækjum. Varan er ætluð til endurnotkunar.

Fylgið leiðbeiningunum í „Leiðbeiningar um endurbætur. Etac handvirkir hjólastólar“ á www.etac.com.

Frábendingar:

Það eru engar þekktar frábendingar.

CE merking, prófanir:

Varan er í samræmi við kröfur reglugerðar um lækningatæki (ESB) 2017/745. Varan hefur verið prófuð og uppfyllir kröfur EN 12183 sem felur í sér eldpróf í samræmi við ISO 8191-2.

Samsetningarsamningur er fánlegur, sjá www.etac.com.

Varan er árekstrarprófuð hjá RISE, Rannsóknastofnunum Svþjóðar, samkvæmt ISO 7176-19. Prófunin hefur verið gerð með klemmubúnaði UNWIN_WWR/ATF/K/R og með þriggja punkta ól 907523, Klippan Safety AB.

Prófuð vara var búin:

Virkjuðum handbremsum

Virkjaðri veltivörn

Höfuðstoð fest

Handrið á afturhjólu (ekki 16" hjól)

Líftími:

Fyrirhugaður endingar- og líftími aðalvörunnar er minnst fimm ár þegar hún er notuð í samræmi við fyrirhugaða notkun, öryggisleiðbeiningar, leiðbeiningar um endurbætur og viðhaldsleiðbeiningar í handbókinni. Aðalvaran er með sætis- og bakgrind. Aðrir hlutar/fylgihlutir eru meðhöndlaðir í samræmi við handbókina og leiðbeiningar um endurbætur. Raunverulegur endingartími getur verið mismunandi eftir því hversu mikið og ákaft varan er notuð, en er að hámarki 10 ár. Ef vara er ætluð til notkunar eftir þann líftíma sem Etac tilgreinir er það óhjákvæmilega á eiganda vörunnar að tryggja frammistöðu vörunnar í samræmi við leiðbeiningar um handbókina og endurbættar leiðbeiningar. Ef ekki er hægt að tryggja þetta verður að taka vöruna úr notkun.

Eftirfarandi aðferðir við yfirborðsmeðhöndlun hafa verið notaðar til að verjast tæringu:

Lakkaðir fletir = Duftborið pólýester eða ED lakk

Ólakkaðir álhutar = Húðun með rafskautsilu

Ólakkað stályfirborð = Galvaniserað

Ábyrgð:

5 ára ábyrgð gegn galla í efni og framleiðslu. Frekari upplýsingar um skilyrði er að finna á www.etac.com fyrir.

Aðlögun:

er allt sem fer út fyrir leiðbeiningar og stillingar handbókarinnar. Hjólastóll sem er sérsniðinn af viðskiptavinum má ekki halda CE-merkingu Etac. Ábyrgð Etac rennur út. Ef einhver óvissa ríkir varðandi framkvæmd sérsniðsins, hafðu samband við Etac.

Hjólastólar ásamt annarri vöru mega ekki halda CE-merki hvorrar vörunnar nema samsetningarsamningar séu fyrir hendi. Hafðu samband við Etac til að fá nýjustu upplýsingar.

Verkfæri:



Sexkantslykill
3, 4, 5, 6 mm



Hringlykill
8, 10, 13, 17, 24 mm



Topplykill
19 mm

2. Öryggi

Tákn og viðvaranir

Þessi tákn koma fram á merkingum og í notendahandbókinni.



Að tryggja. Festipunktar fyrir klemmukerfi fyrir flutning í vélknúnum ökutækjum.



Hætta á að velta: Haltu veltivörnunum alltaf niðurfelldum.



Ekki lyfta stólum með lausum hlutum.

Almennar viðvaranir

Taka verður tillit til eftirfarandi meðan á notkun stendur.



Bjart sólarljós gæti hitað hluta stólsins og valdið bruna.



Eftir að hafa stillt sætishæð, jafnvægismiðju eða bakstöðavinkil skaltu alltaf ganga úr skugga um að þú athugar virkni veltivarnarinnar.



Þessa vöru er hægt að stilla umfram örugga notkun. Ávísun vörunnar verður að vera gerð af heilbrigðisstarfsfólki og prófuð af sérfræðingi.



Stóllinn gæti oltið ef halli að aftan er meiri en 6°. Notið veltivörn!

Ef vart verður við aukaverkanir í tengslum við notkun tækisins skal tilkynna það tímanlega til söluaðila á staðnum og lögbærna landsyfirvalda. Söluaðili á staðnum áframsendir upplýsingar til framleiðanda.

2. Öryggi

Samgöngur í ökutækjum


Hjólástólar Etac eru árekstrarprófaðir og samþykktir samkvæmt ISO 7176-19 (sjá kafla „Prófun og ábyrgðir“ í handbókinni).

Etac mælir með í eftirfarandi röð:

1) Notandinn flytur sig í sæti í ökutækjunu og notar 3 punkta belti ökutækisins meðan á ferð stendur. Hjólástóllinn er síðan settur í skottið eða tryggilega í aftursæti þannig að hann geti ekki að oltið eða eða rúllað.



- Hjólástóllinn ætti helst að vera settur í skottið á bíl.
- Ef hjólástóllinn er settur á aftursætið, tryggjið að hann geti hvorki oltið né rúllað. Festu hjólástóllinn með öryggisbelti bílsins ef hægt er.



2) Hjólástóllinn er festur meðan hann snýr fram í ökutækjunu eins og lýst er hér að neðan, notandi notar sérstakt 3ja punkta belti sem er fast í ökutækjunu. Þannig er hjólástóllinn prófaður og samþykktur samkvæmt ISO 7176-19.







- Sjá kaflann „CE-merkingar, prófanir“
- Aukabúnaður sem hægt er að taka af án verkfæra verður að fjarlægja og klemma



Að tryggja

- Aðhaldsbúnaðurinn má ekki fara í gegnum hjólin eða í kringum afturrörin.



3) Samkvæmt tilskipun 2001/85/EB, viðauka VII, lið 3.8.3, geta sérmerktir hjólástólastaðir verið í ökutækjum sem leyfa flutning á hjólástól í akstursátt. Ef þessi ferðamáti er notaður verður notandi/umönnunaraðili að vera meðvitaður á ferðalaginu, búa sig undir skyndilegar hreyfingar og hafa getu til að halda öruggri sætisstöðu alla ferðina. Fötlun notanda skal ekki vera þannig að hann/hún geti ekki haldið í handfangin sem sett eru í bifreiðina þegar breytingar eru á hraða eða stefnu.



- Nota skal handbremsuna.
- Veltivörnin verður að vera virkjuð.
- Fjarlægja þarf fylgihluti sem hægt er að fjarlægja án verkfæra og festa.
- Nota verður rétt stillta höfuðstoð frá Etac (sjá kafla „Þægindastillingar sætis“).
- Nota ætti staðsetningarbelti.

Samgöngur í flugvélum

Litúmráfhliður eru háðar lagafyrirmælum.

Hafðu ávallt samband við ferðaskipuleggjanda eða fraktfyrirtæki til að fá upplýsingar um viðeigandi flutningsreglur fyrir flutning.

3. Viðhald og umhirða

Almennt

Vöruiðhald ætti að aðlagast notkun.

Ef bilun er í hjólastólnum skal hafa samband við síma- eða tækniástoðarmiðstöðina. Ekki má nota bilaða hjólastóla.

Ef þörf er á að breyta eða gera við stólinn skal aðeins nota upprunalega eða svipaða hluti frá Etac.

Etac ber ekki ábyrgð á skemmdum eða meiðslum af völdum notkunar á varahlutum sem ekki eru þeirra eigin.



Þegar þörf krefur skal smyrja hreyfanlega hluta/hluti með reiðhjólalólú eða álíka.



Aðeins þjálfað starfsfólk má þjónusta vöruna.

Bakstoð og sæti þrifin

Bakhlíðin er úr tveggja laga pólýester. Það er fjarlæggt með því að taka af endana á aftari handriðum.

Dragðu síðan áklæðið upp og þvoðu í samræmi við þvottaleiðbeiningar á miðanum.

Áklæðin fyrir sætis- og bakpúðann eru færarleg og þarf að þvo í samræmi við þvottaleiðbeiningar á miðanum.

Afturhjóll

Geimar: Lausir geimar geta leitt til hristing hjóls. Hafðu samband við umboðsaðila hjóla eða tækniástoðarmiðstöð ef nauðsynlegt er að breyta geimunum.

Hjólásar: Hreinsaðu hjólásana af hári og óhreinindum eftir þörfum.

Kúlulegur: Purfa ekkert viðhald.

Handföng: Ef handfang er skemmt á þann hátt að það getur valdið meiðslum á höndum, þá ætti að skipta um það.

Bremsur

Pung óhreinindi geta haft neikvæð áhrif á bremsubúnaðinn. Ef lagfæringar eiga sér stað, sjá kaflann „Bremsur, stillingar“.

Að þvo grindina

Það er mikilvægt, bæði vegna hreinlætis og langlífis stólsins, að hjólastóllinn sé hreinn. Það er útbúið með afrennslisgati sem tryggir að auðvelt sé að þvo og þorna.

Hreinsið grindina með hreinsiefni sem inniheldur ekki slípiefni með pH-gildi á milli 5 og 9, eða með 70% sótthreinsandi lausn. Skolaðu og þurrkaðu.

Stóll með rafdrifnu baki og sætishallaeginleika

Rafmagnsíhlutir eru í samræmi við verndarflokk IPX6 sem þýðir að varan getur verið hreinsuð með bursta og vatni. Ekki skal skola rafmagnsíhluti með þrýstidælu. Hámarksþvottur hitastig 20°.

Ekki má nota efni á rafmagnsíhluti. Ekki má tengja hleðslutækið.

Innri snúrur verða að vera tengdar. Dragðu stýrisbúnaðinn inn í innstu stöðu til að forðast að fitan á stimpilstönginni hverfi. Til að þvo í þvottavél/sóttthreinsivél þarf að aftengja alla rafmagnsíhluti. Sjá sérstaka þjónustuhandbók á www.etac.com.

Geymsla

Hjólastóla sem ekki eru notaðir á að geyma innandyrta.

Málningarviðgerð

Fyrir minniháttar rispur og málningarskemmdir er málningarviðgerð í boði.

Að taka í sundur við uppruna/Úrgangur

Vöruna skal flokka í samræmi við reglugerðir viðkomandi lands.

Rafhlöður: Skal skila í endurvinnslu á rafhlöðum.

Mótor og stýribox: Skal skila í endurvinnslu raftækja.

| Bilanagreining | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjólastóllinn fer til hliðar | <ul style="list-style-type: none"> Dældu lofti í hjólbarðana Gakktu úr skugga um að framgafflafestingar séu rétt festar og stillið með réttri hæðarstillingu Athugaðu hvort afturhjólin séu rétt sett á Notandinn dreifir þyngdinni ójafnt í hjólastólnum Fleiri styrkleikar eru notaðir á annarri hliðinni en hinni |
| Hjólastóllinn er „þungur“ í vinnslu | <ul style="list-style-type: none"> Dældu lofti í hjólbarðana Athugaðu hvort afturhjólin séu rétt sett á Hreinsaðu hjólöxla af hárum og óhreinindum Of mikil af þyngd yfir hjólin. Stilltu miðju jafnvægis |
| Hjólastóll er „þungur“ í viðsnúning | <ul style="list-style-type: none"> Dældu lofti í hjólbarðana Athugaðu hvort fremri gafflarnir séu ekki hertir of mikið Hreinsaðu hjólöxla af hárum og óhreinindum Of mikil af þyngd yfir hjólin. Stilltu miðju jafnvægis |
| Notandabremsan virkar ekki | <ul style="list-style-type: none"> Dældu lofti í hjólbarðana Stilltu fjarlægðina milli hjólbarðans og bremsunnar (sjá kaflann „Bremsa, aðlögun“) |
| Aukabremsa virkar ekki | <ul style="list-style-type: none"> Stilltu vírlengdina með því að nota stillingarhappinn á bremsutromlunni (sjá kafla „Aukabremsa“) |
| Afturhjóll eru „laus í sér“ | <ul style="list-style-type: none"> Stilltu lengd öxulskafitsins. |
| Erfitt er að fjarlægja/skipta um afturhjóll | <ul style="list-style-type: none"> Hreinsaðu og smyrðu fyrir snögga losun með t.d. hjólalólú Stilltu lengd öxulskafitsins. |
| Hjólin „hristast“ | <ul style="list-style-type: none"> Framgafflarnir hafa ekki verið hertir nægilega Gakktu úr skugga um að framgafflafestingar séu rétt festar og stillið með réttri hæðarstillingu Of mikil af þyngd yfir hjólin. Stilltu miðju jafnvægis |
| Hjólastóllinn er „óþægilegur“ | <ul style="list-style-type: none"> Dældu lofti í hjólbarðana Athugaðu hvort skrúfur og stjórnþæki séu vel hert |
| Rafknúin bak- og sætishöllun virkar ekki | <ul style="list-style-type: none"> Slökkt hefur verið á handstýringu með því að ýta á rofahappinn Lokastaða hefur verið náð - notið gagnstæða hnappinn Rafhlaðan er ekki hlaðin - hlaða þarf rafhlöðuna Handstýringin er læst - aflæsingaraðgerð (Sjá kaflann „Rafmagnsknúinn sætishallaeginleiki“) Handstýringin er ekki tengd - athugaðu hvort handstýringin sé rétt tengd við rafeindabúnaðinn Villa við handstýringu - hringdu í söluaðila eða tæknimann til að skipta um handstýringu Villa á rafeindabúnaði - hringdu í söluaðila eða tæknimann til að skipta um rafeindabúnað Skemmdir snúrur - hringdu í söluaðila eða tæknimann til að skipta um snúrur |
| Rafknúin bak- og sætishallaeginleiki virkar ekki þrátt fyrir að gripið sé til aðgerða | <ul style="list-style-type: none"> Endurstilltu kerfið með því að ýta á hnappana með ör upp og halda inni í fimm sekúndur |

4. Tæknilegar upplýsingar

| Tegund stóls | Vörunúmer | Heildarbreidd | Hæð sætis | Dýpt sætis | Virk sætisbreidd | Flutninga-breidd | Þyngd** | Flutninga-þyngd*** | Hám. þyngd notanda: |
|--------------|-----------|---------------|------------|------------|------------------|------------------|---------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | |
| 40 cm | 13420305. | 59 cm | 38-52,5 cm | 39-51 cm | 40 cm | 56 cm | 33,0 | 22,4 | 135 kg. |
| 45 cm | 13420309. | 64 cm | 38-52,5 cm | 39-51 cm | 45 cm | 61 cm | 33,3 | 22,7 | 135 kg. |
| 50 cm | 13420313. | 69 cm | 38-52,5 cm | 39-51 cm | 50 cm | 66 cm | 33,6 | 23,0 | 135 kg. |
| 55 cm | 13420317. | 74 cm | 38-52,5 cm | 39-51 cm | 55 cm | 71 cm | 33,9 | 23,3 | 135 kg. |

| Lengd | Lengd samanbrotið | Sætisvinkill | Vinkill bakstoða | Hæð bakstoða | Stærð handfangs | Lengd fótleggjastoða |
|----------|-------------------|--------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | | |
| 101,5 cm | 86,5 cm | -3° – +20° | 0° – +30° | 46-62 cm 52-68 cm**** | 44,5-52,5 cm | 33-61 cm |

* Sætisdýpt er mæld frá framhlið sætisþúðans að miðju bakþúðans.

** Með armstoð, upphækkandi fótleggjastoð, kálfastoð, afturhjólum og veltivörn.

*** Án armstoða, höfuðstoða, sætisþúða, upphækkandi fótleggjastoða, kálfastoða, afturhjóla.

**** Með framlengingu á bakstoðum

| Hám. hliðarhalli | Hám. halli niður á við |
|------------------|------------------------|
| | |
| >20° | >20° |

| Hjólbarði | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | Hár þrýstingur 22" | Hár þrýstingur 24" | Gegnheilt 22" | Gegnheilt 24" | Gegnheilt (loftlaust innra rör) 22" | Gegnheilt (loftlaust innra rör) 24" | Gegnheilt 16" |
| PSI/Bar | 110/7,5 | 110/7,5 | - | - | - | - | - |
| | 550 mm | 590 mm | 550 mm | 600 mm | 550 mm | 590 mm | 390 mm |
| | 25 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm | 25 mm | 25 mm | 40 mm |

Stóll með rafdrifnu baki og sætishallaeiginleika

| Umhverfisskilyrði | | |
|-------------------|--------------------------------------------|----------|
| | Langtíma-/skammttíma geymsla og flutningur | Rekstur |
| Hitastig | -10 - +40 | +5 - +30 |
| Rakastig í lofti | 20 - 90% | |
| Loftþrýstingur | 700-1.060 hPa | |

Ef stóllinn hefur verið geymdur við lágt hitastig verður að aðlaga hann að notkunarskilyrðum fyrir notkun.

| Rafdrifskerfi | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Framboðsspenna | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz (-15% +10%) |
| Hámarks inntaksstraumur | 3,9 A |
| Með hléum (reglubundin notkun mótors) | 5% 1 mín stöðug notkun 19 mín biðstaða |
| Málspenna | 25,9 V DC |
| Verndarflokkur <input type="checkbox"/> | IPX6. |
| | Hlutinn í snertingu við sjúklinginn uppfyllir kröfur um vörn gegn raflosti í IEC60601-1 |
| Verndarstig | Flokkur 2 |
| Gerð rafhlöðu | Lítíumjón |

Allar upplýsingar og notendaleiðbeiningar fyrir rafmagnsíluti eru fáanlegar á www.linak.com eða hafðu samband við söluaðila, eða tæknihjálparmiðstöð.







Rafsegulsamhæfi (EMC)

Þessi vara hefur verið prófuð og uppfyllir EMC-viðmiðunargildin sem eru gefin í IEC 60601-1-2 fyrir búnað í B-flokki.





Þessi vara hefur mjög litla geislun og ætti ekki að trufla annan búnað.

4. Tæknilegar upplýsingar



| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| <p>ALU</p> | <p>Fe</p> | <p>PES</p> | <p>Fe/CF/ALU</p> | <p>PP/TPR</p> | <p>ALU/PA/PE/PU</p> |

5. Lýsing



| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Höfuðstoðir | 13. Fremri gaffal | 25. Verkfæri - sexkantslykill 3 mm |
| 2. Stjórnæki - afturvinkill | 14. Hjól | 26. Verkfæri - sexkantslykill 5 mm |
| 3. Handföng | 15. Bakpúði | 27. Smellilás - höfuðstoð |
| 4. Handfangafestingar | 16. Armstoðir | 28. Aukahlutur fyrir stuðning við brjóstkassa |
| 5. Bakstoð | 17. Sætispúði | 29. Handstýring |
| 6. Afturhjól | 18. Kálfapúði | 30. Hleðsluinnstunga |
| 7. Handrið | 19. Fótleggjastoð | 31. Sætisvinkilstjakkur |
| 8. Notendabremsa | 20. Hnappur fyrir læsingu fótplötu | 32. Bakvinkilsstýriening |
| 9. Snögglosunarstaður | 21. Fótplata með hælbandi | 33. Rafhlöðupakki og stýringareining |
| 10. Veltivörn | 22. Merki vöru og raðnúmer | |
| 11. Undirvagn | 23. Veltistýring - halli | |
| 12. Festing fyrir fremri gaffla | 24. Fjölþættar mjaðmastoðir | |

6. Valkostir stóla

Í hlutanum „Valkostir stóla“ (kjörstillingar) er hægt að sjá allar stillingar fyrir hjólastólinn. Frekari upplýsingar um valkosti stóla er að finna á www.etac.com

Stillanlegt = Stíllt með verkfærum. Aðlögunarlegt = Aðlagað án verkfæra.

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hæð sætis | 38-52,5 cm með 20", 22" eða 24" afturhjól | |
| | 40-45 cm með 16" afturhjól. (51,5 cm með sætishæðarmillistykki 16") | |
| Sætisvinkill | Hám. framvinkill: 3° Hám. bakvinkill: 20° Sjá einnig Þægindalás | |
| Hjól | 150x35 mm, hálf-gegnheilt | |
| | 165x30 mm, gegnheilt | |
| | 175x45 mm (7") hálf-gegnheilt | |
| | 200x35 mm hálf-gegnheilt | |
| | 200x50 mm, hálf-gegnheilt | |
| Fremri gaffal | Stutt (þrjár hæðarstöður fyrir hjól) | |
| | Miðlungs (þrjár hæðarstöður fyrir hjól) | |
| Afturhjól | 16", breidd: 42 mm, gegnheilur hjólbarðar (engin handrið) | |
| | 20", breidd: 32 mm, gegnheilur hjólbarðar gegnheilur eða háþrýstingshjólbarðar | |
| | 22", breidd: 32 mm, gegnheilur hjólbarðar gegnheilur eða háþrýstingshjólbarðar | |
| | 24", breidd: 32 mm, gegnheilur hjólbarðar gegnheilur eða háþrýstingshjólbarðar | |
| Handrið | Ál | |
| | Plasthúðað | |
| | Ryðfrítt stál | |
| Hjólhalli | 0° | |
| Sætispúði | Klassískt; vægar útlínur, köld froða. Flauels- eða hreinlætisáklæði | |
| | Þægilegt; vægar útlínur, köld froða með mjúkri minnisfroðu í sætinu. Flauels- eða hreinlætisáklæði | |
| | Hreinlegt; með hreinlætisáklæði. Efni Dartex. Vatnshelt, þurrkanlegt með blautum klút, þvo á 90° C | |
| Vinkill bakstoða | 0° - +30° | |
| Bakstoðahalli, fastur | 5°, 10° eða 15° | |
| Mænuvinkill | -12° til +10° | |
| Dýpt sætis | Þrjár aðrar stöður með sérstöku millibili. Stöðluð stilling: Staða 2 | Staða 1: 39-46 cm (stuttur púði) |
| | | Staða 2: 41,5-48,5 cm (stuttur púði) |
| | | Staða 3: 44-51 cm (stuttur eða langur púði) |
| Höfuðstoð með hliðarstöðum | Línulaga púði með mjúkri bólstrun, hægt að endurstilla hæð, dýpt, hlið og vinkil. Flauels- eða hreinlætisáklæði. Svört eða ryðfrí stálstöng, einn eða þrjár hnappar. | |
| | Línulaga púði með hliðarstöðum og mjúkri bólstrun, hægt að endurstilla hæð, dýpt, hlið og vinkil. Hreinlætisáklæði. Svört eða ryðfrí stálstöng, einn eða þrjár hnappar. | |
| Aðlaganleg höfuðstoð | Miðlungs | |
| | Stór | |
| Hæð bakstoða | Stillanleg hæð: 46-62 cm Með hæðarframlengingu 52-68 cm | |
| Áklæði fyrir bakstoð | Stillanlegar ólar með frönskum rennilás. Fjölpættur mjaðmastoðir, hægt að stilla hæð | |
| Bakstoðapúði 3D | 3-hluta bakstoðapúði hentugur fyrir notendur með herðakistil. Lóðrétt og lárétt lögur er sköpuð út frá lögum baks notandans. Flauel | |

6. Valkostir stóla

| | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bakstoðapúði/ Bakstoðaáklæði | Bakstoðapúði með flauels- eða hreinlætisáklæði | |
| | Mjúkt áklæði. Flauel. | |
| Mjaðmastoð | Fjölpættar mjaðmastoðir, hægt að stilla hæð | |
| Þægindalæsing | Fjórar valfrjálsar stillingar. Veitir umönnunaraðila skýrar leiðbeiningar um þann hátt sem hefur verið ávísað sem algengasta hvíldarstilling. Ekki í samsetningu með rafræna sætishallaeiginleika | 0° sætishalli |
| | | 4° sætishalli |
| | | 8° sætishalli |
| | | 12° sætishalli |
| Handvirkur sætishalla-eiginleiki | Fest á armstoð. Aðeins til notkunar á sætishallaeiginleikanum (ekki fyrir bakhalla). | |
| Rafmagns-knúinn halla-eiginleiki | Rafmagnshalli sætis og baks sem stjórnað er með handstýringu. Takmarkanir: Ekki með þægindalæsing, fjölpættar mjaðmastoðum, QR-pinna fyrir bakstoðir, súrefniskörfu, hreyfitakmörkunarklemmum. | |
| Handfang/ Bogaformað handfang | Hæðarstillanlegt með 2 cm millibili. | Handföng |
| | | Bogaformað handfang |
| | | Bogaformað handfang, stillanlegt (ekki í boði fyrir 55 cm breiða stóla) |
| Fótleggjastoð, upphækkanlegt | Sex fastar stöður. Með fóðruðum hnéhlífum og samanbrjótanlegum kálfastoðum, er hægt að stilla hæð, vinkil og dýpt | |
| Fótleggjastoð, Cross-gerð | Aftengjanlegt, sveiflueiginleiki | |
| Fótleggjastoð | 13 cm djúpt. Hægt að brjóta saman, hægt að stilla vinkil og dýpt. Hælaólar fylgja. Hægt er að sameina fótplötuna með framlengdri fótplötu | Staðlað(ur) Hám. lengd: 55 cm Lágm. lengd: 38,5 cm |
| | Gegnheil fótastoð. Viðbót sem inniheldur fótplötur. | Framlengd festirör +10 cm. Stytt festirör -8 cm. |
| | Gegnheil fótastoð. Hægt að stilla vinkil. Í samsetningu með fótleggjastoðum (fastur vinkill, stillanlegur vinkill eða Cross-gerð) | |
| Hýsing hjóls | Staðlað(ur): | |
| | Breikkað 6 cm | |
| Fótleggjastoð, önnur | Fótleggjastoð vegna aflimunar. Hægt að stilla hæð, dýpt og vinkil | |
| | Þyngd aflimunar. Hægt að stilla vinkil | |
| | Gipssteypt fótleggjastoð. Hægt að stilla dýpt og vinkil | |
| Armstoð: | Hæðarstilling 23,5-35 cm. Dýpt stoðpúða handleggs er stillanleg með sexkanti eða fingurskrúfu. | |
| | Með þröngri, gegnheilli armstoðarplötu. Lengd 38 cm. Breidd 5 cm. Hægt að stilla hæð 21-32,5 cm | |
| Bremsur | Vinklað handfang | Rautt handfang |
| | | Svart handfang |
| | Framlengt handfang, samanbrjótanlegt | |
| | Handbremsa | |
| Millistykki bremsu | Fyrir 16" og 20" afturhjóli í ákveðnum stöðum (sjá kaflann „Stilling á jafnvægismíðu“) | |
| | Fyrir 22" afturhjóli í ákveðnum stöðum (sjá kaflann „Stilling á jafnvægismíðu“) | |
| Tromlubremsa | Handbremsa með 10 cm opnunargripi | |
| Akstur með einni hendi | Útdraganlegt drifskaft, aftengjanlegt. Hægri eða vinstri festing. Takmarkanir: Ekki í afturhjólsstöðu C1 eða B1, ekki í samsetningu með aukabremsu eða körfu. Í samsetningu með Lille Viking, aðeins í afturhjólsstöðu C2, D2, E2). | |
| Litur, áklæði | Hreinlætisáklæði: Grátt Flauel: Grátt | |

7. Fylgihlutir

Leiðbeiningar um samsetningu fylgja með öllum fylgihlutum þegar Etac veitir þær.

Þú getur fundið leiðbeiningar auk frekari upplýsingar um fylgihluti á heimasíðu okkar www.etac.com.

Stillanlegt = Leiðrétting með verkfærum. Aðlögunarlegt = Aðlagð án verkfæra.

| | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Útvíkkunarsett | Eykur fjarlægðina milli armpúðanna um 2 cm | |
| Millistykki fyrir sætishæð 16" | Fyrir aukna sætishæð (til 51,5 cm) | |
| Framlenging fyrir hæð bakstoða | Eykur hæð bakstoða um 60 mm | |
| Útvíkkun bakstoða | Breikkar efri hluta bakstoða um 40 mm á hvorri hlið | |
| Bakki | Gegnsætt, sett ofan á armstoð. Ekki í samsetningu við dreypistand | |
| Armstoð, fóðruð | Fyrir staðlaðar armstoðir eða handleggjastoðir með gegnheilli plötu | |
| Armstoðarpúði vegna helftarlömunar | Inniheldur aukahluti. Línulaga púði. Hægt að stilla dýpt, halla og hæð | |
| Breiðir handleggjapúðar | Festur á púða fyrir handlegg með hefðbundinni stoðplötu | |
| Kálfaband | Aftengjanlegt, svart nælon, stillanleg lengd | |
| Fóðrun, kálfaól | Fyrir kálfaól | |
| Kálfastoð | Flauel. Til að setja upp/stilla með frönskum rennilás | |
| Fóðrun, fótstoð | Fyrir fótstoð með 13 cm dýpt | |
| | Fyrir gegnheil fótstoð með stillanlegum vinkli | |
| Framlengd fótstoð | Passar á núverandi fótplötu, sætisbreidd 40-55 cm. Dýpt 21,5 cm | |
| Framlengd fótstoð, viðbót | Passar á núverandi fótplötu, frá sætisbreidd 40-55 cm. Lengir dýpt fótastoða upp í 22,5 cm | |
| Fótabox | Fóðrað. Heldur fótum tryggilega, útrými fyrir dálítinn hreyfanleika. Miðlungs eða stór | |
| Fjarlægjanleg lærisstoð, viðbót | Fóðrað. Hjálpar til að samræma lærlegg, staðsetja hné í hlutlausri stöðu og til að stjórna fráfærslu | |
| Staðsetningarbelti | Tveggja hluta með klemmulás, festipunktur á hjólastólagrindinni | |
| Fremri festing, staðsetningarbelti | Viðbótarfesting fyrir staðsetningarbeltið. Gerir kleift að setja saman bæði 2- og 4-punkta belti, búin með raufum fyrir einstaklingsaðlögun | |
| Klemma fyrir brjóstkassaól | Aðeins í samsetningu með stillanlegri höfuðstoð | |
| Hliðarstoð | Hægt að stilla hæð, dýpt og breidd, aftengjanlegt | |
| Hliðarstoð með sveiflueiginleika | Hægt að sveifla burt og er aftengjanlegt. Hægt að stilla hæð, dýpt og breidd | |
| Hlíf fyrir hliðarstoð | Flauel, fyrir hliðarstoðarpúða | |
| Millistykki | Fyrir hliðarstoðarpúða R82. Fyrir festingu við hliðarstoð | |
| Hliðarstöðvun | Samsett með fleyg- eða hliðarpúða. Byr til skýrari stöðvun og heldur fleyg- eða hliðarpúða á sínum stað. Beint eða vinklað 30 mm | |
| Teinavörn | Með gráu eða gulu mynstri | |
| Verkfærasett | | |
| Hliðarstoðarpúði | Veitir vægan hliðarstuðning. Notað (í samsetningu með armstoðum) í þeim tilvikum þar sem stoð við brjóstkassa er of stöðug | |
| Bakstoðarfleygar | Veitir einstaklingsbundinn stuðning. Fáanlegur í mörgum stærðum | |
| | Dökkgrátt flauel, 15 eða 30 cm | |
| Fyllipúðar | Minnkar breidd á milli armpúðanna um 30 mm (15 mm á hvorri hlið) | |

7. Fylgihlutir

| | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dreypistandur | Festing og standur. Ekki í samsetningu við bakka | |
| Súrefnishaldari/ Flutningskarfa | Ekki í samsetningu við rafknúinn hallaeiginleika eða Lille Viking aðstoðarvél. Aðeins með sætishæð yfir 43 cm | |
| Ávalur hnúður | Hægt að stilla dýpt | |
| Takmörkun á vinkli | Lækkar stýrisvið sætisvinkils um 2° á hverja klemmu Minnkar stýrisvið bakvinkils um 2,5° á hverja klemmu Ekki í samsetningu með rafræna sætishallaeiginleika | |
| Stýring bakvinkils | Minnkar stýrisvið bakvinkils á fjölbreyttan hátt | |
| Stýringar lása-, sætis- og bakvinkils | Læsir sætis- og/eða bakvinkli | |
| Bakstoð með QR-pinna | Einfaldar niðurfellingu bakstuðnings (ekki ásamt sætisdýptarstöðu 1, 39-46 cm) | |
| Minnisstoð við höfuð | Einfaldar uppsetningu höfuðstoða (forstillt hæð) | |
| Stafahaldari | Tveir hlutar, þar af annar teygjanlegur hluti sem festur er utan um stafinn | |
| Framlenging á aftari áklæði | Hylur bilið á milli sætis og baks í hærri bakhæð og veitir auka stuðning við sætispúðann | |
| Drifmótor, Lille Viking | Hjálpartæki til notkunar utandyra (ekki undir 45 cm sætishæð) | |

8. Upsetning við afhendingu








Bakstoð

Hjólástóllinn er afhentur með samanbrotna bakstoð og með handföngum/bogahandfangi og ósamsettum höfuðstöðum.

1-3. Setjið fastan gasstimpil/áfyllingarbúnað í bakstoðargrindina.



Gætið þess að öryggispinninn sé tryggilega festur.



10 mm



5 mm



6 Nm

Bakstoð með föstum vinkli

1. Setjið stoðgrindina í stöðuna sem óskað er eftir.

1




5 Nm



5 mm



10 mm



8. Upsetning við afhendingu

Handfangi/Bogahandfang

Settu þrýstihandföngin/bogahandfangið upp með því að losa handfangið og ýta inn læsingarpinninum á handfanginu. Athugaðu! Þrýstihandfang með tákni fyrir *bakhalla* verður að vera uppsett *vinstra* megin, þrýstihandfang með tákni fyrir *halla* verður að vera uppsett *hægra* megin.



Festu handfangið.



Gakktu úr skugga um að hnapparnir séu hertir á öruggan hátt. Þetta er sérstaklega mikilvægt ef lyfta á stólnum á meðan notandann situr í honum.




Gættu þess að festipinnarnir fyrir læsingarpinnana séu festir í tengibúnaði handfangsins.



Krossspelka


Ef stóllinn er búinn þrýstispelku er stundum hægt að afhenda hann án krossspelku. Setjið krossspelkuna í eins og sýnt er á skýringarmyndunum.



Höfuðstoðir



Lyftu aldrei stólnum út frá höfuðstoðum.



9. Hleðsla

Rafgeymirinn hlaðinn (Rafmagnsknúinn hallaeiginleiki)

Þegar stóllinn er afhentur er rafhlaðan grunnhlaðin. Hlaða verður rafhlöðuna að fullu áður en varan er notuð í fyrsta skipti, en ekki síðar en 12 mánuðum eftir afhendingu. Eftir þetta er varðveisluhleðsla nauðsynleg á að minnsta kosti 12 mánaða fresti.

Hleðsla skal fara fram í þurru umhverfi. Gættu þess að hleðsluinnstungan sé alveg þurr áður en þú hleður.

Settu hleðsluinnstunguna í og tengdu hleðslutækið við vegginnstungu.

Spennuvísirinn (A) er upplýstur og sýnir að hleðslutækið er tengt.

Vísarnir tveir sem sýna að rafhlaðan er í hleðslu (B) blikka. Þegar ljósin slokkna er rafhlaðan fullhlaðin.


Þegar hleðslustaða rafhlöðunnar er lág (0-35%) gefur handstýringin frá sér hljóðmerki þegar hún er notuð.



Aldrei skal hlaða rafhlöðuna á meðan notandi situr í stólinum.



Aldrei hlaða skemmda rafhlöðu.





10. Notkunarleiðbeiningar

Hallaeiginleiki, þægindalás

Stólinum er hallað með því að ýta niður aðlöguninni á hægri handfanginu (eða á armstoðinni ef varan er búin með handvirkum hallaeiginleika). Á stólinum með þægindalásum er framhalli stöðvaður við foruppsetta þægindalásinn. Haltu stillingunni niðri og ýttu aðeins áfram til að komast yfir þægindalásinn.



Hafðu í huga að hætta er á að velta.
Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.




10. Notkunarleiðbeiningar

Stjórnun bakvinkils

Bakvinkli er breytt með því að ýta á bakvinkilsstýringarnar vinstra megin (ekki fyrir fastan bakvinkil).



Hafðu í huga að hætta er á að velta. Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.




Rafmagnsknúinn hallaeiginleiki

Bakvinkill og sætishorn er stillt handvirkt. Eftir að handstýringin hefur ekki verið notuð í 30 sekúndur slokknar á henni. Einnig er hægt að aftengja það handvirkt með því að smella á kveikja/slökktva á hnappinn.




Handstýringin má ekki vera meðhöndluð af börnum eða vitsmunalega skertum einstaklingum.



Að læsa eiginleikum

Hægt er að læsa bak- og/eða sætishallaeiginleikum. Ýttu á láshnappinn og haltu honum inni. Á sama tíma skaltu ýta á einn af örvatökkunum fyrir valinn eiginleika. (Bæði virka.) Gaumljósið logar þegar valinn eiginleiki er læstur.

Endurtaktu sömu aðferð til að opna.




10. Notkunarleiðbeiningar

Hleðsla

Þegar hleðslustaða rafhlöðunnar er lág (0-35%) gefur handstýringin frá sér hljóðmerki þegar það er notað og gula ljósið (A) er kveikt. Sjá kaflann „Hleðsla“.



Aldrei skal hlaða rafhlöðuna á meðan notandi situr í stólnum.



Rafknúinn hallaeiginleiki, bakvinkill




Bakvinkill er stilltur með örvahnöppum vinstra megin við handstýringuna.



Hafðu í huga að hætta er á að velta. Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.



Ekki má nota rafknúna hallaeiginleikann þegar hindrun er fyrir hendi, t.d. þegar notandinn hefur fæturna undir borði.



Rafknúinn hallaeiginleiki, sætisvinkill

Sætisvinkillinn er stilltur með örvahnöppum hægra megin í handstýringunni.






Ekki má nota rafknúna hallaeiginleikann þegar hindrun er fyrir hendi, t.d. þegar notandinn hefur fæturna undir borði.



Hafðu í huga að hætta er á að velta. Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.



Hætta er á því að klemmast milli armstöðarinnar og hjólsins þegar armstöðirnar eru í lægri stillingu.




10. Notkunarleiðbeiningar

Afturhjóli með hraðlosunarnaf

Ýttu á hnappinn á hraðlosunarnafinu og settu hjólið upp Hægt er að stilla fjarlægðina milli hjólnafarinnar og læsingarboltanna með því að stilla róna utan á hjólnöfni. Fjarlægðin milli miðjuhylkisins og læsingarboltanna ætti að vera 0,2 til 1,2 mm.



Pegar þessi samsetning er sett saman skal alltaf gæta þess að hraðlosunarhnappurinn í hjólnöfni spretti út á réttan hátt. Prófaðu með því að draga í hjólið.




Veltivörn


- Hægt er að leggja saman veltivarnirnar og hæð þeirra er stillanleg.
- Þegar veltivörnin er tekin úr þarf að ganga úr skugga um að læsingarpinninn smelli rétt á.
- Eftir allar breytingar á stólnum þarf að athuga virkni veltivarnar. Ef stilla þarf veltivörnina skal hafa samband við tækniástoðarmiðstöðina.



Hafðu í huga að hætta er á að velta. Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.



Höllun er innbyggð í grindina



Fótleggjastoð, upphækkandi




Hægt er að lyfta/sveifla til hliðar fótleggjastoðum eftir þörfum. Hægt er að brjóta saman fótplöturnar og hægt er að sveifla kálfastoðum til hliðar.

Vinkill fótleggjastoða

Vinkill fótleggjastoða er aðlaganlegt í föstum stöðum. Stilltu hornið með því að ýta á hnappinn og lyfta/lækka.



Ekki lyfta stólnum út frá fótstöðum.



10. Notkunarleiðbeiningar

Handfang/bogahandfang, hægt að stilla hæð


Losaðu um hnappinn fyrir læsingu handfangsins (A). Stilltu viðeigandi hæð. Gakktu úr skugga um að handfangið sé í stöðunni „smellilæsing“ (snap lock) og hertu hnappinn.




Gakktu úr skugga um að hnapparnir séu hertir á öruggan hátt. Þetta er sérstaklega mikilvægt ef lyfta á stólnum á meðan notandann situr í honum.



Gættu þess að læsipinninn fyrir læsingu handfangsins sé alltaf festur tryggilega undir tengibúnaði handfangsins.




Aukabremsa (hreyfibremsa)



- Bremsaðu á meðan hreyfingu stendur með því að ýta bremsuhandfanginu upp.

Aukabremsa (handbremsa)



- Settu handbremsuna upp með því að ýta á handfangið og ýttu á hnappinn A.
- Losaðu með því að þrýsta handfanginu upp.

11. Þægindastillingar sætis

Þægindi sætis

Þægindi í góðu sæti eru háð þörfum og tækifærum fyrir hvern og einn einstakling. Eftirfarandi almennu leiðbeiningar sýna hér hvað þarf að hafa í huga þegar stillingar eru gerðar.



Áklæði fyrir bakstoð

Áklæði bakstoðar er lagað með notandann sitjandi í hjólastólnum.


- Gakktu úr skugga um að notandinn situr eins langt aftur í sætinu og mögulegt er.
- Hallaðu bakstoðum þannig að fjölpættar mjaðmastoðir séu virkjaðar (sjá skýringarmynd).
- Styddu mjaðmirnar með því að herða stuðningsbeltið fyrir mjaðmir. Mundu að beltíð losnar sjálfkrafa þegar bakstoðum er hallað til baka (sjá skýringarmynd). Hægt er að stilla hæð mjaðmastoða (sjá mynd).
- Stilltu síðan efri ólina til að veita notandanum stuðning og jafnvægi í efri líkama.
- Hinar ólarnar eru stilltar til að veita pláss fyrir bakhlið notandans og fylgja náttúrulegri sveigju baksins.




Hafðu í huga að hætta er á að velta.
Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.



Fjölpættar mjaðmastoðir virkjaðar



Fjölpættar mjaðmastoðir óvirkar



11. Þægindastillingar sætis

Höfuðstoðir

Höfuðstoðir eru aðlaganlegar í hæð, dýpt, hlið og vinkil.







Hafðu í huga að hætta er á að velta.
Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.



Aldrei lyfta stólinum út frá höfuðstoðunum eða festingum þeirra.



Það er auðveldara að setja upp skrúfur og rær þegar höfuðstoðir er fjarlægðar.




Fótaplata

Stilltu hæðina til að styðja fæturna og til að lærin hvíli gegn sætissessunni.

Til notkunar utanhúss ætti að lyfta gólfplötunum upp í 4 - 6 cm hæð yfir jörðu.




Hætta á að velta!
Stattu aldrei á fótaplötum



Aðlögun vinkla




Lagaðu vinkil fótstoðanna þannig að ökkjar þínir myndi 90° horn.



5 mm

Hæð stillt


Losaðu læsingarhandfangið að fullu á fótleggjastoðinni. Fjarlægðu skrúfuna. Stilltu hæðina. Skiptu um skrúfuna og handfangið. Hertu á öruggan hátt.



11. Þægindastillingar sætis


Að breyta dýpt fótstoða

Stilltu dýpt fótstoða með því að skipta hægrri og vinstri fótstöðunum. Ekki gleyma að stilla vinkil.



Kálfa-/hælband

• Stilltu lengdina þannig að miðju fótanna sé komið fyrir á fótplötunum.



Armstoðir (aðlögun)

- Losaðu skrúfuna fyrir aðlögun hæðar og færðu armstoðir upp eða niður í æskilega hæð. Hertu skrúfurnar.
- Losaðu skrúfurnar neðan á armstoðarpúðanum til að stilla lengd púðans.
- Rétt stilltar armstoðir veita stuðning fyrir efri hluta líkamans. Stoðplata fyrir handleggji ætti að vera um það bil 5 mm hærrí en olnbogí þegar beygt er í 90° horn.




- Ef nauðsyn krefur er hægt að stilla hæð armstoðafestingarinnar (sjá kaflann „Stillingar, aðlaganir“).



Ekki lyfta stólnum út frá armstoðum.



5 mm




12. Aksturstækni, notkun




Stöðvun

Snúðu hjólunum fram, settu bremsurnar á.




Ekki stöðva hjólastólinn í halla þegar notandinn situr í honum.

Flytja í og úr hjólastólum




Aldrei má standa ofan á fótstöðunum þar sem hættu er á að velta!

Út á hlið



Frá framhlið





Hjólastólum lyft

- Tryggðu að lóðréttu stillanlegu handföngin séu vel hert.
- Sveiflaðu fótstöðunum í burtu og lyftu hjólastólum með efri hluta grindarinnar að framan.



Lyftu aldrei stólum út frá höfuðstöðum, fótstöðum eða armstöðum.






12. Aksturstækni, notkun



Umönnunaraðilar, upp á við

- Tryggðu að veltivörn er óvirk.






Virkjaðu veltivörnina síðar.



Umönnunaraðilar, upp á við

- Tryggðu að veltivörn er óvirk.






Virkjaðu veltivörnina síðar.



Umönnunaraðilar, niður á við

- Tryggðu að veltivörn er óvirk.






Virkjaðu veltivörnina síðar.



Umönnunaraðilar, niður á við

- Tryggðu að veltivörn er óvirk.



Virkjaðu veltivörnina síðar.


12. Aksturstækni, notkun



Tröppur, upp

-Gakktu úr skugga um að veltivörnin sé óvirk og að hæðarstillanleg handföng séu tryggilega hert.


Við mælum alltaf með því að það sé alltaf tveir umönnunaraðilar sem sjá um þennan flutning. Einn sem gengur bakvið og heldur í handföngin og einn sem gengur að framan og heldur í grindina. Notaðu aldrei rúllustiga, jafnvel þó að umönnunaraðili sé til staðar.



Tröppur, niður

-Gakktu úr skugga um að veltivörnin sé óvirk og að hæðarstillanleg handföng séu tryggilega hert.




Við mælum alltaf með því að það sé alltaf tveir umönnunaraðilar sem sjá um þennan flutning. Einn sem gengur bakvið og heldur í handföngin og einn sem gengur að framan og heldur í grindina. Notaðu aldrei rúllustiga, jafnvel þó að umönnunaraðili sé til staðar.



13. Fjarlæging á áklæði

Bakpúði

- Bakpúðinn er fjarlægður og festur með rennilásnum.



14. Ítarlegar stillingar, breytingar

Hæð sætis

Hæð sætis aðlagð með:


- Stöðu afturhjóla í grindinni og stöðu hjóla í gafflinum.
- Breyting á stærð afturhjólansins




Undirvagninn verður alltaf að vera láréttur. Þegar sætishæðinni er breytt þarf einnig að stilla hæð framsætisins. Sjá kaflann „Hæðarstilling, framhlið“.



Hafðu í huga að hætta er á að velta. Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.



Hæðarborð fyrir sæti



| | | | Stuttur gaffal | | | | | | | | | | | | Miðlungs gaffal | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|----------------|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|-----------------|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|
| | | | S1 | | | | S2 | | | | S3 | | | | M1 | | | | M2 | | | | M3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos. | | Hæð sætis | 6" | 6" | 6,5" | 7" | 8" | 6" | 6,5" | 7" | 8" | 6" | 6,5" | 7" | 8" | 6" | 6,5" | 7" | 8" | 6" | 6,5" | 7" | 8" | 6" | 6,5" | 7" | 8" |
| E | 20" | 38,0 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22" | 40,5 | X | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
| | 24" | 42,5 | | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X* | X | | | | | | | | | | |
| D | 20" | 40,5 | X | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | 22" | 43,0 | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X | X* | X | X | X | | | | | | | |
| | 24" | 45,0 | | X | X | X | X | | X | X | X | | | X | X | X | X* | X | X | X | X | X | | | | | |
| C | 20" | 43,0 | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X | X* | X | X | | | | | | | | |
| | 22" | 45,5 | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X* | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | 24" | 47,5 | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| B | 20" | 45,5 | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | | |
| | 22" | 48,0 | | | | | X | | X | X | X | | | | | | X* | | | X | X | X | X | X | X | X | |
| | 24" | 50,0 | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | 16"*** | 40,0 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 20" | 48,0 | | | | | X | | X | X | X | | | | | | X* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | 22" | 50,5 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | |
| | 24" | 52,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| | 16"*** | 42,5 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | X* | X | | | | | | | | | |
| a | 16"*** | 45,0 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X* | X | X | X | X | X | X | | | X | X | |
| Ad. | 16"*** | 51,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | |

*Aðeins 8 x 13/8" (200 x 35 mm), ekki 8 x 2" (200 x 50 mm)

** Stóll með rafknúinn hallaeiginleika þarf að vera með uppsetta klemmuvörn.

14. Ítarlegar stillingar, breytingar

Skipt um staðsetningu afturhjól

1. Losaðu róna.
2. Opnaðu settið með skinnum og settu í nauðsynlega stöðu (sjá töflu í hlutanum „Hæðarborð fyrir sæti“).
Nota á millistykki með 16" hjóli í stöðu A2 og B2.
3. Stilltu hjólin/kasthjólagaffalinn þannig að undirvagninn sé láréttur (sjá kaflann „Hæðarstilling framhliðar“).






4. Stilltu handbremsuna. Sjá kaflann „Bremsa, aðlögun“.



Hafðu í huga að hætta er á að velta. Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.



Í ákveðnum stöðum afturhjóla er hætta á að klemmast milli armstöða og afturhjól (ef armstöðir eru stilltar lágt).



17 mm
24 mm







14 Nm

Við uppsetningu skal tryggja að hjólnöfnin endi í sömu stöðu hægra og vinstra megin.



Við ísetningu þarf að athuga hvort afturhjól sé tryggilega fest. Hnappurinn í miðjunni ætti að skjótast út í upprunalega stöðu. Prófaðu með því að draga hjólið.



14. Ítarlegar stillingar, breytingar

Hæðarstilling framhliðar

Undirvagninn verður alltaf að vera láréttur. Þegar sætishæð er stillt er einnig nauðsynlegt að stilla staðsetningu hjóla í gafflinum eða breyta hjólum/gaffli (sjá hlutann „Hjólhæðartafla“).

Hæðarstilling á fremra gaffalhúsi

Losaðu skrúfuna sem heldur fremra gaffalhúsinu og stilltu hæðina þannig að neðri rör undirvagnsins sé samsíða gólfinu.


Hertu skrúfuna aftur.



Hafðu í huga að hætta er á að velta.
Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.



Hafðu í huga að hætta er á að velta.
Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.






Taka í sundur/Setja saman hjól

Losaðu skrúfu, ró og millibilsbolta og settu hjólið í rétta stöðu.



Hafðu í huga að hætta er á að velta.
Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.



5 mm



Taka í sundur/Setja saman fremri gaffal


1. Taktu róarlokið af og settu framhliðina saman fremri gaffal og hjólið samkvæmt myndinni.

ATHUGIÐ! Mikilvægt er að tryggja að kúlulegur og skifur í festingunni (undir festiróni) séu settar í rétta röð með gormaskífuna ofan á.

Við uppsetningu skal herða festiróna þar til hún stöðvast og sleppa henni síðan um 1/2 - 1 snúning. Að því loknu hefur gormaskinnan rétta spennu og dregur úr hættu á því að hjólin byrja að „hristast“.










Hafðu í huga að hætta er á að velta.
Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.



14. Ítarlegar stillingar, breytingar

Stilling á hæð sætis með aukabremsu





Hægt er að snúa bremsustönginni.

Pegar bremsan er stillt, losaðu róna (A) og stilltu bremsuna með því að færa (B) upp/niður.

Pegar bremsan hefur hæfileg áhrif skaltu herða róna (A). Þessi breyting ætti að fara fram þegar bremsan virkar ekki með fullnægjandi hætti.



8 mm



14. Ítarlegar stillingar, breytingar

Stilltu hæð bakstoðar og vinkil mjóbaks



Hægt er að stilla hæð bakstoða (sjá „Valkosti stóla“).

1. Losaðu lásskrúfurnar (A) að hámarki 1 snúning.
2. Stilltu hæð bakstoða með því að nota kvarðann og merkinguna á neðri bakhandriði. Hertu lásskrúfurnar að hámarki með 1/2 snúningu.
3. Settu inn sexkantslykilinn í op læsiskrúfunnar og losaðu hana upp að 1/2 snúningi. Færðu sexkantslykilinn í lykiloðið og stilltu vinkilinn fyrir mjóhrygg.

4. Hertu lásskrúfurnar.



Hafðu í huga að hætta er á að velta.
Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.





Takmörkun bakvinkils

Hægt er að takmarka hornsvið bakstoða við 10° með því að festa skrúfu samkvæmt mynd.



Hafðu í huga að hætta er á að velta.
Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.



2.5 mm



7 mm

14. Ítarlegar stillingar, breytingar

Dýpt sætis, framhlið





1. Losaðu boltana á báðum hliðum sætisins.
2. Breyttu sætisdyptinni með því að toga sætið út eða með því að ýta því inn.
3. Hægt er að breyta dýpt framsætis um allt að 7 cm. Dragðu sætið ekki lengra út en „hámarkslínan“ sýnir.
4. Hertu festiskrúfurnar.



Hafðu í huga að hætta er á að velta.
Ávallt skal athuga staðsetningu veitivarnar.



5 mm



14. Ítarlegar stillingar, breytingar

Handvirki hallaeiginleikinn fyrir sætisdypt að aftan

Hægt er að stilla sætisdyptina í þremur föstum stöðum með því að færa undirvagn baksins og aftari sætisplötuna.

1. Hallaðu bakstöðum uppávið.
2. Hallaðu sætinu eins langt aftur og hægt er og taktu sætispúðann af.
3. Taktu fótstöðin af. Losaðu skrufurnar og fjarlægðu grind framsætis.



Mundu að einnig gæti þurft að endurstilla stöðu hjóla til að ná réttu jafnvægi í stólnum.







Hafðu í huga að hætta er á að velta. Ávallt skal athuga staðsetningu veitvarnar.



13 mm



5 mm



14. Ítarlegar stillingar, breytingar

4. Taktu afturhjólín af (ekki 16"). Fjarlægðu armstoð og leggðu bakstoð fram með því að losa gasstimpilinn.
5. Losaðu boltana á hliðarplötunum um um það bil 1-2 snúninga. Losaðu og fjarlægðu skrúfurnar sem halda hliðarplötunni á sínum stað. Styddu bakhliðina á meðan skrúfurnar eru losaðar. Settu aftur í nauðsynlega sætisdypt, settu í og hertu skrúfurnar (sjá myndir í hlutanum „Gasstimpilfesting“).









Hafðu í huga að hætta er á að velta.
Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.



13 mm



5 mm





14. Ítarlegar stillingar, breytingar

6. Festu gasdemparann í samræmi við skýringarmyndirnar í kaflanum „Áfestanlegir Gasstimplar“. ATHUGIÐ! Ef hann er settur í rangt gat virkar stillingin á bakstoðunum ekki rétt.
7. Settu sætisplöturnar í samræmi við skýringarmyndirnar í „Gasstimpilsfesting“. Settu framsætisgrindina á.
8. Settu afturhjóla, armstoð og sætisþúða í.
9. Settu veltivörnina í samband og athugaðu virkni sætis- og bakhalla.




Hafðu í huga að hætta er á að velta.
Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.




14. Ítarlegar stillingar, breytingar

Gasstimpilsfesting


Stutt sætisdýpt 39-46 cm




Boltastöður á sætisplötum




Miðlungsdýpt sætis 41,5-48,5 cm




Boltastöður á sætisplötum



Löng sætisdýpt 44-51 cm



Boltastöður á sætisplötum



14. Ítarlegar stillingar, breytingar

Afturhluti sætisdyptar, rafknúinn hallaeiginleiki

Hægt er að stilla sætisdyptina í þremur föstum stöðum með því að færa undirvagn baksins og aftari sætisplötuna.

1. Hallaðu bakstöðum uppávið.
2. Hallaðu sætinu eins langt aftur og hægt er og taktu sætispúðann af.
3. Taktu fótstöðin af. Losaðu skrúfurnar og fjarlægðu grind framsætis.
4. Opnaðu upp veltvarnirnar.



Mundu að einnig gæti þurft að endurstilla stöðu hjóla til að ná réttu jafnvægi í stólnum.








Hafðu í huga að hætta er á að velta. Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.



13 mm



5 mm



14. Ítarlegar stillingar, breytingar

5. Taktu afturhjólín af (ekki 16"). Fjarlægðu eina armstoð og læstu bakstoðarvinklinum með skrufjærni, sexkantslykli eða álfka (stilltu seinna bakstoðarvinkilinn þannig að það passi rétt við gatið).
6. Leggðu stólinn niður á bakið. Losaðu skrúfuna við hliðina á fremri festingu gasstimpilsins.
7. Losaðu boltana á hliðarplötunum um um það bil 1-2 snúninga. Losaðu og fjarlægðu skrúfurnar sem halda hliðarplötunni á sínum stað. Styddu bakhliðina á meðan skrúfurnar eru losaðar. Það kemur í veg fyrir að gasstimpillinn skemmist. Færðu í nauðsynlega sætisdypt, settu skrúfurnar í og hertu þær (sjá skýringarmyndir í hlutanum „Skrúfustaða fyrir aftari sætisdypt, rafknúinn hallaeiginleiki“).









Hafðu í huga að hætta er á að velta.
Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.



13 mm



5 mm



14. Ítarlegar stillingar, breytingar



8. Festu gasdemparann í samræmi við skýringarmyndirnar í hlutanum „Vöktun á aftari sætisdypt, rafknúinn hallaeiginleiki“. Ekki gleyma skinnunni á milli. ATHUGIÐ! Ef hann er settur í rangt gat virkar stillingin á bakstoðunum ekki rétt.
9. Lyftu stólnum upp og fjarlægðu sexkantslykilinn sem notaður er til að læsa vinkli bakstoða.
10. Settu sætisplötturnar í samræmi við myndirnar í kaflanum „Skrúfustaða fyrir aftari sætisdypt, rafknúinn hallaeiginleiki“.
11. Settu afturhjól, armstoð og sætispúða í.

12. Settu veltivörnina í samband og athugaðu virkni sætis- og bakhalla.




Hafðu í huga að hætta er á að velta.
Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.




8



9



10




14. Ítarlegar stillingar, breytingar


Skrúfustöður fyrir aftari sætisdypt, rafknúinn hallaeiginleiki

Stutt sætisdypt 39-46 cm

Skrúfaðu stöður festinga grindar/gasstimpils.




Boltastöður á sætisplötum




Miðlungsdýpt sætis 41,5-48,5 cm

Skrúfaðu stöður festinga grindar/gasstimpils.




Boltastöður á sætisplötum




Löng sætisdypt 44-51 cm

Skrúfaðu stöður festinga grindar/gasstimpils.



Boltastöður á sætisplötum



14. Ítarlegar stillingar, breytingar

Aðlögun þægindaláss

1. Losaðu skrófu og ró.
2. Stilltu sætishornið fyrir þægindalásinn með því að færa og tryggja kúlulegufóðringuna. Mismunandi vinklar eru merktir á plötunni.



Hafðu í huga að hætta er á að velta.
Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.








2 Nm



4 mm




8 mm



15. Stillingar, aðlaganir

Hægt er að festa armstoðarfestingar í tvær mismunandi hæðir. Í stöðu 1 er hæð armstoða stillanleg í 23,5-32,5 cm (venjuleg) og í stöðu 2, 26-35 cm með 1 cm millibili. Ef þörf krefur er hægt að setja hægri armstoðina á vinstri hlið og öfugt.





15. Stillingar, aðlaganir

Afturhjól með hraðlosun

Hægt er að stilla fjarlægðina milli hjólnafarinnar og læsingarboltanna með því að stilla róna utan á hjólnöfnum. Fjarlægðin milli miðjuhyllkisins og læsingarboltanna ætti að vera 0,2 til 1,2 mm.



Við ísetningu þarf að athuga hvort afturhjól sé tryggilega fest. Hnappurinn í miðjunni ætti að skjótast út í upprunalega stöðu. Prófaðu með því að draga hjólið.



Aðlögun bremsu







Hægt er að stilla bremsu á fjölbreyttan hátt

1. Losaðu skrúfuna um nokkra snúninga.
2. Stilltu stöðu bremsu
3. Þegar bremsan er ekki í notkun þarf bremsuklossinn að vera um 15-20 mm frá hjólbarðanum.




4. Gættu þess að bremsan sé staðsett beint á brautinni. Hertu róna með um það bil 5 Nm átaki. Prófaðu bremsurnar!
5. Gættu þess að rónin sé rétt staðsett og læsist rétt í hólfið að innan.



Bremsurnar eru til að stöðva og ekki má nota þær sem akstursbremsur.



Stilling handbremsu




15. Stillingar, aðlaganir

Bremsa, uppsetning og stilling bremsumillistykkis


Bremsumillistykki er nauðsynlegt til að notaða bremsan geti unnið með 16", 20" og 22" afturhjólum (í ákveðnum stöður, sjá hlutann „Stillingar á miðju jafnvægis“).

Sjá einnig kaflann „Bremsa, aðlaganir“.



22"



12 Nm



12 Nm





16"

20"



12 Nm



15. Stillingar, aðlaganir

Aðlögun jafnvægsmiðju

Jafnvægsmiðja er stillt með því að breyta staðsetningu afturhjóllanna.

Pegar staðsetning afturhjóllanna er færð fram verður hjólastóllinn miklu meira hreyfanlegur en tilhneiging til að halla afturábak eykst.

- Færðu hjólin fram eða aftur á bak (staða 1, 2, 3).
Sjá hlutann „Skipt um afturhjólsstöðu“.

- Stilla notaða bremsu, sjá hlutann „Bremsa, aðlögun“.

Það eru til takmarkanir, sjá skýringarmynd.

X = ófullnægjandi bremsuvirkni

○ = bremsumillistykki nauðsynlegt, sjá kafa „Bremsa, uppsetning og aðlögun bremsumillistykkis“



Hafðu í huga að hætta er á að velta.
Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.



Gakktu úr skugga um að afturhjól með hraðlosunarnöfum séu tryggilega fest.







Jafnvægsmiðja breytist einnig þegar sæti og/eða halli bakstoða er stilltur.



24 mm



17 mm



* Ekki með sætishæðarmillistykki fyrir sætishæð 51,5 cm

Fótleggjastoð fyrir aflimaðan fótlegg



Setjist aldrei á fótleggjastoð fyrir aflimaðan fótlegg.



Ekki lyfta stólnum út frá fótstöðum.


Hægt er að stilla hæð, dýpt, vinkil og hliðar á fótleggjastoðum fyrir aflimaðan fótlegg.



4 mm



6 mm



15. Stillingar, aðlaganir

Upphækkandi fótleggjastoðir með kálfastoðum

Hægt er að stilla hæð og dýpt á kálfastoðum.

1. Losaðu skrúfuna, stilltu hæð kálfastoða og hertu.
2. Losaðu skrúfuna sem heldur kálfastoðunum á sínum stað.
3. Taktu skrúfuna úr og veldu dýptina.
4. Skrúfaðu skrúfuna í og hertu hana lítillega. Kálflatan ætti að vera færænleg þannig að hún fylgir útlínunum kálfsins.



Aldrei má standa ofan á fótstoðunum þar sem hættu er á að velta!







Ekki lyfta stólum út frá fótstoðum.



Gakktu úr skugga um að skrúfan og fótaplötuhappurinn séu sett upp, jafnvel þó að fótflatan sé ekki notuð.



5 mm



Veltivörn

Hægt er að leggja saman veltivarnirnar, hægt er að snúa þeim og stilla hæðina.









Hafðu í huga að hættu er á að velta. Ávallt skal athuga staðsetningu veltivarnar.



5 mm



2 Nm



16. Aukabúnaður - aðlögun, meðhöndlun

Samsetningarleiðbeiningar eru alltaf afhentar með aukabúnaði þegar Etac veitir þær.

Leiðbeiningar eru einnig aðgengilegar á heimasíðu okkar www.etac.com

Staðsetningarbelti





Staðsetningarbelti er í tveimur hlutum, hægt er að stilla lengd og er búin smelli-læsingu. Það er sett upp í framhluta neðri brautarinnar í bakstoðarplötunni eða í sérstökum aukabúnaði.



Gakktu úr skugga um að notandinn renni ekki fram í sætinu þar sem það getur leitt til þess að beltid skerði blóðflæðið á mjóðm/mittissvæðinu.



4 mm



16. Aukabúnaður - aðlögun, meðhöndlun

Útvíkkun bakstoða

Bakstoðavíkkun er fest í raufar bakstoðargrindarinnar og víkkar bakstoðir um 40 mm á hvorri hlið. Hægt er að stilla hæð bakstoðavíkkunarinnar.

Helst ásamt breiðari bakpúða eða áklæði.

