


Etac Cross 5

Handbók á íslensku

etac®

75190X 22-09-02



Etac Cross 5
Etac Cross 5 XL
Etac Cross 5 Active
Etac Cross 5 re:vive

Innihald

1. Almenn – kynning		6. Stillingar bakstuðningur 3A	
Fyrirhuguð notkun	3	Stillingar á vinkli sætisbaks	32
2. Lýsing		Stilla hæð bakstuðnings og vinkil mjóbaks	33
.....	4	Að stilla sætisdypt með mjóbaksvinkli	34
3. Möguleikar stólsins		Að festa sætisframlengingu	34
.....	5-8	Stilling á bakstuðningshæð og mjóbaksvinkli (tvö miðfrálæg sköft)	35
4. Fylgihlutir		Að stilla sætisdypt með mjóbaksvinkli (tvö hjámiðjusköft)	36
.....	8-11	7. Stillingar bakstuðnings 2	37
5. Stillingar		8. Stillingar bakstuðnings 2B	38
Hæð framsætis	12	9. Aðlögun	
Að stilla hæð framsætisins með því að nota fremri gafflafestinguna	12	Aðlögun bremsu	39
Framsætishæð stillt með því að breyta stöðu hjólsins	12	Stilling bremsustykkis	40
Að stilla hæð framsætis með því að skipta um stýrishjól/framgaffal	13	Stöðugt stillanlegur fótastuðningur (valkostur)	40
Hæðartafla framsætis	13	Fótastuðningur fyrir aflimaðan fót (valkostur)	41
Að festa framgaffalinn	14	Veltivörn	41
Stilling á vinkli á festingu fremri gaffals	14	Stillingar hjólavinkils	42
Hæð aftursætis	15	Að stilla miðju jafnvægis	42
Að stilla hæð aftursætis með því að breyta stöðu eða stærð afturhjóla	15-16	Handhjól	43
Hæðartafla aftursætis	17	Stilling á fjarlægð handhjólsins	43
Tromlubremsa	18	Afturhjól með hraðlosandi ás	43
Notendahandbók		10. Aukabúnaður - aðlögun, meðhöndlun	
.....	19-30	Sætispúði og þægindafleygur	44
Tákn og viðvaranir	20	Armstuðningur, aftengjanlegur, hæðarstillanlegur	44
Flutningur í farartækjum	21	Armstuðningur, uppsnúinn, hæðarstillanlegur	45
Meðhöndlun	22-23	Stilling beltis	45
Stillingar sætisþæginda	24-25	Höfuðstoð	46
Aksturstækni, hreyfingar	26-29	11. Tæknilegar upplýsingar	
Viðhalds- og bilanaleitarrit	30	47
5. Stillingar (framh.)		12. Viðhald og umhirða	
Sætisvinkill	31	Áklæði	48
Sætisdýpt	31	Afturhjól/hjól, festing fyrir gaffal að framan	48
Sætisþægindi	31	Bremsur	48
		Að þvo grindina	48
		Ýmislegt	48
		13. Prófanir og ábyrgðir	49

1. Almennt

Takk fyrir að velja hjólastól frá Etac. Lestu handbókina vandlega til að forðast skemmdir við meðhöndlun og notkun stólsins. Í handbókinni er Notandinn sá sem situr í stólnum. Umönnunaraðili er sá sem hjálpar notandanum.

Etac bætir vörur sínar reglulega. Við áskiljum okkur því rétt til að breyta vörunum án fyrirvara. Málín sem gefin eru á teikningum eða öðru efni eru eingöngu til leiðbeiningar.

Við mælum með því að hjólastóllinn sé sérsniðinn að notandanum áður en hann er tekinn í notkun.

Við berum ekki ábyrgð á prentvillum eða ófullnægjandi upplýsingum.



Þetta tákn birtist í handbókinni ásamt texta. Það undirstrikar aðgerðir þar sem öryggi hjólastólsins, notandans eða umönnunaraðilans getur verið í hættu.



Þetta tákn birtist í handbókinni ásamt texta. Hér er að finna ráð og ráðleggingar sem rétt er að skoða.

Skýring á punktalista

- Gildir um gerð
- ✦ Staðall fyrir þessa gerð

Lýsing:


Etac Cross 5, Etac Cross 5XL og Etac Cross 5 re:vive (hér eftir nefnd „varan“) eru handvirkir hjólastólar, samanbrotnir í kross. Varan er mjög aðlögunarhæf með mörgum stillingum og stillanlegum hlutum. Hann er hannaður til notkunar innanhúss og utan og hefur festipunkta fyrir flutning í vélknúnum ökutækjum. Varan er ætluð til endurnotkunar.

Fyrirhuguð notkun:

Vörunni er ætlað að vera sérsniðin að persónulegri getu og þörfum notanda.

Ef vart verður við aukaverkanir í tengslum við notkun tækisins skal tilkynna það tímanlega til söluaðila á staðnum og lögbærra landsyfirvalda. Söluaðili á staðnum áframsendir upplýsingar til framleiðanda.

Í miðhluta þessarar handbókar finnurðu hluta sem inniheldur notendaupplýsingar sem hægt er að fjarlægja.



Verkfæri



Sexkantslykill
3, 4, 5, 6 mm



Topplykill
8, 10, 13, 24 mm



Topplykill
19 mm

Fyrirhugaðir notendur:


Varan er ætluð notendum með hreyfihömlun. Það er hægt að nota hann án aðstoðarmanns ef notandinn getur skilið virkni þess og getur knúið hana áfram og bremsað sjálfstætt. Hann er ætlaður fyrir að vera hand- og/eða fótknúinn.

Varan er hönnuð með áherslu á fullorðna notendur með líkamshæð frá 140 cm. Það hentar einnig notendum sem hafa farið í gegnum aflimun. Varan hentar venjulega ekki ungum börnum. Hámarksþyngdargeta er tilgreind í hlutanum um tæknigögn í notendahandbókunum og mál og þyngd eru tilgreind á vefsíðu Etac. Vörunar sem ætlaðar eru til notkunar takmarkast ekki við sérstaka greiningu. Það eru engar þekktar frábendingar.



Þessa vöru er hægt að stilla umfram örugga notkun. Ávísun vörunnar verður að vera gerð af heilbrigðisstarfsfólki og prófuð af sérfræðingi.








2. Lýsing












- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Handföng | 12. Áklæði bakstoðar |
| 2. Læsihnappur, handföng | 13. Afturhjól |
| 3. Afturteinn | 14. Krossgrind |
| 4. Handrið | 15. Sætisbólstrun |
| 5. Notandabremsur | 16. Fótleggjastuðningur |
| 6. Snögglosunarstaður | 17. Raðnúmer |
| 7. Hliðargrind | 18. Læsihnappur, fótastuðningur |
| 8. Festing framgaffals | 19. Fótastuðningur |
| 9. Framgaffall | 20. Bremsuskaft, tromlubremsa |
| 10. Framhjól | 21. Krossspelka |
| 11. Hlíf bakstoðar | 22. Bremsuvír, tromlubremsa |

3. Möguleikar með stólinn

Íhlutanum „Möguleikar stólsins“ er hægt að sjá allar þær aðlaganir sem mögulegar eru á hjólastólnum. Breytingar geta orðið á mismunandi mörkuðum, t.d. hvað varðar bakstuðningsgerðir. Fyrir frekari upplýsingar, sjá www.etac.com eða hafðu samband við þjónustuver okkar. Fleiri svokallaðar „skritnar samsetningar“ eru fánlegar, til dæmis aftur- og framhjól. Vinsamlegast hafðu samband við þjónustuver okkar til að fá frekari upplýsingar.










		Cross 5/revive	Cross 5 XL			
Hæð sætis		Fram	34-56,5 cm	●	●	
		Bakhlíð	34-53 cm	●	●	
Sætisvinkill		Hám. framvinkill: 2 cm lægra að framan en aftan (3°) Hám. afturvinkill: 6 cm hærra að framan en aftan (9°)	●	●		
Framhjól		4" massíft (hámarksþyngd notenda 100 kg)	●	●		
		5" massíft (með Cross 5 XL hámarksþyngd notenda 135 kg)	●	●		
		6" að hálfu loftfyllt	●	●		
		6,5" massíft	●	●		
		7" massíft mjúkt	●	●		
		8" að hálfu loftfyllt	●	●		
Fremri gaffall		Sérstaklega stutt (tvær mögulegar hjólhæðarstöður)	●	●		
		Stutt (þrjár mögulegar hjólhæðarstöður). Þykkt 3 eða 4 mm	●	●		
		Miðlungs (þrjár aðrar hjólhæðarstöður). Þykkt 3 eða 4 mm	●	●		
		Löng	●	●		
Afturhjól		20"	●	●		
		22"	●	●		
		24"	●	●		
		24" kolefni (ekki í samsetningu með tromlubremsu)	●			
		26"	●	●		
Handhjól		Ál	●	●		
		Ryðfrítt stál	●	●		
		Plasthúðað	●	●		
		Frumugúmmí (ekki í samsetningu með ásamt tromlubremsum)	●	●		
		Títan (ekki í samsetningu með tromlubremsum)	●			
Hjólahalli		2°	●	●		
		0°	●	●		
Sæti		Svart efni	●	●		
		hart sæti	●	●		
		Þægindakerfi Etac (ECS) Fast sætis-/bakstuðningskerfi með líffærafræðilega mótuðum púðum, hægt að taka af	●	●		
Bakstoðir 3A (ein sérsniðin skífa) / Bakstoðir 3A hátt (ein sérsniðin skífa)			3A	3 hátt	●	●
		Hæð	32-45 cm	38-51 cm		
		Vinkill bakstoða	-5° - +20°	-5° - +20°		
		Mjóbaksvinkill	-16° - +16°			

3. Möguleikar með stólinn




		Cross 5/revive	Cross 5 XL
Dýpt sætis		Stuttur rammi 36-42 cm (þríhyrningslaga 36-49 cm)	
		Langur rammi 42-48 cm (þríhyrningslaga 42-55 cm)	
Bakstoð. 2		Hæð 30-45 cm	Staðlað(ur)
		Vinkill -5° - +15°	Breikkað(ur)
Sætisdypt bakstoðar breytt. 2		Stuttur rammi 36-42 cm. Langur rammi 42-48 cm. Hagnýtur: Stuttur rammi 42-48 cm. Langur rammi 48-54 cm.	
Áklæði fyrir bakstoð		Stillanleg sætisbólstrun	
Hlíf bakstoðar		Staðlað(ur)	
		Þægindi	
		Snyrtilegt, vatnsfráhrindandi, þurrkanlegt	
Handföng/ Bogaþandfang		Hæðarstillanleg með 2 cm millibili. Losanlegt.	Handföng
			Bogaformað handfang
Föst handföng		Hægri/vinstri passar fyrir bakstuðning 3A	
Fastur bakstuðningur með föstum þrýstihandföngum, 2B		Hæð, mjóbak 35-40 Hæð, hátt bak 42,5-47,5 Vinkill -5° - +15°	
Fótleggjastoð aftengjanlegt, sveiflueiginleiki		Venjulegur hnévinkill	
		Þröngur vinkill (aðeins ásamt 5" hjóli)	
		Þröngur vinkill, stuttur	

3. Möguleikar með stólinn

Cross 5/revive
Cross 5 XL










Fótaleggjastoð læsanleg		Venjulegur hnévíkill	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Þröngur víkill	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Þröngur víkill, stuttur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fótaleggjastoð Hægt að stilla vinkel		Upphækkandi með samanbrjótanlegum kálfastuðningi úr 40 cm sætisbreidd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Upphækkandi með festingu og bólstraðri, samanbrjótanlegum kálfastuðningi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Upphækkandi með festingu og kálfastuðningi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fótaleggjastoð annað		Fótastuðningur úr gifsafsteypu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Fótaleggjastoð fyrir aflimaðan fótlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Þyngd aflimaðs einstaklings	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Armstoð:		Stutt 25 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Löng 35 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fótastoð		Stöðluð Hám.lengd: 51 cm. Lágm.lengd: 33 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Framlengd festirör +10 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Stutt festirör -8 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Heil fótastoð	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Fótstuðningur í einu heilu lagi fyrir 35-37,5 sætisbreidd, stillanlegur vinkill, stillanleg hæð og dýpt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Festing fyrir fremri gaffla		Lágur breikkaður	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Staðlað(ur)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		breikkað 6 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsur		Vinklað handfang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Lengt handfang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Einföld handbremsa (staðlað eða hallandi handfang)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Möguleikar með stólinn


















			Cross 5/revive	Cross 5 XL
Tromlubremsa		Bremsuhandfang 75 mm grip	●	●
		Bremsuhandfang 100 mm grip	●	●
Akstur með einni hendi		Fyrir hægri eða vinstri hlið. Sjónaukaás, auðvelt að fjarlægja þegar hann er felldur saman. (Ekki í samsetningu með tromlubremsu)	●	●
Litur grindar	01 = Svört 92 = Hvít 93 = Dökkblá		●	●
Grind mikil notkun		Án veltivörn. Litur: svartur 01, hvítur 92	●	

4. Fylgihlutir















Samsetningarleiðbeiningar eru alltaf afhentar með aukabúnaði þegar Etac veitir þær. Leiðbeiningar eru einnig aðgengilegar á vefsíðu okkar, www.etac.com
Stíllanlegt = Aðlagð með verkfærum. **Aðlaganlegt** = Aðlagð án verkfæra.

			Cross 5/revive	Cross 5 XL
Armstoð:	hæðarstillanlegt 25 cm langt, gegnheill toppur, svart		●	●
Armstoð:	hæðarstillanlegt 38 cm langt, gegnheill toppur, svart		●	●
Armstoðahlíf	aftengjanlegt, 25 eða 38 cm langt bólstrað eða gel, dökkgrátt áklæði eða svart Dartex		●	●
Armstoðapúði hálfur	sveiflanlegt til að festa á löngum handleggjastoðum		●	●
Læsisett á armstoð	Læstan armstuðning er ekki hægt að taka af en hægt er að stilla hæð hans frjálstlega.		●	●
Handleggjastoð samanbrjótanleg	hæðarstillanleg eða föst hæð (ekki með veltivörn. Notaðu veltivarnir fyrir Etac Cross 5 Active, vörunúmer 25177)		●	●
Hliðarvörn	svört		●	●
Aurhlíf	hægri og vinstri		●	●
Lærisstoð			●	●










4. Fylgihlutir

			Cross 5/revive	Cross 5 XL
Lærisstoð	Með mjúkum púða		●	●
Útvíkkunarsett	til að framlengja handhjól, bremsur og armstuðning 5 mm á hvorri hlið		●	●
Bakki	gagnsær, passar á langan armstuðning		●	●
Hálfbakki	gagnsæ, breidd 35-50 cm. Hægt að festa á stutta eða langa handleggji.		●	
Hálkuvarnartæki	fyrir hálfbakkann		●	
Bakki hálfur/Samskipti	lyfta upp hægri/vinstri		●	●
Sætisframlenging	Notist ásamt þríhyrningslaga baki		●	●
Sætissessa	dökkgrátt flauel og svart velúr, 56 cm, skorinn í samræmi við sætisdyptarsett, þvo		●	●
Sætissessa Tidy	vatnsfráhrindandi, þurrkanleg		●	●
Þægindafleygur	fyrir púðann, jafnar framhluta sætisins		●	●
Hlíf fyrir kálfastoð	á hornstillanlegt fótstoð gerð 3, svart Dartex		●	●
Kálfaól	losanlegt, svart nælon, stillanleg lengd		●	●
Púðahlíf	fyrir kálfaól		●	●
Kálfastoð	Flauel. Til að setja upp/stilla með frönskum rennilás		●	●
Hælabönd	svart nælon, stillanleg lengd		●	●
Fótastuðningur, bólstrun	Fyrir fótstoð með 13 cm dýpt		●	●
	Fyrir gegnheila fótstoð með stillanlegum vinkli		●	●

4. Fylgihlutir

			Cross 5/revive	Cross 5 XL
Framlengd fótstoð	passar á núverandi fótastoð, frá sætisbreidd 40-55 cm		●	●
Staðsetningarbelti	tvö stykki með smellulás, festipunkta á grind hjólastólsins		●	●
Sætisbelti	með smellulás		●	●
Höfuðstoðir	Hægt að stilla hæð, dýpt og vinkil.		●	●
	Með hliðarstoð. Hægt að stilla hæð, dýpt og horn. Hreinlætisáklæði:		●	●
Höfuðstoðarfesting	Kross bak 3A, gerð 4		●	●
Höfuðstoðarfesting	Til að festa á bogahandfangi		●	●
Krossspelka	Kross bak 3A. Með smellulás		●	⊕
Krossspelka	Kross bak 2 Með smellulás		●	●
Bakfleygur	Þrjár mismun. stærðir, fest með Velcro. Veitir stuðning og lögungu í bakstoð. Einnig er hægt að sameina fleygana með öðrum fylgihlutum og skera í þá stærð sem óskað er eftir. Einnig er hægt að setja saman nokkra fleyga.		●	●
Bakfleygur	lengd 15 og 30 cm, fest með frönskum rennilás		●	●
Hliðarsessa	Veitir mildan hliðarstuðning. Notað þegar bókstoð er of stöðugt. (Ásamt handleggsstuðningi og, ef nauðsyn krefur, hliðarstoppi)		●	●
Hliðarstöðvun	Bein eða hallandi. Samsett með fleyg- eða hliðarpúða. Býr til áberandi stöðvun og heldur fleygnum eða hliðarpúðanum á sínum stað.		●	●
Stoð fyrir bók	Stillanleg á hæð, dýpt og breidd. Losanlegt.		●	●
Stoð fyrir bók	Sveiflanlegt og aftengjanlegt Stillanleg á hæð, dýpt og breidd		●	●
Stoð fyrir bók	Kross bak 3A, PUR eða Dartex		●	●

4. Fylgihlutir

			Cross 5/revive	Cross 5 XL
Stoð fyrir búk	Krossbak 3A, sveiflanlegt, miðlungs eða stór púði		●	●
Veltivörn	sjónaukaformuð, samanbrjótanleg, stillanleg hæð, stillanleg lengd og vinkill (ekki með samanbrjótanlegum handleggjum)		●	●
Veltivörn	Fyrir Etac Cross 5 Active sætishæð 37-55 cm		●	
Veltivörn úr áli	Fyrir Etac Cross 5 Active sætishæð 34-37 cm		●	●
Stafahaldari	tveir hlutar, þar af annar teygjanlegur hluti sem festur er utan um stafinn		●	●
Dreypistandur	Festing og standur		●	●
Píláravörn	með gráu eða gulu mynstri		●	●
Tetra millistykki fyrir snögglosun	fyrir einstaklinga með skerta handvirkni		●	●
Verkfærasett			●	●

5. Stillingar

Cross 5/revive
Cross 5 XL

Framsætishæð

Framsætishæð er hægt að stilla með því að:

- Með framgaffli, stillanleg í hæð og vinkli.
- Breyta staðsetningu framhjóra.
- Skipta um framgaffal.
- Skipta um framdekkjahólfið



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.


Að stilla hæð framsætisins með því að nota framgafflafestinguna

Losaðu skrúfur A og B). Stilltu æskilega sætishæð með því að mæla frá gólfi að sætisáklæði og hertu skrúfurnar á öðrum framgafflinum. Notaðu stöðumerkingarnar til viðmiðunar til að stilla hæðina hinum megin. Hertu hina festinguna. Athugaðu og stilltu þannig að festingarnar séu hornréttar.

(Sjá kaflann „Stilling vinkils á framgafflafestingu“.) Fínstilltu hæð framgafflafestinganna þannig að bæði hjólin jafnist við gólfið.



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.




Stilling á hæð framsætis með því að breyta stöðu hjólhjólins

Sjá einnig hlutann "Hæðartafla framsætis".



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.



5. Stillingar

Stilling á hæð framsætis með því að skipta um hjól/framgaffal

Sjá hlutana "Stilla hæð framsætis með því að breyta stöðu framhjólans" og "Hæðartafla framsætis".



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.



5 mm



19 mm

Hæðartafla framsætis

				Stað framhjóla (cm)													
				Framgaffall mjög stuttur			Framgaffall stuttur			Framgaffall miðlungs			Framgaffall langur				
	Staða afturhjóla	Framhjól	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
Lág framgaffalsfesting	G	4" *	-	34-38	35,5-39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
		5.	-	35-38,5	36,5-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
Lág framgaffalsfesting	A-F	5" ***	-	-	-	36-40	37,5-41,5	39-43	-	-	-	-	-	-	●	●	
		6½"	-	-	-	-	-	41-45	-	-	-	-	-	-	●	●	
Stöðluð/breikkuð framgaffalsfesting	A-F	5" ***	-	-	-	37,5-41,5	39-43	40,5-44,5	43-46	45-48	46-49	-	-	-	●	●	
		6.	-	-	-	-	40-44	41,5-45,5	45-47	46-49	47-50	-	-	-	●	●	
		6½"	-	-	-	-	41-45	42,5-46,5	46-48	47-49	48-51	50,5-52,5	51,5-53,5	52,5-55,5	●	●	
	A-E	7"	-	-	-	-	-	-	-	47,5-49,5	48,5-51,5	-	-	53-56	●	●	
	A-C	8" **	-	-	-	-	-	-	-	48-51	49-52	-	52,5-54,5	53,5-56,5	●	●	

* Hámarksþyngd notenda 100 kg

Fyrir rétta stillingu framgafflafestingar: Hámarkshalli afturábak 6 cm hærrí að framan en aftan (9°), hámarks halli fram á við 2 cm lægri að framan en aftan (3°).

** Möguleg í jafnvægisstöðu 4-6 með 3° halla afturábak og Std-fótstuðningi. Gakktu úr skugga um að gaffalinn/framhjólíð geti snúist frjállega án þess að slást í hjólastólinn eða notandann. Fyrir 8x2" snúningshjól, notaðu Transit-gaffalinn (gefur sætishæð 47-51 cm).

*** Með Cross 5 XL hámarks notendþyngd 135 kg.


5. Stillingar

Cross 5/revive

Cross 5 XL

Að festa framgaffal

- Dragðu hlífðartappann (A) út og skrúfaðu festirónna af (B). Dragðu framgaffalinn út og settu skáskífuna (C) og leguna á nýja gaffalinn.
- Festu skífurnar og legurnar í framgafflfestinguna eins og sýnt er. Skífa (C) er fest með ská hliðinni í átt að framgafflinum. Skífa (D) ofan á undir festirónni.
- Hertu festiróna þar til ekki er hægt að snúa henni lengur. Losaðu um það með 1/2-1 snúning. Gormaskífan hefur þá rétta spennu það dregur úr hættu á að hjólið fari að „vagga“.
- Settu hlífartappann á.



Stilling vinkils á framgafflafestingunni

Rétt hornstilling er mikilvæg fyrir meðfærileika hjólastólsins.

Skrúfaðu neðri festiskrúfuna (A) af um það bil 2 snúninga þannig að skaftið (C) hreyfist frjállega inni í erminni.

Settu inn sexkantslykilinn í gatið (B) og snúðu þar til festingin er 90° við gólfið. Byrjaðu alltaf frá stöðu




sem gerir hjólinu kleift að fara áfram í snúningnum (D). Haltu skaftinu á sínum stað á meðan neðri festiskrúfan er hert.



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.



Hafðu auga með einhverju lóðréttu, t.d. hurðarkarm eða borðfæti, meðan þú stillir hornið.



5. Stillingar

Cross 5/revive

Cross 5 XL


Hæð aftursætis

Aftursætishæð er hægt að stilla með því að:

- Breyting á stöðu afturhjólís í grindinni.
- Breyting á stöðu afturhjólís í hjólahallaskífunni.
- Skipt um afturhjól.



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.





Að stilla hæð aftursætis með því að breyta stöðu eða stærð afturhjóla

1. Fjarlægja afturhjól
2. Losaðu rónna.
3. Settu aftur saman í viðkomandi stöðu (sjá töflu í kafla "Hæðartafla aftursætis").



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.







5. Stillingar


Cross 5/revive
 Cross 5 XL




Við samsetningu skal athuga hvort ás afturhjólans sé rétt stilltur. Hnappurinn í miðstöðinni verður að skjóta út í upprunalega stöðu.



Samsetning í stöður G1 & G2




Samsetning 0° Hjólhalli




5. Stillingar

Hæðartafla aftursætis


Staða afturhjól, hæð



Sætishæð, bak



Fjarlægð hjólasæti










	Hjól	Sætishæð	Fjarlægð
Staða A	20"	46 cm	4,5 cm
	22"	48,5 cm	7,0 cm
	24"	51 cm	9,5 cm
	26"	53 cm	12 cm
Staða B	20"	44 cm	6,5 cm
	22"	46,5 cm	9,0 cm
	24"	49 cm	11,5 cm
	26"	51 cm	14 cm
Staða C	20"	42 cm	8,5 cm
	22"	44,5 cm	11,0 cm
	24"	47 cm	13,5 cm
	26"	49 cm	16 cm
Staða D	20"	40 cm	10,5 cm
	22"	42,5 cm	13,0 cm
	24"	45 cm	15,5 cm
	26"	47 cm	18 cm
Staða E	20"	38 cm	12,5 cm
	22"	40,5 cm	15,0 cm
	24"	43 cm	17,5 cm
	26"*	45 cm	20 cm
Staða F	20"	36 cm	14,5 cm
	22"	38,5 cm	17,0 cm
	24"	41 cm	19,5 cm
	26"*	43 cm	22 cm
Staða G	20"	34 cm	16,5 cm
	22"	36,5 cm	19,0 cm
	24"	39 cm	21,5 cm
	26"	-	-

*Í stöðu E1 og F1 ekki með notendabremsu


5. Stillingar

Cross 5/revive
Cross 5 XL

Tromlubremsa



Losaðu róna (A) til að stilla bremsurnar. Losaðu/hertu skrúfuna (B) til að ná réttri bremsuvirkni. Hertu róna (A). Þessa stillingu ætti að gera þegar bremsurnar virka ekki rétt.





8 mm

Notendahandbók

75190X 22-09-02



Þennan hluta handbókarinnar (Notendahandbók) á að rífa út og á hann alltaf fylgja hjólastólnum. Það er vegna þess að hann inniheldur mikilvægar notendaupplýsingar.



Wózek Etac Cross 5
Wózek Etac Cross 5 XL
Wózek Etac Cross 5 Active
Wózek Etac Cross 5 re:vive


Notendahandbók

Innihald

Notendahandbók	
Tákn og viðvaranir.....	20
Flutningur í farartækjum	21
Meðhöndlun.....	22-23
Stilla þægindi sætis	
Bakstoðhlíf	24
Sætispúði	24
Bakstuðningsáklæði.....	24
Bakstuðningsvinkill	24
Fótastoðir	25
Kálfa-/hælaól.....	25
Armstoð	25
Aksturstækni, hreyfingar.....	26-29
Viðhalds- og bilanaleitarrit	30

Tákn og viðvaranir

Þessi tákn birtast á miðunum og í notendahandbókinni.




Að tryggja



Færanlegur hluti, ekki lyfta!




Hætta á að velta: Vertu alltaf með veltivörnina niðri þegar þú ert á hreyfingu



Klemmupunkturshætta

Almennar viðvaranir

Taka skal tillit til eftirfarandi við alla notkun vörunnar.



Skarpt sólarljós getur hitað hluta hjólastólsins og valdið bruna



Ekki lyfta stólum með lausum hlutum



Stóllinn getur velt ef halli aftur á bak er meiri en 6°. Notaðu veltivörn!



Eftir að stilla sætishæð, jafnvægmíðju, bakstuðningshorni eða bakstuðningsáklæði verður alltaf að athuga veltivörnina.

Notendahandbók

Samgöngur í ökutækjum


Hjólástólar Etac eru prófaðir í samræmi við ISO 7176-19 (sjá kaflann "Prófanir og ábyrgðir" í handbókinni).

Etac mælir með í eftirfarandi röð:

1) Notandinn flytur sig í sæti í ökutækjunu og notar 3 punkta belti ökutækisins meðan á ferð stendur. Hjólástóllinn er síðan settur í skottið eða tryggilega í aftursæti þannig að hann geti ekki að oltið eða eða rúllað.



- Ef mögulegt er ætti að setja hjólástóllinn í farangursrýmið.
- Ef hjólástóllinn er settur í aftursætið skaltu ganga úr skugga um að hann geti ekki oltið eða rúllað. Festu hjólástóllinn með öryggisbelti bílsins ef hægt er.



2) Hjólástóllinn er festur fram í ökutækjunu samkvæmt þessari handbók, notandi notar sérstakt þriggja punkta belti sem er fest í ökutækjunu. Þannig er hjólástóllinn prófaður og samþykktur.







Að tryggja

- Nota verður öryggispunkta að aftan.
- Ekki má setja festibúnað í gegnum hjólin eða í kringum afturrörin.



- Nota skal stöðuhemil
- Það þarf að lækka veltivörnina.
- Aukahlutir/hlutar sem hægt er að taka af án verkfæra skal fjarlægja og festa.
- Nota skal rétt stilltan höfuðstuðning.
- Bakstuðningurinn skal vera í hæð við eða yfir axlir notandans.
- Krossspelkur eða höfuðstuðningsfestingu 3A verður að nota (Cross 5, Cross 5 re:vive)
- Nota þarf krossband (Cross 5 XL).
- Á afturhjólum verða að vera handfelgur.



3) Samkvæmt tilskipun 2001/85/EB, viðauka VII, lið 3.8.3. eru sérmerktir hjólástólastaðir í ökutækjum sem leyfa flutning með hjólástól í gagnstæða akstursstefnu. Ef þessi ferðamáti er notaður verður notandi/ umönnunaraðili að vera meðvitaður á ferðalaginu, búa sig undir skyndilegar hreyfingar og hafa getu til að halda öruggri sætisstöðu alla ferðina. Fötlu notanda skal ekki vera þannig að hann/hún geti ekki haldið í handfangin sem sett eru í bifreiðina þegar breytingar eru á hraða eða stefnu.



- Nota skal stöðuhemil
- Það þarf að lækka veltivörnina.
- Aukahlutir/hlutar sem hægt er að fjarlægja án verkfæra skal fjarlægja og festa.
- Nota skal rétt stilltan höfuðstuðning.
- Bakstuðningurinn skal vera í hæð við eða yfir axlir notandans.
- Nota verður staðsetningarbelti.


Notendahandbók

Meðferð




Við opnun

- Þrýstu niður á annarri hliðinni á sætisgrindinni með því að nota alla flata höndina.
- Ekki halda um sætisgrindarrórið á meðan það er verið að opna upp stólinn, þar sem hættu er á að fingurnir klemmast.
- Lækkaðu fótstoðirnar.



Felldur saman


- Ef bogahandfang og/eða krossspelka er fest á skal fjarlægja þau.
- Snúðu fótstoðunum upp.
- Lyftu sætinu upp.



Afturhjól með hraðlosun




Þegar þú setur saman skaltu alltaf ganga úr skugga um að hraðsleppingarnappurinn komi út í upprunalega stöðu. Prófaðu með því að toga í hjólið.




Veltivörn


- Hægt er að fletta upp veltivörninni.



- Gakktu úr skugga um að læsingaraðgerðin virki rétt þegar veltivörnin er virkjuð.



- Eftir allar stillingar á hjólastólnum þínum, vertu alltaf viss um að athuga virkni oddvarnarbúnaðarins. Ef þörf er til að stilla, vinsamlegast hafðu samband við söluaðila þinn eða tæknilega hjálparmiðstöðina þína.



Notendahandbók

Fótstoð

Hægt er að fjarlægja/sveifla fótastoðunum til hliðar ef þarf. Læsanlegur fótastuðningur með því að ýta á rauða hnappinn (A)


Ýttu niður á rauða takkann til að festa læsanlegu fótastoðirnar (A) og settu fótastuðninginn á sinn stað, og slepptu honum. Fótleggjastoðin er nú læst (B).



Áður en hjólastólnum er lyft skal athuga hvort fótastoð séu læst.



Til að lyfta hjólastól án læsanlegra fótastoða: Sveiflaðu fótastoðunum undir sætið eða fjarlægðu þær og lyftu með því að nota grindina (neðri eða efri hluti).



Handföng/bogahandfang, hæðarstillanleg

Losaðu hnúðana/slepptu læsingarhandföngunum. Stilltu æskilega hæð. Gakktu úr skugga um að handföngin séu læst í réttri stöðu, hertu hnappana/læstu læsingarhandföngunum.




Gakktu úr skugga um að hnappar/læsihandföng séu rétt hert/læst. Þetta er sérstaklega mikilvægt ef lyfta á stólnum á meðan notandann situr í honum.



Gakktu úr skugga um að öryggishnappurinn dragist út fyrir neðan festinguna.





Taka þarf bogahandfangið af áður en hægt er að leggja stólinn saman.




Bakstoð. 2

Losaðu hnappinn (A) og ýttu á rauðu plastskífuna. Síðan eins og að ofan.




Þvertromlubremsa (akstursbremsa)



- Hemlaðu á meðan á hreyfingu stendur með því að toga bremsuhandfangið upp á við.

Þvertromlubremsa (handbremsa)



- Virkjaðu handbremsuna með því að toga bremsuhandfangið upp og ýta inn hnapp A.
- Losaðu með því að toga stönginni upp á við.

Notendahandbók

Stillingar sætisþægindi

Þægindi sætis


Þægindi í góðu sæti eru háð þörfum og tækifærum fyrir hvern og einn einstakling. Eftirfarandi almennu leiðbeiningar sýna hér hvað þarf að hafa í huga þegar stillingar eru gerðar.

Veldu sætispúða með varúð. Fyrir utan þægindi hefur það áhrif á stöðugleika og þar með hreyfifrelsi. Sætispúðar hafa einnig mismunandi eiginleika þrýstingsdreifingar.

Bakstoðarstilling er sambland af halla, hæð og lögun. Þess vegna gæti þurft að stilla vinkil og hæð bakstuðnings þegar verið er að stilla bakstoð.


Hlíf bakstoðar

- Losaðu allar ólarnar að aftan, en passaðu að franskir rennilásinn sé enn fastur saman.
- Settu bakstoðhlífina þannig að hún hylji efri brún bakhliðanna og myndi brot á milli sætis og bakstuðnings sem gerir notandanum kleift að sitja rétt í sætinu.



Sætissessa

- Gakktu úr skugga um að rétt sætisdypt sé stillt.
- Settu púðann eins langt aftur á sætið þannig að ávölu hornin endi á milli bakhliðanna.
- Mældu viðeigandi lengd sætispúða og klipptu hana í samræmi við meðfylgjandi leiðbeiningar.
- Hægt er að fá meira útlínulaga sætispúða með því að nota þægindafleyg sem er settur í vasa púðaáklæðisins undir sætispúðanum.



Áklæði fyrir bakstoð

Áklæði bakstoðar er lagað með notandann sitjandi í hjólastólnum.

- Gakktu úr skugga um að notandinn sitji eins langt aftur í sætinu og mögulegt er.
- Styddu mjaðmagrindina með því að herða ólina sem er rétt fyrir neðan lendarsvæðið.
- Stilltu síðan efri ólina til að veita notandanum stuðning og jafnvægi í efri líkama.
- Hinar ólarnar eru stilltar til að veita pláss fyrir bakhlið notandans og fylgja náttúrulegri sveigju baksins.



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.



Ekki herða of mikið á efri böndunum þar sem það getur komið í veg fyrir að krossspelkan brotni rétt út, þ.e.a.s. sætisgrindarrörin sitja ekki þétt í hliðargrindunum.

Vinkill bakstoða

Það gæti þurft að stilla vinkil bakstoða þegar lögun bakstuðningsáklæðisins er stillt. Hafðu samband við söluaðila þinn eða tækniþjónustuna þína.

Notendahandbók

Stillingar sætisþægindi


Fótastoð

Stilltu hæðina þar til þú ert viss um að fæturnir séu studdir og lærin hvíli á rúðanum.

Til notkunar utanhúss ætti að hækka fótastoðirnar 4-5 cm yfir jörðu.




Aldrei má standa ofan á fótstöðunum þar sem hætta er á að þær sporðreisist!



Aðlögun vinkils


Stilltu fótstöðningshornið þannig að ökkjar séu í 90°.



5 mm


Hæð stillt

Losaðu hnappinn og dragðu skrúfuna út. Stilltu hæðina. Settu skrúfuna og hnappinn saman og hertu þétt.




Að breyta dýpt fótstoða

Stilltu dýpt fótstoða með því að skipta hægri og vinstri fótstöðunum. Ekki gleyma að stilla vinkel.




Kálfa-/hælband

- Stilltu lengdina þannig að ristarleiti þín hvíli á fótstöðningnum.



Armstuðningur (aðlögun)

- Losaðu skrúfuna innan á armstuðningsplötunni.
- Stilltu nauðsynlega hæð og hertu skrúfuna.
- Há staða handleggjastoða, styður og léttir þrýstingi á bakið betur en lægri staða.



3 mm

Notendahandbók

Aksturstækni, hreyfingar




Stöðvun

Snúðu framhjólunum áfram og virkjaðu bremsurnar.



Leggðu aldrei í brekku með notanda í hjólastólnum.




Flutningur í/úr hjólastólnum

Snúðu framhjólunum fram á við, virkjaðu bremsurnar, flettu fótstöðunum upp og snúðu fótastuðningnum til hliðar.




Aldrei má standa ofan á fótstöðunum þar sem hætta er á að þær sporðreisist!




Út á hlið




Frá framhlið



Hjólastólnum lyft



- Tryggðu að lóðréttu stillanlegu handföngin séu vel hert.
- Sveiflaðu ólæsanlegum fótastuðningi inn undir sætið og lyftu hjólastólnum við fremsta efri hluta grindarinnar.



Notendahandbók


! Eftirfarandi myndir sýna meginreglur um drifttækni og hvernig á að sigrast á hindrunum eins og tröppum og kantsteinum.



Notandi, upp áfram

Aðeins er mælt með þessari tækni fyrir reynda hjólastólanotendur.

– Gakktu úr skugga um að veltivörnin sé óvirk.




Virkjaðu veltivörnina eftirá!



Notandi, upp afturábak

Þessi tækni virkar aðeins ef það er lágur kantsteinn/pröskuldur, miðað við uppsetta hæð fótastoðanna.

– Gakktu úr skugga um að veltivörnin sé óvirk.




Virkjaðu veltivörnina eftirá!



Notandi, niður áfram

Aðeins er mælt með þessari tækni fyrir reynda hjólastólanotendur.

– Gakktu úr skugga um að veltivörnin sé óvirk.




Virkjaðu veltivörnina eftirá!




Notandi, niður aftur

Aðeins er mælt með þessari tækni fyrir reynda hjólastólanotendur.

– Gakktu úr skugga um að veltivörnin sé óvirk.



Það er meiri hættu á að velta á meðan á þessari hreyfingu stendur!




Virkjaðu veltivörnina eftirá!

Notendahandbók



Umönnunaraðili, upp á við

– Gakktu úr skugga um að veltivörnin sé óvirk.




Virkjaðu veltivörnina eftir!



Umönnunaraðili, upp aftur á bak

– Gakktu úr skugga um að veltivörnin sé óvirk.




Virkjaðu veltivörnina eftir!



Umönnunaraðili, niður áfram

– Gakktu úr skugga um að veltivörnin sé óvirk.




Virkjaðu veltivörnina eftir!



Umönnunaraðili, niður aftur á bak

– Gakktu úr skugga um að veltivörnin sé óvirk.



Virkjaðu veltivörnina eftir!



Notendahandbók



Tröppur, upp

– Gakktu úr skugga um að veltivörnin sé óvirk. Notaðu aldrei rúllustiga, jafnvel þótt umönnunaraðili sé til staðar. Gakktu úr skugga um að hæðarstillanleg þrýstihandföng séu hert.

Við mælum alltaf með því að nota tvo umönnunaraðila við þennan flutning. Einn sem gengur á eftir og heldur í þrýstihandfangið og einn sem gengur á undan og heldur í grindina (eða í fótastuðningnum ef þær eru læsanlegar).





Virkjaðu veltivörnina eftir!



Tröppur, niður

– Gakktu úr skugga um að veltivörnin sé óvirk. Notaðu aldrei rúllustiga, jafnvel þótt umönnunaraðili sé til staðar. Gakktu úr skugga um að hæðarstillanleg þrýstihandföng séu hert.

Við mælum alltaf með því að nota tvo umönnunaraðila við þennan flutning. Einn sem gengur á eftir og heldur í þrýstihandfangið og einn sem gengur á undan og heldur í grindina (eða í fótastuðningnum ef þær eru læsanlegar).



Virkjaðu veltivörnina eftir!




Hækkandi/lækkandi hæðir

Stjórnaðu hraðanum þínum með því að nota handhjólín, ekki bremsurnar!

Forðastu að snúa við á miðri leið í hæð. Alltaf skal aka eins beint upp eða niður og hægt er. Ef þú ert ekki viss skaltu biðja um aðstoð.


Upp í mótí

Hallaðu þér áfram til að leiðréttu jafnvægismiðju þína.



Niður í mótí

Hallaðu þér aftur á bak til að leiðréttu jafnvægismiðjuna.



Virkjaðu veltivörnina eftir!

Notendahandbók

Viðhald:

Afturhjól: Hreinsaðu hraðlosunarása eftir þörfum.

Dekkjaþrýstingur: Athugaðu dekkjaþrýstinginn (einu sinni í mánuði).

Framdekkjahólf Hreinsaðu ása framhjólanna eftir þörfum.

Undirvagn: Hreinsaðu grindina með hreinsiefni sem ekki er slípiefni, pH-gildi 5-9 eða með 70% sótthreinsandi lausn. Skolaðu og þurrkaðu.

Bólstrun: Þvottur, sjá merkimiða á hverjum hlut.

Ef vandamál koma upp, hafðu samband við söluaðila eða tæknihjálparmiðstöð.



Ef nauðsyn krefur, smyrðu hreyfanlega hluta/samskeyti með hjólaolíu eða álíka.

Bilanagreining

Hjólástóllinn rennur á ská	<ul style="list-style-type: none"> Dældu lofti í dekkinn Athugaðu og stilltu horn framgafflafestingar Gakktu úr skugga um að framgafflafestingar séu stilltar í sömu hæð Þyngd notandans dreifist ekki jafnt í hjólástólnum Meiri styrkur er notaður á annarri hliðinni en hinni þegar stóllinn er knúinn áfram
Hjólástóllinn er „þungur“ til að knýja áfram	<ul style="list-style-type: none"> Dældu lofti í dekkinn Festingar á afturhjólum eru vitlaust festar Hreinsaðu framhjóláásana af hári og óhreinindum Of mikil af þyngd á framhjólunum. Stilltu miðju jafnvægis
Það er of þungt að „snúa“ hjólástólnum	<ul style="list-style-type: none"> Dældu lofti í dekkinn Athugaðu hvort festingar framgafflanna séu ekki of þéttar Athugaðu og stilltu horn framgafflafestingar Hreinsaðu framhjóláásana af óhreinindum Of mikil af þyngd á framhjólunum. Stilltu miðju jafnvægis
Bremsur ekki virkar	<ul style="list-style-type: none"> Dældu lofti í dekkinn Stilltu fjarlægðina milli bremsu og dekkis
Afturhjól „laus“	<ul style="list-style-type: none"> Stilltu lengd öxulskafstsins
Erfitt er að fjarlægja/skipta um afturhjól	<ul style="list-style-type: none"> Hreinsaðu og smyrðu hraðlosunina með hjólaolíu eða álíka Stilltu lengd öxulskafstsins
Hjólin „hristast“	<ul style="list-style-type: none"> Framgafflarnir eru ekki nógu þéttir Kannaðu og stilltu hæð og vinkil á framgafflafestingum Of mikil af þyngd á framhjólunum. Stilltu miðju jafnvægis
Erfitt er að fella saman/opna upp hjólástóllinn	<ul style="list-style-type: none"> Bólstrunin er of þétt Hreinsaðu og smyrðu krossspælkuna undir sætinu
Hjólástóllinn er „óþægilegur“	<ul style="list-style-type: none"> Dældu lofti í dekkinn Athugaðu hvort skrúfur, rær og boltar séu rétt hertir

5. Stillingar

Cross 5/revive

Cross 5 XL

Sætisvinkill


Sætisvinkill er háð muninum á hæð framsætis og aftursætis.



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.

Ef sætishorninu er breytt:

- Stilltu hornið á framgafflafestingunni.
- Athugaðu bakstuðningshornið.




Dýpt sætis

Sætisdýpt er hægt að stilla með því að lyfta framsætisáklæðinu og renna því aftur á bak eða áfram.

Með þríhyrningslaga krossbakstuðningi 3A er hægt að stilla sætisdýptina frekar með mjóbaksvinklinum (sjá kaflann "Stilling á sætisdýpt með mjóbaksvinkli, þríhyrningslaga bak").



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.



Þægindi sætis

Eftir að hafa stillt sætishæð, sætishalla, sætisdýpt og bakstuðningsvinkil verður að stilla bakstuðningsáklæðið til að hámarka sætisþægindi. Sjá kaflann „Stillingar sætisþæginda“ í Notendahandbókinni.

6. Stillingar bakstuðningur 3A

Cross 5/revive

Cross 5 XL

Stilling bakstuðningsvinkils



1. Losaðu róna.

2. Stilltu bakstuðningsvinkilinn. Notaðu stöðumerkingarnar til að fá sama bakstuðningsvinkel á bæði hægri og vinstri hlið.

3. Hertu róna.



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.



6. Stillingar bakstuðningur 3A

Cross 5/revive


Cross 5 XL

Stilling á bakstuðningshæð og mjóbaksvinkli

1. Losaðu lásskrúfurnar (A) há. 1 snúningur.
2. Stilltu bakstuðningshæðina með því að nota mælinguna og merkinguna á neðri bakstönginni. Hertu lásskrúfurnar að hámarki með 1/2 snúning.
3. Settu sexkantslykilinn í læsiskrúfu hjámiðjuskaftsins og losaðu hana um 1/2 snúning. Færðu sexkantslykilinn að lyklahandfangi hjámiðjuskaftsins og stilltu tilskilinn lendarvinkil.
4. Hertu læsiskrúfurnar með 6 Nm.



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.



6. Stillingar bakstuðningur 3A

Cross 5/revive

Cross 5 XL

Að stilla sætisdypt með lendarvinklinum

Lengri sætisdypt næst með því að opna bakstuðningsvinkil (mjöðm) og síðan lendarvinkil.



1. Stilltu bakstuðningshornið (sjá einnig myndir 1-3 á síðu 32).

2. Stilltu mjóbakshornið í nauðsynlegt bakstuðningshorn með því að nota hjámiðjuskafðið eins og í *punktum 4-5 á síðu 34*.

3. Ef nauðsyn krefur settu framlengingu í sætið (aukahlutur).




Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.





5 mm

Að festa sætisframlengingu



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.



6. Stillingar bakstuðningur 3A

Cross 5/revive

Cross 5 XL

Stilling á bakstuðningshæð og mjóbaksvinkli (tvö hjámiðjusköft)


1. Losaðu lásskrúfurnar (A) há. 1 snúningur.
2. Stilltu bakstuðningshæðina með því að nota mælinguna og merkinguna á neðri bakstönginni. Hertu lásskrúfurnar að hámarki með 1/2 snúning.
3. Settu inn sexkantslykilinn í völu (efri ráðlagða) læsiskrúfu hjámiðjuskafitsins og losaðu hana um 1/2 snúning. Færðu sexkantslykilinn að lyklahandfangi hjámiðjuskafitsins og stilltu tilskilinn lendarvinkil.
4. Hertu læsiskrúfurnar með 6 Nm.






Við mælum með að þú byrjar að stilla lendarvinkil með efri hjámiðjuskafitinu. Ef þörf er á stærra horni, stilltu neðri hjámiðjuskafitið líka.



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.



5 mm



6. Stillingar bakstuðningur 3A

Cross 5/revive

Cross 5 XL

Að stilla sætisdypt með því að nota lendarvinkil (tvö hjámiðjusköft)

Lengri sætisdypt næst með því að opna bakstuðningsvinkil (mjóðm) og síðan lendarvinkil.



1. Stilltu vinkil bakstoðanna (sjá einnig myndir 1-3 á síðu 32).

2. Stilltu mjóbakshornið að tilskildu bakstuðningshorni með því að nota hjámiðjusköftin eins og í *punktum 4-5 á síðu 34*.

3. Ef nauðsyn krefur settu framlengingu í sætið (aukahlutur).



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.




7. Stillingar bakstuðnings 2

Cross 5/revive
Cross 5 XL

Stilla hæð bakstoða

Hæð bakstoða er alltaf hægt að stilla (Sjá „Möguleikar stólanna“).
Losaðu skrúfurnar (A) 2-3 snúninga til að stilla hæð bakstoða. Gakktu úr skugga um að báðar hliðar séu í sömu hæð með því að athuga við reglustikuna (B) aftan á bakrörinu. Hertu skrúfurnar á öruggan hátt.



5 mm




Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.

Stilling bakstuðningsvinkils

Bakstuðningshornið er óendanlega breytilegt (Sjá „Möguleikar stólanna“). Hornið er stillt með rónni innan á afturhjólafestingunum.

- Losaðu róna á einni af bakrörunum, stilltu þann vinkel sem óskað er eftir og hertu róna fast aftur.
- Endurtaktu aðferðina hinum megin.



13 mm



Athugaðu hvort vinkillinn sé sá sami á báðum hliðum með því að bera saman fjarlægðina milli bakrörsins og armstuðningsplötunnar.




Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.

Stilling bakstuðningsáklæðis

Útlínur bakstuðningsáklæðisins er stillanlegt út af fyrir sig með því að nota fimm franska rennilása og bakstoðahlífina.

- Gefðu hlífinni mikið pláss á milli sætis- og bakstuðnings, þannig að hægt sé að „setjast inn“ á móti bakstoðinni.
- Losaðu allar böndin og tryggðu að notandinn sitji eins aftarlega í sætinu og hægt er.
- Hertu böndin þannig að þær fylgi útlínunum baks notandans og veiti mjóhryggnum mikinn stuðning.



Ekki herða of mikið á efri böndunum þar sem það getur komið í veg fyrir að krossspelkan brotni rétt út, þ.e.a.s. sætisgrindarrörin sitja ekki þétt í hliðargrindunum.



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu veltivarnarbúnaðarins.

8. Stillingar bakstuðnings 2B

Cross 5/revive



Cross 5 XL

Stilla hæð bakstoða

Hæð bakstoða er stillanleg
(Sjá „Möguleikar stólanna“).
Losaðu skrufurnar til að stilla hæð bakstoðanna.
Hertu skrufurnar.



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu
veltivarnarbúnaðarins.



5 mm

Stilling bakstuðningsvinkils


Bakstuðningshornið er óendanlega breytilegt
(Sjá „Möguleikar stólanna“). Hornið er stillt
með rónni innan á afturhjólafestingunum.
- Losaðu róna á einni af bakrörum, stilltu þann
vinkel sem óskað er eftir og hertu róna fast aftur.
- Endurtaktu aðferðina hinum megin.



Athugaðu hvort vinkillinn sé sá sami á báðum hliðum
með því að bera saman fjarlægðina milli bakrörsins
og armstuðningsplötunnar.



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu
veltivarnarbúnaðarins.



13 mm

Stilling bakstuðningsáklæðis

Útlínur bakstuðningsáklæðisins er stillanlegt út
af fyrir sig með því að nota fimm franska rennilása
og bakstoðahlífina.

- Gefðu hlífinni mikið pláss á milli sætis- og
bakstuðnings, þannig að hægt sé að „setjast inn“
á móti bakstoðinni.
- Losaðu allar böndin og tryggðu að notandinn sitji
eins aftarlega í sætinu og hægt er.
- Hertu böndin þannig að þær fylgi útlínunum baks
notandans og veiti mjóhryggnum mikinn stuðning.



Ekki herða of mikið á efri böndunum þar sem það getur
komið í veg fyrir að krossspelkan brotni rétt út, þ.e.a.s.
sætisgrindarrörin sitja ekki þétt í hliðargrindunum.



Hætta á að velta: Athugaðu alltaf stillingu
veltivarnarbúnaðarins.

9. Aðlögun

Cross 5/revive
Cross 5 XL

Aðlögun bremsu


Bremsurnar eru óendanlega stillanlegar.

1. Losaðu skrúfuna um nokkra snúninga.
2. Stilltu bremsuna í rétta stöðu.
3. Bremsan ætti að vera 15-20 mm frá dekkinu þegar ekki er bremsað.

4. Gakktu úr skugga um að bremsan sé beint í grópinni og hertu skrúfuna. Prófaðu bremsurnar.
5. Gakktu úr skugga um að hnetan læsist að innan.




Hemlunaráhrifin eru háð loftþrýstingi í dekkjunum. Bremsurnar eru handhemlar og ætti ekki að beita þeim meðan á notkun stendur.



Ef afturhjólið er staðsett í einni af framstillingunum er möguleiki fyrir fótastuðning, þegar hann er sveiflaður til hliðar, til að opna hemla. Til að forðast þetta ætti að stilla bremsuhandfangið þannig að þú náir „hlutlausri“ stöðu. Þannig losnar bremsan fyrst þegar handfanginu er ýtt nálægt afturhjólinu.

1. Losaðu skrúfuna innan á bremsuhandfanginu.


2. Fjarlægðu sporöskjulaga plötuna, snúðu henni 180° (pinninn á plötunni að innanverðu verður að sitja í efra gatinu).
3. Hertu aftur.



9. Aðlögun

Cross 5/revive
Cross 5 XL

Aðlögun bremsu








Fótleggjastuðningur, óendanlega stillanlegur vinkill



Stattu aldrei á fótastöðunum þar sem þú gætir velt stólnum! Til að lyfta hjólastól, sveiflaðu fótastöðunum undir sætið eða fjarlægðu þær og lyftu með því að nota grindina (neðri eða efri hluti).



Hafðu alltaf skrúfuna og hnappinn fyrir fótastuðning áfasta, jafnvel þótt þú notir ekki fótstuðning.



9. Aðlögun

Cross 5/revive

Cross 5 XL

Fótleggjastoð fyrir aflimaðan fótlegg




Setjist aldrei á fótleggjastoð fyrir aflimaðan fótlegg. Þegar hjólastólur er lyft skaltu fjarlægja fótastuðninginn fyrir aflmun, sveifla hinni fótastuðinni inn undir sætið (eða fjarlægja hana) og lyfta með grindinni (neðri eða efri hluti).



4 mm



6 mm




Veltivörn



Veltivörnin er stillanleg í hæð og vinkel og lengd er einnig stillanleg.





Eftir að hafa stillt sætishæð, jafnvægmíðju, bakstöðsvinkel eða bakstöðsáklæði þarf alltaf að athuga veltavörnina.



5 mm



5 Nm




9. Aðlögun

Stilling hjólavinkils

Hægt er að breyta hjólavinkli með því að skipta um skífur sem eru festar á milli hnífshylsunnar og rónnar. Sjá hluta „Að stilla hæð aftursætis með því að breyta stöðu eða stærð afturhjóra“.



Við samsetningu skal athuga hvort ás afturhjólans sé rétt stilltur. Hnappurinn í miðstöðinni verður að skjóta út í upprunalega stöðu.



Að stilla miðju jafnvægis

Hægt er að stilla jafnvægismiðju með því að breyta stöðu afturhjólanna.

- Færðu ásskaftið/afturhjólin fram/aftur.



Einnig þarf að stilla bremsurnar, sjá kafla „Bremsur, stilling“.



24 mm

Þegar staða afturhjólanna er færð fram á við verður hjólastóllinn meðfærilegri en tilhneigingin til að velta

aftur á bak eykst. Sjá kaflann „Að stilla hæð aftursætis með því að breyta stöðu eða stærð afturhjóra“.



Jafnvægismiðjunn er einnig breytt þegar horn sætis og/eða bakstuðnings er stillt.



Við mælum með því að nota veltivörn.



Gakktu úr skugga um að afturhjóla með hraðlosunarnöfum séu tryggilega festa.

9. Aðlögun

Cross 5/revive

Cross 5 XL

Handhjól

Hvernig notandinn getur gripið um handhjólin er undir áhrifum frá efni handfangsins og fjarlægð frá hjólinu.



Frumugúmmi/plasthúðuð handhjól eykur núninginn. Kröftug hemlun getur valdið vægum núningubruna (t.d. blöðrum).




Athugaðu að þegar farið er í gegnum þröng rými er hættu á að fingurnir festist. Einnig er hættu á að finger festist í teinunum.



Ef hættu er á að finger notandans festist í teinunum mælum við með teinavörnum.

Aðlögun á fjarlægð handhjóla

Handhjól úr ryðfríu áli, plasthúðað og með frumugúmmí, fyrir 24", 22" og 20" afturhjól. Fjarlægðin á milli dekkja og handhjóla er hægt að stilla með því að færa eða skipta um tvö millibil.





4 mm

Drifhjól með hraðlosunarás

Hægt er að stilla fjarlægðina milli hjólnafarinnar og læsingarboltanna með því að stilla róna utan á hjólnafinu. Fjarlægðin milli nafslifarinnar og læsingarkúlunnar ætti að vera 0,2 til 1,2 mm.



Þegar þessi samsetning er sett saman skal alltaf gæta þess að hraðlosunarhnappurinn í hjólnafinu spretti út á réttan hátt. Prófaðu með því að toga í hjólið.



10. Aukabúnaður - aðlögun, meðhöndlun

Samsetningarleiðbeiningar fylgja alltaf fylgihlutum þegar þeir eru afhentir frá Etac. Leiðbeiningar eru einnig fáanlegar á vefsíðu okkar www.etac.com.

Cross 5/reviñve

Cross 5 XL


Sætispúði og þægindafleygur

Púðinn er skorinn í tilskilda dýpt við fram- eða afturbrún. Þegar lengdin er mæld skaltu ganga úr skugga um að púðinn sé rétt staðsettur á milli bakröranna með ávölu hornin að aftan.



Púðinn er staðalgerð og hentar ekki notendum með legusár.

Þægindafleygur er gagnlegur aukabúnaður fyrir sætispúðann. Það jafnar frambrún sætisins og gefur enn meiri þægindi í sæti. Settu þægindafleyginn í innri vasa púðaáklæðisins, undir púðanum. Örin á þægindafleygnum ætti að vera efst á hliðinni og vísa fram á við.



Armstoð, aftengjanleg, stillanleg hæð

Hægt er að setja armstoðafestinguna í 2 mismunandi hæðir. Í stöðu 1 er hæð armstuðnings stillanleg á milli 18 og 26 cm og í stöðu 2 (staðal) á milli 24 og 31 cm, með 1 cm millibili.



10 mm 5 mm


Lásinn er bæði notaður til að stilla hæð armstoða og festa hliðarhlífina:

- Losaðu skrúfuna sem festir lásinn.
- Renndu hlífinni upp eða niður í æskilega hæð.
- Renndu hlífinni upp eða niður í æskilega hæð.

Ef nauðsyn krefur er hægt að festa hægri armstoðina á vinstri hlið og öfugt.



3 mm



Notaðu aldrei handleggsstoðirnar til að lyfta hjólastólnum.



Með 24" lágbrýsti- eða massífum dekkjum í stöðu C1, hliðarhlíf armstoða hylur ekki frambrún afturhjólsins.

10. Aukabúnaður - aðlögun, meðhöndlun

Cross 5/revive
Cross 5 XL

Armstuðningur, uppsnúinn, hæðarstillanlegur

Uppfellanlega armstoðin kemur í tveimur gerðum, hæðarstillanleg og föst. Hún er fest á grind hjólastólsins og hægt er að snúa henni upp/aftur með því að ýta rauðu stönginni (A) inn á við.

Festu armstoðina samkvæmt meðfylgjandi samsetningarleiðbeiningum.

Hæð armstoða er stillanleg á milli 22 og 30 cm með 1 cm millibili

- Ýttu rauðu stönginni til hliðar og losaðu skráfurnar sem festa armstoðafestinguna við grindina.
- Renndu armstoðinni upp eða niður í æskilega hæð.
- Hertu skráfurnar aftur.




Notaðu aldrei handleggsstöðirnar til að lyfta hjólastólnum.



Ekki er hægt að sameina þessar armstoðir með stafahaldara eða með 24" 22" eða 20" afturhjólum í stöðu C.



Sjá upplýsingarnar í aukahlutakaflanum fyrir veltivörn.



3 mm

Staðsetningarbelti

Staðsetningarbeltið er í tveimur hlutum, er stillanlegt á lengd og er með smellulás. Það er fest í götin rétt fyrir framan bakstuðningssamskeytin, fyrir ofan hjólafestingarnar.



Samsetningarleiðbeiningar fylgja beltinu.







Beltið á aðeins að nota til að staðsetja í hjólastólnum. Það má ekki nota það í staðinn fyrir öryggisbelti í bíl.



Gakktu úr skugga um að notandinn renni ekki fram í sætinu þar sem það getur leitt til þess að beltíð skerði blóðflæðið á mjöðm/mittissvæðinu.



5 mm



10. Aukabúnaður - aðlögun, meðhöndlun

Cross 5/revive

Cross 5 XL

Höfuðstoðir


Höfuðstoðir eru festar á bogahandfangið (aukahlutur) eða á sérstakri höfuðstoðafestingu. Höfuðstoðirnar eru stillanleg í hæð, dýpt og horn, og eru fjarlægjanlegar.



Áður en höfuðstoðir eru stilltar skal tryggja að notandinn hafi góða og örugga sitjandi stöðu.



Athugaðu jafnvægi hjólastólsins þegar notandinn hallar sér að höfuðstoðunum. Við mælum með því að nota veltivörn.




Höfuðstoðarfesting

Höfuðstoðafestingin er notuð til að staðsetja höfuðstoð.



Ekki nota höfuðstoðafestinguna til að lyfta hjólastólnum.





Krossspelka







Þverstöngin er notuð þegar styrkja þarf bakhliðina.













Ekki lyfta hjólastólnum með þverslánni.



11. Tæknilegar upplýsingar

	Tegund stóls	Vörunr. Cross 5	Heildarbreidd	Sætisdýpt frá bakstoðarröri**	Þyngd með afturhjól	Hám. þyngd notanda
						 max kg
Cross 5 Cross 5 re:vive	35 cm stutt	13123001	56,0 cm	36-42 cm	15,0 kg	135 kg
	35 cm langt	13123002	56,0	42-48	15,2 kg	135 kg
	37,5 cm stutt	13123003	58,5	36-42	15,1 kg	135 kg
	37,5 cm langt	13123004	58,5	42-48	15,3 kg	135 kg
	40 cm stutt	13123005	61,0	36-42	15,2 kg	135 kg
	40 cm langt	13123006	61,0	42-48	15,4 kg	135 kg
	42,5 cm stutt	13123007	63,5	36-42	15,3 kg	135 kg
	42,5 cm langt	13123008	63,5	42-48	15,5 kg	135 kg
	45 cm stutt	13123009	66,0	36-42	15,5 kg	135 kg
	45 cm langt	13123010	66,0	42-48	15,7 kg	135 kg
	47,5 cm stutt	13123011	68,5	36-42	15,6 kg	135 kg
	47,5 cm langt	13123012	68,5	42-48	15,8 kg	135 kg
	50 cm stutt	13123013	71,0	36-42	15,7 kg	135 kg
	50 cm langt	13123014	71,0	42-48	15,9 kg	135 kg
Cross 5 XL	47,5 cm stutt	13123111	68,5 cm	36-42 cm	15,9 kg	160 kg
	47,5 cm langt	13123112	68,5	42-48	16,1 kg	160 kg
	50 cm stutt	13123113	71,0	36-42	16,0 kg	160 kg
	50 cm langt	13123114	71,0	42-48	16,2 kg	160 kg
	52,5 cm stutt	13123115	73,5	36-42	16,1 kg	160 kg
	52,5 cm langt	13123116	73,5	42-48	16,3 kg	160 kg
	55 cm stutt	13123117	76,0	36-42	16,3 kg	160 kg
	55 cm langt	13123118	76,0	42-48	16,5 kg	160 kg
	57,5 cm stutt	13123119	78,5	36-42	16,4 kg	160 kg
	57,5 cm langt	13123120	78,5	42-48	16,6 kg	160 kg
	60 cm stutt	13123121	81,0	36-42	16,5 kg	160 kg
	60 cm langt	13123122	81,0	42-48	16,7 kg	160 kg





Sætishæð bak	Sætishæð fram	Hæð bakstoða*	Flutninga-breidd	Heildarhæð	Heildarlengd	Lengd fótleggjastoða	Lengd samanbrotinn	Vinkill fótleggjastoða	Stærð afturhjóra
									
34-53 cm	34-56,5 cm	32-45 cm	32 cm	74-128 cm	102-122 cm	26-64 cm	76-92 cm	108°-114°	46,5-48,5 cm

* Á við um Cross bakstuðning 3A. Fyrir háan krossbakstuðning 3A gildir 38-51 cm.

** Með þríhyrningslaga baki + háms. 7 cm

*** Með gegnheilum dekkjum og handhjól úr ryðfríu stáli, +1,3 kg

Cross 5 Cross 5 re:vive	Uppgefin þyngd og stærð eru fyrir stól með 24" afturhjólum með hraðlosandi nöfum, háprýstidekk, álfelgur, fótaleggjastoðir, fótastoðir, bremsur, armstoðir, 6 1/2" framhjól með meðalstórum göfflum. Mælingarnar sem gefnar eru upp geta verið mismunandi um ± 2%.
Cross 5 XL	Uppgefin þyngd og stærðir eru fyrir stól með 24" afturhjólum með hraðlosandi nöfum, stórum dekkjum, handhjólum úr ryðfríu stáli, krossspelkum, fótleggjastoðum, fótastoðum, hælaól, bremsur, armstoðafestingu, 6 1/2" hjólahjól með meðalstórum göfflum. Mælingarnar sem gefnar eru upp geta verið mismunandi um ± 2%.

Hámarks hlíðarhalli	Hámarkshalli niður	Hjólbarði							
		Hár þrýstingur 22"	Hár þrýstingur 24"	Gegnheilt 22"	Gegnheilt 24"	Gegnheilt (loftlaust innra rör) 22"	Gegnheilt (loftlaust innra rör) 24"	Hár þrýstingur 24" (kolefni)	
		PSI/Bar	110/7,5	110/7,5	-	-	-	-	110/7,6
>20°	>20°		550 mm	590 mm	550 mm	600 mm	550 mm	590 mm	592
			25 mm	25 mm	32 mm	32 mm	25 mm	25 mm	23 mm

12. Viðhald og umhirða

Áklæði

Áklæðið er úr tvílaga pólýester. Sætisáklæðið er fest endilangt við sætisgrindina og auðvelt er að fjarlægja það af grindinni með því að skrúfa lokin af endunum.

Bakstoðaáklæðið er fjarlægt með því að losa skrúfurnar á lokunum á endunum og draga síðan áklæðið upp á við.

Þvoðu sætis- og bakáklæði í samræmi við þvottaleiðbeiningar á vörunni.

Afturhjólf/framhjólf, festing fyrir gaffal að framan

Dekk/innri slanga:

Athugaðu dekkjaprýstinginn (sjá hlið dekkisins) að minnsta kosti einu sinni í mánuði, athugaðu einnig slitlagið.

Teinar:

Lausir teinar geta leitt til hristing hjóls. Hafðu samband við hjólasöluaðila eða tækniþjónustuna þína ef nauðsynlegt er að stilla teinana

Hjólásar:

Hreinsaðu hjólásana af hári og óhreinindum eftir þörfum.

Kúlulegur:

Þurfa ekkert viðhald.

Handhjólf:

Ef handhjólf skemmist á þann hátt að það gæti leitt til meiðsla skal skipta um það.

Framgafflafestingar:

Til að ná sem bestum notkunarskilyrðum ætti að setja tengibúnaðinn í 90°. Athugaðu einnig að framgafflarnir séu rétt spenntir. Sjá kaflann „Að festa framgaffal“.

Bremsur

Hemlunaráhrifin eru háð loftþrýstingi í dekkjunum. Innskorin óhreinindi geta haft neikvæð áhrif á bremsubúnaðinn.

Athugaðu virkni bremsanna einu sinni í mánuði. Ef um leiðréttingar er að ræða, sjá liðinn „Aðlögun bremsu“.

Að þvo grindina

Mikilvægt er að halda hjólastólnum hreinum, bæði fyrir eigin þægindi og langlífi stólsins. Hann er búinn frárennslisgötum sem tryggja að auðvelt sé að þvo hann og þurrka hann.

Hreinsaðu grindina með slípiefni með sýrustigi á milli 5 og 9, eða með 70% sótthreinsandi lausn. Skolaðu og þurrkaðu.

Viðgerðarmálning

Viðgerðarmálning er fánleg fyrir minniháttar rispur og flís í öllum rammalitum sem fánlegir eru fyrir Cross hjólastóla.

Ýmislegt

Ef bilun er í hjólastólnum þínum ættir þú að hafa samband við söluaðila eða tækniþjónustuna. Ekki skal nota gallaða hjólastóla.

Ef stóllinn þinn þarfnast endurbóta eða viðgerðar, ætti aðeins að nota upprunalega hluta frá Etac eða íhluti af jöfnum gæðum, eins og tilgreint er í skýringarmyndum

Cross. Etac ber ekki ábyrgð á skemmdum eða meiðslum af völdum notkunar á varahlutum sem ekki eru þeirra eigin.



Þegar þörf krefur skal smyrja hreyfanlega hluta/hluti með reiðhjólalíu eða álíka.

13. Prófanir og Ábyrgðir

CE merking, prófanir:

Þessi vara er í samræmi við kröfur reglugerðar um lækningatæki (ESB) 2017/745.

Varan hefur verið prófuð og uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í EN 12183 sem inniheldur ISO 8191-2.

Sameiningarsamningar eru til – sjá www.etac.com.

Hjólástólar Etac hafa verið prófaðir í samræmi við ISO 7176-19. Þeir hafa verið árekstrarprófaðir af Tæknirannsóknarstofnun Svíþjóðar. Prófanir voru gerðar með aðhaldsbúnaði UNWIN_WWR/ATF/K/R og 3ja punkta öryggisbelti 907523, Klippan Safety AB.

Líftími:

Ending og endingartími aðalvörunnar er að minnsta kosti fimm ár þegar hún er notuð í samræmi við fyrirhugaða notkun, öryggisleiðbeiningar, endurbótahandbók og notkunarleiðbeiningar í notendahandbókinni. Aðalvaran samanstendur af undirvagni fyrir sætis- og bakstoð. Viðbótarhlutir/aukahlutir eru meðhöndlaðir í samræmi við handbókina og endurbótahandbókina. Raunverulegur endingartími getur verið breytilegur eftir því hversu mikið varan er notuð, en að hámarki 10 ár. Ef varan er ætluð til notkunar eftir þann endingartíma sem Etac tilgreinir, er það á ábyrgð vörueiganda að tryggja virkni vörunnar í samræmi

við handbókina og endurbótaleiðbeiningar. Ef ekki er hægt að tryggja það, ætti að taka vöruna úr notkun.

Aðferðir við yfirborðsmeðferð:

Lakkaðir fletir = Polyester dufthúð eða ED-húðun
Ólakkaðir álhlutar = Yfirborðshersluð húðun
Ólakkaðir stálfletir = Galvaniseraðir

Ábyrgð:

5 ára ábyrgð gegn efna- og framleiðslugöllum. Sjá www.etac.com fyrir almenna skilmála

Sérstök aðlögun:

nær yfir allt sem fellur utan leiðbeininganna og stillinganna í þessari handbók. Hjólástólar sem eru sérsniðnir af viðskiptavinum eru ekki gjaldgengir fyrir CE-merkingu Etac. Ábyrgð Etac á ekki lengur við. Ef minnsti vafi er á réttmæti leiðréttinga, vinsamlegast hafið samband við Etac til að fá ráðleggingar.

Ef hjólástóll er sameinaður annarri vöru sem ekki er framleidd af Etac mun hvorug varanna halda CE-merkinu nema samsetning sé fyrir hendi. Vinsamlegast hafðu samband við Etac til að fá uppfærðar upplýsingar.



Flokkun samkvæmt reglugerðum innanlands

Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp
Sweden

Tel 0371-58 73 00
Fax 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Germany

Tel 02366-5006-0
Fax 02366-5006-200
info@etac.de
www.etac.de

Etac AB (export)
Box 203
334 24 Anderstorp
Sweden

Tel 46 371-58 73 30
Fax 46 371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.com

Etac B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen,
Nederland

Tel +31 513 68 16 86
info.holland@etac.com
www.etac.com

Etac AS
Pb 249,
1501 Moss,
Norway

Tel 815 69 469
Fax 69 27 09 11
hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

Etac Ltd.
Unit D4A, Coombswood Business
Park East
Coombswood Way, Halesowen
West Midlands B62 8BH
United Kingdom

Tel 0121 561 2222
Fax 0121 559 5437
enquiries@etac.uk.r82.com
www.etac.com

Etac A/S
Parallevej 3
DK-8751 Gedved

Tel 79 68 58 33
Fax 75 68 58 40
info@etac.dk
www.etac.dk

R82, Inc.
12801 E. Independence Boulevard
P.O. Box 1739
Matthews, NC 28106, USA

Tel 800 336 7684
Fax 704 882 0751
Information@snugseat.com
www.etac.com



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp



etac®