


VALO™



ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Improving Oral Health Globally

1. Product Description


With its broadband spectrum, VALO is designed to polymerize all light cured products in the wavelength range of 385-515nm per ISO 10650.

VALO has a medical grade, international power supply and is suitable for power outlets from 100 to 240 volts. The handpiece is designed to rest in a standard dental unit bracket or can be custom mounted using the bracket included with the kit.

Product Components:

- 1 – VALO curing light with 7-foot / 2.1-meter cord
- 1 – 9-volt, medical grade, international power supply with 6-foot / 1.8-meter cord and universal plugs
- 1 – VALO Barrier Sleeve sample pack
- 1 – VALO Light Shield
- 1 – Curing light surface mounting bracket with double stick adhesive tape

Overview of Controls:



The manufacturer accepts no liability for any damage resulting from the improper use of this unit and/or for any purpose other than those covered by these instructions. For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

2. Indications for Use/Intended Purpose

The source of illumination for curing photo-activated dental restorative materials and adhesives.

3. Warnings and Precautions

Risk Group 2

CAUTION UV emitted from this product. Eye or skin irritation may result from exposure. Use appropriate shielding.

CAUTION Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eyes.

- DO NOT look directly into the light output. Patient, clinician, and assistants should always wear amber colored UV eye protection when VALO is in use.
- To prevent the risk of electric shock, no modification of this equipment is allowed. Use only the included Ultradent VALO power supply and plug adapters. If these components are damaged, do not use and call Ultradent Customer Service to order a replacement.
- Portable RF communications equipment may degrade performance if used closer than 30 cm (12 in”).
- Use only authorized accessories, cables, and power supplies to prevent improper operation, increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity (refer to Electromagnetic Emissions section).
- To prevent the risk of thermal irritation or injury, avoid back-to-back curing cycles and do not expose oral soft tissues at close proximity for more than 10 seconds in any mode. If longer curing times are required, use multiple shorter curing cycles or use a dual-cure product to avoid heating soft tissue.
- Use caution when treating patients who suffer from adverse photobiological reactions or sensitivities, patients who are undergoing chemotherapy treatment, or patients being treated with photosensitizing medication.
- This unit may be susceptible to strong magnetic or static electric fields, which could disrupt the programming. If you suspect this has occurred, unplug the unit momentarily and then re-plug it into the outlet.
- DO NOT wipe down the VALO curing light with caustic or abrasive cleaners, autoclave, or immerse in any kind of ultrasonic bath, disinfectant, cleaning solution, or liquid. Failure to follow included processing instructions may render device inoperable.
- To help prevent cross contamination and help keep dental composite material from adhering to the surface of the lens and wand body, a barrier sleeve must be used over the VALO with each use.
- To prevent the risk of cross-contamination, barrier sleeves are single patient use.
- To reduce the risk of corrosion, remove barrier sleeve after use.
- To reduce the risk of under-cured resins, do not use curing light if lens is damaged.

4. Stepwise Instructions

Preparation

1. Connect the 9-volt power cord to the handpiece cord.
2. Plug the power cord into any electrical outlet (100-240 VAC). The VALO handpiece will beep twice when powering on, and the timing lights will illuminate indicating the light is ready for use.
3. Place the curing light into a standard dental unit mounting bracket or accessory mounting bracket until ready for use.
4. Prior to each use, place a new barrier sleeve over the curing light.

Installing Hygienic Barrier Sleeves:

The hygienic barrier sleeve is custom fitted to the curing light and covers the surface of the curing light clean. The barrier sleeve helps prevent cross contamination, helps keep dental composite material from adhering to the surface of the lens and curing light, and prevents discoloration and corrosion from cleaning solutions.

Note:

- Using the hygienic barrier sleeve will reduce the light output by 5-10%. Due to the high output power of the curing light, curing has been shown to be substantially equivalent.
- The curing light must be cleaned and sanitized with appropriate cleaning and/or sanitizing agents after each patient. See section titled Processing.

VALO Light Shield:

- The VALO Light Shield is oval-shaped, can be rotated for maximum use, and can be used with a transparent barrier sleeve.

Use

1. Each power mode is used for the curing of dental materials with photo initiators. See Quick Mode Guide for recommended curing times. NOTE: The curing light is programmed to cycle from the Standard Power to the High Power to the Xtra Power mode in sequence. For example, to change from the Standard Power mode to the Xtra Power mode, it is necessary to cycle into the High-Power mode and then to the Xtra Power mode.
2. The curing light stores the most recently used timing interval and mode, and it will default back to this whenever the modes are changed or if the batteries are removed.

Operation

CURING MODE: Standard Power mode

TIMING INTERVALS: 5, 10, 15, 20 seconds.

- The curing light defaults to this mode when it is INITIALLY powered on. The Mode/Status Light will be green and the four green Timing Lights are illuminated, indicating Standard Power mode.
- To change timing intervals, quickly press the Time/Mode Button.
- Press the Power Button to cure. To stop curing prior to completion of a timing interval, press the Power Button again.

CURING MODE: High Power mode

TIMING INTERVALS: 1, 2, 3, 4 seconds.

- From Standard Power mode, press and hold the Time/Mode Change Button for 2 seconds and release. The Mode/Status Light will be orange, and the four green Timing Lights will illuminate and flash, indicating High Power mode.
- To change timing intervals, quickly press the Time/Mode Button.
- Press the Power Button to cure. To stop curing prior to the completion of a timing interval, press the Power Button again.
- To return to Standard Power mode, press and hold the Time/Mode Change Button for 2 seconds and release, this will cycle to Xtra Power mode. Press and hold again for 2 seconds, and release. The Mode/Status Light will be green and the four green Timing Lights are illuminated, indicating Standard mode.

CURING MODE: Xtra Power mode

TIMING INTERVAL: 3 seconds only (Note: The Xtra Power mode has a 2 second safety delay at the end of each curing cycle to limit heating during consecutive curing. At the end of the delay, beeping indicates unit is ready for continued use).

- From Standard Power mode, press the Time/Mode Change Button for 2 seconds, release, press and hold again for 2 seconds, and release. The Mode/Status Light will be orange and flash, and three of the green Timing Lights will illuminate and flash, indicating Xtra Power mode.
- Press the Power Button to cure. To stop curing prior to the completion of a timing interval, press the Power Button again.
- To return to the Standard Power mode, press and hold the Time/Mode Button for 2 seconds and release. The Mode/Status Light will be green and the green Timing Lights are illuminated, indicating Standard Power mode.

Sleep Mode: The curing light will go into SLEEP mode after 1 hour of inactivity, as indicated by a slow flashing of the mode/status light. Pressing any button will wake up the curing light and automatically return it to the last setting used.

Cleanup

1. Discard used barrier sleeves in standard waste after each patient.
2. See Processing Section.

Mounting Bracket Instructions

1. Bracket should be mounted to a flat, oil-free surface.
2. Clean surface with rubbing alcohol.
3. Peel backing off the bracket's adhesive tape.
4. Position bracket so the curing light lifts upward when removed. Press firmly into place.

Quick Monde Guide

Mode	Standard Power				High Power				Xtra Power
Power Button									
Mode/Timing LEDs									
Time Buttons									
Time Options	5s	10s	15s	20s	1s	2s	3s	4s	3s Only
To Change Time	Press and release Time Button quickly to cycle through time options.								
To Change Modes	Press and hold Time Button for 2 seconds and release. VALO will cycle to next Mode.								
Legend	Solid LEDs				Blinking LEDs				

Quick Curing Guide

Recommended Curing Times for Optimal Results with VALO			
Mode	Standard Mode	High Power Mode	Xtra Power Mode
Per Layer	One 10 second cure	Two 4 second cures	One 3 second cure
Final Cure	Two 10 second cures	Three 4 second cures	Two 3 second cures
<p>Note: Exposure settings and times may need to be adjusted due to composite reactivity, shade, distance from the light lens to the composite, and depth of composite layer. It is up to the dental professional to know the requirement for the material they are using to determine the adequate time and settings.</p>			

Quick Warning Guide:

Warnings	
Call Customer Service for Repair	Call Customer Service for Repair
<ul style="list-style-type: none"> •No sound •Flashing, 2 seconds •Allows operation 	<ul style="list-style-type: none"> •Continuous 3 beeps •Prohibits operations

5. Maintenance

Repair

User-Performed Repair

1. Routinely check the lens for cured dental resins. If necessary, use a non-diamond dental instrument to carefully remove any adhered resin.
2. Light meters differ greatly and are designed for specific light guide tips and lenses. Ultradent recommends routinely checking the output in Standard Power mode. NOTE: the true numeric output will be skewed due to the inaccuracy of common light meters and the custom LED pack in the curing light.

Manufacturer Repair

1. Repairs are only to be performed by authorized service personnel. Ultradent to provide service personnel with documentation to perform repairs.

Warranty

Ultradent hereby warrants that this instrument shall, for a period of 5 years*, conform in all material respects to the specifications therefore as set forth in Ultradent's documentation accompanying the product and be free from any defects in materials/or workmanship. This warranty applies solely to the original purchaser and is not transferable. All defective products are to be returned to Ultradent. There are no user service components of the VALO system. Tampering with VALO will void its warranty.

The VALO warranty does not cover customer damage. For example; if a VALO is misused or dropped and the lens breaks, the customer would be responsible to pay for any necessary repairs.

*With sales receipt indicating the date of sale to the dentist.

6. Processing

After each use, moisten a gauze or soft cloth with an approved surface disinfectant and wipe the surface and lens.

ACCEPTABLE CLEANERS:

- Lysol Brand III Disinfectant Spray (Recommended)
- Isopropyl alcohol
- Ethyl alcohol-based cleaners
- Lyso®* Concentrate (alcohol-based only)

UNACCEPTABLE CLEANERS - DO NOT USE:

- Strong alkali detergent of any type, including hand soaps and dish soaps
- Bleach-based cleaners (e.g. Clorox™, Sterilox™*)
- Hydrogen Peroxide based cleaners
- Abrasive Cleaners (e.g. Comet Cleanser™*)
- Acetone or hydrocarbon-based cleaners
- MEK (Methyl Ethyl Ketone)
- Birex®*
- Glutaraldehyde
- Quaternary Ammonium Chloride salt-based cleaners
- Cavicide1™* solution or wipes
- Cavicide™* products (Non-Bleach)**

*Trademark of a company other than Ultradent

** If used, it may fade the color

Cleaning the Light Shield:

- Cold disinfect the VALO Light Shield using any surface disinfectant. DO NOT autoclave.

7. Storage and Disposal




Curing Light Storage and Transport:

- Temperature: +10°C to +40°C (+50°F to +104°F)
- Relative Humidity: 10% to 95%
- Ambient Pressure: 500 hPa to 1060 hPa

When disposing of electronic waste, (i.e. devices, chargers, batteries and power supplies), follow local waste and recycling guidelines.


8. Technical Considerations

Accessories

Item	CE Information		
VALO Barrier Sleeves	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Germany	Manufactured by: TIDI Products, LLC, 570 Enterprise Drive Neenah, WI 54956 Made in USA	Distributed by: Ultralend Products Inc 505 West Ultralend Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 USA
VALO Light Shield			

Technical information/Data

Effective Composite Curing Wavelength Bands:



Attribute	Information/Specification					
Lens	Diameter 9.75 mm					
Wavelength range	<ul style="list-style-type: none"> Utilizable wavelength range: 385 – 515nm Peak wavelengths: 395 – 415nm and 440 – 480nm 					
Light Intensity Table	Nominal Radiant Exitance Comparison Chart				Radiant Exitance will vary based on instrument capability, measurement method and light placement. † Demetron radiometers and MARC spectrum analyzers should be used as reference only due to having smaller apertures than VALO curing lights. * Demetron radiometers should be used as reference only due to limitations in power and spectral response. ‡ Radiant Exitance conforms to ISO 10650 when measured with a Gigahertz spectrum analyzer.	
	Measurement Instrument	†* Demetron L.E.D. Radiometer	† MARC spectrum analyzer	‡ Gigahertz spectrum analyzer		
				Exitance		Total Power
	Aperture of Meter	7 mm	3.9 mm	15 mm		15 mm
	Standard Power (±10%)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²		670 mW
	High Power Plus (±10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²		970 mW
Xtra Power (±10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²	1570 mW		
VALO Curing Light	Ratings: IEC 60601-1 (Safety), IEC 60601-1-2 (EMC)		Weight: 8 ounces/226 grams (with cord) Length: 9.26 inches/23.5 cm Width: .79 inches/ 2 cm Cord length: 7 feet/2.1 meters			
Power Supply	Output - 9VDC at 2A Input - 100VAC to 240VAC Ultradent P/N 5930 VALO Power Supply with Universal Plugs		Rating: IEC 60601-1 (Safety) Cord length - 6 feet/1.8 meters VALO power supply provides isolation from MAINS power			
Operating Conditions	Temperature: +10°C to +32°C (+50°F to +90°F) Relative Humidity: 10% to 95% Ambient Pressure: 700 hPa to 1060 hPa					
Duty Cycle:	The curing light is designed for short-term operation. At maximum ambient temperature (32°C) 1 minute ON back-to-back cycling, 30 minutes OFF (cooling-off period).					


Trouble Shooting

If the solutions suggested below do not rectify the problem, please call Ultradent at 800.552.5512. Outside the United States, call your Ultradent distributor or dental dealer.	
Problem	Possible Solutions
Light will not turn on	<ol style="list-style-type: none"> Press the Time/Mode Change Button or Power Button to wake from Power Save Mode. Check that both cords are firmly connected together and to the electrical outlet. Confirm power to the wall outlet.
Light does not stay on for desired time	<ol style="list-style-type: none"> Check Mode and Timing lights for correct time input. Confirm all cord connections are fully seated. Unplug and re-plug power cord into the electrical receptacle.
Light is not curing resins properly	<ol style="list-style-type: none"> Check lens for residual cured resins/composites. Using proper amber UV eye protection, verify the LED lights are working. Check power level with light meter. If using a light meter, Ultradent recommends checking VALO in Standard Power mode. NOTE: The true numeric output will be skewed due to the inaccuracy of common light meters and the custom LED pack VALO uses. Light meters differ greatly and are designed for specific light guide tips and lenses. Check expiration date on curing resin. Ensure proper technique is being followed (adhesive/composite) by manufacturer recommendations.
Cannot change mode or time intervals	Hold both Time/Mode and Power buttons down until a series of beeps indicates the curing light is unlocked.

9. Miscellaneous Information

Guidance and Manufacture's Declaration for Electromagnetic Emissions		
The VALO is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or user should ensure that it is used in such an environment. WARNING: Use only authorized accessories, cables, and power supplies to prevent improper operation, increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity.		
Emissions Test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	VALO uses a Globtek medical grade 9VDC adaptor, operates with brown-out protection, and provides limited EMI, RF, and surge suppression.
RF emission CISPR 11	Class B	VALO uses electrical and electromagnetic energy only for their internal functions. Therefore, any RF emissions are very low and are not likely to cause interference in nearby electronic equipment.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage fluctuations/flicker emissions IEC 61000-3-3	COMPLIES	The VALO is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings for domestic use.

Guidance and Manufacture's Declaration for Electromagnetic Immunity			
The VALO is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or user should ensure that it is used in such an environment.			
IMMUNITY test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 15 kV air	± 8 kV contact ± 15 kV air	Physical environment should be restricted to the following: 1. IP Code: IP20 2. Do not immerse in liquid. 3. Do not use around flammable gas. Unit is Non-APG and Non-AP. 4. Storage humidity range: 10% - 95% 5.Storage temperatures range: 10° C - 40° C
Electrical fast transient/ burst IEC 61000-4-4	± 2 kV for power supply lines ± 1 kV for input/output lines	± 2 kV for power supply lines Note 1: VALO has no I/O ports	Mains power quality should be that of a typical residential, commercial, or hospital, or military environment
Surge IEC 61000-4-5	± 1 kV line to line ± 2 kV line to earth	± 1 kV line to line ± 2 kV line to earth	Mains power quality should be that of a typical residential, commercial, hospital, or military environment. The Globtek 9VDC medical grade adaptor that is supplied with the VALO operates from mains ranging from 100VAC – 240VAC and is capable of limited brown out, EMI, and surge protection. If the VALO user requires continued operations without mains interruption, or the mains in any particular region of a country are considered bad due to continuous brown-out, black-out, or excessively noisy power conditions, it is recommended that the VALO be powered from an uninterruptible power supply or the customer purchase a VALO Cordless unit.
Voltage, dips, shorts, interruptions and variations on the power supply input lines IEC 61000-4-11	<5% U (>95% dip in U for 0.5 cycle) 40% U (60% dip in U for 5 cycles) 70% U (30% dip in U for 25 cycles) <5% U (>95% dip in U for 5 s)	<5% U (>95% dip in U for 0.5 cycle) 40% U (60% dip in U for 5 cycles) 70% U (30% dip in U for 25 cycles) <5% U (>95% dip in U for 5 s) Note 2: Self recovers	
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical, residential, home health care, commercial, hospital, or military environment.
NOTE: U is the a.c. mains voltage prior to application of the test level Note 1: The VALO is not equipped with any ports or any accessible I/O lines. Note 2: If there is a drop of 95% in Mains voltage VALO will not operate. It has no internal energy storage mechanism. The VALO will turn off. When power levels are restored, VALO will restart and return to the same state before power loss. The VALO will self-recover.			

Guidance and Manufacturer's Declaration for Electromagnetic Immunity for non-life support systems			
The VALO is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or user should ensure that it is used in such an environment.			
IMMUNITY test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment guidance
Conduction RF	3 Vrms	3 Vrms	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the VALO, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz to } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz to } 2,5 \text{ GHz}$ <p>P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m).</p> <p>Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, should be less than the compliance level in each frequency range.</p> <p>Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: </p>
IEC 61000-4-6	150 kHz to 80 MHz	150 kHz to 80 MHz	
Radiated RF	3 V/m	3 V/m	
IEC 61000-4-3	80 MHz to 2.5 GHz	80 MHz to 2.5 GHz	
<p>NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.</p> <p>NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.</p> <p>a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the VALO is used exceeds the applicable RF compliance level above, the VALO should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the VALO.</p> <p>b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.</p>			

Guidance and Manufacturer's Declaration for recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the VALO

The VALO is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The user of the VALO can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the VALO as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output power of transmitter (P in Watts)	Separation distance according to frequency of transmitter (meters)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2.5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.12 meters	0.035 meters	0.07 meters
0.1	0.37 meters	0.11 meters	0.22 meters
1	1.7 meters	0.35 meters	0.7 meters
10	3.7 meters	1.11 meters	2.22 meters
100	11.7 meters	3.5 meters	7.0 meters

The VALO has been tested according to IEC 60601-1-2:2014 and passed under radiated field strengths of 10 V/m between 80-MHz to 2.5 GHz. The value of 3Vrms corresponds to V1 and the value 10 V/m corresponds to E1 in the formulas above.

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.


1. Produktbeschreibung

VALO ist mit seinem Breitbandspektrum für die Polymerisation aller lichthärtenden Produkte im Wellenlängenbereich von 385-515 nm nach ISO 10650 ausgelegt. VALO verfügt über ein internationales Netzteil für medizinische Anwendungen und ist für Netzsteckdosen von 100 bis 240 Volt geeignet. Das Handstück ist so konstruiert, dass es in einen Standard-Köcher der Dentaleinheit passt oder dass eine individuelle Montage mithilfe der Halterung erfolgt, die im Kit enthalten ist.

Produktkomponenten:

- 1 – VALO Polymerisationsleuchte mit 2,1 m langem Kabel
- 1 – Internationales 9-Volt-Netzteil für medizinische Anwendungen mit 1,8 m langem Kabel und Universalstecker
- 1 – Probe packung VALO Hygiene-Schutzhülle
- 1 – VALO Lichtschutz schild
- 1 – Oberflächen-Montagehalterung für Polymerisationsleuchte mit Doppelklebeband

Übersicht über die Bedienelemente:



The manufacturer accepts no liability for any damage resulting from the improper use of this unit and/or for any purpose other than those covered by these instructions. Alle Anleitungen und SOB-Informationen für alle beschriebenen Produkte vor Verwendung dieser Produkte sorgfältig lesen und verstehen.

2. Gebrauchshinweise / Verwendungszweck

Die Beleuchtungsquelle für die Aushärtung von fotoaktivierten Zahnrestaurationsmaterialien und Klebstoffen.

3. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Risikogruppe 2

VORSICHT! Dieses Produkt emittiert UV-Strahlung. Kontakt kann zu Augen- oder Hautreizungen führen. Geeignete Abschirmung verwenden.

VORSICHT! Möglicherweise wird von diesem Produkt gefährliche optische Strahlung emittiert. Blicken Sie nicht auf die Lichtquelle während sie in Betrieb ist. Dies kann schädlich für die Augen sein.

- NICHT direkt in den Lichtaustritt schauen. Bei der Verwendung von VALO sollten Patienten, Kliniker und Assistenten immer einen bernsteinfarbenen UV-Augenschutz tragen.
- An diesem Gerät dürfen keine Änderungen vorgenommen werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ultradent VALO-Netzteil und Zwischenstecker. Diese Komponenten nicht verwenden, wenn sie schadhaft sind. Wenden Sie sich zwecks einer Ersatzbestellung an den Ultradent- Händler.
- Bei mobile HF-Kommunikationsgeräten kann die Leistung herabgesetzt werden, wenn sie in einem Abstand von weniger als 30 cm (12 Zoll) betrieben werden.
- Nur zugelassenes Zubehör, Kabel und Netzteile verwenden, um einer unsachgemäßen Bedienung, erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder einer verminderten elektromagnetischen Störfestigkeit vorzubeugen (siehe Abschnitt: Elektromagnetische Emissionen).
- Aufeinanderfolgende Aushärtzyklen vermeiden und den Kontakt in allen Modi in unmittelbarer Nähe und für mehr als 10 Sekunden auf oralen Weichteilen vermeiden, um der Gefahr einer thermischen Reizung oder Verletzung vorzubeugen. Wenn längere Aushärtzeiten erforderlich sind, verwenden Sie mehrere kürzere Aushärtzyklen oder ein dual härtendes Produkt, um ein Erhitzen der Weichteile zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Patienten behandeln, die an nachteiligen photobiologischen Reaktionen oder Empfindlichkeiten leiden, Patienten, die sich einer Chemotherapie-Behandlung unterziehen, oder Patienten, die mit photosensibilisierenden Medikamenten behandelt werden.
- Dieses Gerät ist möglicherweise anfällig für starke magnetische oder statische elektrische Felder, welche die Programmierung stören könnten. Wenn Sie vermuten, dass dies aufgetreten ist, ziehen Sie kurzzeitig den Netzstecker des Geräts und stecken Sie ihn dann erneut in die Netzsteckdose.
- Das VALO Polymerisationsleuchte NICHT mit Ätz- oder Scheuermittel abwischen, autoklavieren oder in Ultraschallbad, Desinfektionsmittel, Reinigungslösungen oder Flüssigkeiten beliebiger Art eintauchen. Das Nichtbefolgen der enthaltenen Verarbeitungsanleitung kann das Gerät unbenutzbar machen.
- Um einer Kreuzkontamination vorzubeugen, und zu verhindern, dass Dental-Kompositwerkstoff an der Oberfläche der Linse und des Handlesekopf-Gehäuses haftet, muss bei jeder Verwendung eine Barriere-Schutzhülle über dem VALO verwendet werden.
- Um der Gefahr einer Kreuzkontamination vorzubeugen sind die Hygiene-Schutzhüllen zur einmaligen Verwendung vorgesehen.
- Nach dem Gebrauch die hygiene-Schutzhülle entfernen, um die Gefahr einer Korrosion zu verringern.
- Verwenden Sie kein Polymerisationsleuchte, wenn die Linse schadhaft ist, um die Gefahr von ungenügend ausgehärteten Restaurationsmaterialien zu verringern.

4. Schrittweise Anleitung

Vorbereitung

1. Das 9-Volt-Netzkaabel an das Handstückkaabel anschließen.
2. Das Netzkaabel in eine Netzsteckdose einstecken (100-240 VAC). Vom VALO-Handstück ertönt beim Einschalten zweimal ein Signalton und die Kontrollleuchten für die Zeitplanung leuchten auf, was anzeigt, dass die Polymerisationsleuchte einsatzbereit ist.
3. Die Polymerisationsleuchte in eine gängige Dentaleinheit-Halterung oder in eine Zubehör-Montagehalterung einlegen, bis es einsatzbereit ist.
4. Vor jedem Gebrauch eine neue Hygiene-Schutzhülle über die Polymerisationsleuchte legen.

Einbau der hygienischen Barriere-Schutzhüllen:

Die Hygiene-Schutzhülle ist für die Polymerisationsleuchte maßgeschneidert und hält die Oberfläche der Polymerisationsleuchte sauber. Die Hygiene-Schutzhülle dient zur Vorbeugung gegen Kreuzkontaminationen, verhindert, dass Dental-Kompositwerkstoff an der Oberfläche der Linse und der Polymerisationsleuchtehaftet, und es verhindert Verfärbungen und Korrosion durch Reinigungslösungen.

Hinweis:

- Die Verwendung der Hygiene-Schutzhülle reduziert die Lichtleistung um 5-10 %. Aufgrund der hohen Ausgangsleistung des Aushärtelichts wurde gezeigt, dass das Aushärten im Wesentlichen gleichwertig ist.
- Die Polymerisationsleuchte muss nach jedem Patienten mit geeigneten Reinigungs- und/oder Desinfektionsmitteln gereinigt und desinfiziert werden. Siehe Abschnitt mit dem Titel „Verarbeitung“.

VALO Lichtschutzschirm:

- Der VALO Lichtschutzschirm hat eine ovale Form, ist zur optimalen Verwendung drehbar und kann mit einer transparenten Barriere-Schutzhülle verwendet werden.

Benutzen Sie

1. Jeder Lichtenergie-Modus wird zum Aushärten von Dentalwerkstoffen mit Photoinitiatoren verwendet. Die empfohlenen Aushärtezeiten finden Sie in der Modus-Kurzanleitung. HINWEIS: Die Polymerisationsleuchte ist so programmiert, dass es der Reihe nach von der Standardleistung über die Hochleistung in den Modus Maximal-Lichtstärke wechselt. Um beispielsweise vom Modus Standard-Lichtstärke-Modus in den Modus Maximal-Lichtstärke zu wechseln, ist es notwendig, dass Sie zuerst in den Modus Hohe Lichtstärke und dann in den Modus Maximal-Lichtstärke wechseln.
2. Die Polymerisationsleuchte speichert das zuletzt verwendete Zeitintervall und den zuletzt verwendeten Modus und wird einen Rücksprung auf diese Werte durchführen, wenn diese Modi geändert werden oder wenn die Batterien entfernt werden.

Bedienung

HÄRTUNGSMODUS: Modus Standard-Lichtstärke

ZEITINTERVALLE: 5, 10, 15, 20 Sekunden.

- Die Polymerisationsleuchte springt in diesen voreingestellten Modus, wenn es ERSTMALS eingeschaltet ist. Die Modus-/Status-Lampe leuchtet grün und die vier grünen Timing-Lampen sind beleuchtet, was den Modus Standard-Lichtstärke anzeigt.
- Zum Ändern der Zeitintervalle schnell die Zeit-/Modus-Taste drücken.
- Zum Starten des Aushärtungsvorgangs auf die Netztaсте drücken. Zum Beenden des Aushärtungsvorgangs vor Ablauf des Zeitintervalls die Netztaсте erneut drücken.

HÄRTUNGSMODUS: Modus Hohe Lichtstärke

ZEITINTERVALLE: 1, 2, 3, 4 Sekunden.

- Im Modus Standard-Lichtstärke die Taste Zeit/Modus ändern 2 Sekunden lang drücken und dann loslassen. Die Modus-/Status-Lampe leuchtet orange und die vier grünen Timing-Lampen leuchten auf und blinken, was den Modus Hohe Lichtstärke anzeigt.
- Zum Ändern der Zeitintervalle schnell die Zeit-/Modus-Taste drücken.
- Zum Starten des Aushärtungsvorgangs auf die Netztaсте drücken. Drücken Sie nochmals auf die Netztaсте, um die Aushärtung vor Ablauf des Zeitintervalls zu beenden.
- Taste Zeit/Modus ändern 2 Sekunden lang drücken und dann loslassen, um zum Modus Standard-Lichtstärke zurückzukehren. Dies wechselt in den Modus Maximal-Lichtstärke. Taste erneut 2 Sekunden lang drücken und dann loslassen. Die Modus-/Status-Lampe leuchtet grün und die vier grünen Timing-Lampen sind beleuchtet, was den Modus Standard-Lichtstärke anzeigt.

HÄRTUNGSMODUS: Modus Maximal-Lichtstärke

ZEITINTERVALLE: Nur 3 Sekunden (Hinweis: Der Modus Maximal-Lichtstärke bietet am Ende jedes Aushärtungszyklus eine Sicherheitsverzögerung von 2 Sekunden, um bei aufeinanderfolgenden Aushärtvorgängen ein Erhitzen zu begrenzen. Am Ende der Verzögerung signalisiert ein Signalton, dass das Gerät für den weiteren Gebrauch bereit ist).

- Im Modus Standard-Lichtstärke die Taste Zeit/Modus ändern 2 Sekunden lang drücken, loslassen, dann nochmals 2 Sekunden lang drücken und loslassen. Die Modus-/Status-Lampe leuchtet orange und blinkt, und drei der grünen Timing-Lampen leuchten auf und blinken, was den Modus Maximal-Lichtstärke anzeigt.
- Zum Starten des Aushärtungsvorgangs auf die Netztaсте drücken. Drücken Sie nochmals auf die Netztaсте, um die Aushärtung vor Ablauf des Zeitintervalls zu beenden.
- Die Zeit-/Modus-Taste 2 Sekunden lang drücken und dann loslassen, um zum Modus Standard-Lichtstärke zurückzukehren. Die Modus-/Status-Lampe leuchtet grün und die grünen Timing-Lampen leuchten, was den Modus Standard-Lichtstärke anzeigt.

Energiesparmodus: Die Polymerisationsleuchte wechselt nach 1 Stunde Inaktivität in den ENERGIESPARMODUS, was durch ein langsames Blinken der Modus-/Status-Lampe angezeigt wird. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird die Polymerisationsleuchte reaktiviert und automatisch auf die zuletzt verwendete Einstellung zurückgesetzt.

Säuberung

1. Gebrauchte Barriere-Schutzhüllen nach jedem Patienten als Restmüll entsorgen.
2. Siehe Abschnitt Verarbeitung.

Anleitung für die Montagehalterung

1. Die Halterung sollte auf einer flachen, diffeinen Oberfläche montiert werden.
2. Oberfläche mit Reinigungsalkohol reinigen.
3. Klebeband an der Rückseite der Halterung abziehen.
4. Halterung so positionieren, dass beim Entfernen der Polymerisationsleuchte nach oben abgehoben wird. Die Halterung an ihrem Platz fest andrücken.

Modus	Standard-Lichtstärke				Hohe Lichtstärke				Maximal-Lichtstärke
etztaste									
Modus-/Timing-LEDs									
Uhrzeit-Tasten									
Uhrzeit-Optionen	5 s	10 s	15 s	20 s	1 s	2 s	3 s	4 s	Nur 3 s
Die Uhrzeit ändern	Uhrzeit-Taste drücken und loslassen, um die Zeit-Optionen schnell zu durchlaufen.								
Das Ändern von Modi	Uhrzeit-Taste 2 Sekunden lang drücken und dann loslassen. Das VALO wechselt zum nächsten Modus.								
Legende	Feste LEDs				Blinkende LEDs				

Kurzanleitung zur Aushärtung:

Empfohlene Aushärtezeiten für optimale Ergebnisse mit dem VALO			
Modus	Standard-Lichtstärke	Hohe Lichtstärke	Maximal-Lichtstärke
Pro Schicht	Eine 10-Sekunden-Aushärtung	Zwei 4-Sekunden-Aushärtungen	Eine 3-Sekunden-Aushärtung
Abschließende Aushärtung	Zwei 10-Sekunden-Aushärtungen	Drei 4-Sekunden-Aushärtungen	Zwei 3-Sekunden-Aushärtungen
<p>Hinweis: Die Einstellungen und Zeiträume für die Einwirkung müssen möglicherweise aufgrund von Reaktivität und Schattierung des Composites, des Abstands zwischen Lichtlinse und Composite, und der Tiefe der Composite-Schicht angepasst werden. Der Zahnarzt ist zuständig bezüglich der Kenntnis über die Anforderungen an das verwendete Material, um die angemessene Zeit und die geeigneten Einstellungen zu bestimmen.</p>			

Kurzanleitung zu Warnhinweisen:

Warnhinweise	
Wegen Reparatur den Kundendienst anrufen	Wegen Reparatur den Kundendienst anrufen
<ul style="list-style-type: none"> •Kein Signalton •Blinken, 2 Sekunden lang •Gestattet den Betrieb 	<ul style="list-style-type: none"> •3 Signaltöne werden ständig wiederholt •Verhindert den Betrieb

5. Instandhaltung

Reparatur

Vom Benutzer durchzuführende Reparatur

1. Die Linse regelmäßig auf ausgehärtete zahntechnische Kunstharze überprüfen. Nötigenfalls ein zahntechnisches Instrument ohne Diamanten verwenden, um das gesamte anhaftende Kunstharz vorsichtig zu entfernen.
2. Beleuchtungsmesser unterscheiden sich stark und sind auf bestimmte Lichtführende Spitzen und Linsen ausgelegt. Ultradent empfiehlt, die Ausgabe regelmäßig im Modus Standard-Lichtstärke zu überprüfen. HINWEIS: Die tatsächliche numerische Ausgabe wird aufgrund der Ungenauigkeit der üblichen Beleuchtungsmesser und der benutzerdefinierten LED-Packung im Aushärtelicht verzerrt.

Reparatur durch den Hersteller

1. Reparaturen dürfen nur vom autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden. Zur Durchführung von Reparaturen stellt Ultradent dem Servicetechniker Dokumentation zur Verfügung.

Gewährleistung

Ultradent gewährleistet hiermit, dass dieses Instrument während eines Zeitraums von 5 Jahren* in wesentlichen Belangen den Spezifikationen entspricht, die aus diesem Grund in der dem Produkt einhergehenden Ultradent-Dokumentation aufgeführt sind, und frei von Mängeln bezüglich Material oder Verarbeitung ist. Diese Garantie gilt ausschließlich für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Alle mangelbehafteten Produkte müssen an Ultradent retourniert werden. Das VALO-System enthält keine Komponenten, die durch den Benutzer gewartet werden müssen. Bei Manipulationen an der VALO erlischt die Gewährleistung.

Die VALO-Gewährleistung deckt keine Kundenschäden ab. Wird beispielsweise ein VALO missbräuchlich verwendet oder fallengelassen, und die Linse zerbricht, ist der Kunde verantwortlich und er muss die notwendigen Reparaturen bezahlen.

*Mit Kaufbeleg mit Angabe des Verkaufsdatums an den Zahnarzt.

6. Verarbeitung

Nach jeder Verwendung Mull oder ein weiches Tuch mit einem zugelassenen Oberflächendesinfektionsmittel anfeuchten und Oberfläche und Linse damit abwischen.

ZULÄSSIGE REINIGER:

- Lysol Brand III Desinfektionsspray (empfohlen)
- Isopropylalkohol
- Reinigungsmittel auf Ethylalkoholbasis
- Lysol®* Konzentrat (nur auf Alkoholbasis)

NICHT ZULÄSSIGE REINIGER - NICHT VERWENDEN:

- Stark alkalisches Reinigungsmittel aller Art, einschließlich Handseifen und Tellerseifen
- Reinigungsmittel auf Bleichmittelbasis (z. B. Clorox™*, Steriox™**)
- Reinigungsmittel auf Wasserstoffperoxidbasis
- Scheuermittel (z. B. Comet Cleanser™**)
- Reinigungsmittel auf Aceton- oder auf Kohlenwasserstoffbasis
- MEK (Methylethylketon)
- Birex®*
- Gluteraldehyd
- Reinigungsmittel auf der Basis von quartärem Ammoniumchloridsalz
- Cavicide1™** Lösung oder Reinigungstücher
- Cavicide™*-Produkte (ohne Bleichmittel)**

* Warenzeichen eines anderen Unternehmens außer Ultradent

** Bei Verwendung kann die Farbe verblasen

Reinigung des Lichtschuttschirms:

- Den VALO Lichtschuttschirm mit einem Oberflächendesinfektionsmittel kalt desinfizieren. NICHT autoklavieren.

7. Lagerung und Entsorgung




Lagerung und Transport Lichthärtegerät:

- Temperatur: +10 °C bis +40 °C (+50 °F bis +104 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 95 %
- Umgebungsdruck: 500 hPa bis 1060 hPa

Bei der Entsorgung von Elektronikschrott (z. B. Geräte, Ladegeräte, Batterien und Netzteile) sind die örtlichen Abfall- und Recyclingrichtlinien zu befolgen.


8. Technische Gesichtspunkte

Zubehör

Item	CE Information		
VALO Barriere-Schutzhüllen	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Deutschland	Hergestellt von: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neeah, WI 54956 Hergestellt in den USA	Vertrieb durch: Ultradent Products Inc. 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 USA (Vereinigte Staaten von Amerika)
VALO Lichtschutzhirsch			

Technische Informationen / Daten

Effektive Wellenlängenbänder bei Composite-Aushärtung:



Merkmale	Informationen / Spezifikationen					
Linse	Durchmesser 9,75 mm					
Wellenlängenbereich	<ul style="list-style-type: none"> Nutzbarer Wellenlängenbereich: 385 - 515 nm Spitzen-Wellenlängen: 395 - 415 nm und 440 - 480 nm 					
Tabelle Lichtstärke	Vergleichstabelle: Nennwert spezifische Ausstrahlung				<p>Die spezifische Ausstrahlung variiert je nach Leistungsfähigkeit des Instruments, Messverfahren und Platzierung der Lichtquelle.</p> <p>† Strahlungsmessgeräte von Demetron und MARC-Spektrumsanalysatoren sollten nur dann als Referenz verwendet werden, wenn die vorhandenen Öffnungen kleiner sind als die Öffnungen der VALO Lichthärtegeräte.</p> <p>‡ Strahlungsmessgeräte von Demetron sollten nur dann als Referenz verwendet werden, wenn Einschränkungen der Leistung und Spektralempfindlichkeit vorliegen.</p> <p>‡ Die spezifische Ausstrahlung entspricht der ISO 10650, wenn sie mit einem Gigahertz-Spektrumsanalysator gemessen wurde.</p>	
	Mess-instrument	† Demetron L.E.D. Strahlungsmessgerät	† MARC Spektrumsanalysator	‡ Gigahertz-Spektrumsanalysator		
	Messgeräte-öffnung	7 mm	3,9 mm	Ausstrahlung 15 mm		Gesamtleistung 15 mm
	Standard-Lichtstärke (±10 %)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²		670 mW
	Hohe-Lichtstärke Plus (±10 %)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²		970 mW
	Maximal-Lichtstärke (±10 %)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²		1570 mW
VALO Aushärte-Licht	Bewertungen: IEC 60601-1 (Sicherheit), IEC 60601-1-2 (EMV)			Gewicht: 226 Gramm (8 Unzen) (mit Korde) Länge: 23,5 cm (9,26 Zoll) Breite: 2 cm (0,79 Zoll) Kabellänge: 2,1 m (7 Fuß)		
Netzteil	Ausgang - 9 VDC bei 2 A Eingang - 100 VAC bis 240 VAC Ultradent Art.-Nr. 5930 VALO Netzteil mit Universalsteckern			Bewertung: IEC 60601-1 (Sicherheit) Kabellänge - 1,8 Meter (6 Fuß) Das VALO-Netzteil bietet Entkopplung von der Stromnetzversorgung		
Betriebsbedingungen	Temperatur: +10 °C bis +32 °C (+50 °F bis +90 °F) Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 95 % Umgebungsdruck: 700 hPa bis 1060 hPa					
Arbeits-zyklus:	Das Lichthärtegerät ist für den kurzzeitigen Betrieb ausgelegt. Bei maximaler Umgebungstemperatur (32 °C) 1 Minute EIN, aufeinanderfolgende Zyklen, 30 Minuten AUS (Abkühlungsperiode).					

Problembehandlung

Wenn die unten vorgeschlagenen Lösungen das Problem nicht berichtigen, rufen Sie bitte Ultradent unter 800.552.5512 an. Außerhalb der USA rufen Sie Ihren Ultradent Händler oder Ihren Händler für zahnmedizinische Produkte an.	
Problem	Mögliche Lösungen
Das Licht wird nicht eingeschaltet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the Time/Mode Change Button or Power Button to wake from Power Save Mode. 2. Check that both cords are firmly connected together and to the electrical outlet. 3. Confirm power to the wall outlet.
Das Licht bleibt nicht für die gewünschte Zeit an	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check Mode and Timing lights for correct time input. 2. Confirm all cord connections are fully seated. 3. Unplug and re-plug power cord into the electrical receptacle.
Keine ordnungsgemäße Licht-Aushärtung des Kunstharzes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen, ob sich auf der Linse ausgehärtete Kunstharz- / Composite-Reste befinden. 2. Unter Verwendung des richtigen bernsteinfarbenen UV-Augenschutzes überprüfen, ob die LED-Lampen funktionieren. 3. Ladezustand mit einem Beleuchtungsmesser überprüfen. Bei Verwendung eines Beleuchtungsmessers empfiehlt Ultradent, dass VALO im Modus Standard-Lichtstärke zu überprüfen. HINWEIS: Die tatsächliche numerische Ausgabe wird aufgrund der Ungenauigkeit der üblichen Beleuchtungsmesser und des von VALO verwendeten benutzerdefinierten LED-Packung verzerrt. Beleuchtungsmesser unterscheiden sich stark und sind auf bestimmte lichtführende Spitzen und Linsen ausgelegt. 4. Das Verfallsdatum des lichthärtenden Kunstharzes überprüfen. 5. Sorgen Sie dafür, dass das richtige Verfahren gemäß den Empfehlungen des Herstellers befolgt wird (Kleber / Komposit).
Modus oder Zeitintervalle können nicht geändert werden	Die Tasten Zeit/Modus und Netztaaste gleichzeitig solange drücken und festhalten, bis eine Serie von Signaltönen anzeigt, dass das Aushärtelicht entspert ist.

9.Sonstige Angaben


Anleitung und Herstellerklärung für elektromagnetische Emissionen		
Das VALO ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer sollten dafür sorgen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird. WARNUNG: Nur zugelassenes Zubehör, Kabel und Netzteile verwenden, um einer unsachgemäßen Bedienung, erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder einer verminderten elektromagnetischen Störfestigkeit vorzubeugen.		
Emissionsprüfung	Einhaltung	Elektromagnetische Umgebung - Orientierungshilfe
HF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1	VALO verwendet einen 9-V-Gleichstromadapter von Globtek für medizinische Anwendungen, wird mit Unterspannungsschutz betrieben und bietet begrenzten EMI-, HF- und Überspannungsschutz.
HF-Emission CISPR 11	Klasse B	VALO verwendet elektrische und elektromagnetische Energie nur für die internen Funktionen. Daher sind HF-Emissionen sehr gering und führen wahrscheinlich nicht zu Störungen in nahe gelegenen elektronischen Geräten.
Harmonische Emissionen IEC 61000-3-2	Klasse A	
Emissionen durch Spannungsschwankungen / Flimmern nach IEC 61000-3-3	ERFÜLLT	Das VALO ist für den Einsatz in allen Einrichtungen geeignet, einschließlich nicht-gewerblichen Einrichtungen und jene, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz zur Versorgung von Gebäuden für den häuslichen Gebrauch angeschlossen sind.

Anleitung und Herstellerklärung für elektromagnetische Störfestigkeit			
Das VALO ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer sollte dafür sorgen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.			
Störfestigkeitsprüfung	IEC 60601 Prüfpegel	Konformitätsstufe	Orientierungshilfe für die elektromagnetische Umgebung
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV Kontakt ±15 kV Luft	±8 kV Kontakt ±15 kV Luft	Die physische Umgebung sollte auf Folgendes beschränkt sein: 1. IP-Code: IP20 2. Nicht in Flüssigkeit eintauchen. 3. Nicht in der Nähe von entflammarem Gas verwenden. Einheit ist nicht-APG und nicht-AP. 4. Luftfeuchtigkeitsbereich bei Lagerung: 10 % - 95 % 5. Temperaturbereich bei Lagerung: 10 °C - 40 °C
Schnelle vorübergehende / gehäufte Spannungsstöße IEC 61000-4-4	±2 kV für Stromversorgungsleitungen ±1 kV für Eingangs-/Ausgangsleitungen	±2 kV für Stromversorgungsleitungen Hinweis 1: Das VALO hat keine I/O-Ports	Die Netzstromqualität sollte der eines typischen Wohn-, Geschäfts-, Krankenhaus- oder Militärumfelds entsprechen
Überspannung IEC 61000-4-5	±1 kV Leitung gegen Leitung ±2 kV Leitung gegen Erde	±1 kV Leitung gegen Leitung ±2 kV Leitung gegen Erde	
Einbrüche, Kurzschlüsse, Unterbrechungen und Schwankungen der Spannung auf Stromversorgungs-Eingangsleitungen IEC 61000-4-11	<5 % U (>95 % Einbruch in U für 0,5 Zyklus) 40 % U (60 % Einbruch in U für 5 Zyklen) 70 % U (30 % Einbruch in U für 25 Zyklen) <5 % U (>95 % Einbruch in U für 5 Sek.)	<5 % U (>95 % Einbruch in U für 0,5 Zyklus) 40 % U (60 % Einbruch in U für 5 Zyklen) 70 % U (30 % Einbruch in U für 25 Zyklen) <5 % U (>95 % Einbruch in U für 5 Sek.) Hinweis 2: Eigenständige Wiederherstellung	Die Netzstromqualität sollte der eines typischen Wohn-, Geschäfts-, Krankenhaus- oder Militärumfelds entsprechen. Der mit dem VALO gelieferte Globtek 9-V-DC-Adapter für medizinische Anwendungen kann am Stromnetz zwischen 100 VAC und 240 VAC betrieben werden und bietet begrenzten Spannungsabfallschutz, EMI-Schutz und Überspannungsschutz. Wenn der VALO-Benutzer einen kontinuierlichen Betrieb ohne Stromnetzunterbrechung benötigt oder das Stromnetz in einer bestimmten Region eines Landes aufgrund von ständigen Spannungseinbrüchen, ständigen Stromausfällen oder übermäßig verräuchter Netzspannung als schlecht eingestuft wird, wird empfohlen, den VALO über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Energie zu versorgen oder der Kunde kauft eine VALO Cordless-Gerät.
Netzfrequenz (50/60 Hz) Magnetfeld IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Magnetfelder mit Netzfrequenz sollten sich auf einem Niveau befinden, das für einen typischen Standort für das Gesundheitswesen in einer typischen häuslichen Wohngegend, gewerblichen Gegend, Krankenhaus- oder Militärumgebung charakteristisch ist.

HINWEIS: U ist die Wechselspannung der Netzspannung vor Anlegen des Prüfpegels
 Hinweis 1: Das VALO ist nicht mit Ports oder zugänglichen E/A-Leitungen ausgestattet.
 Hinweis 2: Wenn die Netzspannung um 95% einbricht, kann das VALO nicht betrieben werden. Es hat keine interne Einrichtung zur Energiespeicherung. Das VALO wird sich abschalten. Wenn der Netzspannungspegel wiederhergestellt ist, wird das VALO neu gestartet und in denselben Zustand zurückkehren, der vor dem Stromausfall vorlag. Das Wiederherstellen des VALO erfolgt automatisch.

Orientierungshilfe und Herstellungserklärung für elektromagnetische Störfestigkeit für nicht-lebenserhaltende Systeme

Das VALO ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer sollten dafür sorgen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Störfestigkeitsprüfung	IEC 60601 Prüfpegel	Konformitätsstufe	Orientierungshilfe für die elektromagnetische Umgebung
HF-Leitvermögen	3 Veff	3 Veff	Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte sollten nicht näher an einem Bestandteil des VALO einschließlich Kabel verwendet werden als der empfohlene Trennungsabstand, der sich aus der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung berechnet. Empfohlener Trennungsabstand $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad \text{80 MHz bis 800 MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad \text{800 MHz bis 2,5 GHz}$ Laut dem Hersteller des Senders ist P ist die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W), und d ist der empfohlene Trennungsabstand in Metern (m). Die Feldstärken von stationären HF-Sendern, wie sie durch ein elektromagnetisches Standortgutachten ermittelt wurden, sollten in jedem Frequenzbereich unter der Konformitätsstufe liegen. In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können Interferenzen auftreten: 
IEC 61000-4-6	150 kHz bis 80 MHz	150 kHz bis 80 MHz	
Ausgestrahlte HF	3 V/m	3 V/m	
IEC 61000-4-3	80 MHz bis 2,5 GHz	80 MHz bis 2,5 GHz	

HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.
 HINWEIS 2: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Aufbauten, Objekten und Menschen beeinflusst.

a Feldstärken von fest installierten Sendern wie z. B. Basisstationen für Funktelefone (zellulare / schnurlose) und mobile Landfunkgeräte, Amateurfunk-, AM- und FM-Radiosendungen und Fernsehsendungen können theoretisch nicht genau vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung aufgrund fester HF-Sender zu beurteilen, sollte ein elektromagnetisches Standortgutachten in Betracht gezogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Ort, an dem das VALO verwendet wird, die geltende HF-Konformitätsstufe überschreitet, sollte das VALO überwacht werden, um den Normalbetrieb zu überprüfen. Wenn eine ungewöhnliche Leistung festgestellt wird, sind möglicherweise weitere Maßnahmen erforderlich, wie z. B. eine Neuaufrichtung oder ein Standortwechsel des VALO.

b Über den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstärken unter 3 V/m liegen.

Orientierungshilfe und Herstellungserklärung für den empfohlenen Trennungsabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem VALO			
Das VALO ist für den Einsatz in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der ausgestrahlte HF-Störungen kontrolliert werden. Der Benutzer des VALO kann helfen, elektromagnetische Störungen zu verhindern, indem er wie unten empfohlen einen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem VALO einhält, welche der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsgeräte entspricht.			
Angegebene maximale Ausgangsleistung des Senders (P in Watt)	Trennungsabstand laut Frequenz des Senders (Meter)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 meters	0,035 meters	0,07 meters
0,1	0,37 meters	0,11 meters	0,22 meters
1	1,7 meters	0,35 meters	0,7 meters
10	3,7 meters	1,11 meters	2,22 meters
100	11,7 meters	3,5 meters	7,0 meters
Das VALO wurde gemäß IEC 60601-1-2: 2014 getestet und hat den Test bei einer ausgestrahlten Feldstärke von 10 V/m zwischen 80 MHz und 2,5 GHz Bestrahlung bestanden. In den obigen Formeln entspricht der Wert von 3 Vrms V1 und der Wert 10 V/m entspricht E1.			
Bei Sendern, deren eingestufte maximale Ausgangsleistung nicht oben aufgeführt ist, kann der empfohlene Trennungsabstand d in Metern (m) mit der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung geschätzt werden, wobei laut dem Hersteller des Senders P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) ist.			
HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennungsabstand für den höheren Frequenzbereich.			
HINWEIS 2: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Aufbauten, Objekten und Menschen beeinflusst.			

1. Description du produit


Avec son spectre large bande, VALO est conçue pour polymériser tous les produits photopolymérisables dans la plage de longueurs d'onde allant de 385 à 515 nm selon la norme ISO 10650.

VALO dispose d'une alimentation électrique de classe médicale internationale et convient aux prises de courant de 100 à 240 volts. La pièce à main est conçue pour reposer dans un support dentaire standard ou elle peut être montée en utilisant le support inclus avec le kit.

Composants du produit :

- 1 – Lampe à polymériser VALO avec cordon de 7 pieds/2,1 mètres
- 1 – Alimentation internationale de 9 volts, de qualité médicale, avec cordon de 6 pieds/1,8 mètre et fiches universelles
- 1 – Pack d'échantillons de manchons de protection VALO
- 1 – écran de protection contre la lumière VALO
- 1 – Support pour pièce à main, fixation par adhésif double face

Vue générale des contrôles :



Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme de cet appareil et/ou à d'autres fins que celles couvertes par ces instructions. Pour tous les produits décrits, lisez attentivement et comprenez toutes les instructions et les informations de la FDS avant utilisation.

2. Indications d'utilisation/Utilisation prévue

La source de lumière pour les matériaux de restauration dentaire et les adhésifs photo-activés.

3. Avertissements et précautions

Groupe de risque 2

ATTENTION UV émis par ce produit. Une irritation des yeux ou de la peau peut résulter de l'exposition. Utilisez un écran protecteur contre la lumière approprié.

ATTENTION Risque possible de radiation optique émise par ce produit. Ne regardez pas la lampe lors de son fonctionnement. Peut être nocif pour les yeux.

- NE PAS regarder directement la zone d'émission de lumière. Le patient, le clinicien et les assistants doivent toujours porter une protection oculaire aux rayons UV de couleur orange lorsque VALO est utilisé.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, aucune modification de cet équipement n'est autorisée. Utilisez uniquement l'alimentation Ultradent VALO induite et les adaptateurs de fiche. Si ces composants sont endommagés, ne les utilisez pas et appelez le service clientèle d'Ultradent pour commander un produit de remplacement.
- L'équipement de communication RF portable peut dégrader les performances s'il est utilisé à moins de 30 cm (12 pouces).
- Utilisez uniquement les accessoires, câbles et blocs d'alimentation autorisés pour éviter tout fonctionnement incorrect, toute augmentation des émissions électromagnétiques ou toute diminution de l'immunité électromagnétique (voir la section Émissions électromagnétiques).
- Pour éviter tout risque d'irritation thermique ou de blessure, évitez les cycles de polymérisation consécutifs et n'exposez pas les tissus mous buccaux à proximité immédiate pendant plus de 10 secondes, quel que soit le mode. Si des temps de polymérisation plus longs sont nécessaires, utilisez plusieurs cycles de polymérisation plus courts ou utilisez un produit à double polymérisation pour éviter de chauffer les tissus mous.
- Faites preuve de prudence lors du traitement de patients souffrant de réactions photo-biologiques indésirables ou de sensibilités, de patients traités par chimiothérapie ou traités par un médicament photo-sensibilisant.
- Cette unité est sensible aux forts champs magnétiques ou d'électricité statique qui peuvent interrompre la programmation. Si vous pensez que cela s'est produit, débranchez l'appareil momentanément, puis rebranchez-le à la prise.
- NE PAS essuyer la lampe à polymériser VALO avec des produits de nettoyage caustiques ou abrasifs, ne pas passer à l'autoclave ou immerger dans un bain à ultrasons, un désinfectant, une solution de nettoyage ou un liquide. Si vous ne suivez pas les instructions de traitement induites, l'appareil peut devenir inutilisable.
- Pour éviter toute contamination croisée et empêcher le matériau composite dentaire d'adhérer à la surface de la lentille et du corps de la baguette, un manchon de protection doit être utilisé sur le VALO à chaque utilisation.
- Afin de prévenir les risques de contamination croisée, les manchons de protection sont destinés à un seul patient.
- Pour réduire les risques de corrosion, retirez le manchon de protection après utilisation.
- Pour réduire le risque de résines sous-polymérisées, n'utilisez pas de lampe à polymériser si la lentille est endommagée.

4. Instructions par étapes

Préparation

1. Connectez le cordon d'alimentation de 9 volts au cordon de la pièce à main.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans n'importe quelle prise de courant (100-240 VCA). La pièce à main VALO émettra deux bips sonores lors de la mise sous tension et les voyants de la minuterie s'allument pour indiquer que la lumière est prête.
3. Placez la lampe à polymériser dans un support de montage d'unité dentaire standard ou dans un support accessoire jusqu'à son utilisation.
4. Avant chaque utilisation, placez un nouveau manchon de protection sur la lampe à polymériser.

Installation de manchons de protection hygiéniques :

Le manchon de protection hygiénique est adapté à la lampe à polymériser et maintient la surface de la lampe à polymériser propre. Le manchon de protection empêche la contamination croisée, empêche le matériau composite dentaire d'adhérer à la surface de la lentille et à la lampe à polymériser, et empêche la décoloration et la corrosion par des solutions de nettoyage.

Remarque :

- L'utilisation du manchon de protection hygiénique réduira le flux lumineux de 5 à 10%. En raison de la puissance de sortie élevée de la lampe à polymériser, il a été démontré que la polymérisation était sensiblement équivalente.
- La lampe à polymériser doit être nettoyée et désinfectée avec des agents de nettoyage et/ou de désinfection appropriés après chaque patient. Voir la section intitulée Traitement.

Pare-Lumière VALO :

- Le pare-lumière VALO est de forme ovale, peut être tourné pour une utilisation maximale et peut être utilisé avec un manchon de barrière transparent.

Utilisation

1. Chaque mode de puissance est utilisé pour la photopolymérisation de matériaux dentaires contenant des photo-initiateurs. Consultez le Guide de mode rapide pour connaître les temps de polymérisation recommandés.
REMARQUE : La lampe à polymériser est programmée pour passer du mode de puissance standard au mode haute puissance puis au mode de puissance extra dans cet ordre. Par exemple, pour passer du mode de puissance standard au mode de puissance extra, il est nécessaire de passer en mode haute puissance, puis en mode de puissance extra.
2. La lampe à polymériser enregistre le dernier intervalle de temps et le dernier mode utilisés et y revient chaque fois que les modes sont modifiés ou que les piles sont retirées.

Fonctionnement

MODE DE POLYMERISATION : Mode de puissance standard

INTERVALLES DE PROGRAMMATION DE LA MINUTERIE : 5, 10, 15 et 20 secondes.

- La lampe à polymériser passe par défaut à ce mode lorsqu'elle est initialement allumée. Le voyant de Mode/Statut sera vert et les quatre voyants de minuterie verts sont allumés, indiquant le mode d'alimentation standard.
- Pour modifier les intervalles de programmation de minuterie, appuyez sur le bouton Temps/Mode.
- Appuyez sur le bouton d'allumage pour polymériser. Pour arrêter la polymérisation avant la fin d'un intervalle de minuterie, appuyez à nouveau sur le bouton d'allumage.

MODE DE POLYMERISATION : Mode haute puissance

INTERVALLES DE PROGRAMMATION DE LA MINUTERIE : 1, 2, 3 et 4 secondes.

- En mode de puissance standard, maintenez enfoncé le bouton de changement de Temps/Mode pendant 2 secondes, puis relâchez-le. Le voyant de Mode/Statut sera orange et les quatre voyants de minuterie verts s'allumeront et clignoteront, indiquant le mode Haute puissance.
- Pour modifier les intervalles de programmation de minuterie, appuyez sur le bouton Temps/Mode.
- Appuyez sur le bouton d'allumage pour polymériser. Pour arrêter la polymérisation avant la fin d'un intervalle de programmation de minuterie, appuyez à nouveau sur le bouton d'allumage.
- Pour revenir au mode de puissance standard, maintenez enfoncé le bouton de changement de Temps/Mode pendant 2 secondes, puis relâchez-le pour passer en mode Puissance extra. Appuyez et maintenez à nouveau pendant 2 secondes, puis relâchez. Le voyant de Mode/Statut sera vert et les quatre voyants de minuterie verts sont allumés, indiquant le mode Standard.

MODE DE POLYMERISATION : Mode de puissance extra

INTERVALLES DE PROGRAMMATION DE LA MINUTERIE : 3 secondes seulement (Remarque : Le mode Puissance extra comporte un délai de sécurité de 2 secondes à la fin de chaque cycle de durcissement afin de limiter l'échauffement pendant deux polymérisations consécutives. A la fin du délai, un bip sonore indique que la lampe est prête à l'utilisation).

- En mode Puissance standard, appuyez sur le bouton de changement de Temps/Mode pendant 2 secondes, relâchez, maintenez enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez. Le voyant de Mode/Statut sera orange et clignotera, et trois des voyants de minuterie verts s'allument et clignotent, indiquant le mode Puissance extra.
- Appuyez sur le bouton d'allumage pour polymériser. Pour arrêter la polymérisation avant la fin d'un intervalle de programmation de minuterie, appuyez à nouveau sur le bouton d'allumage.
- Pour revenir au mode Puissance standard, maintenez le bouton Temps/Mode enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez-le. Le voyant de Mode/statut sera vert et les voyants de minuterie verts sont allumés, indiquant le mode Puissance standard.

Mode veille : La lampe à polymériser passe en mode VEILLE après 1 heure d'inactivité, comme indiqué par un clignotement lent du voyant de Mode/Statut. En appuyant sur n'importe quel bouton, la lumière de polymérisation s'activera et reviendra automatiquement au dernier réglage utilisé.

Nettoyer

1. Jeter les manchons de protection usagés avec les déchets standards après chaque patient.
2. Voir la section Traitement.

Instructions du support de montage

1. Le support doit être monté sur une surface plane et sans humidité.
2. Nettoyez la surface avec de l'alcool .
3. Décollez le ruban adhésif du support.
4. Positionnez le support de sorte que la lampe à polymériser puisse se soulever lorsqu'elle est retirée. Appuyez fermement pour la faire tenir en place.

Guide rapide des modes

Mode	Puissance standard				Haute puissance				Puissance extra	
Bouton d'allumage										
DEL de mode/de temps										
Boutons de temps										
Options de temps	5s	10s	15s	20s	1s	2s	3s	4s	3s seulement	
Pour changer le temps	Appuyez et relâchez rapidement le bouton Temps pour passer d'une durée à l'autre.									
Pour changer de mode	Appuyez sur le bouton Temps et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez-le. VALO passera au mode suivant.									
Légende	DEL fixes				DEL clignotantes					

Guide rapide de polymérisation :

Temps de polymérisation recommandés pour des résultats optimaux avec VALO			
Mode	Mode standard	Mode haute puissance	Mode de puissance extra
Par couche	Une polymérisation de 10 secondes	Deux polymérisations de 4 secondes	Une polymérisation de 3 secondes
Polymérisation finale	Deux polymérisations de 10 secondes	Trois polymérisations de 4 secondes	Deux polymérisations de 3 secondes
<p>Remarque : Les paramètres d'exposition et les durées d'exposition peuvent nécessiter d'être ajustés en raison de la réactivité du composite, de la teinte, de la distance entre l'objectif et le composite et de la profondeur de la couche composite. Il appartient au professionnel de la santé dentaire de connaître les exigences relatives au matériau qu'il utilise pour déterminer le temps et les paramètres adéquats.</p>			

Guide rapide des avertissements :

Avertissements	
Appeler le service clientèle pour réparation	Appeler le service clientèle pour réparation
<ul style="list-style-type: none"> • Pas de son • Clignotement, 2 secondes • Utilisation autorisée 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 bips continus • Utilisation interdite

5. Entretien

Réparation

Réparation effectuée par l'utilisateur

1. Vérifiez régulièrement les lentilles pour vous assurer qu'elles ne contiennent pas de résines dentaires durcies. Si nécessaire, utilisez un instrument dentaire non diamanté pour retirer soigneusement toute résine collée.
2. Les lumètres diffèrent grandement et sont conçus pour des embouts guidés et des lentilles de lampes spécifiques. Ultradent recommande de vérifier régulièrement la sortie en mode Puissance standard. REMARQUE : la sortie numérique réelle sera biaisée en raison de l'inexactitude des lumètres conventionnels et du bloc DEL personnalisé dans la lampe à photopolymériser.

Réparation du fabricant

1. Les réparations doivent être effectuées uniquement par le service technique compétent. Ultradent fournira au service technique la documentation nécessaire pour procéder aux réparations.

Garantie

Ultradent garantit par les présentes que cet instrument doit, pendant une période de 5 ans*, être conforme à tous égards importants aux spécifications telles que définies dans la documentation d'Ultradent accompagnant le produit et être exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et n'est pas transférable. Tous les produits défectueux doivent être renvoyés à Ultradent. Il n'y a pas de composants de service utilisateur du système VALO. Toute altération de VALO annulera sa garantie.

La garantie VALO ne couvre pas les dommages causés par le client. Par exemple ; si une VALO est mal utilisée ou tombe par terre et que la lentille se casse, le client sera responsable des frais de réparation nécessaires.

*Avec facture indiquant la date de vente au dentiste.

6. Traitement

Après chaque utilisation, humidifiez une gaze ou un chiffon doux avec un désinfectant de surface approuvé et essuyez la surface et la lentille.

AGENTS DE NETTOYAGE ACCEPTABLES :

- Spray désinfectant Lysol Brand III (recommandé)
- Alcool isopropylique
- Agents de nettoyage à base d'alcool éthylique
- Lysol®* concentré (uniquement à base d'alcool)

AGENTS DE NETTOYAGE NON ACCEPTABLES - NE PAS UTILISER :

- Détergent alcalin fort de tout type, y compris les savons pour les mains et les savons à vaisselle
- Nettoyants à base d'eau de Javel (p. ex., Clorox™*, Sterilox™*)
- Nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène
- Nettoyants abrasifs (p. ex., Comet Cleanser™*)
- Nettoyants à base d'acétone ou d'hydrocarbures
- MEK (méthyléthylcétone)
- Birex®*
- Glutéraldéhyde
- Agents de nettoyage à base de sels de chlorure d'ammonium quaternaire
- Solution ou lingettes Cavicide™*
- Produits Cavicide™* (sans eau de Javel)**

*Marque de commerce d'une société autre qu'Ultradent

**Son utilisation peut entraîner une décoloration

Nettoyage du pare-lumière :

- Désinfectez à froid le pare-lumière VALO en utilisant n'importe quel désinfectant de surface. NE PAS mettre en autoclave.

7. Stockage et élimination




Conditions de stockage et de transport de la lampe à polymériser :

- Température : +10 °C à +40 °C (+50 °F à +104 °F)
- Humidité relative : 10 % à 95 %
- Pression ambiante : 500 hPa à 1060 hPa

Lors de la mise au rebut des déchets électroniques (appareils, chargeurs, batteries et alimentations), suivez les directives locales en matière de recyclage et de traitement des déchets.


8. Considérations techniques

Accessoires

Article	Informations CE		
Manchons de protection VALO	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Allemagne	Fabriqué par : TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neenah, WI 54956 Fabriqué aux USA	Distribué par : Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 USA
Ecran de protection contre la lumière VALO			

Informations/données techniques

Plages de longueur d'onde de polymérisation efficace des composites :



Attribut	Informations/spécifications					
Lentille	Diamètre 9,75 mm					
Plage de longueur d'onde	<ul style="list-style-type: none"> • Plage de longueur d'onde utilisable : 385 - 515nm • Longueurs d'onde maximale : 395 - 415nm et 440 - 480nm 					
Tableau d'intensité lumineuse	Tableau comparatif d'exitance énergétique nominale					<p>L'exitance énergétique varie en fonction des capacités de l'instrument, de la méthode de mesure et du positionnement de la lampe.</p> <p>† Les radiomètres Demetron et les analyseurs de spectre MARC ne doivent pas être utilisés comme référence en raison de leur ouverture plus faible que celle des lampes à polymériser VALO.</p> <p>* Les radiomètres Demetron doivent être utilisés comme référence en raison des limitations de puissance et de réponse spectrale.</p> <p>‡ L'exitance énergétique est conforme à la norme ISO 10650 lors d'une mesure effectuée à l'aide d'un analyseur de spectre Gigahertz.</p>
	Instrument de mesure	† DEL Demetron Radiomètre	† MARC analyseur spectral	‡ Analyseur de spectre Gigahertz		
	Ouverture de l'appareil de mesure	7 mm	3.9 mm	15 mm	15 mm	
	Puissance standard (±10 %)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²	670 mW	
	Haute puissance plus (±10 %)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²	970 mW	
	Puissance extra (± 10 %)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²	1570 mW	
Lampe à polymériser VALO	Certifications : CEI 60601-1 (Sécurité), CEI 60601-1-2 (CEM)			Poids : 8 onces/226 grammes (avec cordon) Longueur : 9,26 pouces/23,5 cm Largeur : 0,79 pouces/2 cm Longueur du cordon : 7 pieds/2,1 mètres		
Bloc d'alimentation	Puissance – 9VCC à 2A Puissance absorbée – 100 VCA à 240 VCA Numéro de référence Ultradent 5930 : Alimentation VALO à prises universelles			Certifications : IEC 60601-1 (Sécurité) Longueur du cordon – 6 pieds/1,8 mètres L'alimentation de la lampe VALO assure l'isolation de l'alimentation réseau.		
Conditions de fonctionnement	Température : +10 °C à +32 °C (+50 °F à +90 °F) Humidité relative : 10 % à 95 % Pression ambiante : 700 hPa à 1060 hPa					
Cycle de service :	La lampe à polymériser est conçue pour une utilisation à court terme. À la température ambiante maximale (32 °C), 1 minute consécutive d'utilisation, 30 minutes d'arrêt (période de refroidissement).					

Dépannage


Si les solutions suggérées ci-dessous ne corrigent pas le problème, veuillez appeler Ultradent au 800.552.5512. Hors des États-Unis, appelez votre distributeur Ultradent ou votre revendeur dentaire.	
Problème :	Solutions possibles
La lumière ne s'allume pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur le bouton de changement du temps/du mode ou sur le bouton d'allumage pour sortir la lampe de son mode de veille. 2. Vérifiez que les deux cordons sont fermement connectés ensemble et à la prise de courant. 3. Confirmez qu'il y a du courant à la prise murale.
La lampe ne reste pas allumée pendant la durée souhaitée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez les voyants de mode et de programmation pour voir si la durée correcte est sélectionnée. 2. Confirmez que toutes les connexions des cordons d'alimentation sont correctement enfoncées. 3. Débranchez et rebranchez les cordons d'alimentation de la prise électrique.
La lampe ne polymérise pas les résines correctement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez s'il y a des résidus de résine/de composites polymérisés sur la lentille. 2. À l'aide d'une protection oculaire orange contre les rayons UV, vérifiez que les voyants DEL fonctionnent. 3. Vérifiez le niveau de puissance avec le luxmètre. Si vous utilisez un luxmètre, Ultradent recommande de vérifier le VALO en mode d'alimentation standard. 4. Vérifiez la date de péremption sur la résine à polymériser. 5. Assurez-vous que vous suivez la technique recommandée par le fabricant (de l'adhésif/du composite). <p>REMARQUE : La sortie numérique réelle sera faussée en raison de l'inexactitude des luxmètres et du groupe de DEL personnalisé que VALO utilise. Les luxmètres diffèrent grandement et sont conçus pour des embouts guides et des lentilles de lampes spécifiques.</p>
Impossible de changer le mode ou les intervalles de temps	Maintenez les boutons Temps/Mode et Alimentation enfoncés jusqu'à ce qu'une série de bips indiquent que la lampe à polymériser est déverrouillée.

9. Informations diverses

Directives et déclaration du fabricant en matière d'émissions électromagnétiques		
Le VALO est destinée à être utilisée dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit veiller à ce qu'il soit utilisé dans ce type d'environnement. ATTENTION : N'utilisez que les accessoires, câbles et blocs d'alimentation autorisés pour éviter tout fonctionnement incorrect, toute augmentation des émissions électromagnétiques ou toute diminution de l'immunité électromagnétique.		
Test d'émission	Conformité	Directive sur l'environnement électromagnétique
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	VALO utilise un adaptateur Globtek de qualité médicale de 9VCC, fonctionne avec une protection contre la chute de tension et fournit une limitation des interférences électromagnétiques, des fréquences radio et des surtensions.
Émissions RF CISPR 11	Classe B	
Émissions harmoniques CEI 61000-3-2	Classe A	VALO utilise de l'énergie électrique et électromagnétique uniquement pour ses fonctions internes. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences chez les équipements électroniques situés à proximité.
Fluctuations de tension/émissions de scintillement CEI 61000-3-3	CONFORME	Le VALO convient à l'utilisation dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux directement connectés au réseau public d'alimentation basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique.

Directives et déclaration du fabricant en matière d'immunité électromagnétique			
Le VALO est destinée à être utilisée dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit veiller à ce qu'il soit utilisé dans ce type d'environnement.			
Test d'IMMUNITÉ	Niveau de test CEI 60601	Niveau de conformité	Directive sur l'environnement électromagnétique
Décharges électrostatiques (ESD) CEI 61000-4-2	Contact ± 8 kV Air ± 15 kV	Contact ± 8 kV Air ± 15 kV	L'environnement physique doit être restreint comme suit : 1. Code IP : IP20 2. Ne pas immerger le produit dans un liquide. 3. Ne pas utiliser à proximité de gaz inflammable. L'appareil n'appartient pas à la catégorie AP ou APG. 4. Plage d'humidité de stockage : 10 % à 95 % 5. Plage de température de stockage : 10 °C à 40 °C
Transitoires électriques rapides/en sèves CEI 61000-4-4	± 2 kV pour les lignes d'alimentation ± 1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	± 2 kV pour les lignes d'alimentation Remarque 1 : VALO ne possède pas de ports d'entrée/sortie.	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement résidentiel, commercial, hospitalier ou militaire typique
Pic CEI 61000-4-5	± 1 kV de ligne à ligne ± 2 kV d'une ligne à la terre	± 1 kV de ligne à ligne ± 2 kV d'une ligne à la terre	
Creux de tension, coupure de courant et fluctuations de la tension de l'alimentation électrique CEI 61000-4-11	<5 % U (>95 % de baisse de tension en U pendant 0,5 cycle) 40 % U (60 % de baisse de tension en U pendant 5 cycles) 70 % U (30 % de baisse de tension en U pendant 25 cycles) <5 % U (>95 % de baisse de tension pendant 5 s)	<5 % U (>95 % de baisse de tension en U pendant 0,5 cycle) 40 % U (60 % de baisse de tension en U pendant 5 cycles) 70 % U (30 % de baisse de tension en U pendant 25 cycles) <5 % U (>95 % de baisse de tension pendant 5 s) Remarque 2 : Récupérations automatiques	La qualité de l'alimentation secteur doit correspondre à celle d'un environnement résidentiel, commercial, hospitalier ou militaire typique. L'adaptateur de type médical Globtek de 9VCC fourni avec le VALO fonctionne avec des tensions de secteur allant de 100VCA à 240VCA et est capable de réduire les baisses de tension, les interférences électromagnétiques et les surtensions. Si l'utilisateur VALO a besoin de poursuivre ses activités sans interruption du réseau ou si le secteur dans une région donnée d'un pays est considéré comme défectueux en raison de pannes de courant, de pannes ou de bruits excessifs, il est recommandé une alimentation de secours ou que le client achète une unité VALO sans fil.

Fréquence d'alimentation Champ magnétique (50/60 Hz) CEI 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Les champs magnétiques de fréquence d'alimentation doivent être à des niveaux caractéristiques d'un emplacement typique dans un environnement typique, résidentiel, de soins de santé à domicile, commercial, hospitalier ou militaire.
REMARQUE : U est la tension du secteur c.a. avant l'application du niveau de test Remarque 1 : Le VALO n'est équipé d'aucun port ni d'aucune ligne d'E/S accessible. Remarque 2 : En cas de chute de 95 % de la tension secteur, le VALO ne fonctionnera pas. Il n'a pas de mécanisme de stockage d'énergie interne. Le VALO s'êteindra. Lorsque les niveaux de puissance sont restaurés, le VALO redémarre et revient au même état qu'avant la coupure de courant. Le VALO se réinitialisera automatiquement.			

Directives et déclaration du fabricant en matière d'immunité électromagnétique des systèmes d'assistance non vitax			
Le VALO est destinée à être utilisée dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit veiller à ce qu'il soit utilisé dans ce type d'environnement.			
Test d'IMMUNITÉ	Niveau de test CEI 60601	Niveau de conformité	Directive sur l'environnement électromagnétique
Émissions RF par conduction	3 Vrms	3 Vrms	Les appareils de communication RF portables et mobiles doivent être utilisés à distance de la lampe VALO et de ses câbles en observant la distance de séparation recommandée calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. Distance de séparation recommandée
CEI 61000-4-6	150 kHz à 80 MHz	150 kHz à 80 MHz	
Émissions RF par rayonnement	3 V/m	3 V/m	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz à } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz à } 2,5 \text{ GHz}$ <p>P est la puissance nominale maximale de sortie du transmetteur exprimée en watts (W) indiquée par le fabricant de l'émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m).</p> <p>Les forces de champ des émetteurs RF fixes, telles que déterminées par un site électromagnétique, doivent être inférieures au niveau de conformité de chaque gamme de fréquence.</p> <p>Des interférences peuvent se produire à proximité des équipements portant le symbole suivant : </p>
CEI 61000-4-3	80 MHz à 2,5 GHz	80 MHz à 2,5 GHz	
REMARQUE 1 : la plage de fréquence la plus élevée s'applique à 80 MHz et 800 MHz. REMARQUE 2 : ces directives ne s'appliquent pas nécessairement dans tous les cas. La propagation électromagnétique est influencée par l'absorption et la réflexion de structures, des objets et des personnes. a Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les téléphones radio (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, les radios amateurs, les émissions de radio AM et FM et de télévision, ne peuvent théoriquement pas être prévues avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique sous l'influence d'émetteurs RF fixes, une étude de site électromagnétique doit être envisagée. Si l'intensité du champ mesuré à l'emplacement d'utilisation du VALO dépasse le niveau de conformité RF applicable indiqué ci-dessus, vous devez vérifier si le fonctionnement normal du VALO est normal. Si des performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement du VALO. b Au-delà de la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.			

Directives et déclaration du fabricant concernant les distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables et mobiles et le système VALO

Le VALO est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. L'utilisateur du VALO peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le VALO comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.

Puissance maximale de sortie nominale de l'émetteur (P en Watts)	Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur (en mètres)		
	150 kHz à 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 meters	0,035 meters	0,07 meters
0,1	0,37 meters	0,11 meters	0,22 meters
1	1,7 meters	0,35 meters	0,7 meters
10	3,7 meters	1,11 meters	2,22 meters
100	11,7 meters	3,5 meters	7,0 meters

Le VALO a été testé conformément à la norme CEI 60601-1-2:2014 et soumis à des champs de rayonnement de 10 V/m compris entre 80 MHz et 2,5 GHz. La valeur de 3Vrms correspond à V1 et la valeur 10 V/m correspond à E1 dans les formules ci-dessus.

Pour les émetteurs dont la puissance maximale nominale ne figure pas ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance nominale maximale de sortie de l'émetteur exprimée en watts (W) indiquée par le fabricant de l'émetteur.

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus haute s'applique.

REMARQUE 2 : ces directives ne s'appliquent pas nécessairement dans tous les cas. La propagation électromagnétique est influencée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

1. Productomschrijving


Met zijn breedband spectrum is VALO ontworpen om alle lichtuithardende producten in het golfgebied van 385-515 nm per ISO 10650 te polymeriseren.

VALO heeft een medische, internationale voeding en is geschikt voor stopcontacten van 100 tot 240 volt. Het handstuk is ontworpen om in een standaard tandheelkundige houder te worden geplaatst of kan op een willekeurige plaats worden gemonteerd met behulp van de meegeleverde beugel.

Productonderdelen:

- 1 - VALO-uithardingslamp met snoer van 7 voet /2,1 meter
- 1 - 9-volt, medische kwaliteit, internationale voeding met 6-voet /1,8-meter snoer en universele stekkers
- 1 - Monsterpakket van VALO Barrier Sleeve
- 1 - VALO Lichtscherm
- 1 - Uithardende Lichtoppervlakte-montagebeugel met dubbele kleeftband

Overzicht van bedieningselementen:



De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het ondeskundige gebruik van dit apparaat en/of voor een ander doel dan beschreven in deze instructies. Lees van alle beschreven producten zorgvuldig alle instructies en het veiligheidsinformatieblad voordat u te gebruiken.

2. Indicaties voor gebruik/beoogde doel

De verlichtingsbron voor het uitharden van foto-actieve tandheelkundige herstelmaterialen en adhesieven.

3. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Risicogroep 2

LET OP UV-straling van dit product. Blootstelling kan oog- of huidirritatie veroorzaken. Gebruik geschikte afscherming.

LET OP Mogelijk gevaarlijke optische straling van dit product. Kijk niet naar een werkende lamp. Kan schadelijk zijn voor de ogen.

- Kijk NIET direct in de lichtstraal. Patiënten, artsen en assistenten moeten altijd amberkleurige UV-ogenbescherming dragen wanneer VALO in gebruik is.
- Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, is het niet toegestaan om veranderingen aan te brengen aan deze apparatuur. Gebruik alleen de meegeleverde Ultradent VALO-voedingsadapter en stekkeradaptors. Als deze componenten beschadigd zijn, gebruik het apparaat dan niet en bel Ultradent Customer Service om een vervangend product te bestellen.
- Draagbare RF-communicatieapparatuur kan de prestaties verminderen als deze dichterbij dan 30 cm (12 inch) wordt gebruikt.
- Gebruik alleen goedgekeurde accessoires, kabels en voedingsbronnen die worden aanbevolen door de fabrikant. Gebruik alleen de meegeleverde Ultradent VALO-voedingsadapter en stekkeradaptors. Als deze componenten beschadigd zijn, gebruik het apparaat dan niet en bel Ultradent Customer Service om een vervangend product te bestellen.
- Om het risico van thermische irritatie of letsel te voorkomen, moet u herhaalde uithardingscycli vermijden en mag u geen orale zachte weefsels van dichtbij belichten gedurende meer dan 10 seconden, in welke modus dan ook. Als langere uithardingstijden zijn vereist, gebruikt u meerdere kortere uithardingscycli of gebruikt u een product met dubbele uitharding om te voorkomen dat zacht weefsel wordt verwarmd.
- Wees voorzichtig bij de behandeling van patiënten die lijden aan fotobiologische bijwerkingen of gevoeligheden, patiënten die een chemotherapiebehandeling ondergaan of patiënten die worden behandeld met lichtgevoelige medicatie.
- Dit apparaat kan gevoelig zijn voor sterke magnetische of statische elektrische velden die de programmering kunnen verstoren. Als u vermoedt dat dit is gebeurd, koppelt u het apparaat kortstondig los en sluit u het opnieuw aan op het stopcontact.
- Veeg het VALO-uithardingslampje NIET af met bijtende of schurende reinigingsmiddelen, autoclaveer het NIET of dompel het NIET onder in een ultrasoon bad, desinfectiemiddel, reinigingsoplossing of vloeistof. Niet-naleving van de instructies kan het apparaat onbruikbaar maken.
- Om kruisbesmetting te voorkomen en tandheelkundig compositiemateriaal te beletten zich te hechten aan het oppervlak van de lens en het staalfchaam, moet bij elk gebruik een sleeve over de VALO worden geplaatst.
- Om het risico van kruisbesmetting te voorkomen, zijn sleeves slechts voor één patiënt geschikt.
- Om het risico op corrosie te verminderen, verwijdert u de sleeves na gebruik.
- Gebruik de uithardingslamp niet als de lens is beschadigd om het risico van onvoldoende uitgeharde harsen te verminderen.

4. Stapsgewijze instructies

Vorbereiding

1. Sluit het 9-volt netsnoer aan op het snoer van het handstuk.
2. Steek het netsnoer in een stopcontact (100-240 VAC). Het VALO-handstuk piept tweemaal wanneer het wordt aangezet en de timing-lampjes gaan branden om aan te geven dat het licht klaar is voor gebruik.
3. Plaats De uithardingslampde uithardingslamp in een standaardbeugel voor een tandheelkundige unit of accessoiremontagebeugel totdat u klaar bent voor gebruik.
4. Plaats voor elk gebruik een nieuwe sleeve over het uithardingslicht.

Hygiënische sleeves aanbrengen:

De hygiënische sleeve is op maat gemaakt voor het uithardingslicht en houdt het oppervlak van De uithardingslampde uithardingslamp schoon. De sleeve helpt kruisbesmetting te voorkomen, vermijdt dat dentale composietmateriaal zich hecht aan het oppervlak van de lens en het uithardingslicht, en voorkomt verkleuring en corrosie door reinigingsoplossingen. Opmerking:

- Het gebruik van de hygiënische sleeve vermindert het Licht met 5-10%. Vanwege het hoge uitgangsvermogen van het uithardingslicht, is uitharden in hoofdzaak equivalent gebelken.
- De uithardingslampDe uithardingslamp moet na elke patiënt worden gereinigd en ontsmet met geschikte reinigings- en/of ontsmettende middelen. Zie het deel 'Werkwijze'.

VALO lichtscherm:

- Het VALO lichtscherm is ovaalvormig, kan worden gedraaid voor maximaal gebruik en kan worden gebruikt met een transparante barrièrehuls.

Gebruik

1. Elke vermogensmodus wordt gebruikt voor het uitharden van dentale materialen met foto-initiatoren. Zie de Korte handleiding voor aanbevelen uithardingsstijden.
2. **OPMERKING:** De uithardingslampDe uithardingslamp is geprogrammeerd om achtereenvolgens van de standaardvoeding naar de hoge stroomvoorziening over te schakelen naar de Extra stroommodus. Als u bijvoorbeeld wilt overschakelen van de standaardvoedingsmodus naar de Extra stroommodus, moet u naar de modus Hoog vermogen en vervolgens naar de Extra stroommodus gaan.
3. De uithardingslampDe uithardingslamp slaat het meest recent gebruikte tijdsinterval en -modus op, en het zal hier standaard naar terugkeren telkens als de modi worden gewijzigd of als de batterijen worden verwijderd.

Verrichting

UITHARDINGSMODUS: Standaard stroommodus

TIMING INTERVALLEN: 5, 10, 15, 20 seconden.

- De uithardingslampDe uithardingslamp gaat standaard naar deze modus als deze AAN/UIT-knop is ingeschakeld. Het modus-/statuslampje is groen en de vier groene timingslichten branden om de standaardvoedingsmodus aan te geven.
- Om de tijdsintervallen snel te wijzigen, drukt u op de tijd-/modusknop [Time/Mode Button].
- Druk op de AAN/UIT-knop [Power Button] om het uitharden te starten. Om het uitharden te stoppen voordat een tijdsinterval is afgelopen, drukt u opnieuw op de AAN/UIT-knop [Power Button].

UITHARDINGSMODUS: Modus Hoog vermogen

TIMING INTERVALLEN: 1, 2, 3, 4 seconden.

- In de standaardvoedingsmodus houdt u de knop voor het wijzigen van tijd/modus [Time/Mode Change Button] 2 seconden ingedrukt en laat dan los. Het modus-/statuslampje is oranje en de vier groene timing-lampjes gaan branden en knipperen, wat aangeeft dat de modus Hoog vermogen is ingeschakeld.
- Om de tijdsintervallen snel te wijzigen, drukt u op de tijd-/modusknop [Time/Mode Button].
- Druk op de AAN/UIT-knop [Power Button] om het uitharden te starten. Om het uitharden te stoppen voordat een tijdsinterval is afgelopen, drukt u opnieuw op de AAN/UIT-knop [Power Button].
- Om terug te keren naar de standaardvoedingsmodus houdt u de knop voor het wijzigen van tijd/modus [Time/Mode Change Button] 2 seconden ingedrukt en laat u die dan weer los om naar de Extra stroommodus te gaan. Houd opnieuw gedurende 2 seconden ingedrukt en laat los. Het modus-/statuslampje is groen en de vier groene timing-lampjes branden om de standaardmodus aan te geven.

UITHARDINGSMODUS: Modus Extra vermogen

TIJDINTERVALLEN: alleen 3 seconden (Opmerking: De Extra stroommodus heeft een veiligheidsvertraging van 2 seconden aan het einde van elke uithardingscyclus om verwarming tijdens opeenvolgende uitharding te beperken. Aan het einde van de vertraging geeft een pieptoon aan dat het apparaat weer kan worden gebruikt).

- Vanuit de standaardvoedingsmodus drukt u gedurende 2 seconden op de knop voor het wijzigen van de tijd/modus [Time/Mode Change Button], laat hem los, houdt hem opnieuw gedurende 2 seconden ingedrukt en laat hem weer los. Het modus-/statuslampje is oranje en knippert en drie van de groene tijdslampjes gaan branden en knipperen, waarmee de Extra stroommodus wordt aangegeven.
- Druk op de AAN/UIT-knop [Power Button] om het uitharden te starten. Om het uitharden te stoppen voordat een tijdsinterval is afgelopen, drukt u opnieuw op de AAN/UIT-knop [Power Button].
- Om terug te keren naar de standaardvoedingsmodus, houdt u de tijd-/modus-knop [Time/Mode Button] gedurende 2 seconden ingedrukt en laat u deze weer los. Het modus-/statuslampje is groen en de groene timing-lampjes branden om de standaardvoedingsmodus aan te geven.

Slaapstand: De uithardingslampDe uithardingslamp gaat na 1 uur inactieveit over in de modus SLEEP, zoals wordt aangegeven door het langzaam knipperen van het modus-/statuslampje. Als u op een knop drukt, wordt De uithardingslamp geactiveerd en keert het automatisch terug naar de laatst gebruikte instelling.

Opruimen

1. Gooi gebruikte sleeves na elke patiënt weg bij het standaardafval.
2. Zie deel 'Werkwijze'.

Mounting Bracket Instructions

1. De beugel moet op een vlak, olie vrij oppervlak worden gemonteerd.
2. Maak het oppervlak schoon met ontsmettingsalcohol.
3. Trek de tape van de beugel af.
4. Plaats de beugel zodanig dat de uithardingslamp omhoog komt na verwijdering. Druk het stevig op zijn plaats.

Verkorte handleiding

Modus	Standaardvermogen				Hoge spanning				Extra Vermogen
AAN/UIT-knop [Power Button]									
Modus/tijd leds									
Tijd-knoppen [Time Buttons]									
Tijdopties	5s	10s	15s	20s	1s	2s	3s	4s	Alleen 3s
Tijd wijzigen	Druk snel op de Tijd-knop [Time Button] en laat deze dan los om de tijdopties te doorloopen.								
Modus wijzigen	Houd Tijd-knop [Time Button] gedurende 2 seconden ingedrukt en laat los. VALO zal naar de volgende modus gaan.								
Legenda	Vaste leds				Knipperende leds				

Verkorte uithardingshandleiding:

Aanbevolen uithardings tijden voor optimale resultaten met VALO			
Modus	Modus Standaard	Modus Hoog vermogen	Modus Extra vermogen
Per laag	Eén uitharding van 10 seconden	Twee uitharding van 4 seconden	Een uitharding van 3 seconden
Definitieve uitharding	Twee uitharding van 10 seconden	Drie uitharding van 4 seconden	Twee uitharding van 3 seconden

Opmerking: De belichtingsinstellingen en -tijden moeten mogelijk worden aangepast vanwege de composietreactiviteit, schaduw, afstand van de lens tot de composiet en de diepte van de composietlaag. Het is aan de tandheelkundigen om de vereisten te kennen voor het materiaal dat zij gebruiken om de geschikte tijd en instellingen te bepalen.

Snelle waarschuwingsjids:

Waarschuwingen	
Bel de klantenservice voor reparatie	Bel de klantenservice voor reparatie
<ul style="list-style-type: none"> • Geen geluid • Knippert, 2 seconden • Kan worden gebruikt 	<ul style="list-style-type: none"> • Continu 3 pieptonen • Kan niet worden gebruikt

5. Onderhoud

Reparatie

Door de gebruiker uitgevoerde reparatie

1. Controleer de lens regelmatig op de aanwezigheid van uitgeharde tandheelkundige harsresten. Verwijder eventueel vastzittende hars, indien nodig, met een tandheelkundig instrument zonder diamant.
2. Lichtmeters verschillen aanzienlijk en zijn ontworpen voor specifieke lichtgeleidpunten en lenzen. Ultradent beveelt aan om de uitvoer routinematig te controleren in de standaardvoedingsmodus. OPMERKING: de werkelijke numerieke uitvoer zal vertekend zijn door de onnauwkeurigheid van gewone lichtmeters en het aangepaste led-pakket in de uithardingslamp.

Reparatie door de fabrikant

1. Reparaties mogen alleen door erkend onderhoudspersoneel worden uitgevoerd. Ultradent dient onderhoudspersoneel te voorzien van documentatie om reparaties uit te voeren.

Garantie

Ultradent garandeert hierbij dat dit instrument gedurende een periode van 5 jaar * in alle materiële opzichten voldoet aan de specificaties zoals uiteengezet in de documentatie van Ultradent die het product vergezelt, en vrij is van eventuele gebreken in materialen/of vakmanschap. Deze garantie geldt uitsluitend voor de originele koper en is niet overdraagbaar. Alle defecte producten moeten worden teruggestuurd naar Ultradent. Er zijn geen gebruikersservicecomponenten van het VALO-systeem. Geknoei met VALO maakt de garantie ongeldig. De VALO-garantie dekt geen schade van klanten. Bijvoorbeeld; als een VALO verkeerd wordt gebruikt of valt en de lens breekt, is de klant verantwoordelijk voor de noodzakelijke reparaties.

- * Met aankoopbewijs met vermelding van de datum van verkoop aan de tandarts.

6. Werkwijze

Na elk gebruik moet het oppervlak en de lens worden afgeveegd met een geschikt gaasje of zacht doekje dat met een oppervlakdesinfectiemiddel is bevochtigd.

- GOEDGEKEURDE REINIGINGSMIDDELEN:
- Lysol Brand III Disinfectant Spray (aanbevolen)
- Isopropylalcohol
- Reinigingsmiddelen op basis van ethylalcohol
- Lysol® * Concentraat (alleen op alcoholbasis)

ONAANVAARBARE REINIGINGSMIDDELEN - GEBRUIK NIET:

- Sterk alkalisch reinigingsmiddel van elk type, inclusief handzeep en afwaszeep
- Op bleekmiddel gebaseerde reinigingsmiddelen (bijvoorbeeld Clorox™ *, Sterilox™ *)
- Op waterstofperoxide gebaseerde reinigingsmiddelen
- Schurende reinigers (bijvoorbeeld Comet Cleanser™ *)
- Aceton of reinigingsmiddelen op basis van koolwaterstof
- MEK (methylthylketon)
- Birex® *
- Gluteraldehyde
- Quaternaire ammoniumchloride-reinigingsmiddelen op basis van zout
- Cavicide1™ *-oplossing of -doekjes
- Cavicide™ *-producten (niet-bleekmiddel) **

* Handelsmerk van een ander bedrijf dan Ultradent

** Indien gebruikt, kan de kleur vervagen

VALO lichtscherm:

- Het VALO lichtscherm is ovaalvormig, kan worden gedraaid voor maximaal gebruik en kan worden gebruikt met een transparante barrièrehuls.

7. Opslag en verwijdering




Lithardingslicht opslag en transport:

- Temperatuur: +10°C tot +40°C (+50°F tot +104°F)
- Relatieve vochtigheid: 10% tot 95%
- Omgevingsdruk: 500 hPa tot 1060 hPa

Wanneer u elektronisch afval weggooit (zoals apparaten, laders, batterijen en voedingen), volg dan de richtlijnen voor lokaal afval en recycling.


8. Technische overwegingen

Accessoires

Item	CE-informatie		
VALO sleeves	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Duitsland	Gemaakt door: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neehah, WI 54956 Made in USA	Verdeler: Ultradent Products Inc. 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 USA
VALO Lichtschild			

Technische informatie/gegevens

Effectieve composietuitharding golflengte banden:



Attribuut	Informatie/specificatie				
Lens	Diameter 9,75 mm				
Wavelength range	<ul style="list-style-type: none"> • Bruikbaar golftegebied: 385 - 515 nm • Piekgolflengten: 395 - 415 nm en 440 - 480 nm 				
Golftegebied	Nominale stralende rendementvergelijkinggrafiek				
	Meetin-strument	† Demetron L.E.D. Radiometer	‡ MARC spectrumanalyser	§ Gigahertz-spectrum-analysator	
				Uitvoer	Totaal vermogen
	Meteropening	7 mm	3,9 mm	15 mm	15 mm
	Standaard-vermogen (± 10%)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²	670 mW
	Hoog vermogen Plus (±10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²	970 mW
Extra vermogen (± 10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²	1570 mW	
VALO Uithardingslicht	Classificaties: IEC 60601-1 (veiligheid), IEC 60601-1-2 (EMC)			Gewicht: 8 ons / 226 gram (met snoer) Lengte: 9,26 inches/23,5 cm Breedte: 79 inches/2 cm Snoerlengte: 7 voet/2,1 meter	
Stroomvoor-ziening	Uitgangsvermogen – 9 VDC bij 2A Ingangsvermogen – 100 VAC tot 240 VAC Ultradent P/N 5930 VALO voeding met universele stekkers			Classificatie: IEC 60601-1 (Veiligheid) Kabellengte: - 1,8 meter/6 voet De voeding van de VALO is geïsoleerd van de netvoeding	
Bedrijfsvoor-waarden	Temperatuur: +10°C tot +32°C (+50°F tot +90°F) Relatieve vochtigheid: 10% tot 95% Omgevingsdruk: 700 hPa tot 1060 hPa				
Bedrijfscyclus:	De uithardingslamp is ontworpen voor gebruik op korte termijn. Bij maximale omgevingstemperatuur (32° C) 1 minuut AAN voor ononderbroken werking, 30 minuten UIT (afkoelperiode).				

Problemen oplossen

Als het probleem met de onderstaande suggesties niet kan worden opgelost, verzoeken wij u Ultradent te bellen op 800.552.5512. Bel buiten de VS uw Ultradent-distributeur of tandheelkundig leverancier.	
Probleem	Mogelijke oplossingen
Lampje gaat niet branden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de tijd-/moduswijzigingsknop [Time/Mode Change Button] of AAN/UIT-knop [Power Button] om de spaarstand-modus [Power Save] te verlaten. 2. Controleer of beide kabels goed op elkaar zijn aangesloten en in het stopcontact zijn gestoken. 3. Controleer of het stopcontact stroom levert.
Lampje blijft niet branden tijdens de gewenste tijd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de modus-/Tijdlampjes voor de juiste tijddivoer. 2. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten. 3. Trek de voedingskabel uit het stopcontact en steek deze er dan weer in.
Lampje hardt het hars niet goed uit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer lens op uitgeharde hars-/compositresten. 2. Verifieer of de ledlampen werken met behulp van een goedwerkende amberkleurige oogbescherming. 3. Controleer het vermogen met een lichtmeter. Als u een lichtmeter gebruikt, beveel Ultradent aan om VALO te controleren in de standaardvoedingsmodus. <p>OPMERKING: De werkelijke numerieke uitvoer zal vertekend zijn vanwege de onnauwkeurigheid van gewone lichtmeters en het aangepaste LED-pakket dat VALO gebruikt. Lichtmeters verschillen aanzienlijk en zijn ontworpen voor specifieke lichtgeleidepunten en lenzen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Controleer de uiterste gebruiksdatum van het uithardingshars. 5. Controleer of de juiste techniek wordt toegepast (adhesief/composit) volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
Kan modus of tijdsintervallen niet veranderen	Houd de knop Tijd/Modus [Time/Mode] en de AAN/UIT-knop [Power Button] ingedrukt totdat een reeks pieptonen aangeeft dat de uithardingslamp is ontgrendeld.

9. Overige informatie


Richtlijnen en verklaring van de fabrikant voor elektromagnetische emissies		
De VALO is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker dient ervoor te zorgen dat het systeem in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. WAARSCHUWING: Gebruik alleen goedgekeurde accessoires, kabels en voedingen om verkeerd gebruik, verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit te voorkomen.		
	Conformiteit	Elektromagnetische omgeving – richtlijnen
RF-emissies CISPR 11	Group 1	VALO gebruikt een Globtek medische 9VDC-adapter, werkt met spanningsvalbeveiliging en biedt beperkte EMI-, RF- en overspanningsbeveiliging.
RF-emissie CISPR 11	Klasse B	VALO gebruikt elektrische en elektromagnetische energie alleen voor hun interne functies. Daarom zijn eventuele RF-emissies zeer laag en zullen ze waarschijnlijk geen storing veroorzaken in de nabijgelegen elektronische apparatuur.
Harmonische emissies IEC 61000-3-2	Klasse A	
Voltage fluctuations/flicker emissions IEC 61000-3-3	VOLDOET	De VALO is geschikt voor gebruik in alle vestigingen, inclusief woonhuizen en installingen die direct zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnetwerk dat gebouwen voor huishoudelijk gebruik bevoorraadt.

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant voor elektromagnetische immuniteit			
De VALO is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker dient ervoor te zorgen dat het systeem in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.			
IMMUNITIE-test	Testniveau IEC 60601	Conformiteitsniveau	Richtlijnen elektromagnetische omgeving
Elektrostatische ontlading (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 15 kV lucht	± 8 kV contact ± 15 kV lucht	Fysieke omgeving moet beperkt zijn tot het volgende: 1. IP-code: IP20 2. Niet onderdempelen in vloeistof. 3. Niet gebruiken in de buurt van brandbaar gas. Eenheid is niet-APG en niet-AP. 4. Vochtigheidsbereik voor opslag: 10% - 95% 5. Temperatuurbereik voor opslag: 10° C - 40° C
Snelle elektrische transiënten / burst IEC 61000-4-4	± 2 kV voor stroomtoevoer- leidingen ± 1 kV voor invoer-/ uitvoerleidingen	± 2 kV voor stroomtoevoer- leidingen Opmerking 1: VALO heeft geen I/O-poorten	De netvoedingskwaliteit moet die van een typische residentiële, commerciële of ziekenhuis- of militaire omgeving zijn
Overspanning IEC 61000-4-5	± 1 kV leiding naar leiding ± 2 kV leiding naar de aarde	± 1 kV leiding naar leiding ± 2 kV leiding naar de aarde	
Voltage, spannings-dalingen, kortsluiting en onderbrekingen en verschillen in de stroomvoor-ziening van de invoerleidingen IEC 61000-4-11	<5% U (>95% daling van U gedurende 0,5 cyclus) 40% U (60% daling van U gedurende 5 cycli) 70% U (30% daling van U gedurende 25 cycli)	<5% U (>95% daling van U gedurende 0,5 cyclus) 40% U (60% daling van U gedurende 5 cycli) 70% U (30% daling van U gedurende 25 cycli)	De kwaliteit van de netspanning moet die van een typische residentiële, commerciële, ziekenhuis- of militaire omgeving zijn. De Globtek 9VDC medische adapter die bij de VALO wordt geleverd, werkt op netstroom van 100VAC - 240VAC en is in staat tot beperkte spanningsvalbeveiliging-, EMI- en overspanningsbeveiliging. Als de VALO-gebruiker continu moet werken zonder dat de netspanning wordt onderbroken of als de netspanning in een bepaalde regio van een land als slecht wordt beschouwd vanwege continue stroomuitval, black-out of overmatig veel ruis, is het raadzaam de VALO van stroom te voorzien via een niet-onderbrekbare stroomtoevoer, ofwel koopt de klant een VALO draadloze eenheid.
Stroomfrie-quotie (50/60 Hz) magnetisch veld IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Magnetische velden met de netfrequentie moeten zich op niveaus bevinden die kenmerkend zijn voor een typische locatie in een typische woon-, zorg-, commerciële, ziekenhuis- of militaire omgeving.

OPMERKING: U is de a.c. netspanning vóór toepassing van het testniveau

Opmerking 1: De VALO is niet uitgerust met poorten of toegankelijke I/O-leidingen.

Opmerking 2: Als er een daling van 95% in de netspanning is, zal VALO niet werken. Het heeft geen intern energieopslagmechanisme. De VALO zal uitgeschakeld worden. Wanneer de stroomniveaus worden hersteld, zal VALO opnieuw opstarten en terugkeren naar dezelfde staat als voor de stroomvrees. De VALO herstelt zichzelf.

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant voor elektromagnetische immuuniteit voor niet-levensondersteunende systemen			
De VALO is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker dient ervoor te zorgen dat het systeem in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.			
IMMUNITEIT-test	Testniveau IEC 60601	Conformiteits-niveau	Richtlijnen elektromagnetische omgeving
Geleiding RF	3 Vrms	3 Vrms	Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag niet dichterbij de VALO worden gebruikt, inclusief kabels, dan de aanbevolen scheidingsafstand berekend op basis van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender.
IEC 61000-4-6	150 kHz tot 80 MHz	150 kHz tot 80 MHz	
Uitgestraalde RF	3 V/m	3 V/m	Aanbevolen scheidingsafstand
IEC 61000-4-3	80 MHz tot 2.5 GHz	80 MHz tot 2.5 GHz	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz tot } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz tot } 2,5 \text{ GHz}$ <p>P is het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) volgens de specificaties van de fabrikant van de zender, en d de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m).</p> <p>De veldsterkte van vaste RF-zenders, zoals bepaald door een elektromagnetische inspectie ter plaatse, moet lager zijn dan het conformiteitsniveau in elk frequentiebereik b.</p> <p>Er kan interferentie optreden in de buurt van apparatuur die is gemarkeerd met het volgende symbool: </p>
<p>OPMERKING 1 Het hogere frequentiebereik is van toepassing bij 80 MHz en 800 MHz.</p> <p>OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische overdracht wordt beïnvloed door absorptie en weerkaatsing van structuren, objecten en personen.</p> <p>a De veldsterktes van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel/draadloos) en portofoons, amateurradio's, AM- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen kunnen theoretisch niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving te beoordelen met vaste RF-zenders, moet een elektromagnetische onderzoek ter plaatse overwogen worden. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de VALO wordt gebruikt groter is dan het toepasselijke bovenstaande RF-conformiteitsniveau, moet de VALO worden geobserveerd om de normale werking te controleren. Als abnormale prestaties worden waargenomen, kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het heroriënteren of verplaatsen van de VALO.</p> <p>b Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterktes minder zijn dan 3 V/m.</p>			

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant voor aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de VALO

De VALO is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen onder controle zijn. De gebruiker van de VALO kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een minimumafstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de VALO, zoals hieronder aanbevolen, afhankelijk van het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Nominiaal maximaal uitgangsvermogen van zender (P in Watt)	Scheidingsafstand volgens de frequentie van zender (meter)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 meters	0,035 meters	0,07 meters
0,1	0,37 meters	0,11 meters	0,22 meters
1	1,7 meters	0,35 meters	0,7 meters
10	3,7 meters	1,11 meters	2,22 meters
100	11,7 meters	3,5 meters	7,0 meters

De VALO is getest volgens IEC 60601-1-2: 2014 en is langsgaand onder een uitgestraalde veldsterkte van 10 V/m tussen 80 MHz tot 2,5 GHz. De waarde van 3Vrms komt overeen met V1 en de waarde 10 V/m komt overeen met E1 in de bovenstaande formules.

Voor zenders met een maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet vermeld wordt, kan de aanbevolen scheidingsafstand d in meters (m) worden geschat met behulp van de toepasselijke formule voor de frequentie van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is, volgens de specificaties van de fabrikant van de zender.

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.

OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische overdracht wordt beïnvloed door absorptie en weerkaatsing van structuren, objecten en personen.

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZATRICE

1. Descrizione del prodotto


Con l'ampiezza di banda dello spettro, VALO è concepita per la polimerizzazione di tutti i prodotti fotopolimerizzabili nell'intervallo di lunghezza d'onda di 385-515nm conformemente allo standard ISO 10650.

VALO presenta un alimentatore internazionale di grado medicale ed è adatta a prese elettriche da 100 a 240 volt. Il manipolo è concepito in modo da poter essere riposto in una staffa standard per riutilizzo dentale oppure è possibile personalizzarne il montaggio utilizzando la staffa in dotazione nel kit.

Componenti del prodotto:

- 1 – Lampada fotopolimerizzante VALO con cavo da 7 piedi / 2,1 metri
- 1 – Alimentatore internazionale di grado medicale da 9 volt, con cavo da 6 piedi / 1,8 metri e attacchi universali
- 1 – Confezione campione guaine protettive VALO
- 1 – Schermo protettivo VALO
- 1 – Staffa di supporto per lampade fotopolimerizzatrici per montaggio su superfici e con nastro biadesivo

Panoramica dei comandi:



Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso improprio di questa unità e/o per qualsiasi scopo diverso da quello previsto da queste istruzioni. Per tutti i prodotti descritti, leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le informazioni sulla SDS prima dell'uso.

2. Indicazioni per l'uso/Scopo previsto

Sorgente di illuminazione per la polimerizzazione degli adesivi e dei materiali da restauro dentali fototattivabili.

3. Avvertenze e precauzioni

Gruppo di rischio 2

ATTENZIONE: UV emessi da questo prodotto. In caso di esposizione, può verificarsi irritazione degli occhi o della pelle. Utilizzare schermature appropriate.

ATTENZIONE: possibili radiazioni ottiche pericolose emesse da questo prodotto. Non fissare la lampada operatoria. Può essere dannosa per gli occhi.

- NON guardare direttamente la luce emessa. Il paziente, il medico e gli assistenti devono sempre indossare occhiali protettivi anti-UV ambrati quando si utilizza la lampada VALO.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, è vietato modificare quest'apparecchiatura. Utilizzare solo l'alimentatore Ultradent VALO e gli adattatori per spine inclusi. Se questi componenti sono danneggiati, non utilizzarli e chiamare il servizio clienti Ultradent per ordinare una sostituzione.
- Le apparecchiature di comunicazione in RF portatili possono ridurre le prestazioni se utilizzate a una distanza inferiore a 30 cm (12 in").
- Utilizzare solo accessori, cavi e alimentatori autorizzati per evitare operazioni improprie, aumento delle emissioni elettromagnetiche o diminuzione della immunità elettromagnetica (fare riferimento alla sezione Emissioni elettromagnetiche).
- Per prevenire il rischio di irritazione o lesioni termiche, evitare cicli di polimerizzazione consecutivi e non esporre i tessuti molli orali a distanza ravvicinata per più di 10 secondi in alcuna modalità. Se sono necessari tempi di polimerizzazione più lunghi, eseguire cicli di polimerizzazione multipli e più corti o utilizzare un prodotto a polimerizzazione duale per evitare il riscaldamento del tessuto molle.
- Fare attenzione quando si trattano pazienti che soffrono di sensibilità o reazioni fotobiologiche avverse, pazienti sottoposti a chemioterapia o pazienti trattati con farmaci fotosensibilizzanti.
- Questa apparecchiatura può essere suscettibile a campi magnetici o di elettricità statica forti che possono interferire con la programmazione dell'apparecchio. Se si ritiene che ciò possa essersi verificato, scollegare momentaneamente l'apparecchio dalla presa elettrica e poi ricollegarlo all'alimentazione.
- NON pulire la lampada per la fotopolimerizzazione VALO con detergenti caustici o abrasivi, acetone o immergere in nessun tipo di bagno a ultrasuoni, soluzioni disinfettanti o detergenti né in alcun tipo di liquido. La mancata osservanza delle istruzioni di lavorazione incluse può rendere il dispositivo inutilizzabile.
- Per aiutare a evitare la contaminazione crociata e a impedire al materiale compositodentale di aderire alla superficie della lente e del corpo a bacchetta, è necessario utilizzare una guaina protettiva sulla lampada VALO ad ogni utilizzo.
- Per evitare il rischio di contaminazione crociata, le guaine protettive sono monouso.
- Per ridurre il rischio di corrosione, rimuovere la guaina protettiva dopo l'uso.
- Per ridurre il rischio di resine non correttamente polimerizzate, non utilizzare la lampada fotopolimerizzante se la lente è danneggiata.

4. Istruzioni procedurali

Preparazione

1. Collegare il cavo di alimentazione da 9 volt al cavo del manipo.
2. Inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica (100-240 VCA). Il manipo VALO emetterà due segnali acustici all'accensione e le spie di temporizzazione si accenderanno indicando che la lampada è pronta per l'uso.
3. Posizionare la lampada polimerizzante in una staffa di montaggio standard per riunito dentale o nella staffa di montaggio fornita come accessorio affinché possa essere sempre a portata di mano.
4. Prima di ogni utilizzo, posizionare una nuova guaina protettiva sulla lampada fotopolimerizzante.

La guaina di protezione igienica è fatta su misura per la lampada fotopolimerizzatrice e mantiene pulita la superficie della lampada fotopolimerizzatrice. La guaina di protezione contribuisce a evitare la contaminazione crociata, impedisce al materiale composito dentale di aderire alla superficie della lente e della lampada fotopolimerizzante, e previene lo scolorimento e la corrosione dovuti ai detersivi.

Nota:

- L'uso della guaina protettiva igienica ridurrà l'emissione luminosa del 5 - 10%. Grazie all'elevata potenza emessa dalla lampada polimerizzante, è stato riscontrato che la polimerizzazione rimane sostanzialmente invariata.
- La lampada polimerizzante deve essere pulita e disinfettata con agenti disinfettanti e/o detersivi appropriati dopo ogni paziente. Consultare la sezione Trattamento.

Schermo protettivo VALO:

- Lo schermo protettivo VALO è di forma ovale, può essere ruotato per il massimo utilizzo e può essere utilizzato con un manico di protezione trasparente.

Uso

1. Ogni programma di modalità di potenza viene utilizzato per la polimerizzazione di materiali dentali con fotoiniziatori. Consultare la Guida rapida ai programmi per i tempi di polimerizzazione consigliati.
NOTA: La lampada fotopolimerizzatrice è programmata in programmi in sequenza a partire dal programma potenza Standard al programma potenza Alta al programma potenza Xtra. Ad esempio, per passare dal programma potenza Standard a potenza Xtra è necessario passare in sequenza dal programma potenza Alta e successivamente arrivare alla modalità potenza Xtra
2. La lampada fotopolimerizzante memorizza l'ultimo intervallo di tempo e programma utilizzato e vi ritorna come impostazione predefinita ogni volta che i programmi vengono cambiati o quando si rimuovono le batterie.

Funzionamento

PROGRAMMA DI FOTOPOLIMERIZZAZIONE: Programma potenza standard

INTERVALLI DI TEMPO selezionabili: 5, 10, 15, 20 secondi.

- Questo è il programma predefinito della lampada fotopolimerizzante quando la si accende PER LA PRIMA VOLTA. La spia programma/stato sarà verde e le quattro spie di polimerizzazione verdi si illumineranno, indicando l'avvenuta selezione del programma potenza standard.
- Per modificare gli intervalli di tempo, premere rapidamente il pulsante Tempo/Programma.
- Premere il pulsante di accensione/spengimento per fotopolimerizzare. Per interrompere la fotopolimerizzazione prima del termine del tempo impostato, premere nuovamente il pulsante di accensione/spengimento.

PROGRAMMA DI FOTOPOLIMERIZZAZIONE: Programma potenza alta

INTERVALLI DI TEMPO selezionabili: 1, 2, 3, 4 secondi.

- Nel Programma potenza Standard, premere e tenere premuto il pulsante Tempo/Cambio programma per 2 secondi e rilasciarlo. La spia programma/stato sarà arancione e le quattro spie di temporizzazione verdi si illumineranno e lampeggeranno, indicando l'avvenuta selezione del programma potenza alta.
- Per modificare gli intervalli di tempo, premere rapidamente il pulsante Tempo/Programma.
- Premere il pulsante di accensione/spengimento per fotopolimerizzare. Per interrompere la fotopolimerizzazione prima del termine del tempo impostato, premere nuovamente il pulsante di accensione/spengimento.
- Per tornare al programma potenza Standard, premere e tenere premuto il pulsante Tempo/Cambio programma per 2 secondi e rilasciarlo, per passare al programma potenza Xtra. Premere e tenere premuto il pulsante nuovamente per 2 secondi e rilasciarlo. La spia programma/stato sarà verde e le quattro spie di temporizzazione verdi si illumineranno, indicando l'avvenuta selezione del programma potenza standard.

PROGRAMMA DI FOTOPOLIMERIZZAZIONE: Programma potenza Xtra

INTERVALLO DI TEMPO selezionabile: Solo 3 secondi (Nota: Il programma potenza Xtra ha un blocco di sicurezza di 2 secondi al termine di ogni ciclo di polimerizzazione per limitare il surriscaldamento durante polimerizzazioni consecutive. Alla fine del tempo di blocco, un avvisatore acustico indica che è possibile usare nuovamente l'unità).

- Nel programma potenza Standard, premere il pulsante Tempo/Cambio programma per 2 secondi, rilasciarlo e tenerlo premuto nuovamente per altri 2 secondi e rilasciarlo. La spia programma/stato sarà arancione e lampeggerà, e tre delle spie di temporizzazione verdi si illumineranno e lampeggeranno, indicando l'avvenuta selezione del programma potenza Xtra.
- Premere il pulsante di accensione/spengimento per fotopolimerizzare. Per interrompere la fotopolimerizzazione prima del termine del tempo impostato, premere nuovamente il pulsante di accensione/spengimento.
- Per tornare al programma potenza standard, premere e tenere premuto il pulsante di selezione programma potenza per 2 secondi e rilasciarlo. La spia programma/stato sarà verde e le spie di temporizzazione verdi si illumineranno, indicando il programma potenza standard.

Modalità Sospensione: La lampada fotopolimerizzante entrerà in modalità SOSPENSIONE dopo 1 ora di inattività, come indicato da un lento lampeggio della spia programma/stato. Premendo qualsiasi pulsante si attiva la lampada fotopolimerizzante e si tornerà automaticamente all'ultima impostazione utilizzata.

Pulizia

1. Gettare via le guaine di protezione usate nei rifiuti normali dopo ogni paziente.
2. Consultare la sezione Trattamento.

Mounting Bracket Instructions

1. La staffa deve essere montata su una superficie piana, non unta.
2. Pulire la superficie con alcol denaturato.

3. Rimuovere il rivestimento dal nastro adesivo della staffa.

4. Posizionare la staffa in modo che la luce fotopolimerizzante possa essere sfilata verso l'alto. Premere bene in posizione.

Guida rapida ai programmi

Programma	Potenza Standard				Potenza Alta				Potenza Xtra
Pulsante di accensione/ spegnimento									
LED programma/tempo									
Pulsante tempo									
Opzioni tempo	5s	10s	15s	20s	1s	2s	3s	4s	Solo 3s
Modifica tempo	Premere e rilasciare velocemente il pulsante tempo per scorrere tra le opzioni tempo.								
Modifica programmi	Premere e tenere premuto il pulsante tempo per 2 secondi e rilasciarlo. VALO passerà al programma successivo.								
Legenda	LED a luce fissa				LED lampeggianti				

Guida rapida alla fotopolimerizzazione:

Tempi di fotopolimerizzazione consigliati per risultati ottimali con VALO			
Programma	Programma Standard	Programma Potenza alta	Programma Intensità Xtra
Per strato	Una polimerizzazione di 10 secondi	Due polimerizzazioni di 4 secondi	Una polimerizzazione di 3 secondi
Polimerizzazione finale	Due polimerizzazioni di 10 secondi	Tre polimerizzazioni di 4 secondi	Due polimerizzazioni di 3 secondi

Nota: Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni e i tempi di esposizione a causa della reattività e della tonalità del composito, della distanza tra la lente della lampada e il composito e della profondità dello strato di composito. Spetta al dentista conoscere il requisito del materiale che si sta utilizzando per determinare il tempo e le impostazioni adeguati.

Guida rapida agli avvisi:

Avvertenze	
Chiamare il servizio clienti per la riparazione	Chiamare il servizio clienti per la riparazione
<ul style="list-style-type: none"> Nessun suono Lampeggiante, 2 secondi Funzionamento consentito 	<ul style="list-style-type: none"> 3 segnali acustici continui Funzionamento non consentito

5. Manutenzione

Riparazione

Riparazione eseguita dall'utente

1. Controllare regolarmente la lente per verificare che non vi siano residui di resine dentali polimerizzate. Se necessario, usare uno strumento odontoiatrico non diamantato per rimuovere delicatamente eventuali residui di resina adesiva.
2. I radiometri differiscono notevolmente tra di loro e sono realizzati per specifiche lenti e inserti della guida ottica. Ultradent raccomanda di controllare regolarmente l'uscita nel programma Intensità Standard. NOTA: il valore numerico effettivo dell'intensità può non corrispondere all'effettivo valore a causa dell'inaccuratezza dei radiometri comuni e del pacchetto LED customizzato nella lampada fotopolimerizzatrice.

Riparazione del fabbricante

1. Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale tecnico autorizzato. Contattare Ultradent per la fornitura della documentazione per eseguire le riparazioni.

Garanzia

Con la presente, Ultradent garantisce che questo dispositivo dovrà essere conforme, per un periodo di 5 anni*, in tutti gli aspetti rilevanti alle specifiche stabilite nella documentazione Ultradent che accompagnano il prodotto e che sarà esente da difetti nei materiali e/o di fabbricazione. Questa garanzia è valida esclusivamente per l'acquirente originale e non è trasferibile. Tutti i prodotti difettosi devono essere restituiti ad Ultradent. Il sistema VALO non presenta componenti riparabili dall'utente. La manomissione di VALO ne invalida la garanzia.

La garanzia VALO non copre i danni provocati dai clienti. Per esempio, se un'unità VALO viene utilizzata impropriamente o cade e la lente si rompe, il cliente sarà responsabile del costo delle riparazioni necessarie.

*Accompagnata dalla ricevuta che indica la data d'acquisto da parte del dentista.

6. Trattamento

Dopo ogni uso, bagnare una garza o un panno morbido con un disinfettante per superfici approvato e pulire la superficie e la lente.

DETERGENTI COMPATIBILI:

- Spray disinfettante Lysol Brand III (consigliato)
- Alcool isopropilico
- Detergenti a base di alcool etilico
- Lysol®* Concentrato (solo a base di alcool)

DETERGENTI NON COMPATIBILI - NON UTILIZZARE:

- Detergenti di qualsiasi tipo molto alcalini, tra cui anche i saponi per le mani e i saponi per stoviglie
- Detergenti a base di candeggina (per es. Clorox™*, SteriIox™**)
- Detergenti a base di perossido di idrogeno
- Detergenti abrasivi (per es. Comet Cleanser™**)
- Detergenti a base di acetone o idrocarburi
- MEK (Metililchetone)
- Birex®*
- Gluteraldeide
- Detergenti a base di sale con cloruro di ammonio quaternario
- Soluzione Cavicide™** o salviette
- Prodotti Cavicide™** (senza candeggina)**

*Marchio registrato di una società diversa da Ultradent

**Se utilizzato, può sbiadire il colore

Pulizia dello schermo protettivo:

- Disinfettare a freddo lo schermo protettivo VALO utilizzando qualsiasi disinfettante per superfici. NON sterilizzare in autoclave.

7. Conservazione e smaltimento




Stoccaggio e trasporto della lampada fotopolimerizzante:

- Temperatura: da +10°C a +40°C (da +50°F a +104°F)
- Umidità relativa: dal 10% al 95%
- Pressione ambientale: da 500 hPa a 1060 hPa

Per lo smaltimento dei rifiuti elettronici (per esempio dispositivi, caricatori, batterie e alimentatori), seguire le istruzioni locali in materia di rifiuti e riciclaggio.


8. Considerazioni tecniche

Accessori

Articolo		Informazioni CE	
Guaine di protezione VALO	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Germania	Fabbricato da: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neenah, WI 54956 Fabbricato negli Usa	Distribuito da: Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 (USA) Stati Uniti d'America
Schermo protettivo VALO			

Informazioni/Dati tecnici

Bande di lunghezza d'onda efficaci per la fotopolimerizzazione del composito:



Attributo	Informazioni/Specifiche					
Lente	Diametro 9,75 mm					
Gamma di lunghezza d'onda	<ul style="list-style-type: none"> Intervallo di lunghezza d'onda utilizzabile: 385 - 515nm Lunghezze d'onda di picco: 395 - 415 nm e 440 - 480 nm 					
Tabella dell'Intensità luminosa	Grafico di confronto dell'emittenza radiale nominale					L'emittenza radiale varia in base alla capacità dello strumento, al metodo di misurazione e al posizionamento della lampada. † I radiometri Demetron e gli analizzatori a spettro MARC devono essere usati esclusivamente a scopo di riferimento a causa di aperture più piccole rispetto alle lampade fotopolimerizzanti VALO. † I radiometri Demetron devono essere usati esclusivamente a scopo di riferimento a causa di limitazioni di intensità e risposta spettrale.
	Strumento di misurazione	†* Demetron L.E.D. Radiometro	† MARC analizzatore a spettro	‡ Analizzatore a spettro Gigahertz		
				Emet-tenza	Intensità totale	
	Apertura del misuratore	7 mm	3,9 mm	15 mm	15 mm	
	Potenza Standard (±10%)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²	670 mW	
	Potenza Alta Plus (±10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²	970 mW	
Potenza Xtra (± 10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²	1570 mW		
Lampada fotopolimerizzante VALO	Classificazione: IEC 60601-1 (sicurezza), IEC 60601-1-2 (EMC)			Peso: 226 grammi (con cavo) Lunghezza: 23,5 cm Larghezza: 2 cm Lunghezza cavo: 2,1 metri		
Alimentazione elettrica	Uscita - 9VDC a 2A Ingresso - da 100VCA a 240VCA Alimentatore P/N 5930 VALO Ultradent con spine universali			Classificazione: IEC 60601-1 (Sicurezza) Lunghezza cavo - 1,8 metri L'alimentatore VALO fornisce l'isolamento dalla rete di alimentazione		
Condizioni operative	Temperatura: da +10°C a +32°C (da +50°F a +90°F) Umidità relativa: dal 10% al 95% Pressione ambientale: da 700 hPa a 1060 hPa					
Ciclo operativo:	La lampada fotopolimerizzante è progettata per essere utilizzata per brevi cicli. Alla massima temperatura ambiente (32 °C), 1 minuto di funzionamento di cicli consecutivi, 30 minuti di riposo (periodo di raffreddamento).					

Risoluzione dei problemi

Se le soluzioni sotto riportate non risolvono il problema, contattare Ultradent al numero 800.552.5512. Al di fuori degli Stati Uniti, rivolgersi al distributore Ultradent o al proprio rivenditore di prodotti odontoiatrici.	
Problema	Soluzioni possibili
La lampada non si accende	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere il pulsante di cambio tempo/programma o il pulsante di accensione per riattivare la luce dalla modalità di risparmio energetico. 2. Verificare che entrambi i cavi siano ben collegati tra loro e alla presa elettrica. 3. Controllare che la presa a muro sia alimentata dalla rete.
La lampada non rimane accesa per il tempo desiderato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare l'impostazione delle spie di temporizzazione e programma. 2. Controllare che tutti i cavi siano fermamente collegati. 3. Scollegare la spina e inserirla di nuovo nella presa elettrica.
La lampada non polimerizza correttamente le resine	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare se la lente presenta residui di resine/compositi polimerizzati. 2. Usare protezioni UV adeguate per gli occhi di colore ambra e verificare che le spie LED funzionino. 3. Controllare il livello di potenza con un radiometro. Se si utilizza un radiometro, Ultradent raccomanda di controllare la lampada VALO impostando il programma potenza standard. NOTA: Il valore numerico della potenza registrata può non corrispondere all'effettivo valore a causa dell'inadeguatezza dei radiometri comuni e l'utilizzo di LED particolari nella VALO. I radiometri differiscono notevolmente tra di loro e sono realizzati per specifiche leni e inserti della guida ottica. 4. Controllare la data di scadenza della resina fotopolimerizzabile. 5. Assicurarsi di eseguire una tecnica corretta (adesivo/composito) in base alle raccomandazioni del fabbricante.
Non è possibile modificare il programma o gli intervalli di tempo	Tenere premuti i pulsanti Tempo/Programma e di accensione/spengimento fino a quando una serie di segnali acustici indica che la lampada fotopolimerizzante è sbloccata.

9. Informazioni varie


Linee guida e dichiarazione del fabbricante per le emissioni elettromagnetiche		
La lampada VALO è destinata all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente deve garantire che sia utilizzata in un ambiente di questo tipo. AVVERTENZA: Utilizzare solo accessori, cavi e alimentatori autorizzati per evitare operazioni improprie, aumento delle emissioni elettromagnetiche o diminuzione dell'immunità elettromagnetica.		
Test di emissioni	Conformità	Ambiente elettromagnetico - Linee guida
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1	VALO utilizza un adattatore 9VDC per uso medicale Globtek che funziona con protezione anti-oscuramento e fornisce EMI, RF e sovratensioni.
Emissione RF CISPR 11	Classe B	
Emissioni armoniche IEC 61000-3-2	Classe A	VALO utilizza l'energia elettrica ed elettromagnetica solo per le funzioni interne. Di conseguenza le emissioni RF sono molto basse e non sono tali da causare interferenze con l'apparecchiatura elettrica che si trova nelle immediate vicinanze.
Fluttuazioni di tensione/emissioni di flicker IEC 61000-3-3	CONFORME	La lampada VALO è adatta per l'uso in tutti i tipi di ambienti, compresi gli ambienti domestici e quelli collegati direttamente alla rete di alimentazione pubblica a bassa tensione che serve edifici adibiti ad uso residenziale.

Linee guida e dichiarazione del fabbricante per la protezione elettromagnetica			
La lampada VALO è destinata all'uso in ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente deve garantire che sia utilizzata in un ambiente di questo tipo.			
Test di protezione	Livello di test IEC 60601	Livello di conformità	Linee guida per l'ambiente elettromagnetico
Scarica elettrostatica (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV di contatto ± 15 kV in aria	± 8 kV di contatto ± 15 kV in aria	L'ambiente fisico dovrebbe essere limitato a quanto segue: 1. Codice IP: IP20 2. Non immergere in liquidi. 3. Non utilizzare in prossimità di gas infiammabili. L'unità è di tipo non APG e non AP. 4. Intervallo di umidità per lo stoccaggio: 10% - 95% 5. Intervallo di temperatura per lo stoccaggio: 10 °C - 40 °C
Scarica rapida transitoria elettrica IEC 61000-4-4	± 2 kV per linee di alimentazione elettrica ± 1 kV per linee di ingresso/uscita	± 2 kV per linee di alimentazione elettrica Nota 1: VALO non ha porte I/O	La qualità dell'alimentazione della rete elettrica deve essere quella tipica di un ambiente residenziale, commerciale, ospedaliero o militare
Sovratensione IEC 61000-4-5	± 1 kV da linea a linea ± 2 kV da linea a terra	± 1 kV da linea a linea ± 2 kV da linea a terra	
Calì di tensione, cortocircuiti, interruzioni e alterazioni sulle linee in ingresso dell'alimentazione IEC 61000-4-11	<5% U (>95% di calo in U per 0,5 cicli) 40% U (60% di calo in U per 5 cicli) 70% U (30% di calo in U per 25 cicli) <5% U (> 95% di calo in U per 5 s)	<5% U (>95% di calo in U per 0,5 cicli) 40% U (60% di calo in U per 5 cicli) 70% U (30% di calo in U per 25 cicli) <5% U (> 95% di calo in U per 5 s) Nota 2: Si ripristina automaticamente	La qualità dell'alimentazione della rete elettrica deve essere quella tipica di un ambiente residenziale, commerciale, ospedaliero o militare L'adattatore per uso medicale Globtek 9VDC fornito con VALO funziona con una rete che va da 100 V CA a 240 V CA ed è in grado di limitare la protezione da sovratensioni, EMI e sovratensioni. Se l'utente VALO richiede operazioni continue senza interruzione di rete, o se la rete in una particolare regione di un paese è considerata scadente a causa di continue condizioni di illuminazione ridotta, black-out o di rumore eccessivo, si consiglia di alimentare la lampada VALO con un gruppo di continuità o l'acquisto da parte del cliente di un Caricabatterie Cordless VALO.
Frequenza di potenza del (50/60 Hz) campo magnetico IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	I campi magnetici a frequenza di rete devono trovarsi ai livelli caratteristici di una tipica ubicazione all'interno di un ambiente residenziale, di assistenza domestica, commerciale, ospedaliero o militare standard.

NOTA: U è la tensione di rete in C.A. prima dell'applicazione del livello di prova

Nota 1: La lampada VALO non è dotata di alcun tipo di porte o di linee I/O.

Nota 2: Se c'è un calo del 95% della tensione di rete, VALO non funzionerà. Non ha un meccanismo di immagazzinamento di energia interna. La lampada VALO si spegne. Quando vengono ripristinati i livelli di corrente, la lampada VALO si riavvia e torna allo stato precedente alla perdita di corrente. La lampada VALO si auto-ripristina.

Linee guida e dichiarazione del fabbricante per la protezione elettromagnetica dei sistemi di supporto non critici per la vita			
La lampada VALO è destinata all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente deve garantire che sia utilizzata in un ambiente di questo tipo.			
Test di PROTEZIONE	Livello di test IEC 60601	Livello di conformità	Linee guida per l'ambiente elettromagnetico
Condizione RF	3 Vrms	3 Vrms	<p>Le apparecchiature per le comunicazioni RF portatili e mobili devono essere utilizzate ad una distanza non inferiore alla distanza raccomandata di qualsiasi parte della lampada VALO, compresi i cavi, calcolata mediante l'equazione applicata alla frequenza del trasmettitore.</p> <p>Distanza di separazione raccomandata</p> $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad \text{da 80 MHz a 800 MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad \text{da 800 MHz a 2,5 GHz}$ <p>P è la potenza massima in uscita del trasmettitore in watt (W) in base al produttore del trasmettitore e d è la distanza di separazione raccomandata in metri (m).</p> <p>Le forze di campo provenienti dai trasmettitori RF fissi, conformemente a quanto determinato da una perizia elettromagnetica sul sito a, dovrebbero essere inferiori al livello di conformità in ogni gamma di frequenze.</p> <p>Possono verificarsi interferenze nelle vicinanze di apparecchiature contrassegnate dal seguente simbolo: </p>
IEC 61000-4-6	Da 150 kHz a 80 MHz	Da 150 kHz a 80 MHz	
RF irradiata	3 V/m	3 V/m	
IEC 61000-4-3	Da 80 MHz a 2,5 GHz	Da 80 MHz a 2,5 GHz	
<p>NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la gamma di frequenze più elevata.</p> <p>NOTA 2 Le presenti linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.</p> <p>a Non è possibile prevedere teoricamente con precisione le intensità di campo per trasmettitori fissi, come le stazioni base per radiotelefoni (cellulari e cordless) e radiomobili terrestri, apparecchi di radioamatori, trasmettitori radio in AM e FM e trasmettitori TV. Per valutare l'ambiente elettromagnetico creato da trasmettitori RF fissi, si può considerare una perizia elettromagnetica del sito. Se l'intensità di campo misurata nel luogo in cui si usa la lampada VALO, supera il livello di conformità RF applicabile di cui sopra, si dovrebbe porre sotto osservazione il funzionamento normale della lampada VALO. Se si osservano prestazioni anormali, potrebbero essere necessarie misure aggiuntive, come il riorientamento o il riposizionamento della VALO.</p> <p>b Oltre l'intervallo di frequenza compreso tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo dovrebbero essere inferiori a 3 V/m.</p>			

Linee guida e dichiarazione del fabbricante sulle distanze di separazione raccomandate tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e la lampada VALO

La lampada VALO deve essere utilizzata in un ambiente elettromagnetico in cui le interferenze da RF irradiate siano controllate. L'utente della lampada VALO può contribuire a prevenire le interferenze elettromagnetiche rispettando la distanza minima fra gli apparecchi di comunicazione RF mobili e portatili (trasmettitori) e la lampada VALO come indicato di seguito, in accordo con la potenza massima in uscita del dispositivo per le comunicazioni.

Potenza nominale massima in uscita del trasmettitore (P in Watt)	Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore (metri)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 metri	0,035 metri	0,07 metri
0,1	0,37 metri	0,11 metri	0,22 metri
1	1,7 metri	0,35 metri	0,7 metri
10	3,7 metri	1,11 metri	2,22 metri
100	11,7 metri	3,5 metri	7,0 metri

La lampada VALO è stata testata secondo IEC 60601-1-2:2014 e ha superato il test con le potenze di campo irradiato di 10 V/m tra 80 MHz e 2,5 GHz. Il valore di 3Vrms corrisponde a V1 e il valore 10 V/m corrisponde a E1 nelle formule sopra riportate.

Per i trasmettitori valutati ad una potenza massima in uscita non elencata in precedenza, la distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere stimata utilizzando l'equazione applicata alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza massima in uscita del trasmettitore in watt (W) dichiarato produttore del trasmettitore.

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per la gamma di frequenze più elevata.

NOTA 2 Le presenti linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.


1. Descripción del producto

Con su espectro de banda ancha, VALO está diseñado para polimerizar todos los productos fotopolimerizables en el rango de longitud de onda de 385-515 nm según ISO 10650. VALO tiene una fuente de alimentación internacional de grado médico y es adecuado para tomas de corriente de 100 a 240 voltios. La pieza de mano está diseñada para descansar en un soporte dental universal o se puede montar de manera personalizada en el soporte que se incluye en el kit.

Componentes del producto:

- 1 – Luz de fotocurado VALO con cable de 7 pies/2,1 metros
- 1 – Alimentación eléctrica de 9 voltios, de grado médico e internacional con cable de 6 pies/1,8 metros y conectores universales
- 1 - Paquete de muestra de Fundas de Protección VALO
- 1 - Protector de Luz VALO
- 1 - Soporte de montaje de superficie para Valo con cinta adhesiva doble

Resumen de los Controles:



El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes del uso incorrecto de esta unidad y/o para cualquier otro fin distinto a los descritos en estas instrucciones. Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la SDS antes de usar el producto.

2. Indicaciones de uso/Fin previsto

La fuente de iluminación para el fotocurado de materiales restauradores dentales y adhesivos foto activados.

3. Advertencias y precauciones

Grupo de riesgo 2

PRECAUCIÓN UV emitida por este producto. La exposición puede causar irritación de los ojos o la piel. Utilice una protección adecuada.

PRECAUCIÓN Radiación óptica posiblemente peligrosa emitida por este producto. No mire fijamente la lámpara durante su funcionamiento. Puede ser perjudicial para los ojos.

- NO mire directamente a la luz. El paciente, el médico y los asistentes siempre deben usar protección ocular UV de color ámbar cuando VALO esté en uso.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no se permite ninguna modificación de este equipo. Utilice únicamente la fuente de alimentación y los adaptadores de enchufe Ultradent VALO incluidos. Si estos componentes están dañados, no los use y llame al Servicio de asistencia al cliente de Ultradent para pedir un reemplazo.
- Los equipos de comunicaciones de RF portátil pueden degradar el rendimiento si se usa a menos de 30 cm (12 in).
- Utilice únicamente accesorios, cables y fuentes de alimentación autorizados para evitar un funcionamiento inadecuado, aumentar las emisiones electromagnéticas o disminuir la inmunidad electromagnética (consulte la sección Emisiones electromagnéticas).
- Para evitar el riesgo de irritación o lesión térmica, evite los ciclos de curado de espalda con espalda y no exponga los tejidos blandos orales en las proximidades durante más de 10 segundos en cualquier modo. Si se requieren tiempos de fotocurado más largos, use ciclos de fotocurado más cortos o use un producto de fotocurado doble para evitar el calentamiento del tejido blando.
- Tenga cuidado al tratar a pacientes que sufran reacciones o sensibilidades fotobiológicas adversas, a pacientes que reciben tratamiento de quimioterapia o a pacientes tratados con medicamentos fotosensibles.
- Esta unidad puede ser susceptible a campos magnéticos o de electricidad estática fuertes. Dicha exposición a estos campos de gran potencia, podrían alterar la programación de la lámpara. Si sospecha que esto ha ocurrido, desenchufe la unidad momentáneamente y luego vuelva a enchufarla a la toma de corriente.
- NO limpie la lámpara de fotocurado VALO con limpiadores cásticos o abrasivos, autoclave, ni la sumerja en ningún tipo de baño ultrasónico, desinfectante, solución limpiadora o líquido. El incumplimiento de las instrucciones de procesamiento incluidas puede hacer que el dispositivo no funcione.
- Para ayudar a prevenir la contaminación cruzada y evitar que el material compuesto dental se adhiera a la superficie de la lente y al cuerpo de la unidad, debe usarse una funda protectora VALO adaptada a la unidad para cada uso.
- Para evitar el riesgo de contaminación cruzada, las fundas de protección son para un solo paciente.
- Para reducir el riesgo de corrosión, retire la funda de protección después de cada uso.
- Para reducir el riesgo de resinas poco curadas, no use la luz de fotocurado si la lente está dañada.

4. Instrucciones paso a paso

Preparación

1. Conecte el cable de alimentación de 9 voltios al cable de la pieza de mano.
2. Enchufe el cable de alimentación en cualquier toma de corriente (100-240 VCA). La pieza de mano VALO emitirá un pitido dos veces cuando se encienda, y las luces de sincronización se iluminarán para indicar que la luz está lista para su uso.
3. Coloque la lámpara de fotocurado en un soporte de montaje de unidad dental estándar o en el soporte de montaje de hasta que esté listo para su uso.
4. Antes de cada uso, coloque una nueva funda de protección sobre la luz de fotocurado.

Instalación de las fundas de protección higiénicas:

La funda de protección higiénica se ajusta a la luz de curado y mantiene limpia la superficie de la luz de curado. La funda de protección ayuda a prevenir la contaminación cruzada, ayuda a evitar que el material compuesto dental se adhiera a la superficie de la lente y a la luz de fotocurado, y evita la decoloración y la corrosión por las soluciones de limpieza.

Nota:

- El uso de la funda de protección higiénica reducirá la salida de luz en un 5-10%. Debido a la alta potencia de salida de la luz de fotocurado, se ha demostrado que el fotocurado es sustancialmente equivalente.
- La luz de fotocurado debe limpiarse y desinfectarse con agentes adecuados de limpieza y/o desinfección después de cada paciente. Consulte la sección titulada Procesamiento.

Protector de luz VALO:

- El protector de luz VALO tiene forma ovalada, se puede girar para un uso máximo y se puede usar con una funda de barrera transparente.

Uso

1. Cada modo de potencia se utiliza para el fotocurado de materiales dentales con foto iniciadores. Consulte la Guía de modo rápido para conocer los tiempos de curado recomendados.

NOTA: La luz de fotocurado está programada para pasar de la Potencia estándar a la Potencia alta y después al modo de Potencia Xtra en secuencia. Por ejemplo, para cambiar del modo de energía estándar al modo de energía Xtra, es necesario pasar al modo de alta potencia.

2. La luz de fotocurado almacena el intervalo de tiempo y el modo más recientemente utilizados, y volverá a este ajuste de forma predeterminada cada vez que se cambien los modos o si se retiran las baterías.

Funcionamiento

MODO DE FOTOCURADO: Modo de potencia estándar

INTERVALOS DE TIEMPO: 5, 10, 15, 20 segundos.

- La luz de fotocurado se establece de manera predeterminada en este modo cuando se enciende INICIALMENTE. La Luz de Modo/Estado estará en verde y se iluminarán las cuatro Luces de Tiempo verdes, indicando el modo de Potencia Estándar.
- Para cambiar entre los intervalos de tiempo, presione rápidamente el botón de Tiempo/Modo.
- Presione el Botón de Encendido para iniciar el fotocurado. Para detener el fotocurado, después de haber completado un intervalo de tiempo, presione nuevamente el botón de encendido.

MODO DE FOTOCURADO: Modo de alta potencia

INTERVALOS DE TIEMPO: 1, 2, 3, 4 segundos.

- Desde el modo de potencia estándar, mantenga presionado el botón de cambio de modo/ tiempo durante 2 segundos y suéltelo. La luz de Modo/Estado será de color naranja, y se iluminarán y parpadearán las cuatro Luces de Tiempo verdes, indicando el modo de Alta Potencia.
- Para cambiar entre los intervalos de tiempo, presione rápidamente el botón de Tiempo/Modo.
- Presione el botón de Encendido para iniciar el fotocurado. Para detener el fotocurado, después de haber completado un intervalo de tiempo, presione nuevamente el botón de encendido.
- Para volver al modo de potencia estándar, mantenga presionado el botón de cambio de tiempo/modo durante 2 segundos y suéltelo, esto pasará al modo de potencia Xtra. Mantenga presionado de nuevo durante 2 segundos, y suelte. La luz de Modo/Estado será verde y se iluminarán las cuatro Luces de Tiempo verdes, indicando el modo Estándar.

MODO DE FOTOCURADO: Modo de potencia Xtra

INTERVALO DE TIEMPO: Solo 3 segundos (Nota: El modo Potencia Xtra tiene un retraso de seguridad de 2 segundos al final de cada ciclo de fotocurado para limitar el calentamiento durante el fotocurado consecutivo. Una vez terminado este retraso, un pitido le indicará que la unidad está lista para continuar con su uso).

- Desde el modo de potencia estándar, presione el botón de cambio de tiempo/modo durante 2 segundos, suelte, mantenga presionado nuevamente durante 2 segundos y suelte. La luz de Modo/Estado será naranja y parpadeará, tres de las Luces de Tiempo verdes se iluminarán y parpadearán, indicando el modo de Potencia Xtra.
- Presione el botón de Encendido para iniciar el fotocurado. Para detener el fotocurado, después de haber completado un intervalo de tiempo, presione nuevamente el botón de encendido.
- Para volver al modo de potencia estándar, mantenga presionado el botón de tiempo/modo durante 2 segundos y suéltelo. La luz de Modo/Estado será verde y las Luces de Tiempo verdes se iluminarán, indicando el modo de Potencia Estándar.

Modo inactivo: La luz de fotocurado entrará en modo SLEEP después de 1 hora de inactividad, como lo indica un parpadeo lento de la luz de modo/estado. Al presionar cualquier botón se activará la luz de fotocurado y automáticamente regresará a la última configuración utilizada.

Limpieza

1. Deseche en la basura convencional las fundas de protección usadas después de cada paciente.
2. Consulte la Sección de Procesamiento.

Instrucciones de montaje del soporte

1. El soporte debe montarse en una superficie plana y libre de aceite.
2. Limpie la superficie con alcohol.
3. Retire la cinta adhesiva del soporte.
4. Coloque el soporte de manera que la luz de fotocurado se levante hacia arriba cuando se retire. Presione firmemente para fijarlo en su sitio.

Guía de modo rápido

Modo	Potencia Estándar				Potencia Alta				Potencia Xtra
Botón de encendido									
Luces LED de Modo/Tiempo									
Botones de tiempo									
Opciones de tiempo	5s	10s	15s	20s	1s	2s	3s	4s	3s Only
Para cambiar el tiempo	Presione y suelte el botón de tiempo rápidamente para recorrer las opciones de tiempo.								
Para cambiar el modo	Mantenga presionado el botón de tiempo durante 2 segundos y suéltelo. VALO pasará al siguiente modo.								
Leyenda	LEDs fijos				LEDs parpadeantes				

Guía rápida de fotocurado:

Tiempos de fotocurado recomendados para resultados óptimos con VALO			
Modo	Modo Estándar	Modo de alta potencia	Modo de Potencia Xtra
Por capa	Un secado de 10 segundos	Dos secados de 4 segundos	Un secado de 3 segundos
Secado final	Dos secados de 10 segundos	Tres secados de 4 segundos	Dos secados de 3 segundos

Nota: Es posible que los ajustes de exposición y los tiempos deban ajustarse debido a la reactividad del compuesto, la sombra, la distancia desde la lente de la luz al compuesto y la profundidad de la capa de compuesto. Es responsabilidad del profesional dental conocer el requisito del material que están utilizando para determinar el tiempo y la configuración adecuados.

Guía de advertencia rápida:

Advertencias	
Call Customer Service for Repair	Call Customer Service for Repair
<ul style="list-style-type: none"> • Sin sonido • Parpadeo, 2 segundos • Permite la operación 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 pitidos continuos • No permite la operación

5. Mantenimiento

Reparaciones

Reparación realizada por el usuario

1. De manera rutinaria, verifique la lente de la lámpara en busca de resinas curadas que puedan haberse adherido. Si fuera necesario, utilice un instrumento dental que no sea de diamante para eliminar cuidadosamente cualquier resina adherida.
2. Los fotómetros difieren ampliamente entre sí y están diseñados para puntas guía y lentes específicas de la luz. Ultradent recomienda verificar rutinariamente la salida en el modo de potencia estándar. NOTA: La salida numérica verdadera estará sesgada debido a la inexactitud de los medidores de luz comunes y el paquete de LED personalizado en la luz de fotocurado.

Reparación del fabricante

1. Las reparaciones solo deben ser realizadas por personal de servicio autorizado. Ultradent proporciona al personal de servicio documentación para realizar reparaciones.

Garantía

Por este medio, Ultradent garantiza que, por un período de 5 años *, este instrumento cumple con todos los aspectos de las especificaciones establecidas en la documentación de Ultradent que acompaña al producto y no presenta defectos en los materiales ni en la mano de obra. Esta garantía se aplica únicamente al comprador original y es intransferible. Todos los productos defectuosos deberán ser devueltos a Ultradent. No hay componentes de servicio para el usuario del sistema VALO. La manipulación de VALO anulará su garantía. La garantía de VALO no cubre daños al cliente. Por ejemplo: si una unidad VALO se usa incorrectamente o se cae y se rompe la lente, el cliente será responsable de pagar las reparaciones necesarias.

* Con el recibo de compra indicando la fecha de venta al dentista.

6. Procesamiento

Después de cada uso, humedezca una gasa o un paño suave con un desinfectante de superficies aprobado; utilice la gasa o paño para limpiar la superficie y la lente de la lámpara.

LIMPIADORES ACEPTABLES:

- Desinfectante en aerosol Lysol Brand III (Recomendado)
- Alcohol isopropílico
- Limpiadores basados en alcohol etílico
- Lysol®* Concentrado (solo con base de alcohol)

LIMPIADORES NO ACEPTABLES - NO UTILICE:

- Detergentes alcalinos fuertes de cualquier tipo, incluyendo jabones de manos y líquidos lavavajillas
- Limpiadores a base de lejía (por ejemplo, Clorox™, Sterilox™**)
- Limpiadores a base de peróxido de hidrógeno
- Limpiadores abrasivos (por ejemplo, Comet Cleanser™**)
- Limpiadores a base de acetona o hidrocarburos
- MEK (metil-etilo-cetona)
- Birex®*
- Gluteraldehído
- Limpiadores a base de sal de cloruro de amonio cuaternario
- Solución o toallitas Cavicide™**
- Productos Cavicide™** (sin lejía) **

* Marca registrada de una empresa distinta de Ultradent

** Si se usa, puede desvanecer el color.

Limpeza del protector de luz:

- Desinfecte en frío la protección de luz VALO con cualquier desinfectante de superficies. NO esterilizar en autoclave.

7. Almacenamiento y eliminación




Almacenamiento y transporte de la luz de fotocurado:

- Temperatura: +10 °C a +40 °C (+50 °F a +104 °F)
- Humedad relativa: 10% a 95%
- Presión ambiental: 500 hPa a 1060 hPa

Cuando deseche residuos electrónicos (es decir, dispositivos, cargadores, baterías y fuentes de alimentación), siga las normas locales sobre residuos y reciclaje.


8. Consideraciones técnicas

Accesorios

Elemento	Información CE		
Fundas de protección VALO	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Alemania	Fabricado por: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neeah, WI 54956 Hecho en EE.UU.	Distribuido por: Ultradent Products Inc. 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 Estados Unidos
Protector de luz VALO			

Información técnica/datos

Bandas de longitud de onda de fotocurado de compuesto efectivas:



Atributo	Información/Especificación					
Lente	Diámetro 9,75 mm					
Rango de longitud de onda	<ul style="list-style-type: none"> • Rango de longitud de onda utilizable: 385 - 515nm • Longitud de onda máxima: 395 - 415nm y 440 - 480nm 					
Tabla de intensidad de la luz	Tabla de comparación de la radiación saliente nominal					<p>La salida radiante variará según la capacidad del instrumento, método de medición y colocación de la luz.</p> <p>† Los radiómetros Demetron y los analizadores de espectro MARC deberían usarse como referencia únicamente debido a que tienen aberturas más pequeñas que las lámparas de fotocurado VALO.</p> <p>* Los radiómetros Demetron deberían usarse como referencia únicamente debido a las limitaciones en potencia y respuesta espectral.</p> <p>‡ La salida radiante cumple con ISO 10650 cuando se mide con un analizador de espectro de Gigaherzios.</p>
	Instrumento de medida	†* Demetron L.E.D. Radiómetro	† MARC analizador de espectro	‡ Gigahertz spectrum analyzer		
				Salida	Potencia total	
	Abertura de medidor	7 mm	3.9 mm	15 mm	15 mm	
	Potencia Estándar (±10%)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²	670 mW	
	Potencia Alta Plus (±10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²	970 mW	
Potencia Xtra (± 10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²	1570 mW		
Luz de fotocurado VALO	Clasificaciones: IEC 60601-1 (Seguridad), IEC 60601-1-2 (EMC)			Peso: 8 onzas / 226 gramos (con cable) Longitud: 9.26 pulgadas / 23.5 cm Ancho: .79 pulgadas / 2 cm Longitud del cable: 7 pies / 2.1 metros		
Alimentación	Potencia: 9VDC a 2A Entrada: 100VAC a 240VAC Fuente de alimentación con enchufes universales VALO Ultradent P/N 5930			Clasificación: IEC 60601-1 (Seguridad) Largo del cable: 6 pies/1.8 metros La fuente de alimentación VALO proporciona un aislamiento de la red de alimentación eléctrica PRINCIPAL		
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: +10 °C a +32 °C (+50 °F a +90 °F) Humedad relativa: 10% a 95% Presión ambiental: 700 hPa a 1060 hPa					
Ciclo de trabajo:	La luz de fotocurado está diseñada para un funcionamiento a corto plazo. A la temperatura ambiente máxima (32 °C) 1 minuto encendida cambiando entre ciclos consecutivos, 30 minutos apagada (período de enfriamiento).					

Solución de problemas

Si las soluciones que se sugieren a continuación no rectifican el problema, por favor contacte a Ultradent en el 800.552.5512. Fuera de los Estados Unidos, llame a su distribuidor de Ultradent o a su distribuidor dental.	
Problema	Posibles soluciones
La luz no se enciende	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse el botón de cambio de tiempo/modo o el botón de encendido para salir del modo de ahorro de energía. 2. Verifique que ambos cables estén firmemente conectados entre sí y a la toma de corriente. 3. Verifique que la toma de corriente funciona correctamente.
La luz no se mantiene encendida durante el tiempo deseado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe las Luces de Modo y Tiempo para ver que se ha introducido el tiempo correcto. 2. Confirme que todas las conexiones entre los cables sean correctas. 3. Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación eléctrica.
La lámpara no polimeriza las resinas de manera adecuada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique la lente en busca de resinas/compuestos curados. 2. Utilizando la protección ocular contra radiación UV color ámbar, verifique que las Luces LED estén funcionando. 3. Verifique el nivel de potencia con un fotómetro. Si usa un fotómetro, Ultradent recomienda verificar la lámpara VALO en el modo de Potencia Estándar. <p>NOTA: La salida numérica verdadera estará sesgada debido a la inexactitud de los fotómetros comunes y el paquete de LED personalizado que VALO utiliza. Los fotómetros difieren ampliamente entre sí y están diseñados para puntas guía y lentes específicas de la luz.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Verifique la fecha de caducidad de la resina fotopolimerizable. 5. Asegúrese de que se siga la técnica adecuada (adhesivo/compuesto) según las recomendaciones del fabricante.
No se puede cambiar el modo o los intervalos de tiempo	Mantenga presionados los botones Tiempo/Modo y Encendido hasta que una serie de pitidos indique que la luz de fotocurado está desbloqueada.

9. Información variada

Guía y Declaración del Fabricante para Emisiones Electromagnéticas		
La luz de fotocurado VALO está diseñada para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario debe asegurarse de usarlo en un entorno de tales características. ADVERTENCIA: Utilice únicamente accesorios, cables y fuentes de alimentación autorizados para evitar un funcionamiento inadecuado, el aumento de las emisiones electromagnéticas o la disminución de la inmunidad electromagnética.		
Prueba de emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético - guía
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	VALO utiliza un adaptador de 9VDC de grado médico de Globtek, funciona con protección contra caídas de tensión, y proporciona EMI, RF y supresión de sobretensiones limitadas.
Emisiones de armónicos IEC 61000-3-2	Clase B	
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Clase A	VALO utiliza energía eléctrica y electromagnética solo para sus funciones internas. Por lo tanto, cualquier emisión de RF es muy baja y tiene poca probabilidad de causar interferencia en los equipos electrónicos cercanos.
Fluctuaciones de tensión/emisiones de parpadeo IEC 61000-3-3	CUMPLE	VALO es adecuada para su uso en todos los establecimientos, incluidos los establecimientos domésticos y aquellos conectados directamente a la red pública de suministro de energía de baja tensión que suministra a los edificios para uso doméstico.

Guía y Declaración del Fabricante para Inmunidad Electromagnética			
La luz de fotocurado VALO está diseñada para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario debe asegurarse de usarlo en un entorno de tales características.			
Prueba de INMUNIDAD	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Guía sobre el Entorno Electromagnético
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contacto ± 15 kV aire	± 8 kV contacto ± 15 kV aire	El entorno físico debe limitarse a lo siguiente: 1. Código IP: IP20 2. No sumergir en líquidos. 3. No usar cerca de gas inflamable. La unidad es no APG y no AP. 4. Límites de humedad del almacenamiento: 10% - 95% 5. Límites de temperatura de almacenamiento: 10 °C - 40 °C
Ráfaga/transitorios eléctricos rápidos IEC 61000-4-4	± 2 kV para las líneas de suministro de alimentación ± 1 kV para líneas de entrada / salida	± 2 kV para las líneas de suministro de alimentación Nota 1: VALO no tiene puertos E/S	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno residencial, comercial, hospitalario o militar típico.
Sobrecarga IEC 61000-4-5	± 1 kV línea a línea ± 2 kV línea a tierra	± 1 kV línea a línea ± 2 kV línea a tierra	
Tensión, caídas, cortocircuitos, interrupciones y variaciones en las líneas de entrada del suministro de alimentación IEC 61000-4-11	<5% U (>95% de caída en U para 0.5 ciclo) 40% U (60% de caída en U para 5 ciclos) 70% U (30% de caída en U para 25 ciclos) <5% U (>95% de caída en U para 5 s)	<5% U (>95% de caída en U para 0.5 ciclo) 40% U (60% de caída en U para 5 ciclos) 70% U (30% de caída en U para 25 ciclos) <5% U (>95% de caída en U para 5 s) Nota 2: Se recupera automáticamente	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno residencial, comercial, hospitalario o militar típico. El adaptador de grado médico Globtek 9VDC que se suministra con la luz de fotocurado VALO funciona desde redes de alimentación de 100 VCA a 240 VCA y es capaz de reducir el apagón, EMI y la protección contra sobretensiones. Si el usuario de VALO requiere operaciones continuas sin interrupción de la red eléctrica, o la red eléctrica en cualquier región particular de un país se considera mala debido a un continuo apagón, un apagón total o condiciones de energía excesivamente ruidosas, se recomienda que el VALO se alimente desde una fuente de alimentación ininterrumpida o el cliente adquiera una unidad inalámbrica VALO.
Frecuencia de potencia (50/60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Los campos magnéticos de frecuencia energética deben estar en niveles característicos de una ubicación típica en un entorno residencial, de atención médica a domicilio, comercial, hospitalario o militar típico.

NOTA: U es la tensión de la red principal c.a. antes de la aplicación del nivel de prueba


Nota 1: La lámpara de fotocurado VALO no está equipada con ningún puerto ni ninguna línea de E/S accesible.

Nota 2: Si hay una caída del 95% en la tensión de red, VALO no funcionará. No tiene mecanismo interno de almacenamiento de energía. La luz de fotocurado VALO se apagará.

Cuando se restauran los niveles de energía, VALO se reiniciará y volverá al mismo estado previo a la pérdida de energía. La luz de fotocurado VALO se auto recuperará.

Guía y Declaración del Fabricante para Inmunidad Electromagnética para Sistemas de Soporte No Vitales

La luz de fotocurado VALO está diseñada para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario debe asegurarse de usarlo en un entorno de tales características.

Prueba de INMUNIDAD	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Guía sobre el Entorno Electromagnético
Conducción de RF	3 Vrms	3 Vrms	Los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles no deben utilizarse más cerca de ninguna parte de la luz de fotocurado VALO, incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
IEC 61000-4-6	150 kHz a 80 MHz	150 kHz a 80 MHz	
Radiated RF	3 V/m	3 V/m	Distancia de separación recomendada
IEC 61000-4-3	80 MHz a 2.5 GHz	80 MHz a 2.5 GHz	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz a } 2,5 \text{ GHz}$ <p>P es la clasificación de potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).</p> <p>Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, según lo determinado por un estudio de emplazamientos electromagnéticos, deben ser menores que el nivel de cumplimiento en cada intervalo de frecuencia.</p> <p>Se pueden producir interferencias cerca del equipo marcado con el siguiente símbolo:</p> 

NOTA 1: a los 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencia más alto.

NOTA 2: estas pautas podrían no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de las estructuras, objetos y personas.

a Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para los teléfonos de radio (celulares/inalámbricos) y las radios móviles terrestres, las emisoras de radioaficionados, las transmisiones de radio AM y FM y las transmisiones de televisión no se pueden predecir teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de RF fijos, debe considerarse un estudio electromagnético del lugar. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se usa la lámpara de fotocurado VALO excede el nivel de cumplimiento de RF aplicable anterior, debe observarse la lámpara VALO para verificar su funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, como reorientar o reubicar la lámpara VALO.

b En el intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

Guía y declaración de fabricación para las distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles y la lámpara de fotocurado VALO

La lámpara de fotocurado VALO está diseñada para su uso en un entorno electromagnético en el que se controlan las perturbaciones de RF irradiadas. El usuario de la lámpara VALO puede ayudar a prevenir la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles (transmisores) y la lámpara VALO como se recomienda a continuación, según la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Potencia nominal de salida máxima del transmisor (P en vatios)	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (metros)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2.5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.12 metros	0.035 metros	0.07 metros
0.1	0.37 metros	0.11 metros	0.22 metros
1	1.7 metros	0.35 metros	0.7 metros
10	3.7 metros	1.11 metros	2.22 metros
100	11.7 metros	3.5 metros	7.0 metros

La lámpara de fotocurado VALO se ha probado de acuerdo con la norma IEC 60601-1-2:2014 y se ha pasado bajo intensidades de campo radiado de 10 V/m entre 80 MHz y 2.5 GHz. El valor de 3Vrms corresponde a V1 y el valor 10 V/m corresponde a E1 en las fórmulas anteriores.

Para los transmisores clasificados con una potencia de salida máxima no enumerada anteriormente, la distancia de separación recomendada d en metros (m) se puede calcular utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la clasificación de potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

NOTA 1: a 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el intervalo de frecuencia más alto.

NOTA 2: estas pautas podrían no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de las estructuras, objetos y personas.

LAMPADA FOTOPOLIMERIZATRICE

1. Descrição do Produto


Com seu espectro de banda larga, o VALO é projetado para polimerizar todos os produtos fotopolimerizáveis na faixa de comprimento de onda de 385-515nm de acordo com a ISO 10650.

O VALO possui uma fonte de alimentação internacional de categoria médica e é adequado para plugues elétricos de 100 a 240 volts. A peça de mão está concebida para repousar num suporte de unidade dentária standard ou pode ser montada de forma personalizada através do suporte incluído no conjunto.

Componentes do produto:

- 1 - Fotopolimerizador VALO com cabo de 7 pés / 2,1 metros
- 1 - Fonte de alimentação internacional de 9 volts, de nível médico, com cabo de 1,8 m / 6 pés e plugues universais
- 1 - Pacote de amostra de barreiras protetoras VALO
- 1 - Protetor de luz VALO
- 1 - Suporte de montagem do fotopolimerizador com fita adesiva de dupla face

Vista geral dos comandos:



O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes da utilização imprópria desta unidade e/ou para qualquer outra finalidade além das Se responsabiliza instruções. Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações nas FDS antes de usar.

2. Indicações de Uso/Finalidade Pretendida

A fonte de iluminação para a polimerização de materiais de restauração dentária fotoativados e adesivos.

3. Avisos e Precauções

Grupo de Risco 2

CUIDADO UV emitido por este produto. A exposição pode provocar Irritação nos olhos ou na pele. Use uma proteção apropriada.

CUIDADO Este produto emite radiações ópticas possivelmente perigosas. Não olhe para a lâmpada em funcionamento. Pode ser prejudicial para os olhos.

- NÃO olhar diretamente para a saída de luz. O paciente, o clínico e assistentes devem sempre usar proteção ocular UV de cor âmbar quando o VALO estiver em uso.
- Para evitar o risco de choque elétrico, não é permitida nenhuma modificação deste equipamento. Use somente a fonte de alimentação e os adaptadores de plugue Ultradent VALO Inclusos. Se esses componentes estiverem danificados, não use e ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente Ultradent para solicitar uma substituição.
- Equipamentos de comunicação por RF portáteis podem degradar o desempenho se usados a menos de 30 cm (12 pol).
- Use somente acessórios, cabos e fontes de alimentação autorizados para evitar operação inadequada, aumento de emissões eletromagnéticas ou diminuição da imunidade eletromagnética (consulte a seção Emissões eletromagnéticas).
- Para evitar o risco de irritação ou lesão térmica, evite ciclos de cura consecutivos e não exponha tecidos moles bucais muito próximos por mais de 10 segundos em qualquer modo. Se forem necessários tempos de cura mais longos, use vários ciclos de cura mais curtos ou use um produto de cura dupla para evitar o aquecimento do tecido mole.
- Tenha cuidado ao tratar pacientes que sofrem de reações fotobiológicas adversas ou sensibilidades, pacientes que estão em tratamento quimioterápico ou pacientes em tratamento com medicação fotossensibilizante.
- Esta unidade pode estar sujeita a campos magnéticos fortes ou campos eletrostáticos que poderão afetar a programação. Se suspeitar que esta situação ocorreu, desligue a unidade temporariamente do plugue e depois ligue-a novamente.
- NÃO limpe o fotopolimerizador VALO com detergentes cáusticos ou abrasivos, autoclave nem mergulhe em qualquer tipo de banho de ultrassons, desinfetante, solução de limpeza ou líquido. O não cumprimento das instruções de processamento incluídas pode tornar o dispositivo inoperante.
- Para ajudar a evitar a contaminação cruzada e ajudar a evitar que o material compósito dentário adira à superfície da lente e do corpo do equipamento, deve ser usada uma manga de barreira sobre o VALO em cada uso.
- Para evitar o risco de contaminação cruzada, as barreiras protetoras são de uso único por paciente.
- Para reduzir o risco de corrosão, remova a barreira protetora após o uso.
- Para reduzir o risco de resinas sub-polimerizadas, não use o fotopolimerizador se a lente estiver danificada.

4. Instruções passo a passo

Preparação

1. Ligue o cabo de alimentação de 9 volts ao cabo da peça de mão.
2. Conecte o cabo de alimentação a qualquer tomada elétrica (100-240 VAC). A peça de mão VALO soará duas vezes ao ligar, e as luzes de temporização acenderão indicando que a luz está pronta para uso.
3. Coloque o fotopolimerizador num suporte de montagem da unidade odontológica padrão ou suporte de montagem de acessórios até que esteja pronto para uso.
4. Antes de cada uso, coloque uma nova barreira protetora sobre o fotopolimerizador.

Instalação de barreiras protetoras higiênicas:

A barreira protetora é personalizada para o corpo do equipamento e mantém a superfície do fotopolimerizador limpa. A barreira protetora ajuda a evitar a contaminação cruzada e ajuda a evitar a adesão de material compósito dentário à superfície da lente e ao corpo do fotopolimerizador e evita a descoloração provocada pelas soluções de limpeza.

Nota:

- A utilização da barreira protetora reduz a emissão de luz em 5-10%. Devido à alta potência de saída do fotopolimerizador, a polimerização mostrou ser substancialmente equivalente.
- O fotopolimerizador deve ser limpo e desinfetado com agentes de limpeza e/ou desinfecção adequados após usado em cada paciente. Consulte a seção intitulada Processamento.

Escudo de luz VALO:

- O Protetor de luz VALO tem uma forma oval, pode ser rodado para uma máxima utilização e pode ser utilizado com uma manga de barreira transparente.

Uso

1. Cada modo de energia é usado para a polimerização de materiais dentários com fotoiniciadores. Consulte o Guia do Modo Rápido para saber os tempos de polimerização recomendados.

NOTA: O Fotopolimerizador está programado para mudar do modo de Potência Standard para o modo Alta Potência e para o modo Potência Xtra em sequência. Por exemplo, para mudar do modo de Potência Standard para o modo Potência Xtra é necessário passar para o modo Alta Potência e depois para o modo Potência Xtra.

2. O fotopolimerizador guarda sempre o último intervalo de tempo utilizado e o modo, e volta para a predifinição desse intervalo de tempo sempre que os modos forem alterados ou se as baterias forem removidas.

Operação

MODO DE POLIMERIZAÇÃO: Modo de Potência Standard

INTERVALOS DE TEMPO: 5, 10, 15, 20 segundos.

- O Fotopolimerizador volta para este modo quando ligado novamente. A luz de Modo/Estado ficará verde e as quatro luzes verdes de temporização se acenderão, indicando o modo de Potência Standard.
- Para alterar os intervalos de tempo rapidamente pressione o botão Mudar Tempo/Modo
- Aperte o botão Potência para polimerizar. Para parar a polimerização antes da conclusão de um intervalo de tempo, aperte novamente o botão Potência.

MODO DE POLIMERIZAÇÃO: Modo Alta Potência

INTERVALOS DE TEMPO: 1, 2, 3, 4 segundos.

- No modo Potência Standard, pressione o botão Mudar Tempo/Modo durante 2 segundos soltando em seguida. A luz de Modo/Estado ficará laranja e as quatro luzes verdes de temporização se acenderão piscando, indicando o modo de Alta Potência.
- Para alterar os intervalos de tempo aperte rapidamente o botão Mudar Tempo/Modo
- Aperte o botão Potência para polimerizar. Para parar a polimerização antes da conclusão de um intervalo de tempo, aperte novamente o botão de ativação.
- Para voltar ao modo Potência Standard, pressione o botão Mudar Tempo/Modo durante 2 segundos e solte-o, isto mudará para o modo Potência Xtra. Pressione e segure novamente por 2 segundos e solte. A luz de Modo/Estado ficará verde e as quatro luzes verdes de temporização se acenderão, indicando o modo de Potência Standard.

MODO DE POLIMERIZAÇÃO: Modo Potência Xtra

INTERVALO DE TEMPO: apenas 3 segundos (Nota: o modo Potência Xtra tem um atraso de segurança de 2 segundos no fim de cada ciclo para limitar o aquecimento durante a polimerização consecutiva. No final do atraso soará um bip indicando que a unidade está pronta para utilização).

- No modo Potência Standard, pressione o botão Mudar Tempo/Modo durante 2 segundos, solte-o, pressione novamente durante 2 segundos e solte-o. A luz de Modo/Estado ficará laranja piscando e as três luzes verdes de temporização se acenderão piscando, indicando o modo Potência Xtra.
- Aperte o botão Potência para polimerizar. Para parar a polimerização antes da conclusão de um intervalo de tempo, aperte novamente o botão de ativação.
- Para voltar ao modo Potência Standard, pressione o botão mudar Tempo/Modo durante 2 segundos e solte-o. A luz de Modo/Estado ficará verde e as luzes verdes de temporização se acenderão, indicando o modo de Potência Standard.

Modo Suspensão: O fotopolimerizador passará para o Modo de SUSPENSÃO após 1 hora de inatividade, conforme indicado por um piscar lento da luz de modo/estado. Pressionar qualquer botão ligará o fotopolimerizador e fará com que volte automaticamente à última configuração usada.

Limpar

1. Descarte as barreiras protetoras usadas com o lixo normal após seu uso com cada paciente.
2. Veja Seção de Processamento.

Instruções para o suporte de montagem

1. O suporte deve ser montado numa superfície plana e livre de óleo.
2. Limpe a superfície com álcool.
3. Retire a película da fita adesiva do suporte.
4. Posicione o suporte de modo que o fotopolimerizador se desloque para cima quando retirado. Pressione firmemente até ficar no lugar.

Guia Rápido de Modos

Modo	Potência Standard				Alta Potência				Potência Xtra
Botão Potência									
LEDs Modo/Tempo									
Botões Tempo									
Opções de tempo	5s	10s	15s	20s	1s	2s	3s	4s	Apenas 3 s
Para alterar o Tempo	Aperte e solte o botão Tempo rapidamente para percorrer as opções de tempo.								
Para mudar de modo	Aperte o botão Tempo durante 2 segundos e solte. O VALO mudará para o modo seguinte.								
Legenda	LEDs acesos ● ●				LEDs piscando ✨ ✨				

Guia Rápido de Polimerização:

Tempos de polimerização recomendado para resultados excelentes com o VALO			
Modo	Modo Standard	Modo Alta potência	Modo Potência Xtra
Por camada	Uma polimerização de 10 segundos	Duas polimerizações de 4 segundos	Uma polimerização de 3 segundos
Polimerização final	Duas polimerizações de 10 segundos	Três polimerizações de 4 segundos	Duas polimerizações de 3 segundos
<p>Nota: As configurações e tempos de exposição podem necessitar de ser ajustados devido à reatividade do composto, à sombra, à distância da lente da luz ao composto e à profundidade da camada composta. Cabe ao dentista conhecer a exigência do material que está usando para determinar o tempo e as configurações adequadas.</p>			

Guia Rápido de Advertências

Advertências	
Ligue para a Assistência ao cliente para reparo	Call Customer Service for Repair
<ul style="list-style-type: none"> • Sem som • Intermitente, 2 segundos • Permite a operação 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 bips contínuos • Proíbe as operações

5. Manutenção

Reparação

Reparos feitos pelo usuário

1. Verifique periodicamente se a lente apresenta vestígios de resinas dentárias polimerizadas. Se necessário, utilize um instrumento odontológico não diamantado para remover cuidadosamente a resina aderida.
2. Os fotômetros diferem bastante e estão concebidos para pontas de guias de luz e lentes específicas. A Ultradent recomenda a verificação da potência em modo de Potência Standard. NOTA: a saída numérica real será distorcida devido à inexistência dos fotômetros comuns e ao conjunto LED personalizado do fotopolimerizador.

Reparos pelo fabricante

1. Os reparos devem ser efetuados apenas por pessoal de assistência autorizado. A Ultradent pode fornecer ao pessoal de serviço com documentação para fazer reparos.

Garantia

A Ultradent garante que, durante um período de 5 anos*, este instrumento se encontrará em conformidade, em todos os aspectos materiais, com as especificações estabelecidas na documentação Ultradent anexa ao produto e livre de defeitos materiais ou defeitos de fábrica. Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original e não é transmissível. Todos os produtos defeituosos deverão ser devolvidos à Ultradent. Não existem componentes no sistema VALO passíveis de serem assistidos pelo utilizador. A manipulação do VALO irá invalidar esta garantia.

A garantia do VALO não cobre danos provocados pelo cliente. Por exemplo; se o VALO for utilizado de forma incorreta ou deixado cair e partir a lente, o cliente seria responsável pelo custo de qualquer reparação.

*Com o comprovante de compra indicando a data de venda ao Dentista.

6. Processamento

Após cada utilização, embeber uma gaze ou tecido suave com um desinfetante de superfícies aprovado e limpar a superfície e a lente.

PRODUTOS DE LIMPEZA ACEITÁVEIS:

- Spray desinfetante Lysol Brand III (Recomendado)
- Álcool isopropílico
- Produtos de limpeza à base de álcool etílico
- Lysol® Concentrado (apenas à base de álcool)

DETERGENTES INACEITÁVEIS - NÃO USE:

- Detergentes alcalinos fortes de qualquer tipo, inclusive sabonetes para as mãos e detergentes de louça
- Produtos de limpeza à base de alvejante (ex. Clorox™*, Sterilox™*)
- Produtos de limpeza à base de peróxido de hidrogênio
- Produtos de limpeza abrasivos (ex. Comet Cleanser™*)
- Produtos de limpeza à base de acetona ou hidrocarbonetos
- MEK (Methyl Ethyl Ketone)
- Birex®*
- Glutaraldeído
- Produtos de limpeza à base de cloro de amônio quaternário
- Soluções ou toalhetes Cavicide™*
- Produtos Cavicide™* (sem alvejante)**

*Marca registrada de uma empresa que não é a Ultradent

** Se usado, a cor pode desvanecer

Limpeza do protetor de luz

- Desinfete o protetor de luz VALO a frio utilizando qualquer desinfetante para superfícies. NÃO esterilizar em autoclave.

7. Armazenamento e Descarte




Armazenamento e transporte do fotopolimerizador:

- Temperatura: + 10°C a + 40°C (+ 50°F a + 104°F)
- Umidade relativa: 10% a 95%
- Pressão ambiente: 500 hPa a 1060 hPa


Após descartar resíduos eletrônicos (por exemplo, dispositivos, carregadores, baterias e fontes de alimentação), siga as diretrizes locais para resíduos e reciclagem.

8. Considerações Técnicas

Acessórios

Item	CE Information		
Mangas de Barreira VALO	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Alemanha	Fabricado por: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neenah, WI 54956 Fabricado nos EUA	Distribuído por: Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 EUA
Protetor de luz VALO			

Bandas de comprimentos de onda efetivas para polimerização de compósitos:



Informação técnica/Dados

Atributo	Informação/Especificação					
Lente	Diâmetro 9,75 mm					
Intervalo de comprimento de onda	<ul style="list-style-type: none"> Intervalo de comprimento de onda utilizável: 385 – 515nm Comprimentos de onda de pico: 395 – 415nm e 440 – 480nm 					
Tabela de Intensidade de Luz	Tabela de Comparação de Excitância Radiante Nominal				<p>A Excitância Radiante irá variar de acordo com a capacidade do instrumento, método de medição e colocação da luz.</p> <p>† Devem ser usados como referência radiômetros Demetron e analisadores de espectro MARC apenas por terem aberturas menores do que os fotopolimerizador VALO.</p> <p>* Devem ser usados radiômetros Demetron apenas como referência devido às Limitações de potência e resposta espectral.</p> <p>‡ A Excitância Radiante está em conformidade com a norma ISO 10650 quando medida com um analisador de espectro Gigahertz.</p>	
	Instrumento de medição	† * Demetron I.E.D. Radiômetro	† MARC analisador de espectro	‡ Analisador de espectro gigahertz		
	Aperture of Meter	7 mm	3.9 mm	Exitance		Total Power
	Potência Standard (± 10%)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²		670 mW
	Alta Potência Plus (± 10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²		970 mW
	Potência Xtra (± 10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²		1570 mW
Fotopolimerizador VALO	Classificações: IEC 60601-1 (Segurança), IEC 60601-1-2 (EMC)			Peso: 8 onças/226 gramas (com cabo) Comprimento: 9,26 polegadas/23,5 cm Largura: 0,79 polegadas/2 cm Comprimento do cabo: 7 pés/2,1 metros		
Alimentação eléctrica	Saída – 9VCC a 2A Entrada – 100VCA a 240VCA Fonte de alimentação: Ultradent P/N 5930 VALO com plugues universais			Classificação: IEC 60601-1 (Segurança) Comprimento do cabo - 6 pés/1,8 metros A fonte de alimentação VALO fornece isolamento da energia da rede eléctrica		
Condições de funcionamento	Temperatura: + 10°C a + 32°C (+ 50°F a + 90°F) Umidade relativa: 10% a 95% Pressão ambiente: 700 hPa a 1060 hPa					
Ciclo de trabalho:	O fotopolimerizador foi projetado para operações de curta duração. À temperatura ambiente máxima (32°C) 1 minuto de ciclo Ligado, 30 minutos desligado (período de arrefecimento).					

Resolução de problemas

Se as soluções sugeridas abaixo não corrigirem o problema, ligue para a Ultradent através do número 800.552.5512. Fora dos Estados Unidos, contacte o seu distribuidor Ultradent ou revendedor de material dentário.	
Problema	Possíveis soluções
A luz não liga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apertar o botão Mudar Tempo/Modo ou o botão de ativação para sair do modo Poupança de energia. 2. Verificar se os dois cabos estão firmemente ligados entre si e à tomada eléctrica. 3. Confirmar que existe corrente na tomada da parede.
A luz não fica ligada durante o tempo pretendido	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar se o tempo dos indicadores luminosos de Modo e Tempo está correto. 2. Confirmar se todas as ligações de cabos estão firmes. 3. Desligar e ligar novamente o cabo de alimentação à tomada eléctrica.
A luz não polimeriza as resinas adequadamente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar se a lente apresenta resíduos de resinas/compostos polimerizados. 2. Usando a proteção UV adequada dos olhos, verifique se as luzes LED estão funcionando. 3. Verificar o nível de potência com um fotômetro. Na utilização de um fotômetro, a Ultradent recomenda a verificação do VALO no modo Potência Standard. <p>NOTA: A saída numérica real será distorcida devido à inexactidão dos fotômetros comuns e ao conjunto LED personalizado que o VALO utiliza. Os fotômetros diferem bastante e estão concebidos para pontas de guias de luz e lentes específicas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Verificar a data de validade da resina de polimerização. 5. Assegurar que é seguida a técnica adequada (adesivo/composto) de acordo com as recomendações do fabricante.
Não é possível alterar o modo ou intervalos de tempo	Mantenha os botões Tempo/Modo e Potência pressionados até que uma série de bipes indique que o fotopolimerizador está desbloqueado.

9. Informações diversas

Orientações e declaração do fabricante sobre emissões eletromagnéticas		
O VALO destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário deve se certificar de que este será usado nesse ambiente. ADVERTÊNCIA: Use apenas acessórios, cabos e fontes de alimentação autorizados para prevenir operação inadequada, emissões eletromagnéticas aumentadas ou imunidade eletromagnética diminuída.		
Testes de emissões	Conformidade-de	Ambiente eletromagnético - orientações
Emissões de RF CISPR 11	Grupo 1	O VALO utiliza um adaptador Globtek de grau médico de 9VCC, opera com proteção contra a redução da tensão de linha e oferece uma supressão de EMI, RF e picos de corrente limitada.
Emissões de RF CISPR 11	Classe B	O VALO utiliza energia elétrica e eletromagnética somente para suas funções internas. Portanto, quaisquer emissões de RF são muito baixas e não deverão causar interferência nos equipamentos eletrônicos mais próximos.
Emissões harmônicas IEC 61000-3-2	Classe A	
Flutuações de tensão/emissões intermitentes IEC 61000-3-3	ESTÁ EM CONFORMIDADE	O VALO é adequado para uso em todos os estabelecimentos, inclusive em ambientes domésticos e em estabelecimentos ligados diretamente à rede de alimentação elétrica pública de baixa tensão, que alimenta os prédios residenciais.

Orientações e declaração do fabricante sobre imunidade eletromagnética			
O VALO destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário deve se certificar de que este será usado nesse ambiente.			
Teste de IMUNIDADE	Nível de teste IEC 60601	Nível de conformidade	Orientação sobre ambiente eletromagnético
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	Contato de ± 8 kV Ar de ± 15 kV	Contato de ± 8 kV Ar de ± 15 kV	<ol style="list-style-type: none"> O ambiente físico deve ser limitado às seguintes circunstâncias: <ol style="list-style-type: none"> Código IP: IP20 Não mergulhe em nenhum líquido. Não utilize perto de gases inflamáveis A unidade é não-APG e não-AP. Limites de umidade para armazenamento: 10% - 95% Limites de temperatura para armazenamento: 10°C - 40°C
Transientes elétricos rápidos/rajada IEC 61000-4-4	± 2 kV para linhas de alimentação elétrica ± 1 kV para linhas de entrada/saída	± 2 kV para linhas de alimentação elétrica Nota 1: O VALO não tem portas de E/S	A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser a mesma de uma rede típica residencial, comercial, hospitalar ou de um ambiente militar.
Pico IEC 61000-4-5	± 1 kV entre linhas ± 2 kV entre a linha e a terra	± 1 kV entre linhas ± 2 kV entre a linha e a terra	<p>A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser a mesma de uma rede típica residencial, comercial, hospitalar ou de um ambiente militar.</p> <p>O adaptador de grau médico Globtek de 9VCC fornecido com o VALO opera a partir de redes elétricas que variam de 100VAC – 240VAC e possui a capacidade de proteção limitada contra a redução da tensão de linha, EMI e proteção contra picos.</p> <p>Se o usuário do VALO necessitar de operações contínuas sem interrupção da rede, ou se a rede elétrica em qualquer região específica de um país for considerada ruim devido a condições contínuas de falta de luz, ou de excesso de ruído, recomenda-se que o VALO seja alimentado a partir de uma fonte de alimentação ininterrupta ou que o cliente compre uma unidade VALO Cordless.</p>
Quedas de tensão, curtos-circuitos, interrupções e variações nas linhas de entrada da alimentação elétrica IEC 61000-4-11	<p><5% U (>95% de queda em U durante 0,5 ciclo)</p> <p>40% U (>60% de queda em U durante 5 ciclos)</p> <p>70% U (30% de queda em U durante 25 ciclos)</p> <p><5% U (>95% de queda em U durante 5 s)</p>	<p><5% U (>95% de queda em U durante 0,5 ciclo)</p> <p>40% U (>60% de queda em U durante 5 ciclos)</p> <p>70% U (30% de queda em U durante 25 ciclos)</p> <p><5% U (>95% de queda em U durante 5 s)</p> <p>Nota 2: Auto-recuperação</p>	
Frequência da alimentação elétrica Campo magnético (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	
Os campos magnéticos de frequência da alimentação elétrica devem estar nos níveis característicos de um local típico em ambiente residencial, de assistência de saúde doméstica, comercial, hospitalar ou militar típicos.			


NOTA: U é a tensão c.a. da rede elétrica anterior à aplicação do nível de teste.

Nota 1: O Valo não está equipado com portas ou linhas de E/S acessíveis.

Nota 2: Se houver uma queda de 95% na tensão de rede, o VALO não funcionará. Não há um mecanismo de armazenamento interno de energia. O VALO desligará. Quando os níveis de energia forem restaurados, o VALO reiniciará e retornará ao mesmo estado antes da perda de energia. O Valo executará uma auto-recuperação.

Orientações e declaração do fabricante sobre imunidade eletromagnética para sistemas que não são de suporte à vida

O VALO destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário deve se certificar de que este será usado nesse ambiente.

Teste de IMUNIDADE	Nível de teste IEC 60601	Nível de conformidade	Orientação sobre ambiente eletromagnético
Condução de RF	3 Vrms	3 Vrms	Não devem ser usados equipamentos de comunicações RF portáteis e móveis próximo de qualquer parte do VALO, incluindo cabos, para além da distância de separação recomendada, calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de separação recomendada
IEC 61000-4-6	150 kHz to 80 MHz	150 kHz to 80 MHz	
RF irradiada	3 V/m	3 V/m	Distância de separação recomendada $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad \text{80 MHz a 800 MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad \text{800 MHz a 2,5 GHz}$ <p>Em que P é a potência de saída máxima do transmissor em watt (W) especificada pelo fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m).</p> <p>A intensidade de campo de transmissores de RF fixos conforme determinado por uma avaliação eletromagnética local, deve ser menor que o nível de conformidade em cada frequência.</p> <p>Podem ocorrer interferências na proximidade de equipamentos marcados com o seguinte símbolo: </p>
IEC 61000-4-3	80 MHz to 2.5 GHz	80 MHz to 2.5 GHz	

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a faixa de frequência mais alta.

NOTA 2 Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

a As intensidades de campo de transmissores fixos, como as estações-base de rádio (telemóvel/sem fios), telefones e outros rádios terrestres móveis, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM, e transmissão de TV não podem ser teoricamente previstas com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido aos transmissores de RF fixos, deve ser considerado um levantamento eletromagnético dos locais. Se a intensidade de campo medida no local em que o VALO é usado exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, o VALO deve ser observado para conformar o seu funcionamento normal. Se for observado um desempenho anormal, poderão ser necessárias medidas adicionais, como reorientar ou reposicionar o VALO.

b Na gama de frequências de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 3 V/m.

Orientação e Declaração do Fabricante para as distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicações por RF portáteis e móveis e o VALO

O VALO destina-se ao uso em um ambiente eletromagnético no qual as perturbações de RF irradiadas são controladas. O usuário do VALO pode ajudar a evitar interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis (transmissores) e o VALO conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

Potência de saída máxima nominal do transmissor (P em Watts)	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (metros)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 metros	0,035 metros	0,07 metros
0,1	0,37 metros	0,11 metros	0,22 metros
1	1,7 metros	0,35 metros	0,7 metros
10	3,7 metros	1,11 metros	2,22 metros
100	11,7 metros	3,5 metros	7,0 metros

O VALO foi testado de acordo com a IEC 60601-1-2: 2014 e foi aprovado para intensidades de campo irradiadas de 10 V/m entre 80 MHz a 2,5 GHz. O valor de 3Vrms corresponde a V1 e o valor 10 V/m corresponde a E1 nas fórmulas acima.

Para os transmissores com potência máxima de saída não listada acima, a distância de separação recomendada em metros (m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, em que P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequência mais elevada.

NOTA 2 Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

1. Produktbeskrivning


Med sitt bredbandspektrum är VALO avsedd att polymerisera alla ljushärdade produkter inom våglängdsintervallet 385-515nm per ISO 10650.

VALO har en internationell strömförsörjning av medicinsk kvalitet och är lämplig för ström uttag från 100 till 240 volt. Handstycket är avsett att sättas in en standardiserad dental konsolenhet eller också kan det specialmonteras med den konsolen som medföljer setet.

Produktens komponenter:

- 1 - VALO härdningsljus med en 2,1 meter lång sladd
- 1 - 9 volts med internationell strömförsörjning av medicinsk standard med en 1,8 meter lång sladd och universella kontakter
- 1 - VALO Barrier Sleeve proppakt
- 1 - VALO Ljusskärm
- 1 - Härdning av lättmonterat fäste med dubbelhäftande tejp

Översikt över kontrollutrustningen:



Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av felaktig användning av denna enhet och / eller för annat ändamål än de som beskrivs i dessa instruktioner. För alla produkter som beskrivs här, läs noggrant och sätt dig in i alla instruktioner och SDS-information före användning.

2. Indikationer för användning / avsett syfte

The source of illumination for curing photo-activated dental restorative materials and adhesives.

3. Varningar och försiktighetsåtgärder

Riskgrupp 2

WARNING UV utgår från denna produkt. Ögon eller hudirritation kan uppstå vid exponering. Använd lämplig avskärmning.

WARNING Farlig optisk strålning kan utgå från denna produkt. Titta inte direkt in i operationslampan. Kan vara skadligt för ögonen.

- TITTA INTE direkt in i ljusets stråle. Patient, kliniker och assistenter ska alltid ha bärnstensfärgat UV-ögonskydd när VALO används.
- För att förhindra risk för elektrisk stöt får inga ändringar göras på denna utrustning. Använd endast medföljande Ultradent VALO strömkällor och kontaktadapter. Om dessa komponenter är skadade ska utrustningen inte användas. Ring Ultradent kundservice för att beställa reservdelar.
- Bärbar radiofrekvent kommunikationsutrustning kan försämma funktionen om den används närmare än 30 cm (12 tum).
- Använd endast auktoriserade tillbehör, kablar och strömkällor för att förhindra felaktig användning, ökade elektromagnetiska utsläpp eller minskad elektromagnetisk immunitet (se avsnittet Elektromagnetiska utsläpp).
- För att förhindra risk för termisk irritation eller skada, undvik upprepade härdningscykler i tät följd och exponera inte orala mjukvävnader på kort avstånd i mer än 10 sekunder i något läge. Om längre härdningstider krävs, använd flera kortare härdningscykler eller använd en dubbelhärdningsprodukt för att undvika uppvärmning av mjukvävnad.
- Var försiktig vid behandling av patienter som kan få en fotobiologisk reaktion eller överkänslighet, patienter som behandlas med cellgifter eller patienter som behandlas med fotosensibiliserande mediciner.
- Denna enhet kan påverkas av starka magnetfält eller statiska elektriska fält, vilka kan störa programmeringen. Om du misstänker att så har skett, dra ur kabeln till enheten en stund och sätt sedan in den i uttaget igen.
- Torika INTE av VALO härdningslampa med frätande eller slipande rengöringsmedel, eller autoklaver eller sänk ner den i någon form av ultraljudsbad, desinfektionsmedel, rengöringsmedel eller vätska. Underlåtenhet att följa medföljande bruksanvisningar kan göra enheten oanvändbar.
- För att förhindra korskontaminering och förhindra att tandkompositmaterial ska fästa vid ytan på linsen och armen måste en barriärhylsa användas över VALO vid varje användning.
- För att undvika risken för korskontaminering är barriärhylsor engångsprodukter.
- För att minska risken för korrosion, ta bort barriärhysan efter användning.
- För att minska risken för otillräckligt härdade hartser, använd inte härdningslampa om linsen är skadad.

4. Instruktioner steg-för-steg

Föberedelse

1. Anslut 9-volts nätsladden till handstycket.
2. Anslut nätsladden till ett eluttag (100-240 VAC). VALO handstycke pipar två gånger när strömmen slås på och timerlamporna tänds, vilket innebär att lampan är klar att användas.
3. Placera hårdningslampan i ett vanligt monteringsfäste eller monteringsbeslag för tillbehör till tandvårdsenheten till den ska användas.
4. Före varje användning ska en ny barriärhylsa placeras över hårdningslampan.

Installera hygieniska barriärhylsor:

Den hygieniska barriärhylsan är specialanpassad efter hårdningslampan och håller ytan på hårdningslampan ren. Barriärhylsan bidrar till att förhindra korskontaminering, hjälper till att förhindra tandkompositmaterial från att fastna på lensens yta och hårdningslampan samt förhindrar missfärgning och korrosion från rengöringslösningar.

Obs:

- Användning av den hygieniska barriärhylsan minskar ljuseffekten med 5-10%. På grund av hårdningslampans höga uteffekt har hårdning visat sig vara väsentligen ekvivalent.
- Hårdningslampan måste rengöras och desinficeras med lämpliga rengörings- och / eller desinficeringsmedel efter varje patient. Se avsnittet Behandling.

VALO ljusskydd:

- VALO ljusskydd är ovalformat, kan roteras för maximal användning och kan användas med en transparent skyddshylsa.

Bruk

1. Varje effektläge används för hårdning av tandvårds material med fotoinitiatorer. Se Snabbåtgärdsguide för rekommenderade hårdningstider.
Obs: Hårdningslampan är programmerad för att gå från Standardström till högström till Xtraström-läget i ordning. Om du Lex vill byta från standardströmläge till Xtraström-läget, är det nödvändigt att först gå in i högströmläget och sedan till Xtraström-läget.
2. Hårdningslampan lagrar det senast använda tidsintervallet och läget, och det kommer att återgå till detta när lägena ändras eller om batterierna tas bort.

Drift

HÄRDNINGSLÄGE: Standardströmläge

TIDSINSTÄLLNINGSIKTERVALLER: 5, 10, 15, 20 sekunder.

- Hårdningslampan går automatiskt till det här läget när den FÖRST sätts på. Mode / Statuslampan blir grön och de fyra gröna Timing-lamporna lyser, vilket innebär standard strömläge.
- För att ändra tidsintervall trycker man snabbt på Time/Mode-knappen.
- För att hårdna, tryck på strömbrytaren. För att avbryta hårdningen före tidsinställningsintervallet fullbordats, tryck på nytt på strömbrytaren.

HÄRDNINGSLÄGE: Hög effekt-läge

TIDSINSTÄLLNINGSIKTERVALLER: 1, 2, 3, 4 sekunder.

- Från standard strömläge, tryck och håll in knappen för ändring av tid / läge i 2 sekunder och släpp sedan. Mode / Statuslampan blir orange och de fyra gröna Timing-lamporna lyser och blinkar, vilket innebär högströmläge.
- För att ändra tidsintervall trycker man snabbt på Time/Mode-knappen.
- För att hårdna, tryck på strömbrytaren. För att avsluta hårdningen före tidsintervallet fullbordats, tryck på nytt på strömbrytaren.
- För att återgå till standard strömläge, tryck och håll in knappen för ändring av tid / läge i 2 sekunder och släpp, så kommer man till Xtraström-läget. Tryck och håll nere i 2 sekunder och släpp. Mode / Statuslampan blir grön och de fyra gröna Timing-lamporna lyser, vilket innebär standardläge.

HÄRDNINGSLÄGE: Xtraström-läge

TIDSINTERVALL: Endast 3 sekunder (Obs! Xtraström-läget har en 2 sekunders säkerhetsfördröjning vid slutet av varje hårdningscykel för att begränsa uppvärmning under konsekutiv hårdning. Vid slutet av fördröjningen indikerar en ljussignal att enheten är redo för fortsatt användning).

- Från standard strömläge, tryck på knappen för byte av Tid / läge i 2 sekunder, släpp, håll nedtryckt i 2 sekunder och släpp. Läge / Statuslampan kommer att vara orange och blinka och tre av de gröna timerlamporna kommer att tändas och blinka vilket innebär Xtraström-läget.
- För att hårdna, tryck på strömbrytaren. För att avsluta hårdningen före tidsintervallet fullbordats, tryck på nytt på strömbrytaren.
- För att återgå till standard strömläge, tryck och håll nere Tid / Lägesknappen i 2 sekunder och släpp. Mode / Statuslampan blir grön och de gröna Timing-lamporna lyser, vilket innebär standard strömläge.

Viloläge: Hårdningslampan går in i VILO-läge efter 1 timmas inaktivitet, vilket indikeras av en långsam blinkning av läges- / statuslampan. Genom att trycka på valfri knapp kommer hårdningsluset att tändas och automatiskt återgå till den senast använda inställningen.

Städning

1. Kassera använda barriärhylsor i standardavfall efter varje patient.
2. Se Avsnittet Behandling.

Instruktioner till monteringsfästet

1. Fästet ska monteras på en plan, oljefri yta.
2. Rengör ytan med gnidningsalkohol.
3. Ta av baksidan på tejen till fästet.
4. Placera fästet så att hårdningslampan lyfts uppåt när den tas bort. Tryck det på plats ordentligt.

Snabb lägesguide.

Läge	Standard Power				High Power				Xtra Power
Strömknapp									
Läges / Timing-LEDs									
Tidsknapp									
Tidsalternativ	5s	10s	15s	20s	1s	2s	3s	4s	Endast 3 s
Ändra tiden	Tryck och släpp tidsknappen snabbt för att cykla genom tidsalternativen.								
Ändra läge	Tryck och håll inne tidsknappen i 2 sekunder och släpp den. VALO kommer att gå vidare till nästa läge.								
Förklaring	Solida LED-lampor				Blinkande lysdiode				

Snabbhärldningshandbok:

Rekommenderade härldningstider för optimala resultat med VALO			
Läge	Standardläge	Hög effekt-läge	Xtraström-läge
Per lager	En 10 sekunders härldning	Två 4 sekunders härldning	En 3 sekunders härldning
Sista härldning	Två 10 sekunders härldningar	Tre 4 sekunders härldningar	Två 3 sekunders härldningar
<p>Obs: Exponeringsinställningar och -tider kan behöva justeras på grund av kompositreaktivitet, skugga, avstånd från lampans lins till kompositen och djupet av kompositskiktet. Det är upp till tandvårdspersonalen att känna till kraven för det materialet som de använder för att bestämma lämplig tid och inställningar.</p>			

Snabbvarningsguide:

Varningar	
Ring kundservice för reparation	Ring kundservice för reparation
<ul style="list-style-type: none"> • Inget ljud • Blinkande, 2 sekunder • Tillåter drift 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 pip kontinuerligt • Stoppar drift

5. Underhåll

Reparera

Reparation av användaren

1. Kontrollera regelbundet om det finns härdad dentalharts på linsen. Vid behov, använd ett dentalinstrument utan diamanter för att försiktigt avlägsna eventuellt vidhäftat harts.
2. Ljusstyrare varierar avsevärt och är utformade för specifika ljusledningsspetsar och linser. Ultradent rekommenderar att uteffekten regelbundet kontrolleras i standardströmsläge.

Obs! Den korrekta numeriska uteffekten kommer att vara förvriden på grund av felaktigheten hos vanliga ljusmätare och det anpassade LED-paketet i hårdningslampan.

Reparation av tillverkaren

1. Reparationer ska endast utföras av auktoriserad servicepersonal. Ultradent förser servicepersonalen med dokumentation för att utföra reparationer.

Garanti

Ultradent garanterar härmed att detta instrument i allt väsentligt ska uppfylla alla specifikationer enligt Ultradents dokumentation som medföljer produkten och vara fri från eventuella brister i material eller utförande under en period av 5 år. Denna garanti gäller endast den ursprungliga köparen och kan inte överföras. Alla defekta produkter skall skickas tillbaka till Ultradent. Det finns inte några komponenter i VALO-systemet som användare kan utföra service på. Denna garanti gäller inte om det har gjorts ändringar i VALO. VALO-garantin täcker inte skador åsamkade av kunder. Till exempel, om en VALO skulle användas på fel sätt eller tappas så att linsen går sönder ska kunden stå för kostnaderna för eventuella reparationer.

*Med försäljningskvitto som anger datumet för försäljning till tandläkaren.

6. Bearbetning

Efter varje användning, fukta en gasbinda eller en mjuk trasa med ett godkänt ytdesinfektionsmedel och torka ytan och linsen.

GODKÄNDA RENGÖRINGSMEDEL:

- Desinficeringspray Lysol Brand III (rekommenderas)
- Isopropylalkohol
- Etanolbaserade rengöringsmedel
- Lysol® * Koncentrat (endast alkoholbaserad)

FÖRBJUDNA RENGÖRINGSMEDEL - ANVÄND INTE:

- Starkt alkaliskt rengöringsmedel, oavsett typ, inklusive handtvål och diskmedel
- Blekmedelsbaserade rengöringsmedel (t ex Clorox™ *, Sterilox™ *)
- Väteperoxidbaserade rengöringsmedel
- Slipande rengöringsmedel (t ex Comet Cleanser™ *)
- Aceton- eller kolvätebaserade rengöringsmedel
- MEK (metyletylketon)
- Birex® *
- Gluteraldehyd
- Kvaternära ammoniumkloridsaltbaserade rengöringsmedel
- Cavicide™ * lösning eller våtservetter
- Cavicide™ * produkter (icke-blekmedel) **

* Varumärke tillhörande ett annat företag än Ultradent

** Om sådant används kan färgen blekna

Rengöring av ljusskyddet:

- Kalldesinficera VALO ljusskydd med hjälp av något ytdesinfektionsmedel. Autoklavera INTE.

7. Förvaring och bortskaffande




Hårdningsljus Förvaring och transport:

- Temperatur: +10 °C till + 40 °C (+ 50 °F till + 104 °F)
- Relativ luftfuktighet: 10 % till 95 %
- Omgivningstryck: 500 hPa till 1060 hPa


Vid bortskaffande av elektroniskt avfall, (dvs. enheter, laddare, batterier och strömförsörjning) följ lokala avfalls- och återvinningsföreskrifter.

8. Tekniska överväganden

Tillbehör

Artikel	CE-information		
VALO Barriärhylsor	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Tyskland	Tillverkad av: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neehah, WI 54956 Tillverkad i USA	Levererad av: Ultradent Products Inc. 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 USA
VALO Lampsärm			

Effektiva kompositihärdande våglängdsband:



Teknisk information / Data

Egenskaper	Information / specifikation					
Lins	Diameter 9,75 mm					
Våglängdsintervall	<ul style="list-style-type: none"> Användbart våglängdsintervall: 385 - 515 nm Toppvåglängder: 395 - 415nm och 440 - 480nm 					
Ljusstyrke-tabell	Tabell över nominell strålningsutgångsjämförelse					<p>Strålningsutgången kommer att variera beroende på instrumentets kapacitet, mätmetod och lampans placering.</p> <p>† Demetron radiometrar och MARC spektrumanalysatorer bör användas som referens på grund av att de har mindre öppningar än VALO härdningslampor.</p> <p>* Demetron radiometrar bör användas som referens på grund av begränsningar i effekt och spektralt respons.</p> <p>‡ Strålningsutgång överensstämmer med ISO 10650 vid mätning med en Gigahertz spektrumanalysator.</p>
	Mät-instrument	** Demetron L.E.D. Radiometer	† MARC Spektrum-analysator	‡ Gigahertz-spektrum-analysator		
				Utgång	Total-effekt	
	Mätaröppning	7 mm	3,9 mm	15 mm	15 mm	
	Standard-effekt (±10 %)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²	670 mW	
	Högström Ström Plus (±10 %)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²	970 mW	
Xtrastrom (± 10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²	1570 mW		
VALO Härdnings-lampa	Märkdata: IEC 60601-1 (Säkerhet), IEC 60601-1-2 (EMC)			Vikt: 8 gram / 226 gram (med kabel) Längd: 9,26 tum / 23,5 cm Bredd: .79 tum / 2 cm Kabellängd: 7 fot / 2,1 meter		
Strömkälla	Utteffekt – 9 VDC vid 2A Ineffekt – 100 VAC till 240 VAC Ultradent P/N 5930 VALO Strömförsörjning med universal-kontakter			Märkdata: IEC 60601-1 (Säkerhet) Kabellängd – 180 cm Strömförsörjning via VALO tillhandahåller isolering från nätströmmen		
Drift-förhållan-den	Temperatur: + 10 °C till + 32 °C (+ 50 °F till + 90 °F) Relativ luftfuktighet: 10 % till 95 % Omgivningstryck: 700 hPa till 1060 hPa					
Driftcykel	Härdningslampan är konstruerad för kortvarig drift. Vid maximal omgivningstemperatur (32 °C) 1 minut på kontinuerlig genomgång, 30 minuter AV (nedkylnings-tid).					


Felsökning

Om lösningarna som föreslås nedan inte löser problemet, vänligen ring Ultradent på +1 800 552 5512. Utanför USA: ring din Ultradent-distributör eller återförsäljare av tandvårdsmaterial.	
Problem	Möjliga lösningar
Ljuset tänds inte	<ol style="list-style-type: none"> Tryck ner knappen för ändring av Tid/Läge eller Strömbrytaren för att väcka upp VALO från Energisparläget. Kontrollera att de båda elektriska ledningarna är ordentligt kopplade till varandra och till det elektriska uttaget. Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.
Ljuset förblir inte tänt tillräckligt länge	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera att Läges- och Timerlamporna är inställda på korrekt tid. Kontrollera att alla kabelkopplingar sitter fast ordentligt. Dra ur och sätt tillbaka elkabeln i det elektriska uttaget.
Lampnan hårdar inte hartset ordentligt	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera att det inte finns överbliven härdad harts/komposit på linsen. Kontrollera att LED-lamporna fungerar under användning av lämpligt barnstansfärgat UV-ögonskydd. Kontrollera effektiviteten med en ljusmätare. Om du använder en ljusmätare rekommenderar Ultradent att du kontrollerar VALO i standard strömläge. <p>OBS: Den korrekta numeriska utteffekten kommer att vara förvriden på grund av felaktigheten hos vanliga ljusmätare och det anpassade LED-paketet som VALO använder. Ljusmätare varierar avsevärt och är utformade för specifika ljusledningsspetsar och linser.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrollera utgångsdatum för härdningshartset. Kontrollera att korrekt teknik följs (vidfästande/komposit) enligt tillverkarens rekommendationer.
Kan inte ändra läge eller tidsintervaller	Håll inne både tid / läges och strömknapparna tills en serie pip visar att härdningslampan är uppläst.

9. Diverse Information

Riktlinjer och tillverkarens deklARATION om elektromagnetisk emission		
VALO är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljön som anges nedan. Kunden eller användaren ska se till att den används i en sådan miljö. WARNING: Använd endast auktoriserade tillbehör, kablar och nätaggregat för att förhindra felaktig användning, ökade elektromagnetiska utsläpp eller minskad elektromagnetisk immunitet.		
Emissionstest	Efterlevnad	Elektromagnetisk miljö – riktlinjer
RF-emissioner CISPR 11	Grupp 1	VALO utnyttjar en Globtek 9VDC adapter för medicinskt bruk, fungerar med brunt ut skydd, och ger begränsad EMI, RF, och överspanningsskydd.
RF-emission CISPR 11	Klass B	VALO använder endast elektrisk och elektromagnetisk energi för sina interna funktioner. Därför är alla RF-emissioner mycket låga och kan inte orsaka störningar på närbelaggen elektronisk utrustning.
Harmoniska emissioner IEC 61000-3-2	Klass A	
Spänningsfluktuationer / flimmerutsläpp IEC 61000-3-3	ÖVERENS-STÄMMELSE	VALO kan användas på alla anläggningar, inklusive i privata hem och andra som är direkt kopplade till det offentliga nätverket för lågspänningsförsörjning som förser byggnader för privat bruk.

Riktlinjer och tillverkarens deklARATION om elektromagnetisk immunitet			
VALO är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljön som anges nedan. Kunden eller användaren ska se till att den används i en sådan miljö.			
Immunitetstest	IEC 60601 testnivå	Efterlevnadsnivå	Elektromagnetisk miljö riktlinjer
Elektrostatisk urladdning (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 15 kV luft	± 8 kV kontakt ± 15 kV luft	Den fysiska miljön bör begränsas till följande: 1. IP-kod: IP20 2. Sänk inte ner i vätska. 3. Använd inte i närheten av brandfarliga gaser. Enheten är icke-APG och icke-AP. 4. Intervall för luftfuktighet vid förvaring: 10% - 95% 5. Temperaturintervall vid lagring: 10 °C-40 °C
Snabba elektriska transienter/pulsar IEC 61000-4-4	± 2 kV för nätaggregatsledning ± 1 kV för ingång / utgångsledningar	± 2 kV för nätaggregatsledning Anteckning 1: VALO har inga I / O-portar	Nätspänningskvaliteten ska vara samma som i en typisk bostads, kommersiell eller sjukhus eller militär miljö
Swalling IEC 61000-4-5	± 1 kV ledning till ledning ± 2 kV ledning till jord	± 1 kV ledning till ledning ± 2 kV ledning till jord	
Spänningsdippar, kortslutningar och variationer i ingående strömförsörjningsledning IEC 61000-4-11	<5 % U (> 95 % dip i U under 0,5 cykel) 40 % U (60 % dip i U under 5 cykler) 70 % U (30 % dip i U under 25 cykler) <5 % U (> 95 % dip i U i 5 s)	<5 % U (> 95 % dip i U under 0,5 cykel) 40 % U (60 % dip i U under 5 cykler) 70 % U (30 % dip i U under 25 cykler) <5 % U (> 95 % dip i U i 5 s) Anmärkning 2: Återaktiverar automatiskt	Nätspänningskvaliteten ska vara samma som i en typisk bostads, kommersiell eller sjukhus eller militär miljö. Globtek 9VDC medicinska adapter som levereras med VALO fungerar från nätaggregat som sträcker sig från 100VAC - 240VAC och begränsad brunt ut kan förekomma samt EMI och överspanningsskydd. Om VALO-användaren kräver kontinuerlig drift utan strömbrott, eller om elnätet i en viss region i ett land anses vara undermåligt på grund av kontinuerliga utbrott, brun-ut, svart-ut eller mycket högljuda bullerförhållanden, rekommenderas det att VALO drivs från en avbrottsfri strömförsörjning eller att kunden köper en VALO sladdlös enhet.
Strömfrekvens (50/60 Hz) magnetfält IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Magnetfält med strömfrekvens bör vara på nivåer som är karakteristiska för en typisk plats i en typisk bostads-, hemhälsovård, kommersiell, sjukhus eller militär miljö.
OBS: U är växelströmsnätspänningen före tillämpning av testnivån Anteckning 1: VALO är inte utrustad med några portar eller några tillgängliga I / O-linjer. Anmärkning 2: Om ett fall på 95 % skulle inträffa i nätspänningen, kommer VALO inte att fungera. Den har ingen intern lagringsmekanism för energi. VALO stängs av. När strömnivåerna återställs, startar VALO om och återgår till samma tillstånd som före strömbrottet. VALO kommer att återhämta sig.			

Riktlinjer och tillverkarens deklARATION för elektromagnetisk immunitet för icke livsuppehållande system			
VALO är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljön som anges nedan. Kunden eller användaren ska se till att den används i en sådan miljö.			
Immunitetstest	IEC 60601 testnivå	Efterlevnadsnivå	Elektromagnetisk miljö riktlinjer
Konduktions-RF	3 Vrms	3 Vrms	Bärbär och mobil radiofrekvent kommunikationsutrustning ska inte användas närmare någon del av VALO, inklusive kablar, än det rekommenderade separationsavståndet beräknat från ekvationen som gäller för sändarens frekvens. Rekommenderat separationsavstånd
IEC 61000-4-6	150 kHz till 80 MHz	150 kHz till 80 MHz	
Strålad radiofrekvens	3 V/m	3 V/m	
IEC 61000-4-3	80 MHz till 2,5 GHz	80 MHz till 2,5 GHz	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz till } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz till } 2,5 \text{ GHz}$ <p>P är sändarens maximala utgångseffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare och d är det rekommenderade separationsavståndet i meter (m).</p> <p>Fältstyrkor från fasta radiofrekventa sändare, som bestäms under en elektromagnetisk platsundersökning, bör vara mindre än överensstämmelsenivån i varje frekvensområde.</p> <p>Störning kan inträffa i närheten av utrustning märkt med följande symbol:</p> 
<p>ANM. 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.</p> <p>ANM. 2 Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor.</p> <p>a Fältstyrka från fasta sändare, såsom basstationer för radio (mobilttelefoner / trådlösa) telefoner och landmobilradioapparater, amatörradio, radiosändningar på AM och FM och TV-sändningar kan inte förutsägas teoretiskt med noggrannhet. För att bedöma den elektromagnetiska miljön som skapas av fasta RF-sändare måste en elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där VALO används överstiger tillrämlig RF-överensstämmelse ovan, bör VALO studeras för att verifiera normal drift. Om onormal prestation iaktas kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga, till exempel omorientering eller omplacering av VALO.</p> <p>b Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna vara mindre än 3 V / m.</p>			

Vägledning och tillverkarens deklARATION för rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och VALO			
VALO är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där radiofrekventa störningar kan kontrolleras. Användaren av VALO kan hjälpa till att förhindra elektromagnetisk störning genom att hålla ett minsta avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och VALO enligt rekommendation nedan, enligt kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.			
Nominell maximal uteffekt på sändaren (P i Watt)	Separationsavstånd beroende på sändarens frekvens (meter)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz–2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 meters	0,035 meters	0,07 meters
0,1	0,37 meters	0,11 meters	0,22 meters
1	1,7 meters	0,35 meters	0,7 meters
10	3,7 meters	1,11 meters	2,22 meters
100	11,7 meters	3,5 meters	7,0 meters
VALO har testats enligt IEC 60601-1-2: 2014 och godkänts under utstrålade fältstyrkor på 10 V / m mellan 80 MHz och 2,5 GHz. Värdet på 3Vrms motsvarar V1 och värdet 10V / m motsvarar E1 i formelerna ovan.			
För sändare märkta med en maximal utgångseffekt som inte anges ovan kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) uppskattas med hjälp av ekvationen som gäller för sändarens frekvens, där P är sändarens maximala uteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare.			
ANMÄRKNING 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.			
ANM. 2 Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor.			

1. Produktbeskrivelse


VALO har bredbåndsspektrum og er designet til at polymerisere alle lyshærdede produkter i bølglængdeområdet 385-515 nm ifølge ISO 10650.

VALO er af medicinsk kvalitet, har international strømforsyning og er egnet til strømforsyninger fra 100 til 240 volt. Håndstykket er designet til at hvile i en standardkonsol til dentale enheder eller monteringen kan tilpasses ved hjælp af den konsol, som følger med sættet.

Produktkomponenter:

- 1 – VALO hærdningslys med ledning på 7 fod/2,1 meter
- 1 – 9 volt international strømforsyning af medicinsk kvalitet med ledning på 6 fod/1,8 meter og universalskilt
- 1 – VALO Barrieremuffe, prøvepakke
- 1 – VALO Lysskærm
- 1 – Konsol til overflademontering af hærdningslys med dobbeltklæbende tape

Oversigt over kontroller:



Producenten hæfter ikke for nogen skade som følge af forkert brug af denne enhed og/eller for noget andet formål end de, som nævnes i disse instruktioner. For alle de beskrevne produkter skal du læse og forstå alle instruktioner og SDS-oplysninger omhyggeligt før brug.

2. Indikationer for brug/tilsluttet formål

Belysningskilde til hærdning af fotoaktiverede dentale retablerende materialer og klæbemidler.

3. Advarsler og forholdsregler

Risikogruppe 2

FORSIGTIG UV udsendes fra dette produkt. Øjen- eller hudirritation kan skyldes eksponering. Brug passende afskærmning.

FORSIGTIG Mulig farlig optisk stråling udsendes fra dette produkt. Stir ikke på lyset under brug. Kan være skadeligt for øjnene.

- Kig ikke direkte ind i lysudgangen. Patient, kliniker og assistenter skal altid bære ravgul UV-øjensbeskyttelse, når VALO er i brug.
- For at forhindre risikoen for elektrisk stød er det ikke tilladt at ændre dette udstyr. Brug kun den medfølgende Ultradent VALO strømforsyning og stikadaptere. Hvis disse komponenter er beskadiget, må du ikke bruge dem, og du skal ringe til Ultradents kundeservice for at bestille en erstatning.
- Bærbart RF-kommunikationsudstyr kan nedbryde ydeevnen, hvis det bruges tættere på end 30 cm (12 in”).
- Brug kun autoriseret tilbehør, kabler og strømforsyninger for at forhindre ukorrekt brug, ægede elektromagnetiske emissioner eller nedsat elektromagnetisk immunitet (se afsnittet Elektromagnetiske emissioner).
- For at forhindre risikoen for termisk irritation eller skade, skal du undgå flere på hinanden følgende hærdningscykluser, og oralt blødt væv må ikke eksponeres i umiddelbar nærhed i mere end 10 sekunder i nogen tilstand. Hvis der kræves længere hærdningstider, skal du bruge flere korte hærdningscykluser eller bruge et dobbelthærdende produkt for at undgå opvarmning af blødt væv.
- Vær forsigtig ved behandling af patienter, der lider af uønskede fotobiologiske reaktioner eller følsomheder, patienter, der behandles med kemoterapi eller patienter, der behandles med fotosensibiliserende medicin.
- Denne enhed kan være udsat for stærke magnetiske eller statiske elektriske felter, hvilket kan forstyrre programmeringen. Hvis du har mistanke om, at dette er sket, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten og derefter sætte den i stikkontakten igen.
- Tør IKKE VALO-hærdningslyset af med kaustiske eller slibende rengøringsmidler, autoklave og nedsænk det ikke i nogen form for ultralyd, desinfektionsmiddel, rengøringsmiddel eller væske. Undladelse af følge medfølgende behandlingsinstruktioner kan gøre enheden ubrugelig.
- For at forhindre krydskontaminering og hjælpe med at holde dentalt kompostmateriale fra at klæbe til linsens overflade og stavens krop, skal der anvendes en barrieremuffe over VALO ved hvert brug.
- For at forhindre risikoen for krydskontaminering, er barrieremuffer kun til brug på en enkelt patient.
- For at reducere risikoen for korrosion skal du fjerne barrieremuffen efter brug.
- For at reducere risikoen for underhævede harpikser må du ikke bruge hærdningslys, hvis linsen er beskadiget.

4. Trinvisse instruktioner

Klargøring

1. Tilslut 9-volt netledningen til håndstykkets ledning.
2. Sæt netledningen i en stikkontakt (100-240 VAC). VALO håndstykket bipper to gange, når det tændes, og timerlyset lyser, hvilket angiver, at lyset er klar til brug.
3. Placer hærdningslyset i en standardkonsol til dentale enheder eller konsol til montering af tilbehør, indtil det er parat til brug.
4. Før hver brug skal du placere en ny barriermuffe over hærdningslyset.

Installation af hygiejniske barriermuffer:

Den hygiejniske barriermuffe er tilpasset hærdningslyset og holder hærdningslysets overflade ren. Barriermuffen hjælper med at forhindre krydskontaminering, hjælper med at holde tandkompositmaterialet ved at klæbe til overfladen af linsen og hærdningslyset og forhindrer misfarvning og korrosion forårsaget af rengøringsopløsninger.

Bemærk:

- Brug af den hygiejniske barriermuffe reducerer lysudgangen med 5-10 %. På grund af hærdningslysets høje udgangseffekt har hærdning vist sig at være i det væsentlige ækvivalent.
- Hærdningslyset skal rengøres og desinficeres med passende rengørings- og/eller desinficeringsmidler efter hver patient. Se afsnittet Behandling.

VALO lyskjold:

- VALO lyskjoldet er ovalformet, kan drejes til maksimal brug og kan bruges med en gennemsigtig barriereplade.

Brug

1. Hver strømtilstand bruges til hærdning af dentalmaterialer med fotoinitatorer. Se Lynvejledning om tilstande for anbefalede hærdningstider.
BEMÆRK: Hærdningslyset er programmeret til at cykle fra tilstanden Standardstrøm til Høj strøm til Ekstra strøm i rækkefølge. Hvis du f.eks. skal skifte fra Standardstrøm-tilstand til Ekstra strøm-tilstand, er det nødvendigt at cykle ind i Høj strøm-tilstanden og derefter til Ekstra strøm-tilstanden.
2. Hærdningslyset gemmer det senest anvendte timerinterval og tilstand, og det vil som standard gå tilbage til dette, når som helst tilstandene ændres, eller hvis batterierne fjernes.

Betjening

HÆRDNINGSTILSTAND: Standardstrøm-tilstand

TIMERINTERVALLER: 5, 10, 15, 20 sekunder.

- Denne tilstand er standardindstilling for hærdningslyset, når det tændes FØRSTE GANG. Tilstands-/ statuslyset bliver grønt, og de fire grønne timerlys tændes, hvilket angiver Standardstrøm-tilstand.
- For at ændre tidsintervaller, trykkes hurtigt på knappen Time/Mode (Tid/tilstand).
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at hærdte. For at stoppe hærdningen inden afslutningen af et tidsinterval, tryk på tænd/sluk-knappen igen.

HÆRDNINGSTILSTAND: Høj strøm-tilstand

TIMERINTERVALLER: 1, 2, 3, 4 sekunder.

- Fra Standardstrøm-tilstand skal du trykke på og holde knappen Time/Mode Change (Skift tid/tilstand) i 2 sekunder og slip. Tilstands-/statuslyset vil være orange, og de fire grønne timerlys vil lyse og blinke, hvilket angiver Høj strøm-tilstand.
- For at ændre tidsintervaller, trykkes hurtigt på knappen Time/Mode (Tid/tilstand).
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at hærdte. For at stoppe hærdningen inden afslutningen af et tidsinterval, tryk på tænd/sluk-knappen igen.
- For at vende tilbage til Standardstrøm-tilstand, tryk og hold knappen Time/Mode Change (Skift tid/tilstand) i 2 sekunder og slip; dette vil cykle til Ekstra strøm-tilstand. Tryk og hold igen i 2 sekunder, og slip. Tilstands-/statuslyset bliver grønt, og de fire grønne timerlys lyser, hvilket angiver Standard-tilstand.

HÆRDNINGSTILSTAND: Ekstra strøm-tilstand

TIMERINTERVAL: Kun 3 sekunder (Bemærk: Ekstra strøm-tilstanden har en 2 sekunders sikkerhedsforsinkelse i slutningen af hver hærdningscyklus for at begrænse opvarmning under fortløbende hærdning. Ved slutningen af forsinkelsen indikerer bip, at apparatet er klar til fortsat brug).

- Fra Standardstrøm-tilstand, tryk på knappen Time / Mode Change (Skift tid/tilstand) i 2 sekunder, slip, tryk og hold den nede i 2 sekunder, og slip. Tilstands-/statuslyset vil være orange og blinke, og tre af de grønne timerlys vil lyse og blinke, hvilket angiver Ekstra strøm-tilstand.
 - Tryk på tænd/sluk-knappen for at hærdte. For at stoppe hærdningen inden afslutningen af et tidsinterval, tryk på tænd/sluk-knappen igen.
 - For at vende tilbage til Standardstrøm-tilstand, skal du trykke og holde knappen Time/Mode (Tid/tilstand) i 2 sekunder og give slip. Tilstands-/statuslyset bliver grønt, og de grønne timerlys tændes, hvilket angiver Standardstrøm-tilstand.
- Sleep-tilstand: Hærdningslyset går i SLEEP-tilstand efter 1 times inaktivitet, som angives af langsom blinkning af tilstands-/statuslyset. Ved at trykke på en hvilken som helst knap vækkes hærdningslyset og der returneres automatisk til den sidst anvendte indstilling.

Rengøring

1. Kasser brugte barriermuffer i standardalfald efter hver patient.
2. Se Behandlingssektion.

Instruktioner vedr. monteringskonsol

1. Konsollen skal monteres på en flad, oliefri overflade.
2. Rengør overfladen med hospitalssprit.
3. Træk bagsiden af konsollens klæbende tape.
4. Placer konsollen, så hærdningslyset løfter opad, når det fjernes. Tryk den let på plads.

Lynvejledning om tilstande

Tilstand	Standardstrøm				Høj strøm				Ekstra strøm
Power-knap									
Tilstand/timer-LED'er									
Tidsknapper									
Tidsindstillinger	5 sek.	10 sek.	15 sek.	20 sek.	1 sek.	2 sek.	3 sek.	4 sek.	Kun 3 sek.
Sådan ændres tid	Tryk og slip tidsknappen hurtigt for at gå gennem tidsmuligheder.								
Sådan ændres tilstande	Tryk og hold tasten Time (Tid) i 2 sekunder og slip. VALO vil cykle til næste tilstand.								
Forklaring	Faste LED'er				Blinkende lysdiøder				

Lynvejledning om hærkning:

Anbefalede hærkningstider for optimale resultater med VALO			
Tilstand	Standardtilstand	Høj strøm-tilstand	Ekstra strøm-tilstand
Pr. lag	En 10 sekunders hærkning	To 4 sekunders hærninger	En 3 sekunders hærkning
Endelig hærkning	To 10 sekunders hærninger	Tre 4 sekunder hærninger	To 3 sekunders hærninger
Bemærk: Eksponeringsindstillinger og -tider skal muligvis justeres på grund af kompositreaktivitet, skygge, afstand fra lyslinsen til komposit og kompositlagets dybde. Det er op til tandlægen at kende krav til det materiale, der bruges til at bestemme tilstrækkelig tid og indstillinger.			

Lynvejledning om advarsler:

Advarsler	
For reparation, ring til kundeservice	For reparation, ring til kundeservice
<ul style="list-style-type: none"> Ingen lyd Blinker, 2 sekunder Tillader drift 	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuerlig 3 bip Forbyder drift

5. Vedligeholdelse

Reparation

Reparation udført af bruger

1. Kontroller linsen rutinemæssigt for hærdet dental harpiks. Brug om nødvendigt et dentalt instrument uden diamanit til omhyggeligt at fjerne eventuel fastklæbet harpiks.
2. Lysmålere er meget forskellige og er designet til specifikke lyslederspidser og linser. Ultradent anbefaler at kontrollere output rutinemæssigt i Standardstrøm-tilstand. BEMÆRK: Den sande numeriske udgang er skævt på grund af ujævnigheden af almindelige lysmålere og den brugerdefinerede LED-pakke i hærdningslyset.

Reparation udført af producent

1. Reparationer må kun udføres af autoriseret servicepersonale. Ultradent for at give servicepersonale dokumentation til at udføre reparationer.

Garanti

Ultradent garanterer hermed, at dette instrument overholder de specifikationer, som beskrives i Ultradents dokumentation, der ledsager produktet, i en periode på 5 år* i alle væsentlige henseender og være fri for enhver mangel i materialer eller håndværk. Denne garanti gælder udelukkende for den oprindelige køber og kan ikke overdrages. Alle defekte produkter skal returneres til Ultradent. Der er ingen brugerbetjeningskomponenter i VALO-systemet. Manipulation med VALO vil ugyldiggøre garantien.

VALO-garantien dækker ikke kundeskader. Hvis for eksempel en VALO misbruges eller tabes og linsen går i stykker, er kunden ansvarlig for at betale for eventuelle nødvendige reparationer.

*Med salgskvittering, der angiver salgsdagen til tandlægen.

6. Forarbejding

Efter hver brug fugtes en gaze eller en blød klud med et godkendt desinfektionsmiddel til overflader, og overfladen og linsen tørres.

ACCEPTABLE RENGØRINGSMIDLER:

- Lysol Brand III Desinfektionsspray (anbefalet)
- Isopropylalkohol
- Ethylalkoholbaserede rengøringsmidler
- Lysol®* Koncentrat (kun alkoholbaseret)

UACCEPTABLE RENGØRINGSMIDLER - BRUG IKKE:

- Stærkt alkalisk rengøringsmiddel af enhver art, herunder håndsæbe og opvaskemiddel
- Blegemiddelbaserede rengøringsmidler (fx Clorox™, Sterilox™*)
- Hydrogenperoxidbaserede rengøringsmidler
- Slibende rengøringsmidler (fx Comet Cleanser™*)
- Acetone- eller kulbrinte-baserede rengøringsmidler
- MEK (methylketon)
- Birex®*
- Gluteraldehyd
- Kvaternære ammoniumchlorid-saltbaserede rengøringsmidler
- Cavicide1™*-opløsning eller servietter
- Cavicide™* produkter (uden blegemiddel)**

*Varemærke, der tilhører et andet selskab end Ultradent

** Hvis det bruges, kan det falme farven

Rengøring af lyskærm:

- Foretag en kold desinfektion af VALO lyskjoldet ved at bruge et hvilket som helst middel til overfladedesinfektion. MÅ IKKE autoklaveres.

7. Opbevaring og bortskaffelse




Opbevaring og transport af hærdningslys:

- Temperatur: +10 °C til +40 °C (+50 °F til +104 °F)
- Relativ luftfugtighed: 10 % til 95 %
- Omgivende tryk: 500 hPa til 1060 hPa

Ved bortskaffelse af elektronisk affald (dvs. apparater, opladere, batterier og strømforsyninger) skal du følge lokale retningslinjer for affald og genanvendelse.


8. Tekniske overvejelser

Tilbehør

Vare	CE-oplysninger			
VALO-barrieremuffer	 	MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Tyskland	Fremstillet af: TIDI Products, LLC, 570 Enterprise Drive Neenah, WI 54956 Lavet i USA	Distribueret af: Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 USA
VALO-lyskærm				

Tekniske oplysninger/data

Bølgelængdebånd til effektiv hærdning af komposit



Egenskab	Information/specifikation				
Linse	Diameter 9,75 mm				
Bølge-længde-område	<ul style="list-style-type: none"> • Brugbart bølgelængdeområde 385 - 515 nm • Spidsbølgelængder: 395 - 415nm og 440 - 480nm 				
Lysintensitetstabel	Sammenligningsoversigt for nominel strålingsemittering				Strålingsemittering vil variere baseret på instrumentkapacitet, målemetode og lysplacering. † Demetron-radiometre og MARC-spektrumanalysatorer bør kun bruges som reference, da de har mindre åbninger end VALO-hærdningslys. * Demetron-radiometre bør kun bruges som reference, da de har begrænsninger i effekt og spektral respons. ‡ Strålingsemittering er i overensstemmelse med ISO 10650, når der måles med en Gigahertz-spektrumanalysator.
Måleinstru-ment	†† Demetron L.E.D. Radiometer	† MARC Spektrum-analysator	‡ Gigahertz spektrum-analysator		
			Emission	Samlet effekt	
Målers åbning	7 mm	3,9 mm	15 mm	15 mm	
Standard- strøm (±10 %)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²	670 mW	
Høj strøm Plus (±10 %)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²	970 mW	
Ekstra strøm (± 10 %)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²	1570 mW	
VALO-hærdnings-lys	Klassificeringer: IEC 60601-1 (sikkerhed), IEC 60601-1-2 (EMC)		Vægt: 8 ounce/226 gram (med ledning) Længde: 9,26 tommer/23,5 cm Bredder: 0,79 tommer/2 cm Ledningslængde: 7 meter/2,1 meter		
Strømforsyning	Output - 9VDC ved 2A Indgang - 100VAC til 240VAC Ultradent P/N 5930 VALO-strømforsyning med universalstik		Klassificering: IEC 60601-1 (sikkerhed) Ledningslængde - 6 fod/1,8 meter VALO-strømforsyning giver isolation fra lysnettet		
Drifts-betingelser	Temperatur: +10 °C til +32 °C (+50 °F til +90 °F) Relativ luftfugtighed: 10 % til 95 % Omgivende tryk: 700 hPa til 1060 hPa				
Drifts-periode:	Hærdningslyset er beregnet til kortvarig drift. Ved maksimal omgivelsestemperatur (32 °C) 1 minut ON flere på hinanden følgende cykler, 30 minutter OFF (afkølingstid).				


Fejlfinding

Hvis løsningerne foreslået nedenfor ikke afhjælper problemet, skal du ringe til Ultradent på 800.552.5512. Hvis du er uden for USA, skal du ringe til din Ultradent distributør eller dental-forhandler.	
Problem	Mulige løsninger
Lyset tændes ikke	<ol style="list-style-type: none">1. Tryk på knappen Time/Mode Change (Skift tid/tilstand) eller Powerknappen for at vågne fra tilstanden Strømbesparelse.2. Kontroller, at begge ledninger er fast forbundet sammen og til stikkontakten.3. Bekræft strømmen til stikkontakten.
Lyset forbliver ikke tændt i det ønskede tidsrum	<ol style="list-style-type: none">1. Tjek tilstand og timerlys for korrekt tidsindgang.2. Bekræft, at alle ledningsforbindelser er helt anbragt.3. Træk stikket ud af stikkontakten og sæt den i igen.
Lyset hælder ikke harpiks korrekt	<ol style="list-style-type: none">1. Tjek linsen for resterende hærdet harpiks/komposit.2. Brug korrekt ravgul UV-øjenbeskyttelse, når du kontrollerer, at LED-lysene fungerer.3. Kontroller effektivniveauet med lysmåleren. Ved brug af en lysmåler anbefaler Ultradent at kontrollere VALO i Standardstrøm-tilstand. BEMÆRK: Det sande numeriske output vil blive skævt på grund af unøjagtigheden af almindelige lysmålere og den brugerdefinerede LED-pakke, som VALO bruger. Lysmålere er meget forskellige og er designet til specifikke lysleders-pidsler og linser.4. Kontroller udløbsdatoen på hærdende harpiks.5. Sørg for, at korrekt teknik følges (klæbemiddel/komposit) efter producentens anbefalinger.
Kan ikke ændre tilstand eller tidsintervaller	Hold både knapperne tid/tilstand og tænd/sluk nede, indtil en række bip viser, at hærdningslyset er låst op.

9. Diverse oplysninger

Vejlednings- og fremstillingsklæring for elektromagnetiske emissioner		
VALO'en er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren skal sikre sig, at den bruges i et sådant miljø. ADVARSEL: Brug kun autoriserede tilbehør, kabler og strømforsyninger for at forhindre ukorrekt brug, øgede elektromagnetiske emissioner eller nedsat elektromagnetisk immunitet.		
Emissionstest	Overholdelse	Elektromagnetisk miljø - vejledning
RF-emissioner CISPR 11	Gruppe 1	VALO bruger en Clobtek 9VDC adapter af medicinsk kvalitet, fungerer med under-spændingsbeskyttelse, og giver begrænset EMI, RF og strømstødsundertrykkelse.
RF-emission CISPR 11	Klasse B	VALO bruger kun elektrisk og elektromagnetisk energi til deres interne funktioner. Derfor er eventuelle RF-emissioner meget lave og kan ikke forårsage interferens i det nærliggende elektroniske udstyr.
Harmoniske emissioner IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spændingsfluktuationer/flimmerudslip IEC 61000-3-3	OVERENS-STEMMELSE	VALO'en er velegnet til brug i alle virksomheder, herunder indenlandske virksomheder og dem, som er direkte forbundet med det offentlige lavspændingsnetværk, der leverer bygninger til husholdningsbrug.

Vejlednings- og fremstillingserklæring for elektromagnetisk immunitet			
VALO'en er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren skal sikre sig, at den bruges i et sådant miljø.			
Immunitetstest	IEC 60601 testniveau	Overensstemmelses-niveau	Elektromagnetisk miljø - vejledning
Elektrostatisk afladning (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 15 kV luft	± 8 kV kontakt ± 15 kV luft	Fysisk miljø bør begrænses til følgende: 1. IP-kode: IP20 2. Nedsænk ikke i væske. 3. Må ikke anvendes omkring brandfarlig gas. Enheden er ikke-APG og ikke-AP. 4. Fugtighedsinterval ved opbevaring: 10% - 95% 5. Temperaturinterval ved opbevaring: 10° C - 40° C
Elektriske hurtige spændings-varianter/ strømstød IEC 61000-4-4	± 2 kV for strømforsynings-ledninger ± 1 kV for input/output-linjer	± 2 kV for strømforsynings-ledninger Bemærkning 1: VALO har ingen I/O porte	Strømkvaliteten bør være for et typisk bolig-, kommercielt eller hospitaliseret miljø eller militært miljø
Overspænding IEC 61000-4-5	± 1 kV linje til linje ± 2 kV linje til jord	± 1 kV linje til linje ± 2 kV linje til jord	
Spænding, fald, kortslutninger, afbrydelser og variationer på strømforsyningens inputlinjer IEC 61000-4-11	< 5 % U (> 95 % fald i U ved 0,5 cyklus) 40 % U (60 % fald i U ved 5 cyklusser) 70 % U (30 % fald i U ved 25 cyklusser) < 5 % U (> 95 % fald i U ved 5 s)	< 5 % U (> 95 % fald i U ved 0,5 cyklus) 40 % U (60 % fald i U ved 5 cyklusser) 70 % U (30 % fald i U ved 25 cyklusser) < 5 % U (> 95 % fald i U ved 5 s) Bemærkning 2: Genopretter selv	Strømkvaliteten bør være den for et typisk bolig-, kommercielt, hospital eller militært miljø. Den Globtek 9VDC adapter af medicinsk kvalitet, der leveres med VALO, fungerer med strømforsyning fra 100VAC - 240VAC og kan yde begrænset underspændings-, EMI og overspændingsbeskyttelse. Hvis VALO-brugeren kræver fortsatte operationer uden strømafbrydelse, eller hvis lysnettet i et bestemt område i et land betragtes som dårligt på grund af vedvarende underspænding, mørklægning eller for støjende strømforhold, anbefales det, at VALO drives fra en uafbrydelig strømforsyning eller at kunden køber en VALO-trådløs enhed.
Strømfrelvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Magnetfelter med magnetfrelvens bør være på niveauer, der karakteriseres af en typisk placering i et typisk bolig-, hjemmepleje-, kommercielt, hospital eller militært miljø.
<p>BEMÆRK: U er AC netspænding, før testniveauet påføres. Bemærkning 1: VALO er ikke udstyret med nogen porte eller tilgængelige I/O-linjer. Bemærkning 2: Hvis der er et fald på 95% i netspænding, vil VALO ikke fungere. VALO har ingen intern energilagingsmekanisme. VALO slukker. Når strømniveauerne genoprettes, genstarter VALO og vender tilbage til den samme tilstand, som før strømmen blev tabt. VALO'en vil selv genoprette.</p>			

Vejlednings- og fremstillingsklæring for elektromagnetisk immunitet for ikke-livsbevarende systemer			
VALO'en er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren skal sikre sig, at den bruges i et sådant miljø.			
Immunitets-test	IEC 60601 testniveau	Overensstemmelsesniveau	Elektromagnetisk miljø - vejledning
Konduktion RF	3 Vrms	3 Vrms	Bærbart og mobil RF-kommunikationsudstyr må ikke anvendes tættere på nogen del af VALO, herunder kabler, end den anbefalede separationsafstand beregnet ud fra den ligning, der gælder for senderens frekvens. Anbefalet sikkerhedsafstand
IEC 61000-4-6	150 kHz til 80 MHz	150 kHz til 80 MHz	
Udstrålet RF	3 V/m	3 V/m	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz til } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz til } 2,5 \text{ GHz}$ <p>P er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge senderens producent, og d er den anbefalede separationsafstand i meter (m).</p> <p>Feltstyrker fra faste RF-sendere, som bestemt af en elektromagnetisk undersøgelse, bør være mindre end overensstemmelsesniveauet i hvert frekvensområde.</p> <p>Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr mærket med følgende symbol:</p> 
IEC 61000-4-3	80 MHz til 2,5 GHz	80 MHz til 2,5 GHz	
<p>BEMÆRKNING 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.</p> <p>BEMÆRKNING 2 Disse retningslinjer finder måske ikke anvendelse i alle situationer. Elektromagnetisk forplantning påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, objekter og mennesker.</p> <p>a Feltstyrker fra faste sendere, som fx basestationer til radio (mobiltelefoner/trådløse) telefoner og landmobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radio-udsendelse og tv-udsendelse, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø skabt af faste RF-sendere skal en elektromagnetisk undersøgelse af stedet overvejes. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor VALO anvendes, overstiger det gældende RF-overensstemmelsesniveau overfor, skal VALO overholdes for at verificere normal drift. Hvis unormal ydeevne observeres, kan der være behov for yderligere foranstaltninger, som fx omorientering eller flytning af VALO.</p> <p>b Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrker være mindre end 3 V/m.</p>			

Vejlednings- og fremstillingserklæring for anbefalet afstand mellem bærbart og mobil RF-kommunikationsudstyr og VALO

VALO'en er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udsåtrålede RF-forstyrrelser er under kontrol. Brugeren af VALO'en kan bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobil RF-kommunikationsudstyr (sendere) og VALO'en, som anbefalet nedenfor, i overensstemmelse med den maksimale udgangseffekt af kommunikationsudstyret.

Nominel maksimal udgangseffekt af senderen (P i watt)	Separationsafstand afhængig af senderens frekvens (meter)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz - 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 meter	0,035 meter	0,07 meter
0,1	0,37 meter	0,11 meter	0,22 meter
1	1,7 meter	0,35 meter	0,7 meter
10	3,7 meter	1,11 meter	2,22 meter
100	11,7 meter	3,5 meter	7,0 meter

VALO er testet i henhold til IEC 60501-1-2: 2014 og bestået under udsåtrålede feltstyrker på 10 V/m mellem 80 MHz til 2,5 GHz. Værdien af 3 Vrms svarer til V1, og værdien 10V/m svarer til E1 i formlerne ovenfor.

For sendere, der er bedømt til en maksimal udgangseffekt, som ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede adskillelsesafstand d i meter (m) estimeres ved hjælp af den ligning, der gælder for frekvensen af senderen, hvor P er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge producenten af senderen.

BEMÆRKNING 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det højere frekvensområde.

BEMÆRKNING 2 Disse retningslinjer finder måske ikke anvendelse i alle situationer. Elektromagnetisk forplantning påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, objekter og mennesker.

1. Tuotekuvas

Laajan aallonpituus spektrin ansiosta, VALO kykenee polymeroimaan kaikki valokovetteiset tuotteet, joiden aallonpituusalue on 385-515 nm:n välillä ISO 10650 -standardin mukaisesti. VALO:lla on lääketieteellistä laatua oleva kansainvälinen virtalähde ja se soveltuu 100–240 voltin virtalähteisiin. Käsiappale on suunniteltu lepäämään hammashoitoyksikön standardikannattimessa tai se voidaan asentaa mukana toimitettuun räätälöityyn pidikkeeseen.

Tuotteen osat:

- 1 - VALO-valokovetin, 2,1 m/7 jalkaa pitkä johto
- 1 - 9-voltin lääketieteellisistä laatuista oleva kansainvälinen virtalähde, 6 jalkaa/1,8 m pitkä johto ja yleispistokkeet
- 1 - VALO holkki -näytepakkaus
- 1 - VALO valosuoja
- 1 - Valokovettimen pinta-asennettava pidike ja kaksipuolinen teippi

Hallintalaitteiden yleiskatsaus:



Valmistaja ei vastaa virheellisestä ja/tai ohjeiden vastaisesta käytöstä johtuvista vahingoista.

Lue kaikki ohjeet sekä käyttöturvallisuusiedote huolellisesti ja sisäistä ne ennen kyseisten tuotteiden käyttöä.

2. Käyttöaiheet/-tarkoitukset

Valokovettimien hampaiden korjausmateriaalien ja liimojen kovetukseen käytettävä valaistuslähde.

3. Varoitukset ja varoittimet

Riskiryhmä 2

VAROITUS - Tämä tuote lähettää UV-säteitä. Altistuminen voi aiheuttaa silmien tai ihon ärsytystä. Käytä asianmukaista suojaa.

VAROITUS - Tämä tuote lähettää mahdollisesti vaarallista optista säteilyä. Älä tuijota käyttövaloa. Saattaa olla haitallista silmille.

- ÄLÄ katso suoraan valonlähteeseen. VALO-laitetta käytettäessä, potilaan, lääkärin ja avustajien tulisi aina käyttää oransseja UV-suojalaseja.
- Sähköiskun vaaran välttämiseksi tähän laitteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia. Käytä vain mukana toimitettua Ultradent VALO -virtalähdettä ja -pistokeliittintä. Jos nämä komponentit ovat vaurioituneet, älä käytä ja soita Ultradent-asiakaspalveluun tilataksesi korvaavan osan.
- Kannettavat RF-viestintälaitteet voivat heikentää suorituskykyä, jos sitä käytetään lähempänä kuin 30 cm (12 tuumaa).
- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita, kaapeleita ja virtalähteitä väärinkäytön, lisääntyneiden sähkömagneettisten päästöjen tai sähkömagneettisen häiriön vähentämiseksi (katso kohta Sähkömagneettiset päästöt).
- Vältäaksesi termisen ärsytyksen tai loukkaantumisen riskin, vältä peräkkäisiä kovetusjaksoja, äläkä altista suun pehmytkudoksia valon läheisyyteen yli 10 sekunnin ajan missään toimintatilassa. Jos pidempi kovettumisaika on tarpeen, käytä useita lyhyempiä kovetusjaksoja tai käytä kaksoiskovetuslaitetta pehmytkudoksen kuumentamisen välttämiseksi.
- Ole varovainen, kun hoidat potilaita, jotka kärsivät haitallisista fotobiologisista reaktioista tai herkkyyksistä, ovat kemoterapia hoidossa, tai käyttävät valolle herkistävää lääkitystä.
- Tämä yksikkö voi olla alles voimakkaalle magneettiselle tai staattisille sähkökentille, jotka voivat häiritä ohjelmointia. Jos epäilet, että näin on tapahtunut, irroita virtalähde hetkellisesti ja kytke se sitten takaisin pistorasiaan.
- ÄLÄ pyyhi VALO-valokovetinta emäksisillä tai hankaavilla puhdistusaineilla, äläkä laita sitä autoklaaviin tai upota mihinkään ultraäänilypyyn, desinfiointiaineeseen, puhdistusliuokseen tai nesteeseen. Mukana olevien käsittelyohjeiden noudattamatta jättäminen voi tehdä laitteen käyttökelvottomaksi.
- Ehkäistääksesi riskikontaminaation ja hammaskompositiomateriaalin tarttumisen linsiin ja sauvan varteen, käytä VALO-laitteelle tarkoitettua suojaholkkia jokaisen käyttökerran aikana.
- Riskikontaminaationriskin estämiseksi suojaholkit on tarkoitettu kertakäyttöön.
- Korroosioriskin vähentämiseksi poista suojaholkit käytön jälkeen.
- Älä käytä kovetusvaloa, jos linsi on vaurioitunut, jotta vältetään alikovettuneiden hartsiin riski.

4. Vaiheittaiset ohjeet

Valmistautuminen

1. Kytke 9 voltin virtajohto käsikappaleeseen.
2. Kytke virtajohto mihin tahansa sähköpistokkeeseen (100-240 VAC). VALO-käsikappale piippaa kahdesti virran kytkettyä ja ajoitus valot syttyvät osoittaen, että valo on käyttövalmis.
3. Aseta kovuusvalo standardiin hammashoitoyksikön tai lisävarusteena toimitettuun pidikkeeseen, kunnes sitä tarvitaan käyttöön.
4. Ennen jokaista käyttökertaa, aseta uusi suojaholkki valokovettimen päälle.

Hygieenisen holkki asentaminen:

Hygieenisen suojaholkin on rätätälty valokovettimelle ja pitää sen pinnan puhtaana. Holkki auttaa estämään ristikontaminaatiota, hampaiden komposiittimateriaalin tarttumista linssein pintaan tai valokovettimen varteen, sekä puhdistusaineiden aiheuttamaa värjäytymistä ja korroosiota.

Huomautus:

- Hygieenisen holkki käyttäminen vähentää valotehoa 5-10%. Valokovettimen korkean lähtötehon ansiosta, kovetuksen on todettu pysyvän merkittävä samanarvoisena.
- Valokovetin on puhdistettava ja desinfioitava asianmukaisilla pesu- ja/tai puhdistusaineilla kunkin potilaan jälkeen. Katso osio Käsitely.

VALO-varjostin:

- Soikeaa VALO-varjostinta voi kiertää maksimaaliseen käyttöön ja sitä voi käyttää läpinäkyvän suojaholkin kera.

Käyttö

1. Kutakin hohtilaa käytetään hammasmateriaalien kovettamiseen valo-aitaattorilla. Katso Tilojen Pikaopas suositeltuihin kovettumisaikoihin.
- HUOMAUTUS: VALO-valokovetin on ohjelmoitu siirtymään järjestyksessä Normaalin tehon tilasta Korkean tehon tilaan, ja sen jälkeen Erittäin korkean tehon tilaan. Esimerkiksi, vaihtaaksesi Normaalin tehon tilasta Erittäin korkean tehon tilaan, joudut siirtymään sinne Korkean tehon tilan kautta.
2. Valokovetin tallentaa viimeksi käytetyn ajoituksen aikavälin ja tilan, ja palaa takaisin niihin, jos tilaa vaihdetaan tai akut poistetaan.

Käyttö

KOVETUSTILA: Normaalin tehon tila

AJOITUKSEN AIKAVÄLIT: 5, 10, 15, 20 sekuntia.

- Valokovettimen oletusasetuksena on tämä tila, kun se kytketään päälle ensimmäisen kerran. Tilan merkivalo palaa vihreänä ja neljä vihreää ajoituksen valoa palavat, ilmaisten Normaalin tehon tilan.
- Muuttaaksesi ajoituksen väliä, paina nopeasti Aika/Tila -painiketta (Time/Mode).
- Paina virtapainiketta kovettaaksesi. Kovetuksen lopettamiseen ennen ajoitusvälin loppumista, paina virtapainiketta uudelleen.

KOVETUSTILA: Korkean tehon tila

AJOITUKSEN AIKAVÄLIT: 1, 2, 3, 4 sekuntia.

- Normaalin tehon tilassa, paina Aika/Tila -painiketta (Time/Mode) 2 sekunnin ajan ja vapautaa. Tilan merkivalo palaa oranssina ja neljä vihreää ajoituksen valoa syttyvät ja vilkkuvat, ilmaisten Korkean tehon tilan.
- Muuttaaksesi ajoituksen väliä, paina nopeasti Aika/Tila -painiketta (Time/Mode).
- Paina virtapainiketta kovettaaksesi. Kovetuksen lopettamiseen ennen ajoitusvälin loppumista, paina virtapainiketta uudelleen.
- Palataksesi Normaalin tehon tilaan, paina Aika/Tila -painiketta 2 sekunnin ajan ja vapautaa, laite siirtyy Erittäin korkean tehon tilaan. Paina Aikapainiketta 2 sekunnin ajan ja vapautaa. Tilan merkivalo palaa vihreänä ja neljä vihreää ajoituksen valoa palavat, ilmaisten Normaalin tehon tilan.

KOVETUSTILA: Erittäin korkean tehon tila

AJOITUKSEN AIKAVÄLI: Vain 3 sekuntia (Huomaa: Erittäin korkean tehon tilassa on 2 sekunnin turvaviive jokaisen kovetusjakson lopussa, joka rajoittaa kuumenemistä peräkkäisten kovetusten aikana. Viiveen lopussa, äänimerkki ilmoittaa että laite on valmis käytön jatkamiseen).

- Normaalin tehon tilassa, paina Aika/Tila -painiketta (Time/Mode) 2 sekunnin ajan ja vapautaa, paina toiset 2 sekuntia ja vapautaa. Tilan merkivalo palaa oranssina ja vilkkuu ja neljä vihreää ajoituksen valoa syttyvät ja vilkkuvat, ilmaisten Korkean tehon tilan.
- Paina virtapainiketta kovettaaksesi. Kovetuksen lopettamiseen ennen ajoitusvälin loppumista, paina virtapainiketta uudelleen.
- Palataksesi Normaalin tehon tilaan, paina Aika-painiketta (Time/Mode) 2 sekunnin ajan ja vapautaa. Tilan merkivalo palaa vihreänä ja neljä vihreää ajoituksen valoa palavat, ilmaisten Normaalin tehon tilan.

Lepotila: Valokovetin siirtyy LEPOTILAAN 1 tunnin toimittomuuden jälkeen ja se osoitetaan Tilan merkivalon hitaalla vilkkumisella. Minkä tahansa painikkeen painaminen herättää valokovettimen ja palauttaa sen automaattisesti viimeksi käytettyyn asetukseen.

Puhdistus

1. Heitä käytetyt holkit sekajätteisiin kunkin potilaan jälkeen.
2. Katso Käsitelyosa.

Pidikkeen kiinnitysohjeet

1. Pidike tulee asentaa tasaiselle, olijy-vapaalle pinnalle.
2. Puhdista pinta sprillä.
3. Irroita pidikkeen teipin taustapaperi.
4. Aseta pidike siten, että valokovetin nostetaan siirrettäessä ylöspäin. Paina tiukasti paikoilleen.

Tilojen Pikaopas

Tila	Normaaliteho				Korkea teho				Erittäin korkea teho
Virtapainike									
Tila/Ajoitus LEDit									
Aika-painikkeet									
Aika-asetukset	5s	10s	15s	20s	1s	2s	3s	4s	3s Only
Ajan muuttaminen	Paina ja vapauta Aikapainike (Time) nopeasti selataksesi aika vaihtoehtoja.								
Tilan vaihtaminen	Paina Aikapainiketta (Time) 2 sekunnin ajan ja vapauta. VALO siirtyy seuraavaan tilaan.								
Selite	Kiinteät LEDit				Vilkkuvat LEDit				

Kovetuksen Pikaopas:

Suositellavat kovetusajat optimaalisten tulosten saavuttamiseksi VALOlla			
Tila	Normaalin tehon tila	Korkean tehon tila	Erittäin korkean tehon tila
Kerrosta kohden	Yksi 10 sekunnin kovetus	Kaksi 4 sekunnin kovetusta	Yksi 3 sekunnin kovetus
Lopullinen kovetus	Kaksi 10 sekunnin kovetusta	Kolme 4 sekunnin kovetusta	Kaksi 3 sekunnin kovetusta
<p>Huomautus: Valotusaikaa ja -asetuksia voidaan joutua säätämään, riippuen kompositiin reaktiivisuudesta, säystä, valon linsin etäisyydestä kompositiin, ja komposittikerroksen paksuudesta. Hammaslääkärin tehtävänä on tietää käytettävän materiaalin vaatimukset, pystyäkseen määrittämään asianmukaiset asetukset ja ajat.</p>			

Varoitusten Pikaopas:

Varoitukset	
Soita asiakaspalveluun korjausta varten	Soita asiakaspalveluun korjausta varten
<ul style="list-style-type: none"> Ei ääntä Vilkkuu, 2 sekuntia Sallii toiminnan 	<ul style="list-style-type: none"> Jatkuva 3 piippausta Estää toiminnan

5. Huolto

Korjaukset

Käyttäjän suorittamat korjaukset

1. Tarkasta linsit säännöllisesti kovettuneen hammashartsin varalta. Tarvittaessa, poista tarttunut hartsi varovaisesti timanteja sisältämättömillä instrumenteilla.
2. Valomittarit poikkeavat toisistaan merkittävästi, ja ne on suunniteltu tietyille valonohjauksjärjille ja linsseille. Ultradent suosittelee laitteen tehon säännöllistä tarkastamista Normaalin tehon tilassa. HUOMAUTUS: todellinen numeerinen teho vääristyy yleisten valomittareiden epätarkkuuden ja valokovettimen käyttämän erikoisvalmisteen LED-pakkauksen johdosta.

Valmistajan suorittamat korjaukset

1. Korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltohenkilöstö. Ultradent toimittaa huoltohenkilökunnalle korjaukseen tarvittavat asiakirjat.

Takuu

Ultradent takaa 5 vuoden ajan*, että laite täyttää kaikki olennaiset osiltaan Ultradentin mukana tulevissa asiakirjoissa esitetyt spesifikaatit, eikä siinä ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämä takuu koskee ainoastaan alkuperäistä ostajaa, eikä sitä voi siirtää. Kaikki väliaikaiset tuotteet tulee palauttaa Ultradentille. VALO-järjestelmässä ei ole asiakkaan huolehtivassa olevia osia. VALO-laitteen peukaloimintimitöi takuuun. VALO-takuu ei kata asiakkaiden aiheuttamia vahinkoja. Esimerkiksi: jos VALOa käytetään väärin tai se putoaa ja linssi rikkoutuu, asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki tarpeelliset korjaukset.

*Vaatii ostokuitin, joka osoittaa myyntipäivän hammaslääkärille.

6. Käsitely

Jokaisen käyttökerran jälkeen, kostuta sideharso tai pehmeä kangas hyväksytyillä pintadesinfektioaineella ja pyyhi pinnat ja linsit.

HYVÄKSYTYT PUHDISTUSAINHEET:

- Lysol Brand III desinfiointisuihke (suositeltava)
- Isopropyylialkoholi
- Etyylisprii puhdistusaineet
- Lysol®*-tiiviste (vain alkoholipohjainen)

SOPIMATTOMAT PUHDISTUSAINHEET - ÄLÄ KÄYTÄ:

- Vahvasti emäksisiä pesuaineita, mukaan lukien käsisäppäat ja astianpesuaineet
- Valkaisuainepohjaisia puhdistusaineita (esim - Clorox™*, Sterilox™*)
- Vetyperoksidipohjaisia puhdistusaineita
- Hankaavia puhdistusaineita (esim - Comet Cleanser™*)
- Asetoni- tai hiiliytipohjaisia puhdistusaineita
- MEK (metyylietyylketoni)
- Birex®*
- Gluteraldehydi
- Kvaternaariset ammoniumkloridisuola puhdistusaineita
- Cavicide™*-liuosta tai -pyyhkeitä
- Cavicide™*-tuotteet (valkaisuaineettomat)**

*Muun kuin Ultradent-yhtiön tavaramerkki

** Jos käytetään, voi haalistaa värit

Varjostimen puhdistus:

- Kylmädesinfiointi VALO-varjostin millä tahansa pintadesinfiointiaineella. ÄLÄ käytä autoklaavia.

7. Säilytys ja hävitys




Valokovettimen säilytys ja kuljetus:

- Lämpötila: +10-40°C (+50-104°F)
- Suhteellinen kosteus: 10-95 %
- Ilmanpaine: 500-1060 hPa

Elektroniikka tuotteita (kuten laitteita, laitureita, akkuja tai virtalähteitä) hävittäessä, noudata paikallisia jätteenhävitys ja -kierrätysohjeita.


8. Tekniset näkökohdat

Lisävarusteet

Nimike	Täydennyskoulutustiedot		
VALO-holkit	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Saksa	Valmistaja: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neehah, WI 54956 Valmistettu USA:ssa	Jälleenmyyjä: Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 USA
VALO-valosuojat			

Tekniset tiedot/Tiedot

Komposiitti kovetuksessa toimivat aallonpituuskaistat:



Ominaisuus	Tiedot/Tekniset tiedot					
Linssi	Halkaisija 9,75 mm					
Aallon-pituusalue	<ul style="list-style-type: none"> Käyttökelppoinen aallonpituusalue: 385-515 nm Huippuaallonpituudet: 395-415 nm ja 440-480 nm 					
Light Intensity Table	Nimellisen säteilyn eksitanssin vertailukaavio				<p>Säteilyn eksitanssi vaihtelee, riippuen instrumentin ominaisuuksista, mittaustavasta ja valon sijoituksesta.</p> <p>† Demetron-radiometriä ja MARC-spektrianalysaattoria tulee käyttää vain viiteenä, sillä niiden apertuurit on pienempiä kuin VALO-valokovetmien.</p> <p>* Demetron-radiometriä tulee käyttää vain viiteenä sen tehon ja spektrivasteen rajoituksista johtuen.</p> <p>‡ Säteilyn eksitanssi on ISO 10650 -standardin mukainen, kun se mitataan gigahertsin spektrianalysaattorilla.</p>	
	Mittausväline	†* Demetron L.E.D. Radiometri	† MARC Spektrianalysaattori	‡ Gigahertsin spektrianalysaattori		
	Mittarin apertuuri	7 mm	3.9 mm	15 mm		15 mm
	Normaaliteho (±10%)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²		670 mW
	Korkean tehon tila (±10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²		970 mW
	Erittäin korkean tehon tila (±10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²		1570 mW
VALO Valokovetin	Luokitukset: IEC 60601-1 (turvallisuus), IEC 60601-1-2 (EMC)		Paino: 8 unssia/226 grammaa (johdolla) Pituus: 9,26 tuumaa/23,5 cm Leveys: 0,79 tuumaa/2 cm Johdon pituus: 7 jalkaa/2,1 metriä			
Virtalähde	Lähtö - 9VDC 2A:ssa Tulo - 100-240VAC Ultradrent P/N 5930 VALO -virtalähde yleisliittimillä		Luokitukset: IEC 60601-1 (turvallisuus) Johdon pituus - 6 jalkaa/1,8 metriä VALO-virtalähde tarjoaa eristeen sähköverkkoa vasten			
Toimintaedellytykset	Lämpötila: +10-32°C (+50-90°F) Suhteellinen kosteus: 10-95 % Ilmanpaine: 700-1060 hPa					
Käyttöaika:	Valokovetin on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön. Ympäristön enimmäislämpötilassa (+32°C): 1 minuutin yhtämittainen ON-jakso, 30 minuutin OFF-jakso (jäähdytysjakso).					

Vianmääritys

Jos alla ehdotetut ratkaisut eivät korjaa ongelmaa, soita Ultradrentille nroon +1-800.552.5512. Yhdysvaltojen ulkopuolella, soita Ultradrentin tukkumyyjälle tai hammaslääkärien jälleenmyyjälle.	
Ongelma	Mahdolliset ratkaisut
Valo ei käynnisty	<ol style="list-style-type: none"> Paina joko Aika/Tila - (Time/Mode) tai virtapainiketta virransäätötilasta heräämiseen. Tarkista, että molemmat johdot on kytketty tiukasti yhteen ja pistorasiaan. Vahvista, että pistorasiassa on virta.
Valo ei pysy päällä haluttua ajanjaksoa	<ol style="list-style-type: none"> Tarkista Tilan ja Ajoituksen valoisto, että syötettynä on oikea aika. Varmista, että kaikki johdoliittimet ovat täysin paikallaan. Irrota virtajohto ja kytkie se uudelleen pistorasiaan.
Valo ei koveta hartsia kunnolla	<ol style="list-style-type: none"> Tarkista, ettei linssissä ole kovetun hartsin/kompositin jäämiä. Käytä asianmukaisia meripihkan värisiä UV-suojalaseja, ja tarkista, että LED-valo toimivat. Tarkista tehon taso valomittarilla. Jos käytät valomittaria, Ultradrent suosittelee VALO-laitteen tarkastamista Normaalin tehon tilassa. <p>HUOMAILUTUS: Todellinen numeerinen teho vääristyy leisten valomittareiden epätarkkuuden ja VALO-laitteen käyttämän erikoisvalmistaisen LED-pakkauksen johdosta. Valomittarit poikkeavat toisistaan merkittävästi, ja ne on suunniteltu tietyille valonohjauksijalle ja linssille.</p> <ol style="list-style-type: none"> Tarkista hartsin viimeinen käyttöpäivä. Warmista, että käytetään valmistajan suosittelemaa asianmukaista (liima/kompositti) tekniikkaa.
Tilaa tai aikaväläjä ei voi muuttaa	Pidä sekä Aika/Tila - (Time/Mode) että virtapainiketta alhaalla, kunnes kuuluu sarja piippauksia osoittaen, että valokovetin on auki.

9. Lisätiedot

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus sähkömagneettisista päästöistä		
VALO on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai käyttäjän tulisi varmistaa, että sitä käytetään tällaisessa ympäristössä. VAROITUS: Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita, kaapeleita ja virtalähteitä väärinkäytön, lisääntyneiden sähkömagneettisten päästöjen tai sähkömagneettisen häiriön vähentämiseksi.		
Säteilytesti	Säännösten-mukaisuus	Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeistus
RF-säteily CISPR 11	Ryhmä 1	VALO käyttää Globtekin lääketieteellistä tasoa olevaa 9VDC:n muuntajaa sekä ruskeaa vaihejohtinta ja tarjoaa rajoitetun EMI-, RF- ja ylijännitesuojauksen.
RF-säteily CISPR 11	Luokka B	VALO käyttää sähkö- ja sähkömagneettista energiaa vain sisäisiin toimintoihinsa. Sen vuoksi sen aiheuttama radiotaajuussäteily on erittäin vähäistä, eikä se todennäköisesti aiheuta häiriöitä lähellä oleviin sähkölaitteisiin.
Harmoniset päästöt IEC 61000-3-2	Luokka A	VALO soveltuu käytettäväksi kaikenlaisissa tiloissa, mukaan lukien kotiloukset sekä tilat, jotka on liitetty suoraan julkiseen pienjänniteverkkoon, joka toimittaa sähkön kotiloukuskäyttöön.
Jännitevaihtelut/välke-säteily IEC 61000-3-3	YHDEN-MUKAISUUS	

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus sähkömagneettisesta häiriönsiedosta			
VALO on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai käyttäjän tulisi varmistaa, että sitä käytetään tällaisessa ympäristössä.			
HÄIRIÖNSIETO-TESTI	IEC 60601 -testitaso	Säännöstenmukaisuus-taso	Sähkömagneettista ympäristöä koskeva ohjeistus
Sähköstaattinen purkaus (electrostatic discharge, ESD)	±8 kV kontaktipurkaus ±15 kV ilmapurkaus	±8 kV kontaktipurkaus ±15 kV ilmapurkaus	Fyysistä ympäristöä tulisi rajoittaa seuraavasti: 1. IP-koodi: IP20 2. Älä upota nesteeseen. 3. Älä käytä syttyvien kaasujen läheisyydessä. Yksikkö on ei-APG ja ei-AP luokiteltu. 4. Kosteusrajat säilytyksessä: 10-95 % 5. Säilytyslämpötilat: +10-40°C
IEC 61000-4-2			
Nopea sähköinen transientti/purske IEC 61000-4-4	±2 kV virransyöttölinjoissa ±1 kV tulo-/lähtö-linjoissa	±2 kV virransyöttölinjoissa Huomautus 1: VALOssa ei ole tulo-/lähtöporttia (I/O)	Verkkovirran laadun tulisi olla tyyppillistä kotitalous-, liikeyritys-, sairaala- tai varuskuntaympäristön tasoa.
Ylijännite IEC 61000-4-5	±1 kV linjalta linjalle ±2 kV linjalta maahan	±1 kV linjalta linjalle ±2 kV linjalta maahan	
Jännite, laskut, keskeytykset ja virtalähteen syöttöjohdon vaihtelut	<5% U (>95%:n lasku U:ssa 0,5 syklin aikana)	<5% U (>95%:n lasku U:ssa 0,5 syklin aikana)	Verkkovirran laadun tulisi olla tyyppillistä kotitalous-, liikeyritys-, sairaala- tai varuskuntaympäristön tasoa.
IEC 61000-4-11	40% U (60%:n lasku U:ssa 5 syklin aikana)	40% U (60%:n lasku U:ssa 5 syklin aikana)	VALO:n mukana toimitettu Globtekin lääketieteellistä tasoa oleva 9VDC:n muuntaja soveltuu käytettäväksi 100-240VAC verkkovirralla. Laitteessa on ruskea vaihejohtin ja se tarjoaa rajoitetun EMI-, RF- ja ylijännitesuojauksen.
	70% U (30%:n lasku U:ssa 25 syklin aikana)	70% U (30%:n lasku U:ssa 25 syklin aikana)	Jos käyttäjälle on tarpeellista varmistaa VALO-laitteen yhtäjaksoinen toiminta ilman verkkovirtahäiriöitä tai alueen verkkovirranlaatu on tunnetusti huono, johtuen toistuvista sähkökatkoksista tai erityisen häiriöisestä sähkönjakelusta, käyttäjää suositellaan käyttämään laitetta keskeyttämättömän virtalähteen kanssa tai ostamaan VALO Cordless -yksikkö.
	<5% U (>95%:n lasku U:ssa 5s aikana)	<5% U (>95%:n lasku U:ssa 5s aikana) Huomautus 2: Automaattinen toimintaan paluu	
Virran taajuus (50/60 Hz) magneetti-kenttä IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Virran taajuus magneettikenttien tulisi vastata tasollaan tyyppillisen paikan, kuten kotitalous, kotihoito-, liikeyritys-, sairaala- tai varuskuntaympäristön tyyppillistä tasoa.


HUOMAUTUS: U on vaihtovirran verkkojännite ennen testaustason sovellusta

Huomautus 1: VALO-laitteet ei ole varusteltu tulo-/lähtöportilla, eikä näkyvissä olevilla tulo-/lähtölinjoilla.

Huomautus 2: Jos verkkojännitteessä on 95%:n pudotus, VALO-laitte ei toimi. Sillä ei ole sisäistä energian varastointijärjestelmää. VALO-laitte sammuu. Kun virtataso palautuu, VALO käynnistyy uudelleen ja palaa ennen jännitteen menetystä edeltävään tilaan. VALO palaa toimintaan automaattisesti.

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus sähkömagneettisesta häiriönsiedosta muita kuin elämää ylläpitäviä järjestelmiä koskien

VALO on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyissä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai käyttäjän tulisi varmistaa, että sitä käytetään tällaisessa ympäristössä.

HÄIRIÖNSIETÖTESTI	IEC 60601 -testitaso	Säännöstenmukaisuustaso	Sähkömagneettista ympäristöä koskeva ohjeistus
Johtunut radiotaajuus-säteily	3 Vrms	3 Vrms	Kannettavia ja liikuteltavia radiotaajuusviestintälaitteita ei tulisi käyttää lähempänä mitään VALO-laitteen osaa, mukaan lukien kaapelit, kuin suositelluksi suojaetäisyydeksi on laskettu lähettimen taajuuteen sovellettava yhtiäjä käytäen. Suositeltu suojaetäisyys
IEC 61000-4-6	150 kHz–80 MHz	150 kHz–80 MHz	
Radiotaajuus-säteily	3 V/m	3 V/m	
IEC 61000-4-3	80 MHz–2,5 GHz	80 MHz–2,5 GHz	
			$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80-800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz}-2,5 \text{ GHz}$ <p>P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen nimellinen enimmäisyytöteho wattina (W) ja d on suositeltava suojaetäisyys metreinä (m).</p> <p>Kiinteiden RF-lähettimien kenttävoimakkuus, kuten määritettyä sähkömagneettisessa kartoituksessa, tulisi olla alhaisempi kuin säännöstenmukaisuustaso kullakin taajuusalueella vaatii.</p> <p>Seuraavalla symbolilla merkityjen laitteiden läheisyydessä saattaa esiintyä häiriöitä: </p>

HUOMAUTUS 1: 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuusalueella sovelletaan korkeampaa taajuusalueita.

HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Ilmetyminen ja heijastuminen rakenteista, esineistä ja ihmisistä vaikuttaa sähkömagneettisten aaltojen etenemiseen.

a Kiinteiden lähettimien, kuten radion tukiasemien (matka-/langattomien) puhelimien ja matkaviestinverkon toistimien, amatööridioiden, AM- ja FM-radiolähetysten ja TV-lähetysten kentän voimakkuuksia ei voida ennustaa teoreettisesti kovin tarkasti. Kiinteiden radiolähettimien aiheuttaman säteilyn vuoksi, kannattaisi harkita ympäröivän alueen sähkömagneettista kartoitusta. Jos VALOn käyttöajanjaksossa mitattu kentänvoimakkuus ylittää sitä koskevan radiotaajuuden säätönormin mukaisuustason, VALO-järjestelmää tulisi tarkkailla normaalin toiminnan varmistamiseksi. Jos havaitaan epänormaalia toimintaa, lisätoimenpiteet, kuten VALOn uudelleen suuntaaminen tai sijoittaminen, saattavat olla tarpeen.

b 150 kHz:n-80 MHz:n ylittävällä taajuusalueella kenttävoimakkuuksien tulisi olla alle 3 V/m.

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus suositellusta suojaetäisyydestä kannettavien ja liikkeitävien radiotaajuusviestintälaitteiden ja VALO-laitteen välillä.

VALO on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jonka säteileviä radiotaajuuksiin ei voi vaikuttaa. VALO-laitteen käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä alla suositellut vähimmäisetäisyydet kannettavien ja liikkeitävien radiotaajuuksiin käytävien viestintälaitteiden (lähettimien) ja VALO:n välillä. Suositukset perustuvat tietoliikennelaitteiden maksimitehoon.

Lähettimen suurin nimellislähtöteho (P watteina)	Lähettimen taajuuden vaatima suojaetäisyys (metriä)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 metriä	0,035 metriä	0,07 metriä
0,1	0,37 metriä	0,11 metriä	0,22 metriä
1	1,7 metriä	0,35 metriä	0,7 metriä
10	3,7 metriä	1,11 metriä	2,22 metriä
100	11,7 metriä	3,5 metriä	7,0 metriä

VALO on testattu IEC 60501-1-2:2014 standardin mukaisesti ja se läpäisi säteilykentänteho testin seuraavilla voimakkuusarvoilla: 10V/m, 80 kHz:n-2,5 GHz:n taajuusalueella Arvo 3Vrms viittaa edellä mainitun kaavan arvoon V1 ja arvo 10V/m viittaa kaavan arvoon E1.

Jos lähettimen suurinta nimellislähtötehoa ei ole mainittu edellä, suositeltu etäisyys d metreinä (m) voidaan arvioida lähettimen taajuuteen sovellettavalla yhtälöllä, jossa P on valmistajan ilmoittama lähettimen suurin nimellislähtöteho watteina (W).

HUOMAUTUS 1: 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuusalueella pätee korkeamman taajuusalueen suojaetäisyys.

HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Imeytyminen ja heijastuminen rakenteista, esineistä ja ihmisistä vaikuttaa sähkömagneettisten aaltojen etenemiseen.

1. Produktbeskrivelse


Med bredbåndspekteret er VALO designet for å polymerisere alle lysherdede produkter i bølglengdeområdet 385-515 nm pr. ISO 10650.

VALO har en medisinsk klasse, internasjonal strømforsyning og passer for strømuttak fra 100 til 240 volt. Håndstyket er utformet for å hvile i en standard dental enhetsbrakett eller kan tilpasses monteret ved hjelp av braketten som følger med settet.

Produktkomponenter:

- 1 - VALO herdingslys med 7 fots / 2,1 meters ledning
- 1 - 9 volt, medisinsk klasse, internasjonal strømforsyning med 6 fots / 1,8 meters ledning og universelle plugger
- 1 - VALO barriererehylse-prøvepakke
- 1 - VALO lys skjerm
- 1 - Herding av lysoverflate monteringsbrakett med dobbelt klistrebånd

Oversikt over kontrollér:



Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som følge av feil bruk av denne enheten og/eller bruk til andre formål enn det som omfattes av disse instruksjonene. For alle produkter som er beskrevet, les nøye og forstå all instruksjon og SDS-informasjon før bruk.

2. Indikasjoner for bruk / tiltentk formål

Kilden til belysning for herding av fotoaktiverte dentalreparative materialer og klebemidler.

3. Advarsler og forholdsregler

Risikogruppe 2

FORSIKTIG UV-utslipp fra dette produktet. Øye- eller hudirritasjon kan skyldes eksponering. Bruk passende skjerming.

FORSIKTIG Mulig farlig optisk stråling utgitt fra dette produktet. Ikke stirr på driftslampen. Kan være skadelig for øynene.

- Ikke se direkte inn i lysutgangen. Pasient, kliniker og assistenter skal alltid bruke amberfarget UV-øvernær når VALO er i bruk.
- For å unngå fare for elektrisk støt, er det ikke tillatt å endre utstyret. Bruk bare den/de medfølgende Ultradent VALO-strømforsyningen og -pluggadapterne. Hvis disse komponentene er skadet, må du ikke bruke dem og ringe Ultradent kundeservice for å bestille en erstatning.
- Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr kan forringe ytelsen hvis det brukes nærmere enn 30 cm (12 tommer).
- Bruk kun autorisert tilbehør, kabler og strømforsyninger for å forhindre feilaktig bruk, økte elektromagnetiske utslipp eller redusert elektromagnetisk immunitet (se avsnittet Elektromagnetisk utslipp).
- For å unngå fare for termisk irritasjon eller skade, unngå bakside-mot-bakside-herding og ikke utsett munnevev i umiddelbar nærhet i mer enn 10 sekunder i enhver modus. Hvis det kreves lengre herdetider, bruk flere kortere herdesykluser eller bruk et dobbeltherdeprodukt for å unngå oppvarming av mykt vev.
- Vær forsiktig når du behandler pasienter som lider av uønskede fotobiologiske reaksjoner eller følsomheter, pasienter som behandles med kjemoterapi eller pasienter som behandles med fotosensibiliserende medisiner.
- Denne enheten kan være utsatt for sterke magnetiske eller statiske elektriske felter, noe som kan forstyrre programmeringen. Hvis du mistenker at dette har skjedd, trekker du ut støpselet midlertidig og kobler det deretter til stikkontakten.
- IKKE tørk VALO-herdeylset med kaustiske eller slipende rengjøringsmidler, autoklaver eller nedsenk i noen form for ultralydsbad, desinfeksjonsmiddel, rengjøringsmiddel eller væske. Unnlåtelse av å følge medfølgende behandlingsinstruksjoner kan gjøre enheten ubrukelig.
- For å forhindre krysskontaminering og bidra til å holde tannkomposittmateriale fra å klebe seg til overflaten av linsen og stengelleget, må en barriererehylse brukes over VALO for hver bruk.
- For å forhindre risikoen for krysskontaminering, er barriererehylser til engangsbruk.
- For å redusere risikoen for korrosjon, fjern barriererehysen etter bruk.
- For å redusere risikoen for underherdede harpikser, bruk ikke herdingslys hvis objektivet er skadet.

4. Trinnvise instruksjoner

Forberedelse

1. Koble 9-volt strømledning til håndstykkets ledning.
2. Koble strømledningen til hvilken som helst stikkontakt (100-240 VAC). VALO-håndstykket piper to ganger når strømmen slås på, og tidtakerlampene lyser og indikerer at lampen er klar til bruk.
3. Plasser herdingslyset i en standard dentalmonteringsbrakett eller monteringsbrakett for tilbehør til Mar for bruk.
4. Før hver bruk legges en ny barrierehylse over herdingslyset.

Installere hygieniske barrierehyler:

Den hygieniske barrierehylsen er tilpasset herdingslyset og holder overflaten på herdingslyset rent. Barrierehylsen bidrar til å hindre krysskontaminering, bidrar til at tankkomposittmaterialet ikke kleber seg fast på overflaten av linsen og herdingslyset, og forhindrer misfarging og korrosjon fra rengjøringsløsninger.

Merke:

- Ved å bruke den hygieniske barrierehylsen reduseres lyset med 5-10 %. På grunn av den høye effekten av herdingslyset, har herding vist seg å være vesentlig ekvivalent.
- Herdingslyset må rengjøres og sanitiseres med passende rengjørings- og/eller sanitiseringsmidler etter hver pasient. Se avsnittet Behandling.

VALO lyskjerm:

- VALO lyskjerm er ovalformet, kan roteres for maksimal bruk og kan brukes med en gjennomsiktig sperrerhylse.

Bruk

1. Her strømodus brukes til herding av dentalmaterialer med fotoinitiatorer. Se Hurtigmodusveiledning for anbefalte herdetider.
MERK: Herdingslyset er programmert til å veksle fra Standard effekt til Høy effekt-til Ekstra effektmodusen i rekkefølge. For eksempel, for å bytte fra Standard effektmodus til Ekstra effektmodus, er det nødvendig å veksle til Høy effektmodus og deretter til Ekstra effektmodus.
2. Herdingslyset lagrer det sist brukte tidsintervall og modusen, og det kommer tilbake til dette når modulene endres eller hvis batteriene fjernes.

Drift

HERDEMUS: Standard effekt-modus

TIDSINTERVALLER: 5, 10, 15, 20 sekunder.

- Herdingslyset er standard i denne modusen når det først er slått på. Modus-/statuslyset blir grønt og de fire grønne tidtakerlampene lyser, som indikerer Standard effekt-modus.
- For å endre tidsintervaller, trykker du raskt på Time/Mode-knappen.
- Trykk på strømknappen for å herde. For å stoppe herdingen før ferdigstillelse av et tidsintervall, trykk på strømknappen igjen.

HERDEMUS: Høy effektmodus

TIDSINTERVALLER: 1, 2, 3, 4 sekunder.

- Fra Standard effekt-modus, trykk og hold inne tids-/modusendingsknappen i 2 sekunder og slipp opp. Modus-/statuslyset vil være oransje, og de fire grønne tidtakerlampene vil lyse og blinke, som indikerer Høy effektmodus.
- For å endre tidsintervaller, trykker du raskt på tid-/modusknappen.
- Trykk på strømknappen for å herde. For å stoppe herdingen før ferdigstillelse av et tidsintervall, trykk på strømknappen igjen.
- For å gå tilbake til Standard effektmodus, trykk og hold inne tids-/endingsknappen i 2 sekunder og slipp, dette vil veksle til Ekstra effektmodus. Trykk og hold igjen i 2 sekunder, og slipp. Modus-/statuslyset blir grønt og de fire grønne tidtakerlampene lyser, som indikerer standardmodus.

HERDEMUS: Ekstra effektmodus

TIDSINTERVALL: Bare 3 sekunder (Merke: Ekstra effektmodusen har en 2 sekunders sikkerhetsforsinkelse på slutten av hver herdingsperiode for å begrense oppvarming under konsekvent herding. På slutten av forsinkelsen indikerer piping at enheten er klar til fortsatt bruk).

- Fra Standard effektmodus, trykk på tids-/modusendingsknappen i 2 sekunder, slipp, trykk og hold igjen i 2 sekunder, og slipp opp. Modus-/statuslyset vil bli oransje og blinke, og tre av de grønne tidtakerlampene vil lyse og blinke, som indikerer Ekstra effektmodus.
- Trykk på strømknappen for å herde. For å stoppe herdingen før ferdigstillelse av et tidsintervall, trykk på strømknappen igjen.
- For å gå tilbake til standard strømodus, trykk og hold inne tids-/modusknappen i 2 sekunder og slipp opp. Modus-/statuslyset lyser grønt, og de grønne tidtakerlampene er tent, noe som indikerer standard strømodus.

Sleep-modus: Herdingslyset går inn i SLEEP-modus etter 1 timers inaktivitet, som indikert ved langsom blinkning av modus-/statuslyset. Hvis du trykker på en hvilken som helst knapp, vil det vekke herdingslyset og automatisk returnere det til den sist brukte innstillingen.

Rens

1. Kast brukte barrierehyler i vanlig avfall etter hver pasient.
2. Se Behandling-avsnittet.

Monteringsbrakettinstruksjoner

1. Braketten skal monteres på en flat, ølrefri overflate.
2. Rengjør overflaten med desinfeksjonssprit.
3. Trekk av brakettens tape.
4. Plasser braketten slik at herdelysset løftes oppover når det fjernes. Trykk godt på plass.

Hurtigmodusguide

Modus	Standard Effekt				Høy Effekt				Ekstra Effekt
På/Av-knapp									
Modus-/tidtåking-LED-lampe									
Tidsknapper									
Tidsalternativer	5 s	10 s	15 s	20 s	1 s	2 s	3 s	4 s	Kun 3 s
Slik endrer du tiden	Trykk og slipp tidsknappen raskt for å gå gjennom tidsalternativene.								
Slik endrer du modi	Trykk og hold inne tasten i 2 sekunder og slipp opp. VALO vil veksle til neste modus.								
Tegnforklaring	Kontinuierlige LED-lamper				Blinkende LED-lamper				

Hurtigherdingsguide:

Anbefalte herdingstider for optimale resultater med VALO			
Modus	Standard-modus	Høy effekt-modus	Xtra Power Mode
Per lag	Én 10 sekunders herding	To 4 sekunders herding	Én 3 sekunders herding
Avsluttende herding	To 10 sekunders herding	Tre 4 sekunders herding	To 3 sekunders herding
<p>Note: Exposure settings and times may need to be adjusted due to composite reactivity, shade, distance from the light lens to the composite, and depth of composite layer. It is up to the dental professional to know the requirement for the material they are using to determine the adequate time and settings.</p>			

Hurtig-advarselsguide

Advarsler	
Ring kundeservice for reparasjon	Ring kundeservice for reparasjon
<ul style="list-style-type: none"> Ingen lyd Blinker, 2 sekunder Tillater drift 	<ul style="list-style-type: none"> 3 sammenhengende pip Forbyr drift

5. Vedlikehold

Reparasjon

Bruker-utført reparasjon

1. Kontroller linsen jevnlig for herdede dentalharpikser. Bruk et dentalinstrument som ikke er laget av diamant for å forsiktig fjerne eventuell herdet harpiks.
2. Lysmålere varierer sterkt, og er designet for spesifikke lysledningstupper og -lenser. Ultradent anbefaler rutinemessig å sjekke utgangen i Standard effektmodus. MERK: Den sanne numeriske utgangen vil være skjev på grunn av usøyaktigheten til vanlige lysmålere og den egendefinerte LED-pakken i herdingslyset.

Produsentreparasjon

1. Reparasjoner skal kun utføres av autorisert servicepersonell. Ultradent gir servicepersonell dokumentasjon for å utføre reparasjoner.

Garanti

Ultradent garanterer herved at dette instrumentet i en periode på 5 år* skal være i samsvar med alle spesifikke krav til spesifikasjonene som beskrevet i Ultradents dokumentasjon som følger med produktet, og være fritt for eventuelle mangler i materialer eller utførelse. Denne garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen og kan ikke overføres. Alle defekte produkter skal returneres til Ultradent. Det finnes ingen brukerkomponenter i VALO-systemet. Tulling med VALO vil ugyldiggjøre garantien.

VALO-garantien dekker ikke kundeskader. For eksempel: Hvis en VALO misbrukes eller droppes i bakken og linsen går i stykker, vil kunden være ansvarlig for å betale for eventuelle nødvendige reparasjoner.

*Med salgskvittering som angir salgsdatoen til tannlegen.

6. Behandling

Etter hver bruk skal overflaten og linsen tørkes av med et gasbind eller en myk klut fuktet med et godkjent overflatedesinfeksjonsmiddel.

GODKJENTE RENGJØRINGSMIDLER:

- Lysol-merke ILL desinfeksjonsspray (anbefalt)
- Isopropylalkohol
- Rengjøringsmidler med etylalkohol
- Lysol®* konsentrat (kun alkoholbasert)

UAKSEPTABLE RENSEMIDLE R - IKKE BRUK:

- Sterkt alkalisk vaskemiddel av enhver type, inkludert håndsåper og oppvasksåper
- Blekemiddelbaserte rengjøringsmidler (for eksempel Clorox™, Sterilox™)**
- Hydrogenperoksidbaserte rengjøringsmidler
- Slipemidler (f.eks. Comet Cleanser™*)
- Aceton- eller hydrokarbonbaserte rengjøringsmidler
- MEK (metyletylketon)
- Birex®*
- Gluteraldehyd
- Kvaternære ammoniumkloridsaltbaserte rengjøringsmidler
- Cavicide1™** løsning eller kluter
- Cavicide™** produkter (ikke-blekemiddel)**

*Varemerket til et annet selskap enn Ultradent

**Hvis det brukes, kan fargen falme

Rengjøring av lyskjermen:

- Kald desinfisering av VALO lyskjermen ved bruk av overflateinfeksjonsmiddel. IKKE autoklaver.

7. Lagring og kassering




Lagring og transport av herdelys:

- Temperatur: +10 °C til +40 °C (+50 °F til +104 °F)
- Relativ luftfuktighet: 10 % til 95 %
- Omgivelsesstrykk: 500 hPa til 1060 hPa

Ved kassering av elektronisk avfall, (dvs. enheter, ladere, batterier og strømforsyninger), følg lokale retningslinjer for avfall og resirkulering.


8. Tekniske hensyn

Tilbehør

Item	CE Information		
VALO barrierehylder	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Tyskland	Produsert av: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neeah, WI 54956 Laget i USA	Distribuert av: Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 USA
VALO lyskjerm			

Teknisk informasjon/data

Effektiv komposittbering-bølgeledebånd:



Egenskap	Informasjon/spesifikasjon					
Linse	Diameter 9,75 mm					
Wavelength range	<ul style="list-style-type: none"> • Brukbart bølglengdeområde: 385–515 nm • Topp for bølglengder: 395–415 nm og 440–480 nm 					
Lysintensitetstabell	Sammenligningsdiagram for nominell utstrålingstetthet				Utstrålingstetthet vil variere basert på instrumentkapabilitet, målingsmetode og lysplassing. † Demetron radiometre og MARC spektrumanalysatorer bør kun brukes som referanse, da de har mindre åpninger enn VALO herdelys. * Demetron radiometre bør kun brukes som referanse grunnet begrensninger i effekt og spektralsignatur. ‡ Utstrålingstetthet samsvarer med ISO 10650 når målt med en Gigahertz spektrumanalysator.	
	Måle-instrument	†* Demetron L.E.D. Radiometer	† MARC spektrumanalysator	‡ Gigahertz spektrumanalysator		
				Tetthet		Total effekt
	Åpning av måler	7 mm	3.9 mm	15 mm		15 mm
	Standard effekt (±10 %)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²		670 mW
	Høy effekt pluss (±10 %)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²		970 mW
	Ekstra effekt (± 10 %)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²		1570 mW
VALO herdelys	Klassifiseringer: IEC 60601-1 (Sikkerhet), IEC 60601-1-2 (EMC)		Vekt: 8 gram/226 gram (med ledning) Lengde: 9,26 tommer / 23,5 cm Bredder: 79 tommer / 2 cm Ledningslengde: 7 fot / 2,1 meter			
Strømforsyning	Utgang - 9VDC ved 2A Inngang - 100VAC til 240VAC Ultradent delen: 5930 VALO strømforsyning med univer-salkontakter		Klassifisering: IEC 60601-1 (Sikkerhet) Ledningslengde - 6 fot / 1,8 meter Strømforsyningen til VALO er isolert fra hovedstrømforsyningen			
Driftsbetringelser	Temperatur: +10 °C til +32 °C (+50 °F til +90 °F) Relativ luftfuktighet: 10 % til 95 % Omgivelsestrykk: 700 hPa til 1060 hPa					
Driftsyklus:	Herdinglyset er konstruert for kortsiktig drift. Ved maksimal omgivelsestemperatur (32 °C): 1 minutt PÅ i påfølgende syklus, 30 minutter AV (avkjølingsperiode).					


Feilsøking

Hvis løsningene som foreslås nedenfor ikke løser problemet, kan du ringe til Ultradent på 800.552.5512. Utenfor USA kan du ringe til din leverandør av Ultradent eller tannlegeutstyr.	
Problem	Mulige løsninger
Lyset vil ikke slå seg på	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på tids-/modusendringsknapp eller PÅ/AV-knappen for å vekke fra Strømsparingsmodus. 2. Kontroller at begge ledningene er ordentlig tilkoblet og til stikkontakten. 3. Bekreft strømmen til stikkontakten.
Lyset forblir ikke påslått i ønsket tidsrom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller modus- og tidtakerlysene for riktig tidsinnngang. 2. Bekreft at alle ledningstilkoblinger er satt fullt ut. 3. Trekk ut og koble til strømledningen i den elektriske mottakeren.
Lyset herder ikke harpiksen tilstrekkelig	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller linsen for gjenstående herdet harpiks/kompositter. 2. Bruk oransje vernebriller med UV-beskyttelse, og kontroller at LED-lysene fungerer. 3. Kontroller effektiviteten med lysmåler. Hvis du bruker en lysmåler, anbefaler Ultradent å sjekke VALO i Standard ef-fektmodus. MERK: Den sanne numeriske utgangen vil være skjev på grunn av feilen i vanlige lysmålere og den egendefinerte LED-pakken VALO bruker. Lysmålere varierer sterkt, og er designet for spesifikke lysledningstyper og -lenser. 4. Sjekk utloppsdatoen på herdende harpiks. 5. Sørg for at riktig teknikk følges (lm/komposit) etter produsentens anbefalinger.
Kan ikke endre modus eller tidsintervall	Hold både tids-/modus- og strømknappene nede til en serie med pip indikerer at herdelysen er låst opp.

9. Diverse informasjon

Veiledning og produsentens erklæring om elektromagnetiske utslipp		
VALO er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren må sørge for at den brukes i et slikt miljø. ADVARSSEL: Bruk kun autorisert tilbehør, kabler og strømforsyninger for å forhindre feilaktig bruk, økte elektromagnetiske utslipp eller redusert elektromagnetisk immunitet.		
Utslippsstøt	Samsvar	Electromagnetic environment - guidance
RF-utslipp CISPR 11	Gruppe 1	VALO bruker en Globtek medisinsk klasse 9VDC adapter, opererer med strømbryddes beskyttelse, og gir begrenset EMI-, RF- og overspenningsundertrykkelse.
RF-utslipp CISPR 11	Klasse B	VALO bruker kun elektrisk og elektromagnetisk energi for sine interne funksjoner. Derfor er eventuelle RF-utslipp svært lave, og vil ikke forårsake forstyrrelser i nærliggende elektronisk utstyr.
Harmoniske utslipp IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spenningsfluktuasjoner/klimmuterslipp IEC 61000-3-3	SAMSVARER	VALO er egnet for bruk i alle virksomheter, inkludert husholdninger og de som er direkte forbundet med det offentlige lavspente strømforsyningsnettverket som leverer strøm til bygninger for husholdningsbruk.

Veiledning og produsentens erklæring om elektromagnetisk immunitet			
VALO er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren må sørge for at den brukes i et slikt miljø.			
IMMUNITETS-TEST	IEC 60601 testnivå	Samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljøveiledning
Elektrostatisk utladning (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 15 kV luft	± 8 kV kontakt ± 15 kV luft	Fysisk miljø bør begrenses til følgende: 1. IP-kode: IP20 2. Ikke senk i væske. 3. Ikke bruk i nærheten av brannfarlig gass. Enheten er ikke-APG og ikke-AP. 4. Fuktighetsnivå for oppbevaring: 10 % – 95 % 5. Temperaturnivå for oppbevaring: 10 °C – 40 °C
Elektrisk rask transient/utløsning IEC 61000-4-4	± 2 kV for strømforsyningslinjer ± 1 kV for inngangs-/utgangslinjer	± 2 kV for strømforsyningslinjer Merknad 1: VALO har ingen I/O-porter	Strømkvaliteten bør være den for et typisk bolig-, kommersiell eller sykehus- eller militært miljø
Overspenning IEC 61000-4-5	± 1 kV linje til linje ± 2 kV linje til jord	± 1 kV linje til linje ± 2 kV linje til jord	Strømkvaliteten bør være den for et typisk bolig-, kommersiell, sykehus- eller militært miljø.
Spennning, spenningsfall, kortslutninger, forstyrrelser og variasjoner på strømforsyningens inngangslinjer IEC 61000-4-11	< 5 % U (> 95 % fall i U for 0,5 sykler) 40 % U (60 % fall i U for 5 sykler) 70 % U (30 % fall i U for 25 sykler)	< 5 % U (> 95 % fall i U for 0,5 sykler) 40 % U (60 % fall i U for 5 sykler) 70 % U (30 % fall i U for 25 sykler)	Strømkvaliteten bør være den for et typisk bolig-, kommersiell, sykehus- eller militært miljø. Globtek 9VDC medisinsk klasse adapter som leveres med VALO opererer fra strømmettet fra 100VAC - 240VAC og er kapabel ved begrenset strømbrydd, EMI, og overspenningsvern. Hvis VALO-brukeren krever fortsatt drift uten strømbrydd, eller hvis strømmettet i en bestemt region i et land betraktes som dårlig på grunn av kontinuerlige strømbrydd, sviktende eller for mye støvende strømforhold, anbefales det at VALO drives fra en avbryddsfri strømforsyning eller at kunden kjøper en VALO trådløs enhet.
Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Kraftfrekvensmagnetfelt skal være på nivåer som er karakteristiske for en typisk plassering i et typisk bolig-, hjemmpleieomsorgs-, kommersielt, sykehus- eller militært miljø.
<p>MERK: U er a.c.-nettspenning for bruk av testnivå</p> <p>Merknad 1: VALO er ikke utstyrt med noen porter eller noen tilgjengelige I/O-linjer.</p> <p>Merknad 2: Hvis det er et fall på 95 % i nettspenningen, vil VALO ikke fungere. Det finnes ingen intern energilagringmekanisme. VALO vil slås av. Når strømmåtene gjenopprettes, vil VALO starte på nytt og returnere til samme tilstand som før strømbryddet. VALO vil gjenopprette seg selv.</p>			

Veiledning og produsentens erklæring om elektromagnetisk immunitet for ikke-lysstøttesystemer			
VALO er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren må sørge for at den brukes i et slikt miljø.			
IMMUNITETS-TEST	IEC 60601 testnivå	Samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljøveiledning
Ledningsfrekvens	3 Vrms	3 Vrms	Bærbart og mobil RF-kommunikasjonsutstyr bør ikke brukes nærmere noen del av VALO, inkludert kabler, enn den anbefalte separasjonsavstanden beregnet ut fra ligningen som gjelder for senderens frekvens.
IEC 61000-4-6	150 kHz til 80 MHz	150 kHz til 80 MHz	
Utstrålt frekvens	3 V/m	3 V/m	Anbefalt avstand
IEC 61000-4-3	80 MHz til 2,5 GHz	80 MHz til 2,5 GHz	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz til } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz til } 2,5 \text{ GHz}$ <p>P er senderens maksimale utgangseffekt i watt (W) i henhold til senderens produsent, og d er anbefalt avstand i meter (m).</p> <p>Felstyrker fra faste RF-sendere, som bestemt av en elektromagnetisk stedsundersøkelse a, bør være mindre enn samsvarsnivået i hvert frekvensområde b.</p> <p>Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av utstyr merket med følgende symbol: </p>
<p>MERKNAD 1 Ved 80 MHz og 800 MHz vil det høyere frekvensområdet være gjeldende.</p> <p>MERKNAD 2 Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.</p> <p>a Felstyrker fra faste sendere, for eksempel basestasjoner for radio (mobiltelefoner/trådløse) telefoner og land-mobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiosendinger og TV-kringkasting kan ikke forutses teoretisk med nøyaktighet. For å vurdere de elektromagnetiske omgivelsene med hensyn til faste RF-sendere, skal en elektromagnetisk stedsundersøkelse vurderes. Hvis den målte felstyrken på stedet der VALO er brukt overstiger det gjeldende RF-oversensitivitetsnivået over, bør VALO observeres for å verifisere normal drift. Hvis unormal ytelse observeres, kan det være nødvendig med ytterligere tiltak, for eksempel å omorientere eller flytte VALO.</p> <p>b Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør felstyrker være mindre enn 3 V/m.</p>			

Veiledning og produksjonsenklering for anbefalte separasjonsavstander mellom bærbart og mobil RF kommunikasjonsutstyr og VALO

VALO er beregnet for bruk i et elektromagnetisk miljø der radiostyrt RF-forstyrrelser er kontrollert. Brukeren av VALO kan bidra til å forhindre elektromagnetisk interferens ved å opprettholde en minimumsavstand mellom bærbart og mobil RF kommunikasjonsutstyr (sendere) og VALO som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsutstyret.

Rangert maksimal utgangseffekt av sender (P i watt)	Avstand i henhold til senderens frekvens (meter)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 meters	0,035 meters	0,07 meters
0,1	0,37 meters	0,11 meters	0,22 meters
1	1,7 meters	0,35 meters	0,7 meters
10	3,7 meters	1,11 meters	2,22 meters
100	11,7 meters	3,5 meters	7,0 meters

VALO har blitt testet i henhold til IEC 60601-1-2: 2014 og bestått under utstrålede feltstyrker på 10 V/m mellom 80 MHz til 2,5 GHz. Verdien på 3 Vrms tilsvarer V1 og verdien 10 V/m tilsvarer E1 i formlene ovenfor.

For sendere som er rangert ved en maksimal utgangseffekt som ikke er nevnt ovenfor, kan den anbefalte avstanden d i meter (m) estimeres ved å bruke ligningen som gjelder for senderens frekvens, hvor P er maksimal utgangseffekt for senderen i watt (W), i henhold til senderens produsent.

MERK 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyere frekvensområdet.

MERKNAD 2 Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk forpløtning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.


1. Περιγραφή προϊόντος

Χάρη στο ευρύ φάσμα λειτουργιών του, το VALO έχει σχεδιαστεί για τον πολυμερισμό όλων των φωτοπολυμεριζόμενων προϊόντων σε εύρος μήκους κύματος 385-515 nm κατά ISO 10650. Το VALO διαθέτει τροφοδοτικό ιατρικής κατηγορίας και διεθνώς συμβατότητας και είναι κατάλληλο για πρίζες από 100 έως 240 βολτ. Το εργαλείο χειρός έχει σχεδιαστεί για στήριξη σε έναν συνήθη βραχίονα οδοντιατρικής μονάδας ή μπορεί να στερεωθεί μέσω του ειδικού βραχίονα που περιλαμβάνεται στο κιτ.

Μέρη του προϊόντος:

- 1 – Λυχνία πολυμερισμού VALO με καλώδιο 7 ποδιών / 2,1 μέτρων
- 1 – Τροφοδοτικό 9 βολτ, ιατρικής κατηγορίας, διεθνώς συμβατότητας με καλώδιο 6 ποδιών / 1,8 μέτρων και βύσμα γενικής χρήσης
- 1 – Συσκευασία δεγμάτων προστατευτικών καλυμμάτων VALO
- 1 – Απτήδα φωτοπροστασίας VALO
- 1 – Βραχίονας στήριξης λυχνίας πολυμερισμού με διπλή αυτοκόλλητη ταινία

Επισκόπηση των στοιχείων ελέγχου:



Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από την ακατάλληλη χρήση της μονάδας αυτής ή/και σε περίπτωση χρήσης για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους που καλύπτονται σε αυτές τις οδηγίες.

Για όλα τα προϊόντα που περιγράφονται, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες και τις πληροφορίες στα δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

2. Ενδείξεις χρήσης/Σκοπούμενη χρήση

Ως πηγή φωτός για τον πολυμερισμό φωτοενεργοποιούμενων υλικών οδοντιατρικής αποκατάστασης και συγκολλητικών μέσων.

3. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Ομάδα κινδύνου 2

ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το προϊόν εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Μπορεί να προκύψει ερεθισμός των ματιών ή του δέρματος από την έκθεση. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα προστασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το προϊόν εκπέμπει δυναμική επικίνδυνη οπτική ακτινοβολία. Μην κοιτάζετε απευθείας τη λυχνία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μπορεί να έχει επιβλαβή επίδραση στα μάτια.

- ΜΗΝ κοιτάζετε απευθείας την έξοδο φωτός. Ο ασθενής, ο κλινικός ιατρός και οι βοηθοί θα πρέπει πάντα να φορούν γυαλιά πορτοκαλί χρώματος με προστασία UV κατά τη χρήση της λυχνίας VALO.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εγκεκριμένα βοηθητικά εξαρτήματα, καλώδια και τροφοδοτικά για να αποφυγείτε την εσφαλμένη λειτουργία, τις αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή τη μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατμότητα (ανατρέξτε στην ενότητα «Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές»).
- Για να αποφυγείτε τον κίνδυνο θερμικού ερεθισμού ή τραυματισμού, αποφυγείτε τους αλληπάλληλους κύκλους πολυμερισμού και μην εκθέτετε τα παρακείμενα μαλακά μέρη του στόματος για διάστημα πάνω από 10 δευτερόλεπτα σε οποιοδήποτε τρόπο λειτουργίας. Εάν χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο πολυμερισμού, χρησιμοποιήστε περισσότερους σύντομους κύκλους πολυμερισμού ή χρησιμοποιήστε ένα προϊόν διπλού πολυμερισμού για να αποφυγείτε τη θέρμανση των μαλακών μορίων.
- Απαιτείται προσοχή κατά τη θεραπεία ασθενών με ανεπιθύμητες φωτοβιολογικές αντιδράσεις ή ευαισθησίες, ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ή ασθενών που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με φωτοαισθητοποιητές.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να είναι ευαίσθητη σε ισχυρά μαγνητικά ή στατικά ηλεκτρικά πεδία, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρεμβολή στον προγραμματισμό. Εάν υποψιάζεστε ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε τη μονάδα στιγμιαία και, στη συνέχεια, συνδέστε την ξανά στην πρίζα.
- ΜΗ σκοπείτε τη λυχνία πολυμερισμού VALO με καυστικά ή απορριπτικά καθαριστικά. ΜΗN τοποθετηθεί σε αυτόκαυτο ή σε οποιοδήποτε λυτρώο υπέρηχου, απολυμαντικό, διάλυμα καθαρισμού ή υγρό. Η μη συμμόρφωση με τις παρεχόμενες οδηγίες επεξεργασίας ενδέχεται να καταστήσει τη συσκευή μη λειτουργική.
- Προκειμένου να αποφευχθεί η διαστοχούρμενη μόλυνση και η συγκόλληση σύνθετης ρήτινης στην επιφάνεια του φακού και στο σώμα της συσκευής, πρέπει να χρησιμοποιείται

προστατευτικό κάλυμμα πάνω από τη λυχνία VALO σε κάθε χρήση.

- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διαταραχόμενης μύλισης, τα προστατευτικά καλύμματα προορίζονται για χρήση σε έναν μόνο ασθενή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο διάβρωσης, αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα μετά τη χρήση.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ανεπαρκούς πολυμερισμού των ρητινών, μη χρησιμοποιείτε τη λυχνία πολυμερισμού σε περίπτωση ζημιάς στον φακό.

4. Οδηγίες βήμα-βήμα

Προετοιμασία

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 9 βολτ στο καλώδιο του εργαλείου χειρός.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε οποιαδήποτε πρίζα (100-240 VAC). Η οθόνη VALO θα εκπέμψει δύο ηχητικούς τόνους κατά την ενεργοποίηση και θα ανύψουν οι ενδείξεις χρονομέτρησης που δείχνουν ότι η λυχνία είναι έτοιμη για χρήση.
3. Τοποθετήστε τη λυχνία πολυμερισμού σε μία αυξημένη βάση στήριξης ή στον οδοντιατρική μονάδα ή στην παρεχόμενη βάση στήριξης μέχρι να χρησιμοποιηθεί.
4. Πριν από κάθε χρήση, τοποθετήστε ένα νέο προστατευτικό κάλυμμα πάνω από τη λυχνία πολυμερισμού.

Τοποθέτηση προστατευτικών καλυμμάτων:

Το προστατευτικό κάλυμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τοποθέτηση στη λυχνία πολυμερισμού και διατηρεί την επιφάνεια της λυχνίας πολυμερισμού καθαρή. Το προστατευτικό κάλυμμα προλαμβάνει τη διαταραχόμενη μύλιση, αποτρέπει τη συγκόλληση συνθετικής ρητινής στην επιφάνεια του φακού και στη λυχνία πολυμερισμού και εμποδίζει τον αποχρωματισμό και τη διάβρωση από τα διαλύματα καθαρισμού.

Σημείωση:

- Η χρήση του προστατευτικού καλύμματος θα μειώσει τη φωτεινή ισχύ εξόδου κατά 5-10%. Λόγω της υψηλής ισχύος εξόδου της λυχνίας πολυμερισμού, παρέχεται ουσιαστικά ισοδύναμος πολυμερισμός.
- Η λυχνία πολυμερισμού πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται με κατάλληλους καθαριστικούς ή/και απολυμαντικούς παράγοντες μετά από κάθε ασθενή. Δείτε την ενότητα «Επεξεργασία».

Ασπίδα φωτοπροστασίας VALO:

- Η Ασπίδα φωτοπροστασίας VALO είναι οβάλ σχήματος, μπορεί να περιστραφεί για μέγιστη χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα διαφανές περιβλήμα φραγής.

Χρήση

1. Κάθε ρύθμιση λειτουργίας χρησιμοποιείται για τον πολυμερισμό οδοντιατρικών υλικών με φωτοενεργοποίηση. Δείτε τον Σύνομο οδηγό ρυθμίσεων λειτουργίας για τους συνιστούμενους χρόνους πολυμερισμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λυχνία πολυμερισμού είναι προγραμματισμένη για κυκλική μετάβαση από την ρύθμιση λειτουργίας Κανονική Ισχύς στην ρύθμιση λειτουργίας Υψηλή Ισχύς και Πολύ Υψηλή Ισχύς διαδοχικά. Για παράδειγμα, για να μεταβείτε από την ρύθμιση λειτουργίας Κανονική Ισχύς στην ρύθμιση λειτουργίας Πολύ Υψηλή Ισχύς, είναι απαραίτητο να περάσετε πρώτα από την ρύθμιση λειτουργίας Υψηλή Ισχύς για να εισέλθετε στην ρύθμιση λειτουργίας Πολύ Υψηλή Ισχύς.
2. Η λυχνία πολυμερισμού αποθηκεύει το χρονικό διάστημα και την ρύθμιση λειτουργίας που έχει χρησιμοποιηθεί πιο πρόσφατα και επανέρχεται σε αυτές τις ρυθμίσεις από προεπιλογή κάθε φορά που αλλάξει η ρύθμιση λειτουργίας ή αφαιραθούν οι μπαταρίες.

Λειτουργία

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ: Ρύθμιση «Κανονική Ισχύς»

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ: 5, 10, 15, 20 δευτερόλεπτα.

- Πρόκειται για την προεπιλεγμένη ρύθμιση λειτουργίας της λυχνίας πολυμερισμού κατά την ΑΡΧΙΚΗ ενεργοποίηση. Η ένδειξη ρύθμισης λειτουργίας/κατάστασης θα είναι πράσινη και οι τέσσερις πράσινες ενδείξεις χρονομέτρησης θα αναφάνω, υποδεικνύοντας ότι είναι ενεργή η ρύθμιση λειτουργίας Κανονική Ισχύς.
- Για να αλλάξετε τα χρονικά διαστήματα, πατήστε γρήγορα το κουμπί Χρόνος/Ρύθμιση Λειτουργίας.
- Πατήστε το κουμπί Εναρξης λειτουργίας για να ενεργοποιηθεί ο πολυμερισμός. Για να σταματήσετε τον πολυμερισμό πριν ολοκληρωθεί ένα χρονικό διάστημα, πατήστε ξανά το κουμπί Εναρξης λειτουργίας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ: Ρύθμιση «Υψηλή Ισχύς»

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ: 1, 2, 3, 4 δευτερόλεπτα.

- Από την ρύθμιση λειτουργίας Κανονική Ισχύς, πατήστε το κουμπί Αλλαγή Χρόνου/Ρύθμιση λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα και αφήστε το. Η ένδειξη ρύθμισης λειτουργίας/κατάστασης θα είναι πορτοκαλί και οι τέσσερις πράσινες ενδείξεις χρονομέτρησης θα αναβοβήσουν, υποδεικνύοντας ότι είναι ενεργή η ρύθμιση λειτουργίας Υψηλή Ισχύς.
- Για να αλλάξετε τα χρονικά διαστήματα, πατήστε γρήγορα το κουμπί Χρόνος/Ρύθμιση λειτουργίας.
- Πατήστε το κουμπί Εναρξης λειτουργίας για να ενεργοποιηθεί ο πολυμερισμός. Για να σταματήσετε τον πολυμερισμό πριν ολοκληρωθεί ένα χρονικό διάστημα, πατήστε ξανά το κουμπί Εναρξης λειτουργίας.
- Για να επιστρέψετε στη ρύθμιση λειτουργίας Κανονική Ισχύς, πατήστε το κουμπί Αλλαγή Χρόνου/Ρύθμιση λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα και αφήστε το. Ο κύκλος θα μετακινήσει στη ρύθμιση λειτουργίας Πολύ Υψηλή Ισχύς. Πατήστε ξανά το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα και αφήστε το. Η ένδειξη ρύθμισης λειτουργίας/κατάστασης θα είναι πορτοκαλί και οι τέσσερις πράσινες ενδείξεις χρονομέτρησης θα αναφάνω, υποδεικνύοντας ότι είναι ενεργή η ρύθμιση λειτουργίας Κανονική Ισχύς.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ: Ρύθμιση λειτουργίας «Πολύ Υψηλή Ισχύς»

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ: Μόνο 3 δευτερόλεπτα (Σημείωση: Η ρύθμιση λειτουργίας Πολύ Υψηλή Ισχύς έχει καθαστημένη ασφαλέας 2 δευτερόλεπτα στο τέλος κάθε κύκλου πολυμερισμού για να περιορίσει ή θερμάσει κατά τη διάρκεια διαδοχικού πολυμερισμού. Στο τέλος της καθαστημένης, εκπέμπεται ηχητικός τόνος που υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για περαιτέρω χρήση).

- Από τη ρύθμιση Κανονική Ισχύς, πατήστε το κουμπί Αλλαγή Χρόνου/Ρύθμιση λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα, αφήστε το, πατήστε το ξανά για 2 δευτερόλεπτα και αφήστε το. Η ένδειξη ρύθμισης λειτουργίας/κατάστασης θα αναβοβήσει με πορτοκαλί χρώμα και οι τρεις από τις ενδείξεις χρονομέτρησης θα αναβοβήσουν, υποδεικνύοντας ότι είναι ενεργή η ρύθμιση λειτουργίας Πολύ Υψηλή Ισχύς.
 - Πατήστε το κουμπί Εναρξης λειτουργίας για να ενεργοποιηθεί ο πολυμερισμός. Για να σταματήσετε τον πολυμερισμό πριν ολοκληρωθεί ένα χρονικό διάστημα, πατήστε ξανά το κουμπί Εναρξης λειτουργίας.
 - Για να επιστρέψετε στη ρύθμιση λειτουργίας Κανονική Ισχύς, πατήστε το κουμπί Χρόνος/Ρύθμιση λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα και αφήστε το. Η ένδειξη ρύθμισης λειτουργίας/κατάστασης θα είναι πράσινη και οι πράσινες ενδείξεις χρονομέτρησης θα αναφάνω, υποδεικνύοντας ότι είναι ενεργή η ρύθμιση λειτουργίας Κανονική Ισχύς.
- Αναστολή λειτουργίας: Η λυχνία πολυμερισμού μεταβγαίνει σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ μετά από 1 ώρα αδράνειας, όπως υποδεικνύεται από αργό αναβοβήμα της ένδειξης ρύθμισης λειτουργίας/κατάστασης. Για να επαναφέρετε τη λυχνία πολυμερισμού από αναστολή λειτουργίας, αρκεί να πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί και η λυχνία θα επιστρέψει αυτόματα στην τελευταία χρησιμοποιημένη ρύθμιση.

Καθαρισμός

1. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα προστατευτικά καλύμματα ως συνήθη απόβλητα μετά τη χρήση σε κάθε ασθενή.
2. Βλ. ενότητα «Επεξεργασία».

Οδηγίες τοποθέτησης βάσης στήριξης

1. Η βάση θα πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια ελεύθερη από λιπαντικές ουσίες.
2. Καθαρίστε την επιφάνεια με αλκοόλη.
3. Εξοκλίστε το πίσω μέρος της αυτοκόλλητης ταινίας της βάσης.
4. Τοποθετήστε την βάση έτσι ώστε η λυχνία πολυμερισμού να μετακινείται προς τα πάνω κατά την αφαίρεση. Πιέστε με δύναμη για να στερεώσετε την βάση στη θέση της.

Σύντομος οδηγός ρυθμίσεων λειτουργίας

Ρύθμιση λειτουργίας	Κανονική Ισχύς	Υψηλή Ισχύς	Πολύ Υψηλή Ισχύς
Κουμπι Έναρξης Λειτουργίας			
Ενδείξεις LED ρύθμιση λειτουργίας/χρονόμετρησης			
Κουμπιά Χρόνου			
Επιλογές Χρόνου	5s 10s 15s 20s	1s 2s 3s 4s	Μόνο 3s
Για να αλλάξετε τη ρύθμιση χρόνου	Πατήστε ατιμμιαία και αφήστε το κουμπι Χρόνου για κυκλική εναλλαγή στις επιλογές χρόνου.		
Για να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι Χρόνου για 2 δευτερόλεπτα και αφήστε το. Το VALO θα μεταβεί στην επόμενη ρύθμιση λειτουργίας.		
Υπόμνημα	Σταθερά αναμμένες ενδείξεις LED	Παλλόμενες ενδείξεις LED	

Σύντομος οδηγός πολυμερισμού:

Συνιστώμενοι χρόνοι πολυμερισμού για βέλτιστα αποτελέσματα με το σύστημα VALO			
Τρόπος λειτουργίας	Κανονική Ισχύς	Υψηλή Ισχύς	Πολύ Υψηλή Ισχύς
Ανά στρώμα	Ένας κύκλος πολυμερισμού 10 δευτερολέπτων	Δύο κύκλοι πολυμερισμού 4 δευτερολέπτων	Ένας κύκλος πολυμερισμού 3 δευτερολέπτων
Τελικός πολυμερισμός	Τάδυ κύκλοι πολυμερισμού 10 δευτερολέπτων	Τρεις κύκλοι πολυμερισμού 4 δευτερολέπτων	Δύο κύκλοι πολυμερισμού 3 δευτερολέπτων
Σημείωση: Οι ρυθμίσεις έκθεσης και οι χρόνοι μπορεί να χρειαστούν προσαρμογή ανάλογα με την αντιστατικότητα της σύνθεσης ρητίνης, την απόχρωση, την απόσταση του φακού της λυχνίας από την σύνθεση ρητίνη και το βάθος του στρώματος της σύνθεσης ρητίνης. Αποτελεί ευθύνη του οδοντάτρου να γνωρίζει τις απαιτήσεις του υλικού που χρησιμοποιεί προκειμένου να προσδιορίσει τον κατάλληλο χρόνο και τις κατάλληλες ρυθμίσεις.			

Σύντομος οδηγός προετοιμασίας:

Προετοιμασίες	
Καλύτερη την Εξυπηρέτηση Πελατών για επισκευή	Καλύτερη την Εξυπηρέτηση Πελατών για επισκευή
<ul style="list-style-type: none"> • Χωρίς ήχο • Αναβοβλίνει, 2 δευτερόλεπτα • Επιτρέπει τη λειτουργία 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 συνεχόμενοι ήχοι • Απαγορεύει τις λειτουργίες

5. Συντήρηση

Επισκευή

Επισκευή από τον χρήστη

1. Ελέγξτε τακτικά τον φακό για υπολείμματα πολυμερισμένης οδοντιατρικής ρητίνης. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα οδοντιατρικό εργαλείο χωρίς διαμάντι για να αφαιρέσετε προσεκτικά τυχόν ποσότητα συσσωρευμένης ρητίνης.
2. Τα φωτόμετρα διαφέρουν σημαντικά και είναι σχεδιασμένα για συγκεκριμένα άκρα φωτεινών οδηγίων και φακούς. Η Ultradent συνιστά να ελέγχετε τακτικά την ισχύ εξόδου στη ρύθμιση λειτουργίας Κανονική Ισχύς. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πραγματική τιμή της ισχύος εξόδου δεν είναι απόλυτα ακριβής λόγω της ανακρίβειας των κοινών φωτόμετρων και της παρουσίας της ειδικής συστασίας LED στη λυχνία πολυμερισμού.

Επισκευή από τον κατασκευαστή

1. Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. Η Ultradent παρέχει στο προσωπικό σέρβις το απαιτούμενο υλικό τεκμηρίωσης για την εκτέλεση επισκευών.

Εγγύηση

Για τον παρόντος, η Ultradent εγγυάται για περίοδο 5 ετών* ότι η συσκευή συμμορφώνεται από κάθε ουσιαδή άποψη με τις προδιαγραφές που ορίζονται στα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης του προϊόντος που παρέχονται από την Ultradent, καθώς και ότι η συσκευή δεν παρουσιάζει ελαττώματα στα υλικά ή την κατασκευή. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμη. Όλα τα ελαττωματικά προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην Ultradent. Κανένα από τα μέρη του συστήματος VALO δεν είναι επισκευάσιμα από τον χρήστη. Οποιοδήποτε τροποποίηση στο σύστημα VALO θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση.

Η εγγύηση VALO δεν καλύπτει ζημιές από τον πελάτη. Για παράδειγμα, σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης ή πώσης του συστήματος VALO με αποτέλεσμα να σπάσει ο φακός, ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με το κόστος των απαραίτητων επισκευών.

*Βάσει της απόδειξης πώλησης που αναφέρει την ημερομηνία πώλησης στον οδοντίατρο.

6. Επεξεργασία

Μετά από κάθε χρήση, βρέξτε μια γάζα ή ένα μαλακό πανί με εγκεκριμένο απολυμαντικό επιφανειών και σκουπίστε την επιφάνεια και τον φακό.

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ:

- Απολυμαντικό σπρέι Lysol Brand III (συστατάται)
- Ισοπροπυλική αλκοόλη
- Καθαριστικά με βάση αιθυλική αλκοόλη
- Συμπυκνωμένο διάλυμα Lysol®* (μόνο με βάση αλκοόλης)

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ:

- Ισχυρό αλκαλικό απορρυπαντικό οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων σαπουνιών για τα χέρια και υγιών για πιιάτα
- Καθαριστικά με βάση λευκαντικό (π.χ. Clorox™*, Sterilox™*)
- Καθαριστικά με βάση υπεροξειδίου υδρογόνου
- Λειαντικά καθαριστικά (π.χ. Comet Cleanser™**)
- Καθαριστικά με βάση ακετόνης ή υδρογονανθράκων
- MEK (μεθυλαιθυλοκετόνη)
- Birex®*
- Γλουταραλδεΐδη
- Καθαριστικά με βάση χλωριούχου τεταρτοταγούς ένωσης αμμωνίου
- Διάλυμα ή μαντηλάκια Cavicide1™**
- Προϊόντα Cavicide™ * (χωρίς λευκαντικό)**

*Εμπορικό σήμα άλλης εταιρείας εκτός της Ultradent

**Εάν χρησιμοποιηθεί, μπορεί να προκαλέσει αποχρωμάτισμό

Καθαρισμός της Ασπίδας φωτοπροστασίας:

- Απολυμάνετε εν ψυχρώ την Ασπίδα φωτοπροστασίας VALO χρησιμοποιώντας ένα απολυμαντικό επιφανειών. ΜΗΝ αποστειρώνετε σε αυτόματοο κλιβάνο.

7. Αποθήκευση και Απόρριψη




Θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς της λυχνίας πολυμερισμού:

- Θερμοκρασία: +10°C έως +40°C (+50°F έως +104°F)
- Σχετική υγρασία: 10% έως 95%
- Πίεση περιβάλλοντος: 500 hPa έως 1.060 hPa

Κατά την απόρριψη απαβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού (δηλαδή συσκευών, φορητών, μπαταριών και τροφοδοτικών), ακολουθήστε τις τοπικές οδηγίες διάθεσης και ανακύκλωσης αποβλήτων.


8. Τεχνικά θέματα

Βοηθητικά εξαρτήματα

Είδος	Πληροφορίες CE		
Προστατευτικά καλύμματα VALO	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Γερμανία	Κατασκευάζεται από την: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neeah, WI 54956 Κατασκευάζεται στις ΗΠΑ	Διανέμεται από την: Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 ΗΠΑ
Λοπίδα φωτοπροστασίας VALO			

Τεχνικές πληροφορίες/Δεδομένα

Αποτελεσματικές ζώνες μήκους κύματος πολυμερισμό σύνθετης ρητίνης



Χαρακτηριστικό	Πληροφορίες/Προδιαγραφές					
Φακός	Διάμετρος 9,75 mm					
Εύρος μήκους κύματος	<ul style="list-style-type: none"> • Ωφέλιμο εύρος μήκους κύματος: 385 – 515 nm • Μέγιστο μήκος κύματος: 395 – 415 nm και 440 – 480 nm 					
Πίνακας έντασης φωτός	Διάγραμμα σύγκρισης ονομαστικής εκπομπής ακτινοβολίας				Η εκπομπή ακτινοβολίας διαφέρει ανάλογα με τις δυνατότητες του εργαλείου, τη μέθοδο μέτρησης και τη θέση της λυχνίας. † Τα ραδιόμετρα Demetron και οι αναλυτές φάσματος MARC θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς αναφοράς, καθώς έχουν μικρότερο διάφραγμα από τη λυχνία πολυμερισμού VALO. * Τα ραδιόμετρα Demetron θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς αναφοράς, λόγω περιορισμών στην ισχύ και τη φασματική απόκριση. ‡ Η εκπομπή ακτινοβολίας συμμορφώνεται με το ISO 10650, όταν η μέτρηση πραγματοποιείται με αναλυτή φάσματος Gigahertz.	
	Όργανο μέτρησης	†* Demetron I.E.D. Ραδιόμετρο	† MARC αναλυτής φάσματος	‡ Αναλυτής φάσματος Gigahertz		
				Εκπομπή		Ολική ισχύς
	Διάφραγμα μετρητή	7 mm	3.9 mm	15 mm		15 mm
	Κανονική Ισχύς (±10%)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²		670 mW
	Υψηλή Ισχύς (±10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²		970 mW
Πολύ Υψηλή Ισχύς (± 10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²	1570 mW		
Λυχνία πολυμερισμού VALO	Προδιαγραφές: IEC 60601-1 (Ασφάλεια), IEC 60601-1-2 (ΗΜΣ)			Βάρος: 8 ουγγιές/ 226 γραμμάρια (με το καλώδιο) Μήκος: 9,26 ίντσες/ 23,5 εκ. Πλάτος: 0,79 ίντσες/ 2 εκ. Μήκος καλωδίου: 7 πόδια/ 2,1 μέτρα		
Τροφοδοτικό	Έξοδος – 9 VDC στα 2Α Είσοδος – 100 VAC έως 240 VAC Τροφοδοτικό Ultradent VALO με κωδικό είδους P/N 5930 με βύσματα γενικής χρήσης			Προδιαγραφή: IEC 60601-1 (Ασφάλεια) Μήκος καλωδίου - 6 πόδια/ 1,8 μέτρα Το τροφοδοτικό VALO παρέχει μόνωση από το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο		
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: +10°C έως +32°C (+50°F έως +90°F) Σχετική υγρασία: 10% έως 95% Ατμοσφαιρική πίεση: 700 hPa έως 1.060 hPa					
Κύκλος λειτουργίας:	Η λυχνία πολυμερισμού έχει σχεδιαστεί για βραχυπρόθεσμη λειτουργία. Στη μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (32°C) † λεπτό ενεργής λειτουργίας (ON) σε αλληλεπλήρους κύκλους, 30 λεπτά απενεργοποίησης (OFF) (περίοδος ψύξης).					

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν οι λύσεις που προτείνονται παρακάτω δεν διορθώσουν το πρόβλημα, καλέστε την Ultradent στο 800.552.5512. Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, καλέστε τον διανομέα ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο οδοντιατρικών ειδών Ultradent.	
Πρόβλημα	Πιθανές λύσεις
Η λυχνία δεν ανάβει	<ol style="list-style-type: none"> 1. Πατήστε το κουμπί Αλλαγή Χρόνου/ Ρύθμιση Λειτουργίας ή το κουμπί Έναρξης Λειτουργίας, για να επαναφέρετε την συσκευή από την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας 2. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα μεταξύ τους και στην πρίζα. 3. Επιβεβαιώστε ότι η πρίζα τροφοδοτείται με ρεύμα.
Η λυχνία δεν παραμένει ενεργή για τον επιθυμητό χρόνο	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε τη ενδείξεις στη ρύθμιση λειτουργίας και χρονόμετρησης και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το σωστό χρονικό διάστημα. 2. Επιβεβαιώστε ότι όλα τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα. 3. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην ηλεκτρική υποδοχή.
Η λυχνία δεν πολυμερίζει σωστά τις ρητίνες	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε τον φακό για υπολείμματα πολυμερισμένης ρητίνης . 2. Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πορτοκάλι γυαλιά προστασίας UV, επιβεβαιώστε τη λειτουργία των LED. 3. Ελέγξτε το επίπεδο ισχύος με φωτόμετρο. Εάν χρησιμοποιήσετε φωτόμετρο, η Ultradent συνιστά να ελέγξετε το σύστημα VALO στη ρύθμιση λειτουργίας Κανονική Ισχύς. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πραγματική τιμή της ισχύος εξόδου δεν είναι απόλυτα ακριβής λόγω της ανακρίβειας των κοινών φωτόμετρων και της παρουσίας της ειδικής συστοχίας LED που χρησιμοποιείται στο σύστημα VALO. Τα φωτόμετρα διαφέρουν σημαντικά και είναι σχεδιασμένα για συγκεκριμένα άκρα φωτεινών οδοντών και φακούς.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης της πολυμεριζόμενης ρητίνης. 5. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείται η κατάλληλη τεχνική (συγκολλητική/ σύνθεσης ρητίνης) σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων λειτουργίας ή των χρονικών διαστημάτων	Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Χρόνος/ Ρύθμιση Λειτουργίας και Έναρξη Λειτουργίας έως ότου ακουστεί μια σειρά από ηχητικούς τόνους που υποδεικνύουν ότι η λυχνία πολυμερισμού έχει ξεκλειδωθεί.

9. Διάφορες πληροφορίες


Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή για ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές		
<p>Το σύστημα VALO προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.</p> <p>ΠΡΟΕΙΔΕΥΟΜΕΝΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τα εγκεκριμένα βοηθητικά εξαρτήματα, καλώδια και τροφοδοτικά για να αποφύγετε την εσφαλμένη λειτουργία, τις αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή τη μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατμωσία.</p>		
Δοκιμή εκπομπών	Συμμόρφωση	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - οδηγίες
Εκπομπές ραδιοσυνοχής CISPR 11	Κατηγορία 1	Το σύστημα VALO χρησιμοποιεί προσαρμογέα Globtek 9VDC ιατρικής κατηγορίας, λειτουργεί με προστασία από τις πτώσεις τάσης και παρέχει περιορισμένη καταστολή EMI, RF και υπέρτασης.
Εκπομπές RF CISPR 11	Κατηγορία B	Το σύστημα VALO χρησιμοποιεί ηλεκτρική και ηλεκτρομαγνητική ενέργεια μόνο για τις εσωτερικές λειτουργίες του. Ως εκ τούτου, οι εκπομπές RF είναι πολύ χαμηλές και είναι απίθανο να προκαλέσουν παρεμβολές σε κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Εκπομπές αρμονικών IEC 61000-3-2	Κατηγορία A	
Διακυμάνσεις τάσης/ασταθείς εκπομπές IEC 61000-3-3	ΣΥΜΜΟΡΦΩ-ΝΕΤΑΙ	Το σύστημα VALO είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών εγκαταστάσεων και εκείνων που συνδέονται άμεσα με το δημόσιο δίκτυο παροχής ισχύος χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια για οικιακή χρήση.

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή για την ηλεκτρομαγνητική ατμωσία			
<p>Το σύστημα VALO προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.</p>			
Δοκιμή ΑΤΡΩΣΙΑΣ	Επίπεδο δοκιμής IEC 60601	Επίπεδο συμμόρφωσης	Οδηγίες για το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον
Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD)	± 8 kV εξ επαφής ± 15 kV από αέρα	± 8 kV εξ επαφής ± 15 kV από αέρα	<p>Το φυσικό περιβάλλον πρέπει να περιορίζεται στα εξής:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Κωδικός προστασίας από την υγρασία (IP): IP20 2. Να μην εμβαπτίζεται σε υγρά. 3. Να μη χρησιμοποιείται σε χώρους με εύφλεκτα αέρια. Η μονάδα δεν είναι κατάλληλη για χρήση παρουσία εύφλεκτων αναοηθικών μίγμάτων (κατηγορίες Non-APG και Non-AP). 4. Ύψος υγρασίας αποθήκευσης: 10% - 95% 5. Ύψος θερμοκρασίας αποθήκευσης: 10°C - 40°C
IEC 61000-4-2			
Γρήγορα ηλεκτρικά μεταβατικά φαινόμενα/ απόσπαστες εκπομπές IEC 61000-4-4	±2 kV για γραμμές ηλεκτρικής τροφοδοσίας ± 1 kV για γραμμές εισόδου/ εξόδου	±2 kV για γραμμές παροχής ρεύματος Σημείωση 1: Το σύστημα VALO δεν διαθέτει θύρες I/O	Η ποιότητα του ρεύματος δικτύου πρέπει να είναι εκείνη ενός τυπικού οικιακού, εμπορικού, νοσοκομειακού ή στρατιωτικού περιβάλλοντος.
Υπέρταση IEC 61000-4-5	± 1 kV γραμμή προς γραμμή ± 2 kV γραμμή προς γείωση	± 1 kV γραμμή προς γραμμή ± 2 kV γραμμή προς γείωση	
Τάση, βυθίσεις, βραχυκυκλώματα, διακοπές και διακυμάνσεις στις γραμμές εισόδου ηλεκτρικής τροφοδοσίας IEC 61000-4-11	<p><5% U (>95% βύθιση U για 0,5 κύκλους)</p> <p>40% U (60% βύθιση U για 5 κύκλους)</p> <p>70% U (30% βύθιση U για 25 κύκλους)</p> <p><5% U (>95% βύθιση U για 5 δευτερόλεπτα)</p>	<p><5% U (>95% βύθιση U για 0,5 κύκλους)</p> <p>40% U (60% βύθιση U για 5 κύκλους)</p> <p>70% U (30% βύθιση U για 25 κύκλους)</p> <p><5% U (>95% βύθιση U για 5 δευτερόλεπτα)</p> <p>Σημείωση 2: Επανερχεται αυτόματα</p>	<p>Η ποιότητα του ρεύματος δικτύου πρέπει να είναι εκείνη ενός τυπικού οικιακού, εμπορικού, νοσοκομειακού ή στρατιωτικού περιβάλλοντος.</p> <p>Ο προσαρμογέας Globtek 9VDC ιατρικής κατηγορίας που παρέχεται με το σύστημα VALO λειτουργεί με ρεύμα δικτύου που κυμαίνεται από 100 VAC έως 240 VAC και παρέχει περιορισμένη προστασία από τις πτώσεις τάσης, τις EMI και την υπέρταση.</p> <p>Εάν ο χρήστης του VALO απαιτεί συνεχή λειτουργία χωρίς διακοπή ρεύματος ή εάν το δίκτυο σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή μιας χώρας θεωρείται κακό λόγω συνεχών πτώσεων τάσης, διακοπών ρεύματος ή συνθκών παροχής ισχύος με υπερβολικό θόρυβο, συνιστάται η χρήση μονάδας αδιάλειπτης παροχής ισχύος για την τροφοδοσία του συστήματος VALO ή η αγορά ασύρματης μονάδας VALO από τον πελάτη.</p>

Μαγνητικό πεδίο συχνότητας ισχύος (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος θα πρέπει να είναι σε επίπεδα χαρακτηριστικά μιας τυπικής θέσης σε ένα τυπικό, οικιακό περιβάλλον κατ' οίκον φροντίδας ή σε τυπικό εμπορικό, νοσοκομειακό ή στρατιωτικό περιβάλλον.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η είναι η τάση του δικτύου ρεύματος Α.Σ. πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής Σημείωση 1: Το VALO δεν είναι εξοπλισμένο με θύρες ή με προσβάσιμες γραμμές εισόδου/εξόδου (I/O). Σημείωση 2: Εάν υπάρχει πίεση 95% στην τάση δικτύου, το σύστημα VALO δεν θα λειτουργεί. Δεν διατίθεται εξωτερικό μηχανισμό αποθήκευσης ενέργειας. Το VALO θα απενεργοποιείται. Όταν αποκατασταθούν τα επίπεδα ισχύος, το VALO θα επανεκκινήσει και θα επιστρέψει στην ίδια κατάσταση πριν από την απώλεια ισχύος. Το VALO θα εκτελέσει αυτόματα επαναφορά.			

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή για ηλεκτρομαγνητική ατρωσία σε συστήματα μη υποστήριξης ζωής

Το VALO προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιου περιβάλλον.

Δοκιμή ΑΠΡΟΣΩΠΙΑΣ	Επίπεδο δοκιμής IEC 60601	Επίπεδο συμμόρφωσης	Οδηγίες για το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον
Λογισμικό RF	3 Vrms	3 Vrms	<p>Οποιοσδήποτε φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες (RF) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε μικρότερη απόσταση από οποιοδήποτε μέρος του συστήματος VALO, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, από τη συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού που υπολογίζεται βάσει της εξίσωσης που φαίνεται για τη συχνότητα του πομπού.</p> <p>Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού</p> $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz έως } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz έως } 2,5 \text{ GHz}$ <p>P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού και d είναι η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m).</p> <p>Οι εντάσεις πεδίου από σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνότητας, όπως προσδιορίζονται βάσει επιτόπιας ηλεκτρομαγνητικής μελέτης, θα πρέπει να είναι μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε φάσμα συχνότητας/νβ.</p> <p>Είναι πιθανή η δημιουργία παρεμβολών πλήρους εξοπλισμού που φέρει σήμανση με το ακόλουθο σύμβολο: </p>
IEC 61000-4-6	150 kHz έως 80 MHz	150 kHz έως 80 MHz	
Ακτινοβολούμενες RF	3 V/m	3 V/m	
IEC 61000-4-3	80 MHz έως 2,5 GHz	80 MHz έως 2,5 GHz	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και στα 800 MHz ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση από κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους.

Αι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσης ραδιοπομπών (κινητών/ασύρματων), τηλεφώνων και επίγειων φορητών ραδιοπομπών, ερασιτεχνικές ραδιοεκπομπές, ραδιοφωνικές εκπομπές AM και FM και τηλεοπτικές εκπομπές δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για την αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος λόγω σταθερών πομπών RF, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής επιτόπιας ηλεκτρομαγνητικής μελέτης. Εάν η μετρούμενη ένταση του πεδίου στη θέση όπου χρησιμοποιείται το σύστημα VALO υπερβεί το παραπάνω επίπεδο συμμόρφωσης RF, το VALO θα πρέπει να παρακολουθείται για να επαληθεύεται η κανονική λειτουργία του. Εάν παρατηρηθεί αβυσσική απόδοση, ίσως χρειαστεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, όπως η αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης του VALO.

β Για τα εύρος συχνότητας από 150 kHz έως 80 MHz, οι τιμές έντασης πεδίου πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V/m.

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή για τις συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας RF και του συστήματος VALO

Το VALO προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όπου οι ακτινοβολούμενες διαταραχές RF είναι ελεγχόμενες. Ο χρήστης του VALO μπορεί να βοηθησει στην πρόληψη των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας RF (πομποί) και του VALO, όπως συνιστάται παρακάτω, ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνίας.

Ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού (P σε W)	Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού (μέτρα)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 μέτρα	0,035 μέτρα	0,07 μέτρα
0,1	0,37 μέτρα	0,11 μέτρα	0,22 μέτρα
1	1,7 μέτρα	0,35 μέτρα	0,7 μέτρα
10	3,7 μέτρα	1,11 μέτρα	2,22 μέτρα
100	11,7 μέτρα	3,5 μέτρα	7,0 μέτρα

Το VALO έχει υποβληθεί επιτυχώς σε δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1-2:2014 υπό ακτινοβολούμενες εντάσεις πεδίου 10 V/m από 80 MHz έως 2,5 GHz. Η τιμή των 3 Vrms αντιστοιχεί στο V1 και η τιμή 10 V/m αντιστοιχεί στο E1 στους παραπάνω τύπους.

Για πομπούς με μέγιστη ισχύ εξόδου η οποία δεν αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να εκτιμηθεί μέσω της εξίσωσης που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και 800 MHz ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση από κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους.

ФОТОПОЛИМЕРНА ЛАМПА

1. Описание на продукта


Съвсво широколентов спектър, VALO е проектиран да полимеризира всички фотополимеризиращи се продукти в диапазона на дължината на вълната от 385-515 nm за ISO 10650.

VALO е медицинско оборудване, с международно захранване и е подходящо за електрически контакти от 100 до 240 волта. Накрайникът е предназначен за поставяне в стандартна стоматологична конзола или може да бъде монтиран по избор с помощта на стойката, включена в комплекта.

Компоненти на продукта:

- 1 бр. Фотополимерна LED лампа VALO с 2,1-метров кабел
- 1 бр. 9-волтово, медицинска степен, международно захранване с 1,8-метров кабел и универсални щепсели
- 1 оп. Хигиенни/защитни пликоче за VALO
- 1 бр. VALO Оранжев защитен екран за фото лампата
- 1 бр. Конзола за монтаж на повърхността с двойно залепваща лента

Преглед на контролите:



Производителят не поема никаква отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на този уред и / или за други цели, различни от тези инструкции. За всички описани продукти внимателно прочетете и разберете всички инструкции и SDS информация преди употреба.

2. Показания за употреба / Предназначение

Източник на светлина за полимеризация на фотоактивирани дентални възстановителни материали и бондинги.

3. Предупреждения и предпазни мерки

Рискова група 2

ВНИМАНИЕ излъчване на UV лъчи от този продукт. Възпаление на очите или кожата може да е резултат от продължително излагане. Използвайте подходяща лампа.

ВНИМАНИЕ Възможна е опасна оптична радиация, излъчвана от този продукт. Не гледайте към работната лампа. Може да бъде вредно за очите.

- НЕ гледайте директно към светлината. Пациентът, клиничистът и асистентът трябва винаги да носят защитни UV очила в цвят кехлибар, когато се използва VALO .
- За да се избегне рискът от токов удар, не се допускат модификации на това оборудване. Използвайте само включените адаптери за захранване и щепсели на Ultradent VALO. Ако тези компоненти са повредени, не ги използвайте и се обадете на отдела по обслужване на клиенти на Ultradent, за да поръчате подмяна.
- Преносимото RF оборудване за комуникация може да влоши производителността, ако се използва на разстояние по-малко от 30 cm. RF оборудване е приемник/предавател на радио сигнали. В случая се визират мобилни телефони, радиостанции и т.н. (бел. Пр.)
- Използвайте само оторизирани аксесоари, кабели и захранващи устройства, за да предотвратите неправилна работа, повишени електромагнитни емисии или намалена електромагнитна устойчивост (вижте раздел Електромагнитни емисии).
- За да се предотврати рискът от термично дразнене или нараняване, избягвайте продължителни цикли на втвърдяване и не излагайте меките тъкани в непосредствена близост за повече от 10 секунди във всеки режим. Ако е необходимо по-дълго време за втвърдяване, използвайте няколко по-къси цикъла на втвърдяване или използвайте продукт с двойно втвърдяване, за да избегнете затопляне на меките тъкани.
- Бъдете внимателни, когато лекувате пациенти, които страдат от неблагоприятни фотобиологични реакции или чувствителност, пациенти, подложени на химиотерапевтично лечение, или пациенти, лекувани с фотосенсибилизиращо лекарство.
- Това устройство може да е податливо на силни магнитни или статични електрически полета, които могат да нарушат програмирването. Ако подозирате, не това се е случило, изключете устройството незабавно и след това го включете отново в контакта.
- НЕ извършвайте фотополимерната лампа VALO с разяждащи или абразивни почистващи препарати, не автоклавирайте и не потапяйте във всякакъв вид ултразвукова вана, или дезинфектант, почистващ разтвор или течност. Неспазването на включените инструкции за обработка може да направи устройството неизползваемо.
- За да се предотврати кръстосаното замърсяване и да се отстранят възможните дентален компонент материал да се прилепи към повърхността на лещата или тялото на лампата, трябва да се използва хигиенен/защитен калъф върху VALO при всяка употреба.
- За да се предотврати рискът от кръстосано замърсяване, защитните калфи са еднократни.
- За да намалите риска от корозия, отстранете защитния калъф след употреба.
- За да намалите риска от адхериране на композит или неговата непълна полимеризация в кавитета, не използвайте фотолампата, ако лещата ѝ е повредена.

4. По етапни инструкции

Подготовка

1. Първо присъединете 9-волтовото захранване към шнура на фотолампата.
2. Включете захранването в електрически контакт (100-240 VAC). VALO ще издаде два звукови сигнала при включване и светлинните индикатори ще светнат, което означава, че светлината е готова за употреба.
3. Поставете фотополимерната лампа в стандартната стойка на денталния юнит или в предложената стойка-аксесоар, за да бъде готова за употреба.
4. Преди всяка употреба поставете нов хигиенен/защитен калъф върху фотополимерната лампа.

Инсталиране на хигиенни защитни калъфи:

Хигиенният защитен калъф е съобразен с размера на лампата и поддържа повърхността ѝ чиста. Хигиенният защитен калъф спомага за предотвратяване на кръстосаното замърсяване, спомага за премахане на риска от адхериране на композит към лещата или фотолампата и предотвратява преоцветяването или корозията от почистващите разтвори.

Забележка:

- Използването на хигиенния защитен калъф ще намали светлинната мощност с 5-10%. Поради високата изходна мощност на лампата е доказано, че качеството на полимеризация не страда от тази защита.
- Фотополимерната лампа VALO трябва да бъде почиствана и дезинфектирана с подходящи почистващи и/или дезинфекциращи средства след всеки пациент. Вж. Раздел „Обработка“.

Светлинен щит VALO:

Светлинният щит VALO е с овална форма, който може да се върти за най-добър ефект при употреба и може да се използва с прозрачна преградна втулка.

Употреба

1. Всеки режим на мощност на светлинния поток на лампата се използва за полимеризация на дентални материали с фото инициатори. Вижте Ръководство за бърз режим и препоръчителното време за полимеризация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Лампата е програмирана да преминава последователно от стандартната мощност към високата мощност и до режим на Допълнителна Мощност. Например, за да преминете от режим на стандартна мощност към режим на Допълнителна Мощност е необходимо да преминете в режим на висока мощност и след това в режим на Допълнителна Мощност.
2. Лампата съхранява най-скоро използвания режим на полимеризация, като по подразбиране ще се върне към това винаги, когато се променят режимите или ако батериите са отстранени.

Експлоатация

РЕЖИМ НА ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ: Режим стандартна мощност

ВРЕМЕНИ ИНТЕРВАЛИ: 5, 10, 15, 20 секунди

- Лампата е по подразбиране в този режим, когато е включена НАЧАЛНО. Индикаторът за режим / състояние ще свети и зелено и четирите зелени светлини на времето ще светят, което показва режим на стандартна мощност.
- За да промените интервалите от време, бързо натиснете бутона Време / Режим.
- Натиснете бутона за захранване, за да стартира цикъла. За да спрете процеса на светене преди завършването на времевия интервал, натиснете отново бутона за захранване.

РЕЖИМ НА ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ: Режим висока мощност

ВРЕМЕНИ ИНТЕРВАЛИ: 1, 2, 3, 4 секунди

- От режим на стандартна мощност натиснете и задръжте бутона за промяна на време/режим за 2 секунди и го пуснете. Индикаторът за режим/състояние ще свети в оранжево и четирите зелени светлини на времето ще светят, което показва режим на висока мощност.
- За да промените интервалите от време, бързо натиснете бутона Време/Режим.
- Натиснете бутона за захранване, за да стартира цикъла на светене. За да спрете процеса на светене преди завършването на времевия интервал, натиснете отново бутона за захранване.
- За да се върнете в режим на стандартно захранване, натиснете и задръжте бутона за промяна на време/режим за 2 секунди и го пуснете. Индикаторът за режим / състояние ще свети в зелено и четирите зелени светлини на времето ще светят, което показва режим на стандартна мощност.

РЕЖИМ НА ВТВЪРДЯВАНЕ: Режим на Допълнителна Мощност

ВРЕМЕНИ ИНТЕРВАЛИ: Единствен времевия интервал - само 3 секунди (Забележка: Режимът на Допълнителна Мощност има 2 секундно забавяне след края на всеки цикъл на полимеризационно светене, за ограничаване на затоплянето по време на последователно втвърдяване. След изтичане на времето за закъснение звуков сигнал показва, че устройството е готово за следваща употреба).

- От режим на стандартно захранване натиснете бутона за смяна на времето/режима за 2 секунди, отпуснете, натиснете и задръжте отново за 2 секунди и пуснете. Индикаторът за режим/състояние ще свети в оранжево и три от зелените светлини на времето ще преминат постоянно, което показва режим на Допълнителна Мощност.
 - Натиснете бутона за захранване, за да стартира цикъла на полимеризационно светене. За да спрете процеса на светене преди завършването на времевия интервал, натиснете отново бутона за захранване.
 - За да се върнете в режим на стандартно захранване, натиснете и задръжте бутона за време / режим за 2 секунди и го пуснете. Индикаторът за режим / състояние ще свети в зелено и зелените светлини на времето ще светят, което показва режим на стандартна мощност.
- Спащ режим: Светлината за втвърдяване ще премине в СПАЩ режим след 1 час бездействие, както е посочено от бавното мигане на индикатора за режим / състояние. Натисването на който и да е бутон ще сбуди светлината за втвърдяване и автоматично ще я върне към последната използвана настройка.

Почистване

1. Извършете използваните защитни калъфи в стандартните отпадъци след всеки пациент.
2. Вижте Раздел за Обработка.

Инструкции за монтаж на конзолата от комплекта

1. Конзолата трябва да се монтира на плоска, обезмаслена повърхност.
2. Почистете повърхността със спирт.

3. Отлепете защитната лента на Конзолата.

4. Позиционирайте конзолата така, че фотопламтата да се вдигне нагоре, когато е необходимо да бъде взета за работа. Притиснете здраво и неподвижно към избраното място за залепване за 1 минута.

Ръководство за бърз режим

Режим	Стандартна мощност	Висока мощност	Допълнителна мощност
Бутон за включване			
Светодиоди за режим / синхронизация			
Бутони за време			
Опции за време	5с 10с 15с 20с	1с 2с 3с 4с	3с Само
За да промените часа	Натиснете и отпуснете бутона за време, за да промените през времеви опции.		
За да промените режимите	Натиснете и задръжте бутона за време 2 секунди и го освободете. VALO ще премине към следващия режим.		
Легенда	Твърди светодиоди		Мигащи светодиоди

Ръководство за бързо втвърдяване:

Препоръчва се време на втвърдяване за оптимални резултати с VALO			
Режим	Стандартен режим	Режим на висока мощност	Режим на Допълнителна Мощност
На слой	Едно 10 секундно втвърдяване	Две 4 секундни втвърдявания	Едно 3 секундно втвърдяване
Окончателно втвърдяване	Две 10 секундни втвърдявания	Три 4 секундни втвърдявания	Две 3 секундни втвърдявания
Забележка: Може да се наложи настройките на експозицията и времето да се регулират поради композитна реактивност, сянка, разстояние от лещата до композита и дълбочина на композитния слой. Зъболекарят трябва да знае изискването за използвания материал, за да определи подходящото време и настройки.			

Ръководство за бързо предупреждение:

Предупреждения	
Свържете се с Обслужване на клиенти за ремонт	Свържете се с Обслужване на клиенти за ремонт
<ul style="list-style-type: none"> • Без звук • Мига, 2 секунди • Позволява операция 	<ul style="list-style-type: none"> • Непрекъснати 3 бипвания • Забранява операции

5. Поддръжка

Ремонт

Ремонт, извършван от потребителя

1. Редовно проверявайте лещата за полетнал композит. Ако е необходимо, използвайте дървен или пластмасов инструмент (например шпатула), за да отстраните внимателно зеления композит.
2. Контрол на светлинния интензитет. Измервателите на светлина се различават значително и са предназначени за специфични фотополимерни лампи. UltraDent препоръчва редовно да се проверява устройството в режим на стандартно зареждане. ЗАБЕЛЕЖКА: истинският цифров изход ще бъде изкривен поради неточността на обикновените светлинни измервателни уреди и потребителския LED пакет в светлината за втвърдяване.

Ремонт на производителя

1. Поправките трябва да се извършват само от оторизиран сервизен персонал. UltraDent да предостави на обслужващия персонал документация за извършване на ремонти.

Гаранция

UltraDent гарантира, че този инструмент за период от 5 години* съответства във всички съществени аспекти на спецификациите, както е посочено в документацията на UltraDent, придружаваща продукта, и няма никакви дефекти в материалите или изработката. Тази гаранция важи само за първоначалния купувач и не може да се прехвърля. Всички дефектни продукти се връщат на UltraDent. В системата VALO няма компоненти за обслужване от потребителите. Нарушението с VALO ще анулира гаранцията. Гаранцията VALO не покрива повреди причинени от клиента. Например; ако VALO се използва неправилно или бъде изпуснат и лещата се счупи, клиентът ще бъде отговорен да заплати за всички необходими ремонти.

* С документ за продажба, посочваща датата на продажба на зъболекаря.

6. Почистване

След всяка употреба, навлажнете марля или мека кърпа с одобрен дезинфектант и избършете повърхността на лампата и лещата.

ПРИЕМЛИВИ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ:

- Lysol Brand III Дезинфекционен спрей (препоръчва се)
- Изопропил алкохол
- Почистващи препарати на базата на етилов алкохол
- Lysol®* Концентрат (само на основата на алкохол)

НЕПРИЕМЛИВИ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ - НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ:

- Силен алкален детергент от всякакъв тип, включително сапуни и препарати за миене на съдове
- Почистващи препарати на основата на белина (например Clorox™, Sterilox™*)
- Препарати на базата на водороден пероксид
- Абразивни почистващи препарати (например Comet Cleanser™**)
- Ацетонови или въглеводородни почистващи препарати
- MEK (Метил Етил Кетон)
- Birex®*
- Глутаралдехид
- Почистващи препарати на базата на кватернерни амониеви хлориди
- Savicide1™** разтвор или кърпички
- Savicide™** продукти (без белина) **

* Търговска марка на фирма, различна от UltraDent

** Ако се използват, може да увреди цвета

Светлинен щит VALO:

- Светлинният щит VALO е с овална форма, който може да се върти за най-добър ефект при употреба и може да се използва с прозрачна преградна втулка.

7. Съхранение и изхвърляне




Съхранение и транспортиране на втвърдяващата светлина:

- Температура: +10°C до +40°C (+50°F до +104°F)
- Относителна влажност: 10% до 95%
- Външно налягане: 500 hPa до 1060 hPa

При изхвърляне на електронни отпадъци (т.е. устройства, зарядни устройства, батерии и зареждащи устройства) следвайте местните указания за отпадъци и рециклиране.


8. Технически съображения

Акcesoари

Item	CE Information		
VALO Защитни калъфи	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 ХанOVER Германия	Произведено от: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neeah, WI 54956 Произведено в САЩ	Разпространява се от: Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 САЩ
VALO Защита за фото лампа			

Техническа информация / Данни

Ефективни композитни втвърдяващи се дължини на вълната:



Атрибут	Информация / Спецификация					
Lens	Diameter 9.75 mm					
Дължина на вълната	<ul style="list-style-type: none"> Използван диапазон на дължината на вълната: 385 – 515nm Максимални дължини на вълните: 395 – 415nm и440 – 480nm 					
Таблица за интензивност на светлината	Номинална диаграма за сравнение на излъчването				<p>Излъчването ще варира в зависимост от възможностите на инструмента, метода на измерване и разположението на светлината.</p> <p>† Радиометрите на Detemtron и MARC спектралнализаторите трябва да се използват като референтни само поради наличните на по-малки отвори, отколкото VALO светлините за втвърдяване.</p> <p>* Радиометрите на Detemtron трябва да се използват като референтни само поради ограничения в мощността и спектралния отговор.</p> <p>‡ Излъчването отговаря на ISO 10650, когато се измерва с Gigahertz спектрален анализатор.</p>	
	Инструмент за измерване	†* Detemtron L.E.D. Радиометър	† MARC Анализатор на спектъра	‡ Gigahertz анализатор на спектъра		
	Бленда на метър	7 mm	3.9 mm	Exitance		Total Power
	Стандартна мощност (± 10%)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²		670 mW
	Висока мощност плос (± 10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²		970 mW
	Допълнителна мощност (±10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²		1570 mW
VALO Втвърдяваща светлина	Оценки: IEC 60601-1 (Safety), IEC 60601-1-2 (EMC)			Тегло: 226 грама (с чшур) Дължина: 23.5 cm Ширина: 2 cm Дължина на кабела: 2.1 метра		
Захранване	Изход - 9VDC при 2A Вход - 100VAC до 240VAC Ultradent P / N 5930 Захранване VALO с универсални щенцели			Оценка: IEC 60601-1 (Безопасност) Дължина на кабела 1.8 метра Захранването VALO осигурява изолация от захранването MAINS		
Условия за работа	Температура: +10°C до +32°C (+50°F до +90°F) Относителна влажност: 10% до 95% Външно налягане: 700 hPa до 1060 hPa					
Работен цикъл:	Светлината за втвърдяване е предназначена за краткотрайна работа. При максимална температура на околната среда (32° C) 1 минута ON на обратна връзка, 30 минути OFF (период на охлаждане).					

Отстраняване на проблеми

Ако предложено по-долу решение не отстранява проблема, моля, обадете се на Ultradent на тел. 800.552.5512. Извън Съединените щати се обадете на дистрибутора на Ultradent или на стоматологичен дилър.	
Проблем	Възможни решения
Светлината няма да се включи	<ol style="list-style-type: none"> Натиснете бутон за промяна на време / режим или бутон за захранване, за да го събудите от режим на спестяване на енергия. Проверете дали и двата кабела са здраво свързани и са в електрически контакт. Потвърдете захранването на контакта.
Светлината не остава включена за желаното време	<ol style="list-style-type: none"> Проверете режима и таймерите за правилно въвеждане на време. Уверете се, че всички кабелни връзки са поставени правилно. Изключете и включете отново захранващия кабел в електрическата розетка.
Светлината не втвърдява смолата правилно	<ol style="list-style-type: none"> Проверете лещата за остатъчни смоли / композити. Използвайте подходяща хехлибарена UV защита за очите, проверете дали LED светлините работят. Проверете нивото на мощност със светломер. Ако използвате светломер, Ultradent препоръчва да проверите VALO в режим на стандартно захранване. <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Истинската цифрова продукция ще бъде изкривена поради неточността на обикновените светлинни измервателни уреди и обичайния LED пакет, използван от VALO. Измервателите на светлина се различават значително и са предназначени за специфични светлинни накрайници и лещи.</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверете срока на годност върху втвърдителната смола. Уверете се, че се спазват правилните техники (лепило / композит) по препоръки на производителя.
Не може да се промени режимът или интервалите от време	Задържете бутоните за време / режим и захранването надолу, докато серия от сигнали показва, че светлината за втвърдяване не е отключена.

9. Разнородна информация

Ръководство и Декларация за Производство на Електромагнитни емисии		
<p>VALO е предназначен за използване в електромагнитната среда, посочена по-долу. Клиентът или потребителят трябва да се уверява, че той се използва в такава среда.</p> <p>ВНИМАНИЕ: Използвайте само сертифицирани аксесоари, кабели и захранващи устройства, за да предотвратите неправилна работа, повишени електромагнитни емисии или намалена електромагнитна устойчивост.</p>		
Тест за емисии	Съответствие	Електромагнитна среда - насоки
RF емисии CISPR 11	Група 1	VALO използва 9VDC адаптер Globtek, работещ със защита, и осигурява ограничена EMI, RF и пренапрежение.
RF емисии CISPR 11	Клас Б	VALO използва електрическа и електромагнитна енергия само за своите вътрешни функции. Поради това всички радиочестотни емисии са много ниски и няма вероятност да предизвикат смущения в близкото електронно оборудване.
Хармонични емисии IEC 61000-3-2	Клас А	
Флуктуации на напрежение / емисии на трептене IEC 61000-3-3	ОТГОВАРЯ НА	VALO е подходящ за използване във всички обекти, включително местни предприятия и тези, които са пряко свързани с обществената нисковотова електрозахранваща мрежа, която захранва сгради за домашна употреба.

Ръководство и Декларация за Производство на Електромагнитни емисии			
<p>VALO е предназначен за използване в електромагнитната среда, посочена по-долу. Клиентът или потребителят трябва да се уверява, че той се използва в такава среда.</p>			
Тест за ИМУНИТЕТ	IEC 60601 ниво на тест	Ниво на съответствие	Електромагнитна среда - насоки
Електростати-чен разряд (ESD)	± 8 kV контакт ± 15 kV въздух	± 8 kV контакт ± 15 kV въздух	<p>Физическата среда следва да се ограничи до следното:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Код: IP20 2. Не потапяйте в течност. 3. Не използвайте около запалим газ. Елементът е He-APG и He-AP. 4. Диапазон на влажност на съхранение: 10% - 95% 5. Диапазон на температурата на съхранение: 10° C - 40° C
IEC 61000-4-2			
Електрически бързо преходно / избухване IEC 61000-4-4	± 2 kV за захранващи кабели ± 1 kV за водни / изходни кабели	± 2 kV за захранващи кабели Забележка 1: VALO няма I / O портове	Качеството на основната електроенергия трябва да бъде в типична жилищна, търговска, болнична или военна среда
Пренапрежение-ние IEC 61000-4-5	± 1 kV кабел до кабел ± 2 kV кабел до земя	± 1 kV кабел до кабел ± 2 kV кабел до земя	<p>Качеството на основната електроенергия трябва да бъде в типична жилищна, търговска, болнична или военна среда</p> <p>Адаптерът за медицинско оборудване Globtek 9VDC, който се доставя с VALO, работи от мрежа, варираща от 100VAC - 240VAC и е в състояние да ограничи защита, ЕМИ и защитата от пренапрежение.</p> <p>Ако потребителят на VALO изисква непрекъсната работа без прекъсване на захранването, или захранването на мрежата в определен регион от дадена страна се счита за лошо поради непрекъснато затъмняване, прекъсване или прекалено шумни условия на мощност, се препоръчва VALO да се захранва от непрекъснато захранване или клиентът да закупи VALO Cordless.</p>
Напрежение, спадове, къси паузи, прекъсвания и промени на входните кабели за захранване	<5% U (> 95% потапяне в U за 0.5 цикъл)	<<5% U (> 95% потапяне в U за 0.5 цикъл)	
IEC 61000-4-11	40% U (60% потапяне в U за 5 цикъла) 70% U (30% потапяне в U за 25 цикъла) <5% U (95% потапяне в U за 5 цикъла)	40% U (60% потапяне в U за 5 цикъла) 70% U (30% потапяне в U за 25 цикъла) <5% U (95% потапяне в U за 5 цикъла) Забележка 2: Възстановява се самостоятелно	
Честота на захранване (50/60 Hz) магнитно поле IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Магнитните полета с честотна мощност трябва да бъдат на нива, характерни за типично местоположение в типична, жилищна, домашна здравна, търговска, болнична или военна среда.


ЗАБЕЛЕЖКА: U е мрежовото напрежение преди прилагането на нивото на изпитване

Забележка 1: VALO не е оборудван с никакви портове или достъпни I / O кабели.

Забележка 2: Ако има спад от 95% в мрежовото напрежение VALO няма да работи. Той няма вътрешен механизъм за съхранение на енергия. VALO ще се изключи. Когато нивата на мощност се възстановят, VALO ще се рестартира и ще се върне в същото състояние преди загубата на мощност. VALO ще се самовъзстанови.

Ръководство и Декларация за производство на електромагнитни имунитети за системи за поддържане на живота

VALO е предназначен за използване в електромагнитната среда, посочена по-долу. Клиенти или потребителите трябва да се уверят, че той се използва в такава среда.

Тест за ИМУНИТЕТ	IEC 60601 ниво на тест	Ниво на съответствие	Електромагнитна среда – насоки
Проведане RF	3 Vrms	3 Vrms	<p>Преносимото и мобилно RF комуникационно оборудване не трябва да се използва по-близо до която и да е част на VALO, включително кабелите, отколкото препоръчителното разстояние за разделяне, изчислено от уравнението, приложимо към честотата на предавателя.</p> <p>Препоръчително разстояние за разделяне</p> $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz до } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz до } 2,5 \text{ GHz}$ <p>P е максималната изходна мощност на предавателя във ватове (W) според производителя на предавателя и d е препоръчителното разстояние в метри (m).</p> <p>Силата на полето от фиксирани RF предаватели, определена от електромагнитно изследване на мястото, трябва да бъде по-малка от нивото на съответствие във всеки честотен диапазон b.</p> <p>Може да възникнат смущения в близост до оборудване, маркирано със следния символ: </p>
IEC 61000-4-6	150 kHz до 80 MHz	150 kHz до 80 MHz	
Излъчена RF	3 V/m	3 V/m	
IEC 61000-4-3	80 MHz to 2.5 GHz	80 MHz to 2.5 GHz	

ЗАБЕЛЕЖКА 1: При 80 MHz и 800 MHz се прилага по-високият честотен диапазон.

ЗАБЕЛЕЖКА 2 Тези указания може да не се прилагат във всички ситуации. Електромагнитното разпространение се влияе от абсорбцията и отражението от структури, обекти и хора.

Силата на полето от фиксирани предаватели, като базови станции за радио (клетъчни / безжични) телефони и наземни мобилни радиостанции, любителско радио, AM и FM радиопредавания и телевизионни предавания не могат да се предскажат теоретично с точност. За да се оцени електромагнитната среда, дължаща се на фиксирани радиочестотни предаватели, трябва да се осмисли електромагнитно изследване на мястото. Ако измерената напрегнатост на полето в мястото, където се използва VALO, надвишава приложимото ниво на съответствие на RF по-горе, VALO трябва да се наблюдава, за да се провери нормалната работа. Ако се наблюдава нетипично функциониране, може да са необходими допълнителни мерки, като реориентиране или преместване на VALO.

b В честотния обхват от 150 kHz до 80 MHz силата на полето трябва да бъде по-малка от 3 V / m.

Декларация за насоки и производство за препоръчителни разстояния за разделяне между преносимо и мобилно RF комуникационно оборудване и VALO

VALO е предназначен за използване в електромагнитна среда, в която се контролират излъчваните RF смущения. Потребителят на VALO може да помогне за предотвратяване на електромагнитни смущения чрез поддържане на минимално разстояние между преносимо и мобилно RF комуникационно оборудване (предаватели) и VALO, като се препоръчва по-долу, в зависимост от максималната изходна мощност на комуникационното оборудване.

Номинална максимална изходна мощност на предавателя (P във ватове)	Разстояние на разделяне според честотата на предавателя (метри)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2.5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 метра	0,035 метра	0,07 метра
0,1	0,37 метра	0,11 метра	0,22 метра
1	1,7 метра	0,35 метра	0,7 метра
10	3,7 метра	1,11 метра	2,22 метра
100	11,7 метра	3,5 метра	7,0 метра

VALO е тестван в съответствие с IEC 60601-1-2: 2014 и е преминал под силата на излъченото поле от 10 V / m между 80 MHz до 2.5 GHz. Стойността на 3Vrms съответства на V1 и стойността 10 V / m съответства на E1 във формулите по-горе.

За предаватели с максимална изходна мощност, които не са изброени по-горе, препоръчителното разстояние d в метри (m) може да бъде оценено, като се използва уравнението, приложимо за честотата на предавателя, където P е максималната мощност на изходната мощност на предавателя във ватове (W) според производителя на предавателя.

ЗАБЕЛЕЖКА 1: При 80 MHz и 800 MHz се прилага разделителното разстояние за по-високия честотен диапазон.

ЗАБЕЛЕЖКА 2 Тези указания може да не се прилагат във всички ситуации. Електромагнитното разпространение се влияе от абсорбцията и отражението от структури, обекти и хора.


1. Opis proizvoda

Svojem širokopojasnim spektrom, VALO je dizajniran za polimerizaciju svih svjetlom stvrdnjavajućih proizvoda u rasponu valnih duljina od 385-515 nm u skladu s ISO 10650. VALO se isporučuje sa strujnim adapterom odobrenim za medicinske uređaje za međunarodne standarde i prikladan je za napon od 100 do 240 volti. Tijelo lampe dizajnirano je za standardne nosače nasadnih uređaja ili se može držati na posebno montiranom nosaču koji je uključen u komplet.

Komponente proizvoda:

- 1 – VALO polimerizacijska lampica s kablom dužine 7 stopa / 2,1 metara
- 1 – 9-volti, međunarodni izvor napajanja medicinske kvalitete s kablom dužine 6 stopa / 1,8 metara i univerzalnim utikačima.
- 1 – VALO paket zaštitnih navlaka
- 1 – VALO svjetlosni štít
- 1 – nosač za polimerizacijsku lampu s dvostrukom ljepljivom trakom.

Pregled kontrola:



Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakva oštećenja nastala kao rezultat nepravilne uporabe ovog uređaja i/ili za bilo koje druge svrhe osim onih navedenih u ovim uputama. Za sve opisane proizvode, prije uporabe pažljivo pročitajte sva upute i SDS informacije.

2. Indications for Use/Intended Purpose

The source of illumination for curing photo-activated dental restorative materials and adhesives.

3. Warnings and Precautions

Skupina rizika 2

OPREZ Ovaj proizvod emitira UV zrake. Izloženost može rezultirati iritacijom očiju ili kože. Koristite prikladnu zaštitu.

OPREZ Proizvod emitira potencijalno opasnu optičku radijaciju. Ne gledajte u svjetlo dok lampica radi. Može biti štetno za oči.

- NE gledajte izravno u izlazni svjetlosni snop. Pacijent, liječnik i asistenti trebaju uvijek nositi opremu za zaštitu očiju od UV zraka u narančastoj boji tijekom uporabe VALO uređaja.
- Nikakve preinake na uređaju nisu dozvoljene zbog sprječavanja rizika od strujnog udara. Koristite samo priložene Ultradent VALO kabele i priključak za napajanje. Ako su ove komponente oštećene, nemojte koristiti proizvod i nazovite Ultradent korisnički servis za narudžbu zamjenskog proizvoda.
- Uređaj može oslabiti signal prijenosnih uređaja za RF komunikaciju, ako se koristi bliže od 30 cm (12").
- Koristite samo odobrene dodatke, kablove i priključke za napajanje kako bi spriječili nepravilan rad, povećanje elektromagnetskih emisija ili smanjenje elektromagnetskog imuniteta (pogledajte odlomak „Elektromagnetske emisije“).
- Kako bi spriječili rizik od termalne iritacije ili ozljede izbjegavajte uzastopne cikluse i nemojte izlagati meko oralno tkivo neposrednoj blizini svjetla duže od 10 sekundi. Ako je potrebno duže vremensko razdoblje za polimerizaciju koristite više kraćih ciklusa polimerizacije ili koristite proizvode sa dvostrukom polimerizacijom kako bi izbjegli zagrijavanje mekog tkiva.
- Budite oprezni dok liječite pacijente koji pate od štetnih fotobioloških nuspojava, kao i pacijente koji se liječe kemoterapijom ili fotosjetljivim lijekovima.
- Jedinica je podložna utjecaju snažnih magnetskih ili elektrostatičkih polja, koja mogu negativno utjecati na programiranje. Ako sumnjate da se to dogodilo isključite jedinicu i ponovno je priključite na električnu utičnicu.
- NE čistite VALO polimerizacijsku lampu nagrizavajućim ili abrazivnim sredstvima za čišćenje, u autoklavima, ne uranjajte uređaj u bilo koju vrstu ultrazvučne kupke, sredstva za dezinfekciju, otopinu za čišćenje ili tekućinu. Nepridržavanje navedenih uputa za obradu može uređaj učiniti neupotrebljivim.
- Kako bi spriječili rizik od unakrsne kontaminacije i pomogli očuvati površinu leće ili tijela lampe od ljepljenja dentalnih kompozitnih materijala, koristite zaštitnu navlaku kod svake uporabe VALO uređaja.
- Kako bi spriječili rizik od unakrsne kontaminacije koristite zaštitnu navlaku samo jednom.
- Kako bi smanjili rizik od korozije uklonite zaštitnu navlaku nakon svake uporabe.
- Ako je leća polomljena, ne koristite polimerizacijsku lampu, kako bi smanjili rizik od nedovoljno polimeriziranog materijala.

4. Detaljne upute za korištenje

Priprema

1. Spojite kabel adaptera za napajanje od 9 volti na kabel ručnog uređaja.
2. Priključite adapter za napajanje na električnu utičnicu (100-240 VAC). VALO ručni uređaj dvaput će se oglasiti nakon uključivanja, a lampice vremenskih postavki će označiti da je lampa spremna za uporabu.
3. Polimerizacijsku lampu stavite u standardni nosač pored saugera/sisaljke ili pomoćni nosač do sljedeće uporabe.
4. Prije svake uporabe stavite novu zaštitnu navlaku na polimerizacijsku lampu.

Postavljanje higijenskih zaštitnih navlaka

Higijenske zaštitne navlake su posebno prilagođene za uporabu sa polimerizacijskom lampom i čuvaju površnu lampe čistom. Zaštitna navlaka sprječava unakrsnu kontaminaciju, čuva dentalni kompozitni materijal od ljepljenja za površinu leće i tijela lampe za polimerizaciju te sprječava promjenu boje i koroziju od sredstava za čišćenje.

Napomena:

- Uporaba higijenske zaštitne navlake smanjit će snagu svjetla za 5 do 10 %. Zbog visoke izadne snage VALO polimerizacijske lampe, proces polimerizacije bit će u osnovi istovjetan.
- Polimerizacijsku lampu treba čistiti i dezinficirati prikladnim sredstvom za čišćenje/dezinfekciju nakon svakog pacijenta. Pogledajte odlomak pod nazivom „Održavanje“.

VALO svjetlosni štiti:

- VALO svjetlosni štiti ovalnog je oblika, za maksimalnu iskoristivost može se zakrenuti i može se koristiti s prozirnim zaštitnim rukavom.

Uporaba

1. Svaki od tri programa rada koristi se za polimerizaciju dentalnog materijala s fotoinicijatorima. Pogledajte preporučene vremenske postavke za polimerizaciju u Brzom vodiču (Quick mode guide).

NAPOMENA: Polimerizacijska lampa je podešena za ciklično prebacivanje sa Standardnog programa na program „Visokog intenziteta“ i „Xtra intenziteta“. Na primjer, za mijenjanje sa Standardnog programa na program „Xtra intenziteta“ potrebno je najprije prebaciti na program „Visoki intenzitet“, a zatim na program „Xtra intenzitet“.

2. Polimerizacijska lampa pohranjuje posljednji korišteni vremenski interval i program i vratit će se na te postavke nakon promjene programa ili zamjene baterija.

Rad

PROGRAM POLIMERIZACIJE: Standardni program

VREMENSKI INTERVALI: 5, 10, 15, 20 sekundi.

- Nakon INICIJALNOG pokretanja, polimerizacijska lampa će se uvijek prebaciti na ovaj način. Programska/statusna svjetla bit će zelene boje, a osvijetlit će se četiri zelena svjetla vremenskih postavki što će označiti Standardni program.
- Za promjenu vremenskih intervala kratko pritisnite gumb za vremenske postavke/program.
- Pritisnite gumb za uključivanje za početak polimerizacije. Za zaustavljanje polimerizacije prije završetka vremenskog intervala ponovno pritisnite gumb za uključivanje.

PROGRAM POLIMERIZACIJE: „Visoki intenzitet“ program

VREMENSKI INTERVALI: 1, 2, 3, 4 sekundi.

- U Standardnom programu pritisnite gumb za vremenske postavke/program i držite 2 sekunde to otpustite. Program/statusna svjetla bit će narančaste boje, a osvijetlit će se četiri zelena svjetla vremenskih postavki i zatrepenti, što će označiti „Visoka intenzitet“ program.
- Za promjenu vremenskih intervala kratko pritisnite gumb za vremenske postavke/program.
- Pritisnite gumb za uključivanje za početak polimerizacije. Za zaustavljanje polimerizacije prije završetka vremenskog intervala ponovno pritisnite gumb za uključivanje.
- Za povratak na Standardni program pritisnite gumb za vremenske postavke/program i držite 2 sekunde i otpustite. Prebacit će vas na „Xtra intenzitet“ program. Ponovno pritisnite i držite 2 sekunde to otpustite. Program/statusna svjetla bit će zelene boje, a osvijetlit će se četiri zelena svjetla vremenskih postavki, što će označiti Standardni način.

PROGRAM POLIMERIZACIJE: Xtra radni način

VREMENSKI INTERVAL: Samo 3 sekunde (napomena: Xtra program ima sigurnosnu odgodu u trajanju od 2 sekunde nakon svakog ciklusa polimerizacije kako bi se ograničilo zagrijavanje tijekom uzastopnog polimeriziranja. Na kraju odgode zvučni signal označit će da je jedinica spremna za nastavak uporabe).

- U Standardnom radnom načinu pritisnite gumb za vremenske postavke/program i držite 2 sekunde, otpustite, pritisnite i ponovno držite 2 sekunde to otpustite. Program/statusna svjetla bit će narančaste boje i zatrepenti, a osvijetlit će se tri zelena svjetla vremenskih postavki i zatrepenti, što će označiti „Xtra intenzitet“ program.
- Pritisnite gumb za uključivanje za početak polimerizacije. Za zaustavljanje polimerizacije prije završetka vremenskog intervala ponovno pritisnite gumb za uključivanje.
- Za povratak na Standardni program pritisnite gumb za vremenske postavke/program i držite 2 sekunde to otpustite. Program/statusna svjetla bit će zelene boje, a osvijetlit će se zelena svjetla vremenskih postavki, što će označiti Standardni program.
- „Sleep“ program: Polimerizacijska lampa prebacit će se na SLEEP program nakon 1 sata bez aktivnosti, što će biti označeno sporim treperenjem statusnih svjetala/programa. Pritiskom bilo kojeg gumba jedinica će pokrenuti polimerizacijsku lampu i automatski vratiti posljednje korištene postavke.

Čišćenje

1. Nakon svakog pacijenta bacite iskorištene zaštitne navlake u otpad.
2. Pogledajte odlomak „Održavanje“.

Upute za ugradnju nosača

1. Nosač treba biti ugrađen na ravnu čistu i nemasnu površinu.
2. Očistite površinu alkoholom za sterilizaciju.
3. Odlijepite ljepljivu vrpcu s nosača.
4. Postavite nosač tako da se polimerizacijska lampa može umetnuti s gornje strane. Čvrsto pritisnite na mjesto.

Brzi vodič

Program	Standardni program				„Visoki intenzitet“ program				Xtra program
Gumb za uključivanje									
LED indikatori programa / vremenskih postavki									
Gumbi za postavke vremena									
Opcije vremenskih intervala	5s	10s	15s	20s	1s	2s	3s	4s	3s samo
Za promjenu vremena	Kratko pritisnite i brzo otpustite gumb za vremenske postavke kako bi promijenili vremenski interval.								
Za promjenu programa	PPonovno pritisnite i držite gumb za vremenske postavke 2 sekunde te otpustite. VALO će se prebaciti na sljedeći program								
Legenda	Stalna LED svjetla				Treptajuća LED svjetla				

Brzi vodič za polimerizaciju:

Preporučeni vremenski intervali polimerizacije za optimalne rezultate s VALO uređajem			
Program	Standardni program	„Visoki intenzitet“ program	Xtra program
Po sloju	Jedan ciklus polimerizacije od 10 sekundi	Dva ciklusa polimerizacije od 4 sekunde	Jedan ciklus polimerizacije od 3 sekundi
Završni ciklus polimerizacije	Dva ciklusa polimerizacije od 10 sekunde	Tri ciklusa polimerizacije od 4 sekunde	Dva ciklusa polimerizacije od 3 sekunde
Napomena: Možda će biti potrebno prilagoditi postavke izloženosti i vremena zbog reaktivnosti kompozita, nijanse, udaljenosti svjetlosne leće od kompozita i dubine sloja kompozita. Na dentalnom profesionalcu je da prepozna predujete materijala kojega koriste kako bi odredili adekvatno vrijeme i postavke.			

Brzi vodič upozorenja:

Upozorenja	
Za popravke kontaktirajte službu za korisnike	Za popravke kontaktirajte službu za korisnike
<ul style="list-style-type: none"> Nema zvuka Treperi, 2 sekunde Dopušta rad 	<ul style="list-style-type: none"> Neprestana 3 zvučna signala Ne radi

5. Servisiranje

Popravak

Zahvati koje izvodi korisnik

1. Redovito provjeravajte da li na leći ima polimeriziranog kompozita. Po potrebi upotrijebite ručni dentalni instrument, koji nije dijamantni, za pažljivo uklanjanje kompozita.
2. Mjerači intenziteta svjetlosti se veoma razlikuju, i posebno su dizajnirani za uporabu sa specifičnim svjetlovodima i lećama. Ultradent preporuča redovito provjeravanje intenziteta svjetla u Standardnom programu. NAPOMENA: Stvarna vrijednost intenziteta razlikovat će se od očitane zbog nepreciznosti uobičajenih svjetlomjera i prilagođenog LED paketa u svjetlu za polimerizaciju.

Popravci koje izvodi proizvođač

1. Popravke može izvoditi samo ovlašteno servisno osoblje. Ultradent će omogućiti servisno osoblje s dokumentacijom za obavljanje popravaka.

Jamstvo

Ovime Ultradent jamči da će instrument, u razdoblju od 5 godine*, biti u svim važnim aspektima usklađen sa specifikacijama navedenima u dokumentaciji Ultradenta priloženoj proizvodu te da nema neispravnosti u materijalu i/ili izradi. Jamstvo vrijedi samo za originalnoga kupca i nije prenosivo. Svi neispravni proizvodi trebaju biti vraćeni Ultradentu. VALO uređaj nema komponente koje korisnik može sam servisirati. Nedopuštene preinake na VALO uređaju poništiti će jamstvo.

VALO jamstvo ne obuhvaća štetu koju je uzrokovao kupac. Na primjer; ako se VALO uređaj koristi na pogrešan način, ako ispadne i pritom se razbije leća, korisnik je sam odgovoran za plaćanje potrebnih popravaka.

*S računom na kojem se nalazi datum prodaje ordinaciji dentalne medicine.

6. Održavanje nakon upotrebe

Nakon svake uporabe namočite gazu ili meku krpu odobrenim sredstvom za dezinfekciju i obrisite površinu i leću.

ODOBRENA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE:

- Sprej za dezinfekciju Lysol robne marke (preporučeno)
- Izopropilni alkohol
- Sredstva za čišćenje na bazi etanola
- Lysol®* koncentrat (samo na alkoholnoj bazi)

NEODOBRENA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE - NE KORISTITE:

- Jaka alkalna sredstva za čišćenje bilo kakve vrste, uključujući sapun za ruke i deterđent za sude
- Sredstva za čišćenje s izbjeljivačem (npr. Clorox™*, Sterilox™**)
- Sredstva za čišćenje s vodikovim peroksidom
- Abrazivna sredstva za čišćenje (npr. Comet Cleanser™**)
- Aceton ili čistači na bazi ugljikovodika.
- MEK (metiletilketon)
- Birex®*
- Glutaraldehid
- Čistači na bazi klorid kvarternih amonijevih soli
- Cavicide1™** otopina ili maramice
- Cavicide™* proizvodi (bez izbjeljivača)**

*Zaštitni znak tvrtke koja nije Ultradent

** Uporaba može izbljediti boju

Čišćenje svjetlosnog štita:

- Hladno dezinficirajte VALO svjetlosni štit koristeći bilo koje površinsko dezinfekcijsko sredstvo. NE stavljajte u sterilizator.

7. Skladištenje i odlaganje




Transport i skladištenje svjetla za polimerizaciju:

- Temperatura: +10°C to +40°C (+50°F to +104°F)
- Relativna vlažnost: 10% do 95%
- Ambijentalni tlak: 500 hPa do 1060 hPa

Kod odlaganja električnog otpada (uređaja, punjača, baterija i priključaka za napajanje) pridržavajte se lokalnih propisa i smjernica za reciklažu.


8. Tehnička razmatranja

Dodaci

Predmet	CE informacije		
VALO zaštitne navlake	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Njemačka	Proizvođač: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neeah, WI 54956 Proizvedeno u SAD-u	Distributer: Ultradent Products Inc. 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 SAD
VALO svjetlosni štít			

Tehničke informacije/podaci

Učinkoviti spektri valnih dužina polimerizacije kompozita



Svojstva	Informacije/specifikacije					
Leća	Promjer 9,75 mm					
Raspon valnih duljina	<ul style="list-style-type: none"> Raspon iskoristivih valnih duljina: 385 – 515 nm Maksimalni odziv valnih duljina: 395 – 415nm i 440 – 480nm 					
Tablica intenziteta svjetlosti	Grafikon za usporedbu nominalnog oszračenja			Jačina emitirane svjetlosti će se razlikovati ovisno o mogućnostima mjernog instrumenta, metodama mjerenja i položaja svjetla. † Demetron radiometri i MARC analizator spektra trebaju biti korišteni samo kao referenca jer imaju manje promjere senzora od VALO svjetala za polimerizaciju. * Demetron radiometri trebaju se koristiti samo kao referenca zbog ograničene snage i spektralnog odziva. ‡ Jačina emitirane svjetlosti je usklađena s ISO 10650 kada se mjeri Gigahertz analizatorom spektra.		
	Mjerni instrument	†* Demetron L.E.D. Radiometar	† MARC analizator spektra		‡ Gigahertz analizator spektra	
					Jačina emitirane svjetlosti	Ukupna snaga
	Promjer senzora mjerača	7 mm	3.9 mm		15 mm	15 mm
	Standardni intenzitet (±10%)	1000 mW/cm ²			900 mW/cm ²	670 mW
„Visoki intenzitet“ Plus (±10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²	970 mW		
„Xtra intenzitet“ (±10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²	1570 mW		
VALO lampa za polimerizaciju	Odobrenja: IEC 60601-1 (Sigurnost), IEC 60601-1-2 (EMC)		Težina: 8 unci/226 grama (s kabelom) Dužina: 9.26 inča/23.5 cm Širina: .79 inča/ 2 cm Dužina kabela: 7 stopa/2.1 metara			
Napajanje	Izlaz: 9VDC na 2A Ulaz: 100VAC na 240VAC Ultradent P/N 5930 VALO izvor napajanja i univerzalni priključci		Odobrenje: IEC 60601-1 (Sigurnost) Dužina kabela - 6 stopa/1.8 metara VALO strujni adapter osigurava izolaciju od GLAVNOG izvora napajanja			
Radni uvjeti	Temperatura: +10°C to +32°C (+50°F to +90°F) Relativna vlažnost: 10% do 95% Ambijentalni tlak: 700 hPa do 1060 hPa					
Radni ciklus:	Polimerizacijska lampa namijenjena je radu u kratkotrajnim intervalima. Na maksimalnoj ambijentalnoj temperaturi (32 °C) 1 minuta postepenog prebacivanja ciklusa, 30 minuta u ISKLJUČENOM stanju (razdoblje hlađenja).					


Uklanjanje poteškoća

Ako rješenja navedena u nastavku ne mogu ukloniti problem molimo da nazovete Ultradent na 800.552.5512. Izvan Sjedinjenih Američkih Država nazovite vašeg ovlaštenog distributera ili trgovca dentalnom opremom.	
Problem	Moguće rješenje
Lampa se neće upaliti	<ol style="list-style-type: none"> Pritisnite gumb za vremenske postavke/programme ili gumb za pokretanje uređaja iz radnog načina za uštedu energije. Provjerite da li su kablovi čvrsto spojeni i priključeni na električnu utičnicu. Provjerite napajanje zidne utičnice.
Lampa se gasi prije isteka željenog vremena	<ol style="list-style-type: none"> Provjerite da li je postavljeno ispravno vrijeme pomoću radnog načina i svjetlosnih indikatora vremena. Provjerite da li su priključci na svim spojevima ispravni. Isključite i ponovno priključite kabel za napajanje na električnu utičnicu.
Lampa ne polimerizira pravilno kompozite	<ol style="list-style-type: none"> Provjerite da li na lećama ima polimeriziranog kompozita/naslaga. Uporabom ispravne narančaste zaštite za oči od UV zračenja provjerite ispravnost LED svjetla. Provjerite razinu snage pomoću svjetlomera. Ako koristite svjetlomjer Ultradent preporučuje provjeru VALO uređaja u standardnom programu rada. NAPOMENA: Stvarna vrijednost razlikovat će se od očitane zbog nepreciznosti uobičajenih svjetlomjera i prilagođenog LED paketa u svjetlu za polimerizaciju. Svjetlomjeri se mogu veoma razlikovati, a dizajnirani su posebno za uporabu sa svjetlovodima i lećama. Provjerite datum isteka valjanosti dentalnog kompozita. Pobrinite se da pratite ispravnu tehniku (kod uporabe adheziva/kompozita) koju preporuča proizvođač.
Program ili vremenski intervali ne mogu se promijeniti	Držite istovremeno gumb za vremenske postavke/program i gumb napajanja dok niz zvučnih signala ne pokaže da je polimerizacijska lampa uključena.

9. Razne informacije

Smjernice i izvjava proizvođača o elektromagnetskim emisijama		
VALO je namijenjen uporabi u niže navedenom elektromagnetskom okruženju. Kupac ili korisnik treba osigurati uporabu samo u takvom okruženju. UPOZORENJE: Koristite samo originalne i odobrene dodatke, kablove i priključke za napajanje kako bi spriječili nepravilan rad, povećanje elektromagnetskih emisija ili smanjenje elektromagnetskog imuniteta.		
Test emisija	Usklađenost	Elektromagnetsko okruženje - smjernice
RF emisije CISPR 11	Grupa 1	VALO koristi Globtek 9VDC adapter medicinske kvalitete, radi sa zaštitom od pada napona i omogućuje ograničene EMI i RF te prenaponsku zaštitu.
RF emisije CISPR 11	Klasa B	VALO koristi električnu i elektromagnetsku energiju za svoje interne funkcije. Stoga, RF emisije su veoma niska i mala je vjerojatnost da će uzrokovati smetnje obilježnoj električnoj opremi.
Harmonijske emisije IEC 61000-3-2	Klasa A	VALO je prikladan za uporabu u svim ustanovama, uključujući i kućanstva te sve ustanove povezane s javnom niskonaponskom mrežom koja napaja sve objekte za domaću uporabu.
Fluktuacije napona/flikeri IEC 61000-3-3	USKLAĐENO S	

Guidance and Manufacturer's Declaration for Electromagnetic Immunity			
VALO je namijenjen uporabi u niže navedenom elektromagnetskom okruženju. Kupac ili korisnik treba osigurati uporabu samo u takvom okruženju.			
Test IMUNITETA	IEC 60601 testna razina	Razina usklađenosti	Vodič za elektromagnetsko okruženje
Elektrostatika pražnjenje (ESD)	± 8 kV kontakt ± 15 kV zrak	± 8 kV kontakt ± 15 kV zrak	Fizički okoliš treba biti ograničen na sljedeće: 1. IP kod: IP20 2. Nemojte uranjati u tekućinu. 3. Ne koristiti u blizini zapaljivog plina. Jedinica je Non-AGP i Non-AP 4. Raspon vlažnosti prostora skladištenja: 10% - 95% 5. Raspon temperature skladištenja: 10° C - 40° C
IEC 61000-4-2			
Brze električne prijelazne pojave/kratki impulsi IEC 61000-4-4	± 2 kV za linije napajanja ± 1 kV za ulazno/izlazne linije	± 2 kV za linije napajanja Napomena 1: VALO nema I/O ulaza	Kvaliteta glavnog izvora napajanja treba odgovarati onoj koja se koristi u stambenom, komercijalnom, bolničkom ili vojnom okruženju
Prenapon IEC 61000-4-5	± 1 kV linija na liniju ± 2 kV linija s uzemljenjem	± 1 kV linija na liniju ± 2 kV linija s uzemljenjem	
Napon, padovi, kratki spojevi, prekidi i varijacije ulaznih linija izvora napajanja	<5% U (>95% pad na U za ciklus 0.5)	<5% U (>95% pad na U za ciklus 0.5)	Kvaliteta glavnog izvora napajanja treba odgovarati onoj koja se koristi u stambenom, komercijalnom, bolničkom ili vojnom okruženju.
IEC 61000-4-11	40% U (>60% pad na U za 5 ciklusa)	40% U (>60% pad na U za 5 ciklusa)	Globtek 9VDC adapter medicinske kvalitete koji je isporučen s VALO uređajem radi uz glavni izvor napajanja od 100VAC do 240VAC te ima mogućnosti ograničene zaštite od pada napona, EMI i prenapona.
	70% U (>30% pad na U za 25 ciklusa)	70% U (>30% pad na U za 25 ciklusa)	Ako je korisniku VALO uređaja potreban neprekidan rad bez prekida glavnog napajanja, ako je glavno napajanje u bilo kojoj regiji ili zemlji loše zbog neprestanog pada napona, nestanka struje ili pretjerano bučnih uvjetima, preporučamo uporabu VALO uređaja s izvorom napajanja kojeg nije moguće prekinuti ili kupovinu bežične VALO jedinice.
	<5% U (>95% pad na U za 5 s)	<5% U (>95% pad na U za 5 s)	
Frekvencija napajanja (50/60 Hz) magnetsko polje IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Frekvencija magnetskih polja treba biti na razinama koje su karakteristične za lokaciju stambenih, zdravstvenih, komercijalnih, bolničkih ili vojnih ustanova.
<p>NAPOMENA: U je izmjenični mrežni napon prije primjene testne razine</p> <p>Napomena 1: VALO nije opremljen ulazima ili dostupnim I/O linijama.</p> <p>Napomena 2: U slučaju pada napona glavnog izvora napajanja od 95 % VALO uređaj neće raditi. Nema mehanizma za unutrašnju pohranu energije. VALO će se isključiti! Nakon povratka izvora napajanja VALO uređaj će se ponovno pokrenuti i vratiti na stanje prije gubitka izvora napajanja. VALO će se samooobnoviti.</p>			

Smjernice i izvaja proizvođača o elektromagnetskom imunitetu sustava koji ne služe održavanju života			
VALO je namijenjen uporabi u niže navedenom elektromagnetskom okruženju. Kupac ili korisnik treba osigurati uporabu samo u takvom okruženju.			
Test IMUNITETA	IEC 60601 testna razina	Razina usklađenosti	Vodič za elektromagnetsko okruženje
Indukcija RF	3 Vrms	3 Vrms	Prenosiva i mobilna oprema za RF komunikaciju ne smije biti korištena u blizini bilo kojeg dijela VALO uređaja, uključujući kablove, na udaljenosti koja nije preporučena, a može se izračunati pomoću jednadžbe primjenjive na frekvenciju odašiljača. Preporučena udaljenost
IEC 61000-4-6	150 kHz do 80 MHz	150 kHz do 80 MHz	
RF emisije	3 V/m	3 V/m	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz do } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz do } 2,5 \text{ GHz}$ <p>P je maksimalna izlazna snaga odašiljača u vatima (W) u skladu s proizvođačem odašiljača, a d se odnosi na preporučenu udaljenost u metrima (m).</p> <p>Snaga polja fiksnih RF odašiljača utvrđena ispitivanjem elektromagnetskih polja treba biti manja od preporučene razine za svako frekventijsko područje.</p> <p>Može doći do smetnji u blizini opreme označene sa sljedećim simbolom:</p> 
IEC 61000-4-3	80 MHz do 2,5 GHz	80 MHz do 2,5 GHz	
<p>NAPOMENA 1 Na 80 MHz i 800 MHz primjenjuje se više frekventijsko područje.</p> <p>NAPOMENA 2 Ove smjernice ne primjenjuju se u svim situacijama. Na elektromagnetsku propagaciju utječe apsorpcija i refleksija od struktura, predmeta i ljudi. a jačina polja fiksnih odašiljača, poput baznih postaja za (mobilne/bežične) telefone, kopnenih pokretnih radio uređaja, amaterskih radio uređaja, AM i FM radiodifuzija i TV prijenosa ne mogu biti teoretski predviđeni s točnošću. Kako bi procijenili elektromagnetski okoliš zbog fiksnih RF odašiljača potrebno je napraviti ispitivanje elektromagnetskih polja. Ako izmjerena snaga polja, na lokaciji VALO treba biti korišten, nadilazi preporučenu razinu primjenjivu na RF odašiljače, potrebno je utvrditi da li VALO uređaj normalno radi. Ako primijetite nepravilan rad potrebno je poduzeti dodatne mjere poput premještanja ili usmjeravanja VALO uređaja u drugom smjeru.</p> <p>b Iznad frekventijskog područja od 150 kHz do 80 MHz jačina polja treba biti manja od 3 V/m.</p>			

Smjernice i izjava proizvođača o preporučenoj udaljenosti između prenosive i mobilne opreme za RF komunikaciju i VALO uređaja

VALO uređaj namijenjen je uporabi u elektromagnetskom okruženju u kojem su smetnje uzrokovane RF zračenjem kontrolirane. Korisnik VALO uređaja može pomoći u sprječavanju elektromagnetskih smetnji održavanjem najmanje preporučene udaljenosti između prenosive i mobilne opreme (odašiljača) za RF komunikaciju, u skladu s maksimalnom izlaznom snagom komunikacijske opreme.

Maksimalna izlazna snaga odašiljača (P u vatima)	Udaljenost u skladu s frekvencijom odašiljača (metri)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 metara	0,035 metara	0,07 metara
0,1	0,37 metara	0,11 metara	0,22 metara
1	1,7 metara	0,35 metara	0,7 metara
10	3,7 metara	1,11 metara	2,22 metara
100	11,7 metara	3,5 metara	7,0 metara

VALO je testiran u skladu s IEC 60601-1-2:2014 i uspješno prolazi s poljima zračenja snage od 10 V/m između 70-MHz do 2,5 GHz. Vrijednost od 3Vrms odgovara vrijednosti V1, a vrijednosti 10 V/m odgovara vrijednosti E1 u gore navedenim formulama.

Kod odašiljača s maksimalnom izlaznom snagom koji nisu navedeni u gornjem tekstu preporučena udaljenost d u metrima (m) može se procijeniti koristeći jednadžbu primjenjivu na frekvenciju odašiljača, gdje P označava maksimalnu izlaznu snagu odašiljača u vatima (W) u skladu s uputama proizvođača.

NAPOMENA 1 Na 80 MHz i 800 MHz primjenjuje se viša preporučena udaljenost za više frekvencijsko područje.

NAPOMENA 2 Ove smjernice ne primjenjuju se u svim situacijama. Na elektromagnetsku propagaciju utječe apsorpcija i refleksija od struktura, predmeta i ljudi.


1. Popis produktu

Díky širokopásmovému spektru je VALO navržena tak, aby polymerovala všechny světlem vytvrzované produkty v rozsahu vlnových délek 385–515nm v souladu s normou ISO 10650. VALO má zatřídění výrobku pro zdravotnické účely, má mezinárodní napájecí zdroj a je vhodná pro elektrické zásuvky o napětí 100 až 240 voltů. Tělo lampy je navrženo tak, aby l se dala umístit do držáku standardní dentální jednotky, případně ji lze podle přání zákazníka připevnit s použitím držáku, který je součástí balení.

Součástí produktu:

- 1 – Polymerační lampa VALO s kabelem o délce 7 stop/ 2,1 metru
- 1 – Mezinárodní napájecí zdroj (9 V), zatřídění pro zdravotnické účely, s kabelem o délce 6 stop/1,8 metru a univerzálními přípojkami
- 1 – Balíček vzorků ochranných náleků VALO
- 1 – Ochranný světelný štít VALO
- 1 – Držáček pro polymerační lampu k montáži pomocí oboustranné lepicí pásky

Přehled ovládní:



Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli poškození plynoucí z nesprávného použití této jednotky a/nebo používání pro jiné účely, než které jsou uvedeny v tomto návodu. Před použitím všech popsaných produktů si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní listy a porozumějte jim.

2. Indikace použití / zamýšlený účel

Zdroj osvětlení pro polymerující fotoaktivované dentální výplňové materiály a adheziva

3. Varování a bezpečnostní opatření

Riziková skupina 2

UPOZORNĚNÍ Výrobek vyzařuje UV světlo. Při expozici může dojít k podráždění očí nebo kůže. Použijte vhodné stínění.

UPOZORNĚNÍ Možné nebezpečné optické záření emitované tímto produktem. Nedívejte do lampy, která je v provozu. Může dojít k poškození očí.

- **NEDÍVEJTE SE** přímo do světelného zdroje. Pacient, ošetřující a asistenti by měli vždy, když používají VALO, nosit jantarové zabarvenou ochranu očí proti UV záření. Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, není dovoleno provádět žádné úpravy tohoto zařízení. Používejte pouze dodávaný napájecí zdroj a zásuvkové adaptéry Ultradent VALO... Pokud jsou tyto komponenty poškozeny, nepoužívejte je, zavolejte zákaznický servis Ultradent, a objednejte si náhradní.
- Přenosné radiofrekvenční komunikační zařízení může snížit výkon, pokud je používáno blíže než 30 cm
- (12 in") od lampy.
- Používejte pouze schválené příslušenství, kabely a napájecí zdroje, abyste zabránili nesprávnému provozu, zvýšeným elektromagnetickým emisím nebo sníženým elektromagnetické odolnosti (viz část Elektromagnetické emise).
- Abyste zabránili riziku tepelného podráždění nebo poranění, vyhněte se po sobě následujícím cyklům polymerace a neovsávejte měkké tkáně v ústech v těsné blízkosti déle než 10 sekund v jakémkoli režimu. Jsou-li požadovány delší polymerační časy, použijte více kratších polymeračních cyklů nebo použijte duálně tuhoucí produkt abyste zabránili zahřívání měkkých tkání.
- Buďte opatrní při ošetření pacientů, kteří trpí nežádoucími fotobiologickými reakcemi nebo senzitivitou, podstupují léčbu chemoterapií, nebo jsou léčeni fotosenzibilizujícími léky.
- Tento přístroj může být náchylný na silná magnetická pole nebo silná pole statické elektřiny, která by mohla narušit jeho naprogramování. Pokud máte podezření, že se to stalo na okamžik odpojte přístroj z elektřiny a pak znovu zapojte do zásuvky.
- **NEOTŘEJTE** polymerační lampu VALO leptávkami nebo abrazivními čisticími prostředky, neautoklávejte, neonořte do jakékoli ultrazvukové lázně, dezinfekčního prostředku, čisticího roztoku nebo kapaliny. Nedodržení obsažených pokynů k údržbě může způsobit nefunkčnost zařízení.
- Ochranný nálek musí být nasunut přes VALO při každém použití, aby pomohl zabránit riziku křížové kontaminace a přílnití dentálního kompozitního materiálu k povrchu čočky a tělu lampy. Abyste zabránili riziku křížové kontaminace, ochranné náleky používejte u každého pacienta vždy jednorázově. Abyste snížili riziko koroze, po použití ochranný nálek odstraňte.
- Abyste snížili riziko neúplně zpolymerovaných pryskyřic, nepoužívejte polymerační lampu, jestliže je čočka poškozena.

4. Postupné pokyny

Příprava

1. Připojte 9V napájecí kabel ke kabelu lampy.
2. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky (100 až 240 VAC). VALO po připojení dvakrát pípně a indikátory času se rozsvítí, což značí, že je lampka připravena k použití.
3. Polymerační lampu vložte do držáku standardní dentální jednotky, případně do dodaného držáku.
4. Před každým použitím nasadte na polymerační lampu nový návlek.

Nasazení hygienických ochranných návléků:

Hygienický ochranný návlek upřisoběný na míru polymerační lampě a udržuje její povrch čistý. Ochranný návlek pomáhá předcházet křížové kontaminaci, lepení dentálního kompozitního materiálu na povrch čočky a polymerační lampu a předchází změnám barev a korozi způsobených čisticími prostředky.

Poznámka:

- Použití hygienického ochranného návléku snižuje světelný výkon o 5 až 10 %. Vzhledem k vysokému výstupnímu výkonu polymerační lampy bylo prokázáno, že polymerace je v podstatě ekvivalentní.
- Po každém pacientovi musí být polymerační lampka očištěna a dezinfikována vhodnými čisticími a/nebo dezinfekčními prostředky. Viz část Čištění.

Světelný štít VALO:

- Světelný štít VALO je ovládného tvaru, lze jej po maximální využití otáčet a lze jej použít s průhledným ochranným pouzdem.

Provoz

1. Každý pracovní režim se používá pro polymeraci dentálních materiálů s fotoiniciátory. Doporučené polymerační časy naleznete v rychlém průvodci režimy. POZNÁMKA: Polymerační lampka je naprogramována tak, aby postupně cyklicky přecházela z režimu Standardní výkon do režimu Vysoký výkon a následně do režimu Extra výkon. Například pro změnu z režimu Standardní výkon do režimu Extra výkon je nutné přejít do režimu Vysoký výkon a následně do režimu Extra výkon.
2. Polymerační lampka vždy uloží naposledy použitý polymerační čas a režim a navrátí se k nim, kdykoli dojde ke změně režimů nebo když jsou vytaženy baterie.

Provoz

POLYMERÁČNÍ REŽIM: Režim Standardní výkon

ČASOVÝ INTERVAL: 5, 10, 15, 20 sekund.

- Při PRVNÍM zapnutí má polymerační lampka nastaven tento režim. Kontrolka režimu/stavu bude svítit zeleně a rozsvítí se čtyři zelené kontrolky časování, což indikuje režim Standardní výkon.
- Pro změnu časových intervalů krátce stiskněte tlačítko času/režimu.
- Polymerujte stiskem tlačítka START/STOP. Chcete-li přestat polymerovat dříve, než doběhne časový interval, znovu stiskněte tlačítko START/STOP

POLYMERÁČNÍ REŽIM: Režim Vysoký výkon

ČASOVÝ INTERVAL: 1, 2, 3, 4 sekundy.

- V režimu Standardní výkon stiskněte a podržte tlačítko pro změnu času/režimu po dobu 2 sekund a uvolněte. Kontrolka režimu/stavu bude svítit oranžově a čtyři zelené kontrolky časování budou svítit a blikat, což indikuje režim Vysoký výkon.
- Pro změnu časových intervalů krátce stiskněte tlačítko času/režimu.
- Polymerujte stiskem tlačítka START/STOP. Chcete-li přestat polymerovat dříve, než doběhne časový interval, znovu stiskněte tlačítko START/STOP.
- Pro návrat do režimu Standardní výkon stiskněte a podržte tlačítko pro změnu času/režimu po dobu 2 sekund, čímž přejдете do režimu Extra výkon. Pak tlačítko uvolněte, podržte po dobu 2 sekund a znovu uvolněte. Kontrolka režimu/stavu bude svítit zeleně a rozsvítí se čtyři zelené kontrolky časování, což indikuje režim Standardní výkon.

POLYMERÁČNÍ REŽIM: Režim Extra výkon

ČASOVÝ INTERVAL: Pouze 3 sekundy (Poznámka: Režim Extra výkon má na konci každého cyklu 2sekundovou bezpečnostní prodlevu, aby se omezilo přehřívání při následné polymeraci. Na konci prodlevy pipnutí upozorní, že je jednotka připravena pro další použití).

- V režimu Standardní výkon stiskněte tlačítko pro změnu času/režimu po dobu 2 sekund, uvolněte, znovu stiskněte a držte po dobu 2 sekund a uvolněte. Kontrolka režimu/stavu bude oranžově blikat, tři ze zelených kontrolky časování budou svítit a blikat, což indikuje režim Extra výkon.
- Polymerujte stiskem tlačítka START/STOP. Chcete-li přestat polymerovat dříve, než doběhne časový interval, znovu stiskněte tlačítko START/STOP.
- Pro návrat do režimu Standardní výkon stiskněte a podržte tlačítko času/režimu po dobu 2 sekund a uvolněte. Kontrolka režimu/stavu bude svítit zeleně a rozsvítí se zelené kontrolky časování, což indikuje režim Standardní výkon.

Režim spánku: Polymerační lampka přejde do režimu SPÁNKU po 1 hodině nečinnosti. Režim spánku značí pomalu blikající kontrolka režimu/stavu. Polymerační lampku použijete stiskem kteréhokoliv tlačítka. Lampka se automaticky navrátí do posledního použitého nastavení.

Čištění

1. použité ochranné návléky po každém pacientovi zahodte do běžného odpadu.
2. Viz část Čištění.

Pokyny pro montáž držáku

1. Držák by měl být připraven na rovný, nemastný povrch.
2. Povrch očistěte otřením alkoholem.
3. Odlepte papír z lepicí pásky držáku.
4. Umístěte držák tak, aby se z něj lampka vyjímala směrem vzhůru. Pevně přitiskněte na místo.

Rychlý průvodce režimy

Režim	Standardní výkon				Vysoký výkon				Extra výkon
Tlačítko START/ STOP									
LED režimu/načasování									
Tlačítka volby času									
Volby času	5s	10s	15s	20s	1s	2s	3s	4s	Pouze 3 s
Změnit čas	Krátkými stisky tlačítka volby času cyklicky přepínáte čas.								
Změnit režim	Stiskněte a podržte tlačítko času na 2 sekundy a pak uvolněte. VALO cyklicky přejde do dalšího režimu.								
Legenda	Svítlící LED				Blikající LED				

Rychlý průvodce tvrzení:

Doporučené doby tvrzení pro dosažení optimálních výsledků s polymerační lampou VALO			
Režim	Režim Standardní výkon	Režim Vysoký výkon	Režim Extra výkon
Na vrstvu	Jedna 10-sekundová polymerace	Dvě 4-sekundové polymerace	Jedna 3-sekundová polymerace
Konečné tvrzení	Dvě 10-sekundové polymerace	Tři 4-sekundové polymerace	Dvě 3-sekundové polymerace

Poznámka: Doba expozice může být nutné upravit kvůli reaktivitě a odstínu kompozitu, vzdálenosti čočky lampy od kompozitu a hloubky kompozitní vrstvy. Na zubním lékařství je, aby znal materiálové požadavky, které se používají k určení adekvátních časů a nastavení.

Rychlý průvodce varováními:

Varování	
Zavolejte zákaznický servis na opravu	Zavolejte zákaznický servis na opravu
<ul style="list-style-type: none"> • Žádný zvuk • Bliká, 2 sekundy • Umožňuje provoz 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 po sobě jdoucí pípnutí • Zakazuje provoz

5. Údržba

Oprava

Opravy prováděné uživatelem

1. Pravidelně kontrolujte čočku, zda na ní nejsou zpolymerované dentální pryskyřice. Pokud je to nutné, použijte ne-diamantový¹ dentální nástroj a opatrně odstraňte veškerou přilepenou pryskyřici.
2. Měřiče světla se výrazně odlišují a jsou navrženy pro konkrétní světlovodné koncovky a čočky. Ultradent doporučuje běžnou kontrolu výkonu v režimu Standardní výkon. POZNÁMKA: Skutečný číselný výsledek bude zkrácený kvůli nepřesnosti běžných měřičů světla a sestavě LED vyrobených na míru pro polymerační lampu VALO.

Opravy prováděné výrobcem

1. Opravy může provádět pouze autorizovaný servisní personál. Ultradent poskytne servisnímu personálu k provedení oprav dokumentaci.

Záruka

Ultradent tímto zaručuje tento přístroj bude po dobu 5 let* vyhovovat z hlediska materiálu všem specifikacím uvedeným v dokumentaci Ultradentu dodávané s produktem, a nebude obsahovat žádné vady, materiálů nebo zpracování. Tato záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího a je nepřenosná. Veškeré vadné produkty musí být vráceny do Ultradentu. Systém VALO neobsahuje žádné součásti, kteréby mohl servisovat uživatel. Neoprávněná manipulace s VALO ruší její záruku.

Záruka na VALO se nevztahuje na poškození způsobená uživatelem. Pokud je například VALO nesprávně používána nebo spadne a čočka praskne, za platbu za veškeré nezbytné opravy odpovídá zákazník.

* S prodejním dokladem s uvedeným datem prodeje zubnímu lékaři

6. Čištění

Po každém použití navlhčete gázu nebo měkký hadřík do schváleného dezinfekčního prostředku na povrchy a ořtete povrch a čočku.

PŘIJATELNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY:

- dezinfekční sprej Lysol Brand III (doporučeno)
- isopropylalkohol
- čisticí prostředky na bázi etylalkoholu
- koncentrát Lysol®* (pouze na bázi alkoholu)

NEPŘIJATELNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY - NEPOUŽÍVEJTE:

- silné zásadité čisticí prostředky jakéhokoli typu, včetně mydel na ruce a mycích prostředků na nádobí
- čisticí prostředky na bázi bělidel (např. Clorox™, Sterilox™**)
- čisticí prostředky na bázi peroxidu vodíku
- abrazivní čisticí prostředky (např. Comet Cleanser™**)
- čisticí prostředky na bázi acetonu nebo uhlovodíků
- MEK (butanon)
- Birex®*
- Gluteraldehyd
- čisticí prostředky na bázi kvartérních solí chloridu amonného
- roztok nebo ubrousky Cavicide™**
- produkty Cavicide™** (nebělčí)**

*Obchodní značka jiné společnosti než Ultradent.

**V případě použití může dojít k vyblednutí barvy

Čištění světelného štítu:

- Světelný štít VALO dezinfikujte jakýmkoliv prostředkem určeným pro dezinfekci povrchů. NEAUTOKLÁVUJTE.

7. Skladování a likvidace




Podmínky skladování a přepravy polymerační lampy:

- Teplota: +10 °C až +40 °C (+50 °F až +104 °F)
- Relativní vlhkost: 10 % až 95 %
- Okolní tlak: 500 hPa až 1060 hPa

Při likvidaci elektronického odpadu (tj. zařízení, nabíječek, baterií a napájecích zdrojů) postupujte podle místních směrnic pro likvidaci odpadu a recyklaci.


8. Technická hlediska

Příslušenství

Položka	Informace o CE		
VALO ochranné návleky	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Německo	Výrobce: TIDI Products, LLC, 570 Enterprise Drive Neenah, WI 54956 Vyrobeno v USA	Distributor: Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 USA
Ochranný štítek VALO			

Technické informace/údaje

Rozsahy vlnových délek efektivní polymerace kompozitu:



Atribut	Informace/specifikace					
Čočka	Průměr 9,75 mm					
Rozsah vlnových délek	<ul style="list-style-type: none"> Využitelný rozsah vlnových délek: 385 – 515 nm vrcholové (peak) vlnové délky: 395 – 415 nm a 440 – 480 nm 					
Tabulka intenzity světla	Srovnávací tabulka jmenovitého vyzařování				Změřená hodnota vyzařování se bude lišit podle schopnosti přístroje, metody měření a umístění lampy. † Radiometry Demetron a spektrální analyzátor MARC by měly být používány pouze jako reference, jelikož mají menší dohy než polymerační lampy VALO. * Radiometry Demetron by měly být používány pouze jako reference kvůli omezení výkonu a spektrální odezvy. ‡ Výstupní hodnota vyzařování vyhovuje normě ISO 10650 je-li měřena spektrálním analyzátozem Gigahertz.	
	Měřicí přístroj	†* Demetron L.E.D. Radiometer	† MARC Spektrální analyzátor	Spektrální analyzátor ‡ Gigahertz		Výstup
						Celkový výkon
	Clona měřidla	7 mm	3.9 mm	15 mm		15 mm
	Režim Standardní výkon (±10 %)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²		670 mW
	Režim Vysoký výkon plus (±10 %)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²		970 mW
Extra výkon (± 10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²	1570 mW		
Polymerační lampy VALO	Charakteristika: IEC 60601-1 (Bezpečnost), IEC 60601-1-2 (EMC)		Hmotnost: 8 uncí / 226 gramů (s kabelem) Délka: 9,26 palce / 23,5 cm Šířka: 0,79 palce / 2 cm Délka kabelu: 2,1 metru			
Napájení	Výkon – 9 V (stejnoseměrný proud) při 2 A Příkon – 100 V až 240 V (střídavý proud) Napájení Ultradent P/N 5930 VALO s univerzálními zástrčkami		Charakteristika: IEC 60601-1 (Bezpečnost) Délka kabelu – 1,8 m Napájení VALO poskytuje izolaci od hlavního napájení ze sítě			
Provozní podmínky	Teplota: +10 °C až +32 °C (+50 °F až +90 °F) Relativní vlhkost: 10 % až 95 % Okolní tlak: 700 hPa až 1060 hPa					
Pracovní cyklus:	Polymerační lampy je navržena pro krátkodobý provoz. Při maximální teplotě okolí (32 °C) polymerujte 1 minutu po sobě následující cykly a poté na 30 minut VYPNĚTE (doba ochlazení).					


Řešení problémů

Pokud níže uvedená řešení nevyřeší problém, s kterým se potýkáte, obraťte se na Ultradent na čísle 800.552.5512. Mimo Spojené státy zavolejte svému distributorovi Ultradent nebo dentálnímu dealerovi.	
Problém	Možná řešení
Lampa se nerozsvítí	<ol style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko změny času/režimu nebo START/STOP, kterým lampu probudíte z úsporného režimu. Zkontrolujte, zda jsou oba kabely pevně propojené a zapojené do elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda do elektrické zásuvky proudí elektřina.
Lampa nesvíčí po požadovanou dobu	<ol style="list-style-type: none"> Zkontrolujte indikátory režimů a časování, jestli je správně nastaven čas. Přesvědčte se, zda jsou oba kabely pevně spojené a v elektrické zásuvce. Odpojte a znovu zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
Lampa nepolymeruje pryskyřici správně	<ol style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda na čočce nejsou zbytky zpolymerovaných pryskyřic/ kompozitů. Použijte vhodné oranžové ochranné brýle proti UV záření a ověřte, zda LED svítla svítí. Pomocí měřiče světla zkontrolujte úroveň výkonu. Pokud použijete měřič světla, Ultradent doporučuje kontrolu VALO v režimu Standardní výkon. <p>POZNÁMKA: Skutečný číselný výsledek bude zkrácený kvůli nepřesnosti běžných měřičů světla a sestav LED vyrobených na míru pro VALO. Měřiče světla se výrazně odlišují a jsou navrženy pro konkrétní koncovky světlovdů a čočky.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zkontrolujte datum expirace použité pryskyřice. Přesvědčte se, že dodržujete správnou techniku (adhesivum/kompozit) podle doporučení výrobce.
Nelze změnit režim nebo časové intervaly	Přidržte obě tlačítka čas/režim a START/ STOP stisknuté, dokud řada pípnutí nesignalizuje, že je polymerační lampy odemčeno.

9. Doplňující informace

Poučení a prohlášení výrobce ohledně elektromagnetických emisí		
VALO je určena pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník nebo uživatel by měli zajistit, že bude v takovém prostředí používána. VAROVÁNÍ: Používejte pouze schválené příslušenství, kabely a napájecí zdroje, abyste zabránili nesprávnému provozu, zvýšeným elektromagnetickým emisím nebo snížením elektromagnetické odolnosti.		
Zkouška emisí	Dodržování předpisů	Elektromagnetické prostředí – poučení
RF emise CISPR 11	Skupina 1	VALO používá 9VDC adaptér Globtek v třídě pro lékařské účely, pracuje s ochranou proti poklesu napětí a poskytuje omezené EMI, RF a potlačené přepětí.
RF emise CISPR 11	Třída B	VALO používá elektrickou a elektromagnetickou energii pouze pro své vnitřní funkce. Proto jsou veškeré RF emise velmi nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly rušení blízkých elektronických zařízení.
Harmonické emise IEC 61000-3-2	Třída A	
Kolísání napětí / záblesky IEC 61000-3-3	VYHOVUJE	VALO je vhodné pro použití ve všech zařízeních, včetně domácích zařízení a zařízení přímo napojených na veřejnou nízkonapěťovou síť, která zásobuje budovy pro domácí použití.

Poučení a prohlášení výrobce ohledně elektromagnetické slučitelnosti			
VALO je určena pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník nebo uživatel by měli zajistit, že bude v takovém prostředí používána.			
Test ODOLNOSTI	Testovací úroveň IEC 60601	Úroveň shody	Elektromagnetické prostředí - poučení
Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 15 kV vzduch	± 8 kV kontakt ± 15 kV vzduch	Fyzikální prostředí by mělo být omezeno na následující: 1. Kód IP: IP20 2. Neotřete do kapaliny. 3. Nepoužívejte v blízkosti hořlavého plynu. Přístroj je non-APG a non-AP. 4. Rozsah vlhkosti při skladování: 10 % až 95 % 5. Rozsah skladovacích teplot: 10 °C až 40 °C
Elektrické rychlé přechodové napětí/výboje IEC 61000-4-4	± 2 kV pro napájecí vedení ± 1 kV pro vstupní/výstupní vedení	± 2 kV pro napájecí vedení Poznámka 1: VALO nemá žádné I/O porty	Kvalita síťového napájení by měla být typická pro obytná, komerční, nemocniční nebo vojenská prostředí
Ochrana proti přepětí IEC 61000-4-5	± 1 kV vedení do vedení ± 2 kV vedení do země	± 1 kV vedení do vedení ± 2 kV vedení do země	
Napětí, poklesy, zkraty, přerušení a kolísání na vstupu elektrického vedení IEC 61000-4-11	<5 % U (> 95% pokles U po dobu 0,5 cyklu) 40 % U (60% pokles U po dobu 5 cyklů) 70 % U (30% pokles U po dobu 25 cyklů) <5 % U (> 95% pokles U po dobu 5 s)	<5 % U (> 95% pokles U po dobu 0,5 cyklu) 40 % U (60% pokles U po dobu 5 cyklů) 70 % U (30% pokles U po dobu 25 cyklů) <5 % U (> 95% pokles U po dobu 5 s) Poznámka 2: Samo se obnoví	Kvalita síťového napájení by měla být typická pro obytná, komerční, nemocniční nebo vojenská prostředí Adaptér Globtek 9VDC v třídě pro zdravotnické účely, který je dodáván s VALO, pracuje v rozsahu od 100 VAC do 240 VAC a je schopen omezené ochrany před poklesem napětí, elektromagnetickým rušením a přepětím. Pokud uživatel VALO vyžaduje nepřetržitý provoz bez přerušení napájení ze sítě, nebo pokud je síť v jakékoli oblasti země považována za špatnou z důvodu nepřetržitého nižšího napětí v síti, výpadkům proudu nebo nadměrně hlučných podmínek napájení, doporučuje se, aby byla I VALO napájena nepřerušitelným zdrojem napájení nebo aby si zákazník zakoupil VALO Cordless.
Síťový kmitočet (50/60 Hz) magnetické pole IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Magnetická pole síťového kmitočtu by měla být na úrovních charakteristických pro typické umístění v typickém, obytném, domácím zdravotnickém, komerčním, nemocničním nebo vojenském prostředí.
<p>POZNÁMKA: U se rovná síťovému napětí střídavého proudu před použitím zkušební úrovně</p> <p>Poznámka 1: VALO není vybavena žádnými porty ani žádnými přístupovými I/O linkami.</p> <p>Poznámka 2: Pokud dojde k poklesu o 95% v síťovém napětí, I VALO nebude pracovat. Nemá žádný vnitřní mechanismus pro uchování energie. VALO se vypne. Když dojde k obnově napětí, VALO se restartuje a vrátí se do stejného stavu, v jakém byla před výpadkem napájení. VALO se sama znovu aktivuje.</p>			

Poučení a prohlášení výrobce ohledně elektromagnetické slučitelnosti s okolními podpůrnými systémy			
VALO je určena pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník nebo uživatel by měl zajistit, že bude v takovém prostředí používána.			
Test ODDOLNOSTI	Testovací úroveň IEC 60601	Úroveň shody	Elektromagnetické prostředí - poučení
Vedení RF	3 Vrms	3 Vrms	Přenosné a mobilní RF komunikační zařízení by nemělo být používáno blízko žádné části VALO, včetně kabelů, než je doporučená separační vzdálenost, která se vypočítá z rovnice platné pro frekvenci vysílače.
IEC 61000-4-6	150 kHz až 80 MHz	150 kHz až 80 MHz	Doporučená separační vzdálenost
Vyzařovaná RF	3 V/m	3 V/m	
IEC 61000-4-3	80 MHz až 2,5 GHz	80 MHz až 2,5 GHz	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz až } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz až } 2,5 \text{ GHz}$ <p>P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattch (W) podle výrobce vysílače a d je doporučená separační vzdálenost v metrech (m).</p> <p>Intenzita pole z pevných vysílačů RF, stanovená elektromagnetickým průřezem místa, by měla být menší než úroveň shody v každém rozsahu kmitočtu b.</p> <p>V blízkosti zařízení označených následujícím symbolem může dojít k rušení:</p> 
<p>POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.</p> <p>POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem od konstrukcí, objektů a osob.</p> <p>a Intenzity pole z pevných vysílačů, jako jsou základní stanice pro rádiové (mobilní/bezdrátové) telefony a pozemní mobilní rádia, amatérské rádio, rozhlasové vysílání AM a FM a televizní vysílání, nelze teoreticky s přesností předpovědět. Pro posouzení elektromagnetického prostředí v důsledku pevných RF vysílačů by měl být zvážen elektromagnetický průřez místa. Pokud naměřená intenzita pole v místě, kde se používá světlo VALO, překračuje příslušnou úroveň shody RF a VALO by měla být sledována, aby se ověřil její normální provoz. Pokud je pozorován abnormální výkon, mohou být nutná další opatření, jako je změna orientace nebo přemístění světla VALO.</p> <p>b Ve frekvenčním pásmu 150 kHz až 80 MHz by měly být intenzity pole nižší než 3 V/m.</p>			

Pokyny a prohlášení výrobce pro doporučené odstupy mezi přenosným a mobilním RF komunikačním zařízením a světlem VALO

VALO je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou vyzařována RF rušení řízená. Uživatel VALO může pomocí zabránit elektromagnetickému rušení udržováním minimální vzdálenosti mezi přenosným a mobilním RF komunikačním zařízením (vysílačem) a VALO, jak je doporučeno níže, podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.

Jmenovitý maximální výstupní výkon vysílače (P ve watttech)	í Separáční vzdálenost podle frekvence vysílače (metry)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 metru	0,035 metru	0,07 metru
0,1	0,37 metru	0,11 metru	0,22 metru
1	1,7 metru	0,35 metru	0,7 metru
10	3,7 metru	1,11 metru	2,22 metru
100	11,7 metru	3,5 metru	7,0 metru

VALO je testována podle normy IEC 60601-1-2:2014 a prošla polem o síle vyzařování 10 V/m v rozsahu 80 V MHz až 2,5 GHz. Hodnota 3Vrms odpovídá V1 a hodnota 10 V / m odpovídá E1 ve výše uvedených vzorcích.

Pro vysílače s jmenovitým maximálním výstupním výkonem, které nejsou uvedeny výše, může být doporučená separáční vzdálenost d v metrech (m) odhadnuta pomocí rovnice platné pro kmitočt vysílače, kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve watttech (W) podle výrobce vysílače.

POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí separáční vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah.

POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem od konstrukcí, objektů a osob.

1. Toote kirjeldus

Tänu oma lainispektrile on VALO mõeldud kõigi kergkõvastavate toodete polümeeriseerimiseks lainepikkuste vahemikus 385-515 nm ISO 10650 kohta.

VALO on meditsiiniline, rahvusvaheline toiteallikas ja see sobib vooluvõrku 100 kuni 240 volti. Töövahend on konstrueeritud puhkeasendis standartsesse hambaraviseadme klambris paigutamiseks või seda on võimalik komplekti kuuluva kinnitusklambril abil kohandada.

Toote komponendid:

- 1 - VALO valguskõvastav lamp 2,1-meetrise juhtmega
- 1 - 9-voldine, meditsiiniline, rahvusvaheline toiteallikas 1,8-meetrise juhtme ja universaalsete pistikutega
- 1 - VALO Barrier Sleeve näidiskomplekt
- 1 - VALO Light Shield
- 1 - Valguskõvastava lambi pinna kinnitusklamber koos kahepoolse läbipaistva kinnitusteibiga

Nuppude ülevaade:



Tootja ei vastuta selle seadme ebaõigest kasutamisest ja/või muust kui käesolevas juhendis käsitletud eesmärgist tuleneva kahju eest. Kõigi kirjeldatud toodete puhul lugege enne kasutamist hoolikalt läbi kõik juhised ja ohutuskaardi andmed.

2. Näidustused kasutamiseks/ettenähtud otstarve

Valgustuse allikas fotoaktiveeritud stomatoloogilistele taastavatele materjalidele ja liimidele.

3. Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Riskirühm 2

ETTEVAATUST Toode eritab UV-kiirgust. Kokkupuude võib põhjustada silmade või naha ärritust. Kasutage sobivaid kaitsevahendeid.

ETTEVAATUST Toode võib eritada ohulikku optilist kiirgust. Ärge vaadake valgusti sisse. Võib kahjustada silmi.

- ÄRGE vaadake otse valgusvihku. Patsient, arst ja assistendid peavad VALO kasutamisel alati kandma oranži UV-kaitsetega prille
- Elektrilöögi ohu vältimiseks eiole seadme mutmine lubatud. Kasutage ainult kaasasolevat Ultradent VALO toite- ja pistikuadapterit. Kui need komponendid on kahjustatud, ärge kasutage seda ja helistage Ultradent klienditeenindusele, et tellida asendus.
- Kaasaskantavad raadiosidevahendid võivad halvendada jõudlust kui, kui neid kasutatakse lähemal kui 30 cm.
- Kasutage ainult lubatud lisatarvikuid, kaableid ja toiteallikaid, et vältida vale töötamist, suurenenud elektromagnetkiirgust või elektromagnetilise immuunsuse vähenemist (vt jaotist Elektromagnetiline kiirgus).
- Vältimaks termilise ärrituse või vigastuse ohtu, vältige tagurpidi kõvastumist ja ärge jätkke mis tahes režiimis suu pehmete kudede läheduses kauemaks kui 10 sekundit. Kui pikem kõvastumisaeg on vajalik, kasutage pehme koe kuumutamise vältimiseks mitmekordset lühemat kõvastumistsüklit või kasutage kahekordset kõvastamist.
- Olge ettevaatlik patsientide ravimisel, kellel on vastunäidustusi või on tundlikud fotobioloogiliste reaktsioonide suhtes, patsientidele, kellele tehakse keemiaravi, või patsientidele, keda ravitakse fotosensibiliseerivate ravimitega.
- See seade võib olla tundlik tugevatele magnetilistele või staatilistele elektriväljadele, mis võivad programmeerimist häirida. Kui kahtlustate, et see on toimunud, eemaldage seade hetkeks ja seajärel ühendage see uuesti pistikupessa.
- ÄRGE pühkige VALO valguskõvastavat lampi leelis- või abrasiivpuhastitega, autoklaavide või kastke mis tahes ultrahelivanni, desinfitseerimisvahendis, puhastusvahendis või vedelikus. Lisatud töötlemisjuhiste mittejärgimine võib muuta seadme kasutuskõlbmatuks.
- Ristsaastumise vältimiseks ja hambakomposiitmaterjali sattumise takistamiseks läitse ja korpuse pinnale talle iga VALO kasutuskorral kasutada kaitsekiljet.
- Ristsaastumise ohu vältimiseks on kaitsekilje ühekordseks kasutamiseks.
- Korratsioon riski vähendamiseks eemaldage kaitsekilje pärast kasutamist.
- Toidise alakõvastumise ohu vähendamiseks mitte kasutada kõvastavat lampi, kui selle läätis on kahjustunud.

4. Samm-sammulised juhised

Ettevalmistamine

1. Ühendage 9-voldiline toitejuhe käepideme juhtmega.
2. Ühendage toitejuhe pistikupesaga (100-240 VAC). VALO lamp piiksub sisselülitamisel kaks korda ja ajastustuled süttivad, näitamaks, et lamp on kasutusvalmis.
3. Asetage valgusköövast lamp standardsesse hambaraviseadme kinnitusklambrisse või lisaseadme kinnitusklambrisse, kuni selle kasutamiseni.
4. Enne iga kasutamist asetage valgusköövastava lambi peale uuskaitseklile.

Hügieenilise kaitseklile paigaldamine:

Hügieeniline kaitseklile on kohandatud valgusköövastavale lamblile ja hoiab lambi pinna puhtana. kaitseklile aitab vältida ristsaastumist, aitab vältida täidise sattumist läätse ja lambi pinnale ning takistab puhastusvahenditest tingitud värvi muutumist ja korrosiooni.

MÄRKUS:

- Hügieenilise kaitseklile kasutamine vähendab valguse võimsust 5-10%. Valgusköövastava lambi suure väljundvõimsuse tõttu on köövastumnäitajad osutunud oluliselt samaväärseks.
- Valgusköövast lamp tuleb iga patsiendi järel puhastada ja desinfitseerida sobivate puhastus- ja/või desinfitseerimisvahenditega. Vt lõik pealkirjaga Töötlemine.

VALO valguskaitse:

- VALO valguskaitse on ovaalse kujuga, seda saab maksimaalsel määral kasutamiseks pöörata ja kasutada koos läbipaistva kaitseümbrisega.

Kasutamine

1. Iga võimsusrežiimi kasutatakse hambaravimaterjalide kuivatamiseks fotoinitsiaatorite abil. Soovitatavate kõvenemisajade kohta vaadake kiirrežiimi juhendit. MÄRKUS: Valgusköövast lamp on programmeeritud nii, et see lülitub järjestikku standardvõimsusest suure võimsusega Ekstravõimsusega režiimi. Näiteks selleks, et minna standardrežiimilt Ekstravõimsusega režiimile, on vaja liikuda Suure võimsusega režiimi ja seejärel Ekstravõimsusega režiimi.
2. Valgusköövast lamp salvestab viimati kasutatud ajaintervalli ja režiimi ning see lülitub režiimide vahetamisel või patareide eemaldamisel vaikimisi tagasi.

Töötamine

KÖVASTUSREŽIIM: Standardne võimsusrežiim

AJASTAMISINTERVALLID: 5, 10, 15, 20 sekundit.

- Kuumutusvalgus on selle režiimi jaoks VAIKIMISI sisselülitatud. Režiim/olekutili on roheline ja neli rohelist ajastusvalgustit süttivad, näidates standardvõimsuse režiimi.
- Ajastusintervallide muutmiseks vajutage korraks ajastuse/režiimi nuppu.
- Kövastamiseks vajutage toitenuppu. Kövastamise lõpetamiseks enne ajaintervalli täitumist vajutage uuesti toitenuppu.

KÖVASTUSREŽIIM: Suure võimsusega režiim

AJASTAMISINTERVALLID: 1, 2, 3, 4 sekundit.

- Standard võimsusega režiimis vajutage ja hoidke 2 sekundit ajastuse/režiimi nuppu all ja vabastage. Režiim/olekutili on oranž ja neli rohelist ajastusvalgustit vilguvad, näidates standardvõimsuse režiimi.
- Ajastusintervallide muutmiseks vajutage korraks ajastuse/režiimi nupule.
- Kövastamiseks vajutage toitenuppu. Kövastamise lõpetamiseks enne ajaintervalli lõpetamist vajutage uuesti toitenuppu.
- Standardvõimal režiimi naasmiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all ajastuse/režiimi muutmise nuppu ja vabastage see, mis lülitab sisse Ekstravõimsusega režiimi. Vajutage ja hoidke uuesti 2 sekundi all ning vabastage. Režiim/olekutili on roheline ja neli rohelist ajastusvalgustit süttivad, näidates standardvõimsuse režiimi.

KÖVASTUSREŽIIM: Ekstravõimsusega režiim

AJASTUSINTERVALL: ainult 16 sekundit (märkus: Ekstravõimsusega režiimil on 2-sekundiline ohutusviivitus iga kuumtõldustsüklil lõpus, et piirata kuumutamist järjestikuse kövastamise ajal. Viivitus lõpus kuullete piiksu, mis tähistab, et seade on valmis kasutamise jätkamiseks).

- Standardrežiimis vajutage ja hoidke uuesti all 2 sekundit ajastuse/režiimi nuppu all ja vabastage. Režiim/olekutili vilgub oranžilt ja kolm rohelist ajastusvalgustit vilguvad, näidates Ekstravõimsusega režiimi.
- Kövastamiseks vajutage toitenuppu. Kövastamise lõpetamiseks enne ajaintervalli lõpetamist vajutage uuesti toitenuppu.
- Standardrežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit ajastuse/režiimi nuppu all ja vabastage. Režiim/olekutili on roheline ja rohelised ajastusvalgustid süttivad, näidates standardvõimsuse režiimi.

Puhkeolek: Kuumutusvalgus läheb PUHKEOLEK režiimi pärast tunniajalist mitte kasutamist, mida näitab režiim/olekutili aeglane vilkumine. Ükskõik millisele nupule vajutamine äratav valgusköövastava lambi tules ja taastab automaatselt viimase kasutatud seadistuse.

Puhastamine

1. Pärast iga patsiendi visake kaitseklile tavajätmetesse.
2. Vt lõik Töötlemine

Kinnitusklambri kasutusjuhised

1. Klamber tuleb paigaldada tasasele, õlivabale pinnale.
2. Puhastage pind alkohooliga hõõrudes.
3. Eemaldage klambri tagaküljelt kleepsu kate.
4. Paigaldage klamber nii, et köövast lamp tõuseks eemaldamisel püsti. Vajutage kindlalt kohale.

Kiirrežiimi juhend

Režiim	Standardvõimsus				Suure võimsusega				Ekstravõimsusega
Toitenupp									
Režiini/ajastuse märgutuled									
Ajastusnupud									
Ajastusvõimalused	5s	10s	15s	20s	1s	2s	3s	4s	3s Only
Aja muutmiseks	Ajavalikute kiireks läbimiseks korras Aeg nupule.								
Režiimide muutmine	Hoidke Aeg nuppu 2 sekundit all ning vabastage. VALO liigub järgmisesse režiimi.								
Legend	Püsivad märgutuled				Vilguvad märgutuled				

Kiire kõvastamise juhend:

Soovitavad kõvastamisajad VALO abil optimaalsete tulemuste jaoks			
Režiim	Standardrežiim	Suure võimsusega režiim	Ekstravõimsusega režiim
Kihi kohta	Üks 10-sekundiline seans	Kaks 4-sekundilist seansi	Üks 3-sekundiline seans
Löplik kõvastamine	Kaks 10-sekundilist seansi	Kolm 4-sekundilist seansi	Kaks 3-sekundilist seansi
Märkus: Kokkupuute seadeid ja aegu võib olla vaja kohandada vastavalt komposiitreaktiivsusele, varjule, kaugusele valguse ja komposiidi vahel ning komposiitkihi sügavusele. Hambaravi spetsialist peab teadma nõudmisi materjali kohta, mida nad kasutavad, et määrata kindlaks piisav aeg ja seaded.			

Kiirhoiatusjuhend:

Hoiatused	
Helista klienditeenindusse remondiks	Helista klienditeenindusse remondiks
<ul style="list-style-type: none"> • Heli puudub • Vilgub, 2 sekundit • Kasutusvalmis 	<ul style="list-style-type: none"> • Pidevad 3 piiku • Tööamine keelatud

5. Hooldus

Parandamine

Kasutaja poolt teostatud hooldus

1. Kontrollige regulaarselt, et läätisel ei oleks täidise jääke. Vajadusel kasutage kleepunud täidise ettevaatlikuks eemaldamiseks teemandida hambaravi instrumenti.
2. Valgusmooturid erinevad suuresti ja on mõeldud spetsiaalsete valgusotsiikute ja läätsete jaoks. Ultradent soovib regulaarselt kontrollida väljundit standardvõimsuse režiimis.

MÄRKUS: tööline numbriline kõrvalekalle tuleneb talvistele valgusmooturite ebatäpsusest ja valguskõvastava lambi LED lümpidest.

Tootjapoolne hooldus

1. Remondi tohib teostada ainult volitatud hoolduspersonal. Ultradent esitab hooldustöötajatele remondiks vajalikud dokumendid.

Garantii

Käesolevaga kinnitab Ultradent, et antud seade peab 5 aasta jooksul* vastama kõigis olulistel aspektides spetsifikatsioonidele, nii nagu need on esitatud toote juurde kuuluvas Ultradenti dokumentatsioonis, ning ei tohi sisaldada materjali- või valmistamisvigu. See garantii kehtib ainult esmaslele ostjale ja ei ole ülekanatav. Kõik defektset tooted tuleb tagastada Ultradentile. VALO süsteemis pole kasutajateenuse komponente. VALO rikkumine tühistab selle garantii.

VALO garantii ei kata kliendipoolseid kahjustusi. Näiteks; kui VALO on valesti kasutatud või maha kukkunud ja läätis puruneb, vastutab klient vajalike remonditööde eest.

* Müügiviitungiga, mis näitab hambaarstile müümise kuupäeva.

6. Töötlemine

Pärast iga kasutamist niisutage marli või pehmet lappi heakskiidetud pinna desinfitseerimisvahendiga ning pühkige pind ja läätis üle.

LUBATUD PUHASTUSVAHENDID:

- Lysol Brand III desinfitseerimisvahend (soovitatav)
- Isopropüülalkohol
- Eetüülalkoholpõhised puhastusvahendid
- Lysol® * Kontsentraat (ainult alkoholi baasil)

MITTE VASTUVÕETAVAD PUHASTUSVAHENDID - ÄRGE KASUTAGE:

- Igasugune tugev leelispuhastusvahend, sealhulgas kätepesuseebid ja nõudepesuvahendid
- Pleeegituspõhised puhastusvahendid (nt Clorox™*, Sterilox™*)
- Vesinikperoksiidipõhised puhastusvahendid
- Abrasiivsed puhastusvahendid (nt Comet Cleanser™*)
- Atsetoon või süsivesinikpõhised puhastusvahendid
- MEK (Metüületüülketoon)
- Birex®*
- Gluteraldehüüd
- Kvaternarsed ammoniumkloriidi soolapõhised puhastusvahendid
- Cavicide1™** lahus või salvrätikud
- Cavicide™** tooted (mitte-valgendaja)**

* Mistahes teine, välja arvatud Ultradent, kaubamärk

** Kui seda kasutatakse, võib see värvi mõjutada

Valguskaitse puhastamine:

- Külmdesinfitseerige VALO valguskaitse, kasutades mis tahes sobivat pinnadesinfitseerimisvahendit. MITTE autoklaavida.

7. Säilitamine ja jäätmekäitlus




Valguskõvastava lambi ladustamine ja transport:

- Temperatuur: +10°C kuni +40°C
- Suhteline niiskus: 10% kuni 95%
- Ümbrissetv rõhk: 500 hPa kuni 1060 hPa

Elektroniliste jäätmete (nt seadmed, laadidajad, akud ja toiteallikad) kõrvaldamisel järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju.


8. Tehnilised andmed

Lisatarvikud

Artikkel	CE informatsioon		
VALO kaitsekleed	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Saksamaa	Valmistatud: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neeah, WI 54956 Valmistatud USA-s	Edasimüüja: Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 USA
VALO Light Shield			

Tehniline informatsioon

Tõhusad komposiitkuivatamise lainepikkused ribad:



Atribuut	Teave/spetsifikatsioon					
Läätis	Läbimõõt 9,75 mm					
Lainepikkus-ala	<ul style="list-style-type: none"> Kasutatav lainepikkuste vahemik: 385 - 515nm Maksimaalne lainepikkus: 395 - 415nm ja 440 - 480nm 					
Valguse intensiivsuse tabel	Nominal Radiant Exitance Comparison Chart					
	Möötesead	†* Demetron LED Radiomeeter	† MARC Spektri-analusaator	‡ Gigahertz spektrianalusaator		
				Exitance	Koguvõimsus:	
	Möötuuri ava	7 mm	3.9 mm	15 mm	15 mm	Radiant Exitance sõltub instrumendi võimekusest, mõõtmismeetodist ja valguse paigutusest. † Demetroni radiomeetrid ja MARC spektrianalusaatorid tuleks kasutada ainult viidatena, kuna neil on väiksemad avad kui VALO valguskövestaval lambil. * Demetroni radiomeetrid tuleks kasutada ainult viidatena võimsuse ja spektraalse vastuse piirangute tõttu. ‡ Radiant Exitance vastab ISO 10650-le, kui seda mõõdetakse Gigahertz-spektrianalusaatoriga.
	Standardvõimsus (± 10%)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²	670 mW	
	Suure võimsusega Plus (±10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²	970 mW	
Ekstravõimsusega (±10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²	1570 mW		
VALO Valguskövestav lamp	Reitingud: IEC 60601-1 (ohutus), IEC 60601-1-2 (EMC)			Kaal: 226 grammi (koos juhtmega) Pikkus: 23,5 cm Laius: 2 cm Juhtme pikkus: 2,1 meetrit		
Toide	Väljund - 9VDC 2A juures Sisend - 100VAC kuni 240VAC Ultradent P/N 5930 VALO toiteallikas universaalsete pistikutega			Hinnang: IEC 60601-1 (ohutus) Juhtme pikkus - 1,8 meetrit VALO toide tagab isolatsiooni MAINS võimsuses		
Kasutus-tingimused	Temperatuur: +10°C kuni +32°C Suhteline niiskus: 10% kuni 95% Ümbrisev rõhk: 700 hPa kuni 1060 hPa					
Töötükkel:	Valguskövestav lamp on mõeldud lühiajaliseks töötamiseks. Maksimaalsel välisõhu temperatuuril (32° C) 1 minut ON tagurpidi tsüklis, 30 minutit OFF (jahutusperiood).					


Tõrkeotsing

Kui alltoodud lahendused ei lahenda probleemi, helistage palun Ultradent numbrile 800.552.5512. Väljaspool Ameerika Ühendriike helistage oma Ultradenti või stomatoloogiliste tarvikute edasimüüjale.	
Probleem	Võimalikud lahendused
Valgus ei lülitu sisse	<ol style="list-style-type: none"> Vajutage ajastuse/režiimi muutmise nuppu või toitenuppu energiasäästurežiimist äratamiseks. Kontrollige, kas mõlemad juhtmed on omavahel ja pistikupesaga kindlalt ühendatud. Kinnitage pistik seinakontakti.
Valgus ei jää soovitud ajaks põlema	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollige režiimi ja ajastuse tulesid õige ajasisendi suhtes Veenduge, et kõik juhtmeühendused on korralikult kinnitatud. Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja ühendage see uuesti.
Valgus ei kõvenda täidist korralikult	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollige läitse kövestatud täidise/komposiitide jääkide suhtes. Kontrollige, kas LED-tuled töötavad nõuetekohase kollase UV-kaitsega. Kontrollige võimsuse taset valgusmõõturiga. Valgusmõõtuuri kasutamisel soovib Ultradent kontrollida VALOT standardvõimsuse režiimis. <p>MÄRKUS: tõeline numbriline kõrvalekalle tuleneb tavaliselt valgusmõõturite ebatäpsusest ja VALO kasutatud LED-komplektist. Valgusmõõturid erinevad suuresti ja on mõeldud spetsiaalsete valgusotsikute ja läitsede jaoks.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrollige valguskövestava täidise kõlblikkusega. Veenduge, et tootja soovitude kohaselt järgitakse nõuetekohast tehnikat (filim/komposiit).
Ei saa muuta režiimi või ajavahemikke	Hoidke nii Aeg/režiimide kui ka Võimsusega nuppe all, kuni helisignaalid näitavad, et kõvenemisvalgustus on lukustamata.

9. Muu teave

Juhised ja tootja deklaratsioon elektromagnetilise saaste kohta		
VALO on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või kasutaja peaks tagama, et seda kasutatakse sellises keskkonnas. HOIATUS! Kasutage ainult lubatud lisatarvikuid, kaableid ja toiteallikaid, et vältida vale kasutamist, suurenenud elektromagnetkiirgust või elektromagnetilise immuunsuse vähenemist (vt jaotist Elektromagnetiline kiirgus).		
Heitkoguste test	Vastavus	Elektromagnetiline keskkond - suunised
RF-emissioonid CISPR 11	1. grupp	VALO kasutab Globteki meditsiinilist 9VDC adapterit, toimib lühise kaitsega ja pakub piiratud EMI, RF ja ülepinge summutamist.
RF-emissioonid CISPR 11	B-klass	VALO kasutab elektri- ja elektromagnetilist energiat ainult oma sisetiste funktsioonide jaoks. Seega on raadiosageduse kiirgus väga madal ning on ebatüüpiline, et see häirib lähedalasuva elektroonilise varustuse tööd.
Harmoonilised emissioonid IEC 61000-3-2	A-klass	VALO sobib kasutamiseks kõigis rajatistes, sh eluhoonetes ja rajatistes, mis on otse ühendatud avaliku madalpinge-elektrivõrguga, mis varustab elektriga eluhooneid.
Pinge kõikumised/välgu emissioon IEC 61000-3-3	VASTAVUS	

Juhised ja tootja deklaratsioon elektromagnetilise immuunsuse kohta			
VALO on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või kasutaja peaks tagama, et seda kasutatakse sellises keskkonnas.			
IMMUUNSUUS-TEST	IEC 60601 katsetase	Ühilduvustase	Elektromagnetilise keskkonna suunised
Elektrostaatiline lahendus (ESD)	± 8 kV kontakt ± 15 kV õhk	± 8 kV kontakt ± 15 kV õhk	Füüsiline keskkond peaks piirduma järgmisega: 1. IP-kood: IP20 2. Arge kastke vedelikku. 3. Arge kasutage tuleohtliku gaasi läheduses. Vahend on mitte-APG ja mitte-AP. 4. Hoiustamiskiirguse vahemik: 10% - 95% 5. Hoiustamistemperatuur vahemik: 10°C - 40°C
IEC 61000-4-2			
Kiire elektriline siire/impulsid IEC 61000-4-4	± 2 kV toiteallikate jaoks ± 1 kV sisend-/väljundliinidele	± 2 kV toiteallikate jaoks Märkus 1: VALO-4 pole I/O-porte	Toiteallika kvaliteet peab vastama tüüpilisele elamu-, äri-, haigla- või militaarkeskonnale.
Ülepinge IEC 61000-4-5	± 1 kV liinilt liinile ± 2 kV liinilt maanduseni	± 1 kV liinilt liinile ± 2 kV liinilt maanduseni	
Toiteallika sisendliinide pinged, langused, katkestused ja kõikumised.	<5% U (> 95% langus U-s 0,5 tsükli jooksul)	<5% U (> 95% langus U-s 0,5 tsükli jooksul)	Toiteallika kvaliteet peab vastama tüüpilisele elamu-, äri-, haigla- või militaarkeskonnale.
IEC 61000-4-11	40% U (> 60% langus U-s 5 tsükli jooksul)	40% U (> 60% langus U-s 5 tsükli jooksul)	VALO-ga kaasas olev Globtek 9VDC meditsiinilise klassi adapter töötab vooluvõrgust, mis ulatub 100VAC-240VAC-ni ja on on võimeline piiratud lähtestamiseks, varustatud EMI ja ülepingekaitsega.
	70% U (> 30% langus U-s 25 tsükli jooksul)	70% U (> 30% langus U-s 25 tsükli jooksul)	Kui VALO kasutaja vajab pidevat ilma võrgukatkestuseta töötamist või kui mõnes riigi teatud piirkonnas peetakse võrku pidevate katkestuste, väljalülitamise, pimendamise või liigse müra tingimustes halvaks, on soovitatav, et VALO-4 oleks katkematu toiteallikas või, et klient ostaks VALO juhtmevaba seadme.
	<5% U (> 95% langus U-s 5 sekundiks)	<5% U (> 95% langus U-s 5 sekundiks) Märkus 2: Iseeneselik taastumine	
Võimsuse sagedus (50/60 Hz) magnetväli	30 A/m	30 A/m	Toitesageduslikud magnetväljad peaksid olema elamu-, koduhooldus-, kaubandus-, haigla- või militaarkeskonnale iseloomulikud.
IEC 61000-4-8			
MÄRKUS: U on vahelduvvooluvõrgu pingeline enne katsetaseme rakendamist. Märkus 1: VALO ei ole varustatud ühegi pordi ega liigipääsetavate I/O liidega. Märkus 2: Kui võrgupinge on langenud 95%, siis VALO ei tööta. Tal ei ole sisetiste energiasalvestussüsteemi. VALO lülitub välja. Kui võimsuse tasemed on taastatud, hakkab VALO taaskäivituma ja taastama sama deklet enne võimsuskadu. VALO taastub ise.			

Kasutus- ja valmistamisdeklaratsioon mitte-elukindlustussüsteemide elektromagnetilise immuunsuse kohta			
VALO on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või kasutaja peaks tagama, et seda kasutatakse sellises keskkonnas.			
IMMUUNUS-TEST	IEC 60601 katsetase	Ühilduvustase	Elektromagnetilise keskkonna suunised
Juhtivus RF	3 Vrms	3 Vrms	Kaasakantavaid ja mobiilseid raadiosagedusel toimivaid sisedseadmeid ei tohi kasutada VALO osadele (sealhulgas kaablitele) lähemal kui saatja sageduse puhul rakendatava valemri järgi arvatud soovituslik vahemaa.
IEC 61000-4-6	150 kHz kuni 80 MHz	150 kHz kuni 80 MHz	Soovituslik vahemaa
Kiirguslik RF	3 V/m	3 V/m	
IEC 61000-4-3	80 MHz to 2.5 GHz	80 MHz to 2.5 GHz	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz kuni } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz kuni } 2.5 \text{ GHz}$ <p>kus P on saatja maksimaalne väljundvõimsus vattides (W) saatja tootjainfo kohaselt ja d soovituslik vahemaa meetrites (m).</p> <p>Asukoha elektromagnetilise ülevaatusse käigus määratud välja tugevus paigalolevatest raadiosageduslikest saatjatest a peab olema väiksem kui ühilduvustase a iga sagedusvahemiku b puhul.</p> <p>Häireid võib esineda järgneva sümboliga tähistatud seadmete läheduses:</p> 
<p>MÄRKUS 1: 80 MHz ja 800 MHz puhul kehtib kõrgem sagedusvahemik.</p> <p>MÄRKUS 2: Need juhised ei pruugi igas olukorras kehtida. Elektromagnetilist levi mõjutab konstruktsioonide, esemete ja inimeste põhjustatud peegeldumine ja neeldumine.</p> <p>a Stationaarsete saatjate nagu raadio- ja mobiiltelefonijaamade, mobiiltelefonide ja raadiosaateseadmete, amatöörraadio-, AM- ja FM-raadiosaatjate ning telejaamade väljatugevusi ei ole võimalik teoreetiliselt täpselt ennustada. Paiksete raadiosaatjate tekitatud elektromagnetilise keskkonna hindamiseks tuleks teostada asukoha elektromagnetiline uuring. Kui mõõdetud väljatugevus ületab VALO kasutamise kohas ettenähtud raadiosagedusliku ühilduvustaset, tuleb VALO normaalselt toimimist jälgimise teel kontrollida. Häirete ilmumisel võib olla vajalik rakendada täiendavaid meetmeid, nagu VALO viitkuse suuna või asukoha muutmine.</p> <p>b Üle 150 kHz kuni 80 MHz sagedusvahemiku peab välja tugevus jääma allpoolse 3 V/m.</p>			

Juhised ja valmistamise deklaratsioon kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosidevahemaa vahel			
VALO on mõeldud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, kus kiiratud raadiosagedushäired on kontrolli all. VALO kasutaja saab kaasa aidata elektromagnetiliste häirete vältimisele, hoides kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosageduslike seadmete (saatjate) ning VALO vahet allpool soovitatud minimaalset vahemaad vastavalt sideseadmete maksimaalsele väljundvõimsusele.			
Nimiväljundvõimsus saatja (P vattides)	Vahemaa vastavalt saatja sagedusele (meetrites)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 meetrit	0,035 meetrit	0,07 meetrit
0,1	0,37 meetrit	0,11 meetrit	0,22 meetrit
1	1,7 meetrit	0,35 meetrit	0,7 meetrit
10	3,7 meetrit	1,11 meetrit	2,22 meetrit
100	11,7 meetrit	3,5 meetrit	7,0 meetrit
VALO on testitud vastavalt IEC 60601-1-2: 2014 nõuetele ja läbinud kiirguse 10 V/m vahemikus 80-MHz kuni 2,5 GHz. 3Vrms väärtus vastab V1-le ja väärtus 10 V/m vastab E1-le ülatoodud valemites.			
Ülalpool loetlemata maksimaalse väljundvõimsusega saatjate puhul saab soovitusliku vahemaad meetrites (m) hinnata saatja sagedust kirjeldava valemi abil, kus P on saatja maksimaalne väljundvõimsus vattides (W) saatja tootjainfo kohaselt.			
MÄRKUS 1: 80 MHz ja 800 MHz eraldusvahemaale kehtib kõrgem sagedusvahemik.			
MÄRKUS 2. Need juhised ei pruugi igas olukorras kehtida. Elektromagnetilist levit mõjutab konstruktsioonide, esemete ja inimeste põhjustatud peegeldumine ja neeldumine.			

1. Termékleírás

Szélessávú spektrumával a VALO minden fényre keményedő termék polimerizálására szolgál a 385-515 nm hullámhossztartományban az ISO 10650 szerint.

A VALO onvosi osztályú, nemzetközi tápegységgel rendelkezik, és 100-240 voltos elektromos aljzatokhoz alkalmas. A kézi eszközt úgy tervezték, hogy illeszkedjen egy szabványos fogorvosi egységbe, vagy egyedileg felszerelhető a készüléhez tartozó tartó segítségével.

A termék összetevői:

- 1 – VALO kezelőlámpa 2,1 méteres vezetékkel
- 1 – 9 voltos onvosi osztályú, nemzetközi tápegység 1,8 méteres vezetékkel és univerzális dugókkal
- 1 – VALO védőborító mintacsomag
- 1 – VALO fényvédő
- 1 – Kezelőlámpa felületi szerelésére szolgáló tartó dupla felületű ragasztószalaggal

vezérlő áttekintése:



A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő és/vagy a jelen utasításban nem szereplő egyéb célokra való használatából eredő károkokért. Minden leírt termék használatát előtt gondosan olvassa el és tartsa meg az utasításokat és a biztonsági adatlap információit.

2. Javallatok/Szándékolt cél

Fotoaktívált fogászati helyreállító anyagok és ragasztók kezelésére szolgáló fényforrás.

3. Figyelmeztetések és óvintézkedések

2. kockázati csoport

VIGYÁZAT: a termék UV-sugárzást bocsát ki. A kitettség a szem vagy a bőr irritációját okozhatja. Alkalmazzon megfelelő védelmet.

VIGYÁZAT: a termék optikai sugárzást bocsát ki, ami veszélyes lehet. Ne bámuljon a működő lámpába. Károsíthatja a szemét.

- Ne nézzen közvetlenül a kibocsátott fénybe. A VALO használatakor a betegek, az orvosok és az asszisztensek is mindig borostyánsárga UV-védőszemüveget kell viselni.
- Az áramúti kockázatának elkerülése érdekében a berendezést nem szabad módosítani. Csak a mellékelt Ultradent VALO tápegységet és dugókat használja. Ha ezek a komponensek sérültek, ne használja őket, és hívja az Ultradent ügyfélszolgálatát, hogy cserealkatrészeket rendeljen.
- A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések ronthatják a teljesítményt, ha 30 cm-nél közelebb használják.
- Kizárólag engedélyezett tartozékokat, kábeleket és tápegységeket használjon, hogy elkerülje a nem megfelelő működést, az elektromágneses kibocsátás növekedését és az elektromágneses immunitás csökkenését (lásd az „Elektromágneses kibocsátás” részt).
- A hőirritáció vagy sérülés veszélyének elkerülése érdekében kerülje a folyamatos kezelési ciklusokat, és ne tegye ki a száj lágy szöveteit a közelségnek több mint 10 másodpercig semmilyen üzemmódban. Ha hosszabb kezelési időre van szükség, használjon több rövidebb kezelési ciklust vagy használjon dupla gyógyászati terméket, hogy elkerülje a lágy szövetek melegítését.
- Legyen óvatos, ha olyan betegeket kezel, akik káros fotobiológiai reakciókat vagy érzékenységet szenvednek, kemoterápiás kezelésben részesülnek vagy fotoszenzibilizáló okozó gyógyszert szednek.
- Ez az egység érzékeny lehet erős mágneses vagy statikus elektromos mezőkre, amelyek megzavarhatják a programozást. Ha azt gyanítja, hogy ez történt, húzza ki rövid időre az egységet, majd dugja vissza az aljzatba.
- Ne törölje le a VALO kezelőlámpát maró- vagy súrolószerekkel, ne sterilizálja hővel, és ne merítse semmilyen ultrahangos fürdőbe, fertőtlenítőszerbe, tisztítóoldatba vagy -folyadékba. Az új leírt kezelési utasítások be nem tartása működésképtelenné teheti a készüléket.
- A keresztzennyedések elkerülése érdekében, valamint hogy megakadályozzuk a fogászati kompozit anyagok rátapadását a lencse vagy a pálcá testének felületére, minden egyes használatnál védőborítót kell tenni a VALO-ra.
- A keresztzennyedések elkerülése érdekében a védőborítót csak egy betegnél használhatók.
- A korrózióvesztés csökkentése érdekében vegye le a védőborítót használat után.
- Ne használja a kezelőlámpát, ha a lencse sérült, így csökken annak a kockázata, hogy a gyanta nem keményedik meg eléggé.

4. Lépésenkénti utasítások

Előkészítés

1. Csatlakoztassa a 9 voltos tápvezetéket a kézi eszköz vezetékeéhez.
2. Dugja be a tápvezetéket egy elektromos aljzatba (100-240 V AC). Bekapcsoláskor a VALO kézi eszköz kétszer sípol, és az időzítési fények felgyulladnak jelezve, hogy a lámpa használatra kész.
3. Helyezze a kezelőlámpát egy standard fogonosi egység tartójába vagy a tartozékként adott szerelési tartóba, amíg felhasználatra kész állapotba nem kerül.
4. Minden használat előtt helyezzen új védőborítót a kezelőlámpára.

Higiénikus védőborító felhelyezése:

A higiénikus védőborító egyedileg a kezelőlámpához van kialakítva, és tisztán tartja a kezelőlámpa felületét. A védőborító segít elkerülni a keresztszennyeződéseket, megakadályozza, hogy a fogászati kompozit anyagok rátapadjanak a lencse vagy a kezelőlámpa felületére, és megelőzi a tisztítószerek által okozott elszíntelenedést és korróziót.

Megjegyzés:

- A higiénikus védőborító használata 5-10%-al csökkenti a fénykibocsátást. A kezelőlámpa nagy leadott teljesítménye miatt azonban a kezelés lényegében egyenértékűnek bizonyult.
- A kezelőlámpát minden beteg után megfelelő tisztító- és/vagy fertőtlenítőszerrel tisztítani és fertőtleníteni kell. Lásd a „Kezelés” című fejezetet.

VALO fényvédő:

- A VALO fényvédő ovális alakú, a maximális felhasználáshoz forgatható, átlátszó akadályhüvellyel használható.

Felhasználás

1. Mindegyik teljesítmény-üzem mód fogászati anyagok fénykezelésel történő keményítésére használatos. A javasolt kezelési időket lásd a „Gyors üzem mód-útmutatóban”.

MEGJEGYZÉS: A kezelőlámpa úgy van programozva, hogy ciklikusan a standard teljesítményűről a nagy teljesítményű, majd az extra teljesítményű módra lépjen sorban. Ha például a standard teljesítményű módról az extra teljesítményű módra szeretne váltani, először a nagy teljesítményű módra kell lépni, majd azután az extra teljesítményű módra.

2. A kezelőlámpa tárolja a legutóbb használt időzítési intervallumot és módot, és alapértelmezés szerint visszaállítja ezt a módot, ha megváltozik a mód vagy eltávolítják az elemeket.

Működetés

KEZELÉSI ÜZEMMÓD: Standard teljesítményű mód

IDŐZÍTÉSI INTERVALLUMOK: 5, 10, 15, 20 másodperc..

- A kezelőlámpa ebbe az üzemmódba lép alapértelmezés szerint, amikor LEGELŐSZÖR bekapcsolják. A mód/állapot fény zölden világít, és a négy zöld időzítési fény felgyullad a standard teljesítményű módot jelezve.
- Az időzítési intervallum megváltoztatásához nyomja meg gyorsan az idő/mód gombot.
- Nyomja meg a bekapcsológombot a kezelés megkezdéséhez. Ha le szeretné állítani a kezelést az időzítési intervallum vége előtt, nyomja meg újra a bekapcsológombot.

KEZELÉSI ÜZEMMÓD: Nagy teljesítményű mód

IDŐZÍTÉSI INTERVALLUMOK: 1, 2, 3, 4 másodperc.

- Standard teljesítményű módban tartsa 2 másodpercig lenyomva az idő/mód váltógombot, majd engedje el. A mód/állapot fény sárgán világít, és a négy zöld időzítési fény felgyullad és villog a nagy teljesítményű módot jelezve.
- Az időzítési intervallum megváltoztatásához nyomja meg gyorsan az idő/mód gombot.
- Nyomja meg a bekapcsológombot a kezelés megkezdéséhez. Ha le szeretné állítani a kezelést az időzítési intervallum vége előtt, nyomja meg újra a bekapcsológombot.
- A standard teljesítményű módba való visszatéréshez tartsa 2 másodpercig lenyomva az idő/mód váltógombot, majd engedje el, ez átvitzi az extra teljesítményű módba. Tartsa újra 2 másodpercig lenyomva, majd engedje el. A mód/állapot fény zölden világít, és a négy zöld időzítési fény felgyullad a standard módot jelezve.

KEZELÉSI ÜZEMMÓD: Extra teljesítményű mód

IDŐZÍTÉSI INTERVALLUM: Csak 3 másodperc (Megjegyzés: Az extra teljesítményű módnak van egy 2 másodperces biztonsági késleltetése minden kezelési ciklus végén, hogy korlátozza a felmelegedést egymást követő kezelések során. A késleltetés végén sípolás jelzi, hogy az egység készen áll a további használatra.)

- Standard teljesítményű módból tartsa 2 másodpercig lenyomva az idő/mód váltógombot, engedje el, tartsa újra 2 másodpercig lenyomva, és engedje el. A mód/állapot fény sárgán villog, és három zöld időzítési fény felgyullad és villog az extra teljesítményű módot jelezve.
- Nyomja meg a bekapcsológombot a kezelés megkezdéséhez. Ha le szeretné állítani a kezelést az időzítési intervallum vége előtt, nyomja meg újra a bekapcsológombot.
- A standard teljesítményű módba való visszatéréshez tartsa 2 másodpercig lenyomva az idő/mód váltógombot, majd engedje el. A mód/állapot fény zölden világít, és a zöld időzítési fények felgyulladnak a standard teljesítményű módot jelezve.

ALVÓ üzemmód: A kezelőlámpa 1 óra inaktivitás után ALVÓ üzemmódba kerül, amit a mód/állapot fény lassú villogása jelez. Bármely gomb megnyomása felébreszti a kezelőlámpát, és automatikusan visszatér az utolsó beállításra.

Tisztítás

1. Minden beteg után dobja a használt védőborítót a szemébe.
2. Lásd a „Kezelés” című fejezetet.

A tartóval kapcsolatos utasítások

1. A tartót sima, olajmentes felületre kell szerelni.
2. Tisztítsa meg a felületet alkoholos beadórószaléval.
3. Húzza le a tartó ragasztószalagját.
4. Helyezze úgy a tartót, hogy a kezelőlámpát felfelé emelve lehessen kivenni. Nyomja erősen a helyére.

Üzemmód	Standard teljesítmény				Nagy teljesítmény				Extra teljesítmény
Bekapcsológomb									
Mód/időzítés LED-ek									
Időzítési gombok									
Időzítési opciók	5s	10s	15s	20s	1s	2s	3s	4s	csak 3 s
Időzítés változtatásához	Nyomja meg és engedje el gyorsan az időzítési gombot, hogy pörgesse az időzítési opciókat.								
Mód változtatásához	Tartsa 2 másodpercig lenyomva az időzítési gombot, majd engedje el. A VALO a következő módra ugrik.								
Jelmagyarázat	Világító LED-ek				Villogó LED-ek				

Gyors kezelési útmutató:

Ajánlott kezelési idő, hogy optimális eredményt érjen el a VALO-val			
Üzemmód	Standard mód	Nagy teljesítményű mód	Extra teljesítményű mód
Rétegenként	Egy 10 mp-es kezelés	Két 4 mp-es kezelés	Egy 3 mp-es kezelés
Végző kezelés	Két 10 mp-es kezelés	Három 4 mp-es kezelés	Két 3 mp-es kezelés
<p>Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az expozíciós beállításokat és az időket a kompozit reaktivitása, az árnyék, a lámpa lencséje és a kompozit közötti távolság, valamint a kompozitréteg mélysége miatt módosítani kell. A fogászati szakember feladata, hogy ismerje a használt anyag követelményeit, és meghatározza a megfelelő időt és beállításokat.</p>			

Gyors útmutató a figyelmeztetésekről:

Figyelmeztetések	
Javításért forduljon az ügyfélszolgálathoz	Javításért forduljon az ügyfélszolgálathoz
<ul style="list-style-type: none"> Nincs hang 2 másodpercig villog Engedi a működést 	<ul style="list-style-type: none"> Folyamatos 3 szipolás Letiltja a működést

5. Karbantartás

Javítás

Felhasználó által végzett javítás

1. Rendszeresen ellenőrizze a lencsét, nincs-e rákeményedve fogászati gyanta. Szükség esetén használjon nem gyémántból készült fogászati műszert, hogy óvatosan eltávolítsa a rátapadt gyantát.
2. A fénymérők nagyban különböznek egymástól, és speciális fényvezető csúcsokhoz és lencsékhez vannak tervezve. Az Ultradent azt javasolja, hogy rendszeresen ellenőrizze a leadott teljesítményt standard módban. MEGJEGYZÉS: a valódi numerikus kijelzést torzíthatja a közönséges fénymérők pontatlansága és a kezelőlámpában lévő egyedi LED-csomag.

Gyártó által végzett javítás

1. Javítást csak a hivatalos szerviz személyzete végezhet. Az Ultradent biztosítja a szerviz személyzetének a javítások végzéséhez szükséges dokumentációt.

Jótállás

Az Ultradent ezennel garantálja, hogy a műszer 5 évig* minden lényeges szempontból megfelel a termékhez az Ultradent által csatolt dokumentációban szereplő előírásoknak, és mentes minden anyago- vagy kivitelzési hibától. A jótállás csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, és nem átruházható. Minden hibás terméket vissza kell küldeni az Ultradentnek. A VALO rendszernek nincsenek a felhasználói által szervizelhető komponensei. Ha hozzányúl a VALO-hoz, az érvényteleníti a jótállást.

A VALO jótállása nem vonatkozik a vevő által okozott kárra. Ha például a VALO-t rosszul használják vagy leejtik, és eltörik a lencse, akkor a vevőnek kell a szükséges javításokat kifizetnie.

*A fogorvosnak történő értékesítés dátumát igazoló nyugtával.

6. Kezelés

Minden használat után nedvesítsen meg egy gézt vagy puha kendőt egy jóváhagyott felületi fertőtlenítőszerrel, és törölje le a felületét és a lencsét.

ELFOGADHATÓ TISZTÍTÓSZEREK:

- Lysol Brand III fertőtlenítő spray (javasolt)
- Izopropanol
- Etilalkohol-alapú tisztítók
- Lysol®* koncentrátum (csak alkoholalapú)

NEM ELFOGADHATÓ TISZTÍTÓSZEREK - NE HASZNÁLJA EZEKET:

- Bármilyen erős alkáli tisztítószer, ideértve a kézmosó- és mosogatószereket
- Fehérítőalapú tisztítószer (pl. Clorox™*, Sterilox™**)
- Hidrogénperoxid-alapú tisztítószer
- Súrolószer (pl. Comet Cleanser™**)
- Aceton- vagy szénhidrogén-alapú tisztítószer
- MEK (metil-etil-keton)
- Birex®*
- Glutaraldehid
- Kwatermer ammónium-klorid-só alapú tisztítószer
- Cavicide1™* oldatok vagy törölők
- Cavicide™** termékek (nem fehérítő)**

* Az Ultradenttől független vállalat védjegye

** Ha ezt használja, fakíthatja a színt

A fényvédő tisztítása:

- Hideg fertőtlenítse a VALO fénypajzs bármilyen felületi fertőtlenítőszerrel. NE sterilizálja hővel.

7. Tárolás és ártalmatlanítás




A kezelőlámpa tárolása és szállítása:

- Hőmérséklet: +10 - +40 °C
- Relatív páratartalom: 10% - 95%
- Környezeti nyomás: 500 - 1060 hPa

Elektronikus hulladékok (azaz készülékek, töltők, elemek és tápegységek) ártalmatlanításakor kövesse a helyi hulladék- és újrahasznosítási irányelveket.


8. Technikai megfontolások

Tartozékok

Cikk	CE Adatok		
VALO védőborító	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Németország	Gyártó: TIDI Products, LLC, 570 Enterprise Drive Neenah, WI 54956 Egyesült Államok	Forgalmazó: Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 Egyesült Államok
VALO fényvédő			

Technikai információk/adatok

Tényleges kompozitkezelési hullámhosszszávok:



Jellemző	Információ/specifikáció				
Lencse	Átmérő 9,75 mm				
Hullámhossztartomány	<ul style="list-style-type: none"> • Használható hullámhossztartomány: 385 – 515 nm • Csúcs-hullámhossztartományok: 395 – 415 nm és 440 – 480 nm 				
Fényintenzitások táblázata	Néveges sugárzáskibocsátási összehasonlító táblázat				
	Mérőműszer	†* Demetron L.E.D. radiométer	† MARC Spektrum-analízátor	‡ Gigahertz spectrum analyzer	
		A mérő apertúrája	7 mm	3.9 mm	Kibo-csátás
	Standard teljesítmény (±10%)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²	670 mW
	Nagy teljesítmény plusz (±10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²	970 mW
	Extra teljesítmény (±10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²	1570 mW
VALO kezelőlámpa	Osztályozások: IEC 60601-1 (biztonság), IEC 60601-1-2 (EMC)			Tömeg: 226 gramm (vezetékkel) Hossz: 23,5 cm Szélesség: 2 cm Vezeték hossza: 2,1 méter	
Tápegység	Kimenet - 9V DC / 2A Bemenet - 100 - 240 V AC Ultradent cikkszám: 5930, VALO tápegység univerzális dugókkal			Osztályozás: IEC 60601-1 (biztonság) Vezeték hossza – 1,8 méter A VALO tápegység szigetel a hálózati tápellátástól	
Működési feltételek	Hőmérséklet: +10 - +32 °C Relatív páratartalom: 10% - 95% Környezeti nyomás: 700 - 1060 hPa				
Működési ciklus:	A kezelőlámpa rövid időtartamú működötetésre szolgál. A maximális környezeti hőmérsékleten (32 °C) 1 perc folyamatos bekapcsolás után 30 percre ki kell kapcsolni (lehűlési időtartam).				


Hibakeresés

Ha az alább javasolt megoldások nem oldják meg a problémát, kérjük, hívja az Ultradent-et a 800-552-5512-es telefonszámon. Az Egyesült Államokban kívül hívja az Ultradent forgalmazót vagy a fogszáti kereskedőt.	
Probléma	Lehetséges megoldások
A lámpa nem gyullad fel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az energiatakarékos módból való kilépéshez nyomja meg az idő/mód váltógombot vagy a bekapcsológombot. 2. Ellenőrizze, hogy mindkét vezeték szilárdan van csatlakoztatva egymáshoz és az elektromos aljzathoz. 3. Győződjön meg róla, hogy van tápfeszültség a fali aljzatban.
A lámpa nem marad felgyújtva a kívánt ideig	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze a mód és időtűzési fényeket, hogy helyes időt adott-e meg. 2. Győződjön meg róla, hogy az összes vezeték helyesen van csatlakoztatva. 3. Húzza ki és dugja vissza a tápvezeteket az elektromos csatlakozóba.
A lámpa nem kezeli megfelelően a gyantákat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze a lencsét, nem maradt-e rajta megkeményedett gyanta/kompozit. 2. Megfelelő borostyánsárga UV-védőszemüveg használatával ellenőrizze, hogy a LED-fények működnek-e. 3. Ellenőrizze a teljesítményszintet fénymérővel. Ha a fénymérőt használ, hogy a VALO-t standard teljesítményű módban ellenőrizze. <p>MEGJEGYZÉS: a valódi numerikus kijelzést torzítja az a közönséges fénymérők pontatlansága és a VALO által használt egyedi LED-csomag. A fénymérők nagyban különböznek egymástól, és speciális fényvezető csúcsokhoz és lencsékhez vannak tervezve.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ellenőrizze a gyógygyanta szavatosságát idejét. 5. Győződjön meg róla, hogy a gyártó ajánlása szerinti technikát követi (ragasztó/kompozit).
Nem lehet változtatni a módot vagy az időintervallumot	Tartsa lenyomva mind az idő/mód, mind a bekapcsológombot, amíg egy sor sárga jelzi, hogy a kezelőlámpa zárolása fel van oldva.

9. Vegyes információk

Irányelvek és gyártói nyilatkozat – Elektromágneses kibocsátás			
A VALO-t a lent meghatározott elektromágneses környezetben történő felhasználásra szánták. A vevőknek vagy a felhasználónak kell biztosítania az ilyen környezetben történő használatot. FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag engedélyezett tartozékokat, kábeleket és tápegységeket használjon, hogy elkerülje a nem megfelelő működést, az elektromágneses kibocsátás növekedését és az elektromágneses immunitás csökkenését.			
Rádiófrekvenciás kibocsátás CISPR 11	Megfelelőség	Elektromágneses környezet – irányelvek	
Rádiófrekvenciás kibocsátás CISPR 11	1. csoport	A VALO Globtek orvosi osztályú, 9 V-os DC adaptert használ, feszültségés elleni védelemmel működik, és korlátozott EMI, RF és túlfeszültség-érnyomást biztosít.	
Harmonikus kibocsátás IEC 61000-3-2	B osztályú	A VALO csak a belső funkcióihoz használ elektromos és elektromágneses energiát. Ezért a rádiófrekvenciás kibocsátás nagyon alacsony, és valószínűleg nem okoz interferenciát a közeli elektronikus berendezésekben.	
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	A osztályú		
Feszültségingadozások/Villogás IEC 61000-3-3	MEGFELEL	A VALO minden létesítményben való használatra alkalmas, ideértve a hazai létesítményeket és azokat, amelyek közvetlenül a háztartási használatra szánt épületeket ellátó kisfeszültségű hálózathoz csatlakoznak.	

Irányelvek és gyártói nyilatkozat – Elektromágneses immunitás			
A VALO-t a lent meghatározott elektromágneses környezetben történő felhasználásra szánták. A vevőknek vagy a felhasználónak kell biztosítania az ilyen környezetben történő használatot.			
IMMUNITÁSI teszt	IEC 60601 tesztesési szint	Megfelelőségi szint	Elektromágneses környezet – irányelvek
Elektrosztatikus kislülés (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV érintkezéssel ± 15 kV levegőn keresztül	± 8 kV érintkezéssel ± 15 kV levegőn keresztül	A fizikai környezetet a következőkre kell korlátozni: 1. IP kód: IP20 2. Ne martsa folyadékba. 3. Ne használja gyúlékony gáz közegében. Az egység nem APG és nem AP. 4. Tárolási páratartalom-tartomány: 10% - 95% 5. Tárolási hőmérséklet-tartomány: 10 °C - 40 °C
Gyors villamos transziens/ burst IEC 61000-4-4	± 2 kV a tápegység vezetékeire ± 1 kV a bemeneti/kimeneti vezetékekre	± 2 kV a tápegység vezetékeire 1. megjegyzés: A VALO-n nincs I/O port	A hálózati tápellátás minőségének egy lakó-, kereskedelmi, kórházi vagy katonai környezetre jellemzőnek kell lennie
Túlfeszültség IEC 61000-4-5	± 1 kV vezetékek között ± 2 kV vezetékek és föld között	± 1 kV vezetékek között ± 2 kV vezetékek és föld között	
Feszültség, esések, rövidzárlatok, megszakítások és változások a tápegység bemeneti vezetékein IEC 61000-4-11	<5% U (>95% U esés 0,5 cikluson át) 40% U (60% U esés 5 cikluson át) 70% U (30% U esés 25 cikluson át)	<5% U (>95% U esés 0,5 cikluson át) 40% U (60% U esés 5 cikluson át) 70% U (30% U esés 25 cikluson át)	A hálózati tápellátás minőségének egy lakó-, kereskedelmi, kórházi vagy katonai környezetre jellemzőnek kell lennie. A VALO-hoz mellékelte Globtek 9 V-os DC orvosi osztályú adapter 100-240 V AC közötti hálózati tápfeszültségről működik, és korlátozott feszültségés, EMI, RF és túlfeszültség elleni védelmi képességekkel rendelkezik. Ha a VALO felhasználója folyamatos, hálózati megszakítás nélküli működést igényel, vagy ha egy ország bármely régiójában a hálózati feszültség rossznak számít a folyamatos feszültségés, -kimaradás vagy rendkívül zajos tápellátási körülmények miatt, javasoljuk, hogy táplálja a VALO-t szünetmentes tápegységről vagy a vevő vásároljon egy VALO vezetékek nélküli egységet.
Tápellátási frekvencia (50/60 Hz) mágneses mezője IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	A tápellátási frekvencia mágneses mezőjének a tipikus lakó-, otthoni, egészségügyi, kereskedelmi, kórházi vagy katonai környezet tipikus helyére jellemző szinten kell lennie.
MEGJEGYZÉS: U a váltóáramú hálózati feszültség a tesztszint alkalmazása előtt 1. megjegyzés: A VALO nem rendelkezik porttal vagy hozzáférhető I/O vonalakkal. 2. megjegyzés: Ha a tápfeszültség 95%-al esik, a VALO működése leáll. Nincs belső energiátárolási mechanizmusa. A VALO kikapcsol. Amikor a tápfeszültség helyreáll, a VALO újraindul, és visszatér a feszültségkimaradás előtti állapotba. A VALO önállóan helyreáll.			

Irányelvek és gyártói nyilatkozat – Elektromágneses immunitás – Nem életfenntartó rendszerek			
A VALO-t a lent meghatározott elektromágneses környezetben történő felhasználásra szánták. A vevőnek vagy a felhasználónak kell biztosítania az ilyen környezetben történő használatot.			
IMMUNITÁSI teszt	IEC 60601 tesztelési szint	Megfelelőségi szint	Elektromágneses környezet - irányelvek
Vezetési rádió-frekvencia	3 Vrms	3 Vrms	<p>A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseket nem szabad közelebb használni a VALO bármely részéhez, ideértve a kábeleket is, mint a sugárzó eszköz frekvenciájára vonatkozó egyenlet alapján kiszámított javasolt elkülönítési távolság.</p> <p>Javasolt elkülönítési távolság</p> $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 - 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz} - 2,5 \text{ GHz}$ <p>P a sugárzó eszköz maximális leadott teljesítménye Watt (W) mértékegységben a gyártó adatai alapján, és d a javasolt elkülönítési távolság méterben.</p> <p>Az elektromágneses helyszíni felmérése által meghatározott rögzített rádió-frekvenciás sugárzó eszközök téreirejének kisebbnek kell lennie, mint az egyes frekvenciatartományok megfelelősségi szintje.</p> <p>Interferencia következhet be az alábbi jelekkel ellátott eszközök esetében:</p> 
IEC 61000-4-6	150 kHz - 80 MHz	150 kHz - 80 MHz	
Sugárzott rádió-frekvencia	3 V/m	3 V/m	
IEC 61000-4-3	80 MHz - 2,5 GHz	80 MHz - 2,5 GHz	
<p>1. MEGJEGYZÉS: a 80 MHz és 800 MHz frekvencia esetén a nagyobb frekvenciatartomány érvényes.</p> <p>2. MEGJEGYZÉS: ezek az irányelvek nem érvényesek minden helyzetre. Az elektromágneses hullámok terjedésére hatással van az épületek, tárgyak és emberek általi elnyelődés és visszaverődés.</p> <p>a A rögzített sugárzó eszközök – például (mobil)vezeték nélküli rádiótelefonok és földi mobil rádiók bázisállomái, szárazföldi rádiók, amatőr rádiók, AM és FM rádiók, valamint televíziós műsorszórók – téreirejét elméletben nem lehet pontosan megjósolni. A rögzített rádiófrekvenciás sugárzó eszközök által okozott elektromágneses környezet felmérééséhez meg kell fontolni elektromágneses helyszíni felmérést. Ha a mért térerő azon a helyen, ahol a VALO-t használják, meghaladja a fenti rádiófrekvenciás megfelelősségi szintet, a VALO-t meg kell figyelni, hogy ellenőrizzék a normál működést. Ha rendellenes működést tapasztalnak, további intézkedésekre lehet szükség, például a VALO átirányítására vagy áthelyezésére.</p> <p>b A 150 kHz - 80 MHz frekvenciatartományon túl a téreirőnek kisebbnek kell lennie, mint 3 V/m.</p>			

Írányelvek és gyártói nyilatkozat – Javasolt elkülönítési távolságok a hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések és a VALO között

A VALO-t javasolt olyan elektromágneses környezetben használni, ahol a rádiófrekvenciás sugárzási zavarokat kontrollálják. A VALO használója segíthet megelőzni az elektromágneses interferenciát, ha a hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések és a VALO között betartja a lent feltüntetett távolságokat, figyelembe véve a kommunikációs berendezés maximális leadott teljesítményét.

Sugárzó eszköz névleges maximális leadott teljesítménye (P, Watt)	Elkülönítési távolság a sugárzó eszköz frekvenciája alapján (méter)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz - 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 méter	0,035 méter	0,07 méter
0,1	0,37 méter	0,11 méter	0,22 méter
1	1,7 méter	0,35 méter	0,7 méter
10	3,7 méter	1,11 méter	2,22 méter
100	11,7 méter	3,5 méter	7,0 méter

Az VALO-t az IEC 60601-1-2:2014-nek megfelelően tesztelték, és a sugárzott térerő 10 V/m-nél kisebb értékkel megfelelt 80 MHz és 2,5 GHz között. A fenti képletekben a 3 Vrms érték felel meg a V1-nek és a 10 V/m érték felel meg az E1-nek.

Azoknál a sugárzóknál, amelyekhez nem adták meg a lent látható maximális leadott teljesítményt, a javasolt d elkülönítési távolság méterben (m) a sugárzó frekvenciáját alkalmazó képlet alapján határozható meg, ahol a P a sugárzó eszköz maximális leadott teljesítménye Watt (W) mértékegységben a gyártó adatai alapján.

1. MEGJEGYZÉS: a 80 MHz és 800 MHz frekvencia esetén a nagyobb frekvenciatartomány elkülönítési távolsága érvényes.

2. MEGJEGYZÉS: ezek az irányelvek nem érvényesek minden helyzetre. Az elektromágneses hullámok terjedésére hatással van az épületek, tárgyak és emberek általi elhelyződés és visszaverődés.

1. Produkta apraksts


VALO ar savu plašojas spektru ir izstrādāts visu ar gaismu cietējošo produktu polimerizēšanai viņņa garuma diapazonā no 385-515 nm saskaņā ar ISO 10650.

VALO ir aprīkots ar medicīnas vajadzībām atbilstošu, starptautisku barošanas kabeli un ir piemērots strāvas kontaktlīdzām no 100 līdz 240 voltiem. Rokas instruments ir veidots tā, lai to varētu ievietot standarta zobārsta instrumentu blokā, vai arī to var pielāgot, izmantojot komplektā iekļauto turētāju.

Produkta sastāvdaļas:

- 1 – VALO polimerizācijas lampa ar 2,1 metru vadu
- 1 – 9 voltu, medicīnas vajadzībām atbilstošs, starptautisks barošanas kabelis 1,8 metru garumā ar universāliem spraudņiem
- 1 – VALO aizsargapvalku paraugu paka
- 1 – VALO gaismas viairogs
- 1 – polimerizācijas lampas pie virsmas stiprināmais turētājs ar dubulto līmlenti

Kontroļu pārskaits:



Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies šīs ierīces nepareizas lietošanas rezultātā un / vai lietojot to jebkādiem citiem mērķiem, kas nav minēti šajā instrukcijā. Pirms visu aprakstīto produktu lietošanas rūpīgi izlasiet un izprotiet visas instrukcijas un DDL informāciju.

2. Lietošanas indikācijas / paredzētais mērķis

Apgaismojuma avots ar gaismu aktivizētu stomatoloģisko atjaunojošo materiālu un līmvielu cietināšanai.

3. Bīdīnājumi un piesardzības pasākumi

2. riska grupa

UZMANĪBU! Šis produkts izstaro UV starojumu. Saskaņā ar rezultātā var rasties acu vai ādas kairinājums. Izmantojiet atbilstošu aizsargu.

UZMANĪBU! Iespējams šī produkta radīts bīstams optiskais starojums. Neskatieties uz darba lampu. Var radīt kaitējumu acīm.

- NESKATĪETIES tieši gaismas avotā. Kad tiek izmantots VALO, pacientam, ārstam un asistentiem vienmēr jāvalkā dzintara krāsas UV acu aizsargbrilles.
- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, nav atļauts veikt izmaiņas šai iekārtai. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto Ultradent VALO barošanas kabeli un kontaktdakšas. Ja šīs sastāvdaļas ir bojātas, nelietojiet tās un piezvaniet Ultradent Klientu apkalpošanas dienestam, lai pasūtītu nomainīgu.
- Pārnesjamās RF sakaru iekārtas var pasliktināt veiktspēju, ja tās izmanto tuvāk par 30 cm (12 collām).
- Izmantojiet tikai atļautos piederumus, kabelus un barošanas kabelus, lai novērstu nepareizu darbību, paaugstinātas elektromagnētiskās emisijas vai samazinātu elektromagnētisko imunitāti (skatīt sadaļu Elektromagnētiskās emisijas).
- Lai izvairītos no termiskā kairinājuma vai traumas riska, izvairieties no nepārtraukta cietināšanas cikla un neiedarbojieties uz mikstajiem mutes dobuma audiem tiešā tuvumā ilgāk par 10 sekundēm jebkurā režīmā. Ja ir nepieciešams ilgāks cietināšanas laiks, izmantojiet vairākus īsākus cietināšanas ciklus vai izmantojiet divkārsās cietināšanas produktu, lai izvairītos no miksto audu uzkaršanās.
- Ievērojiet piesardzību, ārstējot pacientus ar nelabvēlīgām fotobioloģiskajām reakcijām vai jutīgumu, pacientus, kuriem tiek veikta ķīmijterapija, vai pacientus, kuri tiek ārstēti ar fotosenzibilizējošām zālēm.
- Šī ierīce var būt jutīga pret spēcīgiem magnētiskajiem vai elektrostatiskajiem laukiem, kas var traucēt programēšanu. Ja rodas aizdomas, ka tas ir noticis, nekavējoties atslēdziet ierīci un pēc tam ievietojiet to kontaktlīdzā no jauna.
- NETIETRIE VALO gaismas cietināšanas instrumentu ar kodīgiem vai abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem, autoklāvā un negredmējiet jebkāda veida ultraskaņas vannā, dezinfekcijas līdzekli, tīrīšanas šķīdumu vai šķidrums. Neievērojot pievienotās aprūdes instrukcijas, ierīce var kļūt darbam nederīga.
- Lai palīdzētu novērst savstarpēju inficēšanos un nelāgtu stomatoloģiskajam kompozītmateriālam pieļipt pie lēcas un instrumenta korpusa virsmas, katras VALO lietošanas laikā jāizmanto aizsargapvalks.
- Lai novērstu savstarpējas inficēšanās risku, aizsargapvalki ir paredzēti vienreizējai lietošanai vienam pacientam.
- Lai samazinātu korozijas risku, aizsargapvalku pēc lietošanas nomēdiet.
- Lai samazinātu risku, atstājot nepietiekami cietējusus sveķus, neizmantojiet cietēšanas gaismu, ja objektīvs ir bojāts.

4. Instrukcijas soli pa solim

Sagatavošana

1. Savienojiet 9 veltu barošanas vadu ar rokas instrumenta vadu.
2. Pievienojiet barošanas vadu jebkurā elektrības kontaktlīdzrādā (100-240 VAC). VALO rokas instruments ieslēdzoties divreiz nopīkstēs, un iedegsies laika indikatori, norādot, ka polimerizācijas lampa ir gatava lietošanai.
3. Ievietojiet polimerizācijas lampu standarta zobārstā instrumentu bloka piederumu turētājā. Ildz tas ir gatavs lietošanai.
4. Uzvelciet polimerizācijas lampai jaunu aizsargapvalku pirms katras lietošanas reizes.

Higiēnisko aizsargapvalku uzvilkšana:

Higiēniskais aizsargapvalks ir pielabots polimerizācijas lampai un uztur tā vīrsmu tīru. Aizsargapvalks palīdz novērst savstarpēju inficēšanos un nelauj stomatoloģiskajam kompozītmateriālam pielipt pie lēcas un gaismas cietināšanas instrumenta virsmas, kā arī novērš krāsas zudumu un koroziju tīrīšanas šķīdumu ietekmē.

Piezīme:

- Izmantojiet aizsargapvalku, gaismas intensitāte samazināsies par 5-10 %. Patiecoties cietināšanas gaismas augstajai izejas jaudai, ir pierādīts, ka cietināšana ir kopumā līdzvērtīga.
- Pēc katra pacienta polimerizācijas lampai ir jātra ir jādezininficē ar atbilstošiem tīrīšanas un / vai dezinfekcijas līdzekļiem. Skatīt sadaļu Apstrāde.

VALO gaismas vairogs:

- VALO gaismas vairogs ir ovālas formas, to var grozīt maksimālām pielietojumam un var izmantot ar caurspīdīgu barjeras uzvānu.

Lietošana

1. Katrs jaudas režīms stomatoloģijas materiālu cietināšanai tiek izmantots ar foto ierosinātajiem. Ieteicamos cietināšanas laikus skatīt Ātrajā režīmu rokasgrāmatā.

PIEZĪME: polimerizācijas lampa ir ieprogrammēta, lai secīgi pārietu no standarta jaudas uz augstas jaudas un tālāk uz Xtra jaudas režīmu. Piemēram, lai pārslēgtos no standarta jaudas režīma uz Xtra jaudas režīmu, ir jāpārslēdz augstas jaudas režīms un pēc tam Xtra jaudas režīms.

2. Polimerizācijas lampa saglabā pabeidzto izmantoto laika intervālu un režīmu, un tas pēc noklusējuma tajā atgriezies ik reizi, kad tiek mainīti režīmi vai izņemot baterijas.

Darbība

CIETINĀŠANAS REŽĪMS Standarta jaudas režīms

LAIKA INTERVĀLI: 5, 10, 15, 20 sekundes.

- Polimerizācijas lampa šajā režīmā ieslēdzas pēc noklusējuma, kad tas tiek ieslēgta PIRMO REIZI. Režīma / statusa indikatori iedegsies zaļā krāsā un izgaismosies četri zaļi laika indikatori, norādot uz standarta jaudas režīmu.
- Lai manītu laika intervālus, atri nospiediet laika / režīma pogu.
- Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, lai cietinātu. Lai beigtu cietināšanu pirms laika intervāla beigām, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.

CIETINĀŠANAS REŽĪMS Augstas jaudas režīms

LAIKA INTERVĀLI: 1, 2, 3, 4 sekundes.

- Standarta jaudas režīmā nospiediet un turiet nospiestu laika / režīma maiņas pogu 2 sekundes, tad atlaižiet. Režīma / statusa indikatori iedegsies oranžā krāsā un četri zaļiem laika indikatori iedegsies un mirgos, norādot uz augstas jaudas režīmu.
- Lai manītu laika intervālus, atri nospiediet laika / režīma pogu.
- Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas / režīmu, lai cietinātu. Lai beigtu cietināšanu pirms laika intervāla beigām, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.
- Lai atgrieztos pie standarta jaudas režīma, nospiediet un turiet nospiestu laika / režīma maiņas pogu 2 sekundes un atlaižiet, tā cīnīs pārslēgsies Xtra jaudas režīmā. Vēlreiz nospiediet un turiet nospiestu pogu 2 sekundes, tad atlaižiet. Režīma / statusa indikatori iedegsies zaļā krāsā un izgaismosies četri zaļi laika indikatori, norādot uz standarta režīmu.

CIETINĀŠANAS REŽĪMS Xtra jaudas režīms

LAIKA INTERVĀLS: tikai 3 sekundes (Piezīme: Xtra jaudas režīmā katras cietināšanas cikla beigās ir 2 sekunžu drošības aizkave, lai ierobežotu karšēšanu secīgas cietināšanas gadījumā. Aizkaves beigās skāns pikstiens norāda, ka ierīce ir atkal gatava lietošanai).

- Standarta jaudas režīmā nospiediet laika / režīma maiņas pogu 2 sekundes, atlaižiet, nospiediet un turiet nospiestu vēl 2 sekundes, tad atlaižiet. Režīma / statusa indikatori iedegsies oranžā krāsā un mirgos un trīs no zaļajiem laika indikatoriem iedegsies un mirgos, norādot uz Xtra jaudas režīmu.
- Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, lai cietinātu. Lai beigtu cietināšanu pirms laika intervāla beigām, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.
- Lai atgrieztos pie standarta jaudas režīma, nospiediet un turiet nospiestu laika / režīma pogu 2 sekundes un atlaižiet. Režīma / statusa indikatori iedegsies zaļā krāsā un izgaismosies zaļi laika indikatori, norādot uz standarta jaudas režīmu.

Miega režīms: Gaismas cietināšanas instruments pārslēgsies MIEGA režīmā pēc 1 neaktivitātes stundas, uz ko norāda režīma / statusa indikatora lēna mirgošana. Nospiežot jebkuru taustiņu, gaismas cietināšanas instruments tiks pamodināts un automātiski atgriezīsies pabeidzā izmantotajā iestāšanās.

Tīrīšana

1. Pēc katra pacienta izmetiet izmantotos aizsargapvalkus kopā ar parastajiem atkritumiem.
2. Skatīt sadaļu Apstrāde.

Stiprināmā turētāja instrukcijas

1. Turētājs jāuzstāda uz līdzenas, atelļotas virsmas.
2. Notīriet vīrsmu ar tehnisko spirtu.
3. Nopļesiet turētāja līmlentes aizsargplāpni.
4. Novietojiet turētāju tā, lai noņemšanas brīdī gaismas cietināšanas instruments tiktu vērst uz augšu. Ievietojiet to stingri vētā.

Ātrā režīmu rokasgrāmata

Režīms	Standarta jauda				Augsta jauda				Xtra jauda
Ieslēgšanas / izslēgšanas poga									
Režīma / Iaika LED indikatori									
Laika pogas									
Laika opcijas	5s	10s	15s	20s	1s	2s	3s	4s	3s Only
Lai nomainītu laiku	Nospiediet un atlaižiet laika pogu, lai ātri pārvietotos pa laika opcijām.								
Lai nomainītu režīmus	Nospiediet un turiet nospiestu pogu 2 sekundes, tad atlaižiet. VALO pārslēgsies nākamajā režīmā.								
Leģenda	Nepārtraukti degoši LED indikatori				Mirgojoši LED indikatori				

Ātrā cietināšanas rokasgrāmata:

Ieteicamie cietināšanas laiki optimālu rezultātu iegūšanai ar VALO			
Režīms	Standarta režīms	Augstas jaudas režīms	Xtra jaudas režīms
Katram slānim	Viena 10 sekunžu cietināšana	Divas 4 sekunžu cietināšanas	Viena 3 sekunžu cietināšana
Beigu cietināšana	Divas 10 sekunžu cietināšanas	Trīs 4 sekunžu cietināšanas	Divas 3 sekunžu cietināšanas
Piezīme: Iedarbības iestatījumi un laiki var būt jāpielāgo, kompozitmateriāla reaktivitātes, ēnas dēļ, attāluma dēļ no gaismas lecas līdz kompozitmateriālam un kompozitmateriāla slāņa dziļuma dēļ. Zobārstam ir jāzina izmantotā materiāla prasības, lai noteiktu atbilstošu laiku n iestatījumiem.			

Ātrā bridinājumu rokasgrāmata:

Bridinājumi	
Zvaniet klientu apkalpošanas dienestam, lai pieprasītu remontu	Zvaniet klientu apkalpošanas dienestam, lai pieprasītu remontu
<ul style="list-style-type: none"> Nav skaņas Mirgo, 2 sekundes Ļauj darboties 	<ul style="list-style-type: none"> Nepārtraukti 3 pikstieni Nelauj veikt darbības

5. Apkope

Remonts

Lietotāja veikts remonts

1. Regulāri pārbaudiet, vai pie lēcas nav pielīpuši stomatoloģijas materiāli. Nepieciešamības gadījumā ar ne-dimanta stomatoloģisko instrumentu uzmanīgi noņemiet jebkādas pielīpušos materiālus.
2. Gaismas mēritāji ir ļoti atšķirīgi, un tie ir paredzēti īpašiem gaismas uzgaļiem un lēcām. Ultradent iesaka regulāri pārbaudīt izeju standarta jaudas režīmā. PIEZĪME: reāla skaitliska izeja būs ar novirzi, ņemot vērā kopējo gaismas mēritāju neprecizitāti un pielāgoto gaismas cietināšanas instrumenta LED paku.

Ražotāja veikts remonts

1. Remontu drīkst veikt tikai pilnvarots servisa personāls. Servisa personālam dokumentāciju remonta veikšanai sniedz Ultradent.

Garantija

Ultradent ar šo garantē, ka šis instruments 5 gadu periodā* atbilst visām specifikācijām attiecībā uz materiālu, tādējādi, kā norādīts izstrādājumam pievienotajā Ultradent dokumentācijā, būs bez jebkādiem materiālu / darbības defektiem. Šī garantija attiecas tikai uz sākotnējo pircēju un nav nododama tālāk. Visi produkti ar defektu ir jāatgriež Ultradent. VALO sistēmā nav komponentu, ko varētu labot lietotājs. VALO noteikumu neievērošana anulē šā garantiju.

VALO garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies Mlentam. Piemēram; ja VALO tiek neatbilstoši izmantots vai nomests un lēca saplīst, klients būs atbildīgs par jebkāda remonta veikšanu.

*Ar pirkuma čeku vai pavadzīmi, kurā norādīts pārdošanas datums zobārstam.

6. Apstrāde

Samitriniet marli vai mikstu drāniņu ar atļauto virsmas dezinfekcijas līdzekli pēc katras lietošanas reizes un noslaukiet virsmu un lēcu.

PIELAUJAMIE TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI:

- Lysol Brand III dezinfekcijas līdzeklis (ieteicams)
- Izopropilspirts
- Tīrīšanas līdzekļi uz etilspirta bāzes
- Lysol®* koncentrāts (tikai uz alkohola bāzes)

NEPIELAUJAMIE TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI – NEIZMANTOT:

- Jebkura veida spēcīgs sārmu mazgāšanas līdzeklis, ieskaitot roku ziepes un trauku ziepes
- Tīrīšanas līdzekļi uz balinātāja bāzes (piem., Clorox™, Sterilox™)**
- Tīrīšanas līdzekļi uz ūdeņraža peroksīda bāzes
- Abrāzīvie tīrīšanas līdzekļi (piem., Comet Cleanser™**)
- Acetons vai tīrīšanas līdzekļi uz ogļdeņraža bāzes
- MEK (metilētilketons)
- Birex®*
- Gluteraldehīds
- Tīrīšanas līdzekļi uz četrvalzietotā amonija hlorīda sāls bāzes
- Cavicide1™** šķīdums vai salvetes
- Cavicide™** produkti (bez balinātāja)**

* Cita uzņēmuma preču zīme, kas nav Ultradent

** Ja to izmanto, var izbalēt krāsu

Gaismas vairoga tīrīšana:

- Auksti dezinficējiet VALO gaismas vairogu, izmantojot jebkuru virsmas dezinfekcijas līdzekli. NEDRĪKST izmantot autoklāvu.

7. Uzglabāšana un utilizācija




Polimerizācijas lampas uzglabāšana un transportēšana:

- Temperatūra: +10 °C līdz +40°C (+50 °F līdz +104°F)
- Relatīvais mitrums: 10 % līdz 95 %
- Apkārtējās atmosfēras spiediens: 500 hPa līdz 1060 hPa

Atbrīvojoties no elektroniskajiem atkritumiem (t.i., ierīcēm, iedētājumiem, akumulatoriem un barošanas avotiem), ievērojiet vietējās atkritumu apstrādes un pārstrādes vadlīnijas.


8. Tehniskie apsvērumi

Piederumi

Vienums		CE informācija	
VALO aizsargapvalki	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Vācija	Ražotājs: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neeah, WI 54956 Ražots ASV	Izplatītājs: Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 ASV
VALO gaismas vairogs			

Tehniskā informācija / dati

Efektīvās kompozitmateriāla cietināšanas viļņa garuma joslas:



Atribūts	Informācija / specifikācija					
Lēca	Diametrs 9,75 mm					
Viļņa garuma diapazons	<ul style="list-style-type: none"> • Izmantojamais viļņa garums: 385 – 515 nm • Viļņa garuma maksimālās vērtības: 395 – 415 nm un 440 – 480 nm 					
Gaismas intensitātes tabula	Nominālā starojuma plūsmas salīdzinājuma diagramma				<p>Starojuma plūsma būs atkarīga no instrumenta veikspējas, mērījuma metodes un gaismas novietojuma.</p> <p>† Demetron radiometri un MARC spektra analizatori jāizmanto atsaucēi tikai tāpēc, ka tie ir mazākas atveres nekā VALO gaismas cietināšanas instrumentam</p> <p>* Demetron radiometri jāizmanto atsaucēi tikai jaudas un spektrālās atbildes ierobežojumu dēļ.</p> <p>‡ Starojuma plūsma saskaņā ar ISO 10650, mērot ar gigahercu spektra analizatoru.</p>	
	Mērinstru-ments	†* Demetron L.E.D. Radiometers	† MARC spektra analizators	‡ Gigahercu spektra analizators		
				Plūsma		Kopējā jauda
	Mērītāja atvērums	7 mm	3.9 mm	15 mm		15 mm
	Standarta jauda (± 10 %)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²		670 mW
	Augsta jauda Plus (±10 %)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²		970 mW
	Ētra jauda (± 10 %)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²		1570 mW
VALO gaismas cietināšanas instrumenti	Reitingi: IEC 60601-1 (Drošība), IEC 60601-1-2 (EMC)		Svars: 8 unces/226 grami (ar vadu) Garums: 9,26 collas/23.5 cm Platums: 0,79 collas/ 2 cm Vada garums: 7 pēdas/2,1 metri			
Barošanas kabelis	Izeja – 9 VDC pie 2 A Ieeja – 100 VAC pie 240 VAC Ultradent P/N 5930 VALO barošanas kabelis ar universālajām kontaktakšām		Reitings: IEC 60601-1 (Drošība) Vada garums – 6 pēdas/1,8 metri VALO barošanas kabelis nodrošina izolāciju no ELEKTROTĪKLA			
Darba apstākļi	Temperatūra: +10 °C līdz +32 °C (+50 °F līdz +90 °F) Relatīvais mitrums: 10 % līdz 95 % Apkārtējās atmosfēras spiediens: 700 hPa līdz 1060 hPa					
Darba cikls:	Gaismas cietināšanas instruments ir paredzēts īstermiņa darbitai. Maksimālajā apkārtējās vides temperatūrā (32 °C) 1 minūte IESLĒGTS nepārtrauktā ciklā, 30 minūtes IZSLĒGTS (dzesēšanas periods).					


Problēmu novēršana

Ja turpmāk piedāvātie risinājumi problēmu neatrisina, lūdz, zvaniet Ultradent pa tālr. 800.552.5512. Ja atrodiēties ārpus ASV, zvaniet savam Ultradent izplatītājam vai zobārstniecības parstāvim.	
Problēma	Iespējamie risinājumi
Gaisma neieslēdzas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nospiediet laika / režīma maiņas pogu vai ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, lai pamodinātu no enerģijas taupīšanas režīma. 2. Pārbaudiet, vai abi vadi ir cieši savienoti kopā un ir ievietoti elektriskās kontaktdziļi. 3. Pārbaudiet, vai sienas kontaktdziļi ir strāvā.
Gaisma nepaliek ieslēgta vēlamo laiku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pārbaudiet režīma un laika indikatorus pareizā laika ievadīšanai. 2. Pārlicinieties, vai visi vadu savienojumi ir stingri savienoti. 3. Atvienojiet un no jauna pievienojiet strāvas vadu elektriskajai kontaktdziļi.
Gaisma sveķus kārtīgi nesacietina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pārbaudiet, vai uz lēcas nav piekaušētu sveķu / kompozitmateriāla. 2. Izmantojot atbilstošas dzintarkrāsas UV aizsargbrilles, pārbaudiet, vai LED gaismas darbojas. 3. Pārbaudiet jaudas līmeni ar gaismas mērītāju. Ja izmantojat gaismas mērītāju, Ultradent iesaka VALO pārbaudīt standartā jaudas režīma. PIEZĪME: Reālā skaitliskā izeja būs ar novirzi, ņemot vērā kopējo gaismas mērītāju neprecizitāti un pielagoto VALO izmantoto LED pak. Gaismas mērītāji ir ļoti atšķirīgi, un tie ir paredzēti īpašiem gaismas uzgaļiem un lēcām. 4. Pārbaudiet cietināšanas sveķu derīguma termiņu. 5. Pārlicinieties, vai tiek ievērota pareiza tehnika (līmeņa / kompozitmateriāla) atbilstoši ražotāja ieteikumiem.
Nav iespējams mainīt režīmu vai laika intervālus	Turiet nospiestu laika / režīma maiņas pogu un ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, līdz atskan vairāki pikstieni, norādot, ka cietināšanas gaisma ir atslēgta.

9. Dažāda veida informācija

Elektromagnētisko emisiju vadlīnijas un Ražotāja deklarācija		
VALO ir paredzēts izmantošanai zemāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Klientam vai lietotājam jānodrošina apstākļi izmantošanai šādā vidē. BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet tikai atļautos piederumus, kabelus un barošanas kabelus, lai novērstu nepareizu darbību, paaugstinātas elektromagnētiskās emisijas vai samazinātu elektromagnētisko imunitāti.		
Emisiju tests	Atbilstība	Elektromagnētiskā vide – vadlīnijas
RF emisijas CISPR 11	1. grupa	VALO izmanto Globtek medicīnas vajadzībām atbilstošu 9VDC adapteri, darbojas ar sprieguma krituma aizsardzību un nodrošina ierobežotu EMI, RF un pārsprieguma novēršanu.
RF emisija CISPR 11	B klase	VALO izmanto elektrisko un elektromagnētisko enerģiju ļoti savām iekšējām funkcijām. Tapecējburas RF emisijas ir ļoti zemas un, visticamāk, nemijiedarbosies ar tuvumā esošajām elektroniskajām iekārtām.
Harmoniku emisijas IEC 61000-3-2	A klase	
Sprieguma svārstību / mirgošanas emisijas IEC 61000-3-3	ATBILST	VALO ir piemērots lietošanai visās iestādēs, ieskaitot vietējas iestādes un tādas, kas ir tieši pievienotas sabiedriskā zemsprieguma elektroapgādes tīklam, kas apgādā ekas mājāsaiņniecības vajadzībām.

Elektromagnētiskās imunitātes vadlīnijas un Ražotāja deklarācija			
VALO ir paredzēts izmantošanai zemāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Klientam vai lietotājam jānodrošina apstākļi izmantošanai šādā vidē.			
IMUNITĀTES tests	IEC 60601 testa līmenis	Atbilstības līmenis	Elektromagnētiskās vides vadlīnijas
Elektrostatiskā izlāde (ESI) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakta ± 15 kV gaisā	± 8 kV kontakta ± 15 kV gaisā	Fiziskā vide jāierobežo šādi: 1. IP kods: IP20 2. Neiegremdēt šķidrums 3. Neļietot uzliesmojošu gāzu tuvumā. Bloks ir bez APG un bez AP. 4. Uzglabāšanas mitruma diapazons: 10 % - 95 % 5. Uzglabāšanas temperatūras diapazons: 10 °C - 40 °C
Strauji pārejas procesi / impulsiu paketes IEC 61000-4-4	± 2 kV barošanas kabeļiem ± 1 kV ieejas / izejas kabeļiem	± 2 kV barošanas kabeļiem Piezīme 1: VALO nav I/O portu	Elektrotīkla strāvas kvalitātei jābūt atbilstošai tipiskajai mājāsaiņniecības, komercālai, slimnīcas vai militārajai videi
Pārspriegums IEC 61000-4-5	± 1 kV divfāžu ± 2 kV vienfāzes zemesslēgums	± 1 kV divfāžu ± 2 kV vienfāzes zemesslēgums	
sprieguma iekritumi, īsi pārtraukumi un svārstības barošanas avotu ieejas līnijās IEC 61000-4-11	<5 % U (>95 % iekritums U, 0,5 ciklam) 40 % U (60 % iekritums U, 5 cikliem) 70 % U (30% iekritums U, 25 cikliem) <5 % U (>95 % iekritums U, 5 sek.)	<5 % U (>95 % iekritums U, 0,5 ciklam) 40 % U (60 % iekritums U, 5 cikliem) 70 % U (30% iekritums U, 25 cikliem) <5 % U (>95 % iekritums U, 5 sek.) Piezīme 2: Pašatgūšanās	Elektrotīkla strāvas kvalitātei jābūt atbilstošai tipiskajai mājāsaiņniecības, komercālai, slimnīcas vai militārajai videi. Globtek 9VDC medicīnas vajadzībām atbilstošs adapteris, kas tiek piegādāts komplektā ar VALO, darbojas no elektrotīkla, sakot no 100VAC līdz 240VAC, un spēj nodrošināt ierobežotu sprieguma krituma, EMI un pārsprieguma aizsardzību. Ja VALO lietotājam ir nepieciešams veikt nepārtrauktu darbību bez elektrotīkla pārtraukuma, vai arī elektrotīkls kādā konkrētā valsts reģionā tiek uzskatīts par sliktu sprieguma krituma, zuduma vai pārmērīgi nestabilu enerģijas apstākļu dēļ, ir ieteicams VALO darbināt no nepārtrauktā barošanas avota vai lai līnijas iegādājas VALO bezvadu ierīci.
Tīkla frekvences (50/60 Hz) magnētiskais lauks IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Tīkla frekvenču magnētiskajiem laukiem jābūt tādā līmenī, kāds raksturīgs tipiskajai atrašanās vietai tipiskā, dzīvojamā, mājas veselības aprūpes, tirdzniecības, slimnīcas vai militārā vidē.
<p>PIEZĪME: U ir maiņstrāvas spriegums pirms testa līmeņa piemērošanas</p> <p>Piezīme 1: VALO nav I/O portu vai pieejamu līniju.</p> <p>Piezīme 2: Ja elektrotīkla spriegums samazinās par 95 %, VALO nedarbosies. Tam nav iekšēja enerģijas uzglabāšanas mehānisma. VALO izslēgsies. Kad jaudas līmenis tiks atjaunots, VALO restartēsies un atgriezīsies tajā pašā stāvoklī, kādā bija pirms jaudas zuduma. VALO pašatgūsies.</p>			

Elektromagnētiskās imunitātes vadlīnijas un Ražotāja deklarācija attiecībā uz ne-dzīvības atbalsta sistēmām			
VALO ir paredzēts izmantošanai zemāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Klientam vai lietotājam jānodrošina apstākļi izmantošanai šādā vidē.			
IMUNITĀTES tests	IEC 60601 testa līmenis	Atbilstības līmenis	Elektromagnētiskās viides vadlīnijas
RF vadītspēja	3 Vrms	3 Vrms	Portatīvo un mobilo RF sakaru iekārtas nedrīkst izmantot tuvāk nevienai VALO daļai, ieskaitot kabelus, par ieteicamo separācijas attālumu, kas aprēķināts pēc vienādājuma, ko piemēro raidītāja frekvencei. Ieteicamais separācijas attālums
IEC 61000-4-6	150 kHz līdz 80 MHz	150 kHz līdz 80 MHz	
Izstarotā RF	3 V/m	3 V/m	
IEC 61000-4-3	80 MHz līdz 2,5 GHz	80 MHz līdz 2,5 GHz	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz līdz } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz līdz } 2,5 \text{ GHz}$ <p>P ir maksimālā raidītāja izejas jauda vatos (W) atbilstoši raidītāja ražotāja noteiktajam un d ir ieteicamais separācijas attālums metros (m).</p> <p>Fiksēto RF raidītāju lauka stiprumiem, kas noteikti elektromagnētiskās vietas aptaujā, jābūt mazākiem par atbilstības līmeni katrā frekvenču diapazonā.</p> <p>Traucējumi var rasties tādu iekārtu tuvumā, kas apzīmētas ar šādu simbolu:</p> 
<p>1. PIEZĪME. 80 MHz un 800 MHz diapazonā tiek piemērots augstāks frekvenču diapazons.</p> <p>2. PIEZĪME. Šīs vadlīnijas var nebūt piemērojamas visās situācijās. Elektromagnētisko izplaužu ietekmē absorbcija un atstarošana no konstrukcijām, objektiem un cilvēkiem. A Teorētiski ar precizitāti nav iespējams prognozēt lauka stiprumus no fiksētiem raidītājiem, piemēram, radio (mobilajiem / bezvadu) telefoniem un sauszemes mobilajiem radio, amatieru radio, AM un FM radio pārraidēm un televīzijas pārraidēm. Lai fiksēto RF raidītāju dēļ novērtētu elektromagnētisko vidi, ir jāveic vietas elektromagnētiskais apsekojums. Ja izmērītās lauka stiprums zona, kurā tiek izmantots VALO, pārsniedz minēto RF atbilstības līmeni, ir jāvero, vai VALO darba ir normāla. Ja tiek novērota neparasta darbība, var būt nepieciešami papildu pasākumi, piemēram, VALO pārorientēšana vai pārvietošana.</p> <p>b Frekvenču diapazonā no 150 kHz līdz 80 MHz lauka stiprumiem jābūt mazākiem par 3 V/m.</p>			

Vadlīnijas un Ražošanas deklarācija attiecībā uz ieteicamajiem separācijas attālumiem starp pārnēsajamām un mobilām RF sakaru iekārtām un VALO

VALO ir paredzēts izmantošanai elektromagnētiskā vidē, kurā tiek kontrolēti izstaroto RF traucējumi. VALO lietojotās var palīdzēt novērst elektromagnētiskos traucējumus, ievērojot minimālo attālumu starp pārnēsajamām un mobilām RF sakaru iekārtām (raidītājiem) un VALO, kā ieteikts zemāk, atbilstoši sakaru iekārtu maksimālajai izejas jaudai.

Nominālā maksimālā izejas jauda raidītājam (P vatos)	Separācijas attālums atkarībā no raidītāja frekvences (metri)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 meters	0,035 meters	0,07 meters
0,1	0,37 meters	0,11 meters	0,22 meters
1	1,7 meters	0,35 meters	0,7 meters
10	3,7 meters	1,11 meters	2,22 meters
100	11,7 meters	3,5 meters	7,0 meters

VALO ir pārbaudīts atbilstoši IEC 60601-1-2:2014 un atbilst normām ar izstaroto lauka stiprumu 10 V/m no 80 MHz līdz 2,5 GHz. Iepriekšminētajās formulās 3Vrms vērtība atbilst V1 un vērtība 10 V/m atbilst E1.

Raidītājiem, kuru nominālā jauda nepārsniedz iepriekš minēto, ieteicamo separācijas attālumu metros (m) var novērtēt ar vienādojuma palīdzību, ko piemēro raidītāja frekvencei, kur P ir raidītāja maksimālā izejas jauda vatos (W) atbilstoši raidītāja ražotāja norādēm.

1. PIEZĪME. 80 MHz un 800 MHz diapazonā tiek piemērots separācijas attālums augstākām frekvenču diapazonam.
2. PIEZĪME. Šīs vadlīnijas var nebūt piemērojamas visās situācijās. Elektromagnētisko izplatību ietekmē absorbcija un atstarošana no konstrukcijām, objektiem un cilvēkiem.


1. Gaminių aprašymas

Dėdėl savo plačiajuosčio spektro) „VALO“ sukurtas polimerizuoti visus šviesoje kietėjančius produktus 385–515 nm bangų ilgių diapazone kaip nurodyta ISO 10650. „VALO“ tiekiamas kartu su medicininės paskirties, tarptautiniu maitinimo bloku, kuris tinkamas nuo 100 iki 240 voltų maitinimo lizdam. Antgalis suprojektuotas dėtį į standartinį odontologo laikiklį arba gali būti pritvirtintas nestandartiniu būdu naudojant rinkinyje esantį laikiklį.

Gaminio komponentai

- 1 – „VALO“ kietinančios šviesos lempa su 2,1 metru / 7 p (pėdų laidu)
- 1 – 9 voltų, medicininės paskirties, tarptautiniu maitinimo blokas su 1,8 metro / 6 pėdų ilgio laidu ir universaliais kištukai
- 1 – „VALO“ Barjerinės movos pavyzdžio pakuotė
- 1 – „VALO“ šviesos sklydas
- 1 – Kietinančios šviesos lempos paviršiaus montavimo laikiklis su dvipuse lipnia juosta

Valdiklių apžvalga:



Gaminiojas neprisima atsakomybės už žalą, patirtą dėl netinkamo šio prietaiso naudojimo ir (arba) naudojant kitais tikslais, nei nurodyti šiose instrukcijose. Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite ir supraskite visų aprašytų gaminių visas instrukcijas ir SDL pateikiamą informaciją.

2. Naudojimo / numatomo tikslo indikacijos

Apšvietimo šaltinis šviesa aktyvinamoms stomatologinėms plombuojamosios medžiagoms ir adhezivams kietinti.

3. Įspėjimai ir perspėjimai

2 rizikos grupė

ATSARGIAI šis gaminys skleidžia UV. Poveikis gali sukelti akių ar odos dirginimą. Naudokite atitinkamą ekranavimą.

ATSARGIAI šis gaminys skleidžia potencialiai pavojingą optinę radiaciją. Nežiūrėkite į operacinę lemą. Gali būti kenksminga akims.

- NEŽIŪRĖTI tiesiai į šviesos šaltinį. Kai naudojamas „VALO“, pacientas, gydytojas ir asistentai visada turėtų dėvėti gintaro spalvos UV akių apsaugą.
- Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, draudžiama bet kokia šios įrangos modifikacija. Naudoti tik priededama „Ultradent“ „VALO“ maitinimo bloką ir kištukų adapterius. Jei šios dalys sugadintos, nenaudokite prietaiso ir susisiekę su „Ultradent“ klientų aptarnavimo tarnyba užsakykite pakeitimą.
- Nešiojama radijo dažnio ryšio įranga gali pabloginti našumą, jei ji naudojama arčiau nei 30 cm (12 col.).
- Siekiant išvengti netinkamos eksploatacijos, padidėjusios elektromagnetinės spinduliuotės ir sumažėjusio elektromagnetinio atsparumo, naudokite tik patvirtintus priedus, kabelius, maitinimo blokus.
- Siekiant išvengti šiluminio dirginimo ar nudegimo, venkite iš eilės einančių kietinimo ciklų, o taip pat minkštieji burnos audiniai neturėtų būti veikiami iš arti daugiau nei 10 sekundžių bet kuriuo režimu. Jei reikia kietinti ilgiau, naudokite daug trumpų kietinimo ciklų arba naudokite priededamą kietėjimo gaminį, siekiant išvengti minkštojo audinio nudegimo.
- Būkite atsargūs gydydami pacientus, kuriems pasireiškia neigiamos fotobiologinės reakcijos arba jie yra šiems procesams jautrūs, pacientus, kurie gydomi chemoterapija ar pacientus, kurie gydomi šviesai jautriais vaistais.
- Šis įrenginys gali būti jautrus stipriems magnetiniams ar statiniams elektriniams laukams, nes jie gali sutrikdyti programą. Jei įtariate, kad taip atsitiko, nedelsdami išjunkite įrenginį iš elektros lizdo ir vėl jį prijunkite į elektros lizdą.
- Nevalkykite „VALO“ kietinančios šviesos lempos su šarminiais ar abrazyviniais valikliais, auksakleve, nerūdinkite į jokią ultragarsinę vonia, dezinfekcijos medžiagą, valymo tirpalą ar skystį, jei nesilaikysite pridedamų naudojimo instrukcijų, prietaisas gali tapti nebetinkamu naudojimui.
- Siekiant išvengti taršos ir kad stomatologinio kompozito medžiaga neprikliūtų prie lęšio ir lazdos korpuso paviršiaus, kiekvieno „VALO“ naudojimo metu turi būti naudojama barjerinė mova.
- Siekiant išvengti kryžminio užsikrėtimo, barjerinės movos vartojamos vienam ir tam pačiam pacientui.
- Siekiant sumažinti korozijos riziką, po naudojimo barjerinę movą nuimti.
- Siekiant išvengti nepakankamai sukietintų dervų riziką, nenaudokite sugedusio kietinančios šviesos lempos lęšio.

4. Instrukcijos etapais

Pasirengimas

1. Prijunkite 9 voltų maitinimo laidą prie antgalio laido.
2. Prijunkite maitinimo laidą į bet kokį elektros lizdą (100–240 VAC). Įjungus maitinimą „VALO“ antgalis supypsės du kartus ir užsidegs laiko lempuotės, tai reiškia, kad lempa paruošta naudojimui.
3. Padėkite kietinančios šviesos lempa į standartinį stomatologinį (odontologinį) tvirtinimo laikiklį arba priedų tvirtinimo laikiklį, kol bus paruoštas naudojimui.
4. Prieš kiekvieną naudojimą ant kietinančios šviesos lempos uždėkite naują barjerinę movą.

Higieninių barjerinių movų uždėjimas

Higieninė barjerinė mova pritaikyta kietinančios šviesos lempai ir palaiko švarų kietinančios šviesos lempos paviršių. Barjerinė mova padeda išvengti kryžminio užsikrėtimo, neleidžia stomatologinio (odontologinio) kompozito medžiagai prikibti prie lęšio ir lempos paviršiaus bei apsaugo nuo valymo tirpalų sukliamo spalvos pakitimo ar korozijos. Pastaba.

- Higieninės barjerinės movos naudojimas sumažins šviesos išvestį 5–10 %. Dėl kietinančios šviesos lempos didelės išvesties galios, kietėjimas išlieka iš esmės ekvivalentiškas.
- Kietinančios šviesos lempa po kiekvieno paciento turi būti išvalyta ir išdezinekuota naudojant atitinkamas valymo ir (arba) dezinfekavimo medžiagas. Žr. skyrių „Apdirbimas“

VALO šviesos skydas:

- VALO šviesos skydas yra ovalo formos, gali būti pasukamas maksimaliam naudojimui ir gali būti naudojamas su peratomą barjerine rankove.

Naudojimas

1. Kiekvienas galios režimas naudojamas stomatologinių (odontologinių) medžiagų su fotoiniciatoriais kietinimui. Rekomenduojami kietinimo laikai nurodyti Greitajame režimų vadove. PASTABA. Kietinančioji šviesos užprogramuota cikliška kisti nuo standartinės galios iki didelės galios ir tada iki ekstra galios. Pavyzdžiui, norėdami pakeisti iš standartinės galios į ekstra galios režimą, reikia cikliškai pereiti į didelės galios režimą ir tik tada – į ekstra galios režimą.
2. Kietinančios šviesos lempa saugo paskutinįjį išsaugotą laiko intervalą ir režimą ir automatiškai grįš į pastarąjį, kai tik pakeičiami režimai arba ištraukiamos baterijos.

Veikimas

KIETINIMO REŽIMAS: Standartinės galios režimas

LAIKO INTERVALAI: 5, 10, 15, 20 sek.

- Tai numatytasis kietinančios šviesos lempos režimas, kuris nustatomas IŠ PRADŽIŲ įjungus įrenginį. Režimo / būsenos lempuotė degs žaliai ir degs keturius žalios laiko lempuotės, reiškiančios standartinės galios režimą.
- Norėdami pakeisti laiko intervalus, greitai paspauskite laiko / režimo mygtuką.
- Spauskite įjungimo mygtuką norėdami kietinti. Norėdami sustabdyti kietinimą prieš pasibaigiant laiko intervalui, vėl paspauskite įjungimo mygtuką.

KIETINIMO REŽIMAS: Didelės galios režimas

LAIKO INTERVALAI: 1, 2, 3, 4 sek.

- Iš standartinės galios režimo, paspauskite ir laikykite laiko / režimo keitimo mygtuką 2 sek. ir atleiskite. Režimo / būsenos lempuotė degs oranžine spalva, o keturius žalios laiko lempuotės degs ir mirksės – tai reiškia didelės galios režimą.
- Norėdami pakeisti laiko intervalus, greitai paspauskite laiko / režimo mygtuką.
- Spauskite įjungimo mygtuką norėdami kietinti. Norėdami sustabdyti kietinimą prieš pasibaigiant laiko intervalui, vėl paspauskite įjungimo mygtuką.
- Norėdami grįžti į standartinės galios režimą, spauskite ir laikykite laiko / režimo keitimo mygtuką 2 sek. ir atleiskite, tai perkeis į ekstra galios režimą. Dar kartą paspauskite ir laikykite 2 sek. ir atleiskite. Režimo / būsenos lempuotė degs žaliai, ir degs keturius žalios laiko lempuotės, – tai reiškia standartinį režimą.

KIETINIMO REŽIMAS: Ekstra galios režimas

LAIKO INTERVALAS: tik 3 sek. (Pastaba: Ekstra galios režimas turi 2 sek. atidėjimą kiekvieno kietinimo ciklo pabaigoje, siekiant apriboti įkaitimą atsirandant dėl nuoseklaus kietinimo. Atidėjimo pabaigoje pyptelėjimas parodo, kad įrenginys parengtos tolesniam naudojimui).

- Iš standartinės galios režimo spauskite laiko / režimo keitimo mygtuką 2 sek., atleiskite, paspauskite ir vėl laikykite 2 sek., atleiskite. Režimo / būsenos mygtukas degs oranžine spalva ir mirksės, degs trys žalios laiko lempuotės ir mirksės, – tai reiškia ekstra galios režimą.
- Spauskite įjungimo mygtuką norėdami kietinti. Norėdami sustabdyti kietinimą prieš pasibaigiant laiko intervalui, vėl paspauskite įjungimo mygtuką.
- Norėdami grįžti į standartinės galios režimą, spauskite ir laikykite laiko / režimo mygtuką 2 sek. ir atleiskite. Režimo / būsenos lempuotė degs žaliai ir degs žalios laiko lempuotės, – tai reiškia standartinės galios režimą.

Miego režimas: Kietinančios šviesos lempa pereis į MIEGO režimą po 1 val. neaktyvūs veiksmų, šis režimas rodomas režimo / būsenos lempuotės lėtu mirksėjimu. Paspaudus bet kokią mygtuką pažadins kietinančios šviesos lempą ir automatiškai grąžins paskutinį naudotą nustatymą

Valymas

1. Po kiekvieną paciento išmeskite panaudotas barjerines movas į standartinės atliekas.
2. Žr. skyrių „Apdirbimas“

Laikiklio montavimo instrukcijos

1. Laikiklis turėtų būti sumontuotas ant lygaus, alyva nesutepto paviršiaus.
2. Nuvalykite paviršių trindami alkoholiu.
3. Nulpinkite dengiamąją plevėlę nuo laikiklio lipnios juostos.
4. Laikiklio padėtį nustatykite taip, kad kietinimo šviesos lempa nuimama pakiltų aukštin. Stipriai prispauskite vietoje.

Greitasis režimų vadovas

Režimas	Standartinė galia				Didelė galia				Ekstra galia
Ijungimo mygtukas									
Režimo / laiko LED									
Laiko mygtukai									
Laiko parinkty	5 s	10 s	15 s	20 s	1 s	2 s	3 s	4 s	Tik 3 s
Norėdami pakeisti laiką	Paspauskite ir greitai atleiskite laiko mygtuką, kad paeiliui perjungtumėte laiko parinktis.								
Norėdami pakeisti režimus	Paspaudę palaikykite laiko mygtuką 2 sekundes ir atleiskite „VALO“ perėis į kitą režimą.								
Paaiškinimas	Tolygiai šviečiantys LED s				Mirkintys LED				

Greitas kietinimo vadovas:

Rekomenduojami kietinimo laikai optimaliems rezultatams pasiekti su „VALO“			
Režimas	Standartinis režimas	Didelės galios režimas	Ekstra galios režimas
Kiekvienam sluoksniui	Vienas 10 sek. kietinimas	Du 4 sek. kietinimai	Vienas 3 sek. kietinimas
Galutinis kietinimas	Du 10 sek. kietinimai	Trys 4 sek. kietinimai	Du 3 sek. kietinimai
Pastaba. Poveikio nustatymus ir laiką gali tekti koreguoti dėl kompozito reaktyvumo, atspalvio, atstumo tarp šviesos lęšio ir kompozito ir kompozito sluoksnio gylio. Stomatologas atsakingas už medžiagos poreikių žinojimą ir tinkamo laiko bei nustatymų apskaičiavimą.			

Greitasis įspėjimų vadovas:

Įspėjimai	
Skambinti klientų aptarnavimo tarnybai dėl remonto	Skambinti klientų aptarnavimo tarnybai dėl remonto
<ul style="list-style-type: none"> Nėra garso Mirksi, 2 sek. Leidžiama eksploatacija 	<ul style="list-style-type: none"> Pastovūs 3 pyptelėjimai Draudžiama eksploatacija

5. Priežiūra

Remontas

Naudotojo atliekamas remontas

1. Reguliariai patikrinkite ar ant lęšio nėra sukietėjusių stomatologinių (odontologinių) dervų. Jei reikia, naudokite nedeimantinį stomatologinį (odontologinį) įrankį atsargiai pašalinti bet kokią prikibusią dervą.
2. Šviesos matuokliai labai skirtingi ir sukurti specifiniams šviesos laidų antgaliams ir lęšiams. „Ultradent“ rekomenduoja reguliariai tikrinti išvestį standartinės galios režime. PASTABA. Tikroji skaitinė išvestis bus iškreipta dėl prastų šviesos matuoklių netikslumo ir kietinimo šviesos lempos nestandartinio LED paketo.

Gaminčio remontas

1. Remontą gali atlikti tik įgijotasis aptarnavimo personalas. „Ultradent“ aprūpinta aptarnavimo personalą dokumentacija remontams atlikti.

Garantija

Šiuo „Ultrade“ garantuoja, kad šis instrumentas 5 metus* visais esminiais aspektais atitiks visas specifikacijas kaip nurodyta. „Ultradent“ dokumentacijoje, pateikiamoje kartu su gaminiu ir neturi jokių medžiagų ar darbo defektų. Garantija taikoma tik pradiniam pirkėjui ir nėra perduodama. Visi sugedę gaminiai turi būti grąžinti „Ultradent“. „VALO“ sistemoje nėra naudojoto aptarnaujamų dalių. „VALO“ sugadinimas panaikina garantijos galiojimą. „VALO“ garantija nepažengia kliento padarytos žalos. Pavyzdžiui, jei „VALO“ netinkamai naudojamas, arba išmetamas ir sudūžta lęšis, klientas bus atsakingas ir turės sumokėti už bet koki reikalingą remontą.

*Su pardavimo kvitu, kuriame nurodoma pardavimo stomatologui (odontologui) data.

6. Apdirbimas

Po kiekvieno naudojimo sudrėkinkite marlę ar minkštą šluostę patvirtinta paviršiaus dezinfekavimo priemone ir nuvalykite paviršių ir lęšį.

TINKAMI VALIKLIAI:

- „Lysol Brand III“ dezinfekavimo pusrūškis (rekomenduojama)
- Izopropilo alkoholis
- Etilo alkoholio pagrindo valikliai
- „Lysol®“ koncentratas (tik alkoholio pagrindu)

NETINKAMI VALIKLIAI – NENAUDOTI:

- Stiprus bet kokios rūšies šarminis ploviklis, įskaitant rankų muilus ir indų ploviklius
- Baliklio pagrindu pagaminti valikliai (pvz., „Clorox™“, „Sterilox™“)
- Valikliai vandenilio peroksido pagrindu
- Abrazyviniai valikliai (pvz., „Comet Cleanser™“)
- Valikliai acetono pagrindu arba angliavandeniliniai
- MEK (metilketonas)
- „Birex®“
- Glutaraldehidas
- Ketvirtiniai amonio chlorido druskos valikliai
- Cavicide™ tirpalas arba servetėlės
- „Cavicide™“ produktai (nebalinantis)**

*Kitos įmonės nei „Ultradent“ prekės ženklas

** Jei naudojamas, spalva gali išblukti

Šviesos skydo valymas:

- Šaltu būdu dezinfekuokite VALO šviesos skydelį naudodami bet koki paviršiaus dezinfekavimo įrankį. Sterilizuoti autoklave DRAUDŽIAMA.

7. Laikymas ir išmetimas




Kietėjimo šviesos lempos laikymas ir transportavimas

- Temperatūra +10 °C – +40 °C (+50 °F – +104 °F)
- Santykinis drėgnumas: 10 % – 95 %
- Aplinkos slėgis 500 hPa – 1060 hPa

Išmesdami elektronines atliekas, (t. y., prietaisus, kroviklius, baterijas ir maitinimo blokus), vadovaukitės vietinėmis atliekų ir atliekų perdavimo gairėmis.


8. Techniniai aspektai

Priedai

Elementas	CE informacija		
„VALO“ barjerinės movos	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Vokietija	Pagaminta: TIDI Products, LLC, 570 Enterprise Drive Neenah, WI 54956 Pagaminta JAV	Platintojas: Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 USA
„VALO“ šviesos ekranas			

Techninė informacija / duomenys

Efektvios kompozitų kietinančių bangos ilgių juostos:



Savybė	Informacija / specifikacija					
Ležis	Skersmuo 9,75 mm					
Bangos ilgio intervalas	<ul style="list-style-type: none"> • Naudojamas bangos ilgio intervalas 385–515 nm • Piko bangų ilgiai: 395–415 nm ir 440–480 nm 					
Matavimo instrumentas	Nominalaus spindulinio šviesos palyginimo lentelė				Spindulinis šviesis skiriasi priklausomai nuo instrumento pajėgumo, matavimo metodo ir lempos vietos. † „Demetron“ radiometrai ir MARC spektro analizatoriai turėtų būti naudojami tik informacijos tikslams, kadangi lyginant su „VALO“ kietinančios šviesos lempomis, jų diafragma mažesnė. * „Demetron“ radiometrai turėtų būti naudojami tik informacijos tikslams dėl jų galios ir spektro atsako apribojimų. ‡ Matuojant su Gigahertz spektro analizatoriumi spindulinis šviesis atitinka ISO 10650.	
	Matavimo instrumentas	†* „Demetron L.E.D.“ Radiometras	† MARC spektro analizatorius	‡ „Gigahertz“ spektro analizatorius		
				Šviesis		Pilna galia
	Matuoklio diafragma	7 mm	3.9 mm	15 mm		15 mm
	Standartinė galia (±10 %)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²		670 mW
	Didelė galia plius (±10 %)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²		970 mW
	Ekstra galia (±10 %)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²		1570 mW
„VALO“ kietinančios šviesos lempa	Rodikliai: IEC 60601-1 (sauga), IEC 60601-1-2 (EMC)		Svoris: 226 gramai / 8 uncijos (su laudu) Ilgis: 23,5 cm / 9,26 col. Plotis: 2 cm / 0,79 col. Laido ilgis: 2,1 metro / 7 pėdos			
Maitinimas	Išėjimas – 9 V NS, 2A Įėjimas – 100 V KS – 240 V KS „Ultradent“ P/N 5930 „VALO“ maitinimas su universaliais kištukais		Rodikliai: IEC 60601-1 (sauga) Laiko ilgis – 8 metrai / 6 pėdos „VALO“ maitinimo blokas užtikrina izoliavimą nuo elektros energijos tinklo			
Darbo sąlygos	Temperatūra +10 °C – +32°C (+50 °F – +90°F) Santykinis drėgnumas: 10 % – 95 % Aplinkos slėgis 700 hPa – 1060 hPa					
Darbo ciklas:	Kietinančios šviesos lempa sukurta trumpalaikiam darbui. Esant maksimaliai aplinkos temperatūrai (32°C) 1 minutė ĮJUNGIMO esant nuosekliam ciklo kartojimuisi, 30 minučių ĮŠJUNGIMO (atvėsinimo periodas).					


Trikčių (trikdžių) šalinimas

Jei žemiau pateikti sprendimai nenurodo kaip spręsti problemą, susisiekiate su „Ultradent“ 800.552.5512. Už Jungtinių Valstijų ribų skambinkite „Ultradent“ platintojui arba stomatologijos (odontologijos) reikmenų pardavėvi.	
Problema	Galimi sprendimai
Lempa neįsijungia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spauskite laiko / režimo keitimo mygtuką arba įjungimo mygtuką, kad išetumėtė iš energijos taupymo režimo. 2. Patikrinkite, ar abu laidai tvirtai sujungti karti ir prijungti prie elektros lizdo. 3. Patikrinkite, kad sieniniame lizde teka elektra.
Šviesa neįsibūna pageidaujimą laiką	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patikrinkite režimo ir laiko lemputes, ar teisinga laiko įvestis. 2. Patikrinkite, ar visos laidų jungtys pilnai įkistos. 3. Ištraukite ir įkiskite maitinimo laidą į elektros lizdą.
Šviesa nepakankamai kietina dervas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patikrinkite ar ant lęšio nėra sukietėjusios dervos / kompozitų likučių. 2. Naudodami tinkamą gintaro spalvos UV akių apsauga, patikrinkite, ar LED lempos veikia. 3. Patikrinkite galios lygį su lempos matuokliu. Jei naudojate lempos matuoklį, „Ultradent“ rekomenduoja tikrinti „VALO“ standartinės galios režime. <p>PASTABA. Tikroji skaitinė išvestis bus iškraipyta dėl įprastų šviesos matuoklių netikslumo ir nestandartinio „VALO“ naudojamų LED paketo. Šviesos matuokliai labai skiriasi ir sukurti specifiniams šviesos laidų antgalims ir lęšiams.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Patikrinkite kietėjančios dervos galiojimo datą. 5. Užtikrinkite, kad buvo vadovaujama atitinkamu metodu (adhezivas / kompozitas) remiantis gamintojo rekomendacijomis.
Negalima keisti režimo ar laiko intervalų.	Laikykitės abu laiko / režimo ir įjungimo mygtukus, kol pyptelėjimų serija patvirtins, kad kietinančios šviesos lempa atrakinta.

9. Papildoma informacija

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija dėl elektromagnetinės spinduliuotės		
„VALO“ skirtas naudojimui žemiau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas ar naudotojas turi užtikrinti, kad šioje aplinkoje jis ir bus naudojamas. ĮSPĖJIMAS Siekiant išvengti netinkamo naudojimo, elektromagnetinės spinduliuotės padidėjimo ir elektromagnetinio atsparumo sumažėjimo, naudoti tik patvirtintus priedus, kabelus ir maininimo blokus.		
Spinduliuotės bandymas	Atitikties	Elektromagnetinė aplinka – rekomendacijos
RD spinduliuotė CISPR 11	1 grupė	„VALO“ naudoja „Globlek“ medicininės paskirties 9 VDC adapterį, įrengta apsauga nuo įtampos sumažėjimo ir teikia ribotą EMI, RD ir virštamčio slopinimą.
RD spinduliuotė CISPR 11	B klasė	„VALO“ naudoja elektros ir elektromagnetinę energiją tik vidiniams funkcijoms. Todėl RD spinduliuotė yra labai maži ir neturėtų trikdyti šalia esančios elektroninės įrangos.
Harmonikų emisijos IEC 61000-3-2	A klasė	
Įtampos svyravimai / murgėjimų emisijos IEC 61000-3-3	ATITINKA	„VALO“ tinkamas naudoti visose įstaigose, įskaitant vidaus įmones ir tas, kurios tiesiogiai prijungtos prie viešo žemos įtampos energijos tiekimo tinklo, kuriuo energija teikiama buitiniams naudojimui.

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija dėl elektromagnetinio atsparumo			
„VALO“ skirtas naudojimui žemiau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas ar naudotojas turi užtikrinti, kad šioje aplinkoje jis ir bus naudojamas.			
ATSPARUMO bandymas	IEC 60601 bandymo lygis	Atitikties lygis	Elektromagnetinės aplinkos rekomendacijos
Elektrostatinės iškravos (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontaktas ± 15 kV oras	± 8 kV kontaktas ± 15 kV oras	Fizine aplinka turi būti apribota iki šių reikšmių: 1. IP kodas: IP20 2. Nenardinti / skysti. 3. Nenaudoti šalia degių dujų. Įrenginys neatitinka APG ir neatitinka AP. 4. Laikymo sąlygų drėgnumo intervalas: 10 % – 95 % 5. Laikymo sąlygų temperatūrų intervalas: 10 °C – 40 °C
Trumpalaikiai elektros trikdžiai / pertrūkiai IEC 61000-4-4	± 2 kV elektros energijos linijoms ± 1 kV įvesties ir išvesties linijoms	± 2 kV elektros energijos linijoms 1 pastaba: „VALO“ neturi įvesties / išvesties priedavų	Maininimo tinklo kokybė turi atitikti tipinės gyvenamosios, komercinės, ligoninės ar karinės aplinkos kokybę.
Virštamtis IEC 61000-4-5	± 1 kV linijinė įtampa ± 2 kV įžeminimo	± 1 kV linijinė įtampa ± 2 kV įžeminimo	Maininimo tinklo kokybė turi atitikti tipinės gyvenamosios, komercinės, ligoninės ar karinės aplinkos kokybę. „VALO“ teikia „Globlek“ medicininės paskirties 9 VDC adapterį, veikia 100 VAC – 240 VAC elektros tiekimo tinkle, jame įrengta apsauga nuo įtampos sumažėjimo ir EMI, RD ir virštamčio apsauga. Jei „VALO“ naudotojui reikalingas nenutrūkstamas tiekimas be energijos tiekimo tinklo trikdžių arba jei elektros tiekimas konkrečiame šalie regione laikomas blogu dėl nuolatinio įtampos sumažėjimo, visiško tiekimo utrikimo (nutūkimo) ar esant ypač triukšmingoms energijos sąlygoms, rekomenduojama, kad „VALO“ sistema būtų maitinama iš energijos šaltinio be trikdžių arba naudojantys turi įsigyti „VALO“ įrenginį (įrenginį) be laido.
Įtampa, nuosmukiai, trumpinimai, trikdžiai ir elektros tiekimo linijų svyravimai IEC 61000-4-11	<5 % U (>95 % U nuosmukis 0,5 ciklo) 40 % U (60 % U nuosmukis 5 ciklams) 70 % U (30 % U nuosmukis 25 ciklams) <5 % U (>95 % U nuosmukis 5 s)	<5 % U (>95 % U nuosmukis 0,5 ciklo) 40 % U (>95 % U nuosmukis 5 ciklams) 70 % U (30 % U nuosmukis 25 ciklams) <5 % U (>95 % U nuosmukis 5 s) 2 pastaba: Savaiminis atsigaivimas	
Galios dažnis (50 / 60 Hz) magnetinis laukas IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	
<p>PASTABA. U yra kintamosios srovės įtampa prieš bandymo lygio taikymą</p> <p>1 pastaba: „VALO“ nėra jokių priedavų ar pasiekiamų įėjimo / išėjimo linijų.</p> <p>2 pastaba: jei energijos tiekimo įtampoje yra 95 % nuosmukis, „VALO“ neveiks. Jame nėra vidinio energijos kaupimo mechanizmo. „VALO“ išsijungs. Atkūrus galios lygius, „VALO“ bus paleistas iš naujo ir grįš į paskiausią būseną prieš dingstant elektrai. „VALO“ atsisąs savaime.</p>			

Rekomendacijos ir gamintojo ne gynybės palaikymo sistemų elektromagnetinio atsparumo deklaracija			
„VALO“ skirtas naudojimui žemiau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas ar naudotojas turi užtikrinti, kad šioje aplinkoje jis ir bus naudojamas.			
ATSPARUMO bandymas	IEC 60601 bandymo lygis	Atitikties lygis	Elektromagnetinės aplinkos rekomendacijos
RD laidumas	3 Vrms	3 Vrms	<p>Nešiojamoji ir judrioji radijo ryšio įranga turėtų būti naudojama ne arčiau jokios „VALO“ dalies, įskaitant kabelius, nei rekomenduojamas atskyrimo atstumas, apskaičiuotas pagal siųstuvo dažniui taikomą lygtį.</p> <p>Rekomenduojamas atskyrimo atstumas</p> $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz} - 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz} - 2,5 \text{ GHz}$ <p>P yra didžiausia siųstuvo galia, išreikšta vatais (W) pagal siųstuvo gamintoją, ir d yra rekomenduojamas atstumas metrais (m).</p> <p>Fiksuoto radijo dažnio siųstuvų lauko stiprumai, nustatyti pagal elektromagnetinės vietos tyrimą, turėtų būti mažesni už atitikties lygį kiekviename dažnių diapazoneb.</p> <p>Trikdžiai gali atsirasti šalia įrangos, pažymėtos šiuo simboliu: </p>
IEC 61000-4-6	150 kHz to 80 MHz	150 kHz to 80 MHz	
Spinduliuojamas RD	3 V/m	3 V/m	
IEC 61000-4-3	80 MHz to 2.5 GHz	80 MHz to 2.5 GHz	
<p>1 PASTABA: 80 MHz ir 800 MHz dažnių diapazone taikomas aukštesnių dažnių diapazonas.</p> <p>2 PASTABA: Šios rekomendacijos gali būti taikomos ne visose situacijose. Elektromagnetinių bangų sklindimą veikia konstrukcijų, objektų ir žmonių sugėrimas ir atspindys.</p> <p>a Teoriškai negalima tiksliai nustatyti prognozuojamų siųstuvų, pvz., radijo (mobilųjų / bevielė) telefonų ir sausumos judriojo radijo, mėgėjų radijo, AM ir FM radijo transliacijų ir televizijos laidų laukų stiprio. Norint įvertinti elektromagnetinę aplinką dėl fiksuotų radijo siųstuvų, reikėtų apsvaistyti elektromagnetinės vietos tyrimą. Jei išmatuotas lauko stiprumas toje vietoje, kurioje naudojamas „VALO“, viršija taikomą aukščiausiai nurodytą RD atitikties lygį, VALO turi būti stebimas siekiant patikrinti normalų veikimą. Jei pastebimas nenormalus veikimas, gali prireikti papildomų priemonių, pvz., gali tekti „VALO“ perorientuoti arba perkelti.</p> <p>b 150 kHz – 80 MHz dažnių diapazone lauko stiprumas turi būti mažesnis nei 3 V/m.</p>			

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija dėl rekomenduojamų atstumų tarp nešiojamųjų ir jautriųjų radijo įrenginių ir „VALO“

„VALO“ skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje yra kontroliuojami spinduliuojami RD trikdžiai. VALO naudotojas gali padėti užkirsti kelią elektromagnetiniams trikdžiams išlaikant minimalų atstumą tarp nešiojamųjų ir mobiliųjų radijo įrenginių (siųstuvų) ir „VALO“, kaip nurodyta toliau, atsižvelgiant į maksimalią ryšių įrangos galios galią.

Nominali maksimali siųstuvo galia (P vatais)	Atskyrimo atstumas pagal siųstuvo dažnį (metrai)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 metrai	0,035 metrai	0,07 metrai
0,1	0,37 metrai	0,11 metrai	0,22 metrai
1	1,7 metrai	0,35 metrai	0,7 metrai
10	3,7 metrai	1,11 metrai	2,22 metrai
100	11,7 metrai	3,5 metrai	7,0 metrai

VALO buvo išbandytas pagal IEC 60601-1-2: 2014 ir reikalavimus atitinka esant 10 V/m spinduliuotės intensyvumui 80 MHz – 2,5 GHz. 3 Vrms atitinka V1, o 10 V/m vertė atitinka E1 pagal aukščiau pateiktas formules.

Siųstuvams, kurių maksimali išėjimo galia nenurodyta pirmiau, rekomenduojamas atskyrimo atstumas d metrais (m) gali būti įvertintas naudojant siųstuvo dažniui taikomą lygtį, kur P yra siųstuvo didžiausia išėjimo galia vatais (W) pagal siųstuvo gamintoją.

1 PASTABA. Esant 80 MHz ir 800 MHz dažnių diapazonui, taikomas aukštesnio dažnio diapazono atskyrimo atstumas.

2 PASTABA. Šios rekomendacijos gali būti taikomos ne visose situacijose. Elektromagnetinių bangų sklaidimą veikia konstrukcijų, objektų ir žmonių sugėrimas ir atspindys.


1. Deskrizzjoni tal-Prodott

BI-Ispettru tal-broadband tiegħu, VALO huwa ddizinjat biex jagħmel polimerizzazzjoni tal-prodotti kollha mwebbsa bid-dawl fil-medda tal-frekwenza ta' 385-515nm skont ISO 10650. VALO għandu provvista ta' enerġija internazzjonali, ta' grad mediku u huwa adattat għal sorsi ta' hrug ta' enerġija minn 100 sa 240 volts. L-apparat li jinżamm fl-idejn (handpiece) huwa ddizinjat biex jistrjeh fi brekit għal unità dentali standard jew jista' jkun immuntat apposta bi-żużu tal-brekit inkluż mal-kit.

Komponenti tal-Prodott:

- 1 – VALO dawl tat-twebbis b'korda ta' 7 piedi / 2.1 metri
- 1 – provvista tal-enerġija internazzjonali ta' 9 volts, ta' grad mediku, b'korda ta' 6 piedi / 1.8 metri u plaggj universali
- 1 – Pakkett ta' kampjun ta' Komma Barriera (Barrier Sleeve) għal-VALO
- 1 – Il-qugh tad-Dawl għall-VALO
- 1 – Brekit għall-immuntar tad-dawl tat-twebbis fuq superfiċje b'teġo adeżiv bi twaħħil doppju

Ħarsa ġenerali lejn il-Kontrolli:



Il-manifattur ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà għal kwalunkwe ħsara li tirriżulta mill-użu mhux xieraq ta' din l-unità u/jew għal kwalunkwe użu għajr dawk koperti minn dawn l-Istruzzjonijiet.

Għall-prodotti kollha deskritti, aqra u ifhem b'attenzjoni l-Istruzzjonijiet kollha u l-informazzjoni tal-SDS qabel l-użu.

2. Indikazzjonijiet għall-Użu/L-Għan Maħsub

Is-sors ta' Illuminazzjoni għat-twebbis ta' materjali u adeżivi restorattivi dentali attivi bid-dawl.

3. Twissijiet u Prekawzjonijiet

Risku Grupp 2

TWISSIJA Emissjoni tal-UV minn dan il-prodott. Irritazzjoni Ilii-għajnejew jew Ilii-ġilda tista' tirriżulta mill-esponiment. Uża l-qugh xieraq.

TWISSIJA Radjazzjoni ottika potenzjalment ta' ħsara emessa minn dan il-prodott. Tharixx fiss lejn il-lampa waqt l-operat. Tista' tikkawża ħsara Ilii-għajnejew.

- THARISX dritt lejn il-hrug tad-dawl. Il-pazjent, it-tabib, u l-assistenti għandhom dejjem jilbsu protezzjoni għall-għajnejew kontra l-UV ta' kulur ambra meta l-VALO jkun qed jintuża.
- Sabiex jiġi evitat ir-riskju ta' xokk elettriku, l-ebda modifika ta' dan it-taġmhir ma hi permessa. Uża biss il-provisti ta-enerġija u l-fadapters tal-plaggj inklużi mal-Ultradent VALO. Jekk dawn il-komponenti jkollhom il-ħsara, tużahom u ċempel l-is-Servizz għall-Klijenti ta' Ultradent biex tordna wieheġ għid.
- Taġmhir tal-komunikazzjoni RF mobbli jista' jnaqqas il-prestazzjoni jekk jintuża iktar viċin minn 30 cm (12-il pulzier).
- Uża biss accessorji, kejbils, u provisti tal-enerġija awtorizzati sabiex tevita l-operat mhux xieraq, zieda fl-emissjonijiet elettromanjetici jew nuqqas fl-immunità elettromanjetika (irrerreni għat-taqsimma dwar l-Emissjonijiet Elettromanjetici).
- Sabiex tevita r-riskju ta' irritazzjoni jew korrimment termali, evita cikli tal-twebbis back-to-back u tesponix tessuti rotob orali fil-qrib għal iktar minn 10 sekondi fi kwalunkwe modalità. Jekk ikunu meħtieġa hinijiet itwal ta' twebbis, uża bosta cikli ta' twebbis isgar jew uża prodott ta' twebbis doppju biex tevita li ssaħħan it-tessuti rotob.
- Uża prudenza meta tkun qed titratta pazjenti li jbagħtu minn reazzjonijiet jew sensitivitajiet fotobioloġiċi awversi, pazjenti li għaddejjin minn kura ta' kimoterapija, jew pazjenti li qegħdin jiġu trattati b'medicini li jikkawżaw fotosensitizzazzjoni.
- Din l-unità tista' tkun suxettibbli għal kampijiet elettrici statici jew manjetici qawwijin. Li jistgħu jtellfu l-Ipprogrammar. Jekk tissuspetta li gara hekk, aqta' l-plagg tal-unità għal fit mument u wara erga' dahhal il-plagg fis-sokit.
- M'GHANDEKX timsah id-dawl tat-twebbis tal-VALO bl-ikwidu tad-tindif kawtici jew li jorborxu, iddahhal f'awtoklava, jew tgħaddas fi kwalunkwe tip ta' banju ultrasoniku, dizinfettant, soluzzjoni tat-tindif, jew likwidu. Jekk l-Istruzzjonijiet tal-ippocessor inklużi ma jgħux segwiti, dan jista' jwassal biex l-apparat ma jkunx jista' jithaddem.
- Sabiex tgħin tevita l-kontaminazzjoni kroċjata u tgħin biex il-materjal ta' taħlita dentali ma jehlix mal-wiċċ tal-Henti u t-tul tal-virga, trid tintuża komma barriera (barrier sleeve) fuq il-VALO kollu darba li jintuża.
- Biex jiġi evitat ir-riskju ta' kontaminazzjoni kroċjata, kull komma barriera għandha tintuża għal pazjent wieheġ biss.
- Sabiex tnaqqas ir-riskju ta' korruzzjoni, nehhi l-oportura tal-lqugh wara l-użu.
- Uża tnaqqas ir-riskju ta' reżini li mhumiex imwebbsa biżżejjed, tużax id-dawl tat-twebbis jekk i-Henti għandha l-ħsara.

4. Struzzjonijiet Pass Pass

Preparazzjoni

1. Ikonnjetta l-korda tal-enerġija 9 volts mal-korda tal-apparat li jintuza fl-idejn.
2. Ipplaggia l-korda tal-enerġija go kwalunkwe sokkit tal-elettriku (100-240 VAC). L-apparat tal-VALO li jintuza fl-idejn se jagħmel hoes żgħir (beep) għal darbtejn meta jkun qed jinxteġġ, u d-dwal tal-hinijiet se jwiegħu biex jindikaw meta d-dawl ikun lest biex jintuza.
3. Poġġi d-dawl tal-tweebis gwenba brekiet tal-immuntar ta' unità dentali standard jew brekiet tal-immuntar ta' accessorju sakemm ikun lest biex jintuza.
4. Kull darba qabel ma jintuza, poġġi komma barriera (barrier sleeve) għida fuq id-dawl tal-tweebis.

L-Installazzjoni ta' Kmiem Barriera Iġienici:

Il-komma barriera iġienika hija mwahħla apposta mad-dawl tal-tweebis u żżomm nadif wiċċ id-dawl tal-tweebis. Il-komma barriera tgħin tevita l-kontaminazzjoni kroċjata, tgħin iżżomm il-materjal tat-taħlita dentali milli jehel mal-wiċċ tal-lenti u d-dawl tal-tweebis, u tevita t-telf tal-kulur u l-korruzzjoni mis-soluzzjonijiet tat-tindif.

Nota:

- Luża l-komma barriera iġienika se jnaqqas il-ħruġ tad-dawl b'5-10%. Minhabba l-enerġija tal-ħruġ għolja tad-dawl tal-tweebis, il-tweebis ġie muri li huwa sostanzjalment ekwivalenti.
- Id-dawl tal-tweebis irid jiġi mmandat fuq t-trattat biex ikun sanitarju permezz ta' aġenti xierqa tat-tindif u/jew sanitarji wara kull pażjent. Ara t-taqsimma bit-titlu L-1pprocessar.

Protezzjoni (Shield) Kontra d-Dawl tal-VALO:

- Il-Protezzjoni (Shield) Kontra d-Dawl ta' VALO għandha forma ovali, tista' tiddawwar biex tintuza b'mod massimu, u tista' tintuza b'kavner protettiv trasparenti.

Użu

1. Kull modalità tal-enerġija tiġi użata għat-tweebis ta' materjali dentali b'iniżjaturi li jahdmu bir-radżazzjoni. Ara l-Gwida ta' Malajr tal-Modalitajiet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-hinijiet tal-tweebis.

NOTA: Id-dawl tal-tweebis huwa programmat biex idur mill-modalità ta' Enerġija Standard għall-Enerġija Għolja għall-Enerġija Ekstra wiehied wara l-iehor. Peretempju, biex tibdel mill-modalità ta' Enerġija Standard għall-modalità ta' Enerġija Ekstra, ikun meħtieġ li idur mill-modalità ta' Enerġija Għolja wara għall-modalità ta' Enerġija Ekstra.

2. Id-dawl tal-tweebis jahzen-intervall tal-hin u l-modalità li nitużaw l-iktar reċenti, u se jerga' jmur fuq dawn kull darba li jinbidlu l-modalitajiet jew jekk jitehew il-batteriji.

L-Operat

IL-INTERVALLI TAL-HIN: Modalità ta' Enerġija Standard

L-INTERVALLI TAL-HIN: 5, 10, 15, 20 sekonda.

- Id-dawl tal-tweebis imur fuq din il-modalità meta jinxteġġ INIZJALMENT. Id-Dawl tal-Modalità/Status (Mode/Status) se jkun aħdar u l-erba' Dwal hodur tal-Hin (Timing) se jkunu mixgħula, li jindika l-modalità ta' Enerġija Standard.
- Biex tibdel l-intervalli tal-hin, aghfas malajr il-Buttuna Hin/Modalità (Time/Mode).
- Aghfas il-Buttuna tal-Power (Enerġija) biex tweebes. Biex twaqqaf it-tweebis qabel ma jispicċa wiehied mill-intervalli tal-hin, erga' aghfas il-Buttuna tal-Power (Enerġija).

IL-MODALITÀ TAL-TWEEBIS: Modalità ta' Enerġija Għolja

L-INTERVALLI TAL-HIN: 1, 2, 3, 4 sekondi.

- Mill-modalità ta' Enerġija Standard, aghfas u zomm il-Buttuna tal-Boll tal-Hin/Modalità għal 2 sekondi u ilaqlha. Id-Dawl tal-Modalità/Status se jkun oranġjo, u l-erba' Dwal hodur tal-Timing se jwiegħu u jteppju, li jindika l-modalità ta' Enerġija Standard.
- Biex tibdel l-intervalli tal-hin, aghfas malajr il-Buttuna Hin/Modalità (Time/Mode).
- Aghfas il-Buttuna tal-Enerġija biex tweebes. Biex twaqqaf it-tweebis qabel ma jispicċa wiehied mill-intervalli tal-hin, erga' aghfas il-Buttuna tal-Enerġija.
- Biex tmur lura għall-modalità ta' Enerġija Standard, aghfas u zomm il-Buttuna tal-Boll tal-Hin/Modalità għal 2 sekondi u ilaqlha, dan se jgħawr għall-modalità ta' Enerġija Ekstra. Aghfas u erga' zomm għal 2 sekondi, u ilaql, Id-Dawl tal-Modalità/Status se jkun aħdar u l-erba' Dwal hodur tal-Hin se jkunu mixgħula, li jindika l-modalità Standard.

IL-MODALITÀ TAL-TWEEBIS: Modalità ta' Enerġija Ekstra

L-INTERVALL TAL-HIN: 3 sekondi biss (Nota: Il-modalità ta' Enerġija Ekstra għandha waġien ta' sigurtà ta' 2 sekondi fl-aħħar ta' kull ċiklu tal-tweebis biex tllimita s-shana waqt tweebis konsekuttiv. Fl-aħħar tal-waġien, sensjela ta' hsejjes żgħar tindika li l-unità hija lesta biex tkompli tintuza).

- Mill-modalità ta' Enerġija Standard, aghfas il-Buttuna tal-Boll tal-Hin/Modalità għal 2 sekondi, ilaql, aghfas u erga' zomm għal 2 sekondi, u ilaql. Id-Dawl tal-Modalità/Status se jkun oranġjo u jteppju, u llieta mid-Dwal hodur tal-Hin se jwiegħu u jteppju, li jindika l-modalità ta' Enerġija Ekstra.
- Aghfas il-Buttuna tal-Power (Enerġija) biex tweebes. Biex twaqqaf it-tweebis qabel ma jispicċa wiehied mill-intervalli tal-hin, erga' aghfas il-Buttuna tal-Power (Enerġija).
- Biex tmur lura għall-modalità ta' Enerġija Standard, aghfas u zomm il-Buttuna tal-Boll tal-Hin/Modalità għal 2 sekondi u ilaqlha. Id-Dawl tal-Modalità/Status se jkun aħdar u d-dawl hodur tal-Hin se jkunu mixgħula, li jindika l-modalità ta' Enerġija Standard.

Il-Modalità tal-Irqaq. Id-dawl tal-tweebis se jmur il-modalità TAL-IRQAQ wara siegħa 1 ta' nuqqas ta' attività, kif indikat minn teptip bil-mod tad-dawl tal-modalità/status. Jekk tingħafas kwalunkwe buttuna dan ser iqajjem l-id-dawl tal-tweebis u awtomatikament dan imur lura għall-aħħar setting li nutza.

Tindif

1. Armi l-kmiem barriera użati fl-iskart standard wara kull pażjent.
2. Ara t-taqsimma tal-1pprocessar.

L-Istruzzjonijiet għall-Immuntar tal-Brekkit

1. Il-brekkit għandu jiġi mmuntat fuq wiċċ catt, bla żejt.
2. Naddaf il-wiċċ b'alcohol tal-tindif (surgical spirit).
3. Aqla l-karta ta' wara tal-tejp adevz tal-brekkit.
4. Poġġi l-brekkit fl-ażi pożizzjoni li d-dawl tal-tweebis joghħa l fuq meta jitehwa. Aghfas sew fl-post.

Gwida ta' Malajr ta-Modalitajiet

Modalità	Energija Standard				Energija Gholja				Energija Ekstra
Buttuna tal-Power (Energija)									
LEDs tal-Modalità/Hin									
Buttuni tal-Hin									
Opzjonijiet tal-Hin	5s	10s	15s	20s	1s	2s	3s	4s	3s Biss
Blex Tbiddeġ il-Hin	Aghfas u itlaq il-Buttuna tal-Hin malajr biex idur dawra ma-opzjonijiet tal-hin.								
Blex tbiddeġ il-Modalitajiet	Aghfas u zomm il-Buttuna tal-Hin ghal 2 sekondi u itlaq. Il-VALO se jdur ghall-Modalità li jmiss.								
Deskrizzjoni	LEDs Stabbli				LEDs Iteptu				

Gwida ta' Malajr ta' Twebbis:

Hinijiet Irrakkomandati ta' Twebbis ghall-Ahjar Riżultati bil-VALO			
Modalità	Modalità Standard	Modalità ta'Energija Gholja	Modalità ta'Energija Ekstra
Ghal Kull Saff	Twebbis wiehed ta' 10 sekondi	Żewġ twebbisiet ta' 4 sekondi	Twebbis wiehed ta' 3 sekondi
Twebbis Finali	Żewġ twebbisiet ta' 10 sekondi	Tliet twebbisiet ta' 4 sekondi	Żewġ twebbisiet ta' 3 sekondi
Nota: Is-settings u l-hinijiet tal-esponiment jistgħu jehtegħu li jigu aġġustati minhabba r-reattività tat-tahlita, l-isfumatura, id-distanza tal-Henti tad-dawl mit-tahlita, u l-fond tas-saff tat-tahlita. Huwa d-dmir tal-professionisti dentali li jkunu jafu l-htieġa għall-materjal li jkunu qeghdin jużaw biex jiddeterminaw il-hin u s-settings xierqa.			

Gwida ta' Malajr ta' Twissija:

Twissijiet	
Ċempel lis-Servizz għall-Klijent għat-Twissija	Ċempel lis-Servizz għall-Klijent għat-Twissija
<ul style="list-style-type: none"> M'hemmx hoss Teptip, 2 sekondi L-operat jista' jkompli 	<ul style="list-style-type: none"> 3 hsejjes zghar kontinwi L-operat ma jistax ikompli

5. Manutenzjoni

Tiswija

Tiswija Magħmula mill-Utent

1. B'mod regolari tcekkja l-Henti għal reżini dentali mwiebsa. Jekk meħtieġ, uża strument dentali li mhux djamant biex il-attenzjoni tneħhi kwalunkwe reżina mwahħla.
2. L-arloġġ tad-dawl iwarjav hafna u huma ddiżinjati għal trufijiet ta' gwida tad-dawl u Lentijiet speċifiċi. Ultradent tirakkomanda li b'mod regolari wiehed jicċekkja l-Hruġ fil-modalità ta' Energija Standard . NOTA: il-hruġ numeriku attwali mhux se jkun tajjeb minhabba n-nuqqas ta' preċiżjoni tal-arloġġ tad-dawl komuni u l-pakkett ta' LEDs magħmulin apposta li hemm fid-dawl tat-twebbis.

Tiswija mill-Manifattur

1. It-tiswija għandhom jitwetqu biss minn persunal awtorizzat li jagħmel is-services. Ultradent tipprovi li jgħmel is-services bid-dokumentazzjoni biex iwettaq it-tiswija.

Garanzija

Ultradent b'dan tiggarantixxi li dan l-istrument għandu, għal perjodu ta' 5 snin*, jikkonforma li-aspetti materjali kollha mal-ispeċifikazzjonijiet hekk kif imniżza fid-dokumentazzjoni ta' Ultradent li tiġi flimkien mal-prodott u għandu jkun bla eċċa difetti fil-materjali/jew il-havur. Din il-garanzija tapplika biss għax-xerrej oriġinali u mhijiex trasferibbli. Il-prodotti difettużi kollha għandhom jinbagħtu lura lil Ultradent. Ma jeżistux komponenti tas-service għall-utent tas-sistema VALO. Il-garanzija ma tibqax tghodd f'kaz ta' tbaqhis mal-VALO.

Il-garanzija fuq il-VALO ma tkoprix hsara mill-kljenti. Pereżempju: jekk xi VALO jiġi uzat hazin jew imwaqqa* u l-Henti tinkiser, il-Klijent ikun responsabbli għall-filas ta' kwalunkwe tiswija meħtieġa.

*Bl-ircevuata ta' meta nxtara li tindika d-data ta' meta gje mibjugħ lid-dentist.

6. L-Ipproċessar

Kull darba li jintuza, xarrab garġa jew ċarruta ratba b'diżinfettant approvat għall-uċuħ u imsaħ il-wiċċ u l-Henti.

LIKWIDI TAT-TINDIF AĊĊETTABBLI

- Lysol Brand III Disinfectant Spray (Rakkomandat)
- Isopropyl alcohol
- Likwidi tat-tindif ibbazati fuq Ethyl alcohol (Etil alkohol)
- Lysol®* Concentrate (dak ibbazat fuq l-alkohol biss)

LIKWIDI TAT-TINDIF LI MHUMIEX AĊĊETTABBLI - TUŻAX:

- Kwalunkwe tip ta' detergent alkali qawwi, inkluż is-sapun tal-idejn u s-sapun tal-platti
- Likwidi tat-tindif ibbazati fuq il-bliċ (pereżempju Clorox™, Sterilox™*)
- Likwidi tat-tindif ibbazati fuq il-Perossidu tal-Idroġenu
- Agenti tat-Tindif li Joborxu (pereżempju Comet Cleanser™**)
- Likwidi tat-tindif ibbazati fuq l-aċeton jew l-idrokarburi
- MEK (Metil Etil Keton)
- Birex®*
- Gluteraldehide
- Likwidi tat-tindif ibbazati fuq il-melħ tal-Klorur tal-Ammonju Kwaternarju (Quaternary Ammonium Chloride salt) (Hlief Cavicide™**)
- Soluzzjoni jew bicċiet tat-tindif li jintremew ta' Cavicide1™**
- Prodotti Cavicide™** (Mhux Bliċ)**

* Marka tad-Ditta ta' kumpanija oħra li mhijiex Ultradent

** Jekk jintuza, jista' jkun kawża li jintlief il-kulur

Tindif tal-Protezzjoni (Shield) Kontra d-Dawl:

- Id-diżinfetta b'mod kiesaħ il-Protezzjoni (Shield) Kontra d-Dawl ta' VALO billi tuża kwalunkwe diżinfettant tas-superfiċe, TUŻAX awtoklava.

7. Hażna u Rimi




Il-Hażna u l-Trasport tad-dawl tat-Twebbis:

- Temperatura: +10°C sa +40°C (+50°F sa +104°F)
- Umdità Relattiva: 10% sa 95%
- Pressjoni Ambjentali: 500 hPa sa 1060 hPa

Meta tkun qed tarmi skart elettroniku, (jiġifieri tagħmir, ċarġers, batteriji u provwisti tal-Energija), segwi l-linji gwida lokali dwar liskart u l-riċiklaġġ.


8. Kunsiderazzjonijiet Tekniċi

Aċċessorji

Item	CE Information		
Kniem Barriera għall-VALO	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Il-Ġermanja	Maniffatturat minn: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neenah, WI 54956 Magħmul fl-Istati Uniti	Distribwit minn: Ultradent Products Inc. 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 L-Istati Uniti
Il-qugh tad-Dawl għall-VALO			

Informazzjoni teknika/Dejta

Il-Medda ta' Frekwenzi għat-Twebbis Effettiv ta'-Tahlita:




Hajr	Informazzjoni/Speċifikazzjoni					
Lenti	Dijametru 9.75 mm					
Medda tal-frekwenza	<ul style="list-style-type: none"> Medda tal-frekwenza li tista' tintuza: 385 – 515nm L-Ogħla frekwenzi: 395 – 415nm u 440 – 480nm 					
Tabella tal-Intensità tad-Dawl	Cart II Tqabbell I-Exitance Radjanti Nominali					
	Strument tal-Kejl	†* Demetron L.E.D. Radjometru	† MARC analizatur spettrali	‡ analizatur spettrali Gigahertz		
				Exitance	Energija Totali	
	Apertura tal-Meter	7 mm	3.9 mm	15 mm	15 mm	L-Exitance Radjanti se tvarja abbażi tal-kapaċità tal-Istrument, il-metodu tal-kejl u l-pożizzjoni tad-dawl. † Radjometri Demetron u analizaturi spettrali MARC għandhom jintużaw biss bħala referenza minhabba li għandhom aperturi iżghar mid-dawl tat-twebbis tal-VALO. * Ir-radjometri Demetron għandhom jintużaw bħala referenza biss minhabba l-imitazzjonijiet fir-rispons spettrali u tal-enerġija. ‡ L-Exitance Radjanti tikkonforma ma' ISO 10650 meta nkeġja b'analizzatur spettrali Gigahertz.
	Energija Standard (±10%)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²	670 mW	
	Energija Standard Plus (±10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²	970 mW	
Energija Ekstra (±10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²	1570 mW		
Id-Dawl tat-Twebbis tal-VALO	RRati: IEC 60601-1 (Sigurtà), IEC 60601-1-2 (EMC)			Piz: 8 uqjiet/226 gramma (bil-korda) Tul: 9.26 pulzieri/23.5 cm Wisar: .79 pulzieri/ 2 cm Tul tal-korda: 7 piedi/2.1 metri		
Prowista tal-Enerġija	Hrug - 9VDC f'2A Dhul - 100VAC sa 240VAC Ultradent P/N 5930 VALO Prowista tal-Enerġija bi Plaggs Universali			Rati: IEC 60601-1 (Sigurtà) Tul tal-korda - 6 piedi/1.8 metri Il-prowista tal-enerġija tal-VALO tipprovdi iżolament mill-enerġija tal-MAINS		
Il-Kundizzjonijiet għall-Operat	Temperatura: +10°C sa +32°C (+50°F sa +90°F) Umdità Relattiva: 10% sa 95% Pressjoni Ambjentali: 700 hPa sa 1060 hPa					
Iċ-Ċiklu tal-Operat:	Id-dawl tat-twebbis huwa ddiżinjat għal operat fuq żmien qasir. Fl-ogħla temperatura ambjentali (32°C) ċikli back-to-back ta' minuta 1 MIXGHUL, 30 minuta MITFI (perjodu ta' beirri).					

Trouble Shooting

Jekk is-soluzzjonijiet issuggeriti hawn taht ma jsoġux il-problema, jekk jogħġbok ċempel III Ultradent fuq 800.552.5512 Jekk inti minn barra l-Istati Uniti, ċempel lid-distributtur tiegħek ta' Ultradent jew III-aġent tiegħek għal ogġetti dentali.	
Problema	Soluzzjonijiet Possibbli
Id-dawl ma jixgħek	<ol style="list-style-type: none"> Aghfas Il-Buttuna tal-Bdil tal-Fin/Modalità jew Il-Buttuna tal-Enerġija biex tqajjem mill-Modalità beħ Tiffirka l-Enerġija. Iċċekġja li l-żewġ kordi huma ikkonnettati sew flimkien u mas-sokit tal-elettriku. Ikkonferma l-Enerġija mas-sokit tal-hajt.
Id-dawl ma jibqax mixgħul kemm tixteq	<ol style="list-style-type: none"> Iċċekġja d-dawl tal-Modalità u l-Fin għall-fin korrett. Ikkonferma li l-konnessjonijiet kollha tal-korda huma mdaħħlin sew. Nehhi l-wajer tal-elettriku mill-plagg u erga' dahhal il-plagg fil-prowista tal-elettriku.
Id-dawl mhux qed iweebes ir-reżini kif suppost	<ol style="list-style-type: none"> Iċċekġja Hens għal reżidui ta' reżini/taħlitiet imwebbsa. Uża protezzjoni xierqa tal-ambra għall-ghajnejn kontra l-UV biex tiwerrifka li d-dawl LED qegħdin jahdmu. Iċċekġja l-Ivvel tal-enerġija b'arġog tad-dawl (light meter). Jekk qed tuza arġog tad-dawl, Ultradent tirakkomanda li iċċekġja l-VALO fil-modalità ta' Enerġija Standard. <p>NOTA: Il-hrug numeriku attwali mhux se jkun tajjeb minhabba n-nuqqas ta' preċiżjoni tal-arġoggi għad-dawl komuni u l-pakkett ta' LEDs magħmulin apposta li jintużaw għall-VALO. L-arġoggi tad-dawl iwarjaw haġna u huma ddiżinjati għal truffijiet ta' gwida tad-dawl u lentijiet speċifiċi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Iċċekġja d-data ta' skadenza fuq ir-reżina tat-twebbis. Kun żgur li qed tintuza l-teknika tajba (adeżiv/taħlita) skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur.
Ma tistax tbidel il-modalità jew l-intervall tal-Fin	Aghfas il-buttni tal-Fin/Modalità kif ukoll tal-Enerġija sakemm tisma' sensjela ta' hsejjes zghar li jindikaw li d-dawl tat-twebbis mhux illokkjat.

9. Informazzjoni Ġenerali

Gwida u Dikjarazzjoni tal-Manifattur għal-Emissjonijiet Elettromanjetiki			
<p>IL-VALO huwa mahsub għall-użu fl-ambjent elettromanjetiku speċifikat hawn taht. Il-kljijew jew l-utent għandu jiżgura li jiġi użat f'dan it-tip ta' ambjent.</p> <p>TWISSIJA: Uża biss aċċessorji, kejbils, u provvisti tal-enerġija awtorizzati sabiex tevita l-operat mhux xieraq, iħieda fl-emissjonijiet elettromanjetiki jew nuqqas fl-immunità elettromanjetika.</p>			
Test għall-Emissjonijiet	Konformità	Ambjent elettromanjetiku - gwida	
Emissjonijiet ta' RF CISPR 11	Grupp 1	VALO juża adaptor 9VDC Globtek ta' grad mediku, jopera bi protezzjoni kontra tnaoqs fil-vultaġġ, u jipprovdi ttrażzin limitat ta' EMI, RF u zieded f'daqqa fl-elettriku.	
Emissjonijiet ta' RF CISPR 11	Klassi B	IL-VALO juża enerġija elettrika u elettromanjetika biss għall-funzjonijiet interni tagħhom. Għalhekk, kwalunkwe emissjonijiet ta' RF huma baxxi hafna u x'aktarx ma jikkawżaw interferenza f'tagħmir elettroniku fil-vicinanza.	
Emissjonijiet armoniċi IEC 61000-3-2	Klassi A	IL-VALO huwa adattat għall-użu f'kull tip ta' stabiliment, inklużi stabilimenti domestiċi u daww ikkonnettati direttament man-network pubbliku ta' provvista tal-enerġija b'vultaġġ baxxi li jissupplixxi l-bini għall-użu domestiku.	
Varjazzjonijiet fil-vultaġġ/teptip fl-emissjonijiet IEC 61000-3-3	JIKKONFORMA		
Gwida u Dikjarazzjoni tal-Manifattur dwar l-Immunità Elettromanjetika			
<p>IL-VALO huwa mahsub għall-użu fl-ambjent elettromanjetiku speċifikat hawn taht. Il-kljijew jew l-utent għandu jiżgura li jiġi użat f'dan it-tip ta' ambjent.</p>			
Test tal-IMMUNITÀ	Livell tat-test IEC 60601	Livell ta' konformità	Gwida dwar l-ambjent elettromanjetiku
Disċarg elettrostatiku (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kuntatt ± 15 kV arja	± 8 kV kuntatt ± 15 kV arja	L-ambjent fiziku għandu jiġi ristrett għal li ġej: 1. Kodiċi IP: IP20 2. Tgħaddasx fil-likwidi. 3. Tużax fejn hemm gass li jaqbad. L-unità hija Non-APG u Non-AP. 4. Il-firxa tal-umdità tal-ħżin: 10% - 95% 5. Il-firxa tat-temperaturi tal-ħżin: 10° C - 40° C
Elettriku mgħaġġel tranżitorju/f'daqqa IEC 61000-4-4	± 2 kV għal-linji tal-provvista tal-enerġija ± 1 kV għal-linji tad-dhul/ħruġ	± 2 kV for power supply lines Note 1: VALO has no I/O ports	Il-kwalità tal-enerġija tal-mains għandha tkun dik ta' ambjent tipiku residenzjali, kummerċjali, jew ta' sptar jew wieħed militari
Tluġh f'daqqa IEC 61000-4-5	± 1 kV linja għal linja ± 2 kV linja għall-ert	± 1 kV linja għal linja ± 2 kV linja għall-ert	
Vultaġġi, tnaoqs, qtuġh, interruzzjonijiet u varjazzjonijiet fuq il-linji tad-dhul tal-provvista tal-enerġija IEC 61000-4-11	<5% U (>95% tnaoqs f'U għal 0.5 ta' ciklu) 40% U (>60% tnaoqs f'U għal 5 cikli) 70% U (>30% tnaoqs f'U għal 25 ciklu) <5% U (>95% tnaoqs f'U għal 5 s)	<5% U (>95% tnaoqs f'U għal 0.5 ta' ciklu) 40% U (>60% tnaoqs f'U għal 5 cikli) 70% U (>30% tnaoqs f'U għal 25 ciklu) <5% U (>95% tnaoqs f'U għal 5 s) Nota 2: Jirkupra wahdu	Il-kwalità tal-enerġija tal-mains għandha tkun dik ta' ambjent tipiku residenzjali, kummerċjali, ta' sptar jew wieħed militari. L-adaptor 9VDC Globtek ta' grad mediku li jiġi pprovdut mal-VALO jopera minn mains li jvarja minn 100VAC – 240VAC u għandu l-kapaċità li jipprovdi protezzjoni limitata kontra tnaoqs fil-vultaġġ, EMI u zieded f'daqqa fl-elettriku. Jekk l-utent tal-VALO jeħtieġ operat kontinwu mingħajr interruzzjonijiet tal-mains, jew jekk il-mains f'xi reġjun partikolari ta' xi pajjiż huma kkunsidrati li huma ħżiena minħabba li b'mod kontinwu jkun hemm tnaoqs fil-vultaġġ, qtuġh fil-provvista tal-elettriku, jew kundizzjonijiet ta' enerġija bi storbuju eccessiv, huma irakkomandat li l-VALO jithaddem fuq provvista tal-enerġija li ma jkollhiex interruzzjonijiet jew il-kljijew jixtri unità ta' VALO Cordless (Bla Filii).
Frekwenza tal-enerġija (50/60 Hz) kamp manjetiku IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Il-kampijiet manjetici tal-frekwenza tal-enerġija għandhom ikunu fl-livell li huma karatteristiċi ta' post tipiku f'ambjent tipiku, residenzjali, ta' dar għall-kura tas-saħħa, kummerċjali, sptar jew militari.
<p>NOTA: U huwa l-vultaġġ tal-mains a.c. qabel l-applikazzjoni tal-livell tat-test</p> <p>Nota 1: IL-VALO mhux mghammar bi kwalunkwe ports jew kwalunkwe linji I/O aċċessibbli.</p> <p>Nota 2: Jekk ikun hemm tnaoqs ta' 95% fil-vultaġġ tal-Mains, il-VALO mhux se jaħdem. Hu m'għandux mekkanizmu ta' ħżin intern tal-enerġija. IL-VALO se jintefa'. Meta Hivelli tal-enerġija jergħu jiġu għan-normal, VALO jerga' jaqbad u jirritorna għall-istess stat li kien qabel it-tellien tal-enerġija. IL-VALO se jirkupra wahdu.</p>			

Gwida u Dikjarazzjoni tal-Manifattur dwar l-Immunità Elettromanjetika għal sistemi li mhumiex għall-appogg tal-hajja			
Il-VALO huwa maħsub għall-użu fl-ambjent elettromanjetiku speċifikat hawn taħt. Il-klijent jew l-utent għandu jizzjura li jigi użat f'dan il-tip ta' ambjent.			
Test tal-IMMUNITÀ	Livell tat-test IEC 60601	Livell ta' konformità	Gwida dwar l-Ambjent elettromanjetiku
Konduttività ta' RF	3 Vrms	3 Vrms	Tagħmir portabbli u mobbli ta' komunikazzjoni b'RF m'għandux jintuza eqreb għal kwalunkwe parti tal-VALO, inkluż kejbils, mid-distanza ta' separazzjoni rakkomandata kkalculata mill-ekwazzjoni applikabbli għall-frekwenza tat-trażmettitur.
IEC 61000-4-6	150 kHz sa 80 MHz	150 kHz sa 80 MHz	Id-distanza ta' separazzjoni rakkomandata
Radjazzjoni ta' RF	3 V/m	3 V/m	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ <p style="text-align: right;">80 MHz sa 800 MHz</p> $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ <p style="text-align: right;">800 MHz sa 2.5 GHz</p> <p>P huwa l-ogħla grad ta' hrug ta' energija tal-trażmettitur f'watts (W) skont il-manifattur tat-trażmettitur u d hija d-distanza ta' separazzjoni rakkomandata f'metri (m).</p> <p>Il-qawwa tal-kampijiet minn trażmettituri fissi ta' RF, skont kif stabbilit minn stharrig tas-sit elettromanjetiku, għandha tkun inqas mill-livell ta' konformità f'kull firxa ta' frekwenzja.</p> <p>Jista' jkun hemm interferenza fil-vicinanza ta' tagħmir immarkat bis-simbolu li ġej:</p> 
IEC 61000-4-3	80 MHz sa 2.5 GHz	80 MHz sa 2.5 GHz	
<p>NOTA 1 F80 Mhz u 800 Mhz, tapplika l-firxa ogħla ta' frekwenzi.</p> <p>NOTA 2 Dawn il-firji gwida jistgħu ma japplikawx għal kull sitwazzjoni. Il-propagazzjoni elettromanjetika hija affettwata minn assorbiment u riflessjoni minn strutturi, oġġetti u nies. a l-saħha ta' kampijiet minn trażmitaturi fissi, bħal stazzjonijiet bażi għal telefons bir-radju (ċellulari jew bla filju) radijiet mobbli għall-art, amateur radio, xandir bir-radju AM u FM u xandir bit-TV ma tistax tigi prevista teoretikament bi precizjoni. Sabiex isir valutazzjoni tal-ambjent elettromanjetiku minhabba trażmettituri RF, għandu jigi kkunsidrat stharrig tas-sit elettromanjetiku. Jekk is-saħha tal-kamp li tittejjel fil-post fejn jintuza l-VALO hija ogħla mill-livell applikabbli ta' konformità ta' RF imniżza hawn fuq, il-VALO għandu jigi osservat b'xi jigi vverifikat l-operat normali. Jekk tigi osservata prestazzjoni li mhijiex normali, jistgħu jkunu meħtieġa miżuri addizzjonali, bħall-orientazzjoni mill-gdid tal-VALO jew li dan jitiqiegħed f'post ieħor.</p> <p>b Firxa ta' RF ta' frekwenzi bejn 150 kHz sa 80 MHz, il-qawwa tal-kamp għandha tkun inqas minn 3 V/m.</p>			

Gwida u Dikjarazzjoni tal-Manifattur għal distanzi ta' separazzjoni rrakkomandati bejn tagħmir portabbli u mobbli ta' komunikazzjoni b'RF u I-VALO			
<p>II-VALO huwa maħsub għall-użu f'ambjent elettromanjetiku fejn id-disturbi minn radjazzjoni ta' RF huma kkontrollati. L-utent tal-VALO jista' jgħin biex jevita l-interferenza elettromanjetika billi jżomm distanza minima bejn tagħmir portabbli u mobbli ta' komunikazzjoni b'RF (trażmetturi) u I-VALO kif irrakkomandat hawn taht, skont l-ogħla hrug ta' qawwa tat-tagħmir ta' komunikazzjoni.</p>			
Ir-rata massima ta' hrug ta' qawwa tat-trażmettatur (P f'Watts)	Id-distanza ta' separazzjoni skont il-frekwenza tat-trażmettatur (metri)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2.5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.12 metri	0.035 metri	0.07 metri
0.1	0.37 metri	0.11 metri	0.22 metri
1	1.7 metri	0.35 metri	0.7 metri
10	3.7 metri	1.11 metri	2.22 metri
100	11.7 metri	3.5 metri	7.0 metri
<p>II-VALO għe ttestjat skont I-IEC 60601-1-2:2014 u għadha taht qawwa ta' kampijiet irradjati ta' 10 V/m bejn 80-MHz u 2.5 GHz. Il-valur ta' 3Vrms jikkorrispondi għal V1 u l-valur ta' 10 V/m jikkorrispondi għal E1 fil-formulas ta' hawn fuq.</p> <p>Għal trażmetturi b'rata massima ta' hrug ta' qawwa mhux imniża hawn fuq, id-distanza d ta' separazzjoni rrakkomandata f'metri (m) tista' tiġi stmata bl-użu tal-ekwazzjoni applikabbli għall-frekwenza tat-trażmettatur, fejn P hija r-rata massima ta' hrug ta' qawwa f'watts (W) skont il-manifattur tat-trażmettatur.</p> <p>NOTA 1 F'80 Mhz u 800 Mhz, tapplika d-distanza ta' separazzjoni għall-firxa ta' frekwenzi ogħla.</p> <p>NOTA 2 Dawn il-linji gwida jistgħu ma japplikawx għal kull sitwazzjoni. Il-propagazzjoni elettromanjetika hija affettwata minn assorbiment u riflessjoni minn strutturi, oġġetti u nies.</p>			

LAMPA POLIMERYZACYJNA

1. Opis produktu


Dzięki szerokopasmowemu spektrum lampy VALO jest przeznaczona do polimeryzacji wszystkich produktów światłoutwardzalnych w zakresie długości fal 385–515 nm zgodnie z normą ISO 10650.

Lampa VALO jest wyposażona w międzynarodowy zasilacz klasy medycznej i nadaje się do stosowania z gniazdami zasilania od 100 do 240 woltów. Rękojeść zaprojektowano tak, aby pasowała do standardowych uchwytów foteli dentystycznych; można ją również montować na uchwycie dołączonym do zestawu.

Elementy produktu:

- 1 – Lampa polimeryzacyjna VALO z kablem o długości 7 stóp/2,1 metra
- 1 – 9-woltowy, medyczny, międzynarodowy zasilacz z kablem o długości 6 stóp/1,8 metra i wtyczkami uniwersalnymi
- 1 – Próbné opakowanie rekawu barierowego VALO
- 1 – Osłona świetlna VALO
- 1 – Uchwyt montażowy lampy polimeryzacyjnej z podwójną taśmą samoprzylepną

Przegląd elementów sterujących:



Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia i/lub użytkowania w celu niezgodnym z opisanym w niniejszej instrukcji.

W przypadku wszystkich opisanych produktów przed użyciem należy uważnie przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje i karty charakterystyki.

2. Wskazania do stosowania/przeznaczenie

Źródło światła do utwardzania fotoaktywowanych materiałów do wypełnień i klejów.

3. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Grupa ryzyka 2

PRZESTROGA: produkt emituje światło UV. W wyniku narażenia może dojść do podrażnienia oczu lub skóry. Należy użyć odpowiedniej osłony.

PRZESTROGA: produkt emituje prawdopodobnie niebezpieczne promieniowanie optyczne. Nie patrzeć na lampę w trakcie pracy. Produkt może mieć szkodliwy wpływ na oczy.

- NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio na źródło światła. W trakcie pracy lampy VALO pacjent, lekarz i asystenci powinni zawsze nosić pomarańczowe okulary ochronne zabezpieczające przed promieniowaniem UV.
- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem, nie wolno modyfikować tego sprzętu. Należy używać tylko dołączonego zasilacza VALO firmy Ultradent i adapterów wtykowych. Jeśli te elementy są uszkodzone, nie należy ich używać i należy zadzwonić do działu obsługi firmy Klienta Ultradent, aby zamówić części zamienne.
- Przenośne urządzenia komunikacji radiowej mogą obniżyć wydajność, jeśli są używane w odległości mniejszej niż 30 cm (12 cali).
- Używać wyłącznie autoryzowanych akcesoriów, kabli i zasilaczy, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu, zwiększonej emisji elektromagnetycznej lub zmniejszonej odporności elektromagnetycznej (patrz punkt: Emisje elektromagnetyczne).
- Aby zapobiec ryzyku podrażnienia lub urazu ciepłego, należy unikać cykli utwardzania „od tyłu do tyłu” i nie wystawiać sąsiednich tkanek miękkich w jamie ustnej na działanie urządzenia przez ponad 10 sekund w dowolnym trybie. Jeśli wymagane są dłuższe czasy utwardzania, należy użyć kilku krótszych cykli utwardzania lub użyć produktu podwójnie utwardzanego, aby uniknąć ogrzania tkanki miękkiej.
- Należy zachować ostrożność podczas wykonywania zabiegów u pacjentów cierpiących na niepożądane reakcje fotobiologiczne lub nadwrażliwość, pacjentów poddawanych chemioterapii lub pacjentów leczonych lekami fotouczulającymi.
- Urządzenie może być wrażliwe na silne pole magnetyczne lub statyczne pole elektryczne, co może zakłócić programowanie. W przypadku podejrzenia, że doszło do takiej sytuacji, urządzenie należy na chwilę odłączyć, a następnie podłączyć je ponownie do gniazdka.
- Lampy polimeryzacyjnej VALO NIE WOLNO przecierać za pomocą żrących lub ściernych środków czyszczących, sterylizować w autoklawie ani zanurzać w myjkach ultradźwiękowych, środków dezynfekujących, roztworach czyszczących lub płynach. Nieprzestrzeganie dołączonych instrukcji dotyczących przetwarzania może spowodować, że urządzenie przestanie działać.
- Aby zapobiec przeniesieniu zakażenia i przyleganiu kompozytu stomatologicznego do powierzchni soczewki i korpusu lampy, przy każdym użyciu należy nałożyć na lampę VALO rękaw ochronny.
- Aby zapobiec ryzyku przeniesienia zakażenia, rękawy ochronne są przeznaczone do użytku u jednego pacjenta. Aby zmniejszyć ryzyko korozji, rękaw ochronny należy zdjąć po użyciu. Aby zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego utwardzenia żywców, lampy polimeryzacyjnej nie wolno używać, jeśli soczewka jest uszkodzona.

4. Szczegółowe instrukcje

Przygotowanie

1. Podłączyć kabel zasilający 9 V do kabla prostnicy.
2. Podłąć kabel zasilający do dowolnego gniazdka elektrycznego (100–240 VAC). Po włączeniu zasilania lampa VALO wyemituje podwójny sygnał dźwiękowy, a kontrolki czasu zaświecą się, wskazując, że lampa jest gotowa do użycia.
3. Umieścić lampę polimeryzacyjną w standardowym uchwycie montażowym unitu stomatologicznego lub wsporniku montażowym akcesoriów, aż będzie gotowy do użycia.
4. Przed każdym użyciem umieścić nowy rekaw ochronny na lampie polimeryzacyjnej.

Zakładanie higienicznych rekawów ochronnych

Higieniczny rekaw ochronny jest dopasowany do lampy polimeryzacyjnej i utrzymuje jej powierzchnię w czystości. Rekaw ochronny pomaga zapobiegać przeniesieniu zakażenia, ograniczać przyłączenie kompozytu stomatologicznego do powierzchni soczewki i lampy polimeryzacyjnej oraz zapobiega przebarwieniom i korozji wywołanej przez roztwory czyszczące.

Uwaga:

- Zastosowanie higienicznego rekawa ochronnego zmniejsza moc światła o 5–10%. Ze względu na wysoką moc wyjściową lampy polimeryzacyjnej wykazano, że utwardzanie jest zasadniczo równoważne.
- Lampa polimeryzacyjna musi być czyszczona i odkażana odpowiednimi środkami czyszczącymi i/lub odkażającymi po każdym pacjencie. Patrz punkt Przetwarzanie.

Oslona lampy VALO:

- Oslona lampy VALO jest owalna i może być obracana w celu maksymalnego wykorzystania oraz używana z transparentnym rekawem barierowym.

Użytkowanie

1. Każdy tryb mocy służy do utwardzania materiałów stomatologicznych zawierających fotoinicjatory. Zalecane czasy utwardzania można znaleźć w skróconym przewodniku po trybach. UWAGA: Lampa polimeryzacyjna jest zaprogramowana tak, aby cyklicznie przełączała się z trybu Mocy standardowej przez tryb Mocy wysokiej do trybu Mocy bardzo wysokiej. Na przykład, aby zmienić tryb Mocy standardowej na tryb Mocy bardzo wysokiej, konieczne jest przejście do trybu Mocy wysokiej, a następnie do trybu Mocy bardzo wysokiej.
2. Lampa polimeryzacyjna zapamiętuje ostatnio używany czas i tryb, a domyślnie powraca do tych ustawień po każdej zmianie trybów lub po wycięciu baterii.

Obsługa

TRYB UTWARDZANIA: Tryb Mocy standardowej

ODSTĘP CZASOWY: 5, 10, 15, 20 sekund.

- Lampa polimeryzacyjna przechodzi domyślnie do tego trybu po PIERWSZYM włączeniu zasilania. Kontrolka trybu/stanu będzie zielona, a cztery zielone kontrolki czasu będą się świecić, wskazując tryb Mocy standardowej.
- Aby zmienić czas, należy szybko nacisnąć przycisk „czas/tryb”.
- Aby rozpocząć utwardzanie, należy nacisnąć przycisk zasilania. Aby przerwać utwardzanie przed upływem odstępu czasowego, należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania.

TRYB UTWARDZANIA: Tryb Mocy wysokiej

ODSTĘP CZASOWY: 1, 2, 3, 4 sekundy.

- W trybie Mocy standardowej należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zmiany czasu/trybu przez 2 sekundy, a następnie zwolnić go. Kontrolka trybu/stanu będzie świecić na pomarańczowo, a cztery zielone kontrolki czasu będą się świecić i migać, wskazując tryb Mocy wysokiej.
- Aby zmienić czas, należy szybko nacisnąć przycisk „czas/tryb”.
- Aby rozpocząć utwardzanie, należy nacisnąć przycisk zasilania. Aby przerwać utwardzanie przed upływem odstępu czasowego, należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania.
- Aby powrócić do trybu Mocy standardowej, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zmiany czasu/trybu przez 2 sekundy, a następnie zwolnić go, co spowoduje przełączenie do trybu Mocy bardzo wysokiej. Należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 2 sekundy, a następnie zwolnić go. Kontrolka trybu/stanu będzie zielona, a cztery zielone kontrolki czasu będą się świecić, wskazując tryb Mocy standardowej.

TRYB UTWARDZANIA: Tryb Mocy bardzo wysokiej

ODSTĘP CZASOWY: Tylko 3 sekundy (uwaga: tryb Mocy bardzo wysokiej ma 2-sekundowe opóźnienie bezpieczeństwa na końcu każdego cyklu utwardzania, aby ograniczyć ogrzewanie podczas kolejnego utwardzania. Po zakończeniu okresu opóźnienia sygnał dźwiękowy wskazuje, że urządzenie jest gotowe do dalszego użycia).

- W trybie Mocy standardowej należy nacisnąć przycisk zmiany czasu/trybu przez 2 sekundy, zwolnić go, a następnie nacisnąć go i przytrzymać ponownie przez 2 sekundy i wreszcie zwolnić go. Kontrolka trybu/stanu będzie świecić na pomarańczowo i migać, a trzy zielone kontrolki czasu będą się świecić i migać, wskazując tryb Mocy bardzo wysokiej.
- Aby rozpocząć utwardzanie, należy nacisnąć przycisk zasilania. Aby przerwać utwardzanie przed upływem odstępu czasowego, należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania.
- Aby powrócić do trybu Mocy standardowej, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zmiany czasu/trybu przez 2 sekundy, a następnie zwolnić go. Kontrolka trybu/stanu będzie zielona, a zielone kontrolki czasu będą się świecić, wskazując tryb Mocy standardowej.

Tryb uśpienia: Lampa polimeryzacyjna przejdzie do trybu UŚPIENIA po 1 godzinie braku aktywności, na co wskazuje powolne miganie kontrolki trybu/stanu. Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje „wybudzenie” lampy polimeryzacyjnej i automatycznie przywróci ją do ostatnio używanego ustawienia.

Sprzątanie

1. Po każdym pacjencie należy wyrzucić używane rekawy ochronne ze zwykłymi odpadami.
2. Patrz punkt Przetwarzanie.

Instrukcje dotyczące uchwytów montażowych

1. Uchwyt należy zamontować na płaskiej, niepokrytej olejem powierzchni.
2. Oczyścić powierzchnię, przecierając ją alkoholem.
3. Odkleić podkład z taśmy samoprzylepnej na uchwycie.
4. Ustawić uchwyt tak, aby lampa polimeryzacyjna unosiła się do góry po zdjęciu. Docisnąć mocno.

Skrócony przewodnik po trybach

Tryb	Mocy standardowej				Mocy wysokiej				Mocy bardzo wysokiej
Przycisk zasilania									
Diody LED trybu/czasu									
Przyciski czasu									
Opcje czasu	5 s	10 s	15 s	20 s	1 s	2 s	3 s	4 s	Tylko 3 s
Aby zmienić czas	Krótko naciśnij i zwolnij przycisk czasu, aby przełączyć opcje czasu.								
Aby zmienić tryb	Naciśnij i przytrzymaj przycisk czasu przez 2 sekundy, a następnie zwolnij go. Lampa VALO przejdzie do następnego trybu.								
Legenda	Świejące na stałe diody LED				Migające diody LED				

Skrócony przewodnik dotyczący utwardzania:

Zalecane czasy utwardzania dla optymalnych wyników za pomocą lampy VALO			
Tryb	Tryb Moc standardowej	Tryb Moc wysokiej	Tryb Moc bardzo wysokiej
Na warstwę	Jedno 10-sekundowe utwardzanie	Dwa 4-sekundowe utwardzania	Jedno 3-sekundowe utwardzanie
Ostateczne utwardzanie	Dwa 10-sekundowe utwardzania	Trzy 4-sekundowe utwardzania	Dwa 3-sekundowe utwardzania
Uwaga: Ustawienia i czasy narażenia mogą wymagać dostosowania ze względu na reaktywność kompozytu, odcień, odległość od soczewki do kompozytu i głębokość warstwy kompozytu. Stomatolog musi znać wymagania dla używanego materiału w celu określenia odpowiedniego czasu i ustawień.			

Skrócony przewodnik dotyczący ostrzeżeń:

Ostrzeżenia	
Zadzwoń do działu obsługi klienta w celu naprawy	Zadzwoń do działu obsługi klienta w celu naprawy
<ul style="list-style-type: none"> • Brak dźwięku • Miganie, 2 sekundy • Umożliwia działanie 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągłe 3 sygnały dźwiękowe • Uniemożliwia działanie

5. Konserwacja

Naprawa

Czynności naprawcze wykonywane przez użytkownika

1. Należy regularnie sprawdzać soczewkę pod kątem obecności utwardzonych żywic stomatologicznych. W razie potrzeby należy użyć innego niż diamentowy instrumentu stomatologicznego, aby ostrożnie usunąć przyklejone pozostałości żywic.
2. Światłomierze różnią się znacznie i są przeznaczane do konkretnych końcówek światłowodów i soczewek. Firma Ultradent zaleca rutynowe sprawdzanie mocy w trybie Mocy standardowej. UWAGA: rzeczywista liczbowa wartość mocy będzie przekłamana z powodu niedokładności typowych światłomierzy i niestandardowego pakietu diod LED w lampie polimerizacyjnej.

Czynności naprawcze wykonywane przez producenta

1. Naprawy mogą wykonywać tylko autoryzowani serwisanci. Firma Ultradent dostarczy serwisantom dokumentację niezbędną do przeprowadzenia napraw.

Gwarancja

Niniejszym firma Ultradent gwarantuje, że ten instrument będzie, przez okres 5 lat*, zgodny we wszystkich istotnych aspektach ze specyfikacją, a zatem zgodny z dokumentacją firmy Ultradent dostarczoną do produktu oraz będzie wolny od wszelkich wad materiałowych lub wykonawstwa. Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie oryginalnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu. Wszelkie wadliwe produkty należy zwrócić do firmy Ultradent. System VALO nie zawiera podzespołów wymagających czymności serwisowych ze strony użytkownika. Manipulowanie przy lampie VALO spowoduje unieważnienie gwarancji.

Gwarancja na lampę VALO nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez Klienta. Na przykład: niewłaściwego wykorzystania lub upuszczenia lampy VALO oraz przeknięcia soczewki. Klient będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów wszelkich niezbędnych napraw.

*Za okazaniem dowodu sprzedaży wskazującego datę sprzedaży stomatologicznej.

6. Czyszczenie i konserwacja

Po każdym użyciu należy zwilżyć gazę lub miękką ściereczkę w zatwierdzonym środku odkażającym do powierzchni i przetrzeć powierzchnię oraz soczewkę.

DOPUSZCZALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE:

- Aeroszol odkażający Lysol Brand III (zalecany)
- Alkohol izopropylowy
- Środki czyszczące na bazie alkoholu etylowego
- Koncentrat Lysol®* (tylko na bazie alkoholu)

NIEDOPUSZCZALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE — NIE UŻYWAĆ:

- Wszelkiego rodzaju detergenty zawierające mocne zasady, w tym mydła do rąk i płyny do naczyń
- Środki czyszczące na bazie wybielacza (np. Clorox™, Sterilox™*)
- Środki czyszczące na bazie nadtlenu wodoru
- Ścierne środki czyszczące (np. Comet Cleanser™**)
- Środki czyszczące na bazie acetonu lub węglowodorów
- MEK (metyloetyloketon)
- Birex®*
- Aldehyd glutarowy
- Środki czyszczące na bazie czwartorzędowych soli chlorku amonu
- Roztwór lub ściereczki Cavicide1™**
- Produkty Cavicide™* (niezawierające wybielaczy)**

* Znak towarowy firmy innej niż Ultradent

** Jeśli jest używany, może doprowadzić do wyblaknięcia kolorów

Czyszczenie osłony lampy:

- Osłonę lampy VALO należy odkażać na zimno za pomocą dowolnego środka do odkażania powierzchni. NIE sterylizować w autoklawie.

7. Przechowywanie i usuwanie




Przechowywanie i transport lampy polimerizacyjnej:

- Temperatura: +10°C do +40°C (+50°F do +104°F)
- Wilgotność względna: od 10% do 95%
- Ciśnienie otoczenia: 500 hPa do 1060 hPa

Podczas utylizacji odpadów elektronicznych (tj. urządzeń, ładowarek, baterii i zasilaczy) należy przestrzegać lokalnych wytycznych dotyczących odpadów i recyklingu.


8. Kwestie techniczne

Akcesoria

Pozycja	Informacje o CE		
Rękawy ochronne VALO	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Niemcy	Producent: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neenah, WI 54956 Wyprodukowano w USA	Dystrybutor: Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 USA
Ostona świetlna VALO			

Informacje/dane techniczne

Efektywne pasma długości fali utwardzania kompozytu:



Cecha	Informacja/specyfikacja					
Soczewka	Średnica 9,75 mm					
Zakres długości fali	<ul style="list-style-type: none"> • Zakres użytecznych długości fali: 385–515 nm • Maks. długości fali: 395–415 nm i 440–480 nm 					
Tabela natężenia światła	Tabela porównawcza znamionowej egzytancji promienistej				<p>Egzytancja promienista będzie różnić się w zależności od wydajności instrumentu, metody pomiaru oraz lokalizacji lampy.</p> <p>† Radiometri Demetron i analizatory widma MARC powinny być stosowane wyłącznie jako odniesienie w związku z posiadaniem mniejszych apertur niż lampy polimerizacyjne VALO.</p> <p>* Radiometri Demetron powinny być stosowane wyłącznie jako odniesienie w związku z ograniczeniami dotyczącymi widma i odpowiedzi spektralnej.</p> <p>‡ Egzytancja promienista jest zgodna z normą ISO 10650 w przypadku pomiaru za pomocą analizatora widma Gigahertz.</p>	
	Przyrząd pomiarowy	†* Radiometr Demetron L.E.D.	† Analizator widma MARC	‡ Analizator widma Gigahertz		
				Egzytan-cja		Moc całkowi-ta
	Apertura aparatu	7 mm	3.9 mm	15 mm		15 mm
	Mocy Standardowej (±10%)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²		670 mW
	Mocy wysokiej Plus (±10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²		970 mW
Mocy bardzo wysokiej (±10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²	1570 mW		
Lampa polimeryza-cyjna VALO	Parametry znamionowe: IEC 60601-1 (bezpieczeństwo), IEC 60601-1-2 (EMC)		Ciężar: 8 uncji/226 gramów (z kablem) Długość: 9,26 cala/23,5 cm Szerokość: 0,79 cala/2 cm Długość kabla: 7 stóp/2,1 m			
Zasilacz	Moc wyjściowa — prąd stały 9 V przy natężeniu 2 A Moc wyjściowa — prąd zmienny od 100 V do 240 V Zasilacz VALO firmy UltraDent z uniwersalnymi wtykami nr kat. 5930		Parametry znamionowe: IEC 60601-1 (bezpieczeństwo) Długość kabla — 6 stóp/1,8 m Zasilacz VALO zapewnia izolację od zasilania sieciowego			
Warunki pracy	Temperatura: +10°C do +32°C (+50°F do +90°F) Wilgotność względna: od 10% do 95% Ciśnienie otoczenia: 700 hPa do 1060 hPa					
Cykl pracy:	Lampa polimerizacyjna jest przeznaczona do krótkotrwałej pracy. W maksymalnej temperaturze otoczenia (32°C) napięciem: 1 minuta pracy cyklicznej, 30 minut wyłączenia (okres chłodzenia).					


Rozwiązywanie problemów

Jeśli sugerowane rozwiązania nie pozwolą usunąć problemu, należy zadzwonić do firmy UltraDent pod numer 800.552.5512. Poza terytorium USA należy zadzwonić do dystrybutora firmy UltraDent lub diler materialów stomatologicznych.	
Problem	Możliwe rozwiązania
Lampa nie włącza się	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wciśnij przycisk zmiany czasu/trybu lub przycisk zasilania, aby „wybudzić” urządzenie z trybu oszczędzania energii. 2. Sprawdź, czy obydwie kable są dobrze połączone i podłączone do gniazdka elektrycznego. 3. Sprawdź moc w gniazdku.
Lampa nie pozostaje włączona przez żądany czas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy kontrolki trybu i czasu pokazują właściwą wprowadzoną wartość czasu. 2. Sprawdź, czy wszystkie połączenia kablowe są dociśnięte. 3. Odłącz i ponownie podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego.
Lampa nieprawidłowo utwardza żywicę	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy na soczewce nie ma pozostałości utwardzonych żywic/kompozytów. 2. Używając pomarańczowych okularów chroniących przed promieniowaniem UV, sprawdź działanie diod LED. 3. Sprawdź poziom mocy radiometrem. W przypadku użycia radiometru firma UltraDent zaleca sprawdzenie lampy VALO w trybie Mocy standardowej. UWAGA: rzeczywista liczbowa wartość mocy będzie przekłamana z powodu niedokładności typowych radiometrów i niestandardowego pakietu diod LED w lampie VALO. Radiometry różnią się znacznie i są przeznaczone do konkretnych końcówek światłowodów i soczewek. 4. Sprawdź datę ważności żywicy utwardzającej. 5. Upewnij się, że przestrzegana jest odpowiednia technika (klej/kompozyt) według zaleceń producenta.
Nie można zmienić trybu ani odstępów czasowych	Przytrzymaj przyciski zmiany czasu/trybu i zasilania jednocześnie do momentu, kiedy seria sygnałów dźwiękowych wskaże, że lampa polimerizacyjna jest odblokowana.

9. Inne informacje

Wytyczne i deklaracja producenta w sprawie emisji elektromagnetycznych		
Lampa VALO jest przeznaczona do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik powinien upewnić się, że jest ona używana w takim środowisku. OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie autoryzowanych akcesoriów, kabli i zasilaczy, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu, zwiększonej emisji elektromagnetycznej lub zmniejszonej odporności elektromagnetycznej.		
Test emisji	Zgodność	Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne
Emisje RF CISPR 11	Grupa 1	Lampa VALO wykorzystuje medyczny zasilacz 9VDC firmy Globtek, wykorzystuje zabezpieczenie przed spadkami napięcia i zapewnia ograniczenie tłumienia EMI, RF i przepięć.
Emisje RF CISPR 11	Klasa B	
Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2	Klasa A	Lampa VALO wykorzystuje energię elektryczną i elektromagnetyczną tylko na potrzeby funkcji wewnętrznych. Dlatego emisje RF są bardzo niskie i prawdopodobnie nie spowodują zakłóceń w działaniu sprzętu elektronicznego znajdującego się w pobliżu.
Wahania napięcia/emisje migotania IEC 61000-3-3	ZGODNY	Lampa VALO może być używana we wszystkich obiektach, w tym mieszkalnych i podłączonych do publicznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilającej budynki mieszkalne.

Wytyczne i deklaracja producenta w sprawie odporności elektromagnetycznej			
Lampa VALO jest przeznaczona do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik powinien upewnić się, że jest ona używana w takim środowisku.			
Test ODPORNOŚCI	Poziom testu IEC 60601	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne
Wylądowanie elektrostatyczne (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV, styk ±15 kV, powietrze	±8 kV, styk ±15 kV, powietrze	Środowisko fizyczne powinno być ograniczone do następujących elementów: 1. Kod IP: IP202. Nie zamurzać w płynach. 3. Nie stosować w pobliżu łatwopalnych gazów. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w obecności środków zmiełających. 4. Zakres wilgotności podczas przechowywania: 10–95% 5. Zakres temperatur podczas przechowywania: 10–40°C
Szybkoszmiennie zakłócenia impulsowe IEC 61000-4-4	±2 kV dla linii zasilania elektrycznego ±1 kV dla linii wejścia/wyjścia	±2 kV dla linii zasilania elektrycznego Uwaga 1: Lampa VALO nie ma portów wej./wyj.	
Przepięcia IEC 61000-4-5	±1 kV linia do linii ±2 kV linia do ziemi	±1 kV linia do linii ±2 kV linia do ziemi	Jakość napięcia zasilającego powinna odpowiadać typowym warunkom mieszkaniowym, komercyjnym, szpitalnym lub wojskowym.
Spadki, krótkie zaniki i wahania napięcia na kablach zasilających IEC 61000-4-11	<5% U (>95% spadek U przez 0,5 cykli) 40% U (60% spadek U przez 5 cykli) 70% U (30% spadek U przez 25 cykli) <5% U (>95% spadek U przez 5 s)	<5% U (>95% spadek U przez 0,5 cykli) 40% U (60% spadek U przez 5 cykli) 70% U (30% spadek U przez 25 cykli) <5% U (>95% spadek U przez 5 s) Uwaga 2: urządzenie automatycznie przywraca ustawienia	Jakość napięcia zasilającego powinna odpowiadać typowym warunkom mieszkaniowym, komercyjnym, szpitalnym lub wojskowym. Medyczny zasilacz 9VDC firmy Globtek, który jest dostarczany z lampą VALO, działa przy zasilaniu z sieci od 100 VAC do 240 VAC i w ograniczonym stopniu zabezpiecza przed spadkami napięcia, EMI i przepięciami. Jeśli użytkownik lampy VALO wymaga ciągłej pracy niezależnie od przerw w zasilaniu sieciowym lub w przypadku występowania ciągłych spadków napięcia, awarii zasilania lub nadmiernego szumu, zaleca się zasilanie lampy VALO za pomocą zasilacza bezprzewodowego lub zakupienie bezprzewodowej lampy VALO Cordless.
Pole magnetyczne o częstotliwości sieci energetycznej (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Pola magnetyczne o częstotliwości sieci powinny być na poziomach charakterystycznych dla typowej lokalizacji w typowym środowisku mieszkalnym, opieki domowej, komercyjnym, szpitalnym lub wojskowym.
<p>UWAGA: U to napięcie sieci AC przed zastosowaniem poziomu testowego</p> <p>Uwaga 1: Lampa VALO nie jest wyposażona w porty ani dostępne linie wej./wyj.</p> <p>Uwaga 2: W przypadku spadku napięcia sieci o 95% lampa VALO nie będzie działała. Nie posiada ona wbudowanego mechanizmu magazynowania energii. Lampa VALO wyłączy się. Po przywróceniu poziomów mocy lampa VALO uruchomi się ponownie i powróci do stanu, w którym znajdowała się przed utratą zasilania. Lampa VALO automatycznie przywróci ustawienia.</p>			

Wtyczne i deklaracja producenta w sprawie odporności elektromagnetycznej systemów nieprzeznaczonych do podtrzymywania życia			
Lampa VALO jest przeznaczona do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik powinien upewnić się, że jest ona używana w takim środowisku.			
Test ODPORNOŚCI	Poziom testu IEC 60601	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne — wtyczne
Przewodzone zakłócenia RF	3 Vrms	3 Vrms	Radiostacje przenośne nie powinny być używane w pobliżu lampy VALO oraz jej kabli w odległościach mniejszych niż zalecana odległość ochronna, wyliczona według równania dla częstotliwości roboczej nadajników. Zalecana odległość
IEC 61000-4-6	150 kHz do 80 MHz	150 kHz do 80 MHz	
Promieniowane zakłócenia RF	3 V/m	3 V/m	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz do } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz do } 2,5 \text{ GHz}$ <p>P to maksymalna moc wyjściowa nadajnika w watach (W) podana przez producenta, a d to zalecana odległość w metrach (m).</p> <p>Natężenie pola stacjonarnych nadajników radiowych, ustalone na podstawie pomiarów elektromagnetycznych w terenie powinno być mniejsze niż poziom zgodności w każdym zakresie częstotliwości.</p> <p>W pobliżu urządzeń oznaczonych poniższym symbolem mogą wystąpić zakłócenia: </p>
IEC 61000-4-3	80 MHz do 2,5 GHz	80 MHz do 2,5 GHz	
<p>UWAGA1: przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości.</p> <p>UWAGA 2: podane wskazania mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Propagacja fal elektromagnetycznych jest zależna od ich absorpcji i odbić od konstrukcji, obiektów oraz ludzi.</p> <p>a Dokładnej mocy pola stałych nadajników, takich jak stacje bazowe telefonów radiowych (komórkowych/bezprzewodowych) i przenośnych naziemnych urządzeń radiowych, radiu amatorskiego, odbiorniki radiowe AM/FM i odbiorniki TV, nie można przewidzieć teoretycznie. Aby oszacować warunki elektromagnetyczne wynikające z działania nadajników radiowych, należy przeprowadzić badanie na miejscu. Jeśli natężenie pola zmierzone w miejscu użytkowania lampy VALO przekracza powyższe poziomy zgodności, należy obserwować lampę VALO pod względem prawidłowego działania. Jeśli zaobserwuje się nietypowe objawy, konieczne mogą być dodatkowe działania, takie jak zmiana ustawienia lub orientacji lampy VALO.</p> <p>b W przypadku zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz moc pola powinna być mniejsza niż 3 V/m.</p>			

Wytczne i deklaracja producenta dotycząca zalecanych odległości między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi RF a lampą VALO

Lampa VALO jest przeznaczona do użytkowania w środowisku o kontrolowanych wypromieniowanych zakłóceniach o częstotliwości radiowej. Użytkownik lampy VALO może ograniczyć zakłócenia elektromagnetyczne przez utrzymanie zalecanej poniżej minimalnej odległości między przenośnymi i mobilnymi radiowymi urządzeniami komunikacyjnymi (nadajnikami) a lampą VALO, w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej urządzenia komunikacyjnego.

Maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika (P w watach)	Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika (m)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0.12 m	0.035 m	0.07 m
0,1	0.37 m	0.11 m	0.22 m
1	1.7 m	0.35 m	0.7 m
10	3.7 m	1.11 m	2.22 m
100	11.7 m	3.5 m	7.0 m

Lampa VALO została przetestowana zgodnie z normą IEC 60601-1-2: 2014 i przeszła próbę przy natężeniu pola promieniowania 10 V/m w zakresie od 80 MHz do 2,5 GHz. Wartość 3 Vrms odpowiada V1, a wartość 10 V/m odpowiada E1 we wzorach powyżej.

W przypadku nadajników wykorzystujących maksymalną znamionową moc wyjściową niewyszczególnionych powyżej, zalecana odległość oddzielająca d podawana w metrach (m) może zostać oszacowana z użyciem równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P oznacza maksymalną znamionową moc wyjściową nadajnika określaną w watach (W), przy uwzględnieniu danych producenta nadajnika.

UWAGA 1: przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.

UWAGA 2: podane wskazania mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Propagacja fal elektromagnetycznych jest zależna od ich absorpcji i odbić od konstrukcji, obiektów oraz ludzi.


1. Descrierea produsului

Cu spectrul său larg, VALO este destinat să polimerizeze toate produsele cu polimerizare la lumină în domeniul lungimilor de undă 385-515 nm conform ISO 10650. VALO are o sursă internațională de alimentare electrică de calitate medicală, și este adecvată pentru prize cu tensiune de la 100 la 240 volți. Pistolul este destinat să se sprijine într-un suport de unitate stomatologică standard sau se poate monta individualizat folosind suportul inclus în kit.

Componentele produsului:

- 1 – lampă de polimerizare VALO cu cablu de 7 picioare / 2,1 metri
- 1 – sursă internațională de alimentare electrică de calitate medicală de 9 volți cu cablu de 6 picioare / 1,8 metri și ștecher universale
- 1 – pachet mostre Manson de protecție VALO
- 1 – Ecran lampă VALO
- 1 – Suport cu montare pe suprafață pentru lampa de polimerizare, bandă adezivă dublă

Prezentare generală a comenzilor:



Producătorul nu acceptă nicio responsabilitate pentru nicio deteriorare rezultată din utilizarea necorespunzătoare a acestei unități și/sau pentru orice alt scop în afară de cele acoperite de aceste instrucțiuni.

Pentru toate produsele descrise, citiți cu atenție și înțelegeți toate instrucțiunile și informațiile din fișele cu date de securitate, înainte de utilizare.

2. Indicații de utilizare / Scop intenționat

Sursa de iluminare pentru polimerizarea materialelor de restaurare și adezivilor dentari cu fotoactivare.

3. Avertizări și precauții

Grupa de risc 2

AVERTIZARE Acest produs emite radiații UV. În urma expunerii pot rezulta iritații ale ochilor sau pielii. Folosiți ecranare adecvată.

AVERTIZARE Acest produs emite radiație optică potențial periculoasă. Nu priviți spre lampa aflată în funcțiune. Poate fi dăunător pentru ochi.

- NU priviți direct în sursa de lumină. Pacienții, dinicienii și asistenții trebuie să poarte întotdeauna protecție UV de culoare galbenă pentru ochi la utilizarea VALO.
- Pentru a preveni riscul de electrocutare, nu este permisă modificarea acestui echipament. Folosiți doar sursa de alimentare și adaptoarele de ștecher Ultradent VALO. În cazul în care aceste componente sunt deteriorate, nu le folosiți și apălați la serviciul e clienți Ultradent pentru a comanda înlocuitori.
- Echipamentele portabile de comunicații cu RF își pot reduce performanța în cazul în care sunt folosite la distanță mai mică decât 30 cm (12 in").
- Folosiți doar accesorii, cabluri și surse de alimentare autorizate pentru a preveni funcționarea necorespunzătoare, emisiile electromagnetice crescute sau protecția electromagnetică redusă (a se vedea secțiunea Emisii electromagnetice).
- Pentru a preveni riscul de iritație termică sau accidentare, evitați ciclurile de polimerizare consecutive și nu expuneți tesuturile bucale moi la apropiere timp de peste 10 secunde în orice mod. Dacă sunt necesari timpi de polimerizare mai mari, folosiți cicluri multiple mai scurte sau folosiți un produs cu polimerizare duală pentru a evita încălzirea tesutului moale.
- Fiți precauți la tratarea pacienților care suferă de reacții fotobiologice adverse sau sensibilități, a pacienților care urmează tratament de chimioterapie sau a pacienților tratați cu medicamente fotosensibilizante.
- Această unitate poate fi sensibilă unor câmpuri magnetice sau electrostatice puternice, care i-ar putea perturba programarea. Dacă suspectați că s-a produs acest lucru, scoateți unitatea din priză și apoi introduceți din nou ștecherul în priză.
- NU ștergeți lampa de polimerizare VALO cu agenți de curățare caustici sau abrazivi, nu autoclavați sau culundați în niciun fel de baie cu ultrasunete, dezinfecțanți, soluție de curățare sau lichid. Nerespectarea instrucțiunilor de procesare atașate poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Pentru a preveni contaminarea încrucișată și lipirea materialului compozit dentar de suprafața lentilei și a baghetei, trebuie folosit un manșon de protecție peste VALO la fiecare utilizare.
- Pentru a preveni riscul de contaminare încrucișată, manșoanele de protecție sunt de unică folosință pentru fiecare pacient.
- Pentru a reduce riscul de coroziune, îndepărtați manșonul de protecție după utilizare.
- Pentru a reduce risc de polimerizare incompletă a rășinii, nu folosiți lampa de polimerizare dacă lentila este deteriorată.

4. Instrucțiuni pas cu pas

Pregătire

1. Conectați cablul electric de 9 volți la cablul lămpii.
2. Introduceți cablul electric în priză (100-240 V c.a.). Lampa VALO va emite două beep-uri la pornire și luminile de temporizare se aprind, indicând că lampa de gata de utilizare.
3. Puneți lampa într-un suport stomatologic standard sau în suportul de montare accesoriu până când este gata de utilizare.
4. Înainte de fiecare utilizare, puneți un nou manșon de protecție peste lampa de polimerizare.

Instalarea manșonelor igienice de protecție:

Manșonul de protecție este adaptat special la lampa de polimerizare și menține curată suprafața acesteia. Manșonul de protecție ajută la prevenirea contaminării încrucișate, previne lipirea materialului compozit dentar la suprafața lentilei și a lămpii de polimerizare și previne modificarea culorii și coroziunea cauzate de soluțiile de curățare.

Observație:

- Utilizarea manșonului de protecție va reduce puterea lămpii cu 5-10%. Datorită puterii mari a lămpii de polimerizare, s-a constatat că polimerizarea este în esență echivalentă.
- Lampa de polimerizare trebuie curățată și dezinfectată cu agenți de curățare și/sau dezinfectare adecvați, după fiecare pacient. A se vedea secțiunea Procesare.

Ecran de protecție împotriva luminii VALO:

- Ecranul de protecție VALO are formă ovală, poate fi rotit pentru utilizare maximă și poate fi utilizat cu o husă de protecție transparentă.

Utilizare

1. Fiecare mod de putere este folosit pentru polimerizarea materialelor dentare cu fotoinițiatori. A se vedea Ghidul rapid de moduri pentru timpii de polimerizare recomandați.
- OBSERVAȚIE: Lampa de polimerizare este programată să parcurgă pe rând ciclul de la Putere standard la Putere ridicată și apoi la Putere Extra. De exemplu, pentru a trece de la modul Putere Standard la Putere Extra, este necesar să treceți la modul Putere Înaltă și apoi la modul Putere Extra.
2. Lampa de polimerizare memorează cel mai recent interval de temporizare și mod și revine implicit la acesta de câte ori se schimbă modulul sau se înlocuiesc bateriile.

Operare

MOD DE POLIMERIZARE: Mod Putere Standard

INTERVALE DE TEMPORIZARE: 5, 10, 15, 20 secunde.

- Lampa de polimerizare trece implicit în acest mod la pornirea ÎNȚĂLĂ. Ledul Mod/Stare va fi aprins în culoarea verde și cele patru leduri verzi de temporizare vor fi aprinse, indicând modul Putere Standard.
- Pentru modificarea intervalelor de temporizare, apăsați rapid butonul Timp/Mod.
- Apăsați butonul Alimentare pentru polimerizare. Pentru a opri polimerizarea înainte de finalizarea unui interval de temporizare, apăsați iar butonul Alimentare.

MOD DE POLIMERIZARE: Mod Putere Înaltă

INTERVALE DE TEMPORIZARE: 1, 2, 3, 4 secunde.

- Din modul Putere Standard, apăsați și țineți apăsat butonul Timp/Schimbare mod timp de 2 secunde, apoi eliberați-l. Ledul Mod/Stare va fi aprins în culoarea portocaliu și cele patru leduri verzi de temporizare vor fi aprinse și vor clipi, indicând modul Putere Înaltă.
- Pentru modificarea intervalelor de temporizare, apăsați rapid butonul Timp/Mod.
- Apăsați butonul Alimentare pentru polimerizare. Pentru a opri polimerizarea înainte de finalizarea unui interval de temporizare, apăsați iar butonul Alimentare.
- Pentru a reveni la modul Putere Standard, apăsați și țineți apăsat butonul Timp/Schimbare mod timp de 2 secunde, apoi eliberați-l, astfel se va trece la modul Putere Extra. Apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde, apoi eliberați. Ledul Mod/Stare va fi aprins în culoarea verde și cele patru leduri verzi de temporizare vor fi aprinse, indicând modul Putere Standard.

MOD DE POLIMERIZARE: Mod Putere Extra

INTERVAL DE TEMPORIZARE: Doar 3 secunde (Observație: Modul Putere Extra are o întârziere de siguranță de 2 secunde la capătul fiecărui ciclu de polimerizare pentru a limita încălzirea în cursul polimerizării consecutive. La finalul întârzierii, semnalul sonor de tip beep indică faptul că unitatea este gata pentru continuarea utilizării).

- Din modul Putere Standard, apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde butonul Timp/Schimbare mod, apoi eliberați, pe urmă apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde din nou, apoi eliberați. Ledul Mod/Stare va fi aprins și va clipi în culoarea portocaliu și cele patru leduri verzi de temporizare vor fi aprinse și vor clipi, indicând modul Putere Extra.
- Apăsați butonul Alimentare pentru polimerizare. Pentru a opri polimerizarea înainte de finalizarea unui interval de temporizare, apăsați iar butonul Alimentare.
- Din modul Putere Standard, apăsați și țineți apăsat butonul Timp/Schimbare mod timp de 2 secunde, apoi eliberați-l. Ledul Mod/Stare va fi aprins în culoarea verde și ledurile verzi de temporizare vor fi aprinse, indicând modul Putere Standard.

Modul Inactiv: Lampa de polimerizare intră în modul INACTIV după 1 oră de inactivitate, fapt indicat de o clipire lentă a ledului mod/stare. Prin apăsarea oricărui buton, lampa de polimerizare se va activa și va reveni automat la ultima setare folosită.

Curățare

1. Eliminați manșonul de protecție la deșeurile standard, după fiecare pacient.
2. A se vedea secțiunea Procesare.

Instrucțiuni pentru montarea suportului

1. Suportul trebuie montat pe o suprafață plană, fără ulei.
2. Curățați suprafața cu alcool.
3. Îndepărtați folia de pe banda adezivă a suportului.
4. Plasați suportul astfel încât lampa de polimerizare să se ridice în sus la scoatere. Apăsați ferm pe poziție.

Ghid rapid privind modulile

Mod	Putere standard				Putere ridicată				Putere extra
Buton Alimentare									
LED-uri Mod/Temporizare									
Butoane Timp									
Opțiuni timp	5s	10s	15s	20s	1s	2s	3s	4s	Doar 3 s
Pentru modificarea timpului	Apăsăți și eliberați rapid Butonul Timp pentru a parcurge rapid opțiunile de timp.								
Pentru modificarea Modulilor	Apăsăți și țineți apăsat timp de 2 secunde butonul Timp, apoi eliberați. VALO va trece la Modul următor.								
Legendă	LED-uri aprinse continuu				LED-uri aprinse intermitent				

Ghid rapid privind polimerizarea:

Timpi de polimerizare recomandați pentru rezultate optime cu VALO			
Mod	Mod Standard	Mod Putere Înaltă	Mod Putere Extra
Per strat	O polimerizare de 10 secunde	Două polimerizări de 4 secunde	O polimerizare de 3 secunde
Polimerizare finală	Două polimerizări de 10 secunde	Trei polimerizări de 4 secunde	Două polimerizări de 3 secunde
<p>Observație: Setările pentru expunere și timpii pot trebui ajustate din cauza reactivității compozitului, nuanței, distanței între lentila lămpii și compozit și adâncimii stratului de compozit. Este responsabilitatea specialistului stomatolog să cunoască cerințele materialului folosit pentru a determina timpul și setările adecvate.</p>			

Ghid rapid privind avertizările:

Avertizări	
<p>Apelați Serviciu client pentru reparație</p>	<p>Apelați Serviciu client pentru reparație</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lipsă sunet • Lumină intermitentă, 2 secunde • Permite funcționarea 	<ul style="list-style-type: none"> • Continuă 3 beep-uri • Interzice operațiunile

5. Întreținere

Reparare

Reparații efectuate de utilizator.

1. Verificați regulat lentilele să nu aibă rășină dentară întărită. Dacă este necesar, folosiți un instrument dentar nediamantat pentru a curăța cu atenție orice rășină lipită.
2. Fometrele diferă mult și sunt proiectate pentru anumite tipuri de ghiduri luminoase și lentile. Ultradent recomandă verificarea regulată luminozității în modul Putere Standard. **OBSERVAȚIE:** valoarea numerică privind puterea reală va fi distorsionată din cauza lipsei de precizie a fometrelor obișnuite și a setului de leduri de la lampa de polimerizare.

Reparații efectuate de producător

1. Repairs are only to be performed by authorized service personnel. Ultradent to provide service personnel with documentation to perform repairs.

Warranty

Ultradent garantează prin prezenta că acest instrument se va conforma pe o perioadă de 5 ani* în toate privințele esențiale cu specificațiile din documentația Ultradent care însoțește produsul și că nu prezintă defecte de material și/sau fabricație. Această garanție se aplică exclusiv cumpărătorului original și nu este transferabilă. Toate produsele defecte trebuie returnate la Ultradent. Nu există componente de service destinate utilizatorului sistemului VALO. Intervenția asupra VALO anulează această garanție.

Garanția VALO nu acoperă daunele suferite din cauza clientului. De exemplu, în cazul în care un dispozitiv VALO este folosit necorespunzător sau scăpat jos și se sparge lentila, clientului îi revine responsabilitatea de a achita orice reparații necesare.

Bonul fiscal indică data vânzării către stomatolog.

6. Procesare

După fiecare utilizare, umeziți un tifon sau o lavetă moale cu un dezinfectant de suprafață aprobat și ștergeți suprafața și lentilele.

AGENTI DE CURĂȚARE ACCEPTAȚI:

- Lysol Brand III Spray dezinfectant (recomandat)
- Alcool izopropilic
- Agenți de curățare pe bază de alcool etilic
- Concentrat Lysol®* (doar pe bază de alcool)

AGENTI DE CURĂȚARE NEACCEPTAȚI - NU FOLOSIȚI:

- Detergent puternic alcalin de orice tip, inclusiv săpunuri de mână și detergenți pentru vase
- Agenți de curățare pe bază de clor (de exemplu Clorox™, Sterilox™*)
- Agenți de curățare pe bază de peroxid de hidrogen
- Agenți de curățare abrazivi (de exemplu Comet Cleanse™*)
- Agenți de curățare pe bază de acetonă sau hidrocarburi
- MEK (Metil-etil cetonă)
- Birex®*
- Gluteraldehidă
- Agenți de curățare pe bază de derivați de amoniu cuaternare
- Soluție sau servete cu Cavicide™*
- Produse Cavicide™* (fără clor)**

* Marcă comercială a altei societăți în afară de Ultradent

** În cazul utilizării, se poate modifica culoarea

Curățarea ecranului de protecție împotriva luminii:

- Dezinfectați la rece ecranul de protecție împotriva luminii VALO folosind orice dezinfectant de suprafață. NU autoclavați.

7. Depozitare și eliminare




Depozitare și transport pentru lampa de polimerizare:

- Temperatură: +10°C la +40°C (+50°F la +104°F)
- Umiditate relativă: 10% la 95%
- Presiune ambiantă: 500 hPa la 1060 hPa

La eliminarea deșeurilor electronice, (adică dispozitive, încărcătoare, baterii și surse de alimentare), respectați regulamentele locale privind deșeurile și reciclarea.


8. Technical Considerations

Accesorii

Reper	Informații CE		
Manșoane de protecție VALO	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Germania	Produs de: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neeah, WI 54956 Produs în USA	Distribuit de: Ultradent Products Inc. 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 USA
Ecran lampă VALO			

Informații / date tehnice

Bande de lungimi de undă pentru polimerizarea eficientă a compozitului:



Atribut	Informații/ Specificație					
Lentilă	Diametru 9,75 mm					
Domeniu lungime de undă	<ul style="list-style-type: none"> • Domeniu lungime de undă utilizabil: 385 – 515 nm • Lungimi de undă de vârf: 395 – 415 nm și 440 – 480 nm 					
Tabel intensitate luminoasă	Diagramă comparativă a stimulilor nominali radianți				<p>Stimuli radianți vor varia în funcție de capacitatea instrumentului, metoda de măsurare și plasarea luminii.</p> <p>† Trebuie folosite ca referință doar radiometre Demetron și analizoare de spectru MARC deoarece au aperturi mai mici decât lămpile de polimerizare VALO.</p> <p>* Radiometrele Demetron trebuie folosite doar ca referință din cauza limitărilor privind puterea și răspunsul spectral.</p> <p>‡ Stimuli radianți sunt în conformitate cu ISO 10650 la măsurarea cu un analizor de spectru Gigahertz</p>	
	Instrument de măsură	†* Demetron L.E.D. Radiometer	† MARC Analizor de spectru	‡ Analizor de spectru Gigahertz		
	Apertura instrumentului	7 mm	3.9 mm	Excitație		Putere totală
	Putere Standard (±10%)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²		670 mW
	Putere Înaltă Plus (±10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²		970 mW
	Putere Extra (±10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²		1570 mW
Lampă de polimerizare VALO	Clasificări: IEC 60601-1 (Siguranță), IEC 60601-1-2 (EMC)			Masa: 8 uncii/226 grame (cu cablu) Lungime: 9,26 inch/23,5 cm Lățime: 0,79 inch/2 cm Lungime cablu: 7 picioare/2,1 metri		
Sursă de alimentare	Înșire - 9 V c.c. la 2 A Intrare - 100 V c.a. la 240 V c.a. Sursă de alimentare Ultradent P/N 5930 VALO cu ștechere universale			Clasificare: IEC 60601-1 (Siguranță) Lungime cablu: - 6 picioare/1,8 metri Lampa de polimerizare VALO asigură izolație față de tensiunea de rețea		
Condiții de lucru	Temperatură: +10°C la +32°C (+50°F la +90°F) Umiditate relativă: 10% la 95% Presiune ambiantă: 700 hPa la 1060 hPa					
Ciclu de lucru:	Lampa de polimerizare este destinată funcționării pe termen scurt. La temperatura ambiantă maximă (32°C) 1 minut PORNITĂ cicluri consecutive, 30 minute OPRITĂ (perioadă de răcire).					


Depanare

În cazul în care soluțiile sugerate nu remediază problema, vă rugăm să telefonați la Ultradent la 800.552.5512. În afara Statelor Unite, telefonați la distribuitorul Ultradent sau dealerul stomatologic.	
Problemă	Soluții posibile
Lampa nu se aprinde	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsăți butonul Timp/Schimbare mod sau Alimentare pentru trezirea din modul de economie de energie Mod economic. 2. Verificați ca ambele cabluri să fie conectate ferm între ele și la priză electrică. 3. Verificați alimentarea la priză din perete.
Lampa nu stă aprinsă atâta timp cât se dorește.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați led-urile Mod și Temporizare pentru timpul introdus corect. 2. Verificați dacă toate conexiunile cu cablu sunt corect așezate. 3. Scoateți cablul de alimentare din priză și introduceți-l la loc.
Lampa nu polimerizează rășinile corespunzător.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați ca lentilele să nu aibă resturi de rășini/compozite polimerizate. 2. Folosind protecție UV adecvată galbenă pentru ochi, verificați dacă LED-urile funcționează. 3. Verificați nivelul de putere cu un fotometru. În cazul în care folosiți un fotometru, Ultradent recomandă să verificați VALO în modul de putere standard. <p>OBSERVAȚIE: Valoarea numerică privind puterea reală va fi distorsionată din cauza lipsei de precizie a fotometrelor obișnuite și a setului de leduri folosite de VALO. Fotometrele diferă mult și sunt proiectate pentru anumite tipuri de ghiduri luminoase și lentile.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Verificați data de expirare a rășinii polimerizabile. 5. Asigurați-vă că respectați tehnica corespunzătoare (adeziv/compozit) conform recomandărilor producătorului.
Nu se pot schimba modul sau intervalele de timp	Țineți apăsat butoanele Timp/Mod și Alimentare până ce o serie de beep-uri indică faptul că lampa de polimerizare este deblocată.

9. Informații diverse

Ghid și declarație producător privind emisiile electromagnetice		
VALO este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul trebuie să asigure că este folosită într-un asemenea mediu. AVERTIZARE: Folosiți doar accesorii, cabluri și surse de alimentare autorizate pentru a preveni funcționarea necorespunzătoare, emisiile electromagnetice crescute sau protecția electromagnetică redusă.		
Test de emisii	Conformitate	Mediu electromagnetic - ghid
Emisii RF CISPR 11	Grup 1	VALO folosește un adaptor medical Globtek de 9 Vc.c., ce funcționează cu protecție la căderile de tensiune și asigură protecție limitată EMI, RF și la supratensiune.
Emisii RF CISPR 11	Clasa B	VALO folosește energie electrică și electromagnetică doar pentru funcțiile interne. Prin urmare, orice emisii RF sunt foarte reduse și nu este probabil să cauzeze interferență în echipamentele electronice din apropiere.
Emisii armonice IEC 61000-3-2	Clasa A	
Fluctuații tensiune/emisii flicker IEC 61000-3-3	CONFORM	VALO este adecvat pentru utilizare în orice clădiri, inclusiv locuințe și cele conectate direct la rețele publice de joasă tensiune care alimentează clădiri cu destinație de locuință.

Ghid și declarație producător privind protecția electromagnetică			
VALO este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul trebuie să asigure că este folosită într-un asemenea mediu.			
Test IMMUNITATE	Nivel test IEC 60601	Nivel conformitate	Ghid mediu electromagnetic
Descărcare electrostatică (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 15 kV aer	± 8 kV contact ± 15 kV aer	Mediul fizic trebuie să fie limitat la următoarele: 1. Cod IP: IP20 2. Nu cufundați în lichid. 3. Nu folosiți în apropiere de gaze inflamabile. Unitatea este Non-APG și Non-AP. 4. Domeniu de umiditate la depozitare: 10% - 95% 5. Domeniu de temperatură la depozitare: 10° C - 40° C
Impulsuri electrice tranzitorii rapide/rafale IEC 61000-4-4	± 2 kV pentru cablurile de alimentare ± 1 kV pentru cablurile de intrare/ieșire	± 2 kV pentru cablurile de alimentare Observație 1: VALO nu are porturi I/O	Calitatea alimentării electrice la rețea trebuie să fie cea dintr-un mediu tipic rezidențial, comercial, spitalicesc sau militar
Supratensiune IEC 61000-4-5	± 1 kV cablu la cablu ± 2 kV cablu la pământ	± 1 kV cablu la cablu ± 2 kV cablu la pământ	
Tensiune, căderi, scurtcircuit, întreruperi și variații la cablurile de alimentare electrică IEC 61000-4-11	<5% U (>95% cădere în U pentru 0,5 cicluri) 40% U (60% cădere în U pentru 5 cicluri) 70% U (30% cădere în U pentru 25 cicluri) <5% U (>95% cădere în U pentru 5 s)	<5% U (>95% cădere în U pentru 0,5 cicluri) 40% U (60% cădere în U pentru 5 cicluri) 70% U (30% cădere în U pentru 25 cicluri) <5% U (>95% cădere în U pentru 5 s) Observație 2: Autorevenire	Calitatea alimentării electrice la rețea trebuie să fie cea dintr-un mediu tipic rezidențial, comercial, spitalicesc sau militar Adaptorul medical Globtek 9 Vc.c. care este livrat cu VALO funcționează la rețea de la 100 Vc.a. la 240 Vc.a. și este capabil de protecție limitată la căderile de tensiune, EMI și supratensiune. În cazul în care utilizatorul VALO are nevoie de funcționare continuă fără întrerupere de la rețea sau rețeaua din anumită zonă a unei țări este considerată necorespunzătoare din cauza unor căderi de tensiune sau întreruperi de tensiune frecvente sau a unor interferențe excesive de la alimentare, se recomandă ca VALO să fie alimentată de la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau ca clientul să achiziționeze o unitate VALO fără cablu.
Frecvența electrică (50/60 Hz) câmp magnetic IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Câmpurile magnetice produse de frecvența electrică trebuie să fie la nivelul caracteristic de într-un mediu tipic rezidențial, medical, comercial, spitalicesc sau militar.
<p>OBSERVAȚIE: U este tensiunea c.a. de la rețea înainte de aplicarea nivelului de testare</p> <p>Observație 1: VALO nu este echipat cu porturi sau cabluri I/O accesibile.</p> <p>Observație 2: În cazul în care există o cădere de 95% în tensiunea de rețea, VALO nu va funcționa. El nu are sistem intern de stocare a energiei. VALO se va opri. La revenirea nivelurilor de energie, VALO va reporni și va reveni la aceeași stare dinainte de întreruperea alimentării. VALO va reporni singur.</p>			

Ghid și declarație producător privind protecția electromagnetică pentru sisteme care nu sunt destinate susținerii vieții			
VALO este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul trebuie să asigure că este folosită într-un asemenea mediu.			
Test IMMUNITATE	Nivel test IEC 60601	Nivel conformitate	Ghid mediu electromagnetic
RF conducție	3 Vrms	3 Vrms	Echipamentele portabile și mobile RF nu trebuie folosite în apropierea VALO, inclusiv a cablurilor decât respectându-se distanța de separare recomandată calculată din ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului.
JEC 61000-4-6	150 kHz la 80 MHz	150 kHz la 80 MHz	Distanța de separare recomandată
RF radiație	3 V/m	3 V/m	
JEC 61000-4-3	80 MHz la 2,5 GHz	80 MHz la 2,5 GHz	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz la } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz la } 2,5 \text{ GHz}$ <p>P este valoarea maximă de putere a transmițătorului în watt (W) în conformitate cu producătorul transmițătorului și d este distanță de separare recomandată în metri (m).</p> <p>Puterile câmpului de la emițătoare RF fixe, așa cum sunt determinate printr-o cercetare de câmp electromagnetică, trebuie să fie sub nivelul de conformitate în fiecare domeniu de frecvență.</p> <p>Interferența se poate produce în apropierea echipamentelor marcate cu simbolul următor: </p>
<p>OBSERVAȚIA 1 La 80 MHz și 800 MHz se aplică domeniul de frecvență mai mare.</p> <p>OBSERVAȚIA 2 Aceste ghiduri pot să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbție și reflexia de la structuri, obiecte și oameni.</p> <p>a Puterile câmpului de la emițătoare fixe, cum sunt stații de bază pentru telefoane radio (celulare/fără fir) și stații de radio mobile, emisii radio pentru amatori, radio AM și FM și emisii TV nu pot fi prezise teoretic cu precizie. Pentru evaluarea mediului electromagnetic cauzat de emițătoare RF fixe, trebuie luată în considerare o măsurare electromagnetică pe teren. În cazul în care puterea măsurată a câmpului din locul în care este folosit VALO depășește nivelul de conformitate RF de mai sus, trebuie urmărit VALO pentru a verifica funcționarea normală. În cazul în care se observă performanțe anormale, pot nu necesare măsuri suplimentare, de exemplu reorientarea sau reamplasarea echipamentului VALO.</p> <p>b Pe domeniul de frecvență de 150 kHz la 80 MHz, puterile câmpului trebuie să fie sub 3 V/m.</p>			

Ghid și declarația producătorului pentru distanțele de separare recomandate între echipamente portabile și mobile de comunicare RF și VALO			
VALO este destinat pentru utilizare într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile RF de radiație sunt controlate. Utilizatorul echipamentului VALO poate preveni interferența electromagnetică menținând o distanță între echipamentele de comunicație RF (emițătoare) și VALO, așa cum se recomandă mai jos, în conformitate cu puterea maximă de ieșire a echipamentului de comunicație.			
Putere de ieșire maximă nominală a emițătorului (P în Watt)	Distanța de separare în conformitate cu frecvența emițătorului (metri)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 meters	0,035 meters	0,07 meters
0,1	0,37 meters	0,11 meters	0,22 meters
1	1,7 meters	0,35 meters	0,7 meters
10	3,7 meters	1,11 meters	2,22 meters
100	11,7 meters	3,5 meters	7,0 meters
VALO a fost testat în conformitate cu IEC 60601-1-2:2014 și supus unor puteri ale câmpului radiant de 10 V/m între 80-MHz și 2.5 GHz. Valoarea de 3 Vrms corespunde lui V1 și valoarea 10 V/m corespunde lui E1 în formulele de mai sus.			
Pentru emițătoare clasificate la o putere de ieșire maximă care nu este menționată mai sus, distanța de separare recomandată d în metri (m) se poate estima folosind ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului, unde P este puterea nominală maximă de ieșire a emițătorului în wați (W) conform producătorului emițătorului.			
OBSERVAȚIA 1 La 80 MHz și 800 MHz se aplică distanța de separare pentru domeniul de frecvență mai mare.			
OBSERVAȚIA 2 Aceste ghiduri pot să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbție și reflexia de la structuri, obiecte și oameni.			


1. Popis výrobku

So svojím širokopásmovým spektrom je VALO navrhnutá tak, aby polymerizovala všetky produkty vytvrdené svetlom v rozsahu vlnových dĺžok 385-515nm podľa ISO 10650. VALO má zariadenie výrobu na zdravotnicke účely, má medzinárodný zdroj napájania a je vhodná pre elektrické zásuvky od 100 do 240 voltov. + Telo lampy je navrhnuté tak, aby sa dala umiestniť do držiaku štandardnej dentálnej jednotky, prípadne ju možno na pranie zákazníka pripnúť s použitím držiaku, ktorý je súčasťou balenia.

Súčasťi výrobku:

- 1 – Polymerizačná lampa VALO s dĺžkou kábla 2,1 metra
- 1 – Medzinárodný zdroj napájania (9 V), určená na zdravotnicke účely, s dĺžkou kábla 1,8 metra a univerzálnymi pripojkami.
- 1 – Balíček so vzorkami ochranných nálevkov VALO.
- 1 – Ochranný svetelný štít VALO.
- 1 – Držiak pre polymerizačnú lampu k montáži pomocou obojstrannej lepiacej pásky.

Prehľad ovládacích prvkov:



Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenia spôsobené nesprávnym používaním tohto zariadenia a/alebo používania na iné účely, ako sú tie, na ktoré sa vzťahujú tieto pokyny.

Pred použitím, všetkých popísaných výrobkov, si pozorne prečítajte všetky pokyny bezpečnostné listy s porozumením.

2. Indikácie pre použitie/účel používania

Zdroj osvetlenia pre polymerizujúce fotoaktívované dentálne výplňové materiály a adhezívy. Kontraindikácie

3. Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

2. Riziková skupina

UPOZORNENIE Výrobok vyžaruje UV svetlo. Pri expozícii môže dôjsť k podráždeniu očí alebo kože. Použite vhodnú ochranu - zariadenie

UPOZORNENIE Možné nebezpečné optické žiarenie vyžarované týmto výrobkom. Nepozerajte sa do lampy, ktorá je do zásuvky.

- NEPOZERAJTE sa priamo do svetelného zdroja. Pri používaní VALO by mal pacient, lekárska a aj asistenti vždy nosiť oranžovo zafarbenú ochranu očí pred UV žiarením.
- Ak sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom, nie sú povolené žiadne úpravy tohto zariadenia. Používajte len dodávaný napájací zdroj a zásuvkové adaptéry Ultradent. Ak sú tieto komponenty poškodené, nepoužívajte ich a pre objednanie náhrady zavolajte na zákaznický servis Ultradentu.
- Prenosné rádiové frekvencie komunikačné zariadenia môže znížiť výkon, ak sa používa bližšie ako 30 cm (12 palcov) od lampy.
- Používajte iba schválené príslušenstvo, káble a napájacie zdroje, aby ste predišli nesprávnej prevádzke, zvýšeniu elektromagnetických emisií alebo zníženiu elektromagnetickej odolnosti (pozri kapitolu Elektromagnetickej emisie).
- Aby ste predišli riziku tepelného podráždenia alebo poranenia, vyhnete sa po sebe nasledujúcim cyklom polymerizácie a neosvetľujte mäkké tkanivá v ústach v tesnej blízkosti viac ako 10 sekúnd v akomkoľvek režime. Ak sú potrebné dlhšie polymerizačné časy, použite viac kratších polymerizačných cyklov alebo použite duálne tuhniaci produkt, aby ste zabránili zahrievaniu mäkkých tkanív.
- Budte opatrní pri ošetrovaní pacientov, ktorí trpia nežiadúcimi fotobiologickými reakciami alebo senzitivitou, podstupujúci liečbu chemoterapiou, alebo sú liečení fotosenzibilizujúcimi liekmi.
- Tento prístroj môže byť citlivý na silné magnetické alebo statické elektrické polia, ktoré by mohli narušiť jeho programovanie. Ak máte podozrenie, že k tomu došlo, na okamih odpojte prístroj z elektriny a potom ho znova zapojte do zásuvky.
- NEUOTIERAJTE polymerizačnú lampu VALO leptavými alebo abrazívnymi čistiacimi prostriedkami, neautoklavujte alebo ho neponárajte do akéhokoľvek ultrazvukového kúpeľa, dezinfekčného prostriedku, čistiaceho roztoku alebo kvapaliny. Nedodržiavanie uvedených pokynov k údržbe môže spôsobiť nefunkčnosť zariadenia.
- Ochranný nálevk musí byť nasunutý cez VALO pri každom použití, aby pomohol zabrániť riziku krížovej kontaminácie a prilepeniu dentálneho kompozitného materiálu k povrchu šošovky a telu lampy.
- Aby ste zabránili riziku krížovej kontaminácie, ochranné nálevky používajte u každého pacienta vždy jednorázovo.
- Aby ste znížili riziko korózie, po použití ochranný nálevk odstráňte.
- Aby ste znížili riziko neúplne zpolymerizovaných živíc, nepoužívajte polymerizačnú lampu, ak je poškodená šošovka.

4. Postupné pokyny

Príprava

1. Pripojte 9V napájací kábel ku káblu lampy.
2. Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky (100-240 VAC). VALO po pripojení dvakrát pípe a indikatory času sa rozsvietia, čo znamená, že lampy je pripravená na použitie.
3. Polymerizačnú lampu umiestnite do držáka štandardnej dentálnej jednotky, prípadne do dodaného držáka.
4. Pred každým použitím nasadte na polymerizačnú lampu nový ochranný návälek.

Nasadenie hygienických ochranných návälekov:

Hygienický ochranný návälek je prispôbený na mieru polymerizačnej lampy a udržuje jej povrch čistý. Ochranný návälek pomáha predchádzať krížovej kontaminácii, nalepeniu dentálneho kompozitného materiálu na povrch šošovky a na polymerizačnú lampu a predchádza zmenám farieb a korózií spôsobenej čistiacimi prostriedkami.

Poznámka:

- Použitie hygienického ochranného náväleku znižuje svetelný výkon o 5-10%. Vzhľadom k vysokému výstupnému výkonu polymerizačnej lampy sa ukázalo, že polymerizácia je v podstate ekvivalentná.
- Po každom pacientovi musí byť polymerizačná lampy očistená a dezinfikovaná vhodnými čistiacimi a/alebo dezinfekčnými prostriedkami. Pozrite si časť Čistenie.

Svetelný štít VALO:

- Svetelný štít VALO je ovládného tvaru, môže sa otáčať pre maximálne použitie a môže sa používať s priehľadnou ochrannou manžetou.

Použitie

1. Každý pracovný režim sa používa na polymerizáciu dentálnych materiálov s fotoiniciátormi. Odporúčané polymerizačné časy nájdete v rýchlej príručke režimov. POZNÁMKA: Polymerizačná lampy je naprogramovaná tak, aby postupne cyklicky prechádzala z režimu štandardný výkon do režimu Vysoký výkon a následne do režimu Extra výkon. Ak chcete napríklad prepnúť z režimu štandardného výkonu do režimu Extra výkonu, je potrebné prejsť do režimu Vysokého výkonu a potom do režimu Extra výkonu.
2. Polymerizačná lampy vždy uloží naposledy použitý polymerizačný čas a režim a vráti sa k nim, kedykoľvek dôjde k zmene režimu alebo pri vybratí batérií.

Prevádzka

Polymerizačný režim: Režim štandardný výkon

ČASOVÉ INTERVALY: 5, 10, 15, 20 sekúnd.

- Pri prvom zapnutí má polymerizačná lampy nastavený tento režim. Kontrolka režimu/stavu bude svietiť na zeleno a rozsvietia sa štyri zelené kontrolky časovania, označujúce režim štandardného výkonu.
- Ak chcete zmeniť časové intervaly, krátko stlačte tlačidlo čas/režim (Time/Mode).
- Polymerizujte stlačením tlačidla START/STOP (Power). Ak chcete ukončiť polymerizáciu pred dokončením časového intervalu, znova stlačte tlačidlo START/STOP (Power).

POLYMERIZAČNÝ REŽIM: Režim Vysoký výkon

ČASOVÉ INTERVALY: 1, 2, 3, 4 sekundy.

- V režime štandardného výkonu stlačte a podržte tlačidlo zmeny času/režimu (Time/Mode Change) na 2 sekundy a pusťte ho. Kontrolka režimu/stavu bude svietiť na oranžovo a štyri zelené kontrolky časovania budú svietiť a blikať, čo indikuje režim Vysokého výkonu.
- Ak chcete zmeniť časové intervaly, krátko stlačte tlačidlo čas/režim (Time/Mode).
- Polymerizujte stlačením tlačidla START/STOP (Power). Ak chcete ukončiť polymerizáciu pred dokončením časového intervalu, znova stlačte tlačidlo START/STOP (Power).
- Pre návrat do režimu štandardného výkonu, stlačte a podržte tlačidlo zmeny času/režimu (Time/Mode Change) na 2 sekundy a pusťte, toto sa prepne do režimu Extra výkonu. Opäť ho stlačte a podržte na 2 sekundy a pusťte. Kontrolka režimu/stavu bude svietiť nazeleno a rozsvietia sa štyri zelené kontrolky časovania, ktoré indukujú režim štandardného výkonu.

POLYMERIZAČNÝ REŽIM: Režim Extra výkon

ČASOVÝ INTERVAL: Ilen 3 sekundy (Poznámka: Režim extra výkonu má na konci každého cyklu 2 – sekundové bezpečnostné oneskorenie, aby sa obmedzilo prehrievanie pri nasledujúcej polymerizácii. Na konci oneskorenia pípnutie signalizuje, že jednotka je pripravená na ďalšie použitie).

- V režime štandardného výkonu stlačte tlačidlo zmeny času/režimu (Time/Mode Change) na 2 sekundy, uvoľnite a znova ho podržte na 2 sekundy a uvoľnite. Kontrolka režimu/stavu bude oranžovo blikať, tri zo zelených kontroliek časovania budú svietiť a blikať, čo indikuje režim extra výkonu.
- Polymerizujte stlačením tlačidla START/STOP (Power). Ak chcete ukončiť polymerizovanie pred dokončením časového intervalu, znova stlačte tlačidlo START/STOP (Power).
- Pre návrat do režimu štandardného výkonu, stlačte a podržte tlačidlo zmeny času/režimu (Time/Mode Change) na 2 sekundy a uvoľnite. Kontrolka režimu/stavu bude svietiť nazeleno a rozsvietia sa zelené kontrolky časovania, ktoré indukujú režim štandardného výkonu.

Režim spánku: Polymerizačná lampy sa prepne do režimu SPÁNKU po 1 hodine nečinnosti. Režim spánku označuje pomaly blikajúca kontrolka režimu/stavu. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa polymerizačná lampy zobudí a automaticky sa vráti do posledného použitého nastavenia.

Čistenie

1. Použitie ochranného náväleku po každom pacientovi zahodte do bežného odpadu.
2. Pozri časť Čistenie.

Pokyny pre montáž držáku

1. Držiak by mal byť pripevnený na rovný, nemastný povrch.
2. Očistite povrch alkoholom.
3. Odlepte papier z lepiacej pásky držiaku.
4. Držiak umiestnite tak, aby sa z neho lampy vybera smerom advhľahor nahor pri vyfáňi. Pevne pritlačte na miesto.

Rýchly sprievodca režimami

Režim	Štandardný výkon	Vysoký výkon	Extra výkon	
Tlačidlo ŠTART/STOP (Power)				
LED kontrolky režimu/času				
Tlačidlá voľby času (Time)				
Voľby času	5s 10s 15s 20s	1s 2s 3s 4s	3s Only	
Zmeniť čas	Krátkym stlačením tlačidla voľby času cyklicky prepínate čas.			
Zmeniť režim	Stlačte a podržte tlačidlo času (Time) na 2 sekundy a pustíte ho. VALO sa cyklicky prepne na nasledujúci režim..			
Legenda	Svietiace LEDky ● ●		Blinking LEDs ✨ ✨	

Rýchly sprievodca polymerizácie:

Odporúčané časy polymerizácie pre optimálne výsledky s VALO			
Režim	Režim štandardného výkonu	Režim vysokého výkonu	Režim extra výkonu
Na vrstvu	Jedna 10-sekundová polymerizácia	Dve 4-sekundové polymerizácie	Jedna 3-sekundová polymerizácia
Konečná polymerizácia	Dve 10-sekundové polymerizácie	Tri 4-sekundové polymerizácie	Dve 3-sekundové polymerizácie
<p>Poznámka: Nastavenie a časy vyžarovania môže byť potrebné upraviť vzhľadom k reaktivite a odtienu kompozitu, vzdialenosti od svetelnej šošovky ku kompozitu a hĺbke kompozitnej vrstvy. Je na zubnom lekárovi, aby poznal požiadavku na materiál, ktorý používa, aby určil primeraný čas a nastavenia.</p>			

Rýchly sprievodca varovaní:

Varovania	
Pre opravu zavolajte na zákaznícky servis	Pre opravu zavolajte na zákaznícky servis
<ul style="list-style-type: none"> • Žiadny zvuk • Bliká, 2 sekundy • Umožňuje prevádzku 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 nadvážné pípnutia • Zakazuje prevádzku

5. Údržba

Opravy

Opravy vykonávané používateľom

1. Pravidelne kontrolujte šošovku, či na nej nie sú zpolymerizované dentálne živice. . V prípade potreby použite „ne-diamantový“ dentálny nástroj, a opatrne odstráňte všetku prilepenú živicu.
2. Merače svetla sa veľmi líšia a sú určené pre konkrétne svetelvodné koncovky a šošovky. Ultradent odporúča bežnú kontrolu výkonu v režime Standardný výkon. POZNÁMKA: Skutočný číselný výsledok bude skreslený v dôsledku nepresnosti bežných meračov svetla a zostave LED vyrobených na mieru pre polymerizačnú lampu VALO.

Opravy vykonávané výrobcom

1. Opravy smú vykonávať len autorizovaní servisní pracovníci. Ultradent poskytuje servisnému personálu dokumentáciu na vykonávanie opráv.

Záruka

Ultradent týmto zaručuje, že tento prístroj musí po dobu 5 rokov* vyhovovať z hľadiska materiálu všetkým špecifikáciam tak, ako sú uvedené v dokumentácii Ultradentu priloženej k výrobku a nesmie obsahovať žiadne chyby materiálu alebo spracovania. Táto záruka sa vzťahuje výlučne na pôvodného kupujúceho a je neprenosná. Všetky chybné výrobky sa musia vrátiť Ultradentu. Systém VALO nemá žiadne komponenty, ktoré by mohol servisovať užívateľ. . Neoprávnená manipulácia s VALO spôsobí neplatnosť záruky.

Záruka na VALO sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené zákazníkom. Napríklad; v prípade ak je VALO nesprávne používané alebo spadne a šošovka sa rozbitie, zákazník bude zodpovedný za úhradu všetkých potrebných opráv.

* S dokladom uvádzajúcim dátum predaja zubnému lekárovi.

6. Čistenie

Po každom použití navlhčite gázu alebo mäkú handričku do schváleného dezinfekčného prostriedku na povrchy a utrite povrch a šošovku.

PRIJATELNÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY:

- dezinfekčný sprej Lysol Brand III (odporúča sa)
- Izopropylalkohol
- Čistiace prostriedky na báze etylalkoholu
- koncentrát Lysol®* (len na báze alkoholu)

NEPRIJATELNÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY - NEPOUŽÍVAJTE:

- Silné zásadité čistiace prostriedky akéhokoľvek typu, vrátane mydiel na ruky a umývacích prostriedkov na riad
- Čistiace prostriedky na báze bieliadiel (napr. Clorox™, Sterilox™*)
- Čistiace prostriedky na báze peroxidu vodíka
- Abrázivne čistiace prostriedky (napr. Comet Cleanser™**)
- Čistiace prostriedky na báze acetónu alebo uhľovodíkov
- MEK (butanon)
- Birex®*
- Gluteraldehyd
- čistiace prostriedky na báze kvartérnych solí chloridu amónneho
- Cavicide1™* roztok alebo utierky
- Cavicide™* produkty (bez bieliada)**

* Obchodná značka inej spoločnosti ako Ultradent

** Ak sa používa, môže spôsobiť vyblednutie farby

Čistenie svetelného štítu:

- Dezinfikujte svetelný štít VALO za studena pomocou akéhokoľvek povrchového dezinfekčného prostriedku. NEAUTOKLÁVUJTE.

7. Skladovanie a likvidácia




Skladovanie a preprava polymerizačnej lampy:

- Teplota: +10°C do +40°C (+50°F do +104°F)
- Relatívna vlhkosť: 10% do 95%
- Atmosférický tlak: 500 hPa do 1060 hPa

Pri likvidácii elektronického odpadu (t. j. zariadení, nabíjačiek, batérií a napájacích zdrojov) dodržiavajte miestne smernice o odpade a recyklácii.


8. Doplnky

Accessories

Položka	Informácie o CE		
VALO ochranné návleky	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Nemecko	Vyrobené: TIDI Products, LLC, 570 Enterprise Drive Neenah, WI 54956 Vyrobené v USA	Distribúované: Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 USA
Ochranný štít VALO			

Technické informácie/údaje

Účinné vlnové dĺžky polymerizácie kompozitú:



Atribút	Informácie/specifikácie					
Šošovka	Priemer 9,75 mm					
Rozsah vlnovej dĺžky	<ul style="list-style-type: none"> Využitelný rozsah vlnovej dĺžky: 385 – 515nm Vrcholové (peak) vlnové dĺžky: 395 – 415nm a 440 – 480nm 					
Tabuľka intenzity svetla	NPOROVNÁVACIA TABUĽKA intenzity žiarenia				<p>Zmeraná hodnota vyžarovania sa bude líšiť v závislosti od schopnosti prístroja, metódy merania a umiestnenia lampy.</p> <p>† Demetronové rádiometre a analyzátory spektra MARC by sa mali používať iba ako referencie, pretože majú menšie clony ako polymerizačná lampa VALO.</p> <p>* Demetronové rádiometre by sa mali používať iba ako referencia z dôvodu obmedzenia výkonu a spektrálnej odozvy.</p> <p>‡ Výstupná hodnota vyžarovania zodpovedá norme ISO 10650, keď sa meria pomocou analyzátora Gigahertzoého spektra.</p>	
	Merací prístroj	†* Demetron L.E.D. Radiometer	† MARC spectrum analyzer	‡ Gigahertz spectrum analyzer		
	Clona merača	7 mm	3.9 mm	Exitance		Total Power
	Štandardný výkon (±10%)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²		670 mW
	Vysoký výkon plus (±10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²		970 mW
	Extra výkon (±10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²		1570 mW
	Polymerizačná lampa VALO	Charakteristika: IEC 60601-1 (Bezpečnosť), IEC 60601-1-2 (EMC)		Hmotnosť: 8 uncí/226 gramov (s káblom) Dĺžka: 9,26 palcov/23,5 cm Šírka: ,79 palca/ 2 cm Dĺžka kábla: 7 stôp/2,1 metrov		
Napájanie	Výkon - 9V DC /DC-jednosmerný prúd/ pri 2A Prikon - 100VAC do 240VAC /AC-striedavý prúd/ Ultradent P/N 5930 VALO Napájací zdroj s univerzálnymi zástřčkami		Hodnotenie: IEC 60601-1 (Bezpečnosť) Dĺžka kábla - 6 stôp/1,8 metra VALO napájanie poskytuje izoláciu od SIETŔOVÉHO napájania			
Prevádzkové podmienky	Teplota: +10°C do +32°C (+50°F do +90°F) Relatívna vlhkosť: 10% do 95% Atmosférický tlak: 700 hPa do 1060 hPa					
Pracovný cyklus:	Polymerizačná lampa je určená na krátkodobú prevádzku. Pri maximálnej okolitej teplote (32 ° C) polymerizujte 1 minútu po sebe nasledujúce cykly , a potom na 30 minút VYPNITE (doba chladenia).					


Riešenie problémov

Ak riešenia uvedené nižšie neodstránia problém, zavolajte prosím Ultradent na 800 552 5512. Mimo Spojených štátov kontaktujte svojho distribútora Ultradent alebo dentálneho predajcu.	
Problém	Možné riešenia
Lampa sa nerozsvieti	<ol style="list-style-type: none"> Stlačte tlačidlo zmeny času/režimu (Time/Mode Change) alebo START/STOP (Power) pre prebudenie z úsporného režimu. Skontrolujte, či sú obidva káble pevne prepojené a zapojené do elektrickej zásuvky. Zkontrolujte, či do elektrickej zásuvky prúdi elektrina.
Lampa nesvieti po požadovanú dobu	<ol style="list-style-type: none"> Skontrolujte indikátory režimu a časovania, či je správne nastavený čas. Uistite sa, či sú obidva káble pevne spojené a zapojené v elektrickej zásuvke. Odpojte napájací kábel a znovu ho zapojte do elektrickej zásuvky.
Lampa nepolymerizuje živicu správne	<ol style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či na šošovke nie sú zvyšky zpolymerizovaných živíc/ kompozitov. Použite vhodnú oranžovú ochranu očí pred UV žiarením a overte, či LED svetlá svietia. Skontrolujte úroveň výkonu pomocou merača svetla. Ak použijete merač svetla, Ultradent odporúča kontrolu VALO v režime štandardného výkonu. <p>POZNÁMKA: Skutočný číselný výsledok bude skreslený v dôsledku nepresnosti bežných meračov svetla a zostave LED výrobných na mieru pre VALO. Merače svetla sa veľmi líšia a sú určené pre konkrétne koncovky svetelododavov a šošovky.</p> <ol style="list-style-type: none"> Skontrolujte dátum spotreby na použitej živici. Uistite sa, že je dodržaná správna technika (adhesivum/kompozit) podľa odporúčania výrobcu.
Nemožno zmeniť režim alebo časové intervaly	Podržte stlačené obe tlačidlá čas/režim (Time/Mode) a START/STOP(Power), až kým séria pípnutí nesignalizuje, že sa polymerizačná lampa odomkla.

9. Doplňujúce informácie

Poučenie a vyhlásenie výrobcu pre elektromagnetické emisie		
VALO je určená na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo užívateľ by sa mali uistiť, že sa používa v takomto prostredí. VAROVANIE: Používajte iba schválené príslušenstvo, káble a napájacie zdroje, aby ste predišli nesprávnej prevádzke, zvýšeniu elektromagnetických emisií alebo zníženiu elektromagnetickej odolnosti.		
Emisný test	Dodržiavanie predpisov	Elektromagnetické prostredie – poučenie
RF emisie CISPR 11	1. skupina	VALO používa 9VDC adaptér Globtek v triede pre lekárske účely, pracuje s ochranou proti poklesu napätia a poskytuje obmedzené EMI, RF a potlačenie prepätia.
RF emisie CISPR 11	Trieda B	VALO používa elektrickú a elektromagnetickú energiu len pre svoje vnútorné funkcie. Preto sú akékoľvek RF emisie veľmi nízke a pravdepodobne nespôsobujú rušenie v blízkych elektronických zariadeniach.
Harmonické emisie IEC 61000-3-2	Trieda A	
Kolísanie napätia/ záblesky IEC 61000-3-3	VYHOVUJE	VALO je vhodná na použitie vo všetkých prevádzkach, vrátane domácich prevádzok a zariadení, ktoré sú priamo napojené na verejnú nízkonapäťovú sieť, ktorá zásobuje budovy na domáce použitie.

Poučenie a vyhlásenie výrobcu pre elektromagnetickú zlučiteľnosť			
VALO je určená na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo užívateľ by sa mali uistiť, že sa používa v takomto prostredí.			
Test	ODOLNOSTI	Úroveň zhody	Poučenie pre elektromagnetické prostredie
Elektrostatický výboj (ESD)	IEC 60601 testovacia úroveň ± 8 kV kontakt ± 15 kV vzduch	± 8 kV kontakt ± 15 kV vzduch	Fyzikálne prostredie by malo byť obmedzené na nasledovné: 1. IP kód: IP20 2. Neponárajte do kvapaliny. 3. Nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov. Prístroj nie je APG a AP. 4. Rozsah vlhkosti pri skladovaní: 10% - 95% 5. Rozsah skladovacích teplôt: 10° C - 40° C
IEC 61000-4-2			
Elektrické rýchle prechodové napätie/ výboje	IEC 61000-4-4 ± 2 kV pre vedenia napájania ± 1 kV pre vedenia príkonu/ výkonu	± 2 kV pre vedenia napájania 1. poznámka: VALO nemá žiadne I/O porty	Kvalita sieťového napájania by mala byť taká, ako v typickom obytном, komerčnom alebo nemocničnom, alebo vojenskom prostredí
Prepätie	IEC 61000-4-5 ± 1 kV vedenie k vedeniu ± 2 kV vedenie k zemi	± 1 kV vedenie k vedeniu ± 2 kV vedenie k zemi	
Napätie, poklesy, skraty, prerušenia a kolísanie na vstupe elektrického vedenia	IEC 61000-4-11 <5% U (> 95% pokles v U po dobu 0,5 cyklu) 40% U (60% pokles v U po dobu 5 cyklov) 70% U (30% pokles v U po dobu 25 cyklov)	<5% U (> 95% pokles v U po dobu 0,5 cyklu) 40% U (60% pokles v U po dobu 5 cyklov) 70% U (30% pokles v U po dobu 25 cyklov)	Kvalita sieťového napájania by mala byť taká, ako v typickom obytном, komerčnom alebo nemocničnom, alebo vojenskom prostredí Adaptér Globtek 9VDC v triede pre zdravotnícke účely , ktorý je dodávaný spolu s VALO, pracuje v rozsahu od 100VAC do 240VAC a je schopný obmedzenej ochrany pred poklesom napätia, EMI elektromagnetickým rušením a ochrany proti prepätiu. Ak používateľ VALO vyžaduje nepretržitú prevádzku bez prerušenia napájania, alebo ak je sieť v ktoromkoľvek regióne krajiny považovaná za zlu z dôvodu nepretržitého poklesu napätia, výpadkov alebo nadmerne hlučných podmienok napájania, odporúča sa, aby bola VALO napájaná z neprerušiteľného zdroja, alebo aby si zákazník zakúpil VALO Cordless.
Frekvencia napájania (50/60 Hz) magnetické pole	IEC 61000-4-8 30 A/m	30 A/m	Magnetické polia frekvencie napájania by mali byť na úrovniach charakteristických pre typické umiestnenie v typickom obytном, domácom zdravotníckom, komerčnom, nemocničnom alebo vojenskom prostredí.
<p>POZNÁMKA: U je striedavé sieťové napätie pred použitím testovacej úroveň</p> <p>1. poznámka: VALO nie je vybavená žiadnymi portami ani žiadnym prístupovým I/O vedením.</p> <p>2. poznámka: Ak dôjde k poklesu o 95% v sieťovom napätí VALO nebude pracovať. Nemá žiadny vnútorný mechanizmus pre uchovávanie energie. VALO sa vypne. Keď dôjde k obnoveniu napätia, VALO sa reštartuje a vráti do pôvodného stavu pred výpadkom napájania. VALO sa sama znova aktivuje.</p>			

Poučenie a vyhlásenie výrobcu pre elektromagnetickú zlučiteľnosť s okolitými podpornými systémami			
VALO je určené na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo užívateľ by sa mali uistiť, že sa používa v takomto prostredí.			
Test ODOBNOSTI	IEC 60601 testovacia úroveň	Úroveň zhody	Poučenie pre elektromagnetické prostredie
Vedenie RF	3 Vrms	3 Vrms	Prenosná a mobilné RF komunikačné zariadenia by sa nemali používať bližšie k žiadnej časti VALO, vrátane káblov, než je odporúčaná separačná vzdialenosť, vypočítaná z rovnice vzťahujúcej sa na frekvenciu vysielateľa. Odporúčaná separačná vzdialenosť
IEC 61000-4-6	150 kHz do 80 MHz	150 kHz do 80 MHz	
Vyžarovaná RF	3 V/m	3 V/m	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz do } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz do } 2,5 \text{ GHz}$ <p>P je maximálny výstupný výkon vysielateľa vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielateľa a d je odporúčaná separačná vzdialenosť v metroch (m).</p> <p>Intenzita poľa z pevných RF vysielateľov, určená elektromagnetickým prieskumom na mieste, by mala byť nižšia ako úroveň zhody v každom frekvenčnom rozsahu.</p> <p>V blízkosti zariadení označených nasledujúcim symbolom môže dôjsť k rušeniu:</p> 
IEC 61000-4-3	80 MHz do 2,5 GHz	80 MHz do 2,5 GHz	
<p>1. POZNÁMKA Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah.</p> <p>2. POZNÁMKA Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Elektromagnetické šírenie je ovplyvnené absorpciou a odrazom od konštrukcií, objektov a ľudí.</p> <p>a Intenzity poľa z pevných vysielateľov, ako sú základňové stanice pre rádio (mobilné/bezdrôtové) telefóny a pozemné mobilné rádia, amatérske rádio, rádiové vysielanie v pásme AM a FM a televízne vysielanie, nemožno teoreticky s presnosťou predpovedať. Na posúdenie elektromagnetického prostredia v dôsledku pevných RF vysielateľov je potrebné zaviesť elektromagnetický prieskum miesta. Ak nameraná intenzita poľa v mieste, kde sa používa VALO, prevyšuje príslušnú úroveň zhody RF, VALO musí byť sledované, aby sa overila normálna prevádzka. Ak sa zistí abnormálny výkon, môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, ako napríklad zmena orientácie alebo premiestnenie VALO.</p> <p>b Vo frekvenčnom pásme 150 kHz až 80 MHz by intenzity poľa mali byť menšie ako 3 V/m.</p>			

Pokyny a vyhlásenie výrobcu pre odporúčané vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými RF komunikačnými zariadeniami a VALO.

VALO je určená na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sú vyžarované RF rušenia riadené. Používateľ VALO môže pomôcť zabrániť elektromagnetickému rušeniu udržiavaním minimálnej vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými RF komunikačnými zariadeniami (vysielačmi) a VALO ako sa odporúča nižšie podľa maximálneho výstupného výkonu komunikačného zariadenia.

Menovitý maximálny výstupný výkon vysielača (P vo Wattoch)	Separačná vzdialenosť podľa frekvencie vysielača (v metroch)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 metra	0,035 metra	0,07 metra
0,1	0,37 metra	0,11 metra	0,22 metra
1	1,7 metra	0,35 metra	0,7 metra
10	3,7 metra	1,11 metra	2,22 metra
100	11,7 metra	3,5 metra	7,0 metra

VALO je testovaná podľa normy IEC 60601-1-2:2014 a prešla poľom o sile vyžarovania 10 V/m medzi 80 MHz a 2,5 GHz. Hodnota 3Vrms zodpovedá hodnote V1 a hodnota 10 V/m zodpovedá E1 vo vyššie uvedených vzorcoch.

V prípade vysielačov s maximálnym výstupným výkonom, ktoré nie sú uvedené vyššie, možno odporúčanú separačnú vzdialenosť d (v metroch) odhadnúť pomocou rovnice použitej pre frekvenciu vysielača, kde P je maximálny výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielača.

1. POZNÁMKA Pri frekvenciách 80 MHz a 800 MHz platí separačná vzdialenosť pre vyššie frekvenčné pásma.
2. POZNÁMKA Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Elektromagnetické šírenie je ovplyvnené absorpciou a odrazom od konštrukcií, objektov a ľudí.

1. Opis izdelka


VALO je s svojim širokim razponom izdelan za polimerizacijo vseh svetlobno obdelanih izdelkov z valovno dolžino 385-515nm, po ISO 10650.

VALO ima napajalno enoto medicinske kakovosti in je primeren za električne vtičnice od 100 do 240 vatov. Ročno orodje je oblikovano tako, da se prilega standardnemu okvirju zobozdravstvenega stroja, mogoče pa ga je tudi prilagojeno montirati z okvirjem, ki je priložen v opremi.

Komponente izdelka:

- 1 – VALO polimerizacijska lučka s kablom 2,1m
- 1 – Mednarodna napajalna enota medicinske kakovosti z 1,8m kablom in univerzalnimi vtiči.
- 1 – Komplet vzorčnih zaščitnih rokavov VALO
- 1 – Svetlobni ščit VALO
- 1 – Montažni okvir za polimerizacijsko lučko z dvostranskim lepilnim trakom

Pregled nadzornih gumbov:



Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neprimerne uporabe te enote in/ali uporabe za kakršnih koli namen razen tega, ki naveden v teh navodilih. Pred uporabo katerega koli izmed opisanih izdelkov preberite in se prepričajte, da ste razumeli vsa navodila in informacije SDS.

2. Indikacije/namen uporabe

Vir osvetlitve za polimerizirane foto-aktivirane restavratorske materiale in lepila v zobozdravstvu.

3. Opozorila in previdnostni ukrepi

Tvegana skupina 2

POZOR ta izdelek oddaja UV žarke. Ob izpostavljenosti lahko pride do draženja oči ali kože. Uporabite primerno zaščito

POZOR Možno je tveganje optičnega sevanja s tega izdelka. Ne gledajte delujočo luč. Lahko je škodljiva za oči.

- NE gledajte neposredno v vir svetlobe. Pacienti, zdravnik in asistenti morajo med uporabo VALO vedno nositi UV zaščito za oči jantarne barve.
- Zaradi tveganja električnega udara spreminjanje te opreme ni dovoljeno. Uporabite samo priloženo Ultradent VALO napajalno enoto in adapterje. Če so te komponente poškodovane, jih ne uporabljajte in pokličite službo za stranke Ultradent za naročilo nadomestnih delov.
- Prenosa RF oprema za komunikacijo lahko slabše deluje, če jo uporabljate na razdalji manjši od 30 cm (12 in").
- Da preprečite nepravilno delovanje, povečane elektromagnetne emisije ali manjšo elektromagnetno imuniteto uporabljajte samo odobrene dodatke, kable in vire napajanja (glejte poglavje Elektromagnetne emisije).
- Da preprečite termalno draženje ali poškodbo se izogibajte hitremu nizanju ciklov polimerizacije in mehkih tkiv v ustih na kratki razdalji in nobenem načinu ne izpostavljajte več kot 10 sekund. Če so potrebna daljša obdobja polimerizacije, uporabite več krajših ciklov ali pa uporabite izdelek za dvojno polimerizacijo, da se izognete segrevanju mehkega tkiva.
- Bodite previdni pri zdravljenju pacientov, ki trpijo za negativnimi fotobiološkimi reakcijami ali pa so posebno občutljivi, pacientov, ki se zdravijo s kemoterapijo in pacientov, ki se zdravijo z zdravili, ki povzročajo fotosenzitivne reakcije.
- Ta enota je lahko občutljiva na močno magnetno ali statično električno polje, ki lahko ovira programiranje. Če sumite, da se je to zgodilo, enoto nemudoma izklopite in jo ponovno vklopite v vtičnico.
- NE čistite VALO polimerizacijske lučke z jedkimi ali abrazivnimi čistilnimi sredstvi ali avtoklavu, niti je ne potaplajte v ultrasonično kopal, dezinfekcijsko sredstvo, sredstvo za čiščenje ali kakršno koli tekočino. Neupoštevanje priloženih navodil za procesiranje lahko privede do trajne okvare pripomočka.
- Da preprečite navzkrižno okužbo in lepjenje kompozitnega zobnega materiala na površino leče ali držala ob vsaki uporabi VALO uporabite nov zaščitni rokav.
- V izogibanju tveganja navzkrižne okužbe so zaščitni rokavi namenjeni samo za enkratno uporabo.
- Zaščitni rokav takoj po uporabi odstranite, da preprečite tveganje rje.
- Da preprečite tveganje slabo polimeriziranih smol, polimerizacijske lučke ne uporabljajte, če je poškodovana leča.

4. Navodila po korakih

Priprava

1. Povežite kabel ročnega orodja z 9-voltnim kablom.
2. Vdenite napajalni kabel v katero koli električno vtičnico (100-240 VAC). Ročno orodje VALO bo ob vklopu dvakrat zapiskalo in prižgejo se indikatorji za merjenje časa, kar pomeni, da je lučka pripravljena za uporabo.
3. Namestite polimerizacijsko lučko v okvir na zobozdravstvenem stroju ali v poseben montažni okvir do naslednje uporabe.
4. Pred vsako uporabo na lučko namestite zaščitni rokav.

Namestitev higienskih zaščitnih rokavov:

Higienski zaščitni rokav je prilagojen za polimerizacijsko lučko in ohrani površino lučke čisto. Zaščitni rokav pomaga pri preprečevanju navzkrizne okužbe, preprečevanju lepljenja kompazitnega materiala na površino leče in lučke, ter preprečuje razbarvanje in rjo od čistilnih sredstev.

- Z uporabo higienskega zaščitnega rokava bo svetloba lučke 5-10% šibkejša, vendar se zaradi visoke izhodne moči polimerizacijske lučke kakovost polimerizacije s tem ne spremeni.
- Polimerizacijsko lučko morate po vsakem pacientu očistiti in razkužiti s primernim sredstvom za čiščenje/razkuževanje. Glejte poglavje Procesiranje.

Svetlobni ščit VALO:

- Svetlobni ščit VALO je ovalne oblike, za maksimalno uporabo ga je mogoče zasukati in uporabljati s prosojno pregrado.

Uporaba

1. Vsaka moč delovanja se uporablja za polimerizacijo določenih materialov s foto iniciatorji. Za priporočene čase polimerizacije glejte Hitri vodič moči delovanja. OPOMBA: Polimerizacijska lučka je programirana za zaporedni cikel od Standardne do Visoke in nato Ekstra moči. Na primer, za prehod od Standardne na Ekstra moč morate najprej preiti do Visoke moči in šele nato lahko preidete na Ekstra.
2. Polimerizacijska lučka hrani nazadnje uporabljeni časovni interval. Kadar spremenite način ali odstranite baterije, se po privzetem vrne nanj.

Delovanje

MOČ POLIMERIZACIJE Standardna

ČASOVNI INTERVALI 5, 10, 15, 20 sekund.

- Polimerizacijska lučka se vrne v ta način ko jo NAJPREJ vklopite. Ko je moč standardna, bo indikator Moči delovanja/stanja zasvetil zeleno in prižgali se bodo štirje zeleni indikatorji časomera.
- Za spremembo časovnega intervala hitro pritisnite gumb za čas/moč.
- Za polimeriziranje pritisnite gumb za vklop. Za zaustavitev polimerizacije preden se izteče nastavljen časovni interval, ponovno pritisnite gumb za vklop.

MOČ POLIMERIZACIJE Visoka

ČASOVNI INTERVALI 1, 2, 3, 4 sekunde.

- V standardnem načinu dvakrat pritisnite in držite gumb za čas/moč za dve sekundi, ter spustite. Ko je moč Visoka, bo indikator načina/stanja zasvetil oranžno in štirje zeleni indikatorji časovnega intervala bodo utripali.
- Za spremembo časovnega intervala hitro pritisnite gumb za čas/moč.
- Za polimeriziranje pritisnite gumb za vklop. Za zaustavitev polimerizacije preden se izteče nastavljen časovni interval, ponovno pritisnite gumb za vklop.
- Za vrnitev v standardni način najprej pritisnite in držite gumb za čas/moč za dve sekundi, nato spustite. S tem boste pognali način Ekstra. Ponovno pritisnite in držite dve sekundi, nato spustite. Ko je moč standardna, bo indikator načina/stanja zasvetil zeleno in prižgali se bodo štirje zeleni indikatorji časovnega intervala.

MOČ POLIMERIZACIJE Ekstra

ČASOVNI INTERVAL: Samo 3 sekunde (Opomba: Način Ekstra ima varnostni zaostanek dve sekundi ob koncu vsakega cikla polimerizacije, s čimer je omejeno segrevanje med zaporednimi cikli. Piskanje ob koncu zaostanka pomeni, da je enota pripravljena za uporabo.)

- V standardnem načinu pritisnite in držite gumb za dve sekundi, spustite, nato ponovno pritisnite in spustite. Ko je moč Ekstra, bo indikator Moči delovanja/stanja utripal oranžno in bodo utripali štirje zeleni indikatorji časovnega intervala.
- Za polimeriziranje pritisnite gumb za vklop. Za zaustavitev polimerizacije preden se izteče nastavljen časovni interval, ponovno pritisnite gumb za vklop.
- Za vrnitev v standardni način najprej pritisnite in držite gumb za čas/moč za dve sekundi, nato spustite. Ko je moč standardna, bo indikator načina/stanja zasvetil zeleno in prižgali se bodo štirje zeleni indikatorji časovnega intervala.

Način spanja: Polimerizacijska lučka bo po 1 uri nedejavnosti preklopila v način SPANJA, prikazan s počasnim utripanjem indikatorja načina/statusa. Če pritisnete kateri koli gumb se bo polimerizacijska lučka ponovno prebudila in se vrnila v nazadnje shranjene nastavitve.

Čiščenje

1. Uporabljene zaščitne rokave po vsakem pacientu zavrzite med običajne smeti.
2. Glejte poglavje o procesiranju.

Navodila za montažni okvir

1. Okvir montirajte na ravno, nemasno površino.
2. Očistite površino z alkoholno raztopino.
3. Odlepite zadnjo stran lepljive traku na okvirju.
4. Namestite okvir tako, da polimerizacijsko lučko iz njega vzamete s potegom navzgor. Pritisnite, da trdno pričvrstite.

Hitri vodič moči delovanja

Moč delovanja	Standard Power				High Power				Xtra Power
Gumb za vklop									
Indikatorji načina/časa									
Gumbi za nastavitve časa									
Nastavitvene možnosti časovnih intervalov	5s	10s	15s	20s	1s	2s	3s	4s	Samo 3s
Za spremembo časa	Hitro pritisnite in spremenite gumb za nastavitve časa, da zakrožite po možnostih nastavitve časovnih intervalov.								
Za spremembo načinov	Pritisnite in držite gumb za čas dve sekundi, nato spustite. VALO bo poganj v naslednji način.								
Legenda	Fiksne LED				Utripajoče LED				

Hitri vodič polimerizacije

Priporočene časovne nastavitve polimerizacije z VALO za optimalne rezultate			
Moč delovanja	Standardna	Visoka	Ekstra
Po plasteh	En cikel 10 sekund	Dva cikla 4 sekunde	En cikel 3 sekunde
Končni cikel	Dva cikla 10 sekunde	Tri cikla po 4 sekunde	Dva cikla 3 sekunde
Opomba: Zaradi reaktivnosti kompozita, sence, razdalje med lečo lučke in kompozitom in globine plasti kompozita bo morda potrebno prilagoditi nastavitve časa in izpostavljenosti. Za določitev ustreznega časa in nastavitve mora zobozdravnik poznati zahteve materiala, katerega uporablja.			

Hitri vodič opozoril:

Opozorila	
Kličite službo za stranke glede popravila	Kličite službo za stranke glede popravila
<ul style="list-style-type: none"> Ni zvoka Utripanje, dve sekundi Vedno deluje 	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuirani trije piski Prepovedana dejanja

5. Vzdrževanje

Popravilo

Popravilo, ki ga izvaja uporabnik

1. Redno pregledujte lečo, da na njej ni polimeriziranih zobnih kompozitov. Po potrebi z ne-diamantnim orodjem za zobe z nje previdno odstranite strjene kompozite.
2. Merilniki svetlobe se precej razlikujejo in so narejeni za specifične svetlobne vodilne konice in leče. Ultradent priporoča redno preverjanje oddajne moči v standardnem načinu.

OPOMBA: odtičana vrednost morda ne bo povsem verodostojna, zaradi netočnosti običajnih merilnikov svetlobe in posebnega sklopa diod (LED) v polimerizacijski lučki.

Popravilo proizvajalca

1. Popravila sme izvesti samo pooblaščen serviser. Ultradent serviserja oskrbi z dokumentacijo za izvajanje popravil.

Garancija

Ultradent zagotavlja, da bo ta instrument 5 leta* v vseh materialnih pogledih skladen s specifikacijami, kot so navedene v priloženi dokumentaciji Ultradent in, da je prost vseh napak pri materialu ali izdelavi. Ta garancija se nanaša samo na prvotnega kupca in ni prenosljiva. Vse nepopolne izdelke morate vrniti na Ultradent. Uporabnik ne sme servisirati nobene komponente VALO. Spreminjanje VALO bo izničilo garancijo.

Garancija VALO ne pokriva škode, ki nastane po krivdi stranke. Na primer, če VALO napačno uporabljate, ali pade in se razbije leča, stroške popravila v celoti nosi stranka.

*Z računom prodaje, kjer je naveden datum prodaje zobozdravniku.

6. Procesiranje

Po vsaki uporabi obrišite površino in lečo z vlažno gazo ali mehko krpo in odobrenim razkužilom za površine.

SPREJEMLJIVA ČISTILNA SREDSTVA:

- Dezinfekcijsko razpršilo Lysol Brand III (priporočeno)
- Izopropil alkohol
- Čistilci na osnovi alkohola
- Koncentrat Lysol®* (samo na osnovi alkohola)

NESPREJEMLJIVA ČISTILA - NE UPORABLJAJTE:

- Kakršnih koli alkalnih detergentov, vključno z milom za pomivanje posode
- Čistila na osnovi belila (npr. Clorox™, Sterilox™**)
- Čistila na osnovi vodikovega peroksida
- Abrazivna čistila (npr. Comet Cleanser™**)
- Aceton na osnovi ogjikovodika
- MEK (metil etil keton)
- Birex®*
- Gluteraldehid
- Kvaternarna amonijev kloridna čistila na osnovi soli (razen Cavicide™**)
- Raztopina ali vlažni robčki Cavicide1™**
- Izdelki Cavicide™** (brez belila)**

*Blagovna znamka podjetja, ki ni Ultradent

** Ob uporabi lahko zbledi barva

Čiščenje svetlobnega štita:

- Hladno razkužite svetlobni štít VALO s katerim koli površinskim razkužilom. NE avtoklavirajte.

7. Shranjevanje in odstranjevanje




Shranjevanje in prevoz polimerizacijske lučke

- Temperatura: +10°C do +40°C (+50°F do +104°F)
- Relativna vlažnost: 10% do 95%
- Zračni tlak: 500 hPa 1060 hPa

Pri odstranjevanju elektronskih odpadkov (npr. naprav, polnilcev, baterij, napajalnih enot) upoštevajte lokalna pravila o odlaganju odpadkov in reciklaji.


8. Tehnične podrobnosti

Dodatki

Izdelek	CE informacije	
Zaščitni rokavi VALO	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Germany	Proizvajalec: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neeenah, WI 54956 Narejeno v ZDA Distribucija: Ultradent Products Inc. 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 ZDA
Svetlobni ščit VALO		

Tehnične informacije/podatki

Valovni pasovi učinkovite polimerizacije kompozita:



Atribut	Informacije/specifikacije					
Leča	Premer 9,75 mm					
Domet valovne dolžine	<ul style="list-style-type: none"> • Uporabni domet valovne dolžine: 385 – 515nm • Največja valovna dolžina: 395 – 415nm in 440 – 480nm 					
Preglednica intenzivnosti svetlobe	Primerjalni graf nominalnih moči sevanja			<p>Moč sevanja je lahko različna glede na zmoglost instrumenta, metodo merjenja in umesitev svetlobe.</p> <p>† Radiometri Demetron in spektralni analizatorji MARC se uporabljajo kot referenca samo zaradi njihovih odprtin, ki so manjše od polimerizacijske lučke VALO.</p> <p>* Radiometre Demetron uporabljajte kot referenco edino zaradi njihovih omejitev moči in spektralnega odziva</p> <p>‡ Moč sevanja, merjena z Gighertz spektralnim analizatorjem, je v skladu z ISO 10650</p>		
	Instrument za meritve	† Demetron L.E.D. Radiometer	† MARC spektralni analizator		‡ Gighertz spektralni analizator	
	Odprtina merilnika	7 mm	3.9 mm		Sevanje	Moč v celoti
	Standardna moč (±10%)	1000 mW/cm ²			900 mW/cm ²	670 mW
	Visoka moč (±10%)	1400 mW/cm ²			1300 mW/cm ²	970 mW
	Ekstra moč (±10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)		2100 mW/cm ²	1570 mW
Polimerizacijska lučka VALO	Ocene: IEC 60601-1 (Varnost), IEC 60601-1-2 (EMC)		Teža: 8 inčev/226 gramov (skupaj s kablom) Dolžina: 9,26 inčev/23,5 cm Širina: .79 inča/ 2 cm Dolžina kabla: 2,1 meter			
Napajanje	Oddajanje - 9VDC pri 2A Vnos - 100VAC to 240VAC Ultradent P/N 5930 - Napajalna enota VALO z univerzalnimi polnilci		Ocena: IEC 60601-1 (Varnost) Dolžina kabla - 1,8 metra Napajalna enota VALO zagotavlja izločilo od glavnega vira napajanja			
OPogoji delovanja	Temperatura: +10°C do +32°C (+50°F do +90°F) Relativna vlažnost: 10% do 95% Zračni tlak: 700 hPa 1060 hPa					
Delovni cikel:	Polimerizacijska lučka je namenjena za kratkotrajno delovanje. Pri najvišji temperaturi zraka (32°C) je lahko vklopljena v zaporednih ciklih 1 minuto, nato sledi izklop 30 minut (hlajenje).					

Reševanje težav

Če predlagane rešitve težave ne odpravijo, prosimo pokličite Ultradent na 800.552.5512. Izven Združenih držav kličite distributerja ali prodajalca pripomočkov za zobozdravstvo Ultradent.	
Težava	Možne rešitve
Lučka se ne vklopi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite gumb za spremembo Čas/moč ali gumb za vklop, da se lučka prebudi iz načina varčevanja z energijo. 2. Prepričajte se, da sta oba kabla čvrsto povezana in vključena v električno vtičnico. 3. Prepričajte se, da ima stenska vtičnica napajanje.
Lučka ne ostane vklopljena tako dolgo, kot bi želeli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite način in indikatorje časomera, ali je vnesen pravičen čas. 2. Zagotovite, da so vse kabelske povezave popolnoma povezane. 3. Izklopi in ponovno vklopite kabel v električno vtičnico.
Luč ne polimerizira pravilno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite lečo za ostanke polimeriziranih kompozitov. 2. Z ustrezno UV zaščito za oči preverite, ali delujejo vse diode (LED). 3. Preverite raven moči z merilnikom svetlobe. Če uporabljate merilnik svetlobe, Ultradent priporoča preverjanje VALO v standardnem načinu. <p>OPOZOR: Zaradi netočnosti običajnih merilnikov svetlobe in prilagojene uporabe diod (LED) VALO odčitana vrednost lahko odstopa od dejanske. Merilci svetlobe se precej razlikujejo med seboj in so namenjeni za specifične svetlobne vodilne konice in leče.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Preverite rok uporabe kompozita za polimerizacijo. 5. Upoštevajte priporočila proizvajalca glede pravilne tehnike (lepila/kompozita).
Načina ali časovni intervali ni mogoče spremeniti.	Hkrati držite gumb za Čas/moč in gumb za vklop, dokler ne zaslišite vste piske, ki pomeni, da je polimerizacijska lučka odklenjena.

9. Razne informacije


Smernice in izjava proizvajalca o elektromagnetnih emisijah		
<p>Lučka VALO je namenjena za uporabo v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju. Stranka ali uporabnik morata zagotoviti, da se pripomoček uporablja samo ob navedenih pogojih okolja.</p> <p>OPOMBA: Da preprečite nepravilno delovanje, povečane elektromagnetne emisije ali manjšo elektromagnetno imuneteto uporabljajte samo odobrene dodatke, kable in vire napajanja.</p>		
Preizkus emisije	Skladnost	Elektromagnetno okolje - smernice
RF emisije CISPR 11	Skupina 1	VALO uporablja 9VDC adapter medicinske kakovosti Globtek, deluje kot zaščita pred oslabilnimi električnega toka ter zagotavlja omejevit EMI, RF in blaženje sunkov.
Emisije RF CISPR 11	Razred B	VALO za notranje delovanje uporablja električno in elektromagnetno energijo. Zato so emisije RF zelo nizke in ni verjetno, da bodo povzročale interferenco v bližnji elektronski opremi.
Harmonične emisije IEC 61000-3-2	Razred A	VALO je primeren za uporabo v zgradbah vseh vrst, vključno z domačimi ambulancami in prostori, ki so neposredno povezani na javno nizkonapetostno napajanje, ki oskrbuje bivanjske zgradbe.
Nihanje napetosti/emisije flikerja IEC 61000-3-3	SKLADEN	

Smernice in izjava proizvajalca o elektromagnetni imuniteti.			
VALO je namenjen samo za uporabo v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju. Stranka ali uporabnik morata zagotoviti, da se ga uporablja v tovrstnem okolju.			
Preizkus IMUNITETE	Raven testiranja IEC 60601	Raven skladnosti	Smernice o elektromagnetnem okolju
Elektrostatična razelektritve (ESR)	± 8 kV stik ± 15 kV zrak	± 8 kV stik ± 15 kV zrak	Fizično okolje mora biti opredeljeno kot sledi: 1. IP koda: IP20 2. Ne potapljaite v vodo. 3. Ne uporabljajte v bližini gorljivih plinov. Enota ni APG, niti AP. 4. Razpon vlažnosti za shranjevanje: 10% - 95% 5. Razpon temperature za shranjevanje: 10° C - 40° C
IEC 61000-4-2			
Prehodna električna prevodnost/sunki IEC 61000-4-4	± 2 kV za napajalne linije ± 1 kV za vhodne/izhodne linije	± 2 kV za napajalne linije Opomba 1: VALO ima vhode I/O.	Kakovost glavnega napajanja mora biti ustrezna za stanovanjske stavbe, komercialne zgradbe, bolnišnice ali vojaške objekte.
Sunek IEC 61000-4-5	± 1 kV linija do linije ± 2 kV linija do zemlje	± 1 kV linija do linije ± 2 kV linija do zemlje	
Napetost IEC 61000-4-11	<5% U (>95% potop v U za 0,5 cikla) 40% U (60% potop v U za 5 ciklov) 70% U (30% potop v U za 25 ciklov) <5% U (>95% potop v U za 5 s)	<5% U (>95% potop v U za 0,5 cikla) 40% U (60% potop v U za 5 ciklov) 70% U (30% potop v U za 25 ciklov) <5% U (>95% potop v U za 5 s) Opomba 2: Samodejno okrevanje	Kakovost glavnega napajanja mora biti ustrezna za stanovanjske stavbe, komercialne zgradbe, bolnišnice ali vojaške objekte. 9VDC Globtek adapter medicinske kakovosti, ki je dobavljen z VALO deluje na glavnem napajanju 100VAC – 240VAC in deluje kot omejena zaščita pred slabljenjem električnega toka, zaščita pred EMI in zaščita pred sunki. Če uporabnik VALO zahteva kontinuirano delovanje brez prekinitev glavnega napajanja, ali pa glavno napajanje na nekem področju velja za nezanesljivo zaradi stalnega slabjenja električnega toka, izpada toka ali pretiranega toka vam priporočamo, da VALO napajate iz nemotenega vira napajanja ali pa, da stranka nabavi brezžično enoto VALO.
Frekvenca moči (50/60 Hz) magnetno polje IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Magnetna polja frekvenca moči morajo biti na ravneh, ki so ustrezne za stanovanjske stavbe, domačo zdravniško oskrbo, komercialne zgradbe, bolnišnice ali vojaške objekte.

OPOMBA: U je glavno napajanje izmeničnega toka pred vnosom preizkusne ravni

Opomba 1: VALO ni opremljena z vtičnicami ali dostopnimi I/O linijami.

Opomba 2: V primeru 95% padca v glavnem napajanju VALO ne bo delovala, saj nima mehanizma za notranje shranjevanje energije. VALO bo ugasnila. Po vrnitvi ravnih napajanja, se VALO ponovno zažene in se vrne v stanje, enakemu pred izgubo napajanja. VALO se bo samodejno obnovila.

Smernice in izjava proizvajalca o elektromagnetni imuniteti za sisteme, ki niso namenjeni ohranjanju pri življenju.			
VALO je namenjen samo za uporabo v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju. Stranka ali uporabnik morata zagotoviti, da se ga uporablja v tovrstnem okolju.			
Preizkus IMUNITETE	Raven testiranja IEC 60601	Raven skladnosti	Smernice o elektromagnetnem okolju
Prevodnost RF	3 Vrms	3 Vrms	Prenosne in mobilne opreme za komunikacijo RF ne uporabljajte preblizu nobenega dela VALO, vključno s kablji. Razdalja ne sme biti manjša od priporočene ločitvene razdalje, izračunane na osnovi enačbe glede na frekenco oddajnika. Priporočena ločitvena razdalja $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz do } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz do } 2,5 \text{ GHz}$ <p>P je najvišja stopnja oddajne moči oddajnika v vatih (W), kot jo navaja proizvajalec oddajnika, d pa je priporočena ločitvena razdalja v metrih (m).</p> <p>Moči polja fiksnih RF oddajnikov, kot jo določa elektromagnetna preiskava mestaa, morajo biti manjša od dovoljene ravni za vsak razpon frekvencb.</p> <p>V bližini opreme, ki je označena z naslednjim simbolom, lahko pride do interference: </p>
IEC 61000-4-6	150 kHz to 80 MHz	150 kHz to 80 MHz	
Sevanje RF	3 V/m	3 V/m	
IEC 61000-4-3	80 MHz to 2,5 GHz	80 MHz to 2,5 GHz	
<p>OPOMBA 1 Pri 80 MHz in 800 MHz veljajo višji razponi frekvence.</p> <p>OPOMBA 2 Te smernice ne veljajo v vsaki situaciji. Na elektromagnetno propagacijo vpliva absorpcija in odboj od struktur, objektov in ljudi.</p> <p>a Moči polja s fiksnimi oddajniki, kot so radijske postaje za (mobilne/brezžične) telefone in zemeljski prenosni radioaparati, amaterski radiji, AM in FM radijske postaje in televizijske postaje ni mogoče teoretično natančno predvideti. Za oceno elektromagnetnega okolja zaradi fiksnih RF oddajnikov je potrebno upoštevati elektromagnetno preiskavo mesta. Če izmerjena moč polja na mestu, kjer uporabljate VALO presega zgoraj navedeno veljavno skladnost RF, morate VALO opazovati tako, da zagotovite normalno delovanje. Če opazite neobičajno delovanje, bodo morda potrebni dodatni ukrepi, kot je drugačna orientacija ali preместitev VALO.</p> <p>b Preko razpona frekvence 150 kHz do 80 MHz mora biti moč polja manjša od 3 V/m.</p>			

Smernice in izjava proizvajalca o priporočenih ločitvenih razdaljah med prenosno in mobilno radio frekvenčno komunikacijsko opremo in VALO

VALO je namenjen za uporabo v elektromagnetnem okolju, kjer so motnje radio frekvenčnega sevanja nadzorovane. Uporabnik VALO lahko pomaga preprečiti elektromagnetno interferenco z vzdrževanjem minimalne razdalje med prenosno in mobilno radio frekvenčno komunikacijsko opremo (oddajnik) in VALO, kot je priporočeno spodaj, v skladu z maksimalno izhodno močjo komunikacijske opreme.

Ocenjena največja izhodna moč oddajnika (P v vatih)	Ločitvena razdalja v skladu s frekvenco oddajnika (metri)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 metra	0,035 metra	0,07 metra
0,1	0,37 metra	0,11 metra	0,22 metra
1	1,7 metra	0,35 metra	0,7 metra
10	3,7 metra	1,11 metra	2,22 metra
100	11,7 metra	3,5 metra	7,0 metra

VALO je preizkušen v skladu z IEC 60601-1-2:2014 in je preстал moč sevanja polja 10 V/m med 80-MHz do 2,5 GHz. Vrednost 3Vrms odgovarja V1, vrednost 10 V/m pa odgovarja E1 in zgoraj navedenim formulam.

Za oddajnike, ocenjene pri maksimalni oddajni moči, ki ni navedena zgoraj, je mogoče priporočeno ločitveno razdaljo d v metrih (m) oceniti po enačbi, ki velja za frekvenco oddajnika, kjer je P najvišja stopnja oddajne moči oddajnika v vatih (W) po navedbi proizvajalca oddajnika.

OPOMBA 1 Pri 80 MHz in 800 MHz velja ločitvena razdalja za višjo stopnjo frekvence.

OPOMBA 2 Te smernice ne veljajo v vsaki situaciji. Na elektromagnetno propagacijo vpliva absorpcija in odboj od struktur, objektov in ljudi.

ПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ ЛАМПА

1. Описание продукта:


Благодаря широкополосному спектру лампы VALO могут полимеризоваться все светоотверждаемые материалы в диапазоне длины волны 385 - 515 нм в соответствии с ISO 10650.

VALO — это прибор медицинского назначения, ориентированный на простое включение в сеть в любой стране, который подходит для сетевых розеток с напряжением от 100 до 240 Вольт. Наконечник сконструирован таким образом, чтобы его можно было расположить в стандартном держателе стоматологической установки или закрепить в удобном месте с использованием держателя, который входит в Комплект поставки.

Компоненты изделия:

- 1 – Полимеризационная лампа VALO со шнуром длиной 7 футов / 2,1 метра
- 1 – Блок питания (международный стандарт) на 9 В медицинского назначения со шнуром длиной 6 футов / 1,8 метра и универсальными винками
- 1 – Образцы защитных рукавов VALO
- 1 – Щиток лампы VALO
- 1 – Крепление для лампы с двухсторонней клейкой лентой

Обзор элементов управления:



Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильного использования данного устройства и/или использования устройства для любых других целей, кроме тех, которые описаны в данном руководстве по использованию.

Перед использованием внимательно прочитайте и усните инструкции для всех перечисленных продуктов, а также всю информацию в паспорте безопасности.

2. Показания к использованию / Назначение

Данная лампа является источником света для отверждения светочувствительных восстановительных стоматологических материалов и адгезивов.

3. Меры предосторожности и предупреждения**Группа риска 2**

ВНИМАНИЕ! Этот продукт излучает ультрафиолетовые лучи. В результате воздействия может возникнуть раздражение глаз или кожи. Используйте специальную защиту.
ВНИМАНИЕ! Возможно опасное оптическое излучение, испускаемое этим продуктом. Не смотрите на работающую лампу. Может быть вредно для глаз.

- Не СМОТРИТЕ непосредственно на источник излучения. Во время работы лампы VALO пациент, медработник и ассистенты должны надевать очки янтарного цвета для защиты глаз от УФ-излучения.
- Во избежание поражения электрическим током нельзя вносить конструктивные изменения в оборудование. Используйте только прилагаемые блоки питания и штекеры Ultradent для лампы VALO. Если эти компоненты повреждены, не используйте и позвоните в отдел обслуживания потребителей Ultradent и закажите новые элементы питания.
- Портативное оборудование радиочастотной связи может ухудшить рабочие характеристики, если используется ближе, чем 30 см (12 дюймов).
- Используйте только разрешенные аксессуары, кабели и источники питания для предотвращения неправильной работы, увеличения электромагнитных излучений или снижения электромагнитной помехоустойчивости (см. Раздел «Электромагнитные излучения»).
- Во избежание риска термического раздражения или травмы избегайте повторных циклов отверждения и не подержите мягкие ткани полости рта непосредственной близости в течение более 10 секунд в любом режиме. Если требуется более длительное время отверждения, используйте несколько более коротких циклов отверждения или продукт двойного отверждения, чтобы избежать нагрева мягких тканей.
- Соблюдайте осторожность при лечении пациентов, которые страдают от нежелательных фотобиологических реакций или повышенной чувствительности, пациентов, которые проходят химиотерапию, или пациентов, которые принимают фоточувствительные лекарственные препараты.
- Данное устройство может быть чувствительным к сильному магнитному и электростатическим полям, что может вызвать нарушения в программе. Если вы заподозрили такое воздействие, отсоедините Лампу от источника питания немедленно и снова подсоедините ее.
- Не протирайте полимеризационную лампу VALO едкими или абразивными чистящими средствами, не автоклавируйте и не погружайте в ультразвуковые ванны любого типа, дезинфицирующие средства, мощные растворы или жижи. Несоблюдение приведенных инструкций по обработке может привести к неработоспособности устройства.
- Чтобы предотвратить перекрестное загрязнение и не допустить прилипания композитного материала к поверхности линзы и корпусу насадки, при каждом использовании необходимо надевать защитные чехлы на лампу VALO.
- Защитные чехлы предназначены только для одноразового использования, чтобы предотвратить риск перекрестного загрязнения.
- Снимите защитный чехол после использования, чтобы уменьшить вероятность возникновения коррозии.
- Чтобы снизить риск неполного отверждения композитов, не используйте лампу с поврежденной линзой.

4. Пошаговые инструкции

Подготовка

1. Соедините сетевой шнур на 9 Вольт со шнуром наконечника.
2. Включите сетевой шнур в любую электрическую розетку (с напряжением от 100 до 240 Вольт переменного тока). Наконечник VALO подаст два звуковых сигнала при включении, и загорятся индикаторы времени. Это означает, что лампа готова к использованию.
3. Поместите лампу в стандартный держатель стоматологической установки или дополнительный держатель и оставьте ее там до тех пор, пока не будете готовы ее использовать.
4. Перед каждым использованием надевайте новый защитный чехол поверх полимеризационной лампы.

Установка гигиенических защитных чехлов:

Гигиенические защитные чехлы устанавливаются по размеру корпуса и сохраняют поверхность полимеризационной лампы чистой. Защитные чехлы помогают предотвратить перекрестное загрязнение и не допустить прилипания композитного материала к поверхности линзы и полимеризационной лампы, а также защитить устройство от появления коррозии от чистящих растворов.

Примечание:

- Использование гигиенического защитного рукава снижает интенсивность света на 5-10%. Как показывает опыт, благодаря высокой выходной мощности полимеризационной лампы, использование рукава не оказывает заметного влияния на процесс отверждения.
- После каждого пациента полимеризационную лампу следует очищать и обеззараживать с помощью подходящих чистящих или обеззараживающих средств. См. Раздел «Обработка».

Световой щиток лампы VALO

- Световой щиток лампы VALO имеет овальную форму, может поворачиваться для максимально удобного использования, а также может использоваться с прозрачными защитными чехлами.

Использование

1. Каждый режим питания используется для отверждения стоматологических материалов с фотинициаторами. См. Краткое руководство по режимам для рекомендуемого времени отверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Полимеризационная лампа запрограммирована на циклическое и последовательное переключение между режимами стандартной, высокой и максимальной мощности. Например, чтобы изменить мощность со стандартной на максимальную, необходимо сначала переключиться в режим высокой, а затем — максимальной мощности.

2. Полимеризационная лампа всегда запоминает последний использованный временной интервал и режим и по умолчанию возвращается к этим настройкам при изменении режима или извлечении элементов питания.

Эксплуатация

РЕЖИМ ОТВЕРЖДЕНИЯ: Режим стандартной мощности

ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ: 5, 10, 15, 20 секунд.

- Полимеризационная лампа по умолчанию переключается в этот режим при ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ включении ее питания. Индикатор режима/состояния загорится зеленым цветом, а четыре зеленых индикатора времени будут гореть, указывая на режим стандартной мощности.
- Чтобы изменить временной интервал, быстро нажмите кнопку смены времени/режима.
- Нажмите кнопку питания, чтобы выполнить процедуру отверждения. Чтобы остановить процедуру отверждения до окончания временного интервала, снова нажмите кнопку питания.

РЕЖИМ ОТВЕРЖДЕНИЯ: Режим высокой мощности

ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ: 1, 2, 3, 4 секунды.

- Находясь в стандартном режиме, нажмите и удерживайте кнопку смены времени/режима в течение 2 секунд и отпустите. Индикатор режима/состояния загорится оранжевым цветом, а четыре зеленых индикатора времени будут гореть и мигать, указывая на режим высокой мощности.
- Чтобы изменить временной интервал, быстро нажмите кнопку смены времени/режима.
- Нажмите кнопку питания, чтобы выполнить процедуру отверждения. Чтобы остановить процедуру отверждения до окончания временного интервала, снова нажмите кнопку питания.
- Чтобы вернуться к стандартному режиму мощности, нажмите и удерживайте кнопку смены времени/режима в течение 2 секунд и отпустите, чтобы перейти в режим максимальной мощности. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, а затем отпустите. Индикатор режима/состояния загорится зеленым цветом, а четыре зеленых индикатора времени будут гореть, указывая на режим стандартной мощности.

РЕЖИМ ОТВЕРЖДЕНИЯ: Режим максимальной мощности

ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ: только 3 секунды (примечание: Режим максимальной мощности имеет 2-ух секундные перерывы по завершении каждого цикла отверждения с целью обеспечения безопасности, чтобы предотвратить нагрев в процессе последовательного отверждения. В конце каждого перерыва звуковой сигнал сообщает о том, что устройство готово к продолжению работы).

- Находясь в стандартном режиме, нажмите кнопку смены времени/режима в течение 2 секунд, отпустите, затем снова нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд и снова отпустите. Индикатор режима/состояния будет мигать оранжевым цветом, а три зеленых индикатора времени будут гореть и мигать, указывая на режим высокой мощности.
- Нажмите кнопку питания, чтобы выполнить процедуру отверждения. Чтобы остановить процедуру отверждения до окончания временного интервала, снова нажмите кнопку питания.
- Чтобы вернуться в стандартный режим, нажмите и удерживайте кнопку смены времени/режима в течение 2 секунд, затем отпустите. Индикатор режима/состояния загорится зеленым цветом, а зеленые индикаторы времени будут гореть, указывая на режим стандартной мощности.

Режим ожидания: Через 1 час бездействия полимеризационная лампа переходит в РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ, о чем свидетельствует медленно мигающий зеленый индикатор режима/состояния. Нажмите на любую кнопку, чтобы включить полимеризационную лампу и автоматически вернет ее к последней использованной настройке.

Очистка

1. Выбрасывайте использованные защитные Чехлы после каждого пациента.
2. См. Раздел «Обработка».

Инструкции по установке держателя

1. Держатель должен быть размещен на плоской обезжиренной поверхности.

- Очистите поверхность при помощи медицинского спирта.
- Снимите защитный слой с липкой ленты на держателе.
- Разместите держатель таким образом, чтобы лампа поднималась вверх при снятии. Плотно прижмите держатель на месте крепления.

Краткое руководство по режимам

Режим	Стандартная мощность				Высокая мощность				Максимальная мощность
Кнопка питания									
Светодиоды режима/времени									
Кнопка времени									
Опции времени	5 с	10 с	15 с	20 с	1 с	2 с	3 с	4 с	Только 3 с
Чтобы изменить время	Для изменения временных интервалов быстро нажимайте и отпускайте кнопку времени.								
Чтобы изменить режим	Нажмите и удерживайте кнопку времени в течение 2 секунд, а затем отпустите. Лампа VALO переключится в следующий режим.								
Условные обозначения	Светодиоды горят				Светодиоды мигают				

Краткое руководство по отверждению:

Рекомендуемое время отверждения для получения оптимальных результатов при использовании лампы VALO			
Режим	Стандартный режим	Режим высокой мощности	Режим максимальной мощности
На каждый слой	Одно отверждение длительностью 10 сек	Два отверждения длительностью 4 сек	Одно отверждение длительностью 3 сек
Окончательное отверждение	Два отверждения длительностью 10 сек	Три отверждения длительностью 4 сек	Два отверждения длительностью 3 сек
Примечание: Время и настройки отверждения могут меняться в связи с композиционной реактивностью, оттенком, расстоянием от светлой линзы до композита и глубиной композитного слоя. Врач должен знать требования к используемому материалу, чтобы определить адекватное время и настройки.			

Краткое руководство по предупреждающим сигналам:

Предупреждения	
Позвоните в службу поддержки клиентов для ремонта	Позвоните в службу поддержки клиентов для ремонта
<ul style="list-style-type: none"> • Без звука • Мигает, 2 секунды • Работа лампы разрешена 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 непрерывных звуковых сигнала • Работа лампы блокирована

5. Техническое обслуживание

Ремонт

Ремонт пользователям

1. Регулярно проверяйте поверхность линзы на наличие отвержденных стоматологических смол. При необходимости осторожно удалите все прилипшие смолы при помощи неабразивного стоматологического инструмента.
2. Радиомеры сильно отличаются друг от друга и разрабатываются для устройств и линз конкретных Полимеризационных систем. Компания Ultradent рекомендует проверять продукт в режиме стандартной мощности. ПРИМЕЧАНИЕ: действительное числовое значение мощности на выходе будет иметь отклонения в связи с неточностью обычных фотометров и набора уникальных светодиодов, используемых в системе полимеризационной лампы.

Ремонт производителем

1. Ремонт должен выполняться только авторизованными сервисами. Свяжитесь с компанией Ultradent для предоставления авторизованного сервисного персонала для проведения ремонта.

Гарантия

Настоящим компания Ultradent гарантирует, что данный Прибор в течение 5 лет* будет соответствовать, указанным в документации компании Ultradent, поставляемой совместно с изделием, и не будет иметь никаких дефектов материалов или изготовления. Данная гарантия предоставляется исключительно первому владельцу устройства и не подлежит передаче. Все изделия, имеющие дефекты, должны быть возвращены компании Ultradent. VALO не имеет компонентов для обслуживания пользователями. Нарушение эксплуатации VALO аннулирует гарантию.

Гарантия VALO не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя. Например, Если лампу VALO использовали не по назначению, уронили и линза разбилась, потребитель несет ответственность за оплату всех необходимых ремонтных работ.

*При наличии чека с указанием даты продажи стоматологу.

6. Обращение

После каждого использования протирайте поверхность и линзу марлей или мягкой тканью, смоченной утвержденным дезинфицирующим раствором для обработки поверхностей.

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА:

- Спрей для дезинфекции марки Lysol Brand III (рекомендуется)
- Изопропиловый спирт
- Очистители на основе этилового спирта
- Lysol®* Концентрат (только на спиртовой основе)

НЕДОПУСТИМЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА - ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- Сильные щелочные чистящие средства любого типа, включая мыло для рук и средства для мытья посуды
- Очистители на основе отбеливателя (например, Clorox™, Sterilox™**)
- Чистящие средства на основе перекиси водорода
- Абразивные чистящие средства (например Comet Cleanser™**)
- Уксус или очистители на углеводородной основе
- MEK (метилэтилкетон)
- Virex®*
- Глюталидегид
- Чистящие средства на основе солей четвертичного аммония
- Не используйте раствор Cavicide1™** или салфетки
- Средства Cavicide™** (неотбеливающие)**

*Торговая марка не принадлежит компании Ultradent

** При использовании, может привести к угасанию света

Очистка Светового Щитка:

Холодная дезинфекция светового щитка лампы VALO с использованием любого дезинфицирующего средства для поверхностей. ЗАПРЕЩАЕТСЯ стерилизовать в автоклаве.

7. Хранение и утилизация




Условия хранения и транспортировки полимеризационной лампы:

- Температура: от + 10 °C до + 40 °C (от + 50 °F до + 104 °F)
- Относительная влажность: От 10% до 95%
- Давление внешней среды: 500 гПа до 1060 гПа

При утилизации электронных отходов (т.е. устройств, зарядных устройств, аккумуляторов и источников питания) соблюдайте местные правила утилизации и переработки.


8. Технические рекомендации

Вспомогательные принадлежности:

Предмет	Информация CE		
Защитные Чехлы VALO	  MDSS GmbH Шифграбен 41 30175 Ганновер Германия	Произведено: TIDI Products, LLC, 570 Enterprise Drive Neeah, WI 54956 Сделано в США	Дистрибьютор Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 USA (США)
Световой щиток лампы VALO			

Технические данные и информация

Рабочая полоса волнового диапазона для отверждения композитов:



Атрибут	Информация / Спецификация					
Линза	Диаметр – 9,75 мм					
Волновой диапазон	<ul style="list-style-type: none"> Используемый волновой диапазон 385 - 515 нм Пиковые длины волн: 395 - 415 нм и 440 - 480 нм 					
Таблица интенсивности излучения	Таблица сравнения номинальных значений радиационного выхода				Радиантное излучение будет варьироваться в зависимости от возможностей прибора, метода измерения и размещения света. † Радиометры Demetron и анализаторы спектра MARC следует использовать только в качестве эталона, поскольку они имеют меньшую апертуру, чем лампы для отверждения VALO. * Радиометры Demetron следует использовать только в качестве эталонных из-за ограничений мощности и спектрального отклика ‡ Радиантное излучение соответствует ISO 10650 при измерении с помощью гигагерцевого анализатора спектра.	
	Измерительный прибор	†* Деметрон Л.Е.Д. Радиометр	† MARC анализатор спектра	‡ Гигагерцевый анализатор спектра		Светимость
	Диафрагма метра	7 mm	3.9 mm	15 mm		Максим альная мощность
	Стандартная мощность (±10%)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²		670 mW
	Высокая мощность (±10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²		970 mW
Максимальная мощность (±10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²	1570 mW		
Полимеризационная лампа VALO	Рейтинг: МЭК 60601-1 (безопасность), МЭК 60601-1-2 (ЭМС)			Вес: 8 унций / 226 грамм (со шнуром) Длина: Длина – 9,26 дюйма / 23,5 см Толщина – 0,79 дюйма/ 2 см Длина шнура: 7 футов / 2,1 метра		
Питание	На выходе – 9 В постоянного тока при 2 А На входе – от 100 В до 240 В переменного тока Ultrafrent P/N 5930 VALO блок питания с универсальными штекерами			Рейтинг: МЭК 60601-1 (безопасность) Длина шнура - 6 футов / 1,8 метра Электропитание VALO обеспечивает изоляцию от основного электропитания.		
Условия эксплуатации	Температура: от + 10 °C до + 32 °C (от + 50 °F до + 90 °F) Относительная влажность: От 10% до 95% Давление внешней среды: От 700 гПа до 1060 гПа					
Коэффициент заполнения:	Полимеризационная лампа предназначена для кратковременной работы. При максимальной температуре окружающего воздуха (32 °C) лампа может быть включена 1 минуту на непрерывном цикле и 30 минут выключена (период охлаждения).					

Поиск неисправностей

Если предложенные ниже решения не помогают устранить неполадки, пожалуйста, позвоните в компанию Ultrafrent по номеру 800.552.5512. За пределами США звоните торговому представителю Ultrafrent или агенту по продаже стоматологических изделий.	
Неисправность	Возможные решения
Лампа не включается	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку смены времени/режима или кнопку питания, чтобы вывести устройство из энергосберегающего режима. Проверьте, чтобы оба шнура были надежно соединены между собой и включены в электророзетку. Проверьте наличие питания в розетке.
Лампа выключается раньше требуемого времени	<ol style="list-style-type: none"> Проверьте индикаторы режима и настроек времени на предмет введения правильной настройки времени. Убедитесь в том, что все шнуры надежно соединены. Выдерните из розетки и снова включите в электророзетку сетевой шнур.
Лампа отверждает смолы не полностью	<ol style="list-style-type: none"> Проверьте линзу на наличие отвержденных остатков смолы/композитов на ее поверхности. Используя соответствующую защиту глаз янтарного цвета от УФ-излучения, убедитесь в том, что светодиодные индикаторы работают. Проверьте уровень мощности Радиометром. Если используется фотометр, Ultrafrent рекомендует проводить проверку полимеризационной лампы VALO в стандартном режиме. ПРИМЕЧАНИЕ: Действительное числовое значение мощности на выходе будет иметь отклонения в связи с неточностью обоих Радиометров и набора уникальных светодиодов, используемых в системе VALO. Радиометры сильно отличаются друг от друга и разрабатываются для наконечников и линз конкретных Полимеризационных систем. Проверьте срок годности Композитных материалов. Убедитесь, что соблюдается правильная методика (адгезив/композит), рекомендованная производителем.
Невозможно изменить режим или интервалы времени	Удерживайте нажатыми кнопки время/режим и мощность до тех пор, пока серия звуковых сигналов не покажет, что свет отверждения не разблокирован.

9. Различная информация


Руководство и декларация производителя по электромагнитным излучениям		
Лампа VALO предназначена для использования в электромагнитных условиях, описанных ниже. Клиент/пользователь должен убедиться, что прибор используется в данных условиях. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только разрешенные аксессуары, кабели и источники питания для предотвращения неправильной работы, увеличения электромагнитных излучений или снижения электромагнитной помехоустойчивости.		
Испытание на излучение	Соответствие	Электромагнитная среда – руководство
Радиочастотное излучение CISPR 11	Группа 1	Обеспечивает ограниченные электромагнитные и радиочастотные помехи, а также подавление перенапряжений. Лампа VALO использует электрическую и электромагнитную энергию только для работы внутренних функций. Таким образом, уровень любых РЧ-излучений чрезвычайно низок и в большинстве случаев не способен вызвать помехи в работе расположенного поблизости электронного оборудования.
Радиочастотное излучение CISPR 11	Класс В	
Гармоническое излучение IEC 61000-3-2	Класс А	VALO подходит для использования в любых учреждениях, в том числе в бытовых и подключенных напрямую к низковольтной электрической сети общего пользования, которая питает здания и используется для бытовых целей.
Колесания напряжения / мерцающее излучение IEC 61000-3-3	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководство и декларация производителя по электромагнитной стойкости			
Лампа VALO предназначена для использования в электромагнитных условиях, описанных ниже. Клиент/пользователь должен убедиться, что прибор используется в данных условиях.			
Испытание на устойчивость	Тестовый уровень в соответствии с IEC 60601	Уровень соответствия	Регламент по электромагнитному излучению
Устойчивость к электростатическим разрядам IEC 61000-4-2	± 8 кВ при контактном разряде ± 15 кВ воздух	± 8 кВ при контактном разряде ± 15 кВ воздух	Физическая среда должна быть ограничена следующим: 1. IP-код: IP20 2. Не погружайте в жидкость. 3. Не используйте вблизи легковоспламеняющегося газа. Прибор не APG/AP. 4. Допустимая влажность при хранении: 10% - 95% 5. Температурный диапазон: 10 °C - 40 °C
Быстрые электрические переходные процессы/ всплески IEC 61000-4-4	± 2 кВ для линий электропередачи ± 1 кВ для входных/выходных линий	± 2 кВ для линий электропередачи Примечание 1: VALO не имеет портов ввода/вывода	
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии IEC 61000-4-5	± 1 кВ от линии к линии ± 2 кВ от линии к земле	± 1 кВ от линии к линии ± 2 кВ от линии к земле	Качество мощности питающей сети должно соответствовать типичной среде жилого, коммерческого, больничного или военного учреждения. Адаптер Globtek 9VDC медицинского класса, поставляемый с VALO, работает от сети переменного тока в диапазоне от 100 до 240 В переменного тока, защищает от задухания, обеспечивает ограниченные электромагнитные и радиочастотные помехи, а также подавление перенапряжений. Если пользователю лампы VALO необходимо обеспечить работу лампы без прерывания питания или если сеть в каком-либо конкретном регионе страны считается плохой из-за постоянного отключения, затенения или чрезмерно шумного режима питания, рекомендуется включать лампу VALO от источника бесперебойного питания или приобрести беспроводную установку VALO.
Напряжение, провалы, короткие замыкания, перебои и изменения на входных линиях питания IEC 61000-4-11	<5% U (> 95% провал от U для 0,5 цикла) 40% U (60% провал от U для 5 циклов) 70% U (30% провал от U для 25 циклов) <5% U (> 95% провал от U в течение 5 с)	<5% U (> 95% провал от U для 0,5 цикла) 40% U (60% провал от U для 5 циклов) 70% U (30% провал от U для 25 циклов) <5% U (> 95% провал от U в течение 5 с) Замечка 2: Самовосстанавливается	
Частота импульса: (50/60 Гц) магнитного поля IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Магнитные поля с частотой питающей сети должны находиться на уровнях, характерных для типичных мест в обычной жилой, домашней, медицинской, коммерческой, больничной или военной обстановке.

ПРИМЕЧАНИЕ: U - это напряжение сети а.с. до применения тестового уровня

Примечание 1: Лампа VALO не оборудована портами или любыми другими доступными линиями ввода/вывода.

Примечание 2: При падении сетевого напряжения на 95% VALO не будет работать. У нее нет внутреннего механизма накопления энергии. Лампа VALO выключится. Когда соответствующие уровни мощности будут восстановлены, VALO перезапустится и вернется в тот же режим, что и до потери питания. Лампа VALO восстановится самостоятельно.

Руководство и декларация изготовителя по электромагнитной стойкости для систем жизнеобеспечения			
Лампа VALO предназначена для использования в электромагнитных условиях, описанных ниже. Клиент/пользователь должен убедиться, что прибор используется в данных условиях.			
Испытание на устойчивость	Тестовый уровень в соответствии с IEC 60601	Уровень соответствия	Регламент по электромагнитному излучению
Кондуктивная радиочастота	3 В ср. квадр.	3 В ср. квадр.	Портативное и мобильное радиочастотное оборудование не должно быть ближе к лампе VALO (включая ее кабели), чем рекомендуемое расстояние, рассчитанное из уравнения, применимого к частоте передатчика. Рекомендуемое расстояние
IEC 61000-4-6	От 150 кГц до 80 МГц	От 150 кГц до 80 МГц	
Излучаемая радиочастота	3 В/м	3 В/м	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad \text{От 80 МГц до 800 МГц}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad \text{От 800 МГц до 2,5 ГГц}$ <p>P - максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно производителю передатчика, а d - рекомендуемый пространственный разнос в метрах (м).</p> <p>Значения напряженности электромагнитного поля стационарных РЧ-передатчиков, как установлено в электромагнитной съемке объекта, должны быть ниже уровня соответствия для каждого диапазона частот.</p> <p>Помехи могут возникать вблизи оборудования, отмеченного следующим символом:</p> 
IEC 61000-4-3	От 80 МГц до 2,5 ГГц	От 80 МГц до 2,5 ГГц	
<p>ПРИМЕЧАНИЕ 1. При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ 2. Данные указания могут относиться не ко всем ситуациям. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от конструкций, предметов и людей.</p> <p>а Значения напряженности электромагнитного поля стационарных передатчиков, таких как базовые станции для радио- (сотовых/беспроводных) телефонов и наземных подвижных радиостанций, аппаратура радиолобительской связи, а также теле- и радиовещательные станции диапазонов AM и FM, невозможно предсказать теоретически с достаточной степенью точности. Для оценки электромагнитной обстановки, связанной с фиксированными радиопередатчиками, следует провести электромагнитное обследование площадки. Если измеренная напряженность электромагнитного поля в месте эксплуатации лампы VALO, превышает указанный выше применимый уровень соответствия, необходимо произвести осмотр аппарата с целью проверки его нормальной работоспособности. При наличии признаков нарушения эксплуатационных характеристик может потребоваться принять дополнительные меры, например изменить направление или местоположение VALO.</p> <p>б В диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц значения напряженности электромагнитного поля должны быть меньше 3 В/м.</p>			

Руководство и декларация производителя для рекомендованных расстояний между переносным и мобильным оборудованием радиосвязи и VALO

Лампа VALO предназначена для использования в электромагнитных условиях, в которой контролируются излучаемые радиопомехи. Исходя из рекомендаций ниже, соответствующих максимальной выходной мощностью коммуникационного оборудования, клиент/пользователь лампы VALO может помочь предотвратить воздействие электромагнитных помех, поддерживая минимальное расстояние между портативным и мобильным радиокommunikационным оборудованием (передатчиками) и лампой VALO.

Расчетная максимальная выходная мощность передатчика (P в Ваттах)	Расстояние разделения по частоте передатчика (м)		
	150 кГц - 80 МГц $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 МГц - 800 МГц $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 МГц - 2,5 ГГц $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 метра	0,035 метра	0,07 метра
0,1	0,37 метра	0,11 метра	0,22 метра
1	1,7 метра	0,35 метра	0,7 метра
10	3,7 метра	1,11 метра	2,22 метра
100	11,7 метра	3,5 метра	7,0 метра

Лампа VALO была протестирована в соответствии с ИЕС 60601-1-2:2014 и прошла тестирование под воздействием напряженности поля 10 В/м от 80 кГц до 2,5 ГГц. Значение E_{rms} (среднеквадратичное напряжение сигнала) соответствует V_1 , а значение 10 В/м соответствует E_1 в приведенных выше формулах.

Для передатчиков, рассчитанных на максимальную выходную мощность, не указанную выше, рекомендуемое расстояние разделения d в метрах (м) можно оценить, используя уравнение, применимое к частоте передатчика, где P - максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) в соответствии с производителем передатчика.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. При 80 МГц и 800 МГц применяется расстояние разделения для более высокого частотного диапазона.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Данные указания могут относиться не ко всем ситуациям. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от конструкций, предметов и людей.


1. 제품 설명

VALO는 광역 스펙트럼으로, ISO 10650 기준 385-515nm에 이르는 파장 범위에서 모든 광경화 제품을 중합하는 데 사용하기 위한 것입니다. VALO는 의료용 등급의 국제 전원공급 장치를 가지고 있으며, 100 ~ 240 볼트의 전원 콘센트에 적합합니다. 핸드피스는 표준 치과용 유닛 브래킷에 고정되도록 설계되었거나, 키트에 포함된 브래킷을 사용하여 맞춤형으로 장착할 수 있습니다.

제품 구성요소:

- 1 - VALO 경화라이트 (7 피트 / 2.1 미터 코드 포함)
- 1 - 9볼트, 의료용 등급, 1.8미터(6피트) 코드 및 범용 플러그 포함 국제 전원공급 장치
- 1 - VALO 배터리 슬리브 샘플 팩
- 1 - VALO 라이트 실드
- 1 - 양면 접착 테이프가 있는 경화라이트 표면 장착 브래킷

제어의 개요:



제조사는 본 기기의 부적절한 사용으로 인한 손상에 대해서, 또는 이 지침이 적용되는 목적 외의 다른 목적에 대해 책임을 지지 않습니다. 설명된 모든 제품에 대해 사용 전에 모든 지침과 SDS 정보를 주의 깊게 읽고 이해하십시오.

2. 사용 방법 / 용도

광 활성화 치과용 수복재 및 접착제 경화용 조명 컨트롤.

3. 경고 및 사전주의

위험성 그룹 2

주의 이 제품에서 방사되는 자외선. 노출 시 눈이나 피부에 자극을 줄 수 있음. 적절한 차폐를 사용하십시오.

주의 이 제품에서 방사될 가능성이 있는 유해한 광학 방사선, 작동 중인 램프를 쳐다보지 마십시오. 눈에 해를 끼칠 수 있습니다.

- 조명 출력을 직접 보지 마십시오. 환자, 임상직 및 조수는 VALO를 사용할 때에는 항상 홍박색의 자외선 눈 보호 장치를 착용해야 합니다.
- 광선 위험성이 있으므로, 이 장비를 개조해서는 안 됩니다. 포함된 Ultradent VALO 전원공급 장치 및 플러그 여타에만 사용하십시오. 이러한 구성품이 손상된 경우, 사용을 중지하고 Ultradent 고객 서비스에 연락하여 교체품을 주문하십시오.
- 휴대용 RF 통신 장비는 30cm(12인치)보다 가까운 곳에서 사용하면 성능이 저하 될 수 있습니다.
- 부적절한 작동, 전자기 방출 증가 또는 전자기 내성 감소(전자기 방출 선택성 참조)를 막기 위해서는, 승인된 액세서리, 케이블 및 전원공급 장치만 사용하십시오.
- 열 자극이나 상해의 위험을 방지하려면 연속적인 경화 사이클을 피하고 구강 연조직을 10초 이상 가까이 근접하여 노출시키지 마십시오. 경화하는 시간이 더 오래 필요할 경우, 더 짧은 경화주기를 여러번 사용하거나 이중경화 제품을 사용하여 연질 조직 가열을 피하십시오.
- 광생물학적 유해반응이나 민감성 때문에 고생하고 있는 환자, 화학요법 치료를 받고 있는 환자 또는 감광제로 치료 받고 있는 환자를 치료할 때는 주의해야 합니다.
- 이 장치는 프로그래밍을 방해할 수 있는 강한 자기장 또는 정전기 장의 영향을 받기 쉽습니다. 이 문제가 발생한 것으로 의심되면 장치를 잠시 분리했다가 콘센트에 다시 연결하십시오.
- 부식성 또는 연마성 세제, 고압 슿, 또는 어떤 종류든 초음파 목조, 소독제, 세제 또는 액체에 담겨 VALO 경화라이트를 닦지 마십시오. 포함된 처리 지침을 따르지 않으면 장치가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 고차 오염을 예방하고 치과용 복합 재료가 렌즈 표면과 물체 표면에 달라 붙지 않도록하려면 VALO 위에 각 용도별로 배리어 슬리브를 사용해야 합니다.
- 고차 오염의 위험을 방지하기 위해 배리어 슬리브는 한 사람의 환자용으로 사용하십시오.
- 부식의 위험성을 줄이려면, 사용 후 배리어 슬리브를 분리하십시오.
- 레진의 경화가 덜 된 경우의 위험성을 줄이려면, 렌즈가 손상된 경우를 사용하지 마십시오.

4. 단계별 지침

준비

- 9볼트 전원 코드를 핸드피스 코드에 연결하십시오.
- 전원 코드를 전기 콘센트 (100-240 VAC)에 연결하십시오. 전원을 켤 때 VALO 핸드피스가 두 번 울리고, 타이밍 라이트가 켜지면서 라이트를 사용할 준비가 되었음을 나타냅니다.
- 사용 준비가 끝날 때까지 경화 조명을 표준 치과 장치 장착 브래킷 또는 액세서리 장착 브래킷에 놓습니다.
- 각각의 사용에 앞서, 경화등 위에 새 배리어 슬리브를 씌웁니다.

위생 배리어 슬리브 설치:

위생 배리어 슬리브는 경화용 라이트에 맞춘식으로 장착되어 경화용 라이트의 표면을 깨끗하게 유지합니다. 배리어 슬리브는 교차 오염을 방지하고, 치과용 복합재가 렌즈와 경화라이트 표면에 달라 붙지 않게 하고, 세척 용액이 변색되거나 부식되는 것을 방지합니다.

주:

- 위생 장벽 슬리브를 사용하면 조명 출력이 5-10% 감소합니다. 경화라이트의 높은 출력으로 인해, 경화 효과는 실질적으로 같은 것으로 나타났습니다.
- 경화라이트는 각 환자에게 사용한 후에 적절한 세척제나 살균제로 세척하고 소독 처리해야 합니다. '처리'라는 제목의 절을 참조하십시오.

VALO 라이트 실드:

VALO 라이트 실드는 타원형으로, 활용도를 극대화하기 위해 회전할 수 있도록 제작되었으며 투명한 배리어 슬리브와 함께 사용할 수 있습니다.

응도

- 각 전원 모드는 광 개시제로 치과 재료를 경화하는 데 사용됩니다. 권장 경화 시간은 빠른 모드 안내를 참조하십시오.

주: 경화 라이트는 표준 전력에서 고 전력, 엑스트라 전력 모드까지 순차적으로 전환되도록 구성되어 있습니다. 예를 들어, 표준 전력 모드에서 엑스트라 전력 모드로 변경하려면 고전력 모드를 거친 다음 엑스트라 전력 모드로 넘어가게 됩니다.

- 경화 라이트는 가장 최근에 사용된 타이밍 간격과 모드를 저장하며, 모드가 변경되거나 배터리가 재가될 때마다 기본값으로 돌아옵니다.

작동

경화 모드: 표준 전원 모드

시간 간격: 5, 10, 15, 20초.

- 경화라이트는 처음으로 전원을 켤 때, 이 모드로 기본설정이 되어 있습니다. 모드 / 상태 표시등이 녹색이 되고 4개의 녹색 시간 표시등이 켜지고 표준 전원 모드가 표시됩니다.
- 시간 간격을 변경하려면 '시간/모드' 버튼을 빠르게 누릅니다.
- 전원 버튼을 눌러 경화합니다. 시간 간격을 완료하기 전에 경화를 중지하려면 전원 단추를 다시 누르십시오.

경화 모드: 고전력 모드

시간 간격: 1, 2, 3, 4초.

- 표준 전력 모드에서, 시간 / 모드 변경 버튼을 2초 동안 눌렀다가 놓습니다. 모드 / 상태 표시등이 주황색으로 켜지고, 4개의 녹색 시간 표시등이 켜져 반짝거림으로써 고전력 모드를 나타냅니다.
- 시간 간격을 변경하려면 '시간/모드' 버튼을 빠르게 누릅니다.
- 전원 버튼을 눌러 경화합니다. 시간 간격을 완료하기 전에 경화를 중지하려면 전원 버튼을 다시 누릅니다.
- 표준 전력 모드로 돌아가려면, 시간 / 모드 변경 버튼을 2초 동안 눌렀다가 놓으면 엑스트라(Xtra) 전력 전원 모드 주기로 전환됩니다. 다시 2초 동안 누렀다가 땀니다. 모드 / 상태 표시등이 녹색으로 되고, 4개의 녹색 시간 표시등이 켜져 표준 모드를 나타냅니다.

경화 모드: 엑스트라(Xtra) 전원 모드

시간 간격: 3초만 해당 (주: 엑스트라 전력 모드는 연속 경화 중의 가열을 제한하기 위해 각 경화주기의 끝에서 2초의 안전 지연 시간을 두고 있습니다. 지연이 끝나면 신호음이 울려 장치가 계속 사용될 준비가 되었음을 알립니다).

- 표준 전력 모드에서, 시간 / 모드 변경 버튼을 2초 동안 눌렀다가 떼고, 다시 2초 동안 눌렀다가 땀니다. 모드 / 상태 표시등이 주황색으로 켜져 깜빡거리고, 3개의 녹색 시간 표시등이 켜져 반짝거림으로써 엑스트라 전력 모드를 나타냅니다.
- 전원 버튼을 눌러 경화합니다. 시간 간격을 완료하기 전에 경화를 중지하려면 전원 버튼을 다시 누릅니다.
- '표준 전력' 모드로 돌아가려면 '시간 / 모드' 버튼을 2초 동안 눌렀다가 땀니다. 모드 / 상태 표시등이 녹색이 되고 녹색의 시간 표시등이 켜짐으로써 표준 전력 모드를 나타냅니다.

수면 모드: 경화 라이트는 사용하지 않으면 1시간 후에 '수면' 모드로 들어가며, 모드 / 상태 표시등이 완전히 깜빡여서 수면 모드를 표시합니다. 아무 버튼이든 누르면 경화 표시등이 켜지며 자동적으로, 마지막으로 사용했던 설정으로 되돌아옵니다.

세척

- 각 환자에게 사용한 후에 사용한 배리어 슬리브를 표준 폐기물로서 버리십시오.
- '처리' 섹션을 참조하십시오.

브래킷 장착 지침

- 브래킷은 기울기 없는 평평한 표면에 설치해야 합니다.
- 소독용 알코올로 표면을 세척합니다.
- 브래킷의 접착 테이프를 벗겨 내십시오.
- 제거할 때 경화등이 위쪽을 향해 들리도록 브래킷 위치를 조정합니다. 단단히 눌러 재지라에 놓이게 합니다.

빠른 모드 가이드

모드	표준 전력				고전력				엑스트라 전력
전원 버튼									
모드/타이밍 LED									
시간 버튼									
시간 옵션	5초	10초	15초	20초	1초	2초	3초	4초	3초만 해당
시간을 변경하려면	'시간 버튼'을 눌렀다 빠르게 놓으면 시간 옵션이 순환합니다.								
모드를 변경하려면	시간 버튼을 2초 동안 누르고 있습니다. VALO는 다음 모드로 순환합니다.								
범례	슬리드형 LED				깜박이는 LED				

빠른 경화 가이드:

VALO를 이용한 최적의 결과를 위한 권장 경화시간			
모드	표준 모드	고전력 모드	엑스트라 전력 모드
중별	10초 1회 경화	4초 2회 경화	3초 1회 경화
최종 경화	10초 2회 경화	4초 3회 경화	3초 2회 경화
주: 복합재 반응성, 음영, 조명 렌즈에서 복합재까지의 거리, 복합재 층의 깊이 등으로 인해 노출 설정 및 시간을 조정해야 할 수 있습니다. 적절한 시간과 설정을 결정하는 데 사용하고 있는 자료 요건을 알아야 하는 것은 치과 전문가의 몫입니다.			

빠른 경고 안내서:

경고	
수리를 위해 고객 서비스 부에 연락	수리를 위해 고객 서비스 부에 연락
<ul style="list-style-type: none"> •사운드 없음 •깜박임, 2초 •작동 허용 	<ul style="list-style-type: none"> •연속 3회 신호음 •작동 금지

5. 유지보수

수리

사용자 수행 수리

1. 렌즈에 중합된 치과용 레진이 있는지 정기적으로 점검합니다. 필요할 경우, 비 다이아몬드 치과 기구를 사용하여 달라붙은 레진을 조심스럽게 제거합니다.
2. 라이트 미터는 크게 다르며 특정 라이트 가이드 팁과 렌즈용으로 설계되어 있습니다. Ultradent는 표준 출력 모드에서 출력을 정기적으로 점검할 것을 권장합니다.

주: 일반적인 라이트 미터의 부정확성과 경화등의 사용자 정의 LED 팩의 부정확성으로 인해 실제 수치 출력이 왜곡되곤 합니다.

제조자 수리

1. 수리는 공인 서비스 인력만이 수행할 수 있습니다. Ultradent가 서비스 담당자에게 수리를 수행하기 위한 서류를 제공합니다.

보증

Ultradent는 5년의 기간 동안* 이 기구가 제품과 함께 제공된 Ultradent의 문서에 명시된 사양에 대해 모든 종대한 사항을 준수하고, 재질이나 기술적 측면에서 결함이 없음을 보증합니다. 이 보증은 원 구매자에게만 적용되며 양도할 수 없습니다. 모든 결함이 있는 제품은 Ultradent로 반환되게 됩니다. VALO 시스템에는 사용자 정비 구성품이 없습니다. VALO에 변경을 가하면 보증이 무효화됩니다.

VALO 보증은 고객이 야기된 손상을 보상하지 않습니다. 예를 들어, VALO가 오염되거나 떨어뜨려 렌즈가 파손된 경우, 고객이 필요한 수리 비용을 지불해야 합니다.

* 치과 의사에게 판매한 날짜를 나타내는 판매 영수증으로 입증.

6. 처리

매번 사용한 다음에는 거즈나 부드러운 헝겊에 승인된 표면 소독제를 적서 표면과 렌즈를 닦아주십시오.

허용되는 세척제:

- Lysol 브랜드 III 살균 스프레이 (권장)
- 아소프릴 알코올
- 에틸 알코올성 세정제
- Lysol®* 농축액 (알코올성만 해당)

허용되지 않는 세척제 - 사용 금지:

- 손 비누와 집시 비누를 포함한 모든 종류의 강력한 알칼리성 세제
- 표백제성 세정제 (예: Clorox™*, Sterilox™*)
- 과산화수소성 클리너
- 연마성 세척제 (예: Comet Cleanser™*)
- 아세톤 또는 탄화수소 성분의 세정제
- MEK (메틸 에틸 케톤)
- Birex®*
- 글루타르알데히드
- 제4염화 암모늄염성 클리너
- Cavicide1™* 용액 또는 폴리슈
- Cavicide™** 제품 (비 표백제)**

* Ultradent 이외의 회사 상표

** 사용하면 색상이 희미해질 수 있습니다.

라이트 실드 세척:

표면 살균제를 사용하여 VALO 라이트 실드를 냉온 살균하십시오. 가압 처리 금지.

7. 보관 및 처분





경화등 보관 및 운송:

- 온도: +10°C ~ +40°C (+50°F ~ +104°F)
- 상대 습도: 10% ~ 95%
- 주변 압력: 500 hPa 내지 1060 hPa

전자 폐기물 (장치, 충전기, 배터리 및 전원 공급 장치)을 처분할 때는 지역 폐기물 및 재활용 지침을 따르십시오.


8. 기술적 고려사항

부속품

항목		CE 정보	
VALO 배리어 슬리브	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Germany	제조사:  TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neenah, WI 54956 미국에서 제조	배급권자: Ultratrend Products Inc 505 West Ultratrend Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 USA
VALO 라이트 실드			

기술 정보 / 데이터

효과적인 복합재 경화 파장 대역:



속성	정보 / 사양				
렌즈	지름 9.75mm				
파장 범위	<ul style="list-style-type: none"> • 활용 가능한 파장 범위: 385 - 515nm • 최대 파장: 395 - 415nm 및 440 - 480nm 				
라이트 세기표	공칭 복사열 발산도 비교 차트				
	측정 기구	† * Demetron L.E.D. 복사계 (Radiometer)	† MARC 스펙트럼 분석장치	‡ 기가헤르츠(Gigahertz) 스펙트럼 분석장치	
				발산도	총 전력
	측정장치의 조리개 구형	7 mm	3.9 mm	15 mm	15 mm
	표준 전력 (±10%)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²	670 mW
	고전력 플러스 (±10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²	970 mW
Xtra 전력 (±10%)		3200 mW/cm ² (+/- 20%)	2100 mW/cm ²	1570 mW	
VALO 경화라이트	등급: IEC 60601-1 (Safety), IEC 60601-1-2 (EMC)			중량: 8온스 / 226g (코드 포함) 길이: 9.26 인치 / 23.5cm 너비: 0.79 인치 / 2cm 코드 길이: 7 피트 / 2.1m	
전원공급 장치	출력 - 2A에서 9VDC 입력 - 100VAC ~ 240VAC UltraDent P/N 5930 VALO 전원공급 장치 (범용 플러그 포함)			등급: IEC 60601-1 (안전) 코드 길이 - 6 피트 / 1.8m VALO 전원공급 장치에 의해 MAINS 전원으로부터 분리됨	
작동 조건	온도: +10°C ~ +32°C (+50°F ~ +90°F) 상대 습도: 10% ~ 95% 주변 압력: 700 hPa 내지 1060 hPa				
충격 계수(Duty Cycle):	경화라이트는 단시간 작동용으로 설계되었습니다. 최대 주변온도 (32°C)에서 1분 연속 순환시 30분 동안 꺼짐 (냉각 시간).				

문제의 진단 및 해결

아래에 제시된 해결책으로 문제가 해결되지 않으면, UltraDent에 800.552.5512로 연락하십시오. 미국 이외의 지역에서는 UltraDent 대리점 또는 치과 딜러에게 문의하십시오.	
문제	가능한 해결책
라이트가 켜지지 않습니다	<ol style="list-style-type: none"> 1. '시간/모드' 변경 버튼 또는 전원 버튼을 눌러 잠진 모드에서 일어나십시오. 2. 두 코드가 서로 단단히 연결되어 있고 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인합니다. 3. 콘센트의 전원을 확인합니다.
라이트가 원하는 시간 동안 켜지지 않음	<ol style="list-style-type: none"> 1. 모드 및 시간 표시등에서 정확한 시간 입력을 확인합니다. 2. 모든 코드 연결이 완전히 고정되었는지 확인합니다. 3. 전기 콘센트에 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂습니다.
라이트가 레진을 제대로 경화하지 않음	<ol style="list-style-type: none"> 1. 경화될 수지나 복합재 전여물이 있는지 렌즈를 확인합니다. 2. 적절한 호박색 자외선 눈 보호 기능을 사용하여, LED 라이트가 작동되는지 확인합니다. 3. 노출계로 전력 레벨을 점검합니다. 노출계를 사용할실 경우, UltraDent는 표준 전력 모드에서 VALO를 확인 할 것을 권장합니다. <p>주: 진정할 수자 출력은 일반적인 노출계의 부정확성과 VALO가 사용하는 맞춤형 LED 펄 때문에 비틀어집니다. 노출계는 크게 다르며 특정 라이트 가이드 팁과 렌즈용으로 설계되어 있습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 경화 수지의 유효 기간을 확인합니다. 5. 제조업체의 권장에 따른 올바른 기법(접착제 / 복합재)을 사용하시는지 확인합니다.

모든 또는 시간 간격을 변경할 수 없음	일련의 경고음이 경화 표시등이 잠금 해제되어 있음을 나타낼 때까지 시간 / 모드 및 전원 버튼을 모두 누른 채 있습니다.
-----------------------	---

9. 기타 정보

전자기 방출에 관한 지침 및 제조자의 선언		
VALO GRAND는 아래 명시된 전자파 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. 고객 또는 사용자는 그러한 환경에서 사용되는지 확인해야 합니다. 경고: 부적절한 작동, 전자기 방출 증가 또는 전자기 내성 감소를 막기 위해서는, 승인된 액세서리, 케이블 및 전원공급 장치만 사용하십시오.		
방출 테스트	순응	전자기 환경 - 지침
RF 방출 CISPR 11	그룹 1	VALO는 Globtek 의료 등급 9VDC 어댑터를 사용하고 브라운 아웃 (brown-out) 보호 기능으로 작동하며, 제한된 EMI, RF 및 서지 억제 기능을 제공합니다.
무선주파수 방출 CISPR 11	클래스 B	
고조파 방출 IEC 61000-3-2	클래스 A	VALO는 전기 및 전자기 에너지를 내부 기능으로만 사용합니다. 따라서, 무선주파수 방출은 매우 낮으며 근처의 전자 장비에 간섭을 일으키지 않습니다.
전원 변동 / 플리커 방출 IEC 61000-3-3	준수	VALO는 가정 시설 및 가정용 건물에 공급되는 공공 저전압 전원공급 장치 네트워크에 직접 연결된 시설 등 모든 시설에서 사용하기에 적합합니다.

전자기 내성에 관한 지침 및 제조자의 선언			
VALO는 아래 명시된 전자파 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. 고객 또는 사용자는 그러한 환경에서 사용되는지 확인해야 합니다.			
내성 시험	IEC 60601 테스트 레벨	규정 준수 수준	전자기 환경 가이드
정전기 방전 (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV 접촉 ± 15kV 공기	± 8 kV 접촉 ± 15kV 공기	물리적 환경은 다음으로 제한되어야 합니다. 1. IP 코드: IP20 2. 액체에 담그지 마십시오. 3. 가연성 가스 주변에서는 사용하지 마십시오. 단위는 Non-APG 및 Non-AP입니다. 4. 보관 습도 범위: 10% - 95% 5. 보관 온도 범위: 10° C - 40° C
전기적으로 빠른 순간전류(transients)/파열 IEC 61000-4-4	전원 공급 라인의 경우 ±2kV 임펄스/충격 라인의 경우 ± 1kV	전원 공급 라인의 경우 ±2kV 주 1: VALO에는 I / O 포트가 없습니다.	주 전원 품질은 전형적인 주거용, 상업용, 병원용, 또는 군사용 환경의 품질이어야 합니다.
서지(Surge) IEC 61000-4-5	± 1 kV 라인에서 라인 ± 2 kV 라인에서 접지	± 1 kV 라인에서 라인 ± 2 kV 라인에서 접지	
전원공급 장치 입력 라인의 전압, 순간 전압, 단락, 정전 및 변동 IEC 61000-4-11	<5% U (0.5 사이클 동안 U에서 95% 이상 감소) 40% U (5 사이클 동안 U에서 60% 감소) 70% U (25 사이클 동안 U에서 30% 감소) <5% U (5초 동안 U에서 95% 이상 감소)	<5% U (0.5 사이클 동안 U에서 95% 이상 감소) 40% U (5 사이클 동안 U에서 60% 감소) 70% U (25 사이클 동안 U에서 30% 감소) <5% U (5초 동안 U에서 95% 이상 감소) 주 2: 자체 회복	주 전원 품질은 전형적인 주거용, 상업용, 병원용 또는 군용 환경의 품질이어야 합니다. VALO와 함께 공급되는 Globtek 9VDC 의료 등급 어댑터는 100VAC ~ 240VAC의 주 전원에서 작동하며, 제한된 브라운 아웃, EMI 및 서지 보호 기능을 수행할 수 있습니다. VALO 사용자가 전원 차단없이 계속 작동해야 하거나 지속적으로 절전, 소등 또는 과도한 소등이 발생하여 국가의 특정 지역의 전원이 불량으로 간주되는 경우, VALO를 무정전 전원공급 장치 또는 고객이 VALO 무선 정지를 구입하십시오.
전력 주파수 (50/60 Hz) 자기장 IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	전원 주파수 자기장은 전형적인 주거용, 가정 건강관리용, 상업용, 병원용 또는 군사용 환경에서 일반적인 위치의 특성을 가진 높이에 있어야 합니다.


주: U는 시험 레벨을 적용하기 전의 AC 주전원 전압

주 1: VALO에는 포트 또는 접근 가능한 I/O 라인이 없습니다.

주 2: 주전원 전압에서 95%의 저하가 있으면, VALO는 작동하지 않습니다. VALO에는 내부 에너지 저장 메커니즘을 가지고 있지 않습니다. VALO는 꺼지게 됩니다. 전원 수준이 복원되면, VALO가 다시 시작되고 전력 손실 전의 같은 상태로 돌아옵니다. VALO는 스스로 복구됩니다.

비 수명 지원 시스템에 대한 전자기 내성에 관한 지침 및 제조자의 선언

VALO는 아래 명시된 전자파 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. 고객 또는 사용자는 그러한 환경에서 사용되는지 확인해야 합니다.

내성 시험	IEC 60601 테스트 레벨	규정 준수 수준	전자기 환경 가이드
전도성 무선주파수	3 Vrms	3 Vrms	<p>휴대형 및 이동형 RF 통신 장비는 케이블을 포함하여 VALO의 어느 부분에도 사용하지 말고 송신기의 주파수에 적용할 수 있는 방청실에서 계산된 권장 이격 거리보다 가깝게 사용하지 않습니다.</p> <p>권장 이격거리</p> $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz to } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz to } 2.5 \text{ GHz}$ <p>P는 송신기 제조업체에 따른 송신기의 최대 출력 정격(W)이며, d는 권장 분리 거리(m)입니다.</p> <p>전자기장 조사에 의해 결정된 고정 RF 송신기의 전계 강도는 각 주파수 범위에서의 준수 수준보다 낮아야 합니다.b</p> <p>다음 기호가 표시된 장비 부근에서 간섭이 발생할 수 있습니다.</p> 
IEC 61000-4-6	150kHz ~ 80MHz	150kHz ~ 80MHz	
방사되는 무선주파수	3 V/m	3 V/m	
IEC 61000-4-3	80 MHz ~ 2.5 GHz	80 MHz ~ 2.5 GHz	

주 1 80 MHz와 800 MHz에서, 더 높은 주파수 범위가 적용됩니다.

주 2 이 지침이 모든 상황에서 적용되는 것은 아닙니다. 전자파 전파는 구조물, 물체 및 사람의 흡수 및 반사에 영향을 받습니다.

a 라디오 (셀룰러 / 무선) 전화기 및 육상 이동 라디오, 아마추어 무선, AM 및 FM 라디오 방송 및 TV 방송을 위한 기지국과 같은 고정 송신기의 자장 강도는 이론적으로 정확하게 예측할 수 없습니다. 고정 RF 송신기로 인한 전자기 환경을 평가하려면 전자기 현장 조사가 고려되어야 합니다. VALO가 사용된 위치에서 측정된 전계 강도가 위의 해당 RF 준수 레벨을 초과하면 정상 작동을 확인하기 위해 VALO를 관찰해야 합니다. 비정상적인 성능이 관찰되면 VALO 방향을 바꾸거나 재배치하는 등의 추가 조치가 필요할 수 있습니다.

b 150 kHz ~ 80 MHz의 주파수 범위에서 전계 강도는 3 V/m 미만이어야 합니다.

휴대형 및 이동형 RF 통신 장비와 VALO 사이의 권장 이격 거리에 관한 지침 및 제조자의 선언

VALO는 복사된 RF 장해가 제어되는 전자파 환경에서 사용하기 위한 것입니다. VALO 사용자는 통신 장비의 최대 출력에 따라 아래에서 권장하는 휴대용 RF 통신 장비 (송신기)와 VALO 사이의 최소 거리를 유지함으로써 전자기 간섭을 방지할 수 있습니다.

송신기의 정격 최대 출력 전력 (와트 단위의 전력)	송신기의 주파수에 따른 분리 거리 (미터)		
	150 kHz - 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz - 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz - 2.5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.12 m	0.035 m	0.07 m
0.1	0.37 m	0.11 m	0.22 m
1	1.7 m	0.35 m	0.7 m
10	3.7 m	1.11 m	2.22 m
100	11.7 m	3.5 m	7.0 m

VALO는 IEC 60601-1-2 : 2014에 따라 테스트되었으며 80MHz에서 2.5GHz 사이에서 10 V/m의 복사 전계 강도로 통과되었습니다. 위의 공식에서 3 Vrms의 값은 V1에 해당하고 10 V/m의 값은 E1에 해당합니다.

위에서 언급하지 않은 최대 출력으로 정격된 송신기의 경우, 권장 분리 거리 d (m)는 송신기의 주파수에 적용할 수 있는 방정식을 사용하여 추정할 수 있습니다. 여기서 P는 송신기 제조자에 따라, 송신기의 최대 출력 전력 정격 (와트)입니다.

주 1 80 MHz와 800 MHz에서, 높은 주파수 범위에 대한 이격 거리가 적용됩니다.

주 2 이 지침이 모든 상황에서 적용되는 것은 아닙니다. 전자파 전파는 구조물, 물체 및 사람의 흡수 및 반사에 영향을 받습니다.

1. 产品描述


凭借其宽频谱, VALO 设计用于聚合所有光固化产品, 波长范围为 385-515 纳米, 符合 ISO 10650 标准。

VALO 配备医用级国际电源, 适用于 100 至 240 伏的电源插座。按设计, 手机放置在标准牙科综合治疗台支架上, 也可以使用套件中所含的支架进行定制安装。

产品组件:

- 1 - VALO 固化灯, 含 7 英尺 / 2.1 米电源线
- 1 - 9 伏、医用级国际电源, 含 6 英尺 / 1.8 米电源线和通用插头
- 1 - VALO 屏障套样本包
- 1 - VALO 遮光罩
- 1 - 带双面胶带的固化灯表面安装支架

控制概述:



对于因对本装置的不当使用和/或用于本指导书以外的任何目的而造成的任何损失, 制造商不承担任何责任。对于所描述的产品, 使用前请仔细阅读并理解所有说明和 SDS 信息。

2. 适用症/预期目的

本产品用于牙科光动力材料和粘合剂的固化。

3. 警告和注意事项

风险组 2

请注意, 本产品发射紫外线。暴露可能会导致眼睛或皮肤刺激。进行适当的遮蔽。

请注意, 本产品可能会发射危险射线。请勿直视手术灯。可能对眼睛有害。

- 请勿直视光线输出。VALO 工作时, 患者、医生和助手应始终佩戴琥珀色紫外线防护眼镜。
- 为了预防电击危险, 不得对本设备进行任何改动。只准使用随带的 Ultradent VALO 电源和插头适配器。如果这些组件损坏, 请不要再使用并致电 Ultradent 客户服务部门订购更换件。
- 如果使用距离小于 30 厘米 (12 英寸), 便携式射频通信设备可能会降低性能。
- 只准使用经授权的附件、电缆和电源, 以防止操作不当、电磁辐射加大或电磁抗扰性下降 (请参见电磁辐射章节)。
- 为了防止热刺激或受伤的风险, 请避免背对背固化循环, 并且在任何模式下都不要将口腔软组织在近处暴露 10 秒以上。如果需要更长的固化时间, 请使用多个较短的固化循环或使用双固化产品以避免加热软组织。
- 当治疗患有不良光生物反应或过敏性的患者、接受化学治疗的患者或接受光敏药物治疗的患者时, 请格外谨慎。
- 本装置可能会受强磁场或静电场的影响, 从而干扰编程。如果您怀疑已发生这种情况, 请立即拔掉装置的电源, 然后再将其插入插座。
- 请勿用苛性碱或腐蚀性清洁剂、高压釜或浸入任何类型的超声波浴、消毒剂、清洁溶液或液体擦拭 VALO 固化灯。不遵循随带的处理说明可能会导致设备无法操作。
- 为了帮助预防交叉污染和帮助保持牙科复合材料不粘附到镜头和光导棒体的表面上, 每次使用时必须在 VALO 上使用屏障套。
- 为了帮助预防交叉污染风险, 屏障套仅限患者一次性使用。
- 为减小腐蚀风险, 使用后请取下屏障套。
- 为了减少欠固化树脂的风险, 如果镜头损坏, 请勿使用固化灯。

4. 分步说明

准备

1. 将 9 伏电源线连接到手机线上。
2. 将电源线插入任何电源插座 (交流 100-240 伏)。打开电源时, VALO 手机将发出两声笛音, 定时指示灯将亮起, 表示灯已准备就绪。
3. 将固化灯放入标准牙科综合治疗台安装支架或安装支架附件上, 直到做好使用准备。
4. 在每次使用之前, 在固化灯上放置一个新的屏障套。

安装卫生屏障套:

卫生屏障套定制安装在固化灯上, 保持固化灯的表面清洁。屏障套有助于防止交叉污染, 有助于保持牙科复合材料不粘附到镜头和固化灯的表面上, 并且预防因清洁溶液而变色和腐蚀。

注:

- 使用卫生屏障套将减少光输出 5-10%。由于固化灯的高输出功率, 固化效果已被证明是基本相当的。
- 固化灯必须在每位患者使用后使用适当的清洁和/或消毒剂进行清洁和消毒。请参见主题为处理的章节。

VALO 遮光罩:

- VALO 遮光罩为椭圆形, 可旋转以实现最大化的使用, 而且可以与透明屏障套配套使用

使用

1. 每种功率模式用于使用光引发剂固化牙科材料。请参见快速模式指南了解建议固化时间。

注: 固化灯经编程将依次从标准功率到高功率再到外加功率模式进行切换。比如, 要从标准功率模式切换到外加功率模式, 必须先切换到高功率模式, 然后再切换到外加功率模式。

2. 固化灯存储最近使用的定时时间间隔和模式, 每当更改模式或拆除电池时, 它们将默认返回该模式。

操作

固化模式: 标准功率模式

定时时间: 5、10、15、20 秒。

- 固化灯初次通电时默认这一模式。模式/状态指示灯将为绿色, 四个绿色定时指示灯将亮起, 表示标准功率模式。
- 要更改定时时间, 请快速按定时/模式按钮。
- 按电源按钮可进行固化。要在完成定时时间间隔之前停止固化, 请再次按电源按钮。

固化模式: 高功率模式

定时时间: 1、2、3、4 秒。

- 在标准功率模式下, 按下并保持住定时/模式更改按钮 2 秒, 然后释放。模式/状态指示灯将为橙色, 四个绿色定时指示灯将亮起并闪烁, 表示高功率模式。
- 要更改定时时间, 请快速按定时/模式按钮。
- 按电源按钮可进行固化。要在完成定时时间间隔之前停止固化, 请再次按电源按钮。
- 要返回标准功率模式, 请按下并保持住定时/模式更改按钮 2 秒, 然后释放, 这将切换至外加功率模式。再次按下并保持住 2 秒, 然后释放。模式/状态指示灯将为绿色, 四个绿色定时指示灯将亮起, 表示标准功率模式。

固化模式: 外加功率模式

定时时间: 仅 3 秒 (注: 外加功率模式在每次固化循环结束时都有一段 2 秒的安全延时, 以限制在连续固化期间进行加热。延时结束时, 笛音将响起, 表示装置可以继续使用)。

- 在标准功率模式下, 按下并保持住定时/模式更改按钮 2 秒, 释放, 然后再按下并保持住 2 秒, 再释放。模式/状态指示灯将为橙色并闪烁, 并且其中三个绿色定时指示灯将亮起并闪烁, 表示外加功率模式。
- 按电源按钮可进行固化。要在完成定时时间间隔之前停止固化, 请再次按电源按钮。
- 要返回标准功率模式, 请按下并保持住定时/模式按钮 2 秒, 然后释放。模式/状态指示灯将为绿色, 绿色定时指示灯将亮起, 表示标准功率模式。

睡眠模式: 固化灯不活动 1 小时后, 将进入睡眠模式, 由模式/状态指示灯的慢速闪烁指示。按任意按钮将唤醒固化灯并自动将其返回到上次所使用的设置。

清理

1. 每次患者使用之后, 将使用过的屏障套弃置在常规废弃物中。
2. 参见处理章节。

安装支架说明

1. 支架应安装在平整、无油的表面上。
2. 用医用酒精清洁表面。
3. 撕掉支架的胶带。
4. 定位支架, 以便在移除时固化灯向上提升。牢固地按压到位。

快速模式指南

模式	标准功率				高功率				外加功率
电源按钮									
模式/定时 LED									
定时按钮									
定时选项	5秒	10秒	15秒	20秒	1秒	2秒	3秒	4秒	仅 3 秒
要更改定时	快速按下然后松开定时按钮可切换定时选项。								
要更改模式	按下并保持住定时按钮 2 秒, 然后释放。VALO 将切换到下一个模式。								
图例	稳亮 LED				闪烁 LED				

快速固化指南:

使用 VALO 时为达到最优结果的建议固化时间			
模式	标准模式	高功率模式	外加功率模式
每层	一次 10 秒固化	两次 4 秒固化	一次 3 秒固化
最终固化	两次 10 秒固化	三次 4 秒固化	两次 3 秒固化
注: 暴露设置和定时可能因复合材料反应活性、色度、光镜头到复合材料的距离以及复合层的深度而需要调节。牙科专业人员需要了解他们所用材料的要求, 以确定适当的定时和设置。			

快速警告指南

警告	
致电客户服务部进行维修	致电客户服务部进行维修
<ul style="list-style-type: none"> · 无声音 · 闪烁, 2 秒 · 允许操作 	<ul style="list-style-type: none"> · 连续 3 声音音 · 禁止操作

5. 维护

修理

用户执行的修理

1. 例行检查镜头上是否存在固化的牙科树脂。如必要,使用非金刚石墨类的牙科器械小心翼翼地清除任何粘附的树脂。
2. 测光表各不相同,需针对特定的光导尖端和镜头进行设计。Ultradent 建议例行检查标准功率模式下的输出。注:真实的数字输出会因通用测光表的不准确性而固化灯中的定制 LED 套件而存在偏差。

制造商修理

1. 修理只准由经授权的服务人员进行。Ultradent 提供服务人员及相关文件,以执行维修。

质保

Ultradent 特此保证,本器械在 5 年*的期限内,在所有重大方面均符合本产品所附带的 Ultradent 文件所规定的各项规格,并且不存在任何材料和/或工艺缺陷。

本质保仅适用于原始购买者,且不可转让。所有问题产品均须退回 Ultradent,VALO 系统没有用户可以维修的组件。擅自改动 VALO 将导致本质保失效。

VALO 的质保不包括因客户而造成的损坏。例如,如果 VALO 被误用或跌落以及镜头破裂,客户将负责支付任何必要的维修费用。

*在销售收据上注明向牙医的出售日期。

6. 处理

每次使用后,用纱布或软布蘸取获准的表面消毒剂擦拭表面和镜头。

认可的清洁剂:

- Lysol 品牌 III 消毒剂喷液 (推荐使用)
- 异丙醇
- 乙醇清洁剂
- Lysol** 浓缩液 (仅限酒精基)

不被认可的清洁剂 - 请勿使用:

- 任何种类的强碱清洁剂,包括洗手皂和洗碗皂
- 漂白类清洁剂 (如 Clorox™、Sterilox™)
- 过氧化氢基清洁剂
- 研磨类清洁剂 (如 Comet Cleanser™)
- 丙酮或醚氢化合物基清洁剂
- MEK (甲基乙基酮)
- Birex™
- 戊二醛
- 氯化季铵盐型清洁剂
- Cavicide1™ 溶液或纸巾
- Cavicide™ 产品 (非漂白剂)**

*非 Ultradent 的其他公司商标。

**如使用,可能会使颜色退化

清洁避光罩:

- 使用任何表面消毒剂对消毒 VALO 避光罩。请勿高压灭菌。

7. 储存和处置




固化灯储存和运输:

- 温度: +10°C 至 +40°C (+50°F 至 +104°F)
- 相对湿度: 10% 至 95%
- 环境压力: 500 百帕至 1060 百帕

处置电子废弃物 (即设备、充电器、电池和电源系统) 时,请遵守当地废弃物及回收准则。


8. 技术考虑因素

附件

商品	CE 信息		
VALO 屏障套	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Germany	制造商： TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neenah, WI 54956 美国制造	经销商： Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 USA
VALO 遮光罩			

技术信息/数据

有效的复合材料固化波段




属性	信息/规格					
镜头	直径 9.75 毫米					
波长范围	<ul style="list-style-type: none"> • 可用波长范围:385 – 515 纳米 • 峰值波长:395 – 415 纳米和 440 – 480 纳米 					
光强度表	公称辐射发散度比较图表				辐射发散度将依仪器能力、测量方法和光照位置不同而有所不同。 † Demetron 辐射计和 MARC 频谱分析仪仅仪用作参考, 因为其孔径小于 VALO 固化灯。 * 由于功率和光谱响应的限制, Demetron 辐射计应仅用作参考。 ‡ 使用千兆赫频谱分析仪测量时, 辐射发散度符合 ISO 10650 标准。	
	测量仪器	† * Demetron L.E.D. 辐射计	† MARC 频谱分析仪	‡ 千兆赫频谱分析仪		
				发散度		总功率
	仪表孔径	7 毫米	3.9 毫米	15 毫米		15 毫米
	标准功率 (±10%)	1000 兆瓦/厘米 ²		900 兆瓦/厘米 ²		670 兆瓦
	高功率加 (±10%)	1400 兆瓦/厘米 ²		1300 兆瓦/厘米 ²		970 兆瓦
	外加功率 (±10%)		3200 兆瓦/厘米 ² (+/-20%)	2100 兆瓦/厘米 ²		1570 兆瓦
VALO 固化灯	评级: IEC 60601-1 (安全)、IEC 60601-1-2 (电磁兼容性)		重量: 8 盎司/226 克 (含电源线) 长度: 9.26 英寸/23.5 厘米 宽度: .79 英寸/2 厘米 电源线长度: 7 英尺/2.1 米			
电源系统	输出- 直流 9 伏, 2 安 输入 - 交流 100 伏至交流 240 伏 Ultradent P/N 5930 VALO 电源系统, 带通用插头		评级: IEC 60601-1 (安全) 电源线长 - 6 英尺/1.8 米 VALO 电源系统提供与电网电源的隔离			
操作条件	温度: +10°C 至 +32°C (+50°F 至 +90°F) 相对湿度: 10% 至 95% 环境压力: 700 百帕至 1060 百帕					
工作循环:	固化灯设计用于短时操作。在最高环境温度 (32°C) 下, 背对背循环打开 1 分钟, 关闭 30 分钟 (冷却期)。					

故障排除

如果以下所建议的方法未能排除故障, 请致电 Ultradent, 电话: 800.552.5512。在美国境外, 请致电您的 Ultradent 经销商或牙科经销商。	
问题	可能解决方案
固化灯不亮起	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按定时/模式更改按钮或任何一个电源按钮, 以从节电模式唤醒。 2. 检查两根电源线是否连接牢固并与电源插座连接。 3. 检查墙壁插座是否有电。
固化灯不保持亮起达到所需的时间	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查模式和定时指示灯的时间输入是否正确。 2. 确保所有电源线连接均完全就位。 3. 从插座上拔下电源线并重新插入。
固化灯不正常固化树脂	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查镜头上是否有残留的固化树脂/复合材料。 2. 戴好适当的琥珀色紫外线护眼镜, 确认 LED 指示灯正在工作。 3. 使用测光表检查功率等级。如果使用测光表, Ultradent 建议在标准功率模式下检查 VALO。 注: 真实的数字输出会因通用测光表的不准确性和 VALO 所用的定制 LED 套件而存在偏差。测光表各不相同, 需针对特定的光导尖端和镜头进行设计。 4. 检查固化树脂的有效期。 5. 确保在控制制造商的建议遵守正确的技术 (粘合剂/复合材料)。
无法更改模式或定时时间	同时按住时间/模式和电源按钮, 直到发出一连串笛音, 表示固化灯已解锁。

关于电磁辐射的指导意见和制造商声明		
VALO 旨在以下指定的电磁环境中使用。客户或用户应确保其在这样的环境中使用。 警告：只准使用经授权的附件、电缆和电源，以防止操作不当、电磁辐射加大或电磁抗扰性下降。		
辐射测试	合规	电磁环境 - 指导意见
射频辐射 CISPR 11	第 1 组	VALO 采用 Globtek 医用级直流 9 伏适配器，具有欠压保护功能，并提供有限的电磁干扰、射频和浪涌抑制。
射频发射 CISPR 11	B 类	
谐波辐射 IEC 61000-3-2	A 类	VALO 仅为其内部功能使用电和电磁能。因此，其任何射频辐射均非常低，不可能对附近的电子设备造成干扰。
电压波动/闪烁辐射 IEC 61000-3-3	符合	VALO 适用于所有建筑设施，包括住宅和直接连接到为住宅提供生活用电的公共低压供电网络的建筑设施。

关于电磁抗扰性的指导意见和制造商声明			
VALO 旨在以下指定的电磁环境中使用。客户或用户应确保其在这样的环境中使用。			
抗扰性测试	IEC 60601 测试级别	合规水平	电磁环境指导意见
静电放电 (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 千伏 (接触) ± 15 千伏 (空气)	± 8 千伏 (接触) ± 15 千伏 (空气)	物理环境应局限于以下规定： 1. IP 代码：IP20 2. 请勿浸入液体。 3. 请勿在易燃气体周围使用。装置不含烷基糖苷和烷基酚。 4. 储存温度范围：10% - 95% 5. 储存温度范围：10° C - 40° C
电快速瞬变/突变 IEC 61000-4-4	± 2 千伏 (对于供电线路) ± 1 千伏 (对于输入/输出线路)	± 2 千伏 (对于供电线路) 注 1: VALO 无输入/输出端口	电网电源质量应为典型住宅、商业、医院或军事环境的水平。
浪涌 IEC 61000-4-5	± 1 千伏 (线到线) ± 2 千伏 (线到地线)	± 1 千伏 (线到线) ± 2 千伏 (线到地线)	
电压、骤降、短路、中断和电源系统输入线路上的变化 IEC 61000-4-11	<5% U (0.5 个循环 > 95% 的骤降, 单位为 U) 40% U (5 个循环 60% 的骤降, 单位为 U) 70% U (25 个循环 30% 的骤降, 单位为 U)	<5% U (0.5 个循环 > 95% 的骤降, 单位为 U) 40% U (5 个循环 60% 的骤降, 单位为 U) 70% U (25 个循环 30% 的骤降, 单位为 U)	电网电源质量应为典型住宅、商业、医院或军事环境的水平。 VALO 随带的 Globtek 直流 9 伏医用级适配器可连接到范围为交流 100 伏至交流 240 伏的电网使用，具备有限的欠压、电磁干扰和浪涌保护。 如果 VALO 的用户要求持续操作，而不会发生电网停电中断，或者某个国家任何特定区域的电网因持续欠压、停电或过度嘈杂的电力条件而被认为不良，则建议 VALO 由不间断电源供电，或者客户考虑购买 VALO 无绳装置。
电源频率 (50/60 赫兹) 磁场 IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	电源频率磁场应处于典型住宅、家庭医疗保健、商业、医院或军事环境中典型位置特征的等级上。
注：U 为应用测试电平之前的交流电网电压 注 1: VALO 未配备任何端口或任何可接入的输入/输出线路。 注 2: 如果电网电压下降 95%，VALO 将无法操作。它不具备内部储能机制。VALO 将关闭。当恢复适当的功率等级时，VALO 将重新启动并恢复到与断电前相同的状态。VALO 将自行恢复。			

关于非生命支持系统电磁抗扰性的指导意见和制造商声明			
VALO 旨在以下指定的电磁环境中使用。客户或用户应确保其在这样的环境中使用。			
抗扰性测试	IEC 60601 测试级别	合规水平	电磁环境指导意见
传导射频	3 伏 (均方根)	3 伏 (均方根)	使用便携式和移动式射频通信设备时,应与 VALO 的任何部分 (包括电缆) 保持不少于由适用于发射器频率的方程式所算得的建议间隔距离。 建议间隔距离 $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 兆赫兹至 800 兆赫兹 $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 兆赫兹至 2.5 千兆赫兹 P 为发射机制造商所规定的发射机最大额定输出功率 (以瓦 (W) 为单位), d 为建议间隔距离 (以米 (m) 为单位)。 固定射频发射机的场强度,由电磁场勘测确定 a, 在每个频率范围内均应低于合规水平 b。 在标有以下符号的设备的邻近区域都有可能发生干扰: 
IEC 61000-4-6	150 千赫兹至 80 兆赫兹	150 千赫兹至 80 兆赫兹	
辐射射频	3 伏/米	3 伏/米	
IEC 61000-4-3	80 兆赫兹至 2.5 千兆赫兹	80 兆赫兹至 2.5 千兆赫兹	
<p>注 1 在 80 兆赫兹和 800 兆赫兹下,适用于更高的频率范围。</p> <p>注 2: 这些准则可能不适用于所有情况,电磁传播受结构物、物体和人员的吸收和反射的影响。</p> <p>a 固定发射机的场强度,如无线 (蜂窝/无绳) 电话和陆地移动无线电、业余无线电、调幅和调频无线电广播和电视广播基站,无法从理论上准确预测。为了评估由固定射频发射机所造成的电磁环境,应考虑进行电磁现场勘测。如果在使用 VALO 的位置的测得场强度超过上述适用的射频合规水平,则应观察 VALO,以核实其是否正常运行。如果观察到性能异常,可能需要采取其他措施,比如重新定向或定位 VALO。</p> <p>b 在 150 千赫兹至 80 兆赫兹频率范围内,场强度应低于 3 伏/米。</p>			

关于便携式和移动式射频通信设备与 VALO 之间建议间隔距离的指导意见和制造商声明

VALO 旨在用于辐射射频干扰受控的电磁环境中。VALO 的用户可通过根据通信设备最大输出功率维持下文所建议的便携式和移动式射频通信设备（发射机）与 VALO 之间的最小距离，可帮助防止电磁干扰。

发射机的额定最大输出功率 (P, 以瓦为单位)	按发射机频率的间隔距离 (米)		
	150 千赫兹 - 80 兆赫兹 $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 兆赫兹 - 800 兆赫兹 $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 兆赫兹 - 2.5 千兆赫兹 $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.12 米	0.035 米	0.07 米
0.1	0.37 米	0.11 米	0.22 米
1	1.7 米	0.35 米	0.7 米
10	3.7 米	1.11 米	2.22 米
100	11.7 米	3.5 米	7.0 米

VALO 已根据 IEC 60601-1-2:2014 进行了测试，并通过了 80 兆赫兹至 2.5 千兆赫兹的 10 伏/米辐射场强度下的测试。3 伏（均方根）的值对应于 V1，并且值 10 伏/米对应于上述公式中的 E1。

对于额定最大输出功率未在上表中列出的发射机，建议间隔距离（以米 (m) 为单位）可运用适用于发射机频率的方程式进行估算，此处 P 为发射机制造商所规定的发射机最大额定输出功率（以瓦 (W) 为单位）。

注 1 在 80 兆赫兹和 800 兆赫兹下，适用于更高频率范围的间隔距离。

注 2：这些准则可能不适用于所有情况。电磁传播受结构物、物体和人员的吸收和反射的影响。

生产日期和使用期限：请参见产品标签。

注册人/生产企业名称：Ultradent Products, Inc. 美国皓齿制品有限公司

注册人住所/生产地址：505 West 10200 South Utah 84095/South Jordan USA

联系方式：+1-888-863-5883

代理人/售后服务单位：广州市皓齿登医疗器械有限公司

住所：广州市海珠区工业大道北67号34号楼首层自编102房

联系方式：020-84156506

医疗器械注册证编号/产品技术要求编号：国械注进20172556258

产品名称：LED光固化机

型号规格：UL-10

4. คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน

การจัดเตรียม

1. เชื่อมต่อสายไฟ 9 โวลต์เข้ากับสายด้านรับ
2. เสียบสายไฟเข้ากับตัวรับไฟฟ้า (100-240 VAC) อุปกรณ์ด้านรับ VALO จะส่งเสียงขึ้นสองครั้งเมื่อเปิดเครื่องและไฟบอกเวลาจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่าพร้อมใช้งานแล้ว
3. วางแสงบนโต๊ะในเขตหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับมือขวาของขาพร้อมใช้งาน
4. ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งให้วางแสงกับพื้นกันชนบนพื้น

การติดตั้งปลอกกันแดดขลุ่ยลักษณะ:

ปลอกกันแดดขลุ่ยแบบนำใช้ใส่ได้พอดีกับแสงบนและรักษาพื้นที่ผิวของแสงบนให้สะอาด ปลอกกันช่วยป้องกันการปนเปื้อนเข้ามา ด้วยปลอกกันให้วัสดุคอนโพลีคาร์บอเนตที่ติดตั้งที่พื้นผิวของแสงบนและแสงบน และป้องกันการเปลี่ยนแปลงการถือครองจากภายนอกมาภายในเวลาสองอาทิตย์

หมายเหตุ:

- หากใช้ปลอกกันที่อุณหภูมิของแสงบนจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพให้แสงสว่าง เนื่องจากค่าสีของแสงบน จึงทำให้ได้การปนที่เพียงพอ
- ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแสงบนด้วยสารทำความสะอาดและ / หรือสารฆ่าเชื้อที่เหมาะสมหลังจากใช้กับผู้ป่วยแต่ละราย ดูวิธีการใช้งาน

การใช้

แผนกับแสง VALO

- แผนกับแสง VALO นั้นมีอุปกรณ์การควบคุมที่ใช้เพื่อการใช้งานสูงสุดและสามารถใช้งานได้แบบเต็มกับแบบโปร่งใส

1. โคมไฟแสงแดดและโคมไฟใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิที่แสงไฟในดวงจันทร์ ดูคำแนะนำโคมไฟแบบแสงเพื่อดูวิธีการเริ่มต้นคำแนะนำกับ: แสงบนเป็นชุดที่ประกอบด้วยโคมไฟแสงแดดสองดวงมากรฐาน ไม่เป็น พลังงานสูง ไม่ใช้โคมไฟพลังงานสูงพิเศษ ตามลำดับ ตัวอย่างเช่นหากต้องการเปลี่ยนจากโคมไฟพลังงานมาตรฐานเป็นโคมไฟพลังงานสูงพิเศษ จำเป็นต้องวัดอุณหภูมิโคมไฟพลังงานสูงก่อนซึ่งจะเป็นไปของ พลังงานสูงพิเศษ
2. แสงบนจะจัดเก็บช่วงเวลาและโคมไฟที่ใช้ล่าสุด และจะเริ่มต้นกับกำหนดขึ้นเมื่อถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงโคมไฟหรือถอดแบตเตอรี่ออก

การกำหนด

ขั้นตอนการ: โคมไฟพลังงานมาตรฐาน

ช่วงระยะเวลา: 5, 10, 15, 20 นาที

- แสงบนจะเริ่มต้นที่โหมดเมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก โฟลตาม: / โคมไฟจะเป็นสีเขียวและไฟสัญญาณแจ้งค่าเวลาสีเขียวสว่างขึ้น ซึ่งระบุว่าเป็นโหมดพลังงานมาตรฐาน
- ในการเปลี่ยนช่วงระยะเวลา ให้กดปุ่ม Time/Mode อย่างรวดเร็ว
- กดปุ่ม Power เพื่อเปิด หากต้องการหยุดการนับก่อนที่ช่วงเวลาที่กำหนดจะสิ้นสุด ให้กดปุ่ม Power อีกครั้ง

ขั้นตอนการ: โคมไฟพลังงานสูง

ช่วงระยะเวลา: 1, 2, 3, 4 นาที

- หากโคมไฟพลังงานมาตรฐาน กดปุ่มเปลี่ยนเวลา / โคมไฟ ค่าไว้ 2 นาทีแล้วปล่อย โฟลตาม: / โคมไฟจะเป็นสีส้มและไฟกำหนดเวลาสีเขียวสว่างขึ้นและกรรพริบซึ่งระบุโหมดพลังงานสูง
- ในการเปลี่ยนช่วงระยะเวลา ให้กดปุ่มเปลี่ยนเวลา/โคมไฟอย่างรวดเร็ว
- กดปุ่ม Power เพื่อเปิด หากต้องการหยุดการนับก่อนที่ช่วงเวลาที่กำหนดจะสิ้นสุด ให้กดปุ่ม Power อีกครั้ง
- หากต้องการสิ้นสุดโคมไฟพลังงานมาตรฐานให้กดปุ่มเปลี่ยนเวลา / โคมไฟค่าไว้เป็นเวลา 2 นาทีแล้วปล่อย ซึ่งจะวนไปยังโหมดพลังงานสูงพิเศษ กดค่าไว้ไว้ 2 นาทีแล้วปล่อย โฟลตาม:โคมไฟ / จะเป็นสีเขียวและไฟสัญญาณบอกเวลาสีเขียวสว่างขึ้นซึ่งระบุว่าเป็นโหมดพลังงานมาตรฐาน

ขั้นตอนการ: โคมไฟพลังงานสูงพิเศษ

ช่วงระยะเวลา: เพียง 3 นาทีเท่านั้น (หมายเหตุ: โคมไฟพลังงานสูงพิเศษมีการแบ่งเวลาเพื่อความปลอดภัย 2 นาทีในขณะทำงานของแต่ละส่วนการนับ เพื่อจำกัดความร้อนระหว่างการนับต่อเนื่อง ในช่วงท้ายของการนับเวลา เสียงขึ้นและแจ้งว่าพร้อมสำหรับการทำงานตามเดิ)

- หากโคมไฟพลังงานมาตรฐาน กดปุ่มเปลี่ยนเวลา / โคมไฟ เป็นเวลา 2 นาทีแล้วปล่อย และกดอีกครั้งเป็นเวลา 2 นาทีแล้วปล่อย โฟลตาม: / โคมไฟจะเป็นสีส้มและกรรพริบและไฟบอกเวลาสีเขียวสว่างขึ้นและกรรพริบซึ่งระบุโหมดพลังงานสูงพิเศษ
 - กดปุ่ม Power เพื่อเปิด หากต้องการหยุดการนับก่อนที่ช่วงเวลาที่กำหนดจะสิ้นสุด ให้กดปุ่ม Power อีกครั้ง
 - หากต้องการสิ้นสุดโคมไฟพลังงานมาตรฐานให้กดปุ่ม เวลา / โคมไฟ ค่าไว้ 2 นาทีแล้วปล่อย โฟลตาม: / โคมไฟจะเป็นสีเขียวและไฟสัญญาณบอกเวลาสีเขียวสว่างขึ้นซึ่งระบุโหมดพลังงานมาตรฐาน
- หมายเหตุ: แสงบนฆ่าเชื้อโคมไฟพลังงานสูงที่มีการใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมงตามที่ระบุโดยกรรพริบของไฟบน / สถานะ การกดปุ่มใด ๆ จะเป็นการกดปุ่มแสงบนและสัญญาณแจ้งค่าล่าสุดที่ใช้ผู้กดอยู่เท่านั้น

ทำความสะอาด

1. ถูปลอกกันกับสิ่งของมาตรฐานหลังจากใช้กับผู้ป่วยแต่ละราย
2. ถูส่วน แกะทางปฏิวัติ

คำแนะนำในการติดตั้งตัวจัด

1. ควรติดตั้งตัวจัดตัวจัดตัวจัดบน กระจกบานนั้น
2. ทำความสะอาดพื้นด้วยแอลกอฮอล์สำหรับเช็ด
3. ลอดกับหลังเท้าของตัวจัดตัวจัด
4. วางตัวจัดในลักษณะที่หันแสงบนขึ้นเพื่อหย่อนออก กดให้แน่น

อัลและนำเกี่ยวกับโหมดแบบย่อ

โหมด	พลังงานมาตรฐาน	พลังสูง	Xtra Power
ปุ่มพาวเวอร์			
ไฟ LED โหมด/ระยะเวลา			
ปุ่มเวลา			
ตัวเลือกเวลา	5 นาที 10 นาที 15 นาที 20 นาที	1 นาที 2 นาที 3 นาที 4 นาที	3 นาทีเท่านั้น
ในการเปลี่ยนเวลา	กดแล้วปล่อยปุ่มเวลาอย่างรวดเร็วเพื่อเห็นตัวเลือกเวลา		
ในการเปลี่ยนโหมด	กดปุ่ม Time ค้างไว้ 2 วินาทีแล้วปล่อย VALO จะวนไปที่โหมดถัดไป		
คำอธิบาย	ไฟ LED ชิ่ง		ไฟ LED กระพริบ

คู่มือการนับแบบย่อ:

เวลาการนับที่แนะนำสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วย VALO			
โหมด	โหมด Standard	โหมด High Power	โหมด Xtra Power
ต่อขึ้น	การนับ 10 วินาที ครั้งเดียว	การนับ 4 วินาที สองครั้ง	การนับ 3 วินาที ครั้งเดียว
การนับขั้นสุดท้าย	การนับ 10 วินาที สองครั้ง	การนับ 4 วินาที สามครั้ง	การนับ 3 วินาที สองครั้ง
<p>ข้อควรจำ: อาจจำเป็นต้องปรับการตั้งค่าและระยะเวลาหยุดพักที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการออกกำลังกายของคุณ VALO เติบโตขึ้นมาจากเลนส์สีเข้มและเลนส์สีอ่อน และความสามารถของเลนส์สีเข้มและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคตรงต่อความต้องการของคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใช้ เกี่ยวกับเวลาและการตั้งค่าที่เหมาะสม</p>			

คู่มือค่าเตือนแบบสั้น:

คำเตือน	
ปิดด้วยบริการลูกค้าเพื่อทำการเตือน	ปิดด้วยบริการลูกค้าเพื่อทำการเตือน
<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีเสียง • กระพริบ 2 วินาที • ให้มีการทำซ้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> • บีบติดต่อกัน 3 ครั้ง • ห้ามการก้าวข้าม

5. ข้อแนะนำ

ข้อเขม

การดองของโดยผู้ใช้

1. ตรวจสอบคุณสมบัติหรือหมักที่ขึ้นด้วยอ่างน้ำเสมอ หากจำเป็น ให้ใช้เครื่องมือที่ดองที่ไปใช้ทำด้วยพรมหรือยี่ห้อที่ติดอยู่กับกล่องบัตร-บัตร
2. ดองวัตถุโดยมีความหนาของภาชนะ และใช้เครื่องมือแบบสำหรับหลายน้ำเสมอและเปลี่ยนตัวรูป Ultradent แนะนำให้ตรวจสอบคุณสมบัติในโหมดพลังงานมาตรฐานเป็นประจำ หมายเหตุ: ตัวลวดพลังแสงที่ปล่อยออกมาตรงจะถูกต้องเมื่อเปิด เนื่องจากความคล้ายคลึงของตัวตรวจวัดแสงทั่วไป และชุดไฟ LED พืชชนิดที่ใช้

การดองโดยผู้ผลิต

1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตจะเป็นผู้ดองเท่านั้น Ultradent จะจัดหาหน้าที่ดองที่ติดเอกสารประจำตัวเพื่อทำการดอง

การรับประกัน

Ultradent ขอรับประกันว่าเครื่องมือจะมีอายุการใช้งานที่นานเท่ากับตามที่ระบุไว้ในเอกสารของ Ultradent ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์และไม่มีเงื่อนไขการรับประกันหรือการรับประกันจากผู้ผลิต เป็นเวลา 5 ปี* การรับประกันนี้ใช้กับผู้ใช้ก่อนที่ดำเนินการแก้ไขได้ ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมหรือเชื่อมต่อกับเครื่องจะไม่ต้องถูกส่งกลับไปยัง Ultradent ระบบ VALO จะไม่ได้รับประกันจากผู้ที่สามารถซ่อมบำรุงได้เอง การแก้ไข VALO ด้วยตัวเองจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

การรับประกัน VALO ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดกับลูกค้า ตัวอย่างเช่น; หาก VALO ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือส่งผ่านและแลกเปลี่ยน ลูกค้าจะส่งทรัพย์สินของตนในการซ่อมแซมหรือจำหน่าย

* พรอมใบเสร็จรับเงินระบุวันที่ขายสินค้าให้กับตัวแทน

6. การดำเนินการ

หลังจากใช้แต่ละครั้ง ให้ใส่สารฆ่าเชื้อโรคก่อนทุกครั้งให้ใช้ได้กับผ้าหรือผ้าปูที่นอนให้มากที่สุด แล้วเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวและเลนส์

นํ้ายาคำความสะอาดที่ไม่อนุญาต - ห้ามใช้:

- สบู่ฆ่าเชื้อ Lysol Brand III (อะซิโตน)
- ไฮโปคลอไรต์และคลอรีน
- นํ้ายาคำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมหลัก
- Lysol®* เช่นเช่น (เฉพาะที่มีแอลกอฮอล์เป็นตัวทำลายเท่านั้น)

นํ้ายาคำความสะอาดที่ไม่อนุญาต - ห้ามใช้:

- พลาสติกอะคริลิกที่ใช้ในทางการแพทย์ รวมถึงชุดใส่ผ้าอ้อมและนํ้ายาล้างจาน
- นํ้ายาคำความสะอาดที่ใช้สารฟอกขาว (เช่น Clorox™*, Sterilox™**)
- นํ้ายาคำความสะอาดที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
- สารทำความสะอาดที่กัดกร่อน (เช่น Comet Cleanser™*)
- นํ้ายาคำความสะอาดที่มีอะซิโตนหรือไฮโดรคาร์บอนเป็นตัวทำลาย
- MEK (Methyl Ethyl Ketone)
- Borex®*
- กลูตาโรลดีไฮด์
- นํ้ายาคำความสะอาด Quaternary Ammonium Chloride ที่เปลี่ยนเป็นตัวทำลาย
- นํ้ายาหรือผ้าเช็ดทำความสะอาด Cavicide1™**
- ผลิตภัณฑ์ Cavicide™** (ไม่ใช้สารฟอกขาว)**

* ตรวจสอบหมายเลขคำขอของบริษัทอื่นนอกเหนือจาก Ultradent

** หากใช้ไปอาจทำให้ลื่น

การทำความสะอาดแผ่นกันแสง:

- ข่ายใช้โรลที่เย็นโดยใช้แผ่นกันแสง VALO ด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อที่พื้นผิว ห้ามใช้กับเครื่องจนจบการรูดง

7. การจัดเก็บและการกำจัด




การจัดเก็บและการขนส่งของ:

- อุณหภูมิ: +10°C ถึง +40°C (+50°F ถึง +104°F)
- ความชื้นสัมพัทธ์: 10% ถึง 95%
- ความดันบรรยากาศ: 500 hPa ถึง 1,060 hPa

เมื่อทำการรักษาอิเล็กทรอนิกส์ (เช่นอุปกรณ์ เครื่องหมายแบตเตอรี่และแหล่งจ่ายไฟ) ให้ปฏิบัติตามแนวทางทั้งหมดและการปรับเปลี่ยนทั้งหมด


8. ข้อพิจารณาด้านเทคนิค

อุปกรณ์เสริม

ชื่อ	ข้อมูล CE		
เปลือกกัน VALO	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover ประเทศเยอรมัน	ผลิตโดย: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neenah, WI 54956 ผลิตในสหรัฐอเมริกา	จัดจำหน่ายโดย: Ultradent Products Inc 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 สหรัฐอเมริกา
แผ่นป้องกันแสง VALO (VALO Light Shield)			

ข้อมูลทางเทคนิค / ข้อมูล

แทนทศวรรษคลื่นในการบ่มคอนกรีตอย่างมีประสิทธิภาพ:



คุณลักษณะ:	อียูเอ / อียูเอสุฟลาเว:					
เลนส์	เส้นผ่าศูนย์กลาง 9.75 มม					
ช่วงความยาวคลื่น	□ ช่วงความยาวคลื่นที่นิยมใช้: 385 - 515nm □ ความยาวคลื่นสูงสุด: 395 - 415nm และ 440 - 480nm					
ตารางความเข้มแสง	ตารางเปรียบเทียบการแผ่รังสีต่อพื้นที่กำหนด				การแผ่รังสีต่อพื้นที่จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ความสามารถของตัวกรอง, รัศมีวงแหวนและตำแหน่งของไฟ เครื่องตัวกรอง † Demetron และ เครื่องตัวกรองฟิล์ม Demetron MARC ควรใช้เป็นทางเลือกอื่นเท่านั้นเนื่องจากมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่าไฟ VALO เครื่องตัวกรอง † Demetron ควรใช้เป็นทางเลือกอื่นเท่านั้นเนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านพลังงานและการควบคุมของซอฟต์แวร์ Demetron † Radiant Exitance ลอดคล้องกับ ISO 10650 เมื่อวัดด้วยเครื่องตัวกรองฟิล์ม Demetron Gigahertz	
	เครื่องอียูเอ	†* Demetron L.E.D. เครื่องตัวกรองสี	† MARC เครื่องตัวกรองสี สเปกตรัม	ตัวกรองฟิล์ม Demetron † Gigahertz		
	เส้นผ่าศูนย์กลางของมิเตอร์	7 mm	3,9 mm	รังสีต่อพื้นที่		พลังงานทั้งหมด
	พลังงานมาตรฐาน (±10%)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²		670 mW
	พลังงานสูงพื้น (±10%)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²		970 mW
	พลังงานสูงพี เชม (± 10%)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²		1570 mW
ไฟ VALO	ชนิด: IEC 60601-1 (ความปลอดภัย), IEC 60601-1-2 (EMC)			น้ำหนัก: 8 ออซ์ / 226 กรัม (พร้อมสาย) ความยาว: 9.26 นิ้ว / 23.5 ซม ความกว้าง: .79 นิ้ว / 2 ซม ความยาวสายไฟ: 7 ฟุต / 2.1 เมตร		
แหล่งจ่ายไฟฟ้า	พลังงานที่ส่งออก - 9VDC ณ 2A พลังงานเข้า - 100VAC ถึง 240VAC Ultradent P/N 5930 VALO แหล่งจ่ายไฟพร้อมปลั๊กแบบสากล			ชนิด: IEC 60601-1 (ความปลอดภัย) ความยาวสายไฟ - 7 ฟุต/1.8 เมตร แหล่งจ่ายไฟ VALO จะให้การันนียกจากสายไฟหลักได้		
สภาวะการใช้งาน	อุณหภูมิ: +10°C ถึง +32°C (+ 50°F ถึง + 90°F) ความชื้นสัมพัทธ์: 10% ถึง 95% ความดันบรรยากาศ: 700 hPa ถึง 1060 hPa					
รอบการทำงาน:	แสงบำบัดทุกคอมแพคสำหรับการทำงานระยะสั้น ที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด (32 องศาเซลเซียส) 1 นาทีในโหมดที่เข้มแดงต่อวินาที 100 30 นาที (ระยะเวลาการเย็นตัว)					


การแจ้งปัญหา

หากการแก้ปัญหาที่ได้แนะนำไว้ข้างต้นไม่สามารกแก้ปัญหาได้ กรุณาโทรติดต่อ Ultradent ที่หมายเลข 800.552.5512 นอกสหรัฐอเมริกาโปรดติดต่อผู้จัดจำหน่าย Ultradent หรือตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ที่นครรัฐ	
ปัญหา	การแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้
แสงไม่ติดขึ้น	1 กดปุ่มเป็นเวลา / โหมด หรือปุ่ม Power เพื่อออกจากโหมดประหยัดพลังงาน 2 ตรวจสอบว่าสายไฟที่เชื่อมต่อด้วยกับเครื่องอย่างแน่นหนาและเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า 3 เชื่อมปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับติดผนัง
ไฟไม่สว่างในระยะใกล้ ถึงถาวร	1 ตรวจสอบไฟโคมและการกำหนดระยะเวลา เพื่อการปรับเวลาที่ถูกต้อง 2 ตรวจสอบให้เป็นวิธีการเชื่อมต่อสายไฟที่มั่นคงเข้าที่แล้ว 3 ถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
แสงไม่ปรับระดับอย่างถูกต้อง	1 ตรวจสอบเลนส์เพื่อหาคราบ / อนุภาคที่ติดค้าง 2 สวมแว่นสายตาเพื่อปกป้องดวงตาจากรังสี UV, ตรวจสอบว่าแสง LED ทำงานอยู่ 3 ตรวจสอบพลังงานด้วยมิเตอร์วัดรังสีแสง หากใช้เครื่องวัดแสง Ultradent แนะนำให้ตรวจสอบ VALO ในโหมดพลังงานมาตรฐานเป็นหลัก: ตัวอย่างแสงแสงที่ปล่อยออกมาด้วยรังสี-ถูกปิดเป็นต้นไป เนื่องจากความแตกต่างของตัวกรองตัวแสงที่ไฟ และชุดไฟ LED พิเศษที่ VALO ใช้ มิเตอร์วัดแสงจะแตกต่างกันอย่างมาก และใช้การคอมแพคสำหรับฉายและเลนส์บางร่องเฉพาะรุ่น 4. ตรวจสอบwinkelของจอแสดงผลสำหรับขึ้น 5 ตรวจสอบไฟเมื่อวัณการปฏิบัติงานตามปกติที่แนะนำ (สำหรับรังสีตัว / อนุภาค) ตามค่าแนะนำของผู้ผลิต
ไม่สามารถปรับไฟโหมด หรือช่วงเวลา	กดทั้งปุ่มเวลา / โหมดและปุ่มเวลาหรือจำกัดไว้จนกว่าสัญญาณเสียงบีบจะแจ้งเตือนว่าแสงนั้นได้ถูกปลั๊กออกแล้ว

9. ข้อมูลเบื้องต้น

คำแนะนำและประกาศเรื่องการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า		
VALO มีไว้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ระบุด้านล่าง ลูก้าหรือผู้ใช้ควรทำให้แน่ใจว่ามีการใช้งานในสภาพแวดล้อมดังกล่าว คำเตือน: ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริม สายเคเบิลและแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการรบกวนที่ไม่เหมาะสม การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น หรือการสูญเสียคุณสมบัติทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า		
การลดการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	การปฏิบัติตาม	สภาพแวดล้อมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า - คำแนะนำ
การปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ CISPR 11	กลุ่มที่ 1	VALO ใช้จะเป็นเตอร์ 9VDC เครื่องการแพทย์ของ Globtek ทำหน้าที่การป้องกันไฟตก และใช้ EMI, RF ที่จำกัด และการป้องกันที่พิเศษ
การปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ CISPR 11	คลาส B	VALO ใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับฟังก์ชันภายในเท่านั้น ดังนั้น การปล่อยคลื่นความถี่วิทยุจึง จำกัดมาก และไม่รบกวนให้การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียง
การปล่อยฮาร์โมนิก IEC 61000-3-2	Class A	VALO หมายถึงรับใช้ในสภาพประกอบการประเภท รวมถึงสภาพประกอบการระดับครัวเรือน และสถานที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำสาธารณะ-ที่จัดหาอาคารสำหรับใช้ในครัวเรือน
การปล่อยแรงดันรบกวน / กระพริบ IEC 61000-3-3	เป็นไปตาม	

คำแนะนำและประกาศเกี่ยวกับกฎนิเทศแม่เหล็กไฟฟ้า			
VALO มีไว้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าที่ระบุด้านล่าง ลูก้าหรือผู้ใช้ควรทำให้แน่ใจว่ามีการใช้งานในสภาพแวดล้อมดังกล่าว			
การทดสอบกฎ คุ้มครอง	ระดับการทดสอบ IEC 60601	ระดับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ	คำแนะนำเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า
การรบกวนไฟฟ้า สด (ESD) IEC 61000-4-2	ดีต่อ ≥ 8 kV อากาศ ≥ 15 kV	ดีต่อ ≥ 8 kV อากาศ: 15 kV	ควรจำกัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่อไปนี้: 1. สภา IP: IP20 2. ห้ามเปียกของเหลว 3. ห้ามใช้ใกล้กับแก๊สไวไฟ อุปกรณ์เป็นแบบ Non-APG และ Non-AP 4. ช่องความชื้นในกรณีอื่น: 10% - 95% 5. ช่องอุณหภูมิในกรณีอื่น: 10° C - 40° C
การเกิดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราวแบบ รวดเร็ว IEC 61000-4-4	แรงดันสำหรับสายแหล่งจ่ายไฟ ± 2 kV แรงดันสำหรับสายอินพุต / สายเอาต์พุต ± 1 kV	แรงดันสำหรับสายแหล่งจ่ายไฟ ± 2 kV หมายเหตุ 1: VALO ไม่ไม่พรอด 1 / 0	แหล่งจ่ายไฟหลักที่ใช้ควรอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า อาคารพาณิชย์ หรือโรงพยาบาล หรือสภาพแวดล้อมทางการแพทย์
ไฟฟลักซ์รบกวน IEC 61000-4-5	แรงดันระหว่างสายไฟ ± 1 kV แรงดันระหว่างสายไฟและ สายดิน ± 2 kV	แรงดันระหว่างสายไฟ ± 1 kV แรงดันระหว่างสายไฟและ สายดิน ± 2 kV	
แรงดันไฟฟัดตก ชั่วขณะ: การลัดวงจร การหยุดชะงัก และการเปลี่ยน แปลงกันสายไฟ ชั่วขณะพลัดวงจร IEC 61000-4-11	<5% U (แรงดันไฟฟัดตกชั่วขณะ: >95% ใน U สำหรับ 0.5 วินาที) 40% U (แรงดันไฟฟัดตกชั่วขณะ: 60% ใน U สำหรับ 5 วินาที) 70% U (แรงดันไฟฟัดตกชั่วขณะ: 30% ใน U สำหรับ 25 วินาที)	<5% U (แรงดันไฟฟัดตกชั่วขณะ: >95% ใน U สำหรับ 0.5 วินาที) 40% U (แรงดันไฟฟัดตกชั่วขณะ: 60% ใน U สำหรับ 5 วินาที) 70% U (แรงดันไฟฟัดตกชั่วขณะ: 30% ใน U สำหรับ 25 วินาที)	แหล่งจ่ายไฟหลักที่ใช้ควรอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า อาคารพาณิชย์ หรือโรงพยาบาล หรือสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ อะแดปเตอร์กรรการแพทย์ Globtek 9VDC ที่พื้นพร้อมกัน VALO ทำหน้าที่แจกจ่ายไฟสมัคร: 100VAC - 240VAC และสามารถใช้กับไฟตก EMI และไฟรบกวนได้อย่างจำกัด หากผู้ใช้ VALO ต้องการกรรการที่ซับซ้อนอย่างต่ำต่อเนื่องไปใช้กรรการจากแหล่งจ่ายไฟหลักหรือแหล่งจ่ายไฟหลักในภูมิภาคที่ความช่อบประเทคนที่ไม่ดี เนื่องจากไฟตก ไฟขึ้นต่อเนื่องหรือ มีกรรการบนการจ่ายไฟเป็นอันดับแรก อะแดปเตอร์ให้ใช้ VALO กับแหล่งจ่ายไฟสำรอง หรือให้ลูก้าคือ VALO แบบสำรอง
ความถี่ลัดวงจรไฟฟ้า (50/60 เฮิร์ตซ์) สนามแม่เหล็ก IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	สนามแม่เหล็กความถี่กำลังควรอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าการรับไม่ ในที่อยู่อาศัย สถานการณ์สุขภาพภายในบ้าน อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล หรือสภาพแวดล้อมทางการแพทย์
หมายเหตุ: U เป็นแรงดันแหล่งจ่ายไฟฟาสถักก่อนที่จะใช้ระดับการทดสอบ หมายเหตุ 1: VALO ไม่ได้ตัดพรอดไฟตก ๆ หรือสาย 1 / 0 ที่เข้ายัดให้ หมายเหตุ 2: หากแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟหลักลดลง 95% VALO จะไม่ทำงาน ไม่มีการกรรการที่พลัดภายใน VALO จะปิด เมื่อแรงดันพลังงานได้รับการกู้คืน VALO จะสาร์ทและกลับสู่สถานะเดิมทันทีเมื่อการกลุ่ยเสียพลังงาน VALO จะกู้คืนตัวเอง			

ค่าแนะนำและประกาศเกี่ยวกับกฎฉบับต้นฉบับแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับระบบที่ไม่ได้ระบบสนับสนุนการอัปเดต			
VALO มีไว้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมภายนอกแม่เหล็กไฟฟ้าที่กระชั้นชิดจาก ลูก้าหรือผู้ใช้รถที่ให้บริการใช้งานในสภาพแวดล้อมดังกล่าว			
การทดสอบเบื้องต้น	ระดับการทดสอบ IEC 60601	ระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	คำแนะนำเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกแม่เหล็กไฟฟ้า
การวัดคลื่นความถี่วิทยุ	3 Vrms	3 Vrms	ไม่รองรับการปล่อยรบกวน RF แบบพหุพาและเชิงกลไกกับส่วนใดส่วนหนึ่งของ VALO และสายเคเบิล เกียร์ระหว่างที่คำนวณจากผลการทดสอบกับเครื่องส่งสัญญาณตามค่าแนะนำ
IEC 61000-4-6	150 kHz ถึง 80 MHz	150 kHz ถึง 80 MHz	ระยะห่างที่แนะนำ
คลื่นวิทยุ RF ที่ปล่อยออก	3 V/m	3 V/m	
IEC 61000-4-3	80 MHz bis 2.5 GHz	80 MHz bis 2.5 GHz	
			$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ <p style="text-align: right;">80 MHz ถึง 800 MHz</p> $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ <p style="text-align: right;">800 MHz ถึง 2.5 GHz</p> <p>P คือค่าพลังงานส่งออกสูงสุดของเครื่องส่งสัญญาณในหน่วยวัตต์ (W) ตามผู้ผลิตเครื่องส่งสัญญาณ และ d ระยะห่างที่แนะนำหน่วยเป็นเมตร (m)</p> <p>ความแรงของสนามบริเวณเครื่องส่งสัญญาณ RF ค่ายที่ซึ่งกำหนดโดยการสำรวจไซต์แม่เหล็กไฟฟ้าควรน้อยกว่าระดับความปลอดภัยในแต่ละช่วงความถี่</p> <p>อาจเกิดการรบกวนขึ้นในบริเวณที่ใกล้เครื่องอุปกรณ์ที่มีสัญญาณต่อเนื่องได้:</p> 
<p>หมายเหตุ 1 ย ค่าความถี่ 80 MHz และ 800 MHz จะใช้ข้อความที่ใกล้เคียง</p> <p>หมายเหตุ 2 อาจใช้แนวทางเหล่านี้ไม่ได้ในสถานการณ์ การวินิจฉัยแม่เหล็กไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการทดสอบและกระแสที่มาจากโครงสร้าง สิ่งของ และผู้คน</p> <p>ข้อความของเอกสารเหล่านี้ไม่ได้ในสถานการณ์ การวินิจฉัยแม่เหล็กไฟฟ้า (แอดดูร์ / ไรซา) โทรศัพท์และวิทยุมือถือทุกชนิด วิทยุสมัครเล่น การออกอากาศวิทยุ AM และ FM และการออกอากาศโทรทัศน์ที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำในทางทฤษฎี ในกรณีประเภทแวดล้อมภายนอกแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นเนื่องจากผลกระทบกับสัญญาณสมัครเล่นและผู้ให้บริการ การพิจารณาการสำรวจพื้นที่แม่เหล็กไฟฟ้าหากความแรงของสนามที่วัดได้ในสถานที่ซึ่งใช้ VALO สูงกว่าระดับที่กำหนดไว้จะได้รับ RF ที่กล่าวถึงข้างต้น ควรสังเกตเพื่อตรวจสอบ VALO ที่อ่านค่าที่จริงไว้ หากสังเกตพบความผิดปกติในการใช้งาน อาจจำเป็นต้องมีการประเมิน เช่น บันทึกการรบกวนที่แนะนำ VALO ไม่</p> <p>b ใช้ข้อความที่ 150 kHz ถึง 80 MHz ความเข้มของสนามไฟฟ้าควรน้อยกว่า 3 V / m</p>			

ค่าแนะนำและประกาศของผู้ผลิตสำหรับการประเมินระยะห่างที่แนะนำระหว่างอุปกรณ์สื่อสาร RF แบบพหุพาและเชิงกลไก-VALO			
VALO มีไว้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีการควบคุมการรบกวนคลื่น RF ที่ปล่อยออกมา ผู้ใช้ VALO สามารถอยู่บริเวณที่คำนวณจากแม่เหล็กไฟฟ้าได้โดยที่ระยะห่างที่แนะนำของอุปกรณ์สื่อสาร RF แบบพหุพาและเชิงกลไก (เครื่องส่งสัญญาณ) และ VALO ตามที่แนะนำด้านล่าง ถือตามที่ส่งออกสูงสุดของอุปกรณ์สื่อสาร			
กำลังไฟฟ้าส่งออกสูงสุดที่กำหนดของเครื่องส่งสัญญาณ (P ในหน่วยวัตต์)	ระยะห่างที่คำนวณจากเครื่องส่งสัญญาณ (เมตร)		
	150 kHz - 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz - 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz - 2.5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.12 เมตร	0,035 เมตร	0.07 เมตร
0.1	0.37 เมตร	0.11 เมตร	0.22 เมตร
1	1.7 เมตร	0.35 เมตร	0.7 เมตร
10	3.7 เมตร	1.11 เมตร	2.22 เมตร
100	11.7 เมตร	3.5 เมตร	7.0 เมตร
VALO ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60601-1-2: 2014 และผ่านการทดสอบภายใต้ความเข้มของสนามรังสีที่ปล่อยออกที่ 10 v / m ระหว่าง 80-MHz ถึง 2.5 GHz ค่าของ 3Vrms ลดลงเล็กน้อย V1 และค่า 10 v / m ลดลงเล็กน้อย E1 ในสูตรด้านบน			
สำหรับเครื่องส่งสัญญาณที่กำหนดกำลังไฟฟ้าส่งออกสูงสุดที่แสดงไว้ด้านบน สามารถประเมินระยะห่างที่แนะนำ d ในหน่วยเมตร (m) ได้โดยใช้สมการที่ใกล้เคียงกันของเครื่องส่งสัญญาณได้ โดยที่ P เป็นกำลังไฟฟ้าส่งออกสูงสุดของเครื่องส่งสัญญาณในหน่วยวัตต์ (W) โดยที่ตามผู้ผลิตเครื่องส่งสัญญาณ			
หมายเหตุ 1 ที่ 80 MHz และ 800 MHz ต้องคำนึงถึงการประเมินระยะห่างสำหรับช่วงความถี่ที่สูงกว่า			
หมายเหตุ 2 อาจใช้แนวทางเหล่านี้ไม่ได้ในสถานการณ์ การวินิจฉัยแม่เหล็กไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการทดสอบและกระแสที่มาจากโครงสร้าง สิ่งของ และผู้คน			

1. Ürün Açıklaması

Geniş spektrumlu VALO, ISO 10650 uyarınca 385 – 515 nm dalga boyu aralığındaki bütün ışıkla serleşen ürünleri polimerize etmek için tasarlanmıştır.

VALO, tıbbi standartlarda olan bir uluslararası güç kaynağına sahiptir ve 100 – 240 volt arası güç çıkışına uygundur. Bu el cihazı standart dental ünite braketine şekilde yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır, setle birlikte verilen braket kullanılarak da monte edilebilir.

Ürün Bileşenleri:

- 1 – VALO ışıklı dolgu cihazı; 2,1 metre/7 fit kablolu
- 1 – 9 voltluk, tıbbi standartlara uygun, uluslararası güç kaynağı; 1,8 metre/6 fit kablolu ve uluslararası fişlere sahip
- 1 – VALO Bariyer Kılıfı örnek paketi
- 1 – VALO Işık Kalkanı
- 1 – Işıklı dolgu cihazı yüzey montaj braket; çift taraflı yapışkan bantlı

Kontroller Hakkında Genel Bilgi:



Üretici cihazın doğru kullanılmamasından ve/veya bu talimatlarda belirtilen amaçlar dışında kullanımından kaynaklanan hasarlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Açıklaması yapılan ürünleri kullanmadan önce bütün talimatları ve GBF'yi dikkatli bir şekilde okuyun ve anlayın.

2. Kullanım Endikasyonları/Kullanım Amacı

Işıkla aktive olan dental restoratif materyallerin ve yapışkanların polimerizasyonu için ışık kaynağı.

3. Uyarılar ve Önlemler

Risk Grubu 2

UYARI Bu üründen UV ışınları yayılmaktadır. Maruz kalınması durumunda gözde veya ciltte tahriş oluşabilir. Uygun bir koruyucu kullanın.

DİKKAT Bu üründen tehlikeli olması muhtemel optik radyasyon yayılmaktadır. Cihazdan çıkan ışığa doğrudan bakmayın. Gözlere zarar verebilir.

- Işık çıkışına doğrudan BAKMAYIN. VALO kullanım esnasında hasta, doktor ve asistan mutlaka UV korumalı kehribar renkli gözlük takmalıdır.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için, bu ekipmanda hiçbir değişikliğe izin verilmemektedir. Sadece ürünle birlikte verilen Ultradent VALO güç kaynağı ve fiş adaptörlerini kullanın. Bu bileşenler hasar görürse onları kullanmayın ve yenilerini sipariş etmek için Ultradent Müşteri Hizmetlerini arayın.
- Taşınabilir Radyo Frekans (RF) İletişim aracı 30 cm'den (12 inç) daha yakında kullanılırsa performansı azalabilir.
- Hatalı kullanım, elektromanyetik emisyon artışı veya elektromanyetik bağışıklığın azalmasını önlemek için yalnızca onaylı aksesuarları, kabloları ve güç kaynaklarını kullanın (bkz. Elektromanyetik Emisyonlar bölümü).
- Termal tahriş veya yaralanma riskini önlemek için, airt arda polimerizasyon döngülerinden kaçının ve yumuşak oral dokuları herhangi bir modda yakın mesafeden 10 saniyeden fazla ışığa maruz bırakmayın. Uzun süreli polimerizasyon gerekiyorsa yumuşak dokunun ısınmasını önlemek için çoklu kısa süreli polimerizasyon döngüsü uygulayın veya çift polimerizasyon ürünü kullanın.
- Advers fotobiyolojik reaksiyonlar veya hassasiyetlerden muzdarip hastaları, kemoterapi gören hastaları yahut ışığa duyarlı ilaç tedavisi gören hastaları tedavi ederken dikkatli olun.
- Bu cihaz güçlü manyetik alanlardan veya statik elektrik alanlarından etkilenebilir ve bu nedenle programı bozabilir. Böyle bir durumda şüpheleniyorsanız hemen cihazın fişini prizden çekin ve tekrar takın.
- VALO ışıklı dolgu cihazını kostik veya aşındırıcı temizleyicilerle SİLMEYİN, otoklav işlemine tabi tutmayın veya herhangi bir ultrasonik banyo, dezenfektan veya sıvıya batırmayın. Ürünle birlikte verilen işlem den geçirme talimatlarına uyulmaması cihazın çalışmaması hale gelmesine neden olabilir.
- Çapraz kontaminasyonu ve dental kompozit materyallerin lens ve çubuk gövdesinin yüzeyine yapışmasını önlemek için her kullanımında VALO cihazının üzerine bariyer kılıfı geçirilmelidir.
- Çapraz kontaminasyonu riskini önlemek için bariyer kılıfları tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır.
- Korozyon riskini azaltmak için kullandıktan sonra bariyer kılıfı çıkarın.
- Yetersiz rezin polimerizasyonu riskini azaltmak için lens hasar görmüşse polimerizasyonu işiğini kullanmayın.

4. Adım Adım Talimatlar

Hazırlık

1. 9 voltluk güç kablosunu el cihazının kablosuna takın.
2. Güç kablosunun fişini herhangi bir prize (100 – 240 VAC) takın. VALO el aleti açılırken iki kez bip sesi çıkaracak ve dolgu ışığının kullanıma hazır olduğunu belirten zamanlama ışıkları yanacaktır.
3. Işıklı dolgu cihazını kullanıma hazır olana kadar standart dental ünite montaj braketine veya aksesuar montaj braketine yerleştirin.
4. Her kullandıktan önce, cihazın üzerine yeni bir bariyer kılıfı takın.

Hijyenik Bariyer Kılıflarının Takma:

- Hijyenik bariyer kılıfı ışıklı dolgu cihazına özel olarak tasarlanmıştır ve cihazının yüzeyini temiz tutar. Bariyer kılıf çapraz kontaminasyonu, dental kompozit materyallerin lens ve çubuk gövdesinin yüzeyine yapışmasını ve temideleme solüsyonlarından kaynaklanan renk bozukluğunun ve korozyonu engellemeye yardımcı olur.
- Not:
- Hijyenik bariyer kılıfı kullanılması ışık çıkışı %5 – %10 azalır. Işıklı dolgu cihazının yüksek çıkış gücünden ötürü, bu durumda aslında polimerizasyonda azalma olmadığının gösterilmiştir.
- Işıklı dolgu cihaz her hastadan sonra uygun temizleme ve/veya sanitasyon ajanları ile temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Bkz. İşlemden geçirme başlıklı bölüm.

VALO Işık Kalkanı:

- VALO Işık Kalkanı oval şekildedir ve maksimum kullanımı için döndürülebilir. Ayrıca şeffaf bir bariyer kılıfı ile kullanılabilir.

Kullanım

1. Her bir güç modu, fotobaşlatıcılar ile dental materyallerin polimerizasyonu için kullanılır. Tavsiye edilen polimerizasyon süreleri için Hızlı Mod Kılavuzuna bakın.
- NOT: Işıklı dolgu cihazı sırasıyla Standart Güç – Yüksek Güç – Ekstra Güç moduna geçecek şekilde programlanmıştır. Örneğin, Standart Güç modundan Ekstra Güç moduna geçmek için önce Yüksek Güç moduna, ardından Ekstra Güç moduna geçmek gerekir.
2. Işıklı dolgu cihaz her moda son kullanıldan zaman aralığını kaydederek ve mod değiştirildiğinde veya cihazın pilleri şarjlandığında o zaman aralığına döner.

Çalıştırma

POLİMERİZASYON MODU: Standart Güç modu

ZAMAN ARALIKLARI: 5, 10, 15, 20 saniye.

- Işıklı dolgu cihazı ILK açılışında varsayılan olarak bu moda ayarlıdır. Mod/Durum Işıklı yeşil yanarken dört adet yeşil Zamanlama Işıklı yanar, bu durum cihazın Standart Güç modunda olduğunu gösterir.
- Zaman aralıklarını değiştirmek için Süre/Mod Düğmesine hızlı basın.
- Polimerizasyon için Güç Düğmesine basın. Zaman aralığı tamamlanmadan polimerizasyonu durdurmak için tekrar Güç Düğmesine basın.

POLİMERİZASYON MODU: Yüksek Güç modu

ZAMAN ARALIKLARI: 1, 2, 3, 4 saniye.

- Standart Güç modunda iken Süre/Mod Değiştirme Düğmesine 2 saniye basılı tutun ve bırakın. Mod/Durum Işıklı turuncu yanarken dört adet yeşil Zamanlama Işıklı yanıp söner, bu durum cihazın Yüksek Güç modunda olduğunu gösterir.
- Zaman aralıklarını değiştirmek için Süre/Mod Değiştirme Düğmesine hızlı basın.
- Polimerizasyon için Güç Düğmesine basın. Zaman aralığı tamamlanmadan polimerizasyonu durdurmak için tekrar Güç Düğmesine basın.
- Standart Güç moduna dönmek için Süre/Mod Değiştirme Düğmesine 2 saniye basılı tutup bırakın, böylece Ekstra Güç moduna geçilir. 2 saniye boyunca tekrar basılı tutun ve bırakın. Mod/Durum Işıklı yanarken dört adet yeşil Zamanlama Işıklı yanar, bu durum cihazın Standart moda olduğunu gösterir.

POLİMERİZASYON MODU: Ekstra Güç modu

ZAMAN ARALIGI: Sadece 3 saniye (Not: Ekstra Güç modunda, art arda polimerizasyon sırasında ısıyı sınırladıkları için her polimerizasyon döngüsünden sonra 2 saniye güvenli geçilmesi gerekmektedir. Geçilmeden sonuna, bip sesi ünitenin kullanıma hazır olduğunu gösterir).

- Standart Güç modunda iken, Süre/Mod Değiştirme Düğmesine 2 saniye basın, bırakın, düğmeye tekrar 2 saniye basılı tutun ve bırakın. Mod/Durum Işıklı turuncu yanıp sönen yeşil Zamanlama Işıklarının üçü yanıp söner, bu durum cihazın Ekstra Güç modunda olduğunu gösterir.
- Polimerizasyon için Güç Düğmesine basın. Zaman aralığı tamamlanmadan polimerizasyonu durdurmak için tekrar Güç Düğmesine basın.
- Standart Güç moduna dönmek için Süre/Mod Değiştirme Düğmesine 2 saniye basılı tutun ve bırakın. Mod/Durum Işıklı yeşil yanarken yeşil Zamanlama Işıkları yanar, bu durum cihazın Standart Güç modunda olduğunu gösterir.

Uyku Modu: Işıklı dolgu cihaz ile 1 saat boyunca işlem yapılmadığında cihaz UYKU MODUNA geçer, bu durum mod/durum ışığının yavaşça yanıp sönmesiyle belirtilir. Herhangi bir tuşa basılması durumunda cihaz uyku modundan çıkar ve otomatik olarak son kullanılan ayara döner.

Temizleme

1. Kullanılmış bariyer kılıflarını her hastadan sonra standart atık olarak bertaraf edin.
2. Bkz. İşlemden Geçirme Bölümü.

Montaj Braketi Talimatları

1. Braket düz ve yağsız bir yüzeye monte edilmelidir.
2. Yüzeyi alkolle ovarak temizleyin.
3. Braketin yapışkan bantını geriye doğru soyun.
4. Braketi, ışıklı dolgu cihazı yukarı doğru çekilerek çıkarılacak şekilde yerleştirin. Sıkça bastırarak yerine oturtun.

Hızlı Mod Kılavuzu

Mod	Standart Güç				Yüksek güç				Ekstra Güç
Güç Düğmesi									
Mod/Zamanlama LED'leri									
Süre Düğmeleri									
Süre Seçenekleri	5s	10s	15s	20s	1s	2s	3s	4s	Sadece 3s
Süreyi Değiştirmek için	Süre seçenekleri arasında geçiş yapmak için Süre Düğmesine basıp bırakın.								
Mod Değiştirmek için	Süre Düğmesine 2 saniye basılı tutun ve bırakın. VALO bir sonraki moda geçer.								
Semboller	Sabit LED'ler				Yanıp sönen LED'ler				

Hızlı Polimerizasyon Kılavuzu:

VALO ile Optimum Sonuçlar için Önerilen Polimerizasyon Süreleri			
Mod	Standart Mod	Yüksek Güç Modu	Ekstra Güç Modu
Her Tabaka için	10 saniyelik bir polimerizasyon	4 saniyelik iki polimerizasyon	3 saniyelik bir polimerizasyon
Son Polimerizasyon	10 saniyelik iki polimerizasyon	4 saniyelik üç polimerizasyon	3 saniyelik iki polimerizasyon
<p>Not: Kompozit reaktivite, gölge, ışık lensinden kompozite olan uzaklık ve kompozit tabakanın derinliği nedeniyle maruziyet ayarlarının ve sürelerinin ayarlanması gerekebilir. Kullandıkları malzeme için gereken süre ve ayarları bilmek ve onlara karar vermek diş hekimlerinin sorumluluğundadır.</p>			

Hızlı Uyarı Kılavuzu:

Uyarılar	
Onarım için Müşteri Hizmetlerini Arayın	Onarım için Müşteri Hizmetlerini Arayın
<ul style="list-style-type: none"> Ses yok 2 saniyede bir yanıp sönmeye Çalışmaya izin veriliyor 	<ul style="list-style-type: none"> Sürekliliği 3 bip sesi Çalışmaya izin verilmiyor

5. Bakım

Onarım

Kullanıcı Tarafından Yapılan Onarım

1. Lenste polimerize dental rezin artığı kalıp kalmadığını düzenli olarak kontrol edin. Gerekirse yapışan rezinleri dikkatli bir şekilde çıkarmak için elmas olmayan dental alet kullanın.
2. Işıklıöçerler arasında çok büyük fark vardır ve belirli ışık kılavuz uçları ve lensler için tasarlanmıştır. Ultradent, ışık çıkışının Standart Güç modunda rutin olarak kontrol edilmesini önerir. NOT: Yağın olarak kullanılan ışıköçerlerin hassas olmaması ve ışıklı dolgu cihazının kullandığı özel LED paketi nedeniyle gerçek rakamsal çıkış değerinde sapma olabilir.

Üretici Tarafından Yapılan Onarım

1. Onarımlar yalnızca yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Ultradent, onarımları gerçekleştirecek servis personeline gerekli belgeleri sağlayacaktır.

Garanti

Ultradent işbu belge ile bu cihazın, 5 yıl* boyunca, esasa ilişkin olarak ürünle birlikte verilen Ultradent belgelerinde beyan edilen teknik özelliklere uygun olacağını ve malzeme ve/veya işçilikten kaynaklanan herhangi bir kusur olmayacağını garanti etmektedir. İşbu garanti sadece ilk alıcı için geçerlidir ve devredilemez. Bütün kusurlu ürünler Ultradent'e geri gönderilmelidir. VALO sisteminde kullanıcı tarafından bakım yapılacak bir bileşen yoktur. VALO'nun kurcalanması garantisini geçersiz kılar. VALO garantisini müşteri tarafından kaynaklanan hasarları kapsamaz. Örneğin VALO'nun hatalı kullanılması veya düşmesi ve lensinin kırılması durumunda gereken bütün onarımların bedelini ödemekten müşteri sorumluudur.

*Ürünün dış hekimine satıldığı tarihi gösteren faturaya göre.

6. İşlemden Geçirme

Her kullanımdan sonra bir gazlı bezi veya yumuşak bezi onaylı bir yüzey dezenfektanı ile hafifçe ıslatarak cihaz yüzeyini ve lensi silin.

KABUL EDİLEN TEMİZLEYİCİLER:

- Lysol Brand III Dezenfektan Sprey (Önerilir)
- İzopropil alkol
- Etil alkol bazlı temizleyiciler
- Lysol® * Konsantre (yalnızca alkol bazlı)

KABUL EDİLMEYEN TEMİZLEYİCİLER – KULLANMAYIN:

- El sabunu ve buluşık deterjanı dâhil olmak üzere her türlü güçlü alkali deterjan
- Ağartıcı bazlı temizleyiciler (ör. Clorox™, SteriIox™)**
- Hidrojen Peroksit bazlı temizleyiciler
- Aşındırıcı Temizleyiciler (ör. Comet Cleanser™)
- Aseton veya hidrokarbon bazlı temizleyiciler
- MEK (Metil Etil Keton)
- Birex®*
- Gluteraldehit
- Kuaterner Amonyum Klorür tuzu bazlı temizleyiciler
- Cavicide™** solüsyonu veya mendilleri
- Cavicide™** ürünleri (Ağartıcı Olmayan)**

*Ultradent dışında bir şirkete ait ticari marka

** Kullanıldığında renk solması yapabilir

İşık Kalkanını Temizleme:

- VALO İşık Kalkanını herhangi bir yüzey dezenfektanı kullanılarak soğuk dezenfekte edin. OtoKlav işleme UYGULAMAYIN.

7. Saklama ve Bertaraf




Işıklı Dolgu Cihazının Saklanması ve Taşınması:

- Sıcaklık: +10 °C – +40 °C (+50 °F – +104 °F)
- Bağıl Nem: %10 ila %95
- Ortam Basıncı: 500 hPa ila 1060 hPa

Elektronik atıkları (ör. aygıtlar, şarj cihazları, piller ve güç kaynakları) bertaraf ederken yerel atık ve geri dönüşüm yönergelerine uyun.


8. Teknik Faktörler

Aksesuarlar

Ürün	CE Uygunluk Bilgisi		
VALO Bariyer Kılıfları	  MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hanover Almanya	Üretici: TIDI Products, LLC. 570 Enterprise Drive Neeah, WI 54956 ABD'de Üretilmiştir	Distribütör: Ultradent Products Inc. 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, UT 84095 ABD
VALO Işık Kalkanı			

Teknik Bilgiler/Veriler

Etkili Kompozit Polimerizasyon Dalga Boyu Bandları:



Nitelik	Bilgi/Teknik Özellik					
Lens	9,75 mm çap					
Dalga boyu aralığı	<ul style="list-style-type: none"> Kullanılabilir dalga boyu aralığı: 385 – 515nm Tepe dalga boyları: 395 – 415nm ve 440 – 480nm 					
Işık Şiddeti Tablosu	Nominal Işınm Uyarcılık Karşılaştırma Tablosu					
	Ölçüm Aleti	† Demetron L.E.D. Işınölçer	‡ MARC spektrum analizörü	§ Gigahertz spektrum analizörü		
				Uyarcılık	Toplam Güç	
	Metre Açıklığı	7 mm	3.9 mm	15 mm	15 mm	<p>Işınm Uyarcılık, cihaz kapasitesine, ölçüm yöntemine ve ışık yerleşimine dayanır.</p> <p>† Demetron ışınölçerler ve MARC spektrum analizörleri, VALO ışıklı dolgu cihazlarından daha küçük açıklığa sahip olması sebebiyle sadece referans olarak kullanılmalıdır.</p> <p>* Demetron ışınölçerler, güç ve spektral yanıt kısıtlamaları sebebiyle sadece referans olarak kullanılmalıdır.</p> <p>‡ Işınm Uyarcılık, Gigahertz spektrum analizörü ile ölçüldüğünde ISO 10650'ye uyur.</p>
	Standart Güç (±%10)	1000 mW/cm ²		900 mW/cm ²	670 mW	
	Yüksek Güç Plus (±%10)	1400 mW/cm ²		1300 mW/cm ²	970 mW	
Ekstra Güç (±%10)		3200 mW/cm ² (+/-20%)	2100 mW/cm ²	1570 mW		
VALO Işıklı Dolgu Cihazı	Ratings: IEC 60601-1 (Safety), IEC 60601-1-2 (EMC)			Ağırlık: 226 gram/8 ons (kablo ile) Uzunluk: 23,5 cm/9,26 inç Genişlik: 2 cm/0,79 inç Kablo uzunluğu: 2,1 metre/7 fit		
Güç Kaynağı	Çıkış – 9 VDC/2A Giriş – 100 VAC İla 240 VAC Evrensel Fişli Ultradent P/N 5930 VALO Güç Kaynağı			Uyumluluk: IEC 60601-1 (Güvenlik) Kablo uzunluğu – 1,8 metre/6 fit VALO güç kaynağı, ŞEBEKE ELEKTRİKİ Gölzasyonu sağlar		
Çalışma Koşulları	Sıcaklık: +10 °C İla +32 °C (+50 °F İla +90 °F) Bağıl Nem: %10 İla %95 Ortam Basıncı: 700 hPa İla 1060 hPa					
Çalışma Döngüsü:	Işıklı Dolgu Cihaz kısa süreli kullanım için tasarlanmıştır. Maksimum ortam sıcaklığında (32 °C) 1 dakika AÇIK arka arkaya döngü, 30 dakika KAPALI (soğutma süresi).					

Sorun Giderme

Aşağıda önerilen çözümler sorunu gidermezse lütfen 800.552.5512 numaralı telefondan Ultradent'i arayın. ABD dışında iseniz Ultradent distribütörünüzü veya dental ürün satıcınızı arayın.	
Sorun	Olası Çözümler
Işık yanmıyor	<ol style="list-style-type: none"> Güç Tasarruf Modundan çıkarmak için Süre/Mod Değiştirme Düğmesine veya Güç Düğmesine basın. Her iki kablodun birbirine ve elektrik prizine sıkıca bağlı olmadığını kontrol edin. Prizde elektrik olduğundan emin olun.
Işık istenilen süre kadar yanık kalmıyor	<ol style="list-style-type: none"> Mod ve Zamanlama ışıkları için süre girişinin doğru olup olmadığını kontrol edin. Kablo bağlantılarının tam olarak yerine oturduğundan emin olun. Güç kablosunun fişini çıkarıp tekrar takın.
Işık rezini düzgün polimerize etmiyor	<ol style="list-style-type: none"> Lenste polimerize rezin/kompozit artığı kalıp kalmadığını kontrol edin. Bu işleme uygun, kehrirbar UV korumalı gözlük kullanarak LED ışıklarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Işıkölçerle güç seviyesini kontrol edin. Işıkölçer kullanıyorsanız Ultradent, VALO'yu Standart Güç modunda kontrol etmenizi önermektedir. <p>NOT: Yaygın olarak kullanılan ışıkölçerlerin hassas olmaması ve VALO'nun kullandığı özel LED paketi nedeniyle gerçek rakamsal çıktı değeriinden sapma olabilir. Işıkölçerler arasında çok büyük fark vardır ve belirli ışık kılavuz uçları ve lensler için tasarlanmıştır.</p> <ol style="list-style-type: none"> Polimerize rezinin son kullanma tarihini kontrol edin. Üreticinin talimatlarına göre doğru tekniğin (yapışkan/kompozit) kullanıldığınından emin olun.
Mod veya zaman aralıkları değiştirilemiyor	Polimerizasyon ışığının kıldının açıldığını gösteren bir dizi bip sesi duyulana kadar hem Süre/Mod hem de Güç düğmelerine basılı tutun.


9. Çeşitli Bilgiler

Elektromanyetik Emisyonlara İlişkin Kılavuz ve Üreticinin Beyanı		
VALO aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri ya da kullanıcı, cihazın böyle bir ortamda kullanıldığını emin olmalıdır. UYARI: Hatalı kullanım, elektromanyetik emisyon artışını veya elektromanyetik bağışıklığın azalmasını önlemek için yalnızca onaylı aksesuarları, kabloları ve güç kaynaklarını kullanın.		
Emisyon Testleri	Uyum	Elektromanyetik ortam - Kılavuz
RF emisyonları CISPR 11	Grup 1	VALO, tıbbi standartlara uygun 9 VDC Globtek marka adaptör kullanarak düşük gerilim koruması ile çalışır ve sınırlı EMI, RF ve aşırı gerilim koruması sağlar.
RF emisyonu CISPR 11	B Sınıfı	VALO elektriksel ve elektromanyetik enerjiyi sadece kendi işlemleri için kullanır. Bu nedenle, cihazın RF emisyonu çok düşüktür ve yakınlardaki elektronik ekipmanlarda parazit nedeniyle oluşmaz.
Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2	A Sınıfı	VALO, konutlar ve evsel amaçla kullanılan binalara elektrik tedarik eden kamuya ait düşük gerilimli elektrik şebekesine doğrudan bağlı olan tesisler de dahil olmak üzere tüm tesislerde kullanıma uygundur.
Gerilim dalgalanmaları/titreşim yayımları IEC 61000-3-3	UYGUN	

Elektromanyetik Bağışıklığa İlişkin Kılavuz ve Üreticinin Beyanı			
VALO aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri ya da kullanıcı, cihazın böyle bir ortamda kullanıldığını emin olmalıdır.			
BAĞIŞIKLIK testi	IEC 60601 test düzeyi	Uygunluk düzeyi	Elektromanyetik ortam kılavuzu
Elektrostatik boşalma (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV temas ± 15 kV hava	± 8 kV temas ± 15 kV hava	Fiziksel çevre aşağıdakilerle sınırlandırılmaktadır: 1. IP Kodu: IP20 2. Suya batırılmayın. 3. Yanıcı gaz etrafında kullanmayın. Cihaz, APG ve AP kategorisinde değildir. 4. Depolama nem aralığı: %10 – %95 5. Depolama sıcaklık aralığı: 10 °C – 40 °C
Elektiriksel hızlı geçici rejim/ patlama IEC 61000-4-4	Güç hatları için ± 2 kV Giriş/çıkış hatları için ± 1 kV	Güç hatları için ± 2 kV Not 1: VALO'da I/O portu bulunmamaktadır	Şebeke elektrığının kalitesi, tipik bir konut, ticari bina veya hastanede ya da askeri ortamda kullanılan kalitede olmalıdır.
Ani gerilim yükselmesi IEC 61000-4-5	Ani gerilim yükselmesi IEC 61000-4-5	Faz-faz ± 1 kV Faz-toprak ± 2 kV	
Güç kaynağı girişi hatlarında gerilim düşmeleri, kısa kesintiler ve voltaj değişimleri IEC 61000-4-11	<%5 U (0,5 döngüde U'da >%95 düşüş) %40 U (5 döngüde U'da %60 düşüş) %70 U (25 döngüde U'da %30 düşüş) <%5 U (5 saniyede U'da >%95 düşüş)	<%5 U (0,5 döngüde U'da >%95 düşüş) %40 U (5 döngüde U'da %60 düşüş) %70 U (25 döngüde U'da %30 düşüş) <%5 U (5 saniyede U'da >%95 düşüş) Not 2: Kendi kendine düzelir	Şebeke elektrığının kalitesi, tipik bir konut, ticari bina veya hastanede ya da askeri ortamda kullanılan kalitede olmalıdır. VALO ile birlikte verilen tıbbi standartlara uygun 9 VDC Globtek marka adaptör, 100VAC ila 240VAC şebeke elektrığı ile çalışır ve sınırlı düşük gerilim, EMI ve aşırı gerilim koruması sağlar. VALO kullanıcısının şebeke kesintisi yaşamadan işlemlere devam etmesi gerekiyorsa veya ülkenin belirli herhangi bir bölgesindeki şebekenin sürekli olarak düşük gerilim, kesinti veya aşırı gürültülü güç koşullarından dolayı kötü olduğu düşünülüyorsa, VALO'nun kesintisiz bir güç kaynağına bağlanarak çalıştırılması veya müşterinin bir VALO Kablosuz cihazı satın alması önerilir.
Güç frekansı (50/60 Hz) manyetik alan IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Güç frekansı manyetik alanları tipik bir konut, evde sağlık ortamı, ticari bina veya hastanede ya da askeri ortamda bulunan tipik bir yere özgü seviyelerde olmalıdır.
NOT: U, test düzeyinin uygulanmasından önceki alternatif akım şebekesi voltajıdır. Not 1: VALO'da herhangi bir port veya herhangi bir erişilebilir G/Ç hattı bulunmamaktadır. Not 2: Şebeke geriliminde %95'lik bir düşüş yaşanması durumunda VALO çalışmayacaktır. Dâhili bir enerji depolama mekanizmasına sahip değildir. VALO kapanacaktır. Güç seviyeleri geri yüklenildiğinde, VALO yeniden başlayacak ve elektrik kesintisinden önceki durumuna dönecektir. VALO kendi kendine düzelecektir.			

Hayat dışı destek sistemleri için Elektromanyetik Bağışıklığa İlişkin Kılavuz ve Üreticinin Beyanı

VALO aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri ya da kullanıcı, cihazın böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.

BAĞIŞIKLIK testi	IEC 60601 test düzeyi	Uygunluk düzeyi	Elektromanyetik ortam kılavuzu
İletilen RF	3 Vrms	3 Vrms	Taşınabilir ve mobil RF iletişim araçları, kablolar da dâhil olmak üzere VALO'nun hiçbir parçasına, verici frekansı için geçerli denklemle hesaplanan önerilen ayırma mesafesinden daha yakında kullanılmamalıdır.
IEC 61000-4-6	150 kHz İla 80 MHz	150 kHz İla 80 MHz	Önerilen ayırma mesafesi
Yayılan RF	3 V/m	3 V/m	
IEC 61000-4-3	80 MHz İla 2,5 GHz	80 MHz İla 2,5 GHz	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ <p style="text-align: right;">80 MHz İla 800 MHz</p> $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ <p style="text-align: right;">800 MHz İla 2,5 GHz</p> <p>P, vericinin üreticisinin belirlediği Watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü derecesi, d ise metre (m) cinsinden önerilen ayırma mesafesidir.</p> <p>Sabit RF vericilerin elektromanyetik alan araştırmasında ile belirlenen alan şiddeti, her frekans aralığında uygunluk seviyesinden düşük olmalıdır.</p> <p>Üzerinde şu sembol bulunduğu cihazların yakınında kullanıldığında parazitte neden olabilir:</p> 

NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralıkları geçerlidir.

NOT 2: Bu yönergeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik dalga yayılımı, yapılar, nesnelere ve insanlara bağlı olarak oluşan soğurulma ve yansımadan etkilenir. a Radyo (hücreli/kablosuz) telefonlar ve kara mobil radyoları, amatör radyolar, AM ve FM radyo yayını ve TV yayınına yönelik baz istasyonları gibi sabit vericilerin alan şiddeti teorik olarak doğru bir şekilde tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir elektromanyetik alan araştırması düşünülmelidir. VALO'nun kullanıldığı konumda ölçülen alan şiddeti yukarıda belirtilen geçerli RF uygunluk düzeyini aşarsa, VALO'nun normal çalışıp çalışmadığı gözlemlenmelidir. Anormal bir performans gözlemlenirse, VALO'nun yönünü veya yerini değiştirme gibi ek önlemler gerekebilir.

b 150 kHz – 80 MHz frekans aralığında, manyetik alan şiddeti 3 V/m'den düşük olmalıdır.

Taşıyabilir ve mobil RF iletişim aracı ile VALO arasındaki önerilen ayırma mesafeleri için Kılavuz ve Üreticinin Beyanı

VALO, yayılan RF bozulmalarının kontrol edildiği bir elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. VALO kullanıcısı, iletişim aracının maksimum çıkış gücüne göre, taşıyabilir ve mobil RF iletişim aracı (vericiler) ve VALO arasında aşağıda tavsiye edilen minimum mesafeyi koruyarak elektromanyetik parazitten önlenmesine yardımcı olabilir.

Vericinin maksimum nominal çıkış gücü (Watt cinsinden P)	Vericinin frekansına göre ayırma mesafesi (metre)		
	150 kHz – 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz – 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12 metre	0,035 metre	0,07 metre
0,1	0,37 metre	0,11 metre	0,22 metre
1	1,7 metre	0,35 metre	0,7 metre
10	3,7 metre	1,11 metre	2,22 metre
100	11,7 metre	3,5 metre	7,0 metre

VALO, IEC 60601-1-2:2014'e göre test edilmiş ve 80 kHz ila 2,5 GHz arasında 10W/m yayılan alan şiddeti altında testi geçmiştir. Yukarıdaki formüllerde 3 Vrms değeri V1'e, 10V/m değeri ise E1'e karşılık gelir.

Yukarıdaki listede yer almayan maksimum çıkış gücüne sahip vericiler için; metre cinsinden (m) önerilen ayırma mesafesi, vericinin frekansı için geçerli denklemler kullanılarak hesaplanabilir. Burada P, vericinin üreticisinin belirlediği watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü derecesidir.

NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz'de, daha yüksek frekans aralığı için ayırma mesafesi geçerlidir.

NOT 2: Bu yönergeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik dalga yayılımı, yapılar, nesnelere ve insanlara bağlı olarak oluşan soğurulma ve yansımadan etkilenir.

1. وصف المنتج

مع طيفه واسع النطاق ، تم تصميم valo لتلميع كل المنتجات المحتاجة للتصليب الضوئي و يتراوح طول الموجة من 385-535 نانو متر لكل ISO 10650 . إن valo هو جهاز طبي و وحدة إمداد طاقة دولية مناسبة لمناظير الطاقة من 100-240 فولت . تم تصميم القبضة لتثبيتها في حامل قبضة الوحدة السنية أو يمكن تثبيته باستخدام حامل القبضة المرفقة مع الجهاز .

مرفقات المنتج:

1. جهاز تصليب ضوئي من valo بسلك 7 أقدام 2,1/ متر .
1. وحدة إمداد طاقة 9-19 فولت ذات قياس دولي بسلك 6 أقدام 1,8/ متر و مقاس عامة .
1. غلبة تحتوي أكياس نايلون .
1. حاجز لوقاية العيون من الضوء .
1. حامل لجهاز التصليب الضوئي مزود بشرط لاصق مزوج .

نظرة عامة على الصوابط:



لا تتحمل الشركة المصنعة للجهاز أية مسؤولية عن أي ضرر ناتج عن الاستخدام غير السليم لهذا الجهاز و/أو لأي استخدام غير تلك الاستخدامات الواردة في هذه التعليمات . بالنسبة لجميع محتويات الجهاز المذكورة ، يرجى قراءة وفهم التعليمات بعناية قبل الاستخدام .

2. ادعوى الاستخدام / الأغراض المتوخاة

مصدر الإضاءة لتصليب مواد ترميم الأسنان الحساسة للضوء و المواد اللاصقة.

3. التحذيرات والاحتياطات

مجموعة الخطر 2

تحذير: الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من هذا المنتج قد ينجم تهيج العين أو الجلد عن التعرض. استخدام أدوات الحماية المناسبة.

تحذير: الإشعاع المرئي الخطير على نحو محتمل المصنوع من هذا المنتج. تجنب التحديق في مصباح التشغيل، فقد يلحق ذلك ضرراً بصرياً جسيماً.

• تجنب النظر مباشرة في مخرج الضوء، يجب على المريض والطبيب والمساعدين دائماً ارتداء نظارات كهرمائية اللون لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية أثناء استخدام VALO .
• لمنع خطر حروق ضمة كهرمائية، لا تُسمح بإجراء أي تعديل لهذا الجهاز. استخدم فقط وحدة إمداد الطاقة Ultradent VALO وقواصم المهابة. في حالة تلف هذه المكونات، تجنب استخدام أو الاتصال بخدمة عملاء Ultradent طلب استبدالها.

• قد تسبب معدات اتصالات الترددات اللاسلكية المحمولة في خفض مستوى الأداء إذا استُخدمت على مسافة أقرب من 30 سم (12 بوصة).
• استخدم فقط الملحقات والكابلات وإمدادات الطاقة المعتمدة لمنع التشغيل غير السليم أو زيادة الانبعاثات الكهرومغناطيسية أو انخفاض الحصانة الكهرومغناطيسية (راجع قسم "الانبعاثات الكهرومغناطيسية") لمنع خطر حدوث تهيج حراري أو إصابة، تجنب دورات التصليب المتتالية وتجنب التعرض لأشعة الفم الرخوة على مسافة قريبة جداً لمدة تزيد عن 10 ثواني في أي وضع. إذا كانت هناك حاجة إلى فترات تصليب أطول، استخدم عدة دورات تصليب قصيرة أو استخدم منتجاً ثنائي التصليب لتجنب ارتفاع الأشعة الرخوة.

• تجنب الحدز عند علاج المرضى الذين يعانون من زرد الفم أو الجساسيات البيولوجية الضوئية العكسية، أو المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، أو المرضى الذين يعانون بأدوية مثيرة للحساسية للضوء، وقد تكون هذه الوحدة عرضة للحالات الكهرمائية المغناطيسية أو الساكنة القوية، مما قد يعطل البرمجة. إذا كنت تشك في حدوث ذلك، يرجى فصل الوحدة مؤقتاً وإعادة توصيلها بالمأخذ.

• تجنب مسح جهاز التصليب الضوئي VALO بالمطهرات الكاوية أو الكاشطة أو الأوتوكلاف أو عمرة في أي نوع من أنواع الموجات فوق الصوتية أو المطهرات أو محاليل التطهير أو السوائل. قد يؤدي عدم اتباع تعليمات المقاتلة المذكورة إلى توقف تشغيل الجهاز.

• المساعدة في منع التلوث الخلطي والمساعدة في منع المواد المركبة في طب الأسنان من الالتصاق بسطح العدسة وجسم الجهاز، ويجب نظافة الجهاز بكيس النايلون المخصص في كل مرة تستخدم فيها جهاز VALO .
• لمنع خطر التلوث الخلطي، يُستخدم كيس النايلون لمريض واحد فقط.
• لتقليل خطر التآكل، يرجى نزع الكيس النايلون بعد الاستخدام.
• لتقليل خطر عدم تصليب الارتخات المستخدمة عند التصليب، تجنب استخدام جهاز التصليب الضوئي في حال تلفت العدسة.

4. تعليمات تدريجية

الإعداد.

1) تم توصيل سلك الطاقة 9 فولت بسلك المقبض.
2) تم توصيل سلك الطاقة في أي مأخذ كهربائي (240-100 فولت تيار متردد). سوف يُصدر مقبض VALO صوتًا مرتين عند التشغيل، وسوف تُضيء مصابيح التوقيت لتشير إلى أن جهاز التصليب جاهز للاستخدام.

3) ثبت جهاز التصليب الضوئي في حامل تثبيت وحدة الأسنان القياسية أو حامل تثبيت الملحقات حتى يكون جاهزًا للاستخدام.

4) قبل كل استخدام، قم بتغطية الجهاز بكيس نايلون.
تغطية الجهاز بكيس نايلون:

تم تصميم الجوانب الخلفية الطبية لتلائم مع جهاز التصليب الضوئي ويحافظ على نظافة سطحه. يساعد كيس النايلون على منع التلوث الخطئ، ويساعد على منع مواد المركبة في طب الأسنان من الالتصاق بسطح الغدسة وجهاز التصليب، ويمنع تغير اللون والتآكل الناتجين عن محاليل التنظيف.

ملاحظة:

• سيؤدي استخدام كيس النايلون إلى تقليل ناتج الضوء بنسبة 10% -5. نظرًا لارتفاع حرج الطاقة لجهاز التصليب الضوئي، فقد ثبت أن التصليب متكافئ بدرجة كبيرة.
يجب تغطية جهاز التصليب وتظهره باستخدام مواد التنظيف و / أو التطهير المناسبة بعد استخدامه مع كل مريض. انظر القسم الوارد تحت عنوان "المعالجة".

عن تصليب VALO:

- يأخذ درج تصليب VALO شكل بيضاوي، ويمكن تدويره للحصول على أقصى استفادة منه، كما يمكن استخدامه مع غلاف حاجز شفاف.

الاستخدام

1) يتم استخدام كل وضع تشغيلي لتصليب مواد الأسنان باستخدام البادئات الضوئية. انظر دليل الوضع السريع لمعرفة أوقات التصليب الموصى بها.
ملحوظة: تمت برمجة جهاز التصليب للنقل من وضع التشغيل الآلي القياسي إلى وضع التشغيل الآلي المرتفع إلى وضع التشغيل الآلي المنخفض، على سبيل المثال، للتغيير من وضع التشغيل الآلي القياسي إلى وضع التشغيل الآلي المنخفض، من الضروري الانتقال إلى وضع التشغيل الآلي المرتفع ثم إلى وضع التشغيل الآلي المنخفض.
2) يقوم جهاز التصليب الضوئي بتسجيل الزمان الفاصل الزمني والوضع الأكثر استخدامًا مؤخرًا، وسيعود إلى هذا الوضع افتراضيًا عند تغيير الأوضاع أو في حالة نزح الطيارات.

التشغيل

وضع التشغيل الآلي القياسي

الفترات الزمنية الفاصلة: 5، 10، 15، 20 ثانية.

- ينقل جهاز التصليب الضوئي افتراضيًا إلى هذا الوضع عندما يكون قيد التشغيل في البداية. سيصدر مصباح الوضع / الحالة ضوءًا أخضر وتضيء مصابيح التوقيت الأربعة الخضراء، مما يشير إلى وضع التشغيل الآلي القياسي.
- لتغيير الفترات الزمنية، اضغط بسرعة على زر الوقت / الوضع.
- اضغط على زر التشغيل للتصليب لإيقاف التصليب قبل إكمال فترة زمنية فاصلة، اضغط على زر التشغيل مرة أخرى.

وضع التصليب: وضع التشغيل الآلي المرتفع

الفترات الزمنية الفاصلة: 1، 2، 3، 4 ثانية.

- من وضع التشغيل الآلي القياسي، اضغط مع الاستمرار على زر تغيير الوقت / الوضع لمدة ثانيتين ثم حرره. سيصدر مصباح الوضع / الحالة ضوءًا برتقاليًا، وستضيء مصابيح التوقيت الأربعة الخضراء وتوضيء، مما يشير إلى وضع التشغيل الآلي المرتفع.
- لتغيير الفترات الزمنية، اضغط بسرعة على زر الوقت / الوضع.
- اضغط على زر التشغيل للتصليب لإيقاف التصليب قبل إكمال فترة زمنية فاصلة، اضغط على زر التشغيل مرة أخرى.
- للعودة إلى وضع التشغيل الآلي القياسي، اضغط مع الاستمرار على زر تغيير الوقت / الوضع لمدة ثانيتين ثم حرره، وبذلك سيتم الانتقال إلى وضع التشغيل الآلي المنخفض. اضغط مع الاستمرار مرة أخرى لمدة ثانيتين ثم حرره. سيصدر مصباح الوضع / الحالة ضوءًا أخضر وتضيء مصابيح التوقيت الأربعة الخضراء، مما يشير إلى الوضع القياسي.

وضع التصليب: وضع التشغيل الآلي المنخفض

الفترة الزمنية الفاصلة: 3 ثوان فقط (ملاحظة: يتأخر وضع التشغيل الآلي الفائق ثانيتين بغرض السلامة في نهاية كل دورة تصليب للحد من ارتفاع الحرارة أثناء التصليب المتتابع في نهاية فترة التأخير، يشير التنبيه الضوئي إلى أن الوحدة جاهزة للاستخدام المستمر).

- من وضع التشغيل الآلي القياسي، اضغط على زر تغيير الوقت / الوضع لمدة ثانيتين ثم حرره واضغط مع الاستمرار مرة أخرى لمدة ثانيتين ثم حرره. سيصدر مصباح الوضع / الحالة ضوءًا برتقاليًا ووميضًا، وستضيء ثلاثة من مصابيح التوقيت الخضراء وتوضيء، مما يشير إلى وضع التشغيل الآلي المنخفض.
- اضغط على زر التشغيل للتصليب لإيقاف التصليب قبل إكمال فترة زمنية فاصلة، اضغط على زر التشغيل مرة أخرى.
- للعودة إلى وضع التشغيل الآلي القياسي، اضغط مع الاستمرار على زر الوقت / الوضع لمدة ثانيتين ثم حرره. سيصدر مصباح الوضع / الحالة ضوءًا أخضر وتضيء مصابيح التوقيت الخضراء، مما يشير إلى وضع التشغيل الآلي القياسي.

وضع السكون: سينقل جهاز التصليب الضوئي إلى وضع السكون بعد ساعة من عدم النشاط، كما يتبضع من خلال صدور وميض بطيء، من مصباح الوضع / الحالة. سيؤدي الضغط على أي زر تشغيل جهاز التصليب الضوئي وإعادة تفتتها إلى آخر إعداد مستخدم.

التنظيف

- 1) يرجى التخلص من كيس النايلون المستخدم في حاوية نفايات قياسية بعد معالجة كل مريض.
انظر قسم "المعالجة".
- تعليمات بشأن استخدام حامل التثبيت
- 1) يجب تثبيت حامل على سطح مسطح خالي من الزيوت.
- 2) يرجى تنظيف السطح مع الفرك الكحول.
- 3) يرجى تزع الجزء الخلفي من الشريط اللاصق الحامل.
- 4) يرجى وضع الحامل في موضع يمكن من دفع جهاز التصليب الضوئي لأعلى عنده. اضغط بقوة

الوضع	الطاقة القياسية	طاقة عالية	قوة زائدة
مفتاح الطاقة وضع / نوقتت الصمام الثنائي البائت للصوء مفاتيح الوقت			
خيارات الوقت	5ث 10ث 15ث 20ث	1ث 2ث 3ث 4ث	3ث فقط
لتغيير الوقت	اصفط و اترك زر الوقت بسرعة للتدوير خلال خيارات الوقت..		
لتغيير الأوضاع	اصفط ضغطة مطولة على مفتاح الوقت لمدة ثانيتين ثم حرره. ينتقل VALO إلى الوضع التالي.		
عنوان تفسيري	المصاييح الصلبة		

أوقات العلاج المعوصى بها للحصول على أفضل النتائج مع VALO			
الوضع	الوضع القياسي	وضع الطاقة العالية	وضع الطاقة الزائدةe
لكل طبقة	تصليب واحد 10 ثواني	تصليبان 4 ثواني	تصليب واحد 3 ثواني
التصليب النهائي	تصليبان 10 ثواني	ثلاثة تصليبات 4 ثواني	تصليبان 3 ثواني
ملاحظة: قد يلزم ضبط إعدادات التعريض وأوقاته بسبب التفاعل الكومبيوتر والظل والمسافة من عدسة الصوء إلى الكومبيوتر وعمق طبقة الكومبيوتر. الأمر متروك لأخصائي طب الأسنان لمعرفة متطلبات المواد التي يستخدمها لتحديد الوقت والإعدادات الكافية.			

تحذيرات	
اتصل بخدمة العملاء للإصلاح	اتصل بخدمة العملاء للإصلاح
<ul style="list-style-type: none"> • لا يوجد صوت • ومضي، ثانيتين • يسمح بالتشغيل 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 صافرات مستمرة • يمنع التشغيل

5. الصيانة

الإصلاحات

الإصلاحات التي يقوم بها المستخدم

- 1) تحقق بشكل روتيني من العدسة لارتجاج الأسنان المتصلة. إذا لزم الأمر، استخدم أداة أسنان غير مغطاة بالماس لإزالة أي راتنج ملتصق بعناية.
 - 2) وتختلف عدادات الزمن اختلافاً كبيراً، وهي مصممة لتصاح إرشادية خاصة بالضوء والعدسات. توصي Ultradent بفحص المآخذ بشكل روتيني في وضع التشغيل الآلي القياسي. ملاحظة: سيتم تحريف الناتج الرقمي الحقيقي بسبب عدم دقة عدادات الزمن الشائعة وحزمة الصمام الثنائي الباعث للضوء المخصصة في جهاز التصليب الصوتي.
- إصلاحات الشركة المصنعة
- 1) يتم إجراء الإصلاحات فقط من قبل موظفي الخدمة المعتمدين. توفر Ultradent موظفي خدمة معتمدين لإجراء الإصلاحات.

الصمان

تصن Ultradent بموجب هذا أن هذه الأداة، لمدة 5 سنوات *، يجب أن تتوافق من جميع النواحي المادية مع المواصفات، وأن تكون خالية من أي عيوب في المواد / أو جودة العمل، على النحو المنصوص عليه في وثائق Ultradent المرفقة مع المنتج. هذا الصمان يطبق فقط على المشتري الأصلي وغير قابل للتحويل. يتم إعادة جميع المنتجات المعيبة إلى Ultradent. لا توجد أي مكونات لخدمة المستخدم لنظام VALO. سيؤدي العبث بـ VALO إلى إلغاء الصمان. لا يشمل الصمان الأضرار التي يسببها الغملاء لنظام VALO. فمثلاً: في حالة إساءة استخدام VALO أو سقوطه وكسر العدسة، سيكون العميل مسؤولاً عن دفع تكاليف أي إصلاحات ضرورية. * مع إيصال مبيعات يوضح تاريخ البيع لطبيب الأسنان.

6. المعالجة

بعد كل استخدام، قم بتربيط الشاش أو القماش الناعم باستخدام مطهر السطح المعتمد ومسح السطح والعدسة. المنظفات المقبولة:

- زباد المطهر Iysol Brand III (يوصى به)
- كحول أيزوبروبيل
- المنظفات التي تعتمد على الكحول الإيثيلي
- مركز Iysol®* (يعتمد على الكحول فقط)

منظفات غير مقبولة - تجنب استخدامها:

- منظف قلوي قوي من أي نوع، بما في ذلك صابون اليد وصابون الذي يستعمل في تنظيف الأطباق
- المنظفات القائمة على البيروكسيد (مثل Clorox™ و Sterilox™*)
- المنظفات القائمة على بيروكسيد الهيدروجين
- المنظفات الكاشطة (مثل Comet cleanser™*)
- المنظفات القائمة على الأسيتون أو الهيدروكربون
- ميثيل إيثيل كيمون (MEK)
- Birex®*
- Gluteraldehyde
- المنظفات القائمة على أملاح رابعي الأمونيوم كلوريد • محلول أو مناديل Cavicide™*
- منتجات Cavicide™ (Non-Bleach)

* علامة تجارية لشركة غير Ultradent
** إذا استخدمتها، فقد يهت اللون

تنظيف درج الضوء:

• يرجى إجراء التطهير البارد للدرج للتصليب الصوتي VALO باستخدام أي مطهر أسطح. تجنب استخدام الأوتوكلاف.

7. التخزين والتخلص

تخزين ونقل جهاز التصليب الصوتي:

- درجة الحرارة: +10 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية (+ 50 درجة فهرنهايت إلى + 104 درجة فهرنهايت)
 - الرطوبة النسبية: 10٪ إلى 95٪
 - الضغط المحيط: 500 هيكوباسكال إلى 1060 هيكوباسكال
- عند التخلص من النفايات الإلكترونية، رآي الأجهزة وأجهزة الشحن والبطاريات ووحدات الإمداد بالطاقة، يرجى اتباع الإرشادات المحلية للنفايات وإعادة التدوير.


8. الاعتبارات الفنية

الملحقات

معلومات CE		العضو
<p>توزيع: Ultradent Products Inc (West Ultradent Drive (10200 South 505 South Jordan, UT 84095 USA</p>	<p>صنع بواسطة: .TIDI Products, LLC Enterprise Drive 570 Neenah, WI 54956 صنع في الولايات المتحدة الأمريكية</p>	<p>أكياس المابلون VALO</p>
<p>CE</p>		<p>دعج التصليب VALO</p>

المعلومات / البيانات الفنية

نطاقات تردد طول الموجة الفعالة المركبة:



السمات	المعلومات / المواصفات																											
العسة	قطر 9.75 ملم																											
نطاق الطول الموجي	□ نطاق الطول الموجي المتاح: 385 - 515 نانومتر □ الحد الأقصى للأطوال الموجية: 395 - 415 نانومتر و 440 - 480 نانومتر																											
جدول كثافة الضوء	رسم بياني يُستدل به على الانبعاثات الإشعاعية الاسمية <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">أداة القياس</th> <th rowspan="2">Demetron +4 .L.E.D. المقياس</th> <th rowspan="2">† تسجيل الهرة المقروءة أيا (MARC) محلل الطيف</th> <th colspan="2">الانبعاثات</th> </tr> <tr> <th>إجمالي الطاقة</th> <th>† محلل الطيف الجياهيرترز</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>قناة الفداد</td> <td>7 ملم</td> <td>3.9 ملم</td> <td>15 ملم</td> <td>15 ملم</td> </tr> <tr> <td>الطاقة القياسية (±10%)</td> <td>1000 ميغاواط 2 سم² / سم</td> <td></td> <td>900 ميغاواط 2 سم² / سم</td> <td>670 ميغاواط</td> </tr> <tr> <td>طاقة عالية زائدة (±10%)</td> <td>1400 ميغاواط 2 سم² / سم</td> <td></td> <td>1300 ميغاواط 2 سم² / سم</td> <td>970 ميغاواط</td> </tr> <tr> <td>التشغيل الآلي الفائق (±10%)</td> <td></td> <td>3200 ميغاواط / سم² (-/+ 20%)</td> <td>2100 ميغاواط 2 سم² / سم</td> <td>1570 ميغاواط</td> </tr> </tbody> </table>	أداة القياس	Demetron +4 .L.E.D. المقياس	† تسجيل الهرة المقروءة أيا (MARC) محلل الطيف	الانبعاثات		إجمالي الطاقة	† محلل الطيف الجياهيرترز	قناة الفداد	7 ملم	3.9 ملم	15 ملم	15 ملم	الطاقة القياسية (±10%)	1000 ميغاواط 2 سم ² / سم		900 ميغاواط 2 سم ² / سم	670 ميغاواط	طاقة عالية زائدة (±10%)	1400 ميغاواط 2 سم ² / سم		1300 ميغاواط 2 سم ² / سم	970 ميغاواط	التشغيل الآلي الفائق (±10%)		3200 ميغاواط / سم ² (-/+ 20%)	2100 ميغاواط 2 سم ² / سم	1570 ميغاواط
أداة القياس	Demetron +4 .L.E.D. المقياس				† تسجيل الهرة المقروءة أيا (MARC) محلل الطيف	الانبعاثات																						
		إجمالي الطاقة	† محلل الطيف الجياهيرترز																									
قناة الفداد	7 ملم	3.9 ملم	15 ملم	15 ملم																								
الطاقة القياسية (±10%)	1000 ميغاواط 2 سم ² / سم		900 ميغاواط 2 سم ² / سم	670 ميغاواط																								
طاقة عالية زائدة (±10%)	1400 ميغاواط 2 سم ² / سم		1300 ميغاواط 2 سم ² / سم	970 ميغاواط																								
التشغيل الآلي الفائق (±10%)		3200 ميغاواط / سم ² (-/+ 20%)	2100 ميغاواط 2 سم ² / سم	1570 ميغاواط																								
جهاز التصليب الضوئي VALO	التصنيفات: IEC 60601-1 (السلامة)، IEC 60601-1-2 (التوافق) الوزن: 8 أونصات 226 / سم (مع السلك) الطول: 9.26 بوصة / 23.5 سم العرض: 0.79 بوصة / 2 سم طول السلك: 7 أقدام / 2.1 متر																											
وحدة إمداد الطاقة	المرح - 9 فولت تيار مباشر في 2 أ المعدل - 100 فولت تيار متردد إلى 240 فولت تيار متردد Ultradent P/N 5930 وحدة إمداد الطاقة VALO بمقاييس عالمية																											
ظروف التشغيل	درجة الحرارة: +10 درجة مئوية إلى +32 درجة مئوية (+50 درجة فهرنهايت إلى +90 درجة فهرنهايت) الرطوبة النسبية: 10% إلى 95% الضغط المحيط: 700 هكتوباسكال إلى 1060 هكتوباسكال																											
دورة التشغيل:	تم تصميم جهاز التصليب الضوئي للتشغيل على المدى القصير في درجة الحرارة المحيطة القصوى (32 درجة مئوية) بدقة واحدة تشغيل إعادة المعالجة بشكل دوري، 30 دقيقة إيقاف التشغيل (فترة التبريد).																											

إعلان التوجيه والشركة المصنعة للانبعاثات الكهرومغناطيسية		
تم تصميم VALO للاستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه. يجب على العميل أو المستخدم التأكد من استخدامه في مثل هذه البيئة. تحذير: استخدم فقط الملحقات والكابلات ووحدات إمداد الطاقة المعتمدة لمنع التشغيل غير السليم أو زيادة الانبعاثات الكهرومغناطيسية أو انخفاض الحصانة الكهرومغناطيسية.		
اختيار الانبعاثات	الامتثال	اختيار الانبعاثات
انبعاثات الترددات الاسلكية CISPR 11	المجموعة 1	تستخدم VALO محول Globtek الطبي من فئة 9VDC، ويعمل بحماية تقليل استخدام الطاقة، ويفوق الداخل المغناطيسي المحدود والتذبذبات الاسلكية ومنع أنواع التيار.
انبعاثات الترددات الاسلكية CISPR 11	الفئة ب	تستخدم VALO الطاقة الكهرومغناطيسية فقط من أجل وظائفها الداخلية. ولذلك، فإن أي انبعاثات ترددات لاسلكية منخفضة جدا ولا يبرح أن تسبب تداخلا في المعدات الإلكترونية المجاورة.
الانبعاثات المتناغمة IEC 61000-3-2	الفئة أ	يعد VALO ملائما للاستخدام في جميع المؤسسات، بما في ذلك المنشآت المحلية وتلك المرتبطة مباشرة بشبكة إمداد الطاقة العامة منخفضة الجهد التي تمد المباني بالطاقة اللازمة للاستخدام المنزلي.
تقلبات الجهد / انبعاثات الإرتعاش IEC 61000-3-3	يتوافق	

استفسار الأخطاء وإصلاحها

إذا كانت الحلول المقترحة أدناه لا تقوم بتصحيح المشكلة، يرجى الاتصال بـ Ultradent على الرقم 800.552.5512. خارج الولايات المتحدة، اتصل بموزع Ultradent أو تاجر الأشياء المتعلقة بالأسنان.

مشكلة	الحلول الممكنة
لا يمكن تشغيل الضوء	1. اضبط على مفتاح تغيير الوقت/ الوضع أو مفتاح الطاقة للخروج من وضع توفير الطاقة. 2. تأكد من أن السلكين متصلان ببعضهما البعض بشكل ثابت وبمآخذ التيار الكهربائي. 3. تأكد وصل الجهاز إلى مفبس الحائط.
لا يبقى الضوء في وضع التشغيل للوقت المطلوب	1. تحقق من وضع وأصوات التوقيت لإزالة الوقت الصحيح. 2. تأكد من أن جميع توصيلات الأسلاك مثبتة بالكامل. 3. أفضل سلك الطاقة وأعد توصيله في المفبس الكهربائي.
لا يقوم الضوء بتصلب الإرتجاعات بشكل صحيح	1. افحص العندسة للارتجاجات/ المركبات المعالجة. 2 - باستخدام جاسي العينين الكهربائي اللون الذي يحمي من الأشعة فوق البنفسجية، تحقق من أن أضواء الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) تعمل. 3. تحقق من مستوى الطاقة بمقياس الضوء، إذا كنت تستخدم مقياسًا ضوئيًا، توصي Ultradart بالتحقق من أن VALO في الوضع القياسي للطاقة. ملحوظة: سيتم تحريف الناتج الرقمي المقياس بسبب عدم دقة المقاييس الضوئية الشائعة واستخدام حزمة LED المخصصة VALO. وتختلف عدادات الضوء اختلافًا كبيرًا، وهي مصممة لتصلح إرشادية خاصة بالضوء والعدسات. 4. تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية فيما يتعلق بتصلب الارتجاج. 5. تأكد من اتباع الأسلوب المناسب (الأسود / كوموزيت) ووفق توصيات الشركة المصنعة.
لا يمكن تغيير الفواصل الزمنية أو الوضع	اضبط ضغطة مطولة على مفتاحي الوقت/ الوضع والطاقة إلى أن تشير سلسلة من الأصوات إلى أن ضوء المعالجة مفتوح

9. معلومات متنوعة

إعلان التوجيه والشركة المصنعة للحصانة الكهرومغناطيسية		
تم تصميم VALO لاستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه، يجب على العميل أو المستخدم التأكد من استخدامه في مثل هذه البيئة.		
اختيار الحصانة	مستوى الاختيار IEC 60601	مستوى الامتثال
التفريع الكهربائي الإصطناعي (ESD)	±8 كيلو فولت الاتصال ±15 كيلو فولت الهواء	±8 كيلو فولت الاتصال ±15 كيلو فولت الهواء
IEC 61000-4-2		1- ويتبغي أن تقتصر البيئة المادية على ما يلي: 2- تجنب عبورها في المسائل. 3- تجنب استخدامها حول الأفران القابلة للاشتعال. الوحدة ليست APG وليست AP 4- مدى تخزين الرطوبة: 10% - 7.95% 5- مدى تراوح درجات التخزين: 10 درجة مئوية - 40 درجة مئوية
الدفق الكهربائي السريع/التفجير IEC 61000-4-4	±2 كيلو فولت لخطوط إمدادات الطاقة ±1 كيلو فولت لخطوط الإدخال / الإخراج	±2 كيلو فولت لخطوط إمدادات الطاقة ملاحظة 1: VALO ليس له منافذ 1 / 0
الزيادة السريعة IEC 61000-4-5	±1 كيلو فولت خط إلى خط ±2 كيلو فولت خط إلى الأرض	±1 كيلو فولت خط إلى خط ±2 كيلو فولت خط إلى الأرض
الفتوحات، الاختصاصات، والماس، والانقطاعات والاختلافات في خطوط مدخلات إمدادات الطاقة	>U57 (تراجع 95% في U لمدة 0.5 دورة)	>U57 (تراجع 95% في U لمدة 0.5 دورة)
IEC 61000-4-11	U40: (تراجع 60% في U لمدة 5 دورات) U70: (تراجع في U لمدة 25 دورة) U57: (تراجع 95% في U لمدة 5 تواتر) ملاحظة-2: أدوات ذاتية الاستعادة 5 تواتر)	U40: (تراجع 60% في U لمدة 5 دورات) U70: (تراجع في U لمدة 25 دورة) U57: (تراجع 95% في U لمدة 5 تواتر) ملاحظة-2: أدوات ذاتية الاستعادة 5 تواتر)
زود الطاقة (50/60 هرتز) المجال المغناطيسي IEC 61000-4-8	30 / 1 م	30 / 1 م
ملحوظة: U هو التيار الكهربائي المتردد قبل تطبيق مستوى الاختيار ملحوظة 1: VALO غير مزود بأي منافذ أو أي خطوط إدخال / إخراج متاحة ملحوظة 2: لن يعمل VALO إذا كان هناك انخفاض في نسبة 95% لخطوط التيار الكهربائي الرئيسي. لا يوجد به أي آلية تخزين الطاقة الداخلية. سيتوقف VALO عن العمل عند استعادة مستويات الطاقة، سيتم إعادة تشغيل VALO والعودة إلى الحالة نفسها قبل انقضاء الطاقة. سوف يقوم VALO بالاستعدادات الذاتية.		

تم تصميم VALO للاستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه. يجب على العميل أو المستخدم التأكد من استخدامه في مثل هذه البيئة.

اختيار الحصانة	مستوى الاختيار IEC 60601	مستوى الامتثال	إرشادات البيئة الكهرومغناطيسية
التوصيل التردد الاسلكي	Vrms 3	Vrms 3	يجب ألا تستخدم معدات الاتصالات الاسلكية المحمولة والمنتقلة بالقرب من أي جزء من VALO. بما في ذلك الكابلات، أكثر من المساحة الفاصلة الموصى بها المحصورة من المعادلة المبينة على تردد المرسل.
الترددات الاسلكية المنبثقة	V/m 3	V/m 3	المساحة الفاصلة الموصى بها
IEC 61000-4-6	150 كيلو هرتز إلى 80 ميجا هرتز	150 كيلو هرتز إلى 80 ميجا هرتز	
IEC 61000-4-3	80 ميجا هرتز إلى 2.5 جيجا هرتز	80 ميجا هرتز إلى 2.5 جيجا هرتز	

$$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$$

$$d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$$

80 ميجا هرتز إلى 800 ميجا هرتز


$$d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$$

800 ميجا هرتز إلى 2.5 جيجا هرتز

P هو أقصى تقدير قدرة إخراج المرسل بالواط (W) وفقا للشركة المصنعة للمرسل و d هي المساحة الفاصلة الموصى بها بالامتار (m).

يجب أن تكون شدة المجال الكهربائي من مرسلات التردد الاسلكي الثابتة، كما تحددنا دراسة الموقع الكهرومغناطيسيا أقل من مستوى الامتثال في كل نطاق تردد.

قد يحدث التداخل بالقرب من المعدات التي تحمل الرمز التالي:



ملاحظة 1 يستخدم نطاق التردد الأعلى عند 80 ميجا هرتز و 800 ميجا هرتز.

ملاحظة 2 قد لا تطبق هذه الإرشادات في جميع الحالات. وينتشر الانتشار الكهرومغناطيسية بالاستيعاب والانعكاس من الهياكل والأشياء والأشخاص. لا يمكن التنبؤ نظريا بالافة من حيث شدة المجال من أجهزة الإرسال الثابتة، مثل المحطات القاعدة للهواتف الاسلكية (الخلوية) الاسلكية) وأجهزة الراديو المنتقلة البرية، وراديو الهواة، والبث الإذاعي AM و FM والبث التلفزيوني، وتقييم البيئة الكهرومغناطيسية الناتجة من مرسلات تردد الراديو الثابتة، ينبغي النظر في استقصاء الموقع الكهرومغناطيسيا. إذ كانت شدة المجال المقاسة في الموقع الذي يتم فيه استخدام جهاز VALO تتجاوز مستوى الامتثال للترددات الاسلكية المنبثقة أعلاه، فينبغي مراقبة VALO للتحقق من التشغيل الطبيعي. إذ لوطاء أداء غير طبيعي، فيكون قد من الضروري اتخاذ تدابير إضافية، مثل إعادة توجيه VALO أو نقله.

ب نطاق التردد من 150 كيلومتر إلى 80 ميجا هرتز، ينبغي أن نقل شدة المجال عن 3 فولت/ متر.

الدليل الإرشادي وبيان الشركة المصنعة فيما يتعلق بمسافات الفصل الموصى بها من معدات الاتصال الاسلكية النقلة والمحمولة وجهاز VALO

تم تصميم VALO لاستخدامه في بيئة كهرومغناطيسية يتم فيها التحكم في اضطرابات الترددات الاسلكية المرسله. يمكن لمستخدم VALO المساعدة في منع التداخل الكهرومغناطيسية من خلال الحفاظ على مسافة دنيا بين معدات الاتصالات الاسلكية الثابتة والمحمولة (أجهزة الإرسال) وجهاز VALO على النحو الموصى به أدناه، وفقا لأقصى قدرة مخترجة لمعدات الاتصال.

تصنيف أقصى إنتاج للطاقة لجهاز الإرسال (P بالواط)	مسافة الفصل وفقا لتردد المرسل (متر)		
	80 ميجا هرتز - 800 ميجا هرتز	80 ميجا هرتز	150 كيلومتر - 80 ميجا هرتز
0.01	$d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$
0.1	0.07 متر	0.035 متر	0.12 متر
1	0.22 متر	0.11 متر	0.37 متر
10	0.7 متر	0.35 متر	1.7 متر
100	2.22 متر	1.11 متر	3.7 متر
	7.0 متر	3.5 متر	11.7 متر

تم اختيار VALO وفقاً للمعيار IEC 60601-1-2:2014 وتم تمريره تحت المجال المشع الذي تبلغ شدته 10 فولت/ م من 80 ميجا هرتز إلى 2.5 جيجا هرتز. تتطابق قيمة 3Vrms مع V1 والقيمة 10 فولت/ م تقابل E1 في المعادلات أعلاه.

بالنسبة للمرسلات المصنعة قد قدرة إخراج قصوى غير المذكورة أعلاه، يمكن تقدير مسافة الفصل الموصى بها d باستخدام (m) باستعمال المعادلة المنطقية على تردد المرسل حيث P هي أقصى قدرة إخراج للمرسل بالواط (W) وفقاً لمصنوع المرسل.

ملاحظة 1 عند 80 ميجا هرتز و 800 ميجا هرتز، تُطبق مسافة الفصل لنطاق التردد الأعلى.

ملاحظة 2 قد لا تطبق هذه الإرشادات في جميع الحالات. وينتشر الانتشار الكهرومغناطيسية بالاستيعاب والانعكاس من الهياكل والأشياء والأشخاص.



Rx

- EN - For professional use only
- DE - Nur zur Anwendung durch den Zahnarzt
- FR - Pour usage professionnel seulement
- NL - Alleen voor professioneel gebruik
- IT - Solo per uso professionale
- ES - Solo para uso profesional
- PT - Apenas para utilização profissional
- SV - Endast för professionell användning
- DA - Kun til professionel brug
- FI - Vain ammattikäyttöön
- EL - Για επαγγελματική χρήση μόνο
- CS - Pouze pro odborné použití.
- BG - Само за професионално ползване
- HR - Samo za profesionalnu uporabu
- ET - Ainult professionaalseks kasutamiseks
- HU - Kizárólag professzionális felhasználásra
- GA - Le haghaidh úsáide gairmíde amháin
- LV - Tikai profesionālai lietošanai
- LT - Tik profesionaliam naudojimui
- MT - Għall-użu professjonali biss
- RO - Numai pentru uz profesional
- SK - Len na profesionálne použitie
- SL - Samo za profesionalno uporabo
- NO - Kun for profesjonell bruk
- PL - Wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- RU - Только для профессионального использования
- TR - Sadece profesyonel kullanım için
- AR - للاستخدام من قبل متخصصين فقط
- TH - สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น
- KO - 전문가 전용
- ZH - 仅供专业人士使用



- EN - Importer
- DE - Importeur
- FR - Importateur
- NL - Importeur
- IT - Importatore
- ES - Importador
- PT - Importador
- SV - Importör
- DA - Importør
- FI - Maahantuojia
- EL - Εισαγωγέας
- CS - Dovezce
- BG - Вносител
- HR - Uvoznik
- ET - Importija
- HU - Importőr
- GA - Aibhairteoir
- LV - Importētājs
- LT - Importuotojas
- MT - Importatur
- RO - Importator
- SK - Dovezca
- SL - Uvoznik
- NO - Importør
- PL - Importer
- RU - Импортёр
- TR - İthalatçı
- AR - المستورد
- TH - ผู้นำเข้า
- KO - 수입자
- ZH - 进口商



- EN - Medical Device
- DE - Medizinprodukt
- FR - Dispositif médical
- NL - Medisch instrument
- IT - Dispositivo medico
- ES - Dispositivo medico
- PT - Dispositivo médico
- SV - Medicinska naprava
- DA - Medicinsk anordning
- FI - Lääketieteellinen laite
- EL - Ιατροτεχνολογικό προϊόν
- CS - Lékařské zařízen
- BG - Медицинско изделие
- HR - Medicinski uređaj
- ET - Meditsiiniseade
- HU - Orvosteknikai eszköz
- GA - Uirlis feilthis
- LV - Medicīniskā ierīce
- LT - Medicinos prietaisai
- MT - Apparat mediku
- RO - Dispozitiv medical
- SK - Lekársky prístroj
- SL - Medicinska naprava
- NO - Medisinsk enhet
- PL - Wyrob medyczny
- RU - Медицинское Изделие
- TR - Tıbbi Cihaz
- AR - جهاز طبي
- TH - อุปกรณ์ทางการแพทย์
- KO - 의료 기기
- ZH - 医疗器械

VALO™

For product SDS, reordering, and/or complete description of Ultradent's product line, please visit our website www.ultradent.com
or call 1-800-552-5512 (toll free) or 801-572-4200 (outside of U.S.).
Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.

© Copyright 2021 Ultradent Products, Inc.

Manufactured by



Ultradent Products, Inc.
505 West Ultradent Drive (10200 South)
South Jordan, UT 84095

Manufactured in the USA from globally sourced materials
99409AR13 040121



UP **ULTRADENT**
PRODUCTS, INC.

EC REP Ultradent Products GmbH
Am Westhoyer Berg 30
51149 Cologne Germany