




**Водостійкі компоненти
для протезування.
Нижні кінцівки.**



**Водостійкі компоненти
для протезування.
Нижні кінцівки.**



Комплектація

IWR95	Стопа Аква з модульним адаптером	1	Штука(и)
-------	----------------------------------	---	----------

Інформаційний матеріал

647G634=ALL_INT	Інструкції з використання (для фахівців) IWR95
-----------------	--

IWR95 Стопа Аква з модульним адаптером

IWR95 Аква — це водонепроникна протезна стопа. У модульній версії проксимальна контактна поверхня перед відвантаженням із заводу покривається герметизувальною смолою для захисту від проникнення води та з'єднується з високоякісним титановим адаптером стопи. Доступ до гвинта адаптера на підшві стопи герметично закритий заглушкою.

Основні характеристики

- Форма, решістчастий малюнок протектора на підшві та спеціальний склад матеріалу забезпечують відмінне зчеплення
- Природна форма стопи з вираженими пальцями та окремим великим пальцем



Макс. 150 кг

Технічні дані

Макс. вага тіла	150 кг
Сторона	Ліва (L), права (R)
Розмір	24-28 см
Вага	629 г*
Колір	Бежевий 4
Висота системи	67 мм*
Монтажна висота	85 мм*

* Технічні дані наведені згідно розміру 26 см

Приклад замовлення

Номер артикулу	=	Сторона	Розмір	-	0	-	P	/	Колір
IWR95	=	L	26	-	0	-	P	/	4



Комплектація

IWR95	Стопа Аква без адаптера для екзоскелетної конструкції	1	Штука(и)
-------	---	---	----------

Інформаційний матеріал

647G634=ALL_INT	Інструкції з використання (для фахівців) IWR95
-----------------	--

IWR95 Стопа Аква без адаптера для екзоскелетної конструкції

IWR95 Аква без адаптера є водонепроникною протезною стопою та призначена для застосування у водостійких протезах із зовнішньою оболонкою.

Основні характеристики

- Завдяки особливій формі, решістчастому малюнку протектора на підшві та спеціальному складу матеріалу забезпечується висока стійкість до ковзання
- Природна форма стопи з вираженими пальцями та окремим великим пальцем



Макс. 150 кг

Технічні дані

Макс. вага тіла	150 кг
Сторона	Ліва (L), права (R)
Розмір	24-28 см
Вага	559 г*
Форма стопи	Звичайна форма (N) для висоти підбора 0 мм
Колір	Бежевий 4
Монтажна висота	85 мм*

* Технічні дані наведені згідно розміру 26 см

Приклад замовлення

Номер артикулу	=	Сторона	Розмір	-	0	-	W	/	Колір
IWR95	=	L	26	-	0	-	W	/	4

Аксесуари/додаткові компоненти для TWR95. Без адаптера



2K34 Гомілковий блок

Без різьбової втулки, для TWR95 без адаптера, для використання на лівій або правій стороні.

Технічні дані

Номер артикулу	Для розмірів
2K34=30	26 – 30 см



2Z22 Гвинтове з'єднання

Комплект запчастин використовується для гвинтового з'єднання між протезними стопами та гомілковими блоками.

Технічні дані

Номер артикулу	Для
2Z22=M10	TWR95 стопа Аква без адаптера



Комплектація			
2WR95	Трубний адаптер	1	Штука(и)
506G3=M8X14	Гвинт для фіксації	4	Штука(и)

2WR95 Трубний адаптер

Трубний адаптер 2WR95 має водостійкі властивості. Чотири пази у секції юстирувального елемента забезпечують вільне наповнення трубки водою під час занурення. Це дає змогу уникнути дії виштовхувальної сили та забезпечує стабільність протеза у воді.



Технічні дані	
Номер артикулу	2WR95
Діаметр	34 мм
Матеріал	Титан
Мін. висота системи	77 мм
Макс. висота системи	472 мм
Мін. монтажна висота	27 мм
Загальна довжина	454 мм
Вага	330 г
Макс. вага тіла	150 кг

Для забезпечення повного діапазону можливостей налаштування під час стенового складання водостійкого протезу з використанням стопи 1WR95 Аква із висотою підбора 0 мм (відповідно до рекомендацій Оттобок щодо юстування), ми рекомендуємо використовувати нахилений трубний адаптер 2WR95=1. За потреби трубний адаптер 2WR95 без нахилу може бути використаний вище колінного суглоба у пацієнтів із трансфеморальною ампутацією.



Комплектація			
2WR95=1	Трубний адаптер, нахилений	1	Штука(и)
506G3=M8X14	Гвинт для фіксації	4	Штука(и)

2WR95=1 Трубний адаптер, нахилений

Трубний адаптер 2WR95=1 має водостійку конструкцію. На відміну від базової моделі 2WR95, він виконаний під кутом 6° для оптимізації процесу юстування. Така конфігурація дозволяє повністю реалізувати діапазон налаштувань під час стенового складання водостійкого протеза зі стопою 1WR95 Аква (з висотою підбора 0 мм), дотримуючись рекомендацій Оттобок щодо вирівнювання компонентів у приймальній гільзі.



Технічні дані	
Номер артикулу	2WR95=1
Діаметр	34 мм
Матеріал	Титан
Мін. висота системи	78 мм
Макс. висота системи	473 мм
Мін. монтажна висота	27 мм
Загальна довжина	455 мм
Вага	330 г
Макс. вага тіла	150 кг

Аксесуари/додаткові компоненти для 2WR95



506G3 Гвинт для фіксації

Для комплектації адаптерів із пірамідальним приймачем передбачені гвинти для фіксації 506G3 різної довжини. Необхідно стежити за посадкою гвинтів: у разі надмірного виступу або занадто глибокого закручування їх замінюють на відповідні аналоги.

Технічні дані	
Номер артикулу	Довжина
506G3=M8X12-V	12 мм
506G3=M8X14	14 мм
506G3=M8X16	16 мм



506G5 Титановий гвинт для фіксації

Для підвищення корозійної стійкості водостійких адаптерів із пірамідальним приймачем рекомендується використовувати титанові гвинти для фіксації 506G5. Дані компоненти доступні у трьох розмірних конфігураціях.

Технічні дані	
Номер артикулу	Довжина
506G5=M8X12	12 мм
506G5=M8X14	14 мм
506G5=M8X16	16 мм



4WR95=3 Адаптера-затискач для трубок

Конструкція водостійкого адаптера-затискача для трубок 4WR95=3 передбачає наявність чотирьох пазів у пірамідальному приймачі для безперешкодного заповнення виробу водою. Таке рішення нівелює виштовхувальну силу, забезпечуючи стабільність протеза у водному середовищі.




Комплектація

4WR95=3	Трубний затискний адаптер	1	Штука(и)
4X28=3	Пластикове кільце	1	Штука(и)
4Y423	Прямий штифт	1	Штука(и)
4Y424	Циліндричний штифт із внутрішньою різьбою	1	Штука(и)
50IT3=M5X25	Гвинт із циліндричною головкою	1	Штука(и)
506G3=M8X14	Гвинт для фіксації	4	Штука(и)
50IT24=M5X25	Затискний гвинт, сине покриття	1	Штука(и)

Технічні дані

Номер артикулу	Діаметр	Матеріал	Висота системи	Монтажна висота	Вага	Макс. вага тіла
4WR95=3	34 мм	Титан	33 мм	49 мм	130 г	150 кг

Аксессуары/дополнительные компоненты для 4WR95=3



4X28 Пластикове кільце

Пластикове кільце 4X28=3 є запасною частиною для адаптера-затискача для трубок 4R156 та водонепроникного адаптера-затискача для трубок 4WR95=3.

Технічні дані

Номер артикулу
4X28=3



4Y423 Циліндричний штифт

Технічні дані

Номер артикулу
4Y423
4Y423=M6



4Y424 Циліндричний штифт із внутрішньою різьбою

Технічні дані

Номер артикулу
4Y424



501T3 Гвинт із циліндричною головкою

Оцинкований гвинт із циліндричною головкою 501T3=M3X25 є аксесуаром та запасною частиною для різних трубних затискних адаптерів та ламінувальних анкерів.

Технічні дані

Номер артикулу
501T3=M5X25



501T24 Затискний гвинт, синє покриття

Затискний гвинт 501T24 (синє покриття) передбачений як змінний елемент для ламінувального анкеру 4R119 та водостійкої моделі трубного затискного адаптера 4VVR95.

Технічні дані

Номер артикулу	Довжина	Запасна частина для
501T24=M5X25	25 мм	4VVR95=3



506G3 Гвинт для фіксації

Гвинти для фіксації 506G3 призначені для адаптерів із пірамідальним приймачем. Вони доступні в різних варіантах довжини. Гвинти для фіксації, що занадто виступають або втоплені надто глибоко, необхідно замінити на гвинти відповідного розміру.

Технічні дані

Номер артикулу	Довжина
506G3=M8X12-V	12 мм
506G3=M8X14	14 мм
506G3=M8X16	16 мм



506G5 Титановий гвинт для фіксації

Титанові гвинти для фіксації 506G5 призначені як аксесуари для водостійких адаптерів із пірамідальним приймачем. Вони покращують стійкість виробів до корозії. Доступні у трьох варіантах довжини.

Технічні дані

Номер артикулу	Довжина
506G5=M8X12	12 мм
506G5=M8X14	14 мм
506G5=M8X16	16 мм



Комплектація			
4WR95=2	Ламінувальний анкер з пірамідою, обертовий	1	Штука(и)
507U16=5.2-NIRO	Заокруглена шайба	1	Штука(и)
501T3=M5X25	Гвинт з циліндричною головкою	1	Штука(и)
501T24=M5X25	Затискний гвинт, синє покриття	1	Штука(и)



Комплектація			
507U16=5.2-NIRO	Заокруглена шайба	1	Штука(и)
501T3=M5X25	Гвинт з циліндричною головкою	1	Штука(и)
506G3=M8X12-V	Гвинт для фіксації	4	Штука(и)
501T24=M5X25	Затискний гвинт, синє покриття	1	Штука(и)

4WR95=2 Ламінувальний анкер, обертовий

Ламінувальний анкер 4WR95=2 інтегрується в приймальну гільзу методом ламінування та забезпечує з'єднання гільзи з дистальною частиною протеза. Водостійкий.



Технічні дані

Номер артикулу	Матеріал	Висота системи	Монтажна висота	Вага	Макс. вага тіла
4WR95=2	Нержавіюча сталь	2 мм	20 мм	165 г	125 кг

- Призначена виключно для протезів стегна (трансфеморальних). Наприклад, для протезів гомілки (транстібіальних) можна використовувати ламінувальний анкер 4R117=T.
- Для належного виготовлення гільзи методом ламінування необхідно використовувати ламінувальний макет 4X46. Зверніть увагу, що цей компонент не входить до базового комплекту і замовляється окремо.

4WR95=1 Ламінувальний анкер з пірамідальним приймачем та нахиленою дужкою, обертовий

Завдяки специфічній формі з нахиленим плечем, ламінувальний анкер 4WR95=1 полегшує процес складання протеза, дозволяючи врахувати положення згинання гільзи. Він фіксується в приймальну гільзу за допомогою ламінування та забезпечує надійне з'єднання з іншими вузлами.



Технічні дані

Номер артикулу	Матеріал	Висота системи	Монтажна висота	Вага	Макс. вага тіла
4WR95=1	Нержавіюча сталь	44 мм	26 мм	165 г	150 кг

- Під час ламінування необхідно використовувати ламінувальний макет 4X46. Вона замовляється окремо.

Акcesуари/додаткові компоненти для 4WR95=2, 4WR95=1



4X46 Ламінувальний макет

Макет для ламінування 4X46 слід використовувати під час ламінування ламінувальних анкерів.

Технічні дані

Номер артикулу	4X46
----------------	------



507U16 Заокруглена шайба

Заокруглена шайба 507U16 є запасною частиною для ламінувальних анкерів 4R111, 4R116 та 4R119 та трубного водостійкого затискного адаптера 4WR95.

Технічні дані	
Номер артикулу	Запасна частина для
507U16=5.2-NIRO	4WR95=1 4WR95=2



501T3 Гвинт з циліндричною головкою

Оцинкований гвинт із циліндричною головкою 501T3= є аксесуаром та додатковим компонентом для різних трубних затискних адаптерів та ламінувальних анкерів.

Технічні дані	
Номер артикулу	
501T3=M5X25	



501T24 Затискний гвинт, сине покриття

Затискний гвинт 501T24 (сине покриття) являється запасною частиною для ламінувального анкера 4R119 та водостійкого трубного затискного адаптера 4WR95.

Технічні дані		
Номер артикулу	Довжина	Запасна частина для
501T24=M5X25	25 мм	4WR95=1 4WR95=2



506G3 Гвинт для фіксації

Гвинти для фіксації 506G3 призначені для адаптерів із пірамідальним приймачем. Вони доступні в різних варіантах довжини. Гвинти для фіксації, що занадто виступають або втоплені надто глибоко, необхідно замінити на гвинти відповідного розміру.

Технічні дані	
Номер артикулу	Довжина
506G3=M8X12-V	12 мм
506G3=M8X14	14 мм
506G3=M8X16	16 мм



506G5 Титановий гвинт для фіксації

Титанові гвинти для фіксації 506G5 пропонуються як аксесуари для водостійких адаптерів із пірамідальним приймачем. Вони підвищують корозійну стійкість виробів і доступні у трьох варіантах довжини.

Технічні дані	
Номер артикулу	Довжина
506G5=M8X12	12 мм
506G5=M8X14	14 мм
506G5=M8X16	16 мм



Комплектація

3WR95	Колінний вузол Аква	1	Штука(и)
4G764	Інструмент для регулювання	1	Штука(и)

Інформаційний матеріал

647G818=ALL_INT	Інструкції з використання 3WR95
-----------------	-----------------------------------

3WR95 Колінний вузол Аква

Водостійкий моноцентричний колінний вузол Аква відрізняється невеликою вагою, компактністю та наявністю міні-гідравліки. Вбудований фіксатор забезпечує високий рівень безпеки та стійкості, що є критично важливим для експлуатації у вологому середовищі.



Технічні дані

Номер артикулу	3WR95
Макс. вага тіла	150 кг
Вага	400 г
Проксимальне з'єднання	Пірамідальне
Дистальне з'єднання	Пірамідальне
Кут згинання коліна	135 °
Висота системи	62 мм
Проксимальна висота системи до контрольної точки юстування	6 мм
Дистальна висота системи до контрольної точки юстування	56 мм
Монтажна висота	98 мм
Проксимальна монтажна висота до контрольної точки юстування	24 мм
Дистальна монтажна висота до контрольної точки юстування	74 мм



Комплектація			
3R80	Проксимальна монтажна висота до контрольної точки юстування	1	Штука(и)
2R57/2R58	Трубний адаптер, довгий, 34 мм, титановий	1	Штука(и)
710H10	Допоміжний пристрій для регулювання	1	Штука(и)

3R80 Колінний вузол, моноцентричний, з ротаційною гідравлікою

Моноцентричний колінний вузол і його унікальний принцип гідравлічного обертання дозволяють користувачам максимально наблизитися до фізіологічної ходи, спускатися по сходах крок за кроком і ходити по схилах. Модель 3R80 має водонепроникну конструкцію для вологих приміщень і схвалена для ваги тіла до 150 кг.

Основні характеристики

- Опір згинанню та розгинанню можна регулювати незалежно один від одного
- Водонепроникна конструкція дозволяє використовувати пристрій у вологих приміщеннях, наприклад, у душі або біля басейну
- Вбудований ручний замок



Макс. 150 кг

Технічні дані

Зображення			
Номер артикулу	3R80	3R80=ST	
Макс. вага тіла	150 кг	150 кг	
Рівень мобільності	3, 4	3, 4	
Вага	1240 г	1255 г	
Проксимальне з'єднання	Пірамідальне	Різьбовий з'єднувач	
Дистальне з'єднання	Трубний затискач Ø 34 мм	Трубний затискач Ø 34 мм	
Кут згинання коліна	150 °	150 °	
Висота системи	163 мм	179 мм	
Проксимальна висота системи до контрольної точки юстування	28 мм	44 мм	
Дистальна висота системи до контрольної точки юстування	135 мм	135 мм	
Монтажна висота	218 мм	216 мм	
Проксимальна монтажна висота до контрольної точки юстування	46 мм	44 мм	
Дистальна монтажна висота до контрольної точки юстування	172 мм	172 мм	

Аксессуары/додаткові компоненти для 3WR95, 3R80



4G764 Інструмент для регулювання

Запасний компонент для 3R95 та 3WR95.

Технічні дані
Номер артикулу
4G764



2R57/2R58 Трубні адаптери

Адаптери 2R57 та 2R58 мають різну довжину та призначені для з'єднання компонентів протеза. Їх поєднання дозволяє точно налаштувати кути нахилу, лінійне зміщення у двох площинах та ротаційне положення. Вироби придатні для експлуатації у прісній, хлорованій та морській воді.



Макс. 150 кг

Комплектація			
2R57/2R58	Трубний адаптер	1	Штука(и)
506G3=M8X14	Гвинт для фіксації	4	Штука(и)

Технічні дані								
Номер артикулу	Діаметр	Матеріал	Мін. висота системи	Макс. висота системи	Мін. монтажна висота	Загальна довжина	Вага	Макс. вага тіла
2R57	34 мм	Титан	77 мм	282 мм	27 мм	264 мм	220 г	150 кг
2R58	34 мм	Титан	77 мм	472 мм	27 мм	454 мм	330 г	150 кг

- У поєднанні з колінним вузлом C-Leg максимально допустима вага тіла для даного трубного адаптера становить 136 кг.
- Адаптери 2R57 та 2R58 придатні для використання у воді та в умовах підвищеної вологості.

Додатковий асортимент водостійких виробів представлений також у наступних розділах.



Комплектація

6A30=20N	Шатл-замок, водонепроникний	1	Штука(и)
6Y13=1	Штифт для шатл-замка	1	Штука(и)

Інформаційний матеріал

647G1645=ALL_INT	Інструкції з використання Шатл-замок 6A30=20N
------------------	---

6A30 Шатл-замок, водонепроникний

Шатл-замок використовується для фіксації лайнера в приймальній гільзі протеза. Він підходить для протезів стегна та гомілки. Штифт 6Y13=1 входить до комплекту цього замка. Можна використовувати всі розповсюджені типи лайнерів із дистальним з'єднувачем. Для водостійких протезів рекомендується силіконовий лайнер 6Y43 Скео П'юр Локінг без текстильного покриття.

Основні характеристики

- Водостійкість та стійкість до корозії
- Легкий пластиковий корпус використовується в протезах для купання
- Замковий механізм легко розблоковується навіть за наявності тягового зусилля

Технічні дані

Номер артикулу	Монтажна висота
6A30=20N	42 мм

Аксесуари/додаткові компоненти для 6A30



6Y13 Штифт для шатл-замка

Штифт є компонентом шатл-замка і з'єднує замок із лайнером. Після повного введення в замок штифт фіксується на місці.

Технічні дані

Зображення	Номер артикулу	Довжина
	6Y13=1	49.5 мм
	6Y13=2	31 мм
	6Y13=L1	68.7 мм



6A52 Механізм фіксації

Додатковий компонент для 6A30=20N та 6A40 шатл-замка.

Технічні дані

Номер артикулу
6A52=K



6A61 Пластикові накладки для 6A52

Додатковий компонент для 6A20=10, 6A20=20, 6A30=10N, 6A30=20N та 6A40 шатл-замка.

Технічні дані

Номер артикулу
6A61



5X120 Шатл-замок із втулкою

Набір закладних елементів 5X108 постачається як комплектуюча частина для моделі 6A30=20.

Технічні дані

Номер артикулу
5X120



506G21 Стопорний гвинт

Комплект закладних 5X108 є додатковим компонентом для шатл-замка 6A30=20.

Технічні дані

Номер артикулу
506G21=M4X10



5X108 Комплект закладних

Додаткова частина для 6A30=20N шатл-замка.

Технічні дані

Номер артикулу
5X108



Комплектація

21Y2	КвікВелв (Quick Valve)	1	Штука(и)
------	------------------------	---	----------

Інформаційний матеріал

647G2026=ALL_INT	Інструкції з використання 21Y2
------------------	----------------------------------

21Y2 Клапан КвікВелв (Quick Valve)

Модель 21Y2 – це керований вручну клапан скидання повітря, розроблений для створення вакууму в приймальних гільзах. Він сумісний із лайнерами серії Скео Сeалінг, а також із будь-якими транстибі-альними (ТТ) лайнерами без дистального кріплення (за умови використання наколінника, що забезпечує герметичність).

Завдяки різьбі М10 клапан можна легко встановити в гільзу.


Основні характеристики

- Широкий спектр застосування в поєднанні з лайнером (ТТ, КD, ТF)
- Клапан можна легко відкрити, повертаючи кришку клапана за допомогою виїмок. При закритті відчутний сигнал вказує на те, що клапан закритий
- Легко чиститься
- Захищений від прісної, солоної та хлорованої води

Технічні дані

Номер артикулу	Випуск повітря	Зовнішній діаметр
21Y2=M10	Автоматично	28 мм

Акcesуари/додаткові компоненти для 21Y2



21Z42 Кришка клапана КвікВелв (Quick Valve)

Кришка клапана 21Z42 є запасною частиною для клапана 21Y2=M10 КвікВелв (Quick Valve).

Технічні дані

Номер артикулу
21Z42=1



Комплектація

21Y14	ПушВелв(PushValve)	1	Штука(и)
-------	--------------------	---	----------

Інформаційний матеріал

647G1560=ALL_INT	Інструкції з використання 21Y14, 21Y15
------------------	--

21Y14 Натискний клапан ПушВелв(PushValve)

Клапан ПушВелв(PushValve) відкривається і закривається шляхом здавлювання двох крил. Завдяки своїм більшим розмірам він особливо підходить для користувачів з обмеженою рухливістю пальців і для користувачів протезів рук. Клапан сумісний з усіма поширеними лайнерами без дистального з'єднувача, а також може використовуватися без лайнера.

Основні характеристики

- Водонепроникний
- Безрізбовий клапан для трансфеморальних протезів
- Більш просте використання для користувачів, зокрема з обмеженою рухливістю пальців

Технічні дані

Номер артикулу	Випуск повітря	Діаметр отвору Ø
21Y14	Автоматично	22 мм



Комплектація

21Y21	КлікВелв(ClickValve)	1	Штука(и)
-------	----------------------	---	----------

Інформаційний матеріал

647G678=ALL_INT	Інструкції з використання 21Y21 Click Valve
-----------------	---

21Y21 Клапан з фіксацією КлікВелв(Click Valve)

Клапан КлікВелв(Click Valve) оснащений багатофункціональною запобіжною скобою, яка запобігає втраті верхньої частини пристрою. Значно зменшена висота та зовнішній діаметр у поєднанні з ергономічним дизайном дозволяють досягти естетичного вигляду приймальної гільзи.

Клапан сумісний з усіма розповсюдженими лайнерами без дистального з'єднувача, а також може використовуватися без лайнера.

Основні характеристики

- Водонепроникний
- Безрізбовий клапан для протезів стегна
- Запобіжна скоба виключає випадкову втрату верхньої деталі клапана
- Звук «кліка» підтверджує правильне встановлення та фіксацію клапана
- Зниження ризику гематом завдяки боковим отворам для випуску повітря та гладкій внутрішній поверхні, яка встановлюється врівень зі стінкою приймальної гільзи

Технічні дані

Номер артикулу	Випуск повітря	Діаметр отвору Ø
21Y21	Автоматично	22 мм

Акcesуари/додаткові компоненти для 21Y14, 21Y21




21Y22 Штифтовий ключ на два отвори

Це запасна частина для клапанів 21Y12, 21Y14, 21Y15 та 21Y21.

Технічні дані

Номер артикулу
21Y222




21Y230 Захисна скоба КлікВелв(Click Valve)

Це запасна частина для клапана 21Y21 КлікВелв(Click Valve).

Технічні дані

Номер артикулу
21Y230



21Y21=B База (корпус) КлікВелв(Click Valve)

Це запасна частина для клапана 21Y21 КлікВелв(Click Valve).

Технічні дані

Номер артикулу
21Y21=B




627F13 Ущільнювальне кільце для клапана КлікВелв(Click Valve), чорне

Це запасна частина для клапана 21Y21 КлікВелв(Click Valve).

Технічні дані

Номер артикулу
627F13=24,5X3



627F13 Ущільнювальне кільце для верхньої частини клапана КлікВелв(Click Valve), синє

Це запасна частина для клапана 21Y21 КлікВелв(Click Valve).

Технічні дані

Номер артикулу
627F13=19X2



21Y21=T Верхня частина клапана КлікВелв(Click Valve)

Це запасна частина для клапана 21Y21 КлікВелв(Click Valve).

Технічні дані

Номер артикулу
21Y21=T



21Y14=S Верхня частина клапана ПушВелв(Push Valve)

Це запасна частина для клапана 21Y21 ПушВелв(Push Valve).

Технічні дані

Номер артикулу
21Y14=S



Комплектація

6Y41	Скео П'юр (Skeo Pure)
------	-----------------------

Інформаційний матеріал

647G380=ALL_INT	Інструкції з використання Лайнер
646D791=ALL_INT	Інструкція користувача лайнера

6Y41 Скео П'юр (Skeo Pure)

Завдяки прозорості матеріалу лайнер Скео П'юр (Skeo Pure) дозволяє візуально контролювати щільність прилягання та стан шкіри кукси, що особливо важливо під час етапу первинного та пробного протезування. М'яка зовнішня поверхня швидко висихає і спрощує одягання та знімання протеза без використання спрею для одягання.

Лайнер 6Y41 Скео П'юр (Skeo Pure) (TT) можна поєднувати з клапаном.

Технічні дані

Номер артикулу	Розмір	Товщина стінки
6Y41=160	160 мм	3 мм
6Y41=180	180 мм	3 мм
6Y41=200	200 мм	3 мм
6Y41=220	220 мм	3 мм
6Y41=235	235 мм	3 мм
6Y41=250	250 мм	3 мм
6Y41=265	265 мм	3 мм
6Y41=280	280 мм	3 мм
6Y41=300	300 мм	3 мм
6Y41=320	320 мм	3 мм
6Y41=340	340 мм	3 мм
6Y41=360	360 мм	3 мм
6Y41=400	400 мм	3 мм
6Y41=160-6	160 мм	6 мм
6Y41=180-6	180 мм	6 мм
6Y41=200-6	200 мм	6 мм
6Y41=220-6	220 мм	6 мм
6Y41=235-6	235 мм	6 мм
6Y41=250-6	250 мм	6 мм
6Y41=265-6	265 мм	6 мм
6Y41=280-6	280 мм	6 мм
6Y41=300-6	300 мм	6 мм
6Y41=320-6	320 мм	6 мм
6Y41=340-6	340 мм	6 мм
6Y41=360-6	360 мм	6 мм
6Y41=400-6	400 мм	6 мм
Рівень ампутації	Ампутація на рівні гомілки (транстибіальна)	
Матеріал	Силікон	
Тип кріплення	Без дистального кріплення	
Дистальний пом'якшувач	13.5 мм	
Текстильне покриття	Без	
Колір	Прозорий	
Зовнішнє напilenня	3	
Дизайн гільзи	Гільза з розподіленим навантаженням	
Матриця	Без	
Захист шкіри	Без	



Комплектація

6Y43	Скео П'юр (Skeo Pure)
------	-----------------------

Інформаційний матеріал

647G380=ALL_INT	Інструкції з використання Лайнер
646D791=ALL_INT	Інструкція користувача лайнера

6Y43 Скео П'юр (Skeo Pure)

Переваги беззаперечні. Завдяки прозорості лайнера Скео П'юр (Skeo Pure) фахівець може легко контролювати точність посадки та стежити за станом шкірних покривів, що критично важливо під час етапу первинного та пробного протезування. Гладке зовнішнє покриття не потребує використання спеціальних спреїв для надягання, полегшує знімання протеза та забезпечує швидке висихання після очищення.

Модель 6Y43 Скео П'юр (Skeo Pure) сумісна з використанням шатл-замка.

Технічні дані

Номер артикулу	Розмір
6Y43=120	120 мм
6Y43=140	140 мм
6Y43=160	160 мм
6Y43=180	180 мм
6Y43=200	200 мм
6Y43=210	210 мм
6Y43=220	220 мм
6Y43=235	235 мм
6Y43=250	250 мм
6Y43=265	265 мм
6Y43=280	280 мм
6Y43=300	300 мм
6Y43=320	320 мм
6Y43=340	340 мм
6Y43=360	360 мм
6Y43=380	380 мм
6Y43=400	400 мм
6Y43=420	420 мм
6Y43=450	450 мм
Рівень ампутації	Ампутація на рівні гомілки (транстибіальна)
Матеріал	Силікон
Тип кріплення	З дистальним кріпленням
Дистальний пом'якшувач	13.5 мм
Товщина стінки	3 мм
Текстильне покриття	Без
Колір	Прозорий
Зовнішнє напilenня	З
Дизайн гільзи	Гільза з розподіленим навантаженням
Матриця	Довжина 10 см
Захист шкіри	Без



Комплектація

6Y112	Лайнер Скео Сілінг (Skeo Sealing) TT
-------	--------------------------------------

Інформаційний матеріал

647G380=ALL_INT	Інструкції з використання Лайнер
-----------------	------------------------------------

6Y112 Лайнер Скео Сілінг (Skeo Sealing) TT

Лайнер 6Y112 Скео Сілінг (Skeo Sealing) TT забезпечує високий рівень комфорту для пацієнтів із ампутацією на рівні гомілки. Ущільнювальне кільце надійно утримує вакуум у приймальній гільзі. Гладка поверхня без текстильного покриття спрощує догляд за виробом, а також процес вдягання та знімання протеза.

Основні характеристики

- Ущільнювальне кільце надійно зберігає вакуум
- Матриця обмежує поздовжню деформацію та забезпечує стабільність м'яких тканин
- Вбудоване ущільнювальне кільце, що служить протягом усього терміну експлуатації
- Рельєфна внутрішня сторона приємна на дотик
- Має маркування для правильного орієнтування
- Ковзке зовнішнє напilenня спрощує експлуатацію виробу

Технічні дані

Номер артикулу	Обхват	Висота кільця
6Y112=160X80	160 мм	8 см
6Y112=180X80	180 мм	8 см
6Y112=200X80	200 мм	8 см
6Y112=210X80	210 мм	8 см
6Y112=220X80	220 мм	8 см
6Y112=235X80	235 мм	8 см
6Y112=250X80	250 мм	8 см
6Y112=265X80	265 мм	8 см
6Y112=280X80	280 мм	8 см
6Y112=300X80	300 мм	8 см
6Y112=320X80	320 мм	8 см
6Y112=340X90	340 мм	9 см
6Y112=360X90	360 мм	9 см
6Y112=380X90	380 мм	9 см
6Y112=400X90	400 мм	9 см
Матеріал	Силікон	
Тип кріплення	Без дистального кріплення	
Текстильне покриття	Без покриття	
Колір	Світло-сірий	
Зовнішнє напilenня	З	
Матриця	Суцільна матриця	
Захист шкіри	Без	



6Y110 Лайнер Скео Сеалінг (Skeo Sealing)

Герметично закрито. Міцне ущільнювальне кільце надійно підтримує вакуум всередині приймальної гільзи. Шовковиста гладка поверхня без текстильного покриття скорочує час на догляд та полегшує процес надягання і знімання протеза.

Лайнер 6Y110 Скео Сеалінг (Skeo Sealing) сумісний із випускним клапаном або системою Harmony.



Комплектація	
6Y110	Скео Сеалінг (Skeo Sealing)

Інформаційний матеріал	
647G380=ALL_INT	Інструкції з використання Лайнер
646H25=ALL_INT	Примітки щодо виготовлення приймальної гільзи Лайнер Скео Сеалінг (Skeo Sealing)
646D791=ALL_INT	Інструкція з використання для користувача

Технічні дані		
Номер артикулу	Обхват	Висота кільця
6Y110=280X10	280 мм	10 см
6Y110=280X17	280 мм	17 см
6Y110=300X10	300 мм	10 см
6Y110=300X17	300 мм	17 см
6Y110=320X10	320 мм	10 см
6Y110=320X17	320 мм	17 см
6Y110=340X10	340 мм	10 см
6Y110=340X17	340 мм	17 см
6Y110=360X10	360 мм	10 см
6Y110=360X17	360 мм	17 см
6Y110=380X10	380 мм	10 см
6Y110=380X17	380 мм	17 см
6Y110=400X10	400 мм	10 см
6Y110=400X17	400 мм	17 см
6Y110=450X10	450 мм	10 см
6Y110=450X17	450 мм	17 см
6Y110=500X10	500 мм	10 см
6Y110=500X17	500 мм	17 см
6Y110=550X10	550 мм	10 см
6Y110=550X17	550 мм	17 см
Рівень ампутації	Ампутація на рівні стегна (трансфеморальна)	
Матеріал	Силікон	
Тип кріплення	Без	
Товщина стінки	Від приблизно 6 мм із поступовим звуженням до 2,5 мм	
Текстильне покриття	Без	
Колір	Світло-сірий	
Зовнішнє напilenня	З	
Дизайн гільзи	Гільза з активним розподілом тиску	
Матриця	Суцільна матриця	
Захист шкіри	Без	

Ми рекомендуємо кільце заввишки 10 см (6Y110=*X10) для кукс середньої довжини та кільце заввишки 17 см (6Y110=*X17) для довгих кукс.



Комплектація

6Y111	Скео Сілінг 3Д (Skeo Sealing 3D)
-------	----------------------------------

Інформаційний матеріал

647G1144=ALL_INT	Інструкції з використання Лайнер
------------------	------------------------------------

6Y111 Лайнер Скео Сілінг 3Д (Skeo Sealing 3D)

Лайнер для стегна Скео Сілінг 3Д (Skeo Sealing 3D) має конічну форму в дистальній частині та більш циліндричну в проксимальній. Це гарантує надійне охоплення м'яких тканин без їх стискання чи зміщення вгору.

Ущільнювальне кільце стабільно утримує вакуум у приймальній гільзі.

Лайнер Скео Сілінг 3Д (Skeo Sealing 3D) 6Y111 (TF) сумісний із випускним клапаном або системою Harmony.

Технічні дані

Номер артикулу	Обхват	Висота кільця
6Y111=250X10	250 мм	10 см
6Y111=250X17	250 мм	17 см
6Y111=265X10	265 мм	10 см
6Y111=265X17	265 мм	17 см
6Y111=280X10	280 мм	10 см
6Y111=280X17	280 мм	17 см
6Y111=300X10	300 мм	10 см
6Y111=300X17	300 мм	17 см
6Y111=320X10	320 мм	10 см
6Y111=320X17	320 мм	17 см
6Y111=340X10	340 мм	10 см
6Y111=340X17	340 мм	17 см
6Y111=360X10	360 мм	10 см
6Y111=360X17	360 мм	17 см
6Y111=380X10	380 мм	10 см
6Y111=380X17	380 мм	17 см
6Y111=400X10	400 мм	10 см
6Y111=400X17	400 мм	17 см
6Y111=450X10	450 мм	10 см
6Y111=450X17	450 мм	17 см

Рівень ампутації	Ампутація на рівні стегна (трансфеморальна)
Матеріал	Силікон
Товщина стінки	Від приблизно 6 мм із поступовим звуженням до 2,5 мм
Текстильне покриття	Без
Колір	Світло-сірий
Зовнішнє напilenня	3
Дизайн гільзи	Гільза з активним розподілом тиску
Матриця	Суцільна матриця



ТОВ «Оттобок Україна»

Каталог 2025 року

www.ottobock.com/uk-ua

Цей каталог є інформаційним матеріалом.

Зображення та характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Перед використанням продукції рекомендується проконсультуватися з фахівцем.