

Ortézy a bandáže

Produktový katalóg sériových ortopedicko-protetických pomôcok



Quality for life

509 Hallux Valgus ComforT

Kód ŠÚKL : J69913

Úhrada ZP: 5,98 €
Doplatok pacienta: 6,20 €



Indikácie

- Hallux Valgus

Spôsob účinku

- podporuje svalovú korekciu prstov
- zmiernuje bolesti

Strana

L/P

Veľkosť

Univerzálna

504 Elastická bandáž členkového kĺbu

Kód ŠÚKL : J69912

Úhrada ZP: 10,07 €
Doplatok pacienta: 1,32 €



Indikácie

- podráždenie mäkkých častí členkového kĺbu, opuchy
- pocit nestability/instabilita väziva

Spôsob účinku

- stabilizuje členkový kĺb
- zmiernuje bolesti



Obvod priehlavku + predpriehlavku

S	M	L	XL	XXL
51-53	53-55	55-57	57-59	59-61

cm

50S5 Malleo Sensa

Kód ŠÚKL : J81773

Úhrada ZP: 17,17 €
Doplatok pacienta: 5,78 €



Indikácie

- podráždenie členkového kĺbu , opuchy
- pocit nestability/instabilita väziva
- výrony členku
- tendomyopatie

Spôsob účinku

- stabilizuje členkový kĺb
- zlepšuje prekrvenie
- cieleňou kompresiou podporuje resorpciu opuchov a hematómov
- zmiernuje bolesti



Strana

L/P

Obvod členka

XS	S	M	L	XL	XXL
17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

cm

50S3 Malleo Sprint

Kód ŠÚKL : J69916

Úhrada ZP: 17,17 €
Doplatok pacienta: 16,65 €



Indikácie

- distorzie členkového kĺbu
- chronická instabilita
- ruptúry vonkajšieho postranného väzu
- ruptúry vnútorného postranného väzu

Spôsob účinku

- stabilizuje a istí členkový kĺb
- obmedzuje everziu/inverziu chodidla



Obvod priehlavku cez pätu

XS	S	M	L	XL
25.5-28.0	28.0-30.5	30.5-33.0	33.0-35.5	35.5-38.0

cm

50S9 Malleo Direxa Stirrup

Kód ŠÚKL : J86317



Indikácie

- distorzie členkového kĺbu
- ruptúry vonkajšieho väzu
- akútne instability




Veľkosť

Univerzálna

Úhrada ZP: 17,15 €
Doplatok pacienta: 7,60 €

50S1 Dyna Ankle

Kód ŠÚKL : J78499



Indikácie

- ruptúry vonkajšieho postranného väzu
- ruptúry vnútorného postranného väzu
- rekonštrukcia väzov

Spôsob účinku

- stabilizuje členkový kĺb v miernej pronácii a dorziflexii
- plynule obmedzuje plantárnu flexiu a supináciu



Strana

L/P

Veľkosť topánky

35-37

37-39

39-41

41-44

cm

Úhrada ZP: 64,61 €
Doplatok pacienta: 0,00 €

8360 Genu Carezza Patella stabiliser

Kód ŠÚKL : J84873




Indikácie

- syndróm patelofemorálnej bolesti (napr. chondromalácia, chondropatia, retropatelárna artróza)
- mierna artróza patelofemorálneho kĺbu/
- po luxácii/subluxácii pately
- pooperačné laterálne uvoľnenie

Spôsob účinku

- stabilizuje patelu
- redukuje lateralizáciu pately pri trochleárnej dysplázii
- redukuje tlak na patelu
- zmiernuje bolesti



	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
A	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51	cm
B	36-40	40-44	44-48	48-52	52-56	56-61	61-67	cm

Úhrada ZP: 16,07 €
Doplatok pacienta: 13,12 €

50K15 Genu Sensa

Kód ŠÚKL : J78513




Indikácie

- Bolest kolena bez poškodenia väzivového aparátu alebo s jeho minimálnym poškodením a s pocitom / bez pocitu miernej nestability
- podráždenie a opuchy kolenného kĺbu
 - tendomyopatie
 - nábeh na tendinózy
 - bolesť kolena podmienená záťažou
 - podráždenie mäkkých tkanív po zranení a/alebo po operácii
 - gonartróza

Spôsob účinku

- kontinuálne optimalizuje termoreguláciu a kompresiu mäkkých tkanív
- aktivizuje svalovú stabilizáciu
- zlepšuje propriorecepciu
- podporuje senzomotoriku
- podporuje resorpciu edémov a hematémov
- odľahčuje a vedie patelu
- zmiernuje bolesti



	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
Obvod predkolena A	25-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	cm
Obvod stehna B	35-38	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56	cm
V-Max Obvod stehna B	-	-	-	47-50	50-53	53-56	56-59	cm

Úhrada ZP: 33,36 €
Doplatok pacienta: 5,57 €

8358 Genu Carezza

Kód ŠÚKL : J84871

Úhrada ZP: 14,69 €


Doplatok pacienta: 26,53 €

**Indikácie**

- Bolesť kolena bez poškodenia väzivového aparátu alebo s jeho minimálnym poškodením a s pocitom alebo bez pocitu miernej nestability
- podráždenie a opuchy kolenného kĺbu
 - tendomyopatie
 - nábeh na tendinózy
 - bolesť kolena podmienená záťažou
 - podráždenie mäkkých tkanív po zranení a/alebo po operácii
 - mierna gonartróza

Spôsob účinku

- odľahčuje a stabilizuje kolenný kĺb
- zlepšuje propriorepciu
- podporuje senzomotoriku
- podporuje resorpciu edémov a hematómov
- zmiernuje bolesti



	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
Obvod predkolena A	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51	cm
Obvod stehna B	36-40	40-44	44-48	48-52	52-56	56-61	61-67	cm

*ukončenie výroby dňa 31.12.2018

8356N Genu Direxa

Kód ŠÚKL : J81781

Úhrada ZP: 53,86 €


Doplatok pacienta: 0,00 €

**Indikácie**

- Bolesť kolena s miernym až silným poškodením väzivového aparátu a/alebo s ľahkým až silným pocitom nestability
- postraumatické a pooperačná nestabilita a/alebo pocit nestability
 - gonartróza so začínajúcou až silne degeneratívnou nestabilitou väzivového aparátu a/alebo s miernym až silným pocitom nestability (najmä skrížený väz)
 - reumatoidná artritída
 - syndróm patelofemorálnej bolesti (napr. chondromalácia pately, chondropatia pately, artróza retropatelárneho kĺbu)

Spôsob účinku

- cieľenou kompresiou zlepšuje neuromuskulárnu funkciu
- odľahčuje a stabilizuje kolenný kĺb
- zlepšuje propriorepciu
- podporuje senzomotoriku
- podporuje resorpciu edémov a hematómov
- zmiernuje bolesti



	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
Obvod predkolena A	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51	cm
Obvod stehna B	36-40	40-44	44-48	48-52	52-56	56-61	61-67	cm

8353N Genu Direxa, wraparound/ rozopínateľná

Kód ŠÚKL : J81782

Úhrada ZP: 56,63 €


Doplatok pacienta: 0,00 €

**Indikácie**

- Bolesť kolena s miernym až silným poškodením väzivového aparátu a/alebo s ľahkým až silným pocitom nestability
- postraumatické a pooperačná nestabilita a/alebo pocit nestability
 - gonartróza so začínajúcou až silne degeneratívnou nestabilitou väzivového aparátu a/alebo s miernym až silným pocitom nestability (najmä skrížený väz)
 - reumatoidná artritída
 - syndróm patelofemorálnej bolesti (napr. chondromalácia pately, chondropatia, artróza patelofemorálneho kĺbu)

Spôsob účinku


- cieľenou kompresiou zlepšuje neuromuskulárnu funkciu
- odľahčuje a stabilizuje kolenný kĺb
- zlepšuje propriorepciu
- podporuje senzomotoriku
- podporuje resorpciu edémov a hematómov
- zmiernuje bolesti



	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
Obvod predkolena A	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51	cm
Obvod stehna B	36-40	40-44	44-48	48-52	52-56	56-61	61-67	cm

8060 Genu Immobil 0°

Kód ŠÚKL : J69919




Indikácie

- Pooperačná a postraumatická fixácia kolenného kĺbu
- akútne poranenia kolenného kĺbu
 - poranenia a plastiky väziva kolenného kĺbu

Spôsob účinku


- imobilizuje kolenný kĺb v uhle flexie 0° (čís.tov. 8060)
- redukuje kolaterálnu nestabilitu



	S	M	L	XL	
Dĺžka pásu	40	50	60	70	cm
Obvod predkolenia A	35-55	40-60	42-62	45-65	cm
Obvod stehna B	42-62	48-68	52-72	55-75	cm

8065 Genu Immobil Vario/8066 Genu Immobil Vario T

Kód ŠÚKL : J69920




Indikácie

- Pooperačná a postraumatická fixácia kolenného kĺbu, s voľbou na obmedzenie rozsahu pohybu
- akútne a subakútne poranenia kolenného kĺbu
 - poranenia a plastiky väziva kolenného kĺbu
 - luxácia pately

Spôsob účinku


- imobilizuje kolenný kĺb v nastaviteľných polohách (ROM)
- Flexia: 0° až 120°
- Extenzia: 0° až 90°
- krok za krokom mobilizuje pacienta k voľnému pohybu v 10°-stupňových krokoch
- stabilizuje väzivový aparát kolenného kĺbu



	Univerzálne	
Dĺžka pásu	55	cm
Obvod predkolenia A	Max. 52	cm
Obvod stehna B	Max. 70	cm

1041 Dosi Symphysiylisis

Kód ŠÚKL : J81776




Indikácie

- dysfunkcia v panvovej oblasti
- symphysiylisis

Spôsob účinku

- stabilizuje symfýzu
- zmierňuje bolesti



	XS	S	M	L	XL	XXL	
Obvod panvy	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	cm

28L10 Tübingen abdukčná ortéza bedrového kĺbu

Kód ŠÚKL : J78524



Indikácie

- dysplázia bedrových kĺbov bez nestability (vek dieťaťa do 12 mesiacov) – bedrové kĺby typu IIa, IIb a IIc stabil podľa Grafa

Spôsob účinku

- Polohuje bedrové kĺby v osvedčenej polohe mierneho podrepu s flexiou vyše 90° a silnou abdukciou od 30° do 45°.

	S	M	L	
Vek dojčata	1	2-5	6-12	mesiac

Úhrada ZP: 33,01 €
Doplatok pacienta: 6,30 €

Úhrada ZP: 114,09 €
Doplatok pacienta: 0,00 €

Úhrada ZP: 0,00 €
Doplatok pacienta: 44,28 €

Úhrada ZP: 59,76 €
Doplatok pacienta: 0,00 €

50R10 Lumbo Sensa


Kód ŠÚKL : J81774

**Indikácie**

- lumbalgia
- lumboischialgia
- svalová nerovnováha v oblasti drierkovej chrbtice
- degeneratívne zmeny v oblasti drierkovej chrbtice
- spondylartróza drierkovej chrbtice
- Facetov syndróm drierkovej chrbtice
- osteochondróza drierkovej chrbtice

Spôsob účinku

- podporuje senzomotoriku a aktivizuje svalovú stabilizáciu
- odľahčuje drierkovú chrbticu
- podporuje anatomicky správne držanie tela
- podporuje svalovú aktivitu
- zmierňuje bolesti

Obvod pásu
(asi 2 cm nad hrebeňom bedrovej kosti)

XS	S	M	L	XL	XXL	
70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	cm

50R11 Lumbo Sensa Women


Kód ŠÚKL : J81775

**Indikácie**

- lumbalgia
- lumboischialgia
- svalová nerovnováha v oblasti drierkovej chrbtice
- degeneratívne zmeny v oblasti drierkovej chrbtice
- spondylartróza drierkovej chrbtice
- Facetov syndróm drierkovej chrbtice
- osteochondróza drierkovej chrbtice

Spôsob účinku

- podporuje senzomotoriku a aktivizuje svalovú stabilizáciu
- odľahčuje drierkovú chrbticu
- podporuje anatomicky správne držanie tela
- podporuje svalovú aktivitu
- zmierňuje bolesti

Obvod pásu
(asi 2 cm nad hrebeňom bedrovej kosti)

XS	S	M	L	XL	XXL	
70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	cm

50R40 Lumbo Carezza


Kód ŠÚKL : J90761

**Indikácie**

- lumbalgia
- lumboischialgia
- ligamentóza v oblasti drierkovej chrbtice
- svalová nerovnováha v oblasti drierkovej chrbtice
- degeneratívne zmeny v oblasti drierkovej chrbtice
- spondyloartróza drierkovej chrbtice
- Facetov syndróm drierkovej chrbtice
- osteochondróza drierkovej chrbtice
- podráždenie sakroiliakálneho kĺbu

Spôsob účinku


- podporuje senzomotoriku a aktivizuje svalovú stabilizáciu
- odľahčuje drierkovú chrbticu
- podporuje svalovú aktivitu
- zmierňuje bolesti

Obvod pásu
(asi 2 cm nad hrebeňom bedrovej kosti)

XS	S	M	L	XL	XXL	
70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	cm

50R50 Lumbo Direxa / 50R51 Lumbo Direxa Women


Kód ŠÚKL : J69949

**Indikácie**

- lumbalgia
- lumboischialgia
- svalová nerovnováha v oblasti drierkovej chrbtice
- degeneratívne zmeny v oblasti drierkovej chrbtice
- osteochondróza drierkovej chrbtice
- Facetov syndróm drierkovej chrbtice
- protrúzia medzistavcovej platničky L4 až S1
- prolaps medzistavcovej platničky L4 až S1
- disektómia L4 až S1
- podráždenie sakroiliakálneho kĺbu

Spôsob účinku

- podporuje senzomotoriku
- aktivizuje svalovú stabilizáciu
- odľahčuje drierkovú chrbticu
- zlepšuje prekrvovanie
- podporuje svalovú aktivitu
- zmierňuje bolesti


Obvod pásu
(asi 2 cm nad hrebeňom bedrovej kosti)

XS	S	M	L	XL	XXL	
70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	cm

50R54 Lumbo Direxa Stable

Kód ŠÚKL : J90764

Úhrada ZP: 0,00 €
Doplatok pacienta: 93,06 €




Indikácie

- lumbalgia
- lumboischialgia
- ligamentóza lumbálnej chrbtice
- svalová nerovnováha v oblasti driekovej chrbtice
- degeneratívne zmeny v oblasti driekovej chrbtice
- osteochondróza driekovej chrbtice
- Facetov syndróm driekovej chrbtice
- protrúzia medzistavcovej platničky L3 až S1
- prolaps medzistavcovej platničky L3 až S1
- diskektómia L3 až S1
- spondylodéza L3 až S1
- traumatické alebo osteoporotické fraktúry L3 až S1
- osteoporóza L3 až S1
- podráždenie sakroiliakálneho kĺbu

Spôsob účinku

- podporuje senzomotoriku a aktivizuje svalovú stabilizáciu
- odľahčuje dolnú časť hrudnej chrbtice a lumbálnu chrbticu
- zmiernuje lordózu lumbálnej chrbtice
- zlepšuje prekrvovanie
- podporuje svalovú aktivitu
- zmiernuje bolesti




Obvod pásu
(asi 2 cm nad hrebeňom bedrovej kosti)

XS	S	M	L	XL	XXL	
70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	cm

6005 Dorso Direxa Basic

Kód ŠÚKL : J87843

Úhrada ZP: 0,00 €
Doplatok pacienta: 29,93 €




Indikácie

- lumbalgia
- lumboischialgia
- svalová nerovnováha v dolnej oblasti hrudnej chrbtice a/alebo driekovej chrbtice
- degeneratívne zmeny v dolnej oblasti hrudnej chrbtice a/alebo driekovej chrbtice

Spôsob účinku

- podporuje senzomotoriku a aktivizuje svalovú stabilizáciu
- odľahčuje dolnú časť hrudnej chrbtice a driekovú chrbticu
- zlepšuje prekrvovanie
- podporuje svalovú aktivitu
- zmiernuje bolesti




	S-M	L-XL	XXL-XXXL	
Obvod pásu	70-90	90-110	110-130	cm

50R52 Lumbo Direxa High

Kód ŠÚKL : J78496

Úhrada ZP: 30,93 €
Doplatok pacienta: 41,42 €




Indikácie

- lumbalgia
- lumboischialgia
- svalová nerovnováha v dolnej oblasti hrudnej chrbtice a/alebo driekovej chrbtice
- degeneratívne zmeny v dolnej oblasti hrudnej chrbtice a/alebo driekovej chrbtice
- osteochondróza dolnej oblasti hrudnej chrbtice a/alebo driekovej chrbtice
- Facetov syndróm dolnej oblasti hrudnej chrbtice a/alebo driekovej chrbtice
- protrúzia medzistavcovej platničky L1 až S1
- prolaps medzistavcovej platničky L1 až S1
- diskektómia L1 až S1
- podráždenie sakroiliakálneho kĺbu

Spôsob účinku

- podporuje senzomotoriku a aktivizuje svalovú stabilizáciu
- odľahčuje dolnú časť hrudnej chrbtice a driekovú chrbticu
- zmiernuje lordózu lumbálnej chrbtice
- zlepšuje prekrvovanie
- podporuje svalovú aktivitu
- zmiernuje bolesti




Obvod pásu
(asi 2 cm nad hrebeňom bedrovej kosti)

XS	S	M	L	XL	XXL	
70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	cm

50R49 Dorso Carezza Posture

Kód ŠÚKL : J90763




Indikácie

- oslabené držanie trupu
- svalová nerovnováha v oblasti hrudnej chrbtice
- guľatý chrbát (kyfóza)
- degeneratívne zmeny hrudnej chrbtice
- Scheuermannova choroba
- dorzalgie hrudnej chrbtice

Spôsob účinku

- podporuje senzomotoriku a aktívne vzpriamovanie trupu
- podporuje vedome vzpriamené držanie tela
- odľahčuje hrudnú chrbticu
- zmierňuje bolesti



	XXS	XS	S	M	
Obvod pásu (asi 2 cm nad hrebeňom bedrovej kosti)	60-70	70-80	80-90	90-100	cm

50R59 Dorso Direxa Posture

Kód ŠÚKL : J90765




Indikácie

- oslabené držanie trupu
- guľatý chrbát (kyfóza)
- Scheuermannova choroba
- osteoporóza dolnej oblasti hrudnej chrbtice a/alebo lumbálnej chrbtice
- osteoporotické fraktúry dolnej oblasti hrudnej chrbtice a/alebo lumbálnej chrbtice
- degenerácia dolnej oblasti hrudnej chrbtice a/alebo lumbálnej chrbtice
- osteochondróza dolnej oblasti hrudnej chrbtice a/alebo lumbálnej chrbtice
- Facetov syndróm

Indikácie


- oslabené držanie trupu
- guľatý chrbát (kyfóza)
- Scheuermannova choroba
- osteoporóza dolnej oblasti hrudnej chrbtice a/alebo lumbálnej chrbtice
- osteoporotické fraktúry dolnej oblasti hrudnej chrbtice a/alebo lumbálnej chrbtice
- degenerácia dolnej oblasti hrudnej chrbtice a/alebo lumbálnej chrbtice
- osteochondróza dolnej oblasti hrudnej chrbtice a/alebo lumbálnej chrbtice
- Facetov syndróm



	XS	S	M	L	XL	XXL	
Obvod pásu (asi 2 cm nad hrebeňom bedrovej kosti)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	cm

7126 Shoulder Support

Kód ŠÚKL : J81780



Indikácie

- preťaženie ramena
- degeneratívne zmeny v oblasti rotátorovej manžety
- tendomyopatie v oblasti ramena
- artróza ramena

Spôsob účinku

- stabilizuje ramenný kĺb
- zmierňuje bolesti



	XS	S	M	L	XL	
Obvod bicepsu	24-28	28-32	32-35	35-38	38-42	cm

5055 Acro Comfort

Kód ŠÚKL : J69940



Indikácie

- podráždenie v oblasti ramena
- degenerácia rotátorovej manžety
- tendomyopatie v oblasti ramena
- nestability ramena

Spôsob účinku


- stabilizuje ramenný kĺb
- podporuje ciele vedenie ramena
- zmierňuje bolesti



	XS	S	M	L	XL	
Obvod bicepsu	24-28	28-32	32-35	35-38	38-42	cm

50A8 Omo Immobil sling 50A9 Omo Immobil sling abduction

Kód ŠÚKL : J84863



Indikácie

- akútna a chronická bolesť ramena
- podráždenia v oblasti ramena
- poranenia šliach a svalov bicepsu
- zadná luxácia ramena

Spôsob účinku

- znehybňuje a odľahčuje ramenný kĺb v uhle abdukcie 15°
- zmierňuje bolesti



	S	M	L	
Dĺžka predlaktia A	29-34	35-37	38-41	cm

50A10 Omo Immobil

Kód ŠÚKL : J69941



Indikácie

- zadná luxácia ramena
- nestabilita ramena
- osteoporóza po subkapitálnej fraktúre humeru
- implantácia ramennej protézy
- plastika rotátorovej manžety

Spôsob účinku

- znehybňuje a odľahčuje ramenný kĺb v uhloch 0°, 15°, 30°, 60° alebo 90°-stupňovej abdukcie
- zmierňuje bolesti



	S	M	L	
Výška postavy	150-165	165-175	Od~175	cm

50A3 Epi Forsa Plus

Kód ŠÚKL : J78502



Indikácie

- Epicondylitis humeri radialis (tenisový lakeť)
- Epicondylitis humeri ulnaris (golfový lakeť)

Spôsob účinku


- lokálne odľahčuje tkanivo šliach na epikondyle
- cielená a dávkovaná kompresia svalstva na predlaktí
- podporuje hyperémiu masážou
- zmierňuje bolesti

Veľkosť

Univerzálna

9015 Elbow support

Kód ŠÚKL : J78504



Indikácie

- Epicondylitis humeri radialis (tenisový lakeť)
- Epicondylitis humeri ulnaris (golfový lakeť)

Spôsob účinku

- lokálne odľahčuje tkanivo šliach na epikondyle
- cielená a dávkovaná kompresia svalstva na predlaktí
- zmierňuje bolesti


Veľkosť

Univerzálna

Úhrada ZP: 5,17 €
Doplatok pacienta: 3,79 €

50A7 Epi Sensa

Kód ŠÚKL : J81787




Indikácie

- podráždenia v oblasti lakťového kĺbu
- Epicondylitis humeri radialis (tenisový lakeť)
- Epicondylitis humeri ulnaris (golfový lakeť)
- tendomyopatie v oblasti lakťa
- ochorenia a poranenia mäkkých tkanív (napr. chronická burzitída)
- kĺbové výpotky a periartikulárne opuchy (napr. pri artróze alebo artritíde)

Spôsob účinku


- odľahčuje lakťový kĺb a optimalizuje jeho funkciu
- stimuluje propriorepciu
- podporuje senzomotoriku
- aktivizuje svalovú stabilizáciu
- kontinuálne optimalizuje kompresiu mäkkých tkanív
- podporuje resorpciu edémov a hematómov
- zmierňuje bolesti



	XS	S	M	L	XL	XXL	
Obvod predlaktia	17.0-19.0	19.0-21.0	21.0-23.0	23.0-25.5	25.5-28.0	28.0-31.0	cm

50A4 Rhizo Forsa

Kód ŠÚKL : J78484



Indikácie

- podráždenie v oblasti metakarpálnych a metakarpofalangeálnych kĺbov
- poranenie postranných väzov MCP kĺbov palca (lyžiarsky palec)
- distorzie palca
- rizartróza

Spôsob účinku

- stabilizácia a odľahčenie kĺbov palca
- zmierňuje bolesti




Strana
L/P

	S	M	
Obvod zápästia	13.0-16.5	16.5-20.5	cm

4032 Manu Direxa Basic W&T

Kód ŠÚKL : J78480




Indikácie

- podráždenie v oblasti zápästia a palca
- distorzie
- subluxácie/luxácie
- tendopatie
- Quervainova choroba
- rizartróza
- syndróm karpálneho tunela

Spôsob účinku

- podporuje a stabilizuje zápästný kĺb a kĺby palca
- zmierňuje bolesti




*ukončenie výroby dňa 31.12.2018

Strana
L/P

	XS-S	M-L	XL-XXL	
Obvod zápästia	14-16	16-18.5	18.5-22	cm

4030 Manu Direxa Basic

Kód ŠÚKL : J69931



Indikácie

- podráždenia v oblasti zápästného kĺbu
- distorzie
- subluxácie/luxácie
- tendopatie
- artróza zápästného kĺbu
- syndróm karpálneho tunela

Spôsob účinku

- podporuje stabilizáciu zápästného kĺbu
- zmierňuje bolesti



*ukončenie výroby dňa 31.12.2018


Strana
L/P

	XS-S	M-L	XL-XXL	
Obvod zápästia	14-16	16-18.5	18.5-22	cm

50P13 Manu Sensa

Kód ŠÚKL : J83703

Úhrada ZP: 13,68 €
Doplatok pacienta: 10,08 €



Indikácie

- podráždenie (napr. tendovaginitída, tendomyopatie, ľahké kĺbové výpotky, postraumatické distorzie, pooperačné, reaktívne podráždenia a artralgie)
- reumatoidná artritída
- syndróm karpálneho tunela
- degeneratívne ťažkosti zápästia (artróza)
- pocit nestability

Spôsob účinku

- odľahčuje zápästný kĺb a optimalizuje jeho funkciu
- stimuluje propriorepciu
- podporuje senzomotoriku
- aktivuje svalovú stabilizáciu
- kontinuálne optimalizuje kompresiu mäkkých tkanív
- podporuje resorpciu edémov a hematómov
- obmedzuje pohyb zápästného kĺbu v palmárnom smere
- zmierňuje bolesti



Strana	XS	S	M	L	XL	XXL	
L/P	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	cm
	Obvod zápästia						

4055 Manu ComforT

Kód ŠÚKL : J81778

Úhrada ZP: 13,68 €
Doplatok pacienta: 6,74 €



Indikácie

- nestabilita zápästného kĺbu
- podráždenie v oblasti zápästného kĺbu
- distorzie
- subluxácie/luxácie
- syndróm karpálneho tunela
- tendovaginitída v oblasti ruky
- artróza zápästného kĺbu

Spôsob účinku

- stabilizuje a odľahčuje zápästný kĺb
- zmierňuje bolesti




Strana	XS-S	M-L	XL-XXL	
L/P	13-16	16-19	19-23	cm
	Obvod zápästia			

50P10 Manu Immobil

Kód ŠÚKL : J81788

Úhrada ZP: 0,00 €
Doplatok pacienta: 26,57 €



Indikácie

- fraktúry a luxácie ruky/zápästného kĺbu
- operácie zápästného kĺbu, zápästia a záprstia
- podráždenie v oblasti zápästného kĺbu
- syndróm karpálneho tunela
- artróza zápästného kĺbu
- masívna distorzia

Spôsob účinku

- imobilizuje zápästný kĺb vo funkčnej polohe
- zmierňuje bolesti

Strana	Veľkosť
L/P	Univerzálna

Výdajňa - ortopedicko-protetických pomôcok

Otváracia doba: **Po - Pia od 8:00 do 16:00**

Objednajte sa vopred: **+421 2 3278 2070**



Mgr. Veronika Kiššová
Odborný zástupca výdajne
ortopedicko-protetických pomôcok

mob.: +421 918 744 507
e-mail: veronika.kissova@ottobock.sk

Výber správneho ortotického riešenia a vybavenie
ortézou nechajte na nás! Príďte priamo k nám do
výdajne v Bratislave na dole uvedenú adresu!

Váš regionálny predajca:



KONZULTÁCIE - odborné poradenstvo



Mgr. Nataša Bancíková
Vedúci oddelenia ortotiky

mob.: +421 918 956 449
e-mail: natasa.bancikova@ottobock.sk

DISTRIBÚCIA - objednávky (prijímame iba písomne)

E-mail: **info@ottobock.sk** | Fax: **02/327 82 089**



Ing. Martin Jánošík
Vedúci oddelenia
fakturácie a logistiky

mob.: +421 905 720 970
e-mail: martin.janosik@ottobock.sk

Otto Bock Slovakia s.r.o.

Röntgenova 26 · 851 01 Bratislava 5 · Slovak Republic

Phone +421 2 32 78 20 70 · Fax +421 2 32 78 20 89

e-mail: info@ottobock.sk · www.ottobock.sk

Infolinka: 0915 090 060