

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Donneur d'ordre

N° de client

Nom

Rue, no

CP, lieu

Nom _____

Date _____

Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no

CP, lieu

Kom.

Signature _____

Devis



Propulsion

La figure montre des options

Commande



Roues centrales motrices

La figure montre des options

Demande pour fabrication spéciale



Traction

La figure montre des options

Configuration de base

Référence : 490E75=0_AE02_C

Prix : CHF 13'684.-

Prix de vente recommandés en CHF
valables à partir du 01-01-2026, hors TVA

- Electronique R-net/TEN° (120 A)
- 10 km/h
- Batteries gel 63 Ah (C5)
- Chargeur 12A
- Prise externe type USB
- Suspension sur les roues motrices
- Toile de dossier réglable en tension
- Siège standard
- Coussin d'assise
- Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur
- Palettes repose-pieds séparées, plastique
- Ceinture de sécurité avec boucle de fermeture
- Pneu anti-crevaisson

Charge maximal : 160 kg (configuration de base)

Poids total max 320 kg (fauteuil roulant et charge utile)

En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi / manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi / manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

Les options supplémentaires montées sur le fauteuil roulant électrique peuvent réduire la charge maximale.

Veuillez respecter le poids total autorisé indiqué sur la plaque signalétique.

Les codes de numérotation indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.

Veuillez utiliser à cet effet le [catalogue des pièces de rechange](#).


Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Données de base (informations facultatives)

Sexe masculin féminin divers

Indication



Données obligatoires*

Taille de la personne [cm]

Poids corporel [kg]

1 Largeur d'assise [cm]

2 Profondeur d'assise [cm]

3 Profondeur du torse [cm]

4 Hauteur accoudoirs [cm]

5 Hauteur des aisselles [cm]

6 Hauteur des épaules [cm]

7 Hauteur de sommet [cm]

8 Longueur avant-bras jusqu'au centre de la main [cm]

9 Largeur du torse [cm]

10 Longueur du bas de jambe [cm]

* Ces informations ont pour but de contribuer à un réglage des produits orienté vers l'utilisateur. Ottobock garantit la confidentialité et l'usage strictement interne de ces données.

Classification du produit

| | | |
|-------|---|---|
| EA002 | Catégorie B (In/Outdoor) (éclairage électrique obligatoire en Europe) | – |
|-------|---|---|

Roues motrices

| | | |
|-------|---|---|
| EA004 | Traction - roues avant motrices (FWD), conditionnel EF023 Module gyroscopique | – |
| EA005 | Propulsion (RWD) | – |
| EA006 | Roues centrales motrices (MWD) | – |

Poids max. utilisateur (Utilisateur + bagages personnels, nécessaires pour l'ajustement de la suspension du châssis)

| 70 kg | 75 kg | 100 kg | 113 kg | 125 kg | 140 kg | 160 kg |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

Taille de châssis

| | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EA008 | Taille 2 (largeur hors tout 64 cm, charge max. 160 kg) | – |
|---|--|---|

Système d'assise

| | | |
|-------|--|-------|
| EC001 | Assise standard junior (charge max. 75 kg) pas en combinaison avec coussins et dossiers contour | 213.– |
| EC002 | Petite assise standard (charge max. 140 kg) | – |
| EC003 | Grande assise standard (charge max. 160 kg) | – |
| EC004 | Assise standard XL (charge max. 160 kg) | 213.– |
| EC005 | VAS (Vario Adjust Seat) | 597.– |

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Réglage pour assise standard Junior

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| Largeur d'assise (SB) en cm | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Profondeur d'assise (ST) en cm | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Hauteur du dossier (RH) 47 cm (réglable à 42 cm ou 37 cm) | | | | |

Réglages pour Petite assise standard

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
| Largeur d'assise (SB) en cm | 38 | 40 | 42 | | |
| Profondeur d'assise (ST) en cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm) | | | | | |

Réglages pour Grande assise standard

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
| Largeur d'assise (SB) en cm | 44 | 46 | 48 | | |
| Profondeur d'assise (ST) en cm | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm) | | | | | |

Réglages pour assise standard XL

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
| Largeur d'assise (SB) en cm | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Profondeur d'assise (ST) en cm | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm) | | | | | |

Réglages pour VAS

| | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|
| Largeur d'assise (SB) en cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| | 50 | 52 | 54 | | | |
| Profondeur d'assise (ST) en cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 53 cm, 51 cm ou 45 cm) avec ED060/ED061 jusqu'à une hauteur de dossier de 70 cm, voir page 8 | | | | | | |

Aperçu des types des assises, des largeurs et des profondeurs d'assise

| Assise | Largeur d'assise SB [cm] | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Standard Junior | | | | | | | | | | | | | |
| Standard petite | | | | | | | | | | | | | |
| Standard grand | | | | | | | | | | | | | |
| Standard XL | | | | | | | | | | | | | |
| VAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Profondeur d'assise ST [cm] | | | | | | | | | | | | |
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Standard Junior | | | | | | | | | | | | | |
| Standard petite | | | | | | | | | | | | | |
| Standard grand | | | | | | | | | | | | | |
| Standard XL | | | | | | | | | | | | | |
| VAS | | | | | | | | | | | | | |

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

| | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| Longueur de tibia UL | | cm (15 ... 54 cm) (sans coussin) | |
| Coussin d'assise (possible uniquement en combinaison avec siège standard ou VAS) | | | No. tarifaire |
| EC011 | Sans coussin d'assise | | – |
| EC012 | Coussin d'assise, housse noire (épaisseur 5 cm) | | – |
| EC013 | Coussin d'assise avec housse anti-incontinence (épaisseur 5 cm) | 70.145.000 | 76.– |
| EC034 | Livo (charge max. 125 kg ; épaisseur 5 cm) | 70.141.000 | 133.– |
| EC035 | Evoflair (charge max. 200 kg ; épaisseur 8 cm) | 70.142.000 | 439.– |
| EC014 | Terra (charge max. 150 kg ; épaisseur 6 cm) | 70.142.000 | 344.– |
| EC015 | Terra Aquos (charge max. 150 kg ; épaisseur 6 cm) | 70.142.000 | 395.– |
| EC016 | Terra Flair (charge max. 150 kg ; épaisseur 6 cm) | 70.143.000 | 691.– |
| EC018 | Cloud (épaisseur 11 cm) | 70.143.000 | 1'037.– |
| EC020 | Contour, à profil plat, revêtement Dartex® (épaisseur 7 cm) | 70.142.000 | 344.– |
| EC021 | Contour, à profil profond, revêtement Dartex® (épaisseur 9 cm) | 70.142.000 | 344.– |
| Pour plus d'informations sur les autres coussins d'assise, veuillez consulter notre brochure sur les coussins d'assise. | | | |
| Accessoires pour coussin d'assise Contour avec revêtement en tissu Dartex® | | | |
| EC039 | Protection contre l'incontinence (mise en place par un revendeur spécialisé) | 70.145.000 | 48.– |
| Version dossier / avec profil (possible uniquement en combinaison avec une assise standard ou VAS) | | | |
| ED032 | Sans toile de dossier | | – |
| ED033 | Toile de dossier réglable en tension | | – |
| ED034 | Dossier Contour, à profil plat, revêtement Dartex® (réduction de la profondeur d'assise de 2 cm) | | 411.– |
| ED035 | Dossier Contour, à profil profond, revêtement Dartex® (réduction de la profondeur d'assise de 2 cm) | 70.136.000 | 411.– |
| ED050 | Dossier Contour, à profil plat AD, revêtement Dartex® (réglable, réduction de la profondeur d'assise de 2 cm) uniquement en combinaison avec assise VAS | | 480.– |
| ED051 | Dossier Contour, à profil profond AD, revêtement Dartex® (réglable, réduction de la profondeur d'assise de 2 cm) uniquement en combinaison avec assise VAS | 70.136.000 | 480.– |
| ED036 | Dossier Baxx Flat Top en alu (charge maximale 113 kg, sans découpe pour les épaules, accessoires de montage Point-PRO, réduction de la profondeur d'assise d'environ 2 cm, uniquement en combinaison avec assise VAS ; uniquement en combinaison avec assise VAS) | 70.131.000 | 1'010.– |
| Accessoires pour dossier Contour (uniquement possible en combinaison avec un rembourrage de dossier plat ou à contours profonds) | | | |
| ED039 | Guides latéraux (possible uniquement en combinaison avec le rembourrage de dossier à profil profond) | 70.135.000 | 128.– |
| ED040 | Support lombaire | | 107.– |
| Hauteur dossier Baxx (possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx Flat Top en alu) | | | |
| ED041 | Haute (18"/46 cm) | | – |
| ED042 | Extra haute (20"/51 cm) | | – |

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Galbe pour dossier Baxx (possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx Flat Top en alu)

| | | |
|-------|--------------------------|-------|
| ED043 | Actif (2,5"/6 cm) | – |
| ED044 | Profond (4"/10 cm) | 68.– |
| ED045 | Extra profond (6"/15 cm) | 149.– |

Couleurs pour dossier Baxx (possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx Flat Top en alu)

| | | | | | |
|-------|-------------------------------|---|-------|---------------------------|---|
| ED014 | Candy rouge | – | EDM51 | Orange (structure) | – |
| ED016 | Gris clair métallique | – | EDM52 | Citron vert (structure) | – |
| ED023 | Blanc RAL 9016 | – | EDM53 | Cerise cordia (structure) | – |
| EDM48 | Noir obsidienne (structure) | – | EDM54 | Gris galet (structure) | – |
| EDM49 | Granit métallique (structure) | – | EDM55 | Myrtille (structure) | – |
| EDM50 | Aubergine (structure) | – | | | – |

Inclinaison d'assise (pré-inclinaison)

| | | |
|-----|--|---|
| -3° | (possible uniquement avec la propulsion arrière ; combinaison de la propulsion arrière et du VAS pas possible) | – |
| 0° | | – |
| 3° | | – |
| 6° | charge maximale 160 kg | – |
| 9° | charge maximale 160 kg | – |

Réglage électrique de l'assise (uniquement possible en combinaison avec l'inclinaison d'assise 0°)

| | | No. tarifaire | |
|-------|---|--------------------------|---------|
| EC025 | Bascule d'assise électrique 45° compensation du centre de gravité - pas en combinaison avec une charge max. > 70 kg, VAS et UL 23 cm - pas en combinaison avec une charge max. > 140 kg, propulsion arrière, siège standard grand ou XL et ST 44 cm | 60.554.000 | 1'722.– |
| EC026 | LIFT électrique, réglage électrique de la hauteur d'assise, 35 cm - pas en combinaison avec une charge max. > 70 kg, VAS et UL 23 cm - pas en combinaison avec une charge max. > 140 kg, propulsion arrière, siège standard grand ou XL et ST 44 cm ; pas en combinaison avec l'aide à la montée des bords | 70.353.000 | 3'061.– |
| EC027 | Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité + LIFT électrique, ajustable en hauteur jusqu'à 35cm - pas en combinaison avec une charge max. > 70 kg, VAS et UL 23 cm - pas en combinaison avec une charge max. > 140 kg, propulsion arrière, siège standard grand ou XL et ST 44 cm ; pas en combinaison avec l'aide à la montée des bords | 60.554.000 70.353.000 | 4'435.– |
| EC033 | Sans | | – |

Accessoires pour réglage électrique de l'assise

| | | |
|-------|---|-------|
| ES307 | Stabilisation pour le réglage électrique de la hauteur d'assise | 105.– |
|-------|---|-------|

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

| Hauteur d'assise (avec inclinaison d'assise de 0°, sans coussin d'assise, sans charge utile/sans personne) SH >= UL + 3 cm | | | | | | | | | | |
|---|----|--|--|--|-----------------|--------------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|
| RWD, MWD Taille 2 | cm | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Remarques et exclusions | | 21.0) 21.4) jusqu'à 21.6) 21.9) 21.10) | 21.0) 21.5) jusqu'à 21.7) 21.9) 21.10) 21.15) | 21.0) 21.5) 21.6) 21.15) 21.16) | 21.0) 21.15) | 21.0) 21.6) 21.15) | 21.0) 21.6) | 21.0) 21.6) | 21.0) 21.6) 21.13) | 19.3) 21.0) 21.6) 21.8) 21.13) |
| Assise standard | | | | | | | | | | |
| Vario Adjust Seat (VAS) | | | | | | | | | | |
| Assise standard ; basculement 45° | | | | | | | | | | |
| Vario Adjust Seat (VAS) ; bascul. 45° | | | | | | | | | | |
| Assise standard ; basculement 45° & réglage de la hauteur d'assise | | | | | | | | | | |
| Vario Adjust Seat (VAS) ; basculement 45° & réglage de la hauteur d'assise | | | | | | | | | | |
| Hauteur d'assise mesurée du sol au bord supérieur de la plaque d'assise, à 0° d'inclinaison, sans soulèvement du siège et sans coussin d'assise. La hauteur d'assise spécifiée sera inférieure d'au moins 1 cm sous charge. | | | | | | | | | | |
| Remarques et exclusions 19.3) Pas en combinaison avec roues centrales motrices (MWD) 21.0) SH >= UL +3 cm 21.4) Pas en combinaison avec propulsion arrière et assise standard 21.5) Pas en combinaison avec basculement 45° 21.6) Pas en combinaison avec réglage de la hauteur d'assise 35 cm ou réglage de la hauteur d'assise 35 cm avec bascule d'assise à 45° 21.7) Pas en combinaison avec propulsion arrière et Grande assise standard ou le assise standard XL et l'inclinaison d'assise -3 21.8) Pas en combinaison avec assise standard et basculement 45° non évalué 21.9) Pas en combinaison avec traction centrale et Grande assise standard ou assise standard XL 21.10) Pas en combinaison avec traction centrale et Petite assise standard 21.13) Pas en combinaison avec inclinaison d'assise -3° 21.15) Pas en combinaison avec charge max. > 70 kg, châssis taille 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 48 cm et UL 23 cm 21.16) Pas en combinaison avec charge max. > 70 kg, châssis taille 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 50 cm ou 52 cm ou 54 cm et UL 23 cm | | | | | | | | | | |

Réglage de l'angle du dossier (impératif en association avec assise standard ou VAS)

| | | | |
|-------|---|------------|---------|
| ED046 | Mécanique par crans (assise standard: 0/10/20/30° ou -9/1/11/21° ; VAS: 5/0/10/20/30° ; possible uniquement en combinaison avec une assise standard ou VAS) | | – |
| ED047 | Electrique (assise standard 30°; VAS de -5° à 30°) | 60.551.000 | 1'594.– |

Kit de montage pour appui-tête/nuque

| | | | |
|-------|--|--|-------|
| EL001 | Col de cygne | | 195.– |
| EL002 | Multi axes, coudé | | 163.– |
| EL003 | Multi axes, droit | | 153.– |
| EL031 | UniLink support appui-tête, multi axes (uniquement pour les appui-tête Advanced line, pas en combinaison avec EL006, EL007, EL013 à EL016) | | 531.– |

Accessoires UniLink (peut être utilisé pour compenser la distance en cas de position cyphotique de la tête)

| | | | |
|-------|------------------------------------|--|-------|
| EL039 | UniLink élément d'extension, 38 mm | | 122.– |
| EL038 | UniLink élément d'extension, 50 mm | | 122.– |
| EL040 | UniLink élément d'extension, 75 mm | | 122.– |

Appui-tête/-nuque (uniquement en combinaison avec kit de montage pour appui-tête/nuque)

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Care line uniquement en combinaison avec EL001 / EL002 / EL003

| | | |
|-------|--|-------|
| EL006 | Appuie-tête, petit (PU) | 133.– |
| EL007 | Appuie-tête, large (PU) | 133.– |
| EL013 | Supports tête-nuque combinés, petit (PU) | 128.– |
| EL014 | Supports tête-nuque combinés, large (PU) | 128.– |
| EL015 | Supports tête-nuque en forme X, petit (PU) | 154.– |
| EL016 | Supports tête-nuque en forme X, large (PU) | 154.– |

Advanced line

| | | |
|-------|--------------------------------|-------|
| EL033 | Comfort Plus, taille S | 281.– |
| EL034 | Comfort Plus, taille M | 281.– |
| EL035 | Comfort Plus, taille L | 281.– |
| EL036 | Combo (en 3 parties), taille S | 503.– |
| EL037 | Combo (en 3 parties), taille L | 503.– |

Ceintures (Indication obligatoire en relation avec la catégorie B)

No. tarifaire

| | | |
|-------|---|------------------|
| EP001 | Ceinture de sécurité standard | – |
| EP002 | Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle métallique | 70.112.000 233.– |
| EP003 | Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle plastique | 70.112.000 233.– |
| EP020 | Ceinture à 2 points, enroulable, fermeture en métal (fermeture du côté du joystick) non compatible avec assise Junior non compatible avec assise standard petit et profondeur (ST) < 42 cm et largeur (SB) > 38 cm | 70.112.000 341.– |

Harnais poitrine / épaules

| | | |
|-------|------------------------------------|-------|
| EP005 | Harnais dynamique, taille S | 254.– |
| EP006 | Harnais dynamique, taille M | 254.– |
| EP007 | Harnais dynamique, taille L | 254.– |
| EP008 | Harnais thoracique, taille S | 240.– |
| EP009 | Harnais thoracique, taille M | 240.– |
| EP010 | Harnais thoracique, taille L | 240.– |
| EP011 | Harnais Slimline Sternum, taille S | 277.– |
| EP012 | Harnais Slimline Sternum, taille M | 277.– |
| EP013 | Harnais Slimline Sternum, taille L | 277.– |
| EP014 | Harnais épaule, taille S | 268.– |
| EP015 | Harnais épaule, taille M | 268.– |
| EP016 | Harnais épaule, taille L | 268.– |

Accessoires VAS

No. tarifaire

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

| | | | |
|-------|---|------------|-------|
| ED048 | Poignées de poussée | | 128.– |
| ES302 | Supports latéraux de cuisse, taille M 1 paire de repose-cuisses latéraux extérieurs avec matériel de montage UniLink réglable sur plusieurs axes (charge max. 140 kg) | 70.113.000 | 980.– |
| ES303 | Supports latéraux de cuisse, taille S 1 paire de repose-cuisses latéraux extérieurs avec matériel de montage UniLink réglable sur plusieurs axes (charge max. 140 kg) | 70.113.000 | 980.– |

Extension de dossier pour VAS

| | | | |
|-------|--|--|-------|
| ED060 | 15 cm (pas en combinaison avec ED048, ED050, ED051 et ED036 Flat Top) | | 580.– |
| ED061 | 15 cm avec traverse (pas en combinaison avec ED048, ED050, ED051 et ED036 Flat Top) | | 820.– |

Accoudoirs

| | | | |
|-------|---|--|-------|
| EE023 | Standard | | – |
| EE024 | Relevable (largeur d'assise effective (+/- 1 cm par côté) sur assise standard petit SB 42 cm, assise standard grand SB 48 cm, assise standard XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (charge max. 125 kg, pas en combinaison avec assise standard Junior EC001) - pas en combinaison avec Petit assise standard largeur SB 38 ou 40 cm - pas en combinaison avec Grande assise standard largeur SB 44 ou 46 cm - pas en combinaison avec assise standard XL largeur SB 50 ou 52 cm | | 136.– |
| EE026 | Renforcé - uniquement en combinaison avec VAS - non compatible avec les supports latéraux de cuisse - uniquement en combinaison avec une profondeur d'assise de 48 cm minimum - charge maximale 125 kg | | 110.– |

Il est possible de commander des coussins pour l'accoudoir et le protège-vêtements dans le catalogue des pièces de rechange.

Manchettes pour accoudoirs

| | | | |
|-------|-----------------------------------|--|------|
| EE060 | Manchettes courtes (27 cm) | | – |
| EE061 | Manchettes longues (37 cm) | | 65.– |

Repose-jambes

| | | No. tarifaire | |
|-------|---|------------------|---------|
| EB001 | Standard - pas en combinaison avec charge max. >75 kg, VAS et UL 23 cm | | – |
| EB002 | Repose-pieds relevable mécaniquement, avec compensation de longueur (charge max. 140 kg, pas disponible pour UL < 21 cm) - pas en combinaison avec VAS, ST 38 cm et accoudoirs relevables | 2x 70.151.000 | 756.– |
| EB003 | Repose-pieds relevable électroniquement, avec compensation de longueur et contrôlable séparément (pas disponible pour UL < 21 cm ; charge max. 140 kg) - pas en combinaison avec VAS, ST 38 cm et accoudoirs relevables | 70.152.000 | 2'308.– |
| EB004 | Repose-pieds relevable électroniquement, avec compensation de longueur et contrôlables conjointement (pas disponible pour UL < 21 cm) | 70.152.000 | 2'308.– |
| EB013 | Repose-jambes avec fixation centrale | | 922.– |
| EB005 | Sans repose-jambes | | – |

Repose-pieds

| | | | |
|-------|---|--|-------|
| EB006 | Palettes repose-pieds séparées, en composite (équipement de base sur EB001 ; charge max. 140 kg ; non disponible sur les repose-jambes relevables) | | – |
| EB007 | Palettes repose-pieds séparées, aluminium | | 156.– |
| EB009 | Palette repose-pieds monobloc en aluminium | | 195.– |

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Accessoires repose-jambes

| | | |
|-------|---|-------|
| EB010 | Protections de genoux pour repose-jambes mécaniques et électriques (la paire) | 180.– |
| EB017 | Verrouillage pour palette repose-pieds monobloc uniquement en combinaison avec EB009 | 85.– |
| EB022 | Repose-moignon, droites uniquement en combinaison avec EB011 | 874.– |
| EB023 | Repose-moignon, gauche uniquement en combinaison avec EB011 | 874.– |

Batterie

| | | |
|---|------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EU032 | Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) | – |
|---|------------------------------|---|

Chargeurs de batterie

| | | |
|-------|--|---|
| EU040 | Sans chargeur | – |
| EU044 | Chargeur 10A, sans ventilateur (IP54) | – |
| EU046 | Chargeur 10A, avec ventilateur | – |
| EU042 | Chargeur 12A, avec prise de charge externe incl. (magnétique, montage côté droite) | – |

Prise de charge externe

| | | |
|-------|---|-------|
| EU043 | Prise de charge externe (magnétique, côté de montage à droite ; uniquement pour sans chargeur EU040 ; recommandé si un chargeur 12 A est déjà disponible) | 240.– |
|-------|---|-------|

Amortisseurs roues directionnelles

| | | |
|---|-------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EF001 | Avec amortisseurs | – |
|---|-------------------|---|

Roues directionnelles

| | | No. tarifaire | |
|-------|---|---------------|---|
| EF003 | 6" roues directionnelles PU Confort (uniquement pour MWD) | 60.556.000 | – |
| EF005 | 9" pneu, anti-crevaisson | | – |
| EF006 | 9" bandage | 60.556.000 | – |
| EF007 | 10" pneu, anti-crevaisson | | – |
| EF008 | 10" bandage | 60.556.000 | – |

Roues motrices

| | | |
|-------|---------------------------|------------|
| EG001 | 14" pneu, anti-crevaisson | – |
| EG002 | 14" bandage | 60.556.000 |

Couleur des pneus

| | | |
|-------|------|---|
| EG011 | Gris | – |
| EG012 | Noir | – |

Profil des pneus

| | | |
|-------|---|---|
| EG013 | Rainurés (pour FWD et RWD uniquement avec pneu gris / MWD en gris et noir) | – |
| EG014 | Crampons (pas en combinaison avec MWD) | – |
| EG015 | Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons (pour FWD et RWD uniquement avec pneu gris / MWD en gris et noir) | – |

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Teintes de châssis

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|-----|---------------------------|---|
| 014 | Candy rouge | – | 051 | Orange (structure) | – |
| 016 | Gris clair métallique | – | 052 | Citron vert (structure) | – |
| 023 | Blanc RAL 9016 | – | 053 | Cerise cordia (structure) | – |
| 048 | Noir obsidienne (structure) | – | 054 | Gris galet (structure) | – |
| 049 | Granit métallique (structure) | – | 055 | Myrtille (structure) | – |
| 050 | Aubergine (structure) | – | | | – |

Accessoires de châssis

| | | | |
|-------------------------------------|-------|---|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EA010 | Garde-boue roues motrices (incl. avec traction FWD ; pas en combinaison avec propulsion RWD, VAS et SH 43 cm) | – |
| | EA011 | Garde-boue roues directionnelles | 68.– |

Verrouillage des roues directionnelles

| | | |
|-------|---|-------|
| EF020 | Verrouillage mécanique (seulement en combinaison avec garde-boue roues motrices EA010 et directionnelles EA011) | 552.– |
|-------|---|-------|

Accessoires de sécurité de châssis

| | | |
|-------|--|-------|
| ES002 | Kit de transport en véhicule avec utilisateur (pas en combinaison avec Baxx Flat Top ED036 ; charge max. 140 kg) | 227.– |
| ES013 | Set de montage pour Dahl-Dockingstation (pas en combinaison avec Baxx Flat Top ED036 ; charge max. 140 kg) | 183.– |

Accessoires en général

| | | No. tarifaire | |
|-------|---|---------------|-------|
| ES003 | Pochette pour téléphone portable | | 48.– |
| ES004 | Porte-bagage | | 438.– |
| ES005 | Porte-canne | 60.512.000 | 151.– |
| ES006 | Rétroviseur (montage en face du côté opposé au joystick ou mécanisme de pivotement pour la commande centrale de table (TMS) ou module de table TEN° ; pas en combinaison avec la tablette thérapeutique) | 60.555.000 | 162.– |
| ES007 | Kit outil | | 58.– |
| ES010 | Porte-bouteilles | | 41.– |
| ET001 | Klaxon externe | | 243.– |
| ES012 | Tablette thérapeutique (Mécanisme de pivotement du côté opposé au joystick ; pas en combinaison avec le rétroviseur ES006) | 70.161.000 | 692.– |
| ES023 | Porte-sac à dos | | 121.– |
| ES305 | Sac à dos avec logo Ottobock | | 102.– |
| ES306 | Poche de rangement pour sondes urinaire grande | | 63.– |
| ES024 | Cadre de protection pour boîtier de commande | | 93.– |
| ES300 | Poignée de transfert, gauche - uniquement possible en combinaison avec des accoudoirs relevables - non compatible avec les cale-cuisses - non compatible avec assises standard petits et profondeur d'assise inférieurs à 42 cm - non compatible avec la combinaison assise standard petit et inclinaison du siège 45°, avec lift 35 cm ou lift 35 cm avec inclinaison du siège 45° possible - non compatible avec la combinaison d'un VAS et d'une profondeur de siège inférieure à 46 cm | | 110.– |

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Poignée de transfert, droite | | |
| - uniquement possible en combinaison avec des accoudoirs relevables | | |
| - non compatible avec les cale-cuisses | | |
| - non compatible avec assises standard petits et profondeur d'assise inférieurs à 42 cm | | |
| - non compatible avec la combinaison assise standard petit et inclinaison du siège 45°, avec lift 35 cm ou lift 35 cm avec inclinaison du siège 45° possible | | |
| - non compatible avec la combinaison d'un VAS et d'une profondeur de siège inférieure à 46 cm | | |
| ES301 | | 110.– |
| Prise d'alimentation externe, droit (avant droit à côté de l'interrupteur à fusible) | | |
| ET002 | 12 V | 480.– |
| ET003 | 24 V | 210.– |
| Prise d'alimentation externe, gauche (avant gauche à côté de l'interrupteur à fusible) | | |
| ET005 | 12 V | 480.– |
| ET006 | 24 V | 210.– |
| Prise d'alimentation externe type USB | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | droit ET004 | gauche ET007 |
| | | – |
| Eclairage LED complet | | |
| ES021 | Éclairage électrique conforme au StVZO | 682.– |
| Electronique | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EU053 | R-net/TEN° (120 A) Module power |
| | | – |
| Boîtier de commande / Module de table | | No. tarifaire |
| EU079 | R-net LED Module manuel | – |
| EU065 | TEN° Module manuel, couleur standard Shimano mat | – |
| 13650.001 | R-Net Colour Joystick (493U65=SK113 Fabrication spéciale) | – |
| EU063 | TEN° (120A) Module de table, réversible électriquement (y compris 1 bouton Piko pour le pivotement) Remarque: Le klaxon fourni peut être perçu comme trop silencieux, Ottobock recommande l'utilisation d'un klaxon externe si aucun TEN° display n'est utilisé. Pas en combinaison avec la table thérapeutique ou le rétroviseur. | 70.401.000 |
| | | 3'329.– |
| Joystick pour module de table TEN° | | No. tarifaire |
| EU116 | Force opérante 250 g | 70.401.000 |
| | | – |
| EU117 | Force opérante 120 g | 70.401.000 |
| | | 2'541.– |

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Touches externes (Connexion pour boîtier de commande TEN° ou au module de table ; possible uniquement en combinaison avec l'unité de commande TEN° (120A) ou le module de table TEN°, réversible électriquement)

No. tarifaire

| | | | |
|-------|---|------------|---------|
| EU067 | 2 Boutons Piko Ø 50 mm (1x rouge et 1x noir) | 70.401.000 | 289.– |
| EU068 | 2 Boutons Piko Ø 30 mm (1x rouge et 1x noir) | 70.401.000 | 289.– |
| EU097 | Module à touches (pour les fonctions électriques du siège, montage en face du côté de la boîtier de commande) | 70.401.000 | 1'294.– |
| EU098 | Module à touches (pour les fonctions électriques du siège) avec 1 bouton Piko Ø 30 mm (à monter sur le boîtier de commande TEN°, bouton Piko rouge pour marche/arrêt) | 70.401.000 | 1'363.– |
| EU099 | Module à touches (pour les fonctions électriques du siège) avec 1 bouton Piko Ø 50 mm (à monter sur le boîtier de commande TEN°, bouton Piko rouge pour marche/arrêt) | 70.401.000 | 1'363.– |

Support boîtier de commande

| | | | |
|-------|---|--|-------|
| EU071 | Support boîtier de commande escamotable et réglable en hauteur | | – |
| EU072 | Support boîtier de commande escamotable et réglable en hauteur 9,5 cm | | – |
| EU440 | Support boîtier de commande enfichable , escamotable et ajustable en hauteur sur 6 cm | | 480.– |
| EU441 | Support boîtier de commande enfichable , escamotable et ajustable en hauteur sur 14 cm | | 480.– |

Matériel de montage côté table pour module de table TEN°

No. tarifaire

| | | | |
|-------|---|------------|---------|
| ES014 | Matériel de montage côté table pour module de table TEN°, montage central du module de table TEN° | 70.161.000 | 1'102.– |
| ES015 | Tablette thérapeutique (sans découpe) avec support, y compris schéma pour module de table TEN° (pour placement individuel par le revendeur) | 70.161.000 | 826.– |
| ES016 | Uniquement support, avec schéma pour module de table TEN° inclus (pour placement individuel par le revendeur) | 70.161.000 | 630.– |
| ES017 | Schéma pour module de table TEN° (pour placement individuel par le revendeur) | | 120.– |

Côté de montage du module manuel ou de la table

| | | | |
|--|---------------|--|--|
| | Droite | | |
| | Gauche | | |

Accessoire pour joystick

| | | | |
|-------|--|--|-------|
| EU080 | Embout de joystick en U pour tétraplégique (largeur de main de 70 à 90mm) | | 144.– |
| EU081 | Stick S80 (poignée de joystick spéciale 80 mm) | | 87.– |
| EU082 | Soft Ball, embout en mousse, noir | | 185.– |
| EU083 | Embout balle de golf, petit (Ø 43 mm) | | 108.– |
| EU084 | Embout balle de golf, grand (Ø 48 mm) | | 216.– |
| EU085 | Soft balls (Ø 30 mm, 2 pièces) | | 87.– |

Module pour commandes spéciales R-net/TEN°

(uniquement en combinaison avec la commande TEN°)

No. tarifaire

| | | | |
|-------|--|------------|---------|
| EU054 | Écran TEN° LCD (en cas d'utilisation comme commande à 1 touche, une programmation par le revendeur est nécessaire ; veuillez commander les touches séparément ; le boîtier adaptateur n'est pas nécessaire) | 70.401.000 | 2'218.– |
| EU055 | Module Entrée/Sortie (nécessaire pour le module radio Easywave EU094) | 70.401.000 | 649.– |

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Support pour écran TEN° LCD (uniquement en combinaison avec le module LCD TEN° EU054)

| | | |
|-------|--|-------|
| EU073 | Standard (montage en face du côté du boîtier de commande ; pas possible en combinaison avec la tablette thérapeutique ES012) | – |
| EU074 | Type col de cygne (montage en face du côté du boîtier de commande ; pas possible en combinaison avec la tablette thérapeutique ES012) | 527.– |
| EU075 | Type cole de cygne pour tablette (non monté) | 527.– |

Contrôles spéciaux avec TEN° écran LCD

(uniquement en combinaison avec le module LCD TEN° EU054)

No. tarifaire

| | | | |
|-------|---|------------|---------|
| EU100 | mo-Vis Micro Joystick (force opérante 10 g) | 70.401.000 | 3'742.– |
| EU101 | mo-Vis Multi Joystick (force opérante 50 g) | 70.401.000 | 2'841.– |
| EU102 | mo-Vis All-round Joystick light (force opérante 120 g) | 70.401.000 | 2'541.– |
| EU128 | mo-Vis All-round Joystick (force opérante 250 g) | 70.401.000 | 2'715.– |
| EU129 | mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (force opérante 650 g) | 70.401.000 | 5'256.– |
| EU150 | Mini-Joystick hypersensible | 70.401.000 | 5'256.– |
| EU104 | Commande par bouton (pour 3 ou 4 boutons comme entrée de déplacement via boîtier adaptateur, 2 boutons supplémentaires On/Off + mode sur le module LCD TEN° incl.) | 70.401.000 | 1'098.– |

Embout pour mini-joystick réglable

| | | |
|-------|---|-------|
| EU131 | Boule souple avec élastomère | 205.– |
| EU132 | Boule souple avec ressort dur | 156.– |
| EU133 | Boule souple avec ressort souple | 156.– |
| EU134 | Bouton de commande avec élastomère | 153.– |

Nombre de touches pour la commande par bouton (uniquement en combinaison avec la commande par touches)

| | |
|------------------|---|
| 3 touches | – |
| 4 touches | – |

Bouton 1 pour commande par bouton

(obligatoire si nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4 ; uniquement en combinaison avec nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4)

No. tarifaire

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------|-------|
| EU086 | Piko-Button Ø 50 mm rouge | 70.401.000 | 144.– |
| EU087 | Piko-Button Ø 50 mm jaune | 70.401.000 | 144.– |
| EU088 | Piko-Button Ø 50 mm noir | 70.401.000 | 144.– |
| EU089 | Piko-Button Ø 50 mm argent | 70.401.000 | 144.– |
| EU090 | Piko-Button Ø 30 mm rouge | 70.401.000 | 144.– |
| EU091 | Piko-Button Ø 30 mm jaune | 70.401.000 | 144.– |
| EU092 | Piko-Button Ø 30 mm noir | 70.401.000 | 144.– |
| EU093 | Piko-Button Ø 30 mm argent | 70.401.000 | 144.– |

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Bouton 2 pour commande par bouton

(obligatoire si nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4 ; uniquement en combinaison avec nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4)

No. tarifaire

| | | | |
|-------|----------------------------|------------|-------|
| EU186 | Piko-Button Ø 50 mm rouge | 70.401.000 | 144.- |
| EU187 | Piko-Button Ø 50 mm jaune | 70.401.000 | 144.- |
| EU188 | Piko-Button Ø 50 mm noir | 70.401.000 | 144.- |
| EU189 | Piko-Button Ø 50 mm argent | 70.401.000 | 144.- |
| EU190 | Piko-Button Ø 30 mm rouge | 70.401.000 | 144.- |
| EU191 | Piko-Button Ø 30 mm jaune | 70.401.000 | 144.- |
| EU192 | Piko-Button Ø 30 mm noir | 70.401.000 | 144.- |
| EU193 | Piko-Button Ø 30 mm argent | 70.401.000 | 144.- |

Bouton 3 pour commande par bouton

(obligatoire si nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4 ; uniquement en combinaison avec nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4)

No. tarifaire

| | | | |
|-------|----------------------------|------------|-------|
| EU286 | Piko-Button Ø 50 mm rouge | 70.401.000 | 144.- |
| EU287 | Piko-Button Ø 50 mm jaune | 70.401.000 | 144.- |
| EU288 | Piko-Button Ø 50 mm noir | 70.401.000 | 144.- |
| EU289 | Piko-Button Ø 50 mm argent | 70.401.000 | 144.- |
| EU290 | Piko-Button Ø 30 mm rouge | 70.401.000 | 144.- |
| EU291 | Piko-Button Ø 30 mm jaune | 70.401.000 | 144.- |
| EU292 | Piko-Button Ø 30 mm noir | 70.401.000 | 144.- |
| EU293 | Piko-Button Ø 30 mm argent | 70.401.000 | 144.- |

Bouton 4 pour commande par bouton

(obligatoire si nombre de boutons pour commande par touches = 4 ; uniquement en combinaison avec nombre de boutons pour commande par touches = 4)

| | | | |
|-------|----------------------------|------------|-------|
| EU386 | Piko-Button Ø 50 mm rouge | 70.401.000 | 144.- |
| EU387 | Piko-Button Ø 50 mm jaune | 70.401.000 | 144.- |
| EU388 | Piko-Button Ø 50 mm noir | 70.401.000 | 144.- |
| EU389 | Piko-Button Ø 50 mm argent | 70.401.000 | 144.- |
| EU390 | Piko-Button Ø 30 mm rouge | 70.401.000 | 144.- |
| EU391 | Piko-Button Ø 30 mm jaune | 70.401.000 | 144.- |
| EU392 | Piko-Button Ø 30 mm noir | 70.401.000 | 144.- |
| EU393 | Piko-Button Ø 30 mm argent | 70.401.000 | 144.- |

Joystick mo-Vis sans écran (connexion directe au système de bus ; uniquement possible en combinaison avec la commande TEN° ; non possible en combinaison avec les commandes spéciales avec module LCD TEN°)

| | | | |
|-------|---|------------|---------|
| EU105 | mo-Vis Micro Joystick (force opérante 10 g) | 70.401.000 | 3'742.- |
| EU106 | mo-Vis Multi Joystick (force opérante 50 g) | 70.401.000 | 2'841.- |
| EU107 | mo-Vis All-round Joystick light (force opérante 120 g) | 70.401.000 | 2'541.- |
| EU108 | mo-Vis All-round Joystick (force opérante 250 g) | 70.401.000 | 2'079.- |
| EU109 | mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (force opérante 650 g) | 70.401.000 | 3'742.- |

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Support pour joystick mo-Vis

| | | |
|-------|---|-----------|
| EU076 | Bras pivotant électrique, monté à gauche du dossier (pour accueillir des joysticks, des commandes par aspiration, soufflage et boutons) | 1'467.– |
| EU077 | Bras pivotant électrique, monté à droite du dossier (pour accueillir des joysticks, des commandes par aspiration, soufflage et boutons) | 1'467.– |
| EU137 | mo-Vis Schulterbügel siehe Ausschlüsse 58.8) | Mehrpreis |
| EU078 | Support pour tablette thérapeutique (non monté) | 391.– |
| EU110 | Support sur accoudoir avec 1 interrupteur à doigt (pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick) | 398.– |
| EU111 | Support sur accoudoir avec 2 interrupteurs à doigt (pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick) | 626.– |
| EU112 | Support sur accoudoir avec 1 bouton Piko (Ø 30 mm rouge pour marche / arrêt, fixation sur le côté du joystick) | 451.– |
| EU113 | Support sur accoudoir avec 2 bouton Piko (Ø 30 mm rouge / noir pour marche / arrêt, fixation sur le côté du joystick) | 691.– |
| EU118 | Sans support avec 2 boutons Piko (Ø 30 mm rouge / noir pour marche / arrêt) | 563.– |

Module actionneur pour commande R-net/TEN°

| | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EU056 | Module actionneur (nécessaire pour l'éclairage et / ou les fonctions électriques des sièges sur TEN° (120 A)) | – |
|---|---|---|

Accessoires boîtier de commande

| | | No. tarifaire | |
|-------|---|---------------|---------|
| EU057 | Commande tierce personne pas en combinaison avec siège standard Junior | 70.401.000 | 1'371.– |
| EU094 | Module sans fil Easywave (compatible uniquement avec module Input/Output EU055) | 70.401.000 | 534.– |

Côté de montage commande tierce personne (uniquement en combinaison avec commande de tierce personne EU057)

| |
|--------|
| Droit |
| Gauche |

Stabilisation de trajectoire (obligatoire en relation avec FWD)

| | | No. tarifaire | |
|-------|--|---------------|-------|
| EF022 | Mécanique (possible uniquement en combinaison avec le entraînement RWD ; possible uniquement en combinaison avec garde-boue roues directionnelles) | | 388.– |
| EF023 | Électrique (module gyroscopique ; l'utilisation d'un gyroscope peut réduire la portée indiquée en fonction du terrain) | 70.401.000 | 736.– |

Module memory pour réglage électrique

(uniquement avec la commande TEN° (120A) ou le module de table TEN°, réversible électriquement)

| | | No. tarifaire | |
|-------|---|---------------|-------|
| EU122 | Inclinaison du dossier, préprogrammé à 20° | 70.421.000 | 491.– |
| EU123 | Inclinaison d'assise, préprogrammé à 20° | 70.421.000 | 491.– |
| EU124 | Inclinaison du dossier et de l'assise, préprogrammé à 35° / 15° | 70.421.000 | 976.– |

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

| Options de réglage électrique des sièges | | No. tarifaire | |
|---|--|---------------|-------|
| EU127 | Réduction de la vitesse (somme des angles > 35°) | 70.421.000 | 263.– |
| Motorisation | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ET016 | Performance | | – |
| Vitesse | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ET014 | 10 km/h | | – |

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales



EC001-EC004
Assise standard



EC005 VAS
(assise réglable vario)



ED050/051
Dossier Contour AD




ED036 Dossier Baxx
Flat Top en alu




EC020/ED034 Assise
Contour avec profil plat



EC021/ED035 Assise Contour
avec profil profond




ED039 Guides latéraux
ergonomiques




ED040 Support lombaire



EP002 Ceinture à 2 point,
boucle métallique



EP003 Ceinture à 2 point,
boucle plastique



EP020 Ceinture à 2 point,
enroulable




EP005 - EP007
Harnais dynamique

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales



EP008 - EP010
Harnais thoracique




EP011 - EP013
Harnais Slimline Sternum



EP014 - EP017
Harnais épaule



EL001 Col de cygne



EL002 Multi axes, ouvert



EL003 Multi axes, droit



EL031 UniLink Support
appuie-tête, multi axes



EL033/EL034/EL035
Comfort Plus



EL036/EL037 Combo



EL006/007
Appuie-tête, petit



EL013/014 Supports tête-
nuque combinés, petit/large



EL015/016 Appuie-tête en X,
petit/large




EE024 Accoudoirs relevable



EC025 Bascule d'assise
électrique



EC026 Réglage électrique de
la hauteur d'assise 35 cm




EB003 Repose-pieds relevable
électr., avec compensation de lon-
gueur et contrôlable séparément

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales



EB013 Repose-jambes avec fixation centrale



EB007 Palettes repose-pieds séparées, aluminium



EB017 Verrouillage pour palette repose-pieds monobloc



EU043 Prise de charge magnétique externe



EU044 Chargeur 10A, sans ventilateur (IP54)



EU046 Chargeur 10A, avec ventilateur



EU042 Chargeur 12A, avec prise de charge externe incl.



EG013 Rainurés



EG014 Crampons



EG015 Roues directionnelles rainurée



EF020 Verrouillage mécanique



ES002 Kit de transport en véhicule



ES013 Montageset Dahl Docking System



ES003 Pochette pour téléphone portable



ES004 Porte-bagage

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales




ES005 Porte-canne



ES006 Rétroviseur



ES010 Porte-bouteilles



ES023 Porte-sac à dos



**ES305 Sac à dos
avec logo Ottobock**



**ES306 Poche de rangement
pour sondes urinaire, grande**



ET002/005 12V



ET004/007 USB



**ES021 Kit éclairage LED
avec support magnétique**



**EU100/105 mo-Vis Micro
Joystick**



**EU101/106 mo-Vis Multi
Joystick**




**EU102/107 mo-Vis Allround
Joystick light**

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales



**EU053 R-net/TEN°
(120 A) Module power**



**EU063 TEN° (120A) Module de table,
réversible électriquement**



EU098 Module à touches




EU054 Module TEN° LCD



**EU057 Commande
tierce personne**



**EF001 Amortisseurs roues
directionnelles**



**EU080 Embout de joystick
en U pour tétraplégique**



EU081 Stick S80




**EU082 Soft Ball,
embout en mousse**



**EU083 Embout balle
de golf, petit**



**EU084 Embout balle
de golf, grand**



EU085 Soft balls



**EU110-113 Support
pour accoudoir**



**EU111 mo-Vis Joystick
2 interrupteurs à doigt incl.**

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – Assise standard Junior et Petite

| ST [cm] | Taille châssis | SH [cm] Configuration | 45 | 47 | | 49 | | | 51 | | | 53 | | 55 | | 57 |
|------------|-------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | MW | FW | MW | RW | FW | MW | RW | FW | MW | RW | MW | RW | MW | RW |
| 34 | 1 | sans basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec lift élect. et basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | sans basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec lift élect. et basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 1 | sans basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec lift élect. et basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | sans basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec lift élect. et basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1 | sans basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec lift élect. et basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | sans basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec lift élect. et basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1 | sans basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec lift élect. et basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | sans basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec lift élect. et basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1 | sans basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec lift élect. et basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | sans basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec lift élect. et basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1 | sans basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec lift élect. et basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | sans basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec lift élect. et basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1 | sans basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec lift élect. et basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | sans basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec lift élect. et basculement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | avec basculement | | | | | | | | | | | | | | |

 Sélection possible  Sélection pas possible

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

1/2 Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – Grande assise standard et assise XL

| ST [cm] | Taille châssis | SH [cm] Configuration | 43 | | 45 | | | 47 SS grand | | | 47 SS XL | | | 49 SS grand | | | 49 SS XL | | |
|------------|-------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----------|----|----|-------------|----|----|----------|----|----|
| | | | FW | RW | FW | MW | RW | FW | MW | RW | FW | MW | RW | FW | MW | RW | FW | MW | RW |
| 42 | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| | Sélection possible |
| | Sélection pas possible |
| A | sans basculement |
| B | avec lift électrique et basculement |
| C | avec basculement |

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

2/2 Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – Grande assise standard et assise XL

| ST [cm] | Taille châssis | SH [cm] | Configuration | 51 SS grand | | | 51 SS XL | | | 53 | | 55 | | 57 |
|------------|-------------------|---------|---------------|-------------|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | FW | MW | RW | FW | MW | RW | MW | RW | MW | RW | RW |
| 42 | 1 | A | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1 | A | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1 | A | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1 | A | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1 | A | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| | Sélection possible |
| | Sélection pas possible |
| A | sans basculement |
| B | avec lift électrique et basculement |
| C | avec basculement |

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – VAS

| ST [cm] | Taille châssis | SH [cm] Configuration | 43 | | 45 | | | 47 | | | 49 | | | 51 | | | 53 | | 55 | | 57 | |
|------------|-------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | FW | RW | FW | MW | RW | FW | MW | RW | FW | MW | RW | FW | MW | RW | MW | RW | MW | RW | MW | RW |
| 38 | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

 Sélection possible

 Sélection pas possible


A sans basculement

B avec lift électrique et basculement

C avec basculement

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales



Coussin d'assise Livo

| ST [cm] | Largeur d'assise [cm] | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |



Coussin d'assise Evoflair

| ST [cm] | Largeur d'assise [cm] | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**


Bon de commande avec commandes spéciales

Coussin d'assise Terra, Terra Aquos



| ST [cm] | Largeur d'assise [cm] | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |

Coussin d'assise Terra Flair



| ST [cm] | Largeur d'assise [cm] | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales



Coussin d'assise Cloud

| ST [cm] | Largeur d'assise [cm] | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |

Coussin d'assise contour à profil plat, à profil profond

| ST [cm] | Largeur d'assise [cm] | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 38 | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |

: Possible en combinaison avec VAS